



TECHNOPAINT

Descripción

Revestimiento fino para el colado sobre modelos

Utilización

Revestimiento fino para pintar las preformas de cera o plástico de los modelados de esqueléticos. Aplicación previa al llenado del cilindro con el revestimiento.

Ventajas:

- Evita la aparición de burbujas en el colado
- Garantiza una superficie de colado fina
- Seca rápidamente (aprox 1 minuto)

Modo de empleo

Debido a la composición del producto, durante periodos largos de almacenaje el producto puede sedimentar. Se aconseja agitar enérgicamente la botella antes de usar hasta observar un producto uniforme.

Aplicar el producto con un pincel sobre las preformas de cera.

Dejar secar completamente, aproximadamente 1 minuto.

Rellenar el cilindro con el revestimiento fosfático o a base de polisilicatos habitual.

Cerrar la botella después del uso.

En caso de observar el producto demasiado espeso, es posible añadir agua destilada hasta su correcta viscosidad.

Precauciones de seguridad

Trabajar en lugares bien ventilados
No comer, beber o fumar durante su uso
Evitar el contacto con los ojos o la piel
En caso de ingestión, consultar un médico
Para más información, ver la hoja de seguridad del producto

Almacenaje y caducidad

La estabilidad del producto es de 18 meses, respetándose las condiciones de almacenamiento. La fecha de caducidad se entiende con el producto en su envase original y previo a la apertura del mismo

Almacenaje: Conservar el producto bien cerrado en su embalaje original y en un lugar fresco y seco.

Presentación

6650-020 Botella 200 ml

Información adicional

Las informaciones contenidas en esta hoja de instrucciones están basadas en el estado actual de nuestros conocimientos y se dan solamente a título informativo sin que ello implique una garantía por parte de Protechno.



protechno

Polígono Empordà Internacional
17469 VILAMALLA, GIRONA , SPAIN
Tel.: (34) 972 52 61 69
Fax: (34) 972 52 55 86
protechno@protechno.es
www.protechno.es



TECHNOPAINT

Description

Fine investment material for partial denture technique

Uses

Fine investment for painting the wax or plastic patterns in the frame work technique. Application before filling the cylinder with the usual investment

Advantages:

- Avoids the defects on the castings
- It assures a fine casting surface
- Quick setting (1 minute)

Use instructions

Due to the composition of the product, during long storage periods, the product can settle. It's recommended to shake it well until a uniform product is obtained.

Apply the product with a brush onto the wax patterns.

Let dry completely approximately for 1 minute

Fill the cylinder with the usual phosphate or polysilicate investment.

Close the bottle after each use

If the product is too thick, some distilled water can be added until the correct viscosity is obtained.

Safety cautions

Work in well ventilated places

Do not eat, drink or smoke while using

Avoid contact with skin or eyes

In the event of ingestion, consult a doctor

For further information, see the safety data sheet of the product

Storage

The stability of the product is 18 months respecting the storage conditions. (Note: The expiry date is considered with the product in his original packing and before been opened).

Storage: Keep the product tightly closed in its original package and in a dry cool place.

Packing

6650-020 Bottle 200 ml

Additional information

The information given in this sheet is based on our level of knowledge at the moment at the date of printing and is not intended to be a warranty for the product.



protechno

Polígono Empordà Internacional
17469 VILAMALLA, GIRONA , SPAIN
Tel.: (34) 972 52 61 69
Fax: (34) 972 52 55 86
protechno@protechno.es
www.protechno.es