

ADIM ADIM TALIMATLAR: Ürünün dezenfekte edeceğiniz yüzey üzerine doğrudan püskürtün veya bir bez ile silin. Ürün tamamen buharlaşmadan dezenfekte edeceğinizi tüm yüzeyi iyice silin ve kurumaya bırakın.

Etkenlik	Normlar*	Süreler (dakika)
Virüsler	EN 14476 (HIV, HBV, HCV, H1N1, Poliovirüs, Adenovirüs, Norovirüs, Parvovirüs testleri)	1
Bakteriler	EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	5
Keskin	EN 13624, EN 14562 (C. albicans)	5
Tuberülulozid	EN 14348, EN 14563 (M. terrae)	5

*Testler kritik koşullarda gerçekleştirilmştir.

ÖNEMLİ GÖZLEMLER: Ürünün tanıtımı dahil olmak üzere, herhangi bir şekilde verilen bilgiler kullanılmamasına uyulması gerekliliğini ortadan kaldırmaz. Kullanıcı, ürünün öngörülen uygulamaya ilişkin uygun olup olmadığını kontrol etmelidir. Şirket, temin edilen ürünlerin değer sınırları dahilinde, talimatlarla uyulmamasından veya ürünün uygulama için uygun olmasından kaynaklanan zararlarından dolayı, üçüncü şahıslara karşı dahi sorumlu tutulamaz.

YALNIZCA PROFESYONEL KULLANIM İÇİN

RO - İNSTRÜKSİYON DE UTILIZARE: Dezinfectant și detergent pentru suprafețe de dispozitive medicale.

AMBALAJ: Flacon de 750 ml
PRINCİPİAL ACTIVE: 100 g de Zeta 3 Soft și Soft Classic conțin 34,4 g de etanol, 14 g alcool izopropilic, agenți tensioactivi neionici, aditivi, adjuvanți și apă în cantitate suficientă la 100 g.

CONTRAINDICAȚII: Nicio contraindicație cunoscută.
AVERTISMENTE: Se recomandă să se testeze întâi de-a-mână produsul pe o zonă limitată înainte de a fi folosit pe întreaga suprafață. Lichid și vapori inflamabili. Provocă iritații oculare grave. În caz de contact cu ochii, clătiți din abundență mai puțin de o minută. Îndepărtați eventualele lentile de contact, dacă este posibil. Continuați să clătiți. Dacă iritația nu începe să se amelioreze, consultați medicul. Odolățiți în skladu s dobrom zatvorenom spremniku. Izbjegavati ispuštanje proizvoda u okoliš i odložiti u skladu s lokalnim zakonima.

NUȘOJVAJE: Nisu zabiježene nikakve nuspojavae.
DETAJLENE UPUTE: Galvoiz raspoređiti izravno na željenu površinu ili na krpu. Pažljivo istr-ljati ošavu površinu koja se dezinficira prije nego proizvod u potpunosti ispari i ostaviti da se osuši.

MĂȘURI DE PRECAUȚIE: Purtați mănuși și protecții pentru ochi și față. Spălați cu apă în mânăle după utilizare. A se păstra la distanță de sursele de căldură, scântei, flăcără deschisă și suprafețe încălzite. Fumatul interzis. Recipientul trebuie păstrat bine închis. Se interzice aruncarea produsului în mediu; a se elimina în conformitate cu regulamentele locale.

EFFECTE ADVERSE: Nu s-au determinat efecte adverse.
INSTRUCȚIUNI PAS-CU-PAS: Stropiți produsul pe suprafața de dezinfectat direct sau cu o cârpă. Frecați cu atenție întreaga suprafață de dezinfectat mai înainte de evaporarea completă a produsului și permiteți să se usuce.

Activități	Norme*	Interval (minute)
Virucid	EN 14476 (teste pe Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, Parvovirus inclusiv HIV, HBV, HCV, H1N1)	1
Bactericid	EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	5
Leucicid	EN 13624, EN 14562 (C. albicans)	5
Tuberulocid	EN 14348, EN 14563 (M. terrae)	5

*Teste efectuate în condiții de murdărie.

OBSERVAȚII IMPORTANTE: Eventualele informații emise în orice mod, chiar și în timpul demonstrațiilor, nu scutesc de la respectarea instrucțiunilor de utilizare. Operatorul are obligația de a verifica dacă produsul este corespunzător pentru aplicația prevăzută. Societatea nu va putea fi trasă la răspundere pentru daune, chiar și ale unor terțe persoane, care decurg din nerespectarea instrucțiunilor sau a utilizării neadecvate și, în orice caz, în limitele valorii produselor furnizate.

DOAR PENTRU UZ PROFESIONAL

HR - PRIMJENA: Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju površina medicinskih uređaja.

PAKIRANJE: Bočica od 750 ml

AKTIVNE TVARI: 100 g proizvoda Zeta 3 Soft i Soft Classic sadrži 34,4 g etanola, 14 g izopropanola, neionske surfaktante, aditive, pomoćne tvari i vodu do 100 g.

KONTRAINDIKACIJE: Nisu poznate nikakve kontraindikacije.

UPOZORENJE: Savjetuje se testiranje proizvoda na manjoj površini prije uporabe na čitavoj površini. Tekućina i pare su zapaljivi. Uzrokuje jako nadraživanje oka. U slučaju dodira s očima: oprerno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Ako nadražaj oka ne prestaje, zatražiti savjet liječnika.

Sadržaj: (R)-P-MENTA-1,8-DIENE. Može izazvati alergijsku reakciju. Ako prilikom uporabe dođe do pojave nadražaja, crvenila ili drugih znakova preosjetljivosti, prekinuti uporabu i zatražiti savjet liječnika.

MJERE OPREZA: Nositi zaštitne rukavice, zaštitu za oči i lice. Nakon uporabe dobro oprati ruke. Čuvati odvojeno od izvora topline, iskre, otvorenog plamena i vrućih površina. Ne pušiti. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Izbjegavati ispuštanje proizvoda u okoliš i održati u skladu s lokalnim zakonima.

NUȘOJVAJE: Nisu zabiježene nikakve nuspojavae.
DETAJLENE UPUTE: Galvoiz raspoređiti izravno na željenu površinu ili na krpu. Pažljivo istr-ljati ošavu površinu koja se dezinficira prije nego proizvod u potpunosti ispari i ostaviti da se osuši.

Dijelovanje	Standard*	Vrijeme (minuta)
Virucid	EN 14476 (test na poliovirus, adenovirus, norovirus, parvovirus, uključujući HIV, HBV, HCV, H1N1)	1
Baktericid	EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	5
Keskin	EN 13624, EN 14562 (C. albicans)	5
Tuberulocid	EN 14348, EN 14563 (M. terrae)	5

*Testovi provedeni u prijavljivanju.

VAŽNE NAPOMENE: Sve informacije objavljene na bilo koji način, čak i prilikom demonstracije uporabe proizvoda, ne predstavljaju odstupanje od uputa za uporabu. Rukovoditelj je dužan provjeriti je li proizvod prikladan za planiranu uporabu. Proizvođač nije odgovoran za štetu, ni prema trećim stranama, koja je rezultat nepripravljivanja uputa, ili za nepripravljenu primjenu i u svakom slučaju u granicama vrijednosti isporučeno proizvoda.

ISKLUČIVO ZA PROFESIONALNU UPORABU

HU - HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK: Fertőtlenítő és tisztítószér orvostechnikai eszközök felületéhez.

KISZERELÉS: 750 ml-es flakon
HATÓANYAGOK: 100 g Zeta 3 Soft és Soft Classic tartalmaz 34,4 g etanolt, 14 g izopropanolt, nem ionos felületaktív anyagokat, adalékanyagokat, segédanyagokat és vizet.

ELLENJAVALLATOK: Nincs semmilyen ismert ellenjavallat.
FIGYELEM! Javasoljuk, hogy a terméket mindig kis felületen próbálja ki, mielőtt az egész felületre alkalmazná. Győződjön meg arról, hogy a szemirritációt okoz. Ha szembe kerül, alaposan öblítse át néhány perccen keresztül. Vegye ki az esetleges kontaktlencéket, ha ez könnyen megtehető. Öblítse tovább. Ha a szemirritáció továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz. Tartalmaz: (R)-P-MENTA-1,8-DIENE. Allergiás reakciót válthat ki. Amennyiben használata közben irritációt, vörösséget vagy túlzérékenységre utaló egyéb jeleket talál, ne használja tovább, és forduljon orvoshoz.

ŐVÉTELJESZÉSEK: Viseljen kesztyűt, szem- és arcvédeőt. Használat után alaposan mosson kezet. Höföztölés, széliről, nyíl tőlángtól és meleg felületektől tartsa távol. Ne cigarettázzon. Tartályt tartsa jól lezárva. A termék ne kerüljön a környezetbe, és a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

MELLEKHATÁSOK: Nem tapasztaltak mellékhatásokat.
UTASÍTÁSOK LÉPÉSÉRŐL LÉPÉSRE: Fújja rá közvetlenül vagy egy ruhával a terméket a terméket teljesen elpárologtassa, és hagyja megszáradni.

HATÉKSPEKTRUM

Tevékenység	Szabványok*	Bebatási idő(k) (perc)
Virucid	EN 14476 (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, Parvovirus, beleértve HIV, HBV, HCV, H1N1), végzett tesztek) szabvány	1
Baktericid	EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	5
Elektrogonómia oldó	EN 13624, EN 14562 (C. albicans)	5
Tuberulocid	EN 14348, EN 14563 (M. terrae)	5

*A tesztek szemnyezet körülmények között végeztek.

FONTOS MEGJEGYZÉSEK: A bármilyen formában kiadott esetleges információk, a bemutatás során is, nem érvénytelenítik a használati útmutatókat. A gépkezelő feladata elvárás, hogy a termék megfelel-e a tervezett használatának. A cég nem tehető az olyan, akár harmadik félnek is okozott károkért, amelyek az utasítások be nem tartásából, a nem megfelelő alkalmazásából erednek, és mindenesetre a szállított termék értékének határain belül.

CSAK SZAKMAI HASZNÁLTATRA

Dijelovanje	Standard*	Vrijeme (minuta)
Virucid	EN 14476 (test na poliovirus, adenovirus, norovirus, parvovirus, uključujući HIV, HBV, HCV, H1N1)	1
Baktericid	EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	5
Keskin	EN 13624, EN 14562 (C. albicans)	5
Tuberulocid	EN 14348, EN 14563 (M. terrae)	5

*Testovi provedeni u prijavljivanju.

BAK - NÁVOD NA POUŽITIE: Čistiaci a dezinfekčný prostriedok pre zdravotnícke pomôcky.
SKLENJE: 750 ml flakóci.
ÚČINNÉ LÁTKY: 100 g prípravku Zeta 3 Soft a Soft Classic obsahuje 34,4 g etanolu, 14 g izopropanolu, neiónové povrchovo aktívne látky, aditíva, doplnkové látky a vodu podľa potreby na dosiahnutie konečného objemu 100.

KONTRAINDIKÁCIJE: Nie je známa žiadna kontraindikácia.
UPOZORNENIA: Odporúčame, aby ste výrobok vždy vysúdali na ochránenom mieste, než ho aplikujete na očí povrch. Horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. V prípade kontaktu s očami si ich niekoľko minút vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné

šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Obsahuje: (R)-P-MENTA-1,8-DIEN. Môže vyvolať alergickú reakciu. Ak by sa po aplikácii vyskytlo podráždenie, začervenanie alebo iné príznaky nevolnosti, prestaňte prípravok používať a poraďte sa s lekárom.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA: Noste rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár. Po použití si dôkladne umyte ruky. Uchovajte v bezpečnej vzdialenosti od zdrojov tepla, iskier, otvoreného ohňa a zahriatych povrchov. Neľajte. Nádobku uchovávajte tesne uzavretú. Neodhadzujte výrobok do voľného prostredia a odstráňte ho v súlade s miestnymi právnymi predpismi.

VEDAJŠIE ÚČINKY: Vedľajšie účinky neboli zistené.
POKYNY KROK ZA KROKOM: Nastriekajte prípravok priamo alebo naneste pomocou utierky na povrch čistej zdravotnickej pomôcky. Pred úplným odparem pripravku starostlivo otrite celý povrch, ktorý hodľate dezinfikovať, a nechajte ho uschnúť.

SPEKTRUM ÚČINKU

Účinky	Predpisy*	Doba (v minútách)
Virucidné účinky	EN 14476 (testovaný na poliovirus, adenovirus, norovirus, parvovirus, vrátane HIV, HBV, HCV, H1N1)	1
Baktericídne účinky	EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	5
Kvasinokocidny	EN 13624, EN 14562 (C. albicans)	5
Tuberukulócidné účinky	EN 14348, EN 14563 (M. terrae)	5

*Testovanie bolo vykonané v znečistenom stave.

DŮLEŽITÉ PRIPOMIENKY: V prípade, že boli akýmkoľvek spôsobom vydané informácie, a to aj počas prevádzkania, neznamená to, že neplatia údaje uvedené v návode na použitie. Pracovník obsluhy je povinný kontrolovať, či je výrobok vhodný na dané použitie. Firma nezodpovedá za škody, spôsobené aj tretími stranami, ktoré vznikli v dôsledku nedržania pokynov alebo nevhodného použitia, ale v každom prípade v medziach hodnoty dodaných výrobkov.

LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE

LV - LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI: Dezinfekcijas un mazgāšanas līdzeklis medicīnisko ierīču virsmām.

IPAKŪJUMI: 750 ml flakons
AKTĪVAS VIELAS: 100 g Zeta 3 Soft un Soft Classic satur 34,4 g etanola, 14 g izopropanola, nejonu virsmaktīvās vielas, piedevs, palīgvielas un ūdens pēc nepieciešamības līdz 100 g.

KONTRAINDĪKĀCIJAS: Kontraindikācijas nav zināmas.
BRĪDĪJUMI: Iesakām vienmēr pārbaudīt līdzekli uz neliela laukuma pirms visas virsmas apstrādes. Uzliesmojošs šķidrums un trauki. Izrasa nopietnu acu kairinājumu. Saskaņā ar acīm: uzmaniģt skaloj ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un, ja to ir viegli izdarīt. Turpiniet skaloj. Ja acu kairinājums nepazūst, vērsieties pie ārsta. Sastāvs: (R)-P-MENTA-1,8-DIENS. Var izraisīt alērgisku reakciju. Ja lietošanas laikā rodas kairinājumi, apstāties vai citas paugustniskas jutības pazīmes, pārtrauciet lietošanu un konsultējieties ar ārstu.

PIESĀRZĪBASĀKCIJE: Izlīmnot aizsargcimdus, acu aizsargus un sejas aizsargus. Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgājiet rokas. Sargāties no karstuma, dzirksteļiem, atšķautņiem un karstām virsmām. Nesmēķēt. Tvertni stingri nosēģt. Izvairieties no produkta izplatīšanas apkārtnē vīdēt un atbrīvoties no tā saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

BLAKNES: Blaknes nav konstatētas.
INSTRUKCIJA SOLI PA SOLIM: Izsmidziniet liulektitēti uz dezinficējamās virsmas vai noslaukiet to ar lupatini. Rūpīgi noslaukiet visu dezinficējamu virsmu pirms līdzekļa pilnīgi izvākšos un ļaujiet tai nožūt.

IEDARBĪBAS SPEKTRS

Darbība	Standarti*	Laiks (minūtes)
Virucidis	EN 14476 (gabarūdzts uz poliovirusa, adenovirusa, norovirusa, parvovirusa, ieskaitot HIV, HBV, HCV, H1N1)	1
Baktericids	EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	5
Ar pretaugus iedarbību	EN 13624, EN 14562 (C. albicans)	5
Tuberulocidus	EN 14348, EN 14563 (M. terrae)	5

*Parbaudīts veiktas netīnos apstākļos.

SVARĪĢAS PĪEZĪMES: Jebkura informācija, kura ir sniegta jebkādā veidā, tai skaitā prezentāciju laikā, nevar būt uzskatīta par iemeslu atkāties no ekspluatācijas norādījumiem. Operatora pienākums ir pārbaudīt, vai līdzeklis ir piemērots paredzētajam lietošanas mērķim. Uzņēmums nevar tikt atbildības par zaudējumiem, tai skaitā atkārtēji pret trešajiem personām, kuri ir radušies norādījumu neievērošanas vai nepiemērotas lietošanas rezultātā, un jebkāru gadījumā atbildība nevar pārsniegt piegādāto produktu vērtību.

TIKI PROFESIONĀLAI LIETOŠANAI

LV - NAUDOJUMS: medicīniniū prietaisu paviršiju dezinfekantas ir ploviklis.
TEGEVĪSĀKCIJE: 750 ml flakons
VEIKLIOSĪOS MĒDŽIAGOS: 100 g Zeta 3 Soft ir Soft Classic sudētyje yra 34,4 g etanolu, 14 g izopropanolu, nejoninių paviršinio aktyvumo medžiagų, priedų, pagalbinių medžiagų ir 100 g reikalingas kiekis vandens.

KONTRAINDIKACIJOS: nežinoma jokia kontraindikācija.
PERSPĒJĀM: pirms naudojant ant viso paviršiaus, rekomenduojama pirmiausia visada išbandyti produkto nedidelėje srityje. Degus skystis ir garai. Sukelia smarkų aki dirginimą. Jei pateko į akis, kelias minutes kruopščiai skalaukite. Išimkite kontaktinius lęšius, jei tai lengva padaryti. Skalaukite toliau. Jei akių dirginimas kartojasi, pasitarkite su gydytoju. Sudėtyje yra: (R)-P-MENTA-1,8-DIENO. Gali sukelti alėrgines reakcijas. Jei naudojant atsiranda sudirginimų, paraudinimų arba kitų padidinto jutrumo požymių, nebenaudokite ir pasitarkite su gydytoju.
ATSARGUO PRIEMONĖS: mūvėkite pirštines, akių ir veido apsaugą. Po naudojimo kruopščiai nusiplaukite rankas. Laiškėty atokiau nuo karščio šaltinių, žiebrūto, atviroo ugnies ir įkaitusių paviršių. Nerūkiety. Pakuety laikyty sandariai uždaryty. Neišmeskite produkto į aplinką ir šalinikety pagal vietinius standartus.

PĀSĀLĪNIS PŪVEIKIS: neāprītāty jokia šaltūnietu pŵveikli. **ISSĀMIOS NAUDOJIMU INSTRUKCIOJOS:** Uzpurkškitē produktu ant dezinfekuojamā paviršus, tiesiogāji arba naudokiet šļūostē. Kruopšcāji noskūviet visā dezinfekuojamā paviršij, kur produktas visiškāji neisgarvo, ir palikiet ištūyti.

Tevevis	Standarti*	Aeg (minūtidi)
Virusidene	EN 14476 (Ispēstaud poliovirusu, adenovirusu, norovirusu, parvovirusu, kā arī HIV, HBV, HCV, H1N1)	1
Baktericidne	EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	5
Pirmseneestēti	EN 13624, EN 14562 (C. albicans)	5
Tuberulocidne	EN 14348, EN 14563 (M. terrae)	5

*Kāteset na tēstotat mērdētē tīmēstē.

OLULISE MĀRKUSĒD: Vāimālkud mistāhes mēdu (k.a. demonstrāciōnēde kājus) avilaidand emēdi e ķujuta endast kasutisjūhēndi moodat. Kasūtyja peab kontrolimā, kas tode sobib ettenāhtud kasutisotstarbeks. Tootjā e vastuta ķāhju eest (ka kolmandātele isikutele), mēlēsne kasutisjūhēndi ēiramēstē ja valēst kasutamēstē, ning igāl ļuhul piir-dud vastust turētoote vāartēstē.

AINULT PROFESSIONĀLSEK KASUTMISEKS

Pŵveikis	Standarti*	Tūlme (minūtemē)
Antivirusinis	EN 14476 (bandymai su polio virusu, adeno virusu, noro virusu, parvo virusu, įskaitant HIV, HBV, HCV, H1N1)	1
Antibakterinis	EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	5
Naiknamatis mielis	EN 13624, EN 14562 (C. albicans)	5
Tuberukulicidinis	EN 14348, EN 14563 (M. terrae)	5

*Bandymai atlikti esant nešvarumui.

SVARBUS PASTĒBĪJĀM: bet kokia koku nors būdu, net ir demonstruojant pateikia in-

formacija negali nukrypti nuo naudojimo instrukcijų. Naudojatis privalo patikrinti, ar produktas tinka numatytais viršmams ir noslaukiet to ar lupatini. Rūpīgi noslaukiet visu dezinficējamu virsmu pirms līdzekļa pilnīgi izvākšos un ļaujiet tai nožūt.

TIK PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI.

ET - KASUTISJUHEND: Desinfiteeriv ja puhastusaine meditsiiniseadmetele.
TOIMEAINED: 100 g Zeta 3 Soft ja Soft Classic puhastusainet sisaldab 34,4 g etanooli, 14 g isopropanooli, mitteioonseid pindaktiivseid aineid, lisaaineid, abiaineid ja vett plissavas kogemist 100.

PREDAZNI MERKI: Da se noosyt rýkavitsi, predazni sredstva za oçite i liceto. Staratelno izmēniet rýcēte sled utrobeta. Da se dýrži daleç ot iztoniçni na toplina, iskri, otõrkit plamýk i narýtiya povõrõhnoiti. Da se ne puõi. Sýdýt dā se dýrži plýtno zatvoren. Da se izbygva razplývānēnē v okõlnēto sredē, dā se izmēryla v sŵtvetēstē s mēstmetēi razporebēnē.

NEJELANI REAKCIJ: Ne sa ņostovēni neželāni reakcija. **INSTRUKCIJ SĒTKĀ PO SĒTKĀM:** Nāprskyatē produktū direktno ili çrez ķyryla povõrõhnoiti za dezinficēnānē. Iztrykātē staratelno çylytu pavõrõhnoiti za dezinficēnānē predē plēnietõ izparvānē no produkta i ostavete dā izsõhēt.

SPEKŦRŅ NA DEJSTVĪBĒ*

Aktivitēts	Standarti*	Vreme na dējstvīē (minūtu tal)
Virusocidna	EN 14476 (testvan vāru Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, Parvovirus, vklucējot HIV, HBV, HCV, H1N1)	1
Baktericidna	EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	5
Drospēndēdno	EN 13624, EN 14562 (C. albicans)	5
Tuberulocidna	EN 14348, EN 14563 (M. terrae)	5

*Testēstē sa narvānēnē v mērdētoo ņostot.

ETVEVAATUST: Kandke kindādi, kaitsepillē ja kaitsemaski. Peske ķāsi hoolikāi pārstā karte. Hoideke eemal kuumusēst, sādēmetēst, leekēdēti ja kuumadēst pindēst. Ārge suitsētege. Hoideke pakēndi tihēdāi suletān. Vāltēte toote sātumist keskõnda ja lõppladustēge see vastavāli kohālikele nāustēte.

KŌRVALTOIMED: Kŵrvalnāhte eie sine.
TEGEVĪSKĀKCIJE: Pihustāte toodēt ote desinfitēertāvale pinnale vŵi kandke see peale lāstānā. Hoõuge pŵhāļkultū kuoga desinfitēertāvat pinda enne kui toode on tāielikult aurostunud ning laske kuivāda.

Tevevis	Standarti*	Aeg (minūtdi)
Virusidene	EN 14476 (Ispēstaud poliovirusu, adenovirusu, norovirusu, parvovirusu, kā arī HIV, HBV, HCV, H1N1)	1
Baktericidne	EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	5
Pirmseneestēti	EN 13624, EN 14562 (C. albicans)	5
Tuberulocidne	EN 14348, EN 14563 (M. terrae)	5

*Kāteset na tēstotat mērdētē tīmēstē.

OLULISE MĀRKUSĒD: Vāimālkud mistāhes mēdu (k.a. demonstrāciōnēde kājus) avilaidand emēdi e ķujuta endast kasutisjūhēndi moodat. Kasūtyja peab kontrolimā, kas tode sobib ettenāhtud kasutisotstarbeks. Tootjā e vastuta ķāhju eest (ka kolmandātele isikutele), mēlēsne kasutisjūhēndi ēiramēstē ja valēst kasutamēstē, ning igāl ļuhul piir-dud vastust turētoote vāartēstē.

VAŽNE NAPOMENE: Sve informacije objavljene na bilo koji način, čak i prilikom demonstracije uporabe proizvoda, ne predstavljaju odstupanje od uputa za uporabu. Rukovoditelj je dužan provjeriti je li proizvod prikladan za planiranu uporabu. Proizvođač nije odgovoran za štetu, ni prema trećim stranama, koja je rezultat nepripravljivanja uputa, ili za nepripravljenu primjenu i u svakom slučaju u granicama vrijednosti isporučeno proizvoda.

PREUPREZDENIJA: Preporýçitelno e vinnāgi dā izprobovāno produkty vŵru malýk űchastýk, predē dā preminēte kým çylytu povõrõhnoiti. Zapalimēi tēçnost i izparēnēni. Predizvivyvā seriozno drazēnē na oçite. Pri kontakty s oçite dā se izmlānkat vnyimātelno s vŵdo v prodļynēnē na nēkolko minūtu. Svāpēte kontaktnēte leõi, ako imā takāvā, u dõkolko tova e vŵzomōno. Prodļyŵkājāyt dā promivāte. Ako draz-nēto na oçite prodļyŵkāvā, dā se pŵtýri meditsīniskā pomoõ. **PREDAZNI MERKI:** Da se noosyt rýkavitsi, predazni sredstva za oçite i liceto. Staratelno izmēniet rýcēte sled utrobeta. Da se dýrži daleç ot iztoniçni na toplina, iskri, otõrkit plamýk i narýtiya povõrõhnoiti. Da se ne puõi. Sýdýt dā se dýrži plýtno zatvoren. Da se izbygva razplývānēnē v okõlnēto sredē, dā se izmēryla v sŵtvetēstē s mēstmetēi razporebēnē.

NEJELANI REAKCIJ: Ne sa ņostovēni neželāni reakcija. **INSTRUKCIJ SĒTKĀ PO SĒTKĀM:** Nāprskyatē produktū direktno ili çrez ķyryla povõrõhnoiti za dezinficēnānē. Iztrykātē staratelno çylytu pavõrõhnoiti za dezinficēnānē predē plēnietõ izparvānē no produkta i ostavete dā izsõhēt.

Активитет	Ст
-----------	----

