


evo line

MATERIALES PARA EXPLORACION
DIAGNOSTICA RADIOLOGICA



**Ruthinium®
Group**

We take care of your smile

Dientes estéticos radiopacos

Acry Plus EVO RX es la línea de dientes estéticos radiopacos que permite realizar prótesis provisionales utilizables también para adquirir las imágenes TAC.

Acry Plus EVO RX está disponible en las mismas formas que el Acry Plus Evo para que las prótesis provisionales realizadas sean iguales a las prótesis definitivas.



Ventajas:

- **Optimización de los tiempos**, ya que se realiza una única manufactura para la diagnosis y la prótesis provisional.
- **Prótesis provisional y prótesis definitiva se realizan con dientes de la misma forma.** Esto permite una mejor adaptación estética y funcional del paciente a la prótesis.

Cod.	Product
0120047	ACRY PLUS EVO RX 6 SUPERIORES
0120048	ACRY PLUS EVO RX 6 INFERIORES
0120049	ACRY PLUS EVO RX 8 SUPERIORES
0120050	ACRY PLUS EVO RX 8 INFERIORES
0120051	ACRY PLUS EVO RX SET 28

Carta de formas

Incisivos superiores

ES3		
1 40,9 2 9,9 3 11,8 4 7,5		
ES5		
1 43,5 2 10,5 3 12,5 4 7,9		
ES8		
1 45,6 2 10,3 3 12,6 4 8,3		
ES10		
1 46,8 2 11,3 3 13,3 4 8,5		
ES12		
1 46,0 2 11,2 3 13,3 4 8,5		
ES15		
1 47,2 2 10,4 3 12,5 4 8,7		
ES17		
1 48,9 2 12,5 3 14,1 4 9,1		
ES18		
1 48,6 2 11,8 3 13,9 4 8,9		



Incisivos inferiores

EI2		
1 33,6 2 8,8 3 9,6 4 5,0		
EI4		
1 34,5 2 10,3 3 11,6 4 5,3		
EI5		
1 36,3 2 10,4 3 11,9 4 5,4		
EI7		
1 37,8 2 11,0 3 13,0 4 5,6		
EI9		
1 38,4 2 11,5 3 12,9 4 5,8		

Tabla de articulación*

INCISIVOS SUPERIORES	INCISIVOS INFERIORES	POSTERIORES
ES3	EI2	ED2
ES5	EI4	ED2-ED4
ES8	EI4-EI5	ED4
ES10	EI7	ED4-ED6
ES12	EI5-EI7	ED4
ES15	EI7-EI9	ED4-ED6
ES17	EI9	ED6
ES18	EI7-EI9	ED6


* Las combinaciones son indicativas.

La tipología del montaje y el caso clínico pueden necesitar de combinaciones distintas.

Posteriores

ED2

- 1 29,9
- 2 32,4
- 3 10,8
- 4 9,2




ED4

- 1 31,7
- 2 34,2
- 3 11,4
- 4 9,9




ED6

- 1 34,0
- 2 36,5
- 3 12,2
- 4 10,6



Molares anatómicos muy semejantes al diente natural, caracterizados por una intercúspidación diente a diente con un solo punto de contacto. Angulo cuspidal de 45°.



AcryC&B RX

Resina Radiopaca para la diagnosis radiológica

- A) Construcción del provisional
- B) Alargamiento del talón en los dientes radiopacos

Cod.	Product	
0700050	ACRY C&B RX	100 g
0690005	MONOMERO C&B SELF CURING	60 ml



AcrySelf RX

Resina radiopaca para paladares

Se emplea en la realización de la prótesis provisional en la parte extendida o totalmente edéntula.
Ideal para la lectura radiológica del espesor de la mucosa oral.

Cod.	Product	
1160002	ACRY SELF RX POLVO	100 g
1160001	ACRY SELF RX POLVO	500 g
1030001	ACRY SELF LÍQUIDO	50 ml
1060003	ACRY SELF LÍQUIDO	250 ml



evo line Trial Kit

Content:

- 1 full set 28 Acry Plus EVO
- 1 full set 28 Acry Plus EVO RX
- 100 g Acry Self RX Polvo
- 50 ml Acry Self Liquido
- 100 g Acry C&B RX Polvo
- 60 ml Acry C&B Liquido
- 1 Acry Plus EVO Guia de colores



Cod.	Product
1170001	EVO LINE - TRIAL KIT



evo line

Distributed by



**Ruthinium®
Group**

We take care of your smile

Dental Manufacturing S.p.A.
Via Ca' Mignola Nuova, 1699
45021 Badia Polesine (RO) - Italy
Tel. +39.0425.51628 - +39.0425.590587
Fax +39.0425.590156
www.ruthinium.it info@ruthinium.it