

# GUANTES DE LÁTEX BEHOLI

SIN POLVO / NO ESTÉRILES / AMBIDIESTRO



## INFORMACIÓN GENERAL

Referencia: **BE-EXAMEN-SP**

Nombre producto: **BEHOLI LÁTEX SP**

Tipo: **Guante de protección o examinación desechable de un solo uso.**

Forma: **Ambidiestros.**

Material: **Látex natural.**

Tallas disponibles: **XS (5-6), S (6-7), M (7-8), L (8-9).**

## CONFORMIDAD A LAS NORMATIVAS

### Marcado CE

Conforme a las directrices y normas:

**Equipo de Protección Individual (EPI) 89/686/CEE: CE Cat. III**

**EN 420/03+A1/09**

**EN 455**

**EN 374-1**

**EN 374-2: nivel 2 AQL1.5**

**EN 374-3:**

**nivel 0 (Acetona)**

**nivel 0 (Metanol)**

**nivel 6 (NaOH 40%)**

Apto para manipulación de alimentos - ensayo realizado en base al reglamento:

**RE 10/2011**

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Ingredientes potencialmente alérgicos:

\*El producto contiene látex.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Color: **Blanco.**

Interior: **Clorinado / Sin polvo.**

Terminación: **Bordillo enrollado.**

Superficie: **Completamente microtexturado.**

Espesor: **mín. 0,10 mm +/- 0,02 mm**

Longitud: **240 mm +/- 10 mm** (Todas las tallas)



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Envasado Caja: 10 dispensadores por caja (1.000 guantes)

Dispensador: 100 guantes

Palé:

60 cajas por palé

6 niveles.

10 cajas por nivel.

## GTIN-14 / EAN

|                 | GTIN 14        | EAN           |
|-----------------|----------------|---------------|
| BE-EXAMEN-SP-XP | 18436026590161 | 8436026590164 |
| BE-EXAMEN-SP-P  | 18436026590178 | 8436026590171 |
| BE-EXAMEN-SP-M  | 18436026590185 | 8436026590188 |
| BE-EXAMEN-SP-G  | 18436026590192 | 8436026590195 |

Ctra. de la Esclusa, s/n. Polg. ZAL Sevilla. Nave 1.8, Módulo 1. 41011 Sevilla.

Tel. 954 639 490 - Fax. 954 640 103 - [comercial@cuatrogasa.com](mailto:comercial@cuatrogasa.com)

**[www.cuatrogasa.com](http://www.cuatrogasa.com)**

