

Nylon

Suavidad y fácil deslizamiento

Estructura	Monofilamento
Composición	Poliamida 6 y poliamida 6/6
Color	Azul - incoloro - negro
Esterilización	Rayos Gamma
Absorción	No absorbible
Características	<ul style="list-style-type: none">• Excelente resistencia a la tracción.• Excelente manejabilidad por su bajo efecto memoria.• Seguridad en el anudado.• Fácil deslizamiento a través de los tejidos.
Indicaciones	Piel, cirugía plástica, oftalmología, microcirugía.
Presentación	Cajas de 36 unidades. Oftalmología-Microsutura cajas de 12.

Suavidad y fácil deslizamiento

Suturas Aragón

Nylon


Monofilamento de poliamida

Seguridad en el anudado



Laboratorio Aragón
Salvador Mundí, 11
08017 Barcelona
Tel. 93 204 22 12
Fax 93 203 26 09
pedidos@laboratorioarago.com
www.laboratorioarago.com

Resistencia a la rotura de la Sutura de Nylon Unifilar Aragón



- LOT Nº lote
- REF Referencia catálogo
- Un sólo uso
- No reesterilizar
- Caducidad yyyy-mm año-mes
- ESTERILIZADO por rayos gamma
- Preservar de la luz de sol
- No utilizar si el envase unitario está abierto o deteriorado
- Ver instrucciones
- Fabricante
- Marcado CE y nº de identificación del Organismo Notificado. El producto cumple con los Requisitos Esenciales de la Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE.



aguja 1/2 círculo cilíndrica

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
C16	26 mm	75 cm	azul	2/0	3	20013
Cirugía General	C20	30 mm	75 cm	2/0	3	20085
			75 cm	0	3,5	20014
Cirugía Digestiva	C26	40 mm	100 cm	0	3,5	20368

aguja 1/2 círculo triangular

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
TC10	15 mm	75 cm	azul	5/0	1	20017
		75 cm		4/0	1,5	20075
TC12	20 mm	75 cm	azul	6/0	0,7	20018
		75 cm		5/0	1	20019
		75 cm		4/0	1,5	20020
TC14	22 mm	75 cm	azul	4/0	1,5	20023
		75 cm		3/0	2	20024
TC16	26 mm	75 cm		5/0	1	20071
		75 cm		4/0	1,5	20025
		75 cm	azul	3/0	2	20026
		75 cm		2/0	3	20027
		75 cm		0	3,5	20028
Cirugía Plástica	TC16	26 mm	75 cm	3/0	2	18010
			75 cm	2/0	3	18011
Piel	TC20	30 mm	75 cm	3/0	2	20080
			75 cm	2/0	3	20029
			75 cm	0	3,5	20030
			75 cm	1	4	20031
			75 cm	2	5	20119
Traumatología	TC24	37 mm	75 cm	0	3,5	20100
			75 cm	1	4	20033
			75 cm	2	5	20120
TC30	45 mm	75 cm	azul	1	4	20110
		75 cm		2	5	20035
TC33	48 mm	75 cm	azul	1	4	20036

aguja 1/2 círculo triangular hebra doblada

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
TC26 con lazo	40 mm	150 cm	azul	0	3,5	20103
TC30 con lazo	45 mm	150 cm	azul	0	3,5	20104
		150 cm		1	4	20116

aguja 3/8 círculo triangular

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
TB10	12 mm	45 cm	azul	6/0	0,7	20236
		45 cm		5/0	1	20237
		45 cm		4/0	1,5	20238
TB10	12 mm	75 cm	azul	6/0	0,7	20038
		75 cm		5/0	1	20039
TB12	16 mm	45 cm		6/0	0,7	20353
		45 cm	azul	5/0	1	20211
TB12	16 mm	45 cm		4/0	1,5	20354
		75 cm		6/0	0,7	20069
		75 cm	azul	5/0	1	20041
TB15	19 mm	45 cm		4/0	1,5	20042
		45 cm	azul	5/0	1	20304
		45 cm		4/0	1,5	20221
TB15	19 mm	75 cm		3/0	2	20266
		75 cm	azul	5/0	1	20043
		75 cm		4/0	1,5	20044
TB15	19 mm	75 cm		3/0	2	20045
		75 cm		2/0	3	20046
		75 cm		0	3,5	20047
TB20	26 mm	75 cm		3/0	2	20048
		75 cm	azul	2/0	3	20049
		75 cm		0	3,5	20050
TB24	30 mm	75 cm	azul	0	3,5	20054
		75 cm		1	4	20055
TB70	90 mm	100 cm		1	4	20600
		100 cm	azul	2	5	20300
		50 cm		1	4	20166 *

*2 suturas y 2 tubos de vinilo por sobre

aguja 3/8 círculo triangular punta precisión

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
ATB10	13 mm	45 cm	azul	6/0	0,7	20672
		45 cm		5/0	1	20370
ATB12	15 mm	45 cm	azul	5/0	1	20371
		45 cm		4/0	1,5	20316
ATB15	19 mm	45 cm		4/0	1,5	20173
		45 cm	azul	3/0	2	20259
		45 cm		2/0	3	20599
ATB15	19 mm	75 cm		4/0	1,5	18092
		75 cm	incoloro	3/0	2	18090
		75 cm		2/0	3	18091
ATB19	24 mm	75 cm	azul	2/0	3	20673

aguja recta triangular

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
TR60	60 mm	75 cm		3/0	2	20009
		75 cm	azul	2/0	3	20010
		75 cm		0	3,5	20102

aguja 1/2 círculo triangular

REF	AGUJA (mm/micras)	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
CT	8/220	45 cm	negro	8/0	0,4	19940

doble aguja 1/2 círculo espatulada

REF	AGUJA (mm/micras)	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
2xCTS	5,6/150	30 cm	negro	10/0	0,2	19925

aguja 3/8 círculo cilíndrica

REF	AGUJA (mm/micras)	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
CR	4/100	15 cm	negro	10/0	0,2	19921
		15 cm		9/0	0,3	19920
CR	5/100	15 cm		10/0	0,2	19916
		15 cm	negro	9/0	0,3	19917
		13 cm		8/0	0,4	19922
CR	6,4/150	15 cm	negro	8/0	0,4	19942

aguja 3/8 círculo espatulada

REF	AGUJA (mm/micras)	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
CTS	4/100	13 cm	negro	9/0	0,3	19943
CTS	4/150	13 cm	negro	8/0	0,4	19944
CTS	6,2/150	15 cm	negro	10/0	0,2	19948

doble aguja 3/8 círculo espatulada

REF	AGUJA (mm/micras)	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
2xCTS	6,2/150	30 cm	negro	10/0	0,2	19904
		30 cm		9/0	0,3	19905
2xCTS	6,2/150	15 cm	negro	10/0	0,2	19941

doble aguja 1/4 círculo espatulada

REF	AGUJA (mm/micras)	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
2xCTS	6/350	45 cm	negro	5/0	1	19946
2xCTS	8/350	45 cm	negro	5/0	1	19945

hebras sin aguja/sobre

DESCRIPCION	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
Hebras de 100 cm.	azul	3/0	2	20079
		2/0	3	20001
		0	3,5	20002



Presentación en cajas de 36 unidades

Presentación en cajas de 36 unidades

Presentación en cajas de 12 unidades

Consultar variaciones disponibles en longitud de hebra y aguja con Laboratorio Aragón