

PDO

Absorción en 180 días

<b>Estructura</b>	Monofilamento
<b>Composición</b>	Polidioxanona
<b>Color</b>	Violeta
<b>Esterilización</b>	Óxido de Etileno
<b>Fuerza tensil</b>	Mantenimiento de la fuerza tensil 56-58 días.
<b>Absorción</b>	180 a 220 días
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ideal cuando se necesita un soporte prolongado de la herida.</li><li>• Excelente resistencia a la tracción.</li><li>• Perfecta manejabilidad.</li><li>• Seguridad en el anudado.</li><li>• Mínimo efecto memoria.</li></ul>
<b>Indicaciones</b>	Cirugía general, cirugía digestiva, cirugía ortopédica, cirugía plástica, urología, cierre de fascia, y esternón.
<b>Presentación</b>	Cajas de 36 unidades

LOT N° lote

REF Referencia catálogo

Un solo uso

No reesterilizar

Caducidad yyyy-mm

año-mes

STERILIZADO Esterilizado por óxido de etileno

Preservar de la luz de sol

No utilizar si el envase unitario esta abierto o deteriorado

Ver instrucciones

Fabricante

CE

Marcado CE y n° de identificación del Organismo Notificado.

El producto cumple con los Requisitos Esenciales de la Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE.

0318

100 1914  
2014

## Suturas Aragón

PDO

Polidioxanona

Absorción 180 días



**Laboratorio Aragón**

Salvador Mundí, 11

08017 Barcelona

Tel. 93 204 22 12

Fax 93 203 26 09

pedidos@laboratorioarago.com

www.laboratorioarago.com

aguja 1/2 círculo cilíndrica




REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
Urología	13 mm	45 cm	violeta	6/0	0,7	<b>45046</b>
		45 cm		5/0	1	<b>45048</b>
		45 cm		4/0	1,5	<b>45054</b>
Cirugía pediátrica	18 mm	70 cm	violeta	5/0	1	<b>45078</b>
		70 cm		4/0	1,5	<b>45079</b>
Cirugía Vascular	22 mm	70 cm	violeta	4/0	1,5	<b>45047</b>
		70 cm		3/0	2	<b>45080</b>
Cirugía Pediátrica	26 mm	70 cm	violeta	3/0	2	<b>45017</b>
		70 cm		2/0	3	<b>45022</b>
		70 cm		0	3,5	<b>45026</b>
Cirugía Digestiva	30 mm	70 cm	violeta	3/0	2	<b>45081</b>
		70 cm		2/0	3	<b>45082</b>
		70 cm		0	3,5	<b>45057</b>
		70 cm		1	4	<b>45031</b>
Urología	37 mm	90 cm	violeta	0	3,5	<b>45038</b>
		90 cm		1	4	<b>45058</b>
Cirugía Pediátrica	40 mm	90 cm	violeta	2	5	<b>45036</b>
Cirugía General	40 mm	150 cm	violeta	0	3,5	<b>45083</b>
		con lazo				
Urología	48 mm	90 cm	violeta	0	3,5	<b>45028</b>
		90 cm		1	4	<b>45044</b>
Cirugía General	48 mm	150 cm	violeta	0	3,5	<b>45062</b>
		con lazo		1	4	<b>45042</b>

doble aguja 1/2 círculo cilíndrica




REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
Vascular	2xC11	70 cm	violeta	4/0	1,5	<b>45139</b>
Cirugía Pediátrica						

aguja 1/2 círculo triangular




REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
Cirugía General	TC14	45 cm	violeta	3/0	2	<b>45090</b>
		Maxilofacial		70 cm	1	4
Ortopedia	TC14	70 cm	violeta	1	4	<b>45084</b>
		Traumatología				
Cirugía General	TC16	70 cm	violeta	2/0	3	<b>45085</b>
		Traumatología				
Cirugía General	TC26	90 cm	violeta	0	3,5	<b>45043</b>
		90 cm		1	4	<b>45072</b>
Cirugía Fascia	TC33	90 cm	violeta	0	3,5	<b>45075</b>
		90 cm		1	4	<b>45076</b>

aguja 1/2 círculo cilíndrica punta trocar



REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
Cirugía General	PTC24	70 cm	violeta	2/0	3	<b>45023</b>
		Ginecología				
Cirugía General	PTC24	90 cm	violeta	0	3,5	<b>45087</b>
		90 cm		1	4	<b>45088</b>
Cirugía Ginecología	PTC26	90 cm	violeta	0	3,5	<b>45030</b>
		90 cm		1	4	<b>45035</b>
Cirugía General	PTC33	90 cm	violeta	1	4	<b>45053</b>
		Traumatología				
Cirugía Traumatología	PTC33	150 cm	violeta	0	3,5	<b>45051</b>
		con lazo		1	4	<b>45052</b>

aguja recta triangular




REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
Piel	TR60	70 cm	violeta	3/0	2	<b>45021</b>
		70 cm		2/0	3	<b>45113</b>

doble aguja recta cilíndrica




REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
Cirugía Digestiva	2xR70	70 cm	violeta	0	3,5	<b>45136</b>

aguja anzuelo punta trocar




REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
Ginecología	30 mm	70 cm	violeta	0	3,5	<b>45144</b>
Traumatología						
Cirugía General						

aguja 3/8 círculo triangular




REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
Cirugía Vascular	B10	12 mm	violeta	6/0	0,7	<b>45146</b>

aguja 3/8 círculo triangular




REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
Cirugía Plástica	TB10	45 cm	violeta	6/0	0,7	<b>45100</b>
		45 cm		5/0	1	<b>45097</b>
Piel	TB12	45 cm	violeta	5/0	1	<b>45093</b>
		45 cm		4/0	1,5	<b>45099</b>
Subcuticular	TB15	45 cm	violeta	4/0	1,5	<b>45091</b>
		45 cm		3/0	2	<b>45092</b>
Piel	TB19	70 cm	violeta	3/0	2	<b>45096</b>
		70 cm		2/0	3	<b>45098</b>
		70 cm		1	4	<b>45086</b>

aguja 3/8 círculo triangular punta precisión



REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
Cirugía Plástica	ATB10	45 cm	violeta	6/0	0,7	<b>45114</b>
		45 cm		5/0	1	<b>45107</b>
Piel	ATB12	45 cm	violeta	4/0	1,5	<b>45109</b>
		45 cm		3/0	2	<b>45115</b>
Subcuticular	ATB15	45 cm	violeta	4/0	1,5	<b>45014</b>
		45 cm		3/0	2	<b>45116</b>
		45 cm		2/0	3	<b>45117</b>
Piel	ATB19	70 cm	violeta	3/0	2	<b>45118</b>
		70 cm		2/0	3	<b>45119</b>

Absorción del PDO de Aragón



Resistencia con nudo PDO Aragón

