

Suturas Aragó

Supramid

Multifilamento recubierto
de poliamida
con aspecto monofilar

Mínimo efecto memoria



Laboratorio Aragó

Salvador Mundí, 11
08017 Barcelona
Tel. 93 204 22 12
Fax 93 203 26 09
pedidos@laboratorioarago.com
www.laboratorioarago.com

aguja 1/2 círculo triangular

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
TC10	15 mm	75 cm	negro	5/0	1	26010
TC12	20 mm	75 cm	negro	5/0	1	26032
		75 cm		4/0	1,5	26011
		75 cm		3/0	2	26043
TC14	22 mm	75 cm	negro	4/0	1,5	26038
		75 cm		3/0	2	26012
TC16	26 mm	75 cm	negro	4/0	1,5	26014
		75 cm		3/0	2	26044
		75 cm		2/0	3	26015
		75 cm		0	3,5	26052
TC20	30 mm	75 cm	negro	2/0	3	26016
		75 cm		0	3,5	26017
TC24	37 mm	75 cm	negro	2/0	3	26047
		75 cm		0	3,5	26053
		75 cm		1	4	26104
TC30	45 mm	75 cm	negro	1	4	26080
		75 cm		2	5	26118

Cirugía Plástica
Odontología
Piel
Traumatología

aguja 3/8 círculo triangular

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
TB10	12mm	75 cm	negro	6/0	0,7	26019
TB12	16 mm	75 cm	negro	6/0	0,7	26162
		75 cm		5/0	1	26021
		75 cm		4/0	1,5	26039
TB15	19 mm	75 cm	negro	6/0	0,7	26031
		75 cm		5/0	1	26034
		75 cm		4/0	1,5	26022
		75 cm		3/0	2	26023
		75 cm		2/0	3	26024
TB19	24 mm	75 cm	negro	3/0	2	26205
		75 cm		2/0	3	26204
		75 cm		0	3,5	26209
TB24	30 mm	75 cm	negro	2/0	3	26115
		75 cm		0	3,5	26027
		75 cm		1	4	26028

Cirugía Plástica
Odontología
Piel

aguja recta triangular

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
TR60	60 mm	75 cm	negro	2/0	3	26009

Piel

aguja 1/2 círculo triangular

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
TC16	26 mm	75 cm	incolore	3/0	2	25002
		75 cm		2/0	3	25014

Cirugía plástica
Especial incolore

Presentación en cajas de 36 unidades

Consultar variaciones disponibles en longitud de hebra y aguja con Laboratorio Aragón

- Nº lote
- Referencia catálogo
- Un solo uso
- No reesterilizar
- Caducidad yyyy-mm año-mes
- Esterilizado por rayos gamma
- Preservar de la luz de sol
- No utilizar si el envase unitario está abierto o deteriorado
- Ver instrucciones
- Fabricante
- Marcado CE y nº de identificación del Organismo Notificado. El producto cumple con los Requisitos Esenciales de la Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE.

Supramid Mínimo efecto memoria

Estructura	• Calibres 1 al 4/0 Multifilamento torcido recubierto de una vaina del mismo material, que le da aspecto y comportamiento de un monofilamento. • Calibres de 5/0 y 6/0 Monofilamento.
Composición	Poliamida 6 y poliamida 6/6
Color	Negro - Incolore
Esterilización	Rayos Gamma
Absorción	No absorbible
Características	• Excelente resistencia a la tracción. • Muy buena manejabilidad por su doble estructura polifilar y monofilar. • Paso suave a través de los tejidos. • Facilidad y seguridad en el anudado. • Mínimo efecto memoria.
Indicaciones	Piel, cirugía plástica, maxilofacial, mucosa oral y traumatología.
Presentación	Cajas de 36 unidades

Resistencia a la tracción con nudo de Supramid Aragón

