

P.G.A

Absorción 90 días

| | |
|------------------------|--|
| Estructura | Multifilamento trenzado recubierto. |
| Composición | Ácido poliglicólico recubierto de estearato cálcico, éster de ácido graso de sacarosa y policaprolactona. |
| Color | Violeta - Incoloro |
| Esterilización | Óxido de Etileno |
| Fuerza tensil | Mantenimiento de la fuerza tensil 28/30 días. |
| Absorción | 60 a 90 días |
| Características | <ul style="list-style-type: none">• Excelente resistencia durante el periodo crítico de cicatrización.• Paso suave a través de los tejidos.• Superficie uniforme y atraumática.• Seguridad absoluta en el anudado.• Excelente manejabilidad y cómoda manipulación. |
| Indicaciones | Cierre general, subcutáneo, cirugía digestiva, traumatología, ginecología, urología, oftalmología y ligaduras. |
| Presentación | Cajas de 12 unidades |

- LOT Nº lote
REF Referencia catálogo
- Un solo uso
- No reesterilizar
- Caducidad yyyy-mm
año-mes
- ESTERILIZADO** Esterilizado por óxido de etileno
Preservar de la luz de sol
- No utilizar si el envase unitario está abierto o deteriorado
- Ver instrucciones
- Fabricante
- CE y nº de identificación del Organismo Notificado. El producto cumple con los Requisitos Esenciales de la Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE.

100 años 1914-2014

Suturas Aragón

P.G.A

Ácido Poliglicólico

Absorción 90 días



Laboratorio Aragón
Salvador Mundí, 11
08017 Barcelona
Tel. 93 204 22 12
Fax 93 203 26 09
pedidos@laboratorioarago.com
www.laboratorioarago.com

| aguja 1/2 círculo cilíndrica | | REF | AGUJA | LONGITUD HEBRA | COLOR | USP | MÉTRICO | CÓDIGO |
|---|--|--------------|-------|--|---------|---------------------------------|---------------------------|--|
| Ginecología Urología Cirugía Pediátrica | | C8 | 13 mm | 70 cm 70 cm 8 x45 cm 70 cm | violeta | 6/0 5/0 5/0 4/0 | 0,7 1 1 1,5 | 38301 38115 38543 38169 |
| | | C11 | 18 mm | 70 cm 70 cm 70 cm 4 x45 cm 70 cm | violeta | 5/0 4/0 3/0 3/0 2/0 | 1 1,5 2 2 3 | 38087 38030 38031 38544 38120 |
| | | C14 | 22 mm | 70 cm 70 cm 70 cm 4 x45 cm | violeta | 4/0 3/0 2/0 2/0 | 1,5 2 3 3 | 38021 38002 38184 38545 |
| | | C16 | 26 mm | 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm | violeta | 4/0 3/0 2/0 0 1 | 1,5 2 3 3,5 4 | 38096 38003 38005 38032 38102 |
| C. General y Pediátrica Ginecología Urología Vascular | | C20 | 30 mm | 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm | violeta | 3/0 2/0 0 1 | 2 3 3,5 4 | 38060 38007 38056 38045 |
| | | C24 | 37 mm | 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm | violeta | 2/0 0 1 2 | 3 3,5 4 5 | 38047 38050 38035 38075 |
| Cirugía General Ginecología | | C26 | 40 mm | 90 cm 90 cm 90 cm | violeta | 0 1 2 | 3,5 4 5 | 38137 38202 38227 |
| | | C33 | 48 mm | 90 cm 90 cm 4 x45 cm 90 cm | violeta | 0 1 1 2 | 3,5 4 4 5 | 38140 38119 38546 38017 |
| Cirugía General | | C33 con lazo | 48 mm | 150 cm 150 cm | violeta | 1 2 | 4 5 | 38429 38430 |
| | | C40 | 65 mm | 90 cm | violeta | 1 | 4 | 38380 |

| aguja 1/2 círculo triangular | | REF | AGUJA | LONGITUD HEBRA | COLOR | USP | MÉTRICO | CÓDIGO |
|-------------------------------------|--|------|-------|----------------------------------|---------|------------------------|----------------------|--|
| C. General Maxilofacial | | TC14 | 22 mm | 70 cm 70 cm | violeta | 3/0 2/0 | 2 3 | 38106 38107 |
| | | TC16 | 26 mm | 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm | violeta | 4/0 3/0 2/0 0 | 1,5 2 3 3,5 | 38217 38024 38028 38243 38167 |
| Laparoscopia digestiva | | TC20 | 30 mm | 120 cm 120 cm | violeta | 0 1 | 3,5 4 | 38436 38432 |
| C. General Piel | | TC20 | 30 mm | 70 cm 70 cm 70 cm | violeta | 2/0 0 1 | 3 3,5 4 | 38128 38033 38062 |
| | | TC24 | 37 mm | 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm | violeta | 2/0 0 1 2 | 3 3,5 4 5 | 38042 38012 38038 38099 |
| Cirugía General Traumatología | | TC26 | 40 mm | 70 cm 70 cm 70 cm | violeta | 0 1 2 | 3,5 4 5 | 38051 38044 38055 |
| | | TC33 | 48 mm | 90 cm 90 cm 90 cm | violeta | 0 1 2 | 3,5 4 5 | 38039 38040 38298 |
| TC33 con lazo | | TC33 | 48 mm | 150 cm 150 cm 150 cm | violeta | 0 1 2 | 3,5 4 5 | 38468 38469 38470 |

| aguja 1/2 círculo punta cilíndrica negra | | REF | AGUJA | LONGITUD HEBRA | COLOR | USP | MÉTRICO | CÓDIGO |
|--|--|------|-------|----------------|---------|-----|---------|--------------|
| Cirugía Digestiva | | BC14 | 22 mm | 70 cm | violeta | 3/0 | 2 | 38881 |
| | | BC16 | 26 mm | 70 cm | violeta | 2/0 | 3 | 38882 |

| aguja 1/2 círculo punta roma | | REF | AGUJA | LONGITUD HEBRA | COLOR | USP | MÉTRICO | CÓDIGO |
|--------------------------------|--|-----|-------|------------------|---------|--------|---------|------------------------------|
| Cirugía General Hepática | | C30 | 45 mm | 100 cm 100 cm | violeta | 1 2 | 4 5 | 38891 38536 |

| aguja 3/8 círculo punta roma | | REF | AGUJA | LONGITUD HEBRA | COLOR | USP | MÉTRICO | CÓDIGO |
|------------------------------|--|-----|-------|------------------|---------|--------|---------|------------------------------|
| Cirugía Hepática | | B50 | 65 mm | 100 cm 100 cm | violeta | 1 1 | 4 4 | 38498 38890 |

| aguja 5/8 círculo cilíndrica | | REF | AGUJA | LONGITUD HEBRA | COLOR | USP | MÉTRICO | CÓDIGO |
|------------------------------|--|-----|-------|----------------|----------|-----|---------|--------------|
| Urología Proctología | | | 27 mm | 70 cm | incoloro | 2/0 | 3 | 43068 |

| aguja 1/2 círculo cilíndrica punta trocar | | REF | AGUJA | LONGITUD HEBRA | COLOR | USP | MÉTRICO | CÓDIGO |
|---|--|----------------|-------|----------------------------|---------|---------------|---------------|--|
| Cirugía General Ginecología | | PTC11 | 18 mm | 70 cm | violeta | 4/0 | 1,5 | 38105 |
| | | PTC16 | 26 mm | 70 cm 70 cm | violeta | 3/0 2/0 | 2 3 | 38134 38135 |
| C. General Ginecología | | PTC20 | 30 mm | 70 cm 70 cm | violeta | 0 1 | 3,5 4 | 38358 38280 |
| | | PTC24 | 37 mm | 70 cm 70 cm 70 cm | violeta | 2/0 0 1 | 3 3,5 4 | 38359 38116 38117 |
| C. General Traumatología | | PTC26 | 40 mm | 90 cm | violeta | 2/0 | 3 | 38222 |
| | | PTC33 | 48 mm | 90 cm 90 cm 90 cm | violeta | 0 1 2 | 3,5 4 5 | 38262 38263 38264 |
| C. General Traumatología | | PTC33 con lazo | 48 mm | 150 cm 150 cm 150 cm | violeta | 0 1 2 | 3,5 4 5 | 38471 38433 38434 |

| doble aguja 1/2 círculo cilíndrica | | REF | AGUJA | LONGITUD HEBRA | COLOR | USP | MÉTRICO | CÓDIGO |
|--|--|-------|-------|----------------|---------|------------|---------|------------------------------|
| C. General y Pediátrica Urología | | 2xC16 | 26 mm | 90 cm 90 cm | violeta | 3/0 2/0 | 2 3 | 38424 38445 |

| aguja anzuelo punta trocar | | REF | AGUJA | LONGITUD HEBRA | COLOR | USP | MÉTRICO | CÓDIGO |
|---------------------------------|--|-----|-------|----------------|---------|-----|---------|--------------|
| Cirugía General Ortopedia | | | 30 mm | 75 cm | violeta | 1 | 4 | 38435 |

| aguja 3/8 círculo triangular | | REF | AGUJA | LONGITUD HEBRA | COLOR | USP | MÉTRICO | CÓDIGO |
|------------------------------|--|------|-------|--|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| Subcuticular | | TB10 | 12 mm | 45 cm 45 cm 45 cm | incoloro | 6/0 5/0 4/0 | 0,7 1 1,5 | 43032 43031 43030 |
| | | TB12 | 16 mm | 45 cm 45 cm 45 cm | incoloro | 5/0 4/0 3/0 | 1 1,5 2 | 43035 43034 43033 |
| Piel | | TB15 | 19 mm | 45 cm 45 cm 70 cm 45 cm 70 cm 45 cm | incoloro incoloro violeta incoloro violeta incoloro | 5/0 4/0 3/0 3/0 2/0 0 | 1 1,5 1,5 2 2 3,5 | 43027 43023 38019 43028 38023 43037 38027 43036 |
| | | TB19 | 24 mm | 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm 70 cm | incoloro incoloro violeta incoloro violeta | 4/0 3/0 3/0 2/0 0 | 1,5 2 2 3 3,5 | 43020 43021 38020 43038 38026 38034 38268 |
| Oftalmología | | TB24 | 30 mm | 70 cm 70 cm 70 cm | violeta | 2/0 0 1 | 3 3,5 4 | 38058 38057 38155 |

| aguja 3/8 círculo triangular punta precisión | | REF | AGUJA | LONGITUD HEBRA | COLOR | USP | MÉTRICO | CÓDIGO |
|--|--|-------|-------|----------------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Cirugía Plástica | | ATB8 | 11 mm | 45 cm | incoloro | 6/0 | 0,7 | 43054 |
| | | ATB10 | 13 mm | 45 cm 45 cm | incoloro | 5/0 4/0 | 1 1,5 | 43048 43008 |
| Piel | | ATB12 | 15 mm | 70 cm 70 cm | incoloro | 4/0 3/0 | 1,5 2 | 43009 43056 |
| | | ATB15 | 19 mm | 70 cm 70 cm | incoloro | 4/0 3/0 | 1,5 2 | 43041 43042 |
| Urología Cirugía Pediátrica | | ATB19 | 24 mm | 70 cm 70 cm | incoloro | 3/0 2/0 | 2 3 | 43040 43055 |

| aguja 3/8 círculo cilíndrica punta trocar | | REF | AGUJA | LONGITUD HEBRA | COLOR | USP | MÉTRICO | CÓDIGO |
|---|--|-------|-------|----------------|---------|------------|----------|------------------------------|
| Urología | | PTB10 | 12 mm | 70 cm 70 cm | violeta | 6/0 5/0 | 0,7 1 | 38324 38401 |

| aguja 3/8 círculo cilíndrica | | REF | AGUJA | LONGITUD HEBRA | COLOR | USP | MÉTRICO | CÓDIGO |
|------------------------------|--|-----|-------|----------------|---------|------------|----------|------------------------------|
| C. General y Digestiva | | B10 | 12 mm | 70 cm 70 cm | violeta | 6/0 5/0 | 0,7 1 | 38331 38186 |

| aguja recta triangular | | REF | AGUJA | LONGITUD HEBRA | COLOR | USP | MÉTRICO | CÓDIGO |
|------------------------|--|------|-------|----------------|----------|------------|---------|------------------------------|
| Piel | | TR60 | 60 mm | 70 cm 70 cm | incoloro | 3/0 2/0 | 2 3 | 43039 43017 |

| aguja recta cilíndrica | | REF | AGUJA | LONGITUD HEBRA | COLOR | USP | MÉTRICO | CÓDIGO |
|------------------------|--|-----|-------|----------------|---------|-----|---------|--------------|
| Urología | | R70 | 70 mm | 90 cm | violeta | 2/0 | 3 | 38467 |

| doble aguja 1/2 círculo espatulada | | REF | AGUJA (mm/micras) | LONGITUD HEBRA | COLOR | USP | MÉTRICO | CÓDIGO |
|------------------------------------|-------|-------|-------------------|----------------|---------|--------------|---------|--------------|
| Oftalmología | | 2xCTS | 8/220 | 30 cm | violeta | 8/0 | 0,4 | 38910 |
| | | 2xCTS | 8/230 | 45 cm | violeta | 7/0 | 0,5 | 38911 |
| 2xCTS | 8/300 | 45 cm | violeta | 6/0 | 0,7 | 38908 | | |

| doble aguja 1/4 círculo espatulada | | REF | AGUJA (mm/micras) | LONGITUD HEBRA | COLOR | USP | MÉTRICO | CÓDIGO |
|------------------------------------|--|-------|-------------------|----------------|---------|-----|---------|--------------|
| Oftalmología | | 2xCTS | 8/250 | 45 cm | violeta | 6/0 | 0,7 | 38903 |
| | | 2xCTS | 8/360 | 45 cm | violeta | 5/0 | 1 | 38914 |

| doble aguja 3/8 círculo espatulada | | REF | AGUJA | LONGITUD HEBRA | COLOR | USP | MÉTRICO | CÓDIGO |
|------------------------------------|-------|-------|---------|----------------|---------|--------------|---------|--------------|
| Oftalmología | | 2xCTS | 6,2/150 | 10 cm | violeta | 10/0 | 0,2 | 38915 |
| | | 2xCTS | 6,2/150 | 10 cm | violeta | 9/0 | 0,3 | 38916 |
| 2xCTS | 6/220 | 30 cm | violeta | 8/0 | 0,4 | 38909 | | |
| 2xCTS | 6/220 | 45 cm | violeta | 7/0 | 0,5 | 38904 | | |

| hebras sin aguja/sobre | | DESCRIPCION | COLOR | USP | MÉTRICO | CÓDIGO |
|------------------------|--|---------------------|---------|----------------------------------|------------------------------|--|
| Ligaduras | | Hebra de 140 cm. | | 3/0 2/0 0 1 2 3-4 | 2 3 3,5 4 5 6 | 38077 38010 38014 38016 38018 38423 |
| | | Hebra de 150 cm. | violeta | 5 | 7 | 38427 |
| | | 3 hebras de 45 cm. | violeta | 3/0 2/0 0 1 2 | 2 3 3,5 4 5 | 38114 38009 38013 38036 38037 |
| | | 12 hebras de 45 cm. | violeta | 3/0 2/0 0 1 | 2 3 3,5 4 | 38382 38383 38389 38472 |

