


FACE BOW ARC FACIAL STANDARD

080102-50



Nº	Descripción	Description
01	Mariposa de la junción	Wing screw
02	Fijador de la junción (sin agujero)	Piece to fix the cross bar (without hole)
03	Anillo de la junción	Elastic washer
04	Eje principal del arco	Horizontal slide bar
05	Traba del arco	Cross bar
06	Soporte de la pieza nasal	Nose piece support
07	Tornillo de fijación del arco	Face-bow wing screw
08	Asta de la pieza nasal	Nose piece shaft
09	Bloque de la pieza nasal	Nose piece
10	Arco derecho (con agujero)	Face-bow arm (right)
11	Aurícula derecha	Ear piece (right)
12	Etiqueta de identificación del modelo	Model identification label
13	Aurícula izquierda	Ear piece (left)
14	Elástico natural	Elastic band
15	Arco izquierdo (con rasgo)	Face-bow arm (left)
16	Tuerca central del arco Standard	Center nut
17	Tenedor para dentado	Bite fork
18	Bloque interno del eje principal	Connection block (internal)
19	Tornillo de final de curso	Stopping screw
20	Bloque externo del eje principal	Connection block (external)
21	Anillo dentado	Washer for the block
22	Bloque de fijación del tenedor	Fork connection block
23	Clavija fijadora de la junción	Affixing block pin
24	Fijador de la junción del tenedor (com agujero)	Affixing block (with hole)