

**B** Benmayor  
Technoflux

Clínica  
Dental



# Medit i500

Descubre lo mejor  
en odontología  
digital



ARTICULOS  
NUEVOS

AHORA PUEDE REALIZAR SUS PEDIDOS DIRECTA Y RÁPIDAMENTE EN

[www.dentalpro.benmayor.com](http://www.dentalpro.benmayor.com)

# Medit i500

Ref. MIT001250

## Sin polvo



El Medit i500 no requiere el uso de polvo en casos regulares, lo que hace que el proceso de escaneo sea más transparente y la experiencia sea más agradable para el paciente.

## Escaneo con base de video



No hay que preocuparse por los resultados entrecortados con el Medit i500, ya que realiza escaneos rápidos basados en video, capturando más datos en un corto período de tiempo. La imagen resultante tomada por las cámaras duales es, por lo tanto, más suave y más detallada.

## Ligero



El escaneo puede ser incómodo y agotador, especialmente si está utilizando un escáner pesado. Pero hemos eliminado ese problema con el escáner Medit i500 que es liviano y fácil de sostener, haciendo que el proceso sea cómodo para usted.

## Velocidad impresionante



Con dos cámaras de alta velocidad, el Medit i500 escanea de manera rápida y eficiente. Con su algoritmo inteligente de detección de escaneo, el i500 retoma el lugar donde lo dejó para una experiencia de escaneo sin problemas.

## Punta pequeña



La pequeña punta del Medit i500 es beneficiosa tanto para el usuario como para el paciente a través de una maniobrabilidad más simple y una mayor comodidad para el paciente.

## Alta resolución



El Medit i500 produce imágenes realistas que son de alta resolución y ricas en detalles, lo que le permite distinguir entre la estructura dental y el tejido blando para una fácil identificación de las líneas de margen y socavaduras.

## Exactitud



Corona única:  
Veracidad (precisión) =  $5.1 \mu\text{m}$  (+/-  $0.49 \mu\text{m}$ )  
Precisión (consistencia) =  $3.2 \mu\text{m}$  (+/-  $0.74 \mu\text{m}$ )

## Flexibilidad



El Medit i500 utiliza un sistema CAD / CAM abierto, lo que le permite exportar archivos STL fuera de Medit Link y compartirlos con su laboratorio preferido, o para transferir archivos fácilmente y hacer un seguimiento de su progreso a lo largo de todo el flujo de trabajo.



## Escanea sin polvo a alta velocidad y con gran exactitud

Juntas, estas tres cualidades facilitan la incorporación de nuestro escáner en su flujo de trabajo.

Diseñado pensando en la calidad, creamos el Medit i500 para agregar valor a su práctica.

Con su impresionante velocidad y su sistema sin polvo, el i500 permite una experiencia de escaneo más suave, acortando los tiempos de respuesta y aumentando la productividad de su clínica.

Independientemente de su especialización, el i500 tiene diversas aplicaciones, lo que garantiza que se satisfagan sus necesidades profesionales.

i 500 + Ordenador

Ref. MIT001250-OF

Financiación en 12 meses sin intereses



**SÚPER OFERTA** 1.408€ + IVA/MES

i 500 + ordenador + monitor + teclado

**OFERTA 16.900€**



\*Ordenador: Procesador: Intel Core i7-8700 / RAM: 16GB / Disco duro: 512GB SSD / Targeta gráfica: GTX1060

# Medit T300

Ref. MIT001100

OFERTA **7.999€**



# Medit T500

Ref. MIT001200

OFERTA **12.310€**



Alta precisión



Escaneo automatizado de impresiones



Escaneo ultrarrápido



Escáneres de tipo abierto

## Escanee y archive todos sus modelos en clínica

Consúltenos para conseguir ofertas especiales al comprar su Scanner con nosotros

La forma más sencilla de lograr el máximo rendimiento para su clínica y laboratorio.

Medit representa el ápice en el escaneo dental 3D.

Con una velocidad, precisión y confiabilidad insuperables, Medit lo ayuda a redescubrir su productividad.

### Articulador + Estuche

Ref. VZB005000



PVP ~~260€~~  
OFERTA **125€**



### Articulador + Arco y Estuche

Ref. VZB005100



PVP ~~300€~~  
OFERTA **199€**



### Kit 3 accesorios

Ref. VZB005150

- Mesa transfer plana
- Guía asiento ajustable
- Soporte

PVP ~~75€~~  
OFERTA **50€**



### Placas

X4 unidades - Ref. VZB005160



PVP ~~20€~~  
OFERTA **12€**



**Articulador A7 PLUS E+ Arco élite y Estuche**

Ref. VZB000515

- Distancia intercondilar fija 100mm
- Reglaje de guía condílica
- Reglaje de ángulo Bennet
- Sistema de estabilización de movimiento de la guía condílica
- Punto de apoyo de la rama superior en posición abierta
- Ajuste milimétrico de profusión
- Puede ser estandarizado (calibrado)

PVP 515€  
**OFERTA 430€**



**Articulador A7 PLUS E + Arco STANDARD y Estuche**

Ref. VZB000510



PVP 415€  
**OFERTA 330€**



**Placa de montaje**

Ref. VZB000590

- Por riel
- Bolsa de 10 pares



PVP 100€  
**OFERTA 75€**

**Placa de montaje**

Ref. VZB000580

- Por tornillo
- Bolsa de 10 pares



PVP 132€  
**OFERTA 82€**

**Kit accesorios**

Ref. VZB000550



PVP 120€  
**OFERTA 99€**

**Arco FACIAL élite**

Ref. VZB000540



PVP 220€  
**OFERTA 180€**

**Arco FACIAL STANDARD**

Ref. VZB000530



PVP 120€  
**OFERTA 89€**

**Fresas diamante para turbina (F.G.)**

- Presentación en cajas de 6
- Máxima calidad
- Fabricación desde 1970
- CEO483/ISO

**¡SÚPER OFERTA!**

En caso de pedir diferentes códigos, las S/C serán las de precio más económico.

**10+1**

PVP 1,95€  
**OFERTA 1,65€**

801-012  
Redonda



Grano Grueso  
Ref. FR0000010

801-012  
Redonda



Grano Medio  
Ref. FR0000020

801-016  
Redonda



Grano Grueso  
Ref. FR0000030

801-016  
Redonda



Grano Medio  
Ref. FR0000040

801-014  
Redonda



Grano Grueso  
Ref. FR0000050

801-014  
Redonda



Grano Medio  
Ref. FR0000060

801-018  
Redonda



Grano Grueso  
Ref. FR0000070

801-018  
Redonda



Grano Medio  
Ref. FR0000080

807-014  
Cono invertido



Grano Grueso  
Ref. FR0000110

855-012  
Cónica redondeada



Grano Grueso  
Ref. FR0000120

855L-018  
Cónica redondeada



Grano Grueso  
Ref. FR0000130

835-010  
Cilindro plano



Grano Grueso  
Ref. FR0000160

835-010  
Cilindro plano



Grano Medio  
Ref. FR0000170

835-014  
Cilindro plano



Grano Grueso  
Ref. FR0000180

Fresas diamante para turbina (F.G.)

- Presentación en cajas de 6 - Máxima calidad - Fabricación desde 1970 - CEO483/ISO

**¡SÚPER OFERTA!** En caso de pedir diferentes códigos, las S/C serán las de precio más económico. **10+1**

PVP 1,95€  
**OFERTA**  
**1,65€**

<p><b>835-014</b> Cilindro plano</p>  <p>Grano Medio Ref. FR0000190</p>	<p><b>836-012</b> Cilindro plano</p>  <p>Grano Grueso Ref. FR0000200</p>	<p><b>836-012</b> Cilindro plano</p>  <p>Grano Medio Ref. FR0000210</p>	<p><b>837-014</b> Cilindro borde plano</p>  <p>Grano Grueso Ref. FR0000220</p>	<p><b>881-014</b> Cilindro borde redondo</p>  <p>Grano Grueso Ref. FR0000230</p>	<p><b>858-014</b> Forma aguda</p>  <p>Grano Grueso Ref. FR0000250</p>	<p><b>859-014</b> Forma aguda</p>  <p>Grano Grueso Ref. FR0000260</p>
<p><b>859L-016</b> Forma aguda</p>  <p>Grano Grueso Ref. FR0000270</p>	<p><b>859L-016</b> Forma aguda</p>  <p>Grano Medio Ref. FR0000280</p>	<p><b>889-010</b> Separador</p>  <p>Grano Grueso Ref. FR0000290</p>	<p><b>862-014</b> Corte fino</p>  <p>Grano Grueso Ref. FR0000300</p>	<p><b>863-016</b> Corte fino</p>  <p>Grano Grueso Ref. FR0000320</p>	<p><b>368-016</b> Balón rurbly</p>  <p>Grano Fino Ref. FR0000400</p>	<p><b>848-016</b> Cónica punta plana</p>  <p>Grano Grueso Ref. FR0000340</p>
<p><b>848-016</b> Cónica punta plana</p>  <p>Grano Medio Ref. FR0000350</p>	<p><b>850-016</b> Cónica punta redonda</p>  <p>Grano Grueso Ref. FR0000360</p>	<p><b>850-016</b> Cónica punta redonda</p>  <p>Grano Medio Ref. FR0000370</p>	<p><b>850-018</b> Cónica punta redonda</p>  <p>Grano Grueso Ref. FR0000380</p>	<p><b>863-016</b> Corte fino</p>  <p>PVP <del>6€</del> <b>OFERTA</b> <b>4€</b> C X 6 24€ Grano Super Grueso Ref. FR0000330</p>	<p><b>Barracuda</b> Diseñada para el corte de todo tipo de estructuras metálicas. Fabricada en carburo de tungsteno de una sola pieza tallada sobre el mandril. No se clava, no se rompe... mayor rapidez.</p>  <p>PVP <del>8,65€</del> <b>OFERTA</b> <b>6,90€</b> C X 6 41,40€ Ref. FR0000390</p>	
<p><b>801-022</b> Redonda</p>  <p>PVP <del>2,60€</del> <b>OFERTA</b> <b>1,67€</b> C X 6 10€ Grano Grueso Ref. FR0000090</p>	<p><b>801-022</b> Redonda</p>  <p>PVP <del>2,60€</del> <b>OFERTA</b> <b>2€</b> C X 6 10€ Grano Medio Ref. FR0000100</p>	<p><b>855-025</b> Cónica redondeada</p>  <p>PVP <del>2,60€</del> <b>OFERTA</b> <b>1,67€</b> C X 6 10€ Grano Grueso Ref. FR0000140</p>	<p><b>811-033</b> Forma barril</p>  <p>PVP <del>2,60€</del> <b>OFERTA</b> <b>2€</b> C X 6 10€ Grano Grueso Ref. FR0000470</p>	<p><b>878K-022</b> Gingival</p>  <p>PVP <del>2,60€</del> <b>OFERTA</b> <b>1,67€</b> C X 6 10€ Grano Grueso Ref. FR0000480</p>	<p><b>855-025</b> Cónica redondeada</p>  <p>PVP <del>6€</del> <b>OFERTA</b> <b>4,47€</b> C X 6 26,82€ Grano Super Grueso Ref. FR0000150</p>	<p><b>856-018</b> Cónica redondeada</p>  <p>PVP <del>6€</del> <b>OFERTA</b> <b>4,44€</b> C X 6 26,47€ Grano Super Grueso Ref. FR0000460</p>
<p><b>368-023</b> Forma balón rugby</p>  <p>PVP <del>2,60€</del> <b>OFERTA</b> <b>2€</b> C X 6 12€ Grano Grueso Ref. FR0000410</p>	<p><b>368-023</b> Forma balón rugby</p>  <p>PVP <del>2,60€</del> <b>OFERTA</b> <b>2€</b> C X 6 12€ Grano Fino Ref. FR0000420</p>	<p><b>368-023</b> Forma balón rugby</p>  <p>PVP <del>2,60€</del> <b>OFERTA</b> <b>2€</b> C X 6 12€ Grano Medio Ref. FR0000430</p>	<p><b>379-023</b> Forma balón rugby</p>  <p>PVP <del>2,60€</del> <b>OFERTA</b> <b>2€</b> C X 6 12€ Grano Grueso Ref. FR0000440</p>	<p><b>368-023</b> Forma balón rugby</p>  <p>PVP <del>2,60€</del> <b>OFERTA</b> <b>2€</b> C X 6 12€ Grano Super Fino Ref. FR0000450</p>	<p><b>862-014</b> Corte fino</p>  <p>PVP <del>6€</del> <b>OFERTA</b> <b>4,47€</b> C X 6 26,82€ Grano Super Grueso Ref. FR0000310</p>	<p><b>837-014</b> Cilindro plano</p>  <p>PVP <del>6€</del> <b>OFERTA</b> <b>4,47€</b> C X 6 26,82€ Grano Grueso Ref. FR0000240</p>

**Kit "MAGIC TOUCHE"**

Ref. FR0001010

- 8 piezas (para cerámica)

PVP ~~65€~~  
**OFERTA 49€**




**Kit "COMPOSITE"**

Ref. FR0001030

-12 piezas

PVP ~~100€~~  
**OFERTA 69€**




**Kit "CROWN PREPARATION"**

Ref. FR0001020

- 11 piezas

PVP ~~160€~~  
**OFERTA 125€**



**Incinerador de agujas ETNA MOD-497**

Ref. ESI000010

- El incinerador de agujas Etna 497 es un equipo profesional que le permite incinerar agujas usadas, evitando el riesgo que comportan estos materiales usados

PVP ~~290€~~  
**OFERTA 240€**



**Incinerador de agujas ETNA 502 con calentador de carpules**

Ref. ESI000020

- El calentador e incinerador de agujas ETNA 502 es un dispositivo 2 en 1 que incorpora un calentador de carpules de anestesia y un incinerador de agujas en la misma máquina.

PVP ~~350€~~  
**OFERTA 290€**



**Reposiciones fibras ópticas para lámparas de fotopolimerizar**

**LAS LÁMPARAS DE FOTOCURADO DE COMPOSITE LLEVAN EN SU TERMINAL LA FIBRA ÓPTICA QUE TRANSMITE LUZ Y NO TEMPERATURA**

**OFRECEMOS REPUESTOS PARA TODA LA GAMA DE NUESTRAS LÁMPARAS**

Codigo	Tipo de lampara	OFERTA
APLR000100	CU215 y CU-218	52 €
APLR000110	Top light turbo	52 €
APLR000120	Technoflux Late	31,50 €
APLR000130	Technoflux Deli	36,50 €
APLR000140	Tehcnoflux Mellen	56 €
APLR000700	Technoflux L033A	52 €
APLR000702	Technoflux L036A	52 €
APLR000760	Woodpecker Led F	52 €
APLR000770	Woodpecker Led F - Para blanqueamientos	69 €

**Bolsas protectoras para cámara intraoral Cx50 unidades**



PVP ~~50€~~  
**OFERTA 25€**



**3+1 ¡SÚPER OFERTA!**  
OFERTA del mismo código

Código	Tipo	PVP	OFERTA
IMC000400	Modelo IM-168	50 €	25 €
IMC000400-OF	Modelo IM-168 3+1	-	75 €
IMC000410	Modelos M-458 y M-868	50 €	25 €
IMC000410-OF	Modelos M-458 y M-868 3+1	-	75 €

Cajas porta prótesis y bandejas

Bandejas porta trabajos

- Colores: Rosa, Amarillo, Naranja, Azul y Negro

Pack de 40 piezas (8 de cada color)

Ref. VZC000190

PVP ~~120€~~  
**OFERTA 72€**

precio bandeja **1,80€**



Pack de 8 piezas en un sólo color

PVP ~~30€~~  
**OFERTA 16€**

precio bandeja **2€**

Código	Color
VZC000140	Azul
VZC000150	Rosa
VZC000160	Amarillo
VZC000170	Naranja
VZC000180	Negro

Caja portaprótesis para dentaduras (altura estandar)

Ref. VZC000120

- Bolsa con 12 uds  
- Colores surtidos

PVP ~~13€~~  
**OFERTA 6,90€**



**¡SÚPER OFERTA!**  
VZC00120-OF1 **10+3**

Caja portaprótesis para uso por el paciente en casa con bandeja interior humidificada

Ref. VZC000130

- Caja con 4 unidades  
- Color blanco

PVP ~~10€~~  
**OFERTA 9,90€**



**¡SÚPER OFERTA!**  
VZC00130-OF1 **3+1**

Caja portaprótesis para dentaduras montadas (altura elevada)

Ref. VZC000110

- Bolsa con 12 uds  
- Colores surtidos

PVP ~~14€~~  
**OFERTA 6,90€**



**¡SÚPER OFERTA!**  
VZC00110-OF1 **10+3**

Caja portaprótesis para trabajos de ortodoncia

Ref. VZC000100

- Bolsa con 12 uds  
- Colores surtidos

PVP ~~12€~~  
**OFERTA 6,90€**



**¡SÚPER OFERTA!**  
VZC00100-OF1 **10+3**

OFERTA GRANDES CONSUMIDORES CAJAS ORTODONCIA Y PRÓTESIS NORMAL		PRECIO X 480 uds	PRECIO X 960 uds
VZB000190-OF2	Bandejas	1,60 €	1,50 €
VZB000120-OF2	Cajas standard	0,35 €	0,30 €
VZB000130-OF2	Caja humidificada	1,80 €	1,60 €
VZB000110-OF2	Caja elevada	0,35 €	0,30 €
VZB000100-OF2	Caja ortodoncia	0,35 €	0,30 €

Set discos HATHO HABRAS 19



Ref. PUL2C9000

- Para todos los trabajos con PM y para todo tipo de materiales especialmente pulido y abrillantado de las prótesis.

PVP ~~55€~~  
**OFERTA 49€**



Caperuza protectora para PM micromotor

Ref. PUL2Z0500

- Evite salpicaduras durante el repasado

PVP ~~40€~~  
**OFERTA 39€**



### Turbina Bora LED

Ref. ROT001600

- Cabeza standard
- Pulsación fresa por botón
- Sistema LED
- 17W de potencia
- 3 Sprays (2X3 separados)

**3** Hasta  
años  
de garantía



PVP ~~1.106€~~  
**OFERTA 599€**

Acoplamiento  
sistema Unifix LED  
para Bien air

Ref. ROT001620

PVP ~~344€~~  
**OFERTA 165€**



### Turbina Bora LED / LK sistema kavo

Ref. ROT001610

- Cabeza standard
- Pulsación fresa por botón
- Sistema de LED
- 17W de potencia
- 3 sprays (2X3 separados)

**3** Hasta  
años  
de garantía



PVP ~~1.106€~~  
**OFERTA 599€**

Acoplamiento  
sistema Multiflex  
LED para kavo

Ref. ROT001630

PVP ~~562€~~  
**OFERTA 249€**



### Contraángulo 1:1

Ref. ROT001650

- Cabeza standard
- Pulsación fresa por botón
- Spray interno
- Sistema sin luz

**3** Hasta  
años  
de garantía

 Nivel sonoro 57 DBA



PVP ~~776€~~  
**OFERTA 499€**

### Contraángulo 1:1 con luz

Ref. ROT001640

- Cabeza standard
- Pulsación fresa por botón
- Spray interno
- Sistema de luz por tecnología de vidrio optico multifilamento

**3** Hasta  
años  
de garantía

 Nivel sonoro 57 DBA



PVP ~~912€~~  
**OFERTA 539€**

### Contraángulo multiplicador 1:5

Ref. ROT001660

- Cabeza standard
- Pulsación fresa por botón
- Sistema de multiplicación
- Sistema de luz
- Spray interno

**3** Hasta  
años  
de garantía



PVP ~~1.122€~~  
**OFERTA 629€**

### Pieza recta 1:1

Ref. ROT001670

- Cabeza standard
- Spray interno
- Sistema sin luz
- Compatible micromotores intra

**3** Hasta  
años  
de garantía



PVP ~~519€~~  
**OFERTA 399€**

Turbina con luz cabeza standard



Ref. ROT001000

- Rodamientos cerámicos.
- Botón cambia fresas.
- Cabeza SUPERTOQUE
- Incluye acoplamiento
- MULTIFLEX LED y 6 sprays
- Potencia 22 W

PVP 500€  
**OFERTA 399€**



Pieza recta cirugía con motor y spray externo

Ref. ROT001550

PVP 350€  
**OFERTA 280€**



Contraángulo cirugía spray externo

Ref. ROT001560

PVP 400€  
**OFERTA 320€**



Pieza recta cirugía spray externo

Ref. ROT001570

PVP 450€  
**OFERTA 360€**



Turbina con luz súper torque tipo KAVO-NSK-W&H-SIRONA



Ref. ROT000700

- Sistema Multiflex TIPO KAVO
- Turbina auxiliar.
- Autoclavable a 135°C.
- Botón cambia fresas.
- Incluye acoplamiento
- Triple spray
- Hasta 310.000 rpm.

PVP 450€  
**OFERTA 330€**



Ref. ROT000660

- Machile - Phatelus TIPO NSK

PVP 450€  
**OFERTA 330€**



Ref. ROT000670

- Sistema Rotoquick TIPO W & H

PVP 450€  
**OFERTA 330€**



Ref. ROT000680

- Sistema Sirona TIPO SIRONA

PVP 450€  
**OFERTA 330€**



Turbina sin luz (AUXILIAR)

Ref. ROT000740

- Turbina auxiliar.
- Autoclavable a 135°C.
- Conexión a manguera terminal M4.
- Botón cambia fresas.
- Spray
- Rotación 360°.
- Hasta 310.000 rpm.

PVP 282€  
**OFERTA 150€**



Acoplamientos sin luz



- Conexión de 4 orificios.
- Regulación de spray.

MULTIFLEX



ROTR01080  
PVP 115€  
**OFERTA 69€**

Bombilla tipo Kavo



ROT000430 - X1 unidad

Precio unidad  
**OFERTA 16€**



Precio unidad  
**OFERTA 10€**

X10 unidades -  
ROT000430-OF

Bombillas de luz LEDs varias marcas compatibles



PVP 27€  
**OFERTA 18€**



Acoplamientos con luz



NSK



ROT000985  
PVP 200€  
**OFERTA 130€**

WH



ROT000990  
PVP 200€  
**OFERTA 130€**

SIRONA



ROT000995  
PVP 200€  
**OFERTA 130€**

KAVO



ROTR01010  
PVP 200€  
**OFERTA 130€**

Código	Marca	OFERTA X 5
ROT000800-OF	NSK	80 €
ROT000810-OF	W&H	80 €
ROT000820-OF	SIRONA	80 €
ROT000830-OF	KAVO	80 €

Código	Marca	PVP	OFERTA X1
ROT000800	NSK	<del>27€</del>	18 €
ROT000810	W&H	<del>27€</del>	18 €
ROT000820	SIRONA	<del>27€</del>	18 €
ROT000830	KAVO	<del>27€</del>	18 €

## Contraángulo 1:1

B

Ref. ROT000720

- Autoclavable a 135°C.
- Botón cambia fresas.
- Spray interno.
- Hasta 25.000 rpm.

PVP 310€  
**OFERTA**  
**220€**



## Contraángulo 1:1 con luz

TITANIO

B

Ref. ROT000610

- 30% menos peso que acero.
- Botón cambia fresas.
- Spray interno.
- Fibra óptica.
- 70 dB.
- Hasta 20.000 rpm.

PVP 480€  
**OFERTA**  
**310€**



## Contraángulo 4:1

B

Ref. ROT000750

- Para fresas de Ø 2,35 mm.
- Autoclavable a 135°C.
- Botón cambia fresas.
- Hasta 10.000 rpm.

PVP 395€  
**OFERTA**  
**190€**



## Contraángulo 16:1

B

Ref. ROT000760

- Para fresas de Ø 2,35 mm.
- Autoclavable a 135°C.
- Botón cambia fresas.
- Hasta 2.500 rpm.

PVP 425€  
**OFERTA**  
**225€**



## Contraángulo 20 :1

B

Ref. ROT000650

- Uso en implantología.
- Para fresas de Ø 2,35 mm.
- Irrigación externa.
- Botón cambia fresas.

PVP 425€  
**OFERTA**  
**299€**



PVP 675€  
**OFERTA**  
**599€** Ref. ROT000570

CON LUZ LED y botón irrigación externa

## Contraángulo 1:5 multiplicador con luz

B

Ref. ROT000640

- Botón cambia fresas.
- Fibra óptica.
- Spray interno.
- Hasta 200.000 rpm.

PVP 660€  
**OFERTA**  
**450€**



PVP 700€  
**OFERTA**  
**550€** Ref. ROT000630

CON LUZ LED

## Contraángulo MARATHON SP-CE 1:1

B

Ref. ROT000330

- Cambio de fresas por llave.
- Hasta 40.000 rpm.
- Autoclavable a 135°C.
- Sin spray.

PVP 214€  
**OFERTA**  
**99€**



## Pieza recta 1:1

B

Ref. ROT000730

- Para fresas de Ø 2,35 mm.
- Autoclavable a 135°C.
- Spray interno.
- Hasta 40.000 rpm.

PVP 209€  
**OFERTA**  
**199€**



## Pieza recta 1:1 con luz

TITANIO

B

Ref. ROT000620

- Para fresas de Ø 2,35 mm.
- 30% menos peso que acero.
- Spray interno.
- Hasta 20.000 rpm.

PVP 480€  
**OFERTA**  
**315€**



## Pieza de mano recta MARATHON SDE-ES6

B

Ref. PUL4P1650

- Para motor intramatic.
- Autoclavable a 135°C.
- Longitud 85,5mm
- Diámetro 19,6mm.
- Peso 52,5 gr.
- Hasta 40.000 rpm.
- Sin spray.

PVP 158€  
**OFERTA**  
**99€**



## Micromotor neumático

B

Ref. ROT000710

- Autoclavable a 135°C.
- Conexión a manguera terminal M4.
- Dirección ajustable.
- Peso 90 gr.
- Hasta 270.000 rpm.
- Spray interno

PVP 280€  
**OFERTA**  
**199€**



## Micromotor neumático con luz

TITANIO

B

Ref. ROT000600

- 30% menos peso que acero.
- Conexión M4.
- Fibra óptica.
- Spray interno.
- Autoclavable a 135°C.
- Dirección ajustable.

PVP 590€  
**OFERTA**  
**360€**



Estuche material rotatorio (válido estudiantes)



Ref. ROT000780

Composición:

- 1 Turbina sin luz M4.
- 1 Micromotor neumático M4 spray interno.
- 1 Contraángulo 1:1 spray interno.
- 1 Pieza recta 1:1 spray interno.

- **Nota:** El estudiante deberá enviarnos por e-mail una ficha cumplimentada con sus datos, así como fotocopia de su carnet de estudiante.

(Solicite esta información en su Depósito Dental)

PVP ~~998€~~  
**OFERTA 450€**



**¡ESTE KIT TIENE GARANTÍA PARA ESTUDIANTES HASTA FIN DE ESTUDIOS!**

Opción: ROT000780 (Maletín) + ROT000700 (Turbina LED y acoplo MULTIFLEX)

**OFERTA 690€**

Aceite para turbina 550 cc

ROT000440

- Spray



Precio unidad **OFERTA 10€**

Máquina para la limpieza y engrase de turbinas, contraángulos y piezas de mano

Ref. EST000100

- Cantidad de piezas de mano: 3 (1 INTRA + 2 M4)
- Modos de trabajo: 3 (S, L y E).
- Presión de trabajo: 0,3 - 0,6 MPA.
- Voltaje: 220 V / 50 Hz.
- Consumo de aire: 60 l/m.
- Peso: 7,2 Kg
- Dimensiones externas: 282 x 300 x 370 mm.
- Capacidad de la zona de limpieza: 350 ml.



PVP ~~900€~~  
**OFERTA 699€**

Engrasador de todo tipo de turbinas

Ref. ROT000250

- Adaptable a cualquier bote (aceite no incluido)

PVP ~~100€~~  
**OFERTA 50€**



Rotores compatibles

ROT000840	Rotor para KAVO 650 PB (CXK03)	75€
ROT000850	Rotor para KAVO 8000 (CXK04)	75€
ROT000860	Rotor P/KAVO 625-630-640PB-625C-625D-603-606-607-627	75€
ROT000870	Rotor para NSK NPA-MO3 (CX210-MINI)	55€
ROT000880	Rotot para NSK PAX-SU03 (CX-210A-SP)	55€
ROT000890	Rotor para NSK PAX-TU03 (CX-210A-TP)	55€
ROT000910	Rotor para WH TA-96 SYNEA PB (CX-W01)	75€
ROT000920	Rotor para WH TA-98 SYNEA L (CX-W05)	75€
ROT000930	Rotor para WH 196-896 TOP AIR (CX-W07)	75€
ROT000940	Rotor para WH 198-898 TOP AIR (CX-W04)	75€
ROT000950	Rotor para WH TA-97 (CX-W08)	75€
ROT000960	RRotor tipo NSK CX210-B-TB para turbina sin luz CX207-B-TP	55€
ROT000970	Rotor tipo NSK CX210-GK-SP para turbina luz CX207-GK-SPO	55€
ROT000980	Rotor para turbina LED technoflux (ROT000700)	90€



Nota: Estos rotores al no ser montados por nuestro SAT carecen de garantía, ni pueden ser devueltos para su abono



Modelo UDSK Ultrasonido Periodoncia

- Pieza de mano tipo EMS, autoclavable a 135°C.
- Modelo de sobremesa de atractivo diseño.

Incluye las siguientes puntas (5 unidades):  
 - Para limpieza: 1 G1 + 1 G4 + 1 G5 + 1 G6  
 - Para periodoncia: 1 P1

Ref. APU000100-OF

Ref. APU000110-OF

PVP ~~455€~~  
**OFERTA**  
**265€**

PVP ~~635€~~  
**OFERTA**  
**399€**

SIN LUZ LED

CON LUZ LED



**GRATIS**  
 Por la compra de un piezoeléctrico 5 puntas G1



Modelo UDSL Ultrasonido Periodoncia + Endodoncia

- Pieza de mano tipo EMS, autoclavable a 135°C.

Incluye las siguientes puntas (6 unidades):  
 - Para limpieza: 1 G1 + 1 G4 + 1 G5 + 1 G6  
 - Para periodoncia: 1 P1  
 - Para endodoncia: 1 E1

Ref. APU000200-OF

Ref. APU000210-OF

PVP ~~695€~~  
**OFERTA**  
**365€**

PVP ~~790€~~  
**OFERTA**  
**499€**

SIN LUZ LED

CON LUZ LED



**GRATIS**  
 Por la compra de un piezoeléctrico 5 puntas G1

Modelo UDSE Ultrasonido Periodoncia + Endodoncia con depósitos para líquidos de tratamiento

- Pieza de mano tipo EMS, autoclavable a 135°C.
- Depósito para dispensar líquidos o medicamentos de tratamiento.

Incluye las siguientes puntas (8 unidades):  
 - Para limpieza: 1 G1 + 1 G4 + 1 G5 + 1 G6  
 - Para periodoncia: 1 P1 + 1 P3 + 1 P5  
 - Para endodoncia: 1 E1

Ref. APU000300-OF

Ref. APU000310-OF

PVP ~~1.229€~~  
**OFERTA**  
**565€**

PVP ~~1.375€~~  
**OFERTA**  
**699€**

SIN LUZ LED

CON LUZ LED



**GRATIS**  
 Por la compra de un piezoeléctrico 5 puntas G1



Pieza de mano tipo EMS-LUZ

Ref. APU000405-OF

PVP ~~380€~~  
**OFERTA**  
**180€**



CON LUZ



**GRATIS**  
 Por la compra de una pieza de mano 5 puntas G1

Pieza de mano tipo SATELEC

Ref. APU000410-OF

PVP ~~260€~~  
**OFERTA**  
**140€**



Pieza de mano tipo EMS

Ref. APU000400-OF

PVP ~~260€~~  
**OFERTA**  
**140€**



Pieza de mano tipo SATELEC-LUZ

Ref. APU000415-OF

PVP ~~360€~~  
**OFERTA**  
**180€**



CON LUZ

Para higiene



Remover cálculos  
PVP ~~22,6€~~  
**OFERTA**  
**12€**



EMS G1  
APU000500  
SATELEC GD1  
APU000700

Cálculos supragingivales pesados  
PVP ~~22,6€~~  
**OFERTA**  
**16€**



EMS G2  
APU000510  
SATELEC GD2  
APU000710

Cálculos supragingivales e interdentales  
PVP ~~28,25€~~  
**OFERTA**  
**21€**



EMS G3  
APU000520  
SATELEC GD3  
APU000720

Todo tipo de cálculos supragingivales  
PVP ~~28,25€~~  
**OFERTA**  
**21€**



EMS G4  
APU000530  
SATELEC GD4  
APU000730

Cálculos de cuellos  
PVP ~~30€~~  
**OFERTA**  
**28€**



EMS G5  
APU000532  
SATELEC GD5  
APU000732

Cálculos pesados  
PVP ~~30€~~  
**OFERTA**  
**28€**



EMS G6  
APU000534  
SATELEC GD6  
APU000734

Para periodoncia



Cálculos subgingivales  
PVP ~~28,25€~~  
**OFERTA**  
**21€**



EMS P1  
APU000540  
SATELEC PD1  
APU000750

Cálculos subgingivales y periodontitis  
PVP ~~30€~~  
**OFERTA**  
**28€**



EMS P3  
APU000550  
SATELEC PD3  
APU000760

Cálculos subgingivales e interdentales  
PVP ~~30€~~  
**OFERTA**  
**28€**



EMS P4  
APU000560  
SATELEC PD4  
APU000770

Limpieza canal  
PVP ~~30€~~  
**OFERTA**  
**28€**



EMS E1  
APU000570  
SATELEC ED1  
APU000780

Canales de molar  
PVP ~~30€~~  
**OFERTA**  
**28€**



EMS E2  
APU000580  
SATELEC ED2  
APU000790

Condensación lateral  
PVP ~~30€~~  
**OFERTA**  
**28€**



EMS E3  
APU000590  
SATELEC ED3  
APU000800

Para preparación de cavidades

- Bola con punta diamantada
- Preparación caras oclusales
- Preparación de cuellos

EMS SB1  
APU000650  
SATELEC SBD1  
APU000850



PVP ~~60€~~  
**OFERTA**  
**55€**

- Media bola con punta de diamante.
- Preparación caras interdentales sin dañar dientes adyacentes

EMS SB2  
APU000652  
SATELEC SBD2  
APU000852



PVP ~~60€~~  
**OFERTA**  
**55€**

- Media bola a 45° izquierda con punta diamante
- Para atacar caries sin dañar piezas adyacentes

EMS SB3  
APU000654  
SATELEC SBD3  
APU000854



PVP ~~60€~~  
**OFERTA**  
**55€**

Puntas compatibles SIRONA



GS1  
PVP ~~30€~~  
**OFERTA**  
**28€**  
APU000900



GS2  
PVP ~~39€~~  
**OFERTA**  
**28€**  
APU000910



PS1  
PVP ~~45€~~  
**OFERTA**  
**39€**  
APU000920



PS3  
PVP ~~68€~~  
**OFERTA**  
**55€**  
APU000930



Puntas compatibles ANDENT

A1  
PVP ~~75€~~  
**OFERTA**  
**49€**  
APU000980



A2  
PVP ~~75€~~  
**OFERTA**  
**49€**  
APU000990



Puntas compatibles Kavo



GC1  
PVP ~~75€~~  
**OFERTA**  
**49€**  
APU000940



GC2  
PVP ~~75€~~  
**OFERTA**  
**49€**  
APU000950



GK1  
PVP ~~75€~~  
**OFERTA**  
**49€**  
APU000960



GK2  
PVP ~~75€~~  
**OFERTA**  
**49€**  
APU000970



Puntas ultrasonido para tratamiento implantes

EMS  
APU000600  
**75€**



SATELEC  
APU000810  
**75€**



**¡ Súper Oferta en puntas!**   
(piezas del mismo código)

Por la compra de 4 **1 GRATIS**

Por la compra de 15 **5 GRATIS**

## PT MASTER 3

## Sistema de tratamiento periodontal por ultrasonidos

Ref. APU004000

- Frecuencia de vibración de la punta de salida: 28kHz 38kHz
- Potencia de salida: 3W a 20W
- Presión de agua: 0,01MPa a 0,5MPa
- Peso de la unidad principal: 2 Kg.
- Modo de trabajo: continuo
- Órbita de vibración circular, ultrasonido y pulido al mismo tiempo.
- Amplitud de vibración pequeña, tratamiento sin dolor.
- Puntas de titanio más suave menos agresiva para el esmalte.
- Se pueden aplicar soluciones clínicas para modo de suministro de agua automático, incluyendo peróxido de hidrógeno, hipoclorito de sodio o clorexidina.
- Pieza de mano de LED, posibilidad de modo LED o NO LED (mejora de la visualización) autoclavable a 134°.
- El seguimiento de frecuencia automática asegura que la máquina siempre trabaja en la mejor frecuencia posible de manera estable.



PVP ~~2.125€~~  
OFERTA **1.699€**

Incluye dos  
piezas de mano  
y 10 puntas



## Ultrasonidos sobremesa U6

- Pieza de mano tipo EMS autoclavable a 135°C
- Panel de control luminosos
- Pieza de mano LED desmontable
- Tratamiento periodontal



Ref. APU000360 CON LUZ LED PVP ~~410€~~  
OFERTA **390€**

Ref. APU000350 SIN LUZ LED PVP ~~490€~~  
OFERTA **290€**



## Aeropulidor para bicarbonato

Ref. APA000110

PVP ~~169€~~  
OFERTA **69€**



## Micro arenadora para laboratorio dental standar

Ref. MIT000900



PVP ~~190€~~  
OFERTA **130€**

- Con cuerpo plástico duro



## Acoplo de microarenadora.

Ref. MIT000910

Acoplo de micro manguera a  
Manguera con terminal Midwest 4

PVP ~~25€~~  
OFERTA **20€**



PVP ~~220€~~  
OFERTA **160€**

- Con cuerpo metálico

## Air Scaler Sonic-L

Ref. ROT001400

- El kit contiene:
- 1 Ultrasonido neumático con luz Sonic-L
  - 3 Puntas: S1 + S2 + S3
  - 1 Llave aprieta puntas
  - 1 Boca de engrase

PVP ~~600€~~  
OFERTA **399€**



## Kit 3 puntas

Ref. ROT001450

PVP ~~55€~~  
OFERTA **40€**



## Llave aprieta puntas

Ref. APU001000

PVP ~~33€~~  
OFERTA **24€**



**EQUIPO PARA IMPLANTOLOGÍA KI20 + CA 1:20**

Unidad con luz y CA sin luz

krofit

Ref. ROT000550-OF

CARACTERÍSTICAS

- 9 programas personalizables
- Auto calibración (garantiza una velocidad y torque precisos para obtener máxima seguridad)
- Silencioso y sin vibraciones
- Potencia bombeo (0-4)
- Gran pantalla LCD de fácil lectura
- Revoluciones: 20-40.000 rpm
- Torque: 5-70 Ncm
- Conversiones: 1:1 , 20:1 , 32:1
- Función reverse
- Cable esterilizable
- Funciones del pedal:
  1. Control velocidad
  2. Sentido de giro
  3. Sincronización bomba-motor
  4. Cambio de programa

PVP ~~2.850€~~  
**OFERTA**  
**1.900€**



**GRATIS**

**Equipo de implantología KI20+ CA 1:20**  
**Unidad y contraángulo con luz**

Ref. ROT000500-OF

PVP ~~3.500€~~  
**OFERTA** **2.150€**

**Carrito móvil C3RK electrificado + Micromotor K38**

Por la compra del equipo de implantología KI20 + CA, recibe gratis: Carrito móvil C3RK electrificado y un K38.



REF. MGC000100



REF. PUL4M3100



**Kit 5 curetas en cassette**  
**Para tratamiento implantes**

Ref. ROT000580

- Fibra de carbono: 4 limpiezas + 1 sonda

PVP ~~50€~~  
**OFERTA** **39€**



**B**

**Sistema manual - contraángulo**

Ref. ROT000340

- Destornillador de implantes
- Tres niveles de torque: 20 N/cm, 35 N/cm, sin límite.

PVP ~~300€~~  
**OFERTA**  
**225€**



**B**

**Corta puntas Guttaperchas "BLADE"**  
**con 2 piezas de mano**

Ref. ROT001200

- Piezas de mano esterilizables.
- Baterías de níquel
- Muy fácil de usar.
- Diseño ergonómico de corte con distintas formas para conductos anchos o estrechos.
- Puntas esterilizables en autoclave.
- No sumergir en líquidos desinfectantes.

Contiene:  
Base doble.  
2 piezas de mano para corte  
4 puntas de corte

PVP ~~325€~~  
**OFERTA**  
**159€**



**NUEVO MODELO**

Reposición punta  
Ref. ROT001250 **22€**

**B**

**Calentador de jeringas de composite**

Ref. ESI000030

- Capacidad 8 jeringas
- Temperatura 40-50-70°C

PVP ~~350€~~  
**OFERTA** **160€**



**Calentador de jeringas y pasta de composite**

Ref. ESI000040

- Capacidad 7 jeringas+bandeja mantenimiento
- Temperatura: 40-45-50°C

PVP ~~350€~~  
**OFERTA** **260€**



## Equipo de cirugía profesional ULTRASURGERY



- Frecuencia de trabajo: de 24.000 a 29.500 Hz.
- Potencia de salida: de 3 a 20 W (en niveles)
- Peso total de la unidad 12 Kg.
- Funciones: Endo, Perio, Implantes, Trabajos en hueso, Osteotomía, Osteoplastia.

APU005000  
PVP 5.400€  
**OFERTA**  
**3.750€**

APU005100  
CON LUZ LED  
PVP 6.480€  
**OFERTA**  
**4.500€**



Consulte nuestras puntas para la reposición desde 45€ a 55€

## Lámpara de iluminación a unidad dental (con brazo y barra)

Ref. ESN003950

35.000 lux

PVP 890€  
**OFERTA**  
**550€**



- Asa desmontable
- Iluminación ajustable
- Facilidad movimientos de la parábola
- Encendido por sensor
- Incluye barra a equipo

## Lámpara LED para quirófano

- Diámetro del foco de luz: 280 mm
- Temperatura de color ajustable: 4000 K / 4500 K / 5000K
- Potencia de consumo: Max. 35w
- Vida mínima de 70,000 h
- Peso: 3,20 Kg
- Dimensiones: de la lámpara 374mm x 250 mm x 44mm
- Mango desmontable y esterilizable

Soporte rodable  
Ref. ESN005040  
PVP 4.600€  
**OFERTA**  
**3.690€**


Soporte a techo  
Ref. ESN005050  
PVP 4.700€  
**OFERTA**  
**3.895€**

Soporte a pared  
Ref. ESN005060  
PVP 4.600€  
**OFERTA**  
**3.690€**




70.000 lux


Soporte a techo



Soporte rodable



Soporte pared



## Electrobisturí "ART ELECTRON"

Ref. ROT001500

- Tres tipos de corte
- 10 Niveles de potencia
- 7 Programas fijos
- Frecuencia de trabajo 1,35khz - 1,7khz
- Potencia: 10W
- Carga: 500
- Dimensiones: 84x20x21,5 cm



PVP 1.275€  
**OFERTA**  
**950€**

## Reposición 7 electrodos

Ref. ROT001510

PVP 190€  
**OFERTA**  
**150€**



T1 T2 T3 T4 T5 T7 T9

**ase**tronicS  
Advanced Swiss Electronics

**Fabricación SUIZA**

Lámpara con lupa bifocal 3X 12X sobremesa **B**

Ref. MOB0S0350

- Fluorescente circular 12 W
- Diseño ergonómico
- Luz fría sin sombra
- Lente de cristal de 100 mm de alta calidad de 1,75 X y 4 X.
- Con base para mesa
- Muy ligera para fácil transporte

PVP ~~80€~~  
**OFERTA 40€**



Ref. MOB0S0350-OF

- Caja x 4 **140€**

Lámpara con lupa bifocal 3x 12x sobremesa 60 LEDs blancos 5,5 W **B**

Ref. MOB0S0360

- Lente de 3+12 dioptrías.
- Intensidad: 1.600 mcd / LED.
- Alimentación: 220-240 Vac / 50 Hz. 4 - 5,5 W.
- Dimensiones brazo: 27 cm.
- Ancho: 18 cm. Alto: 39 cm.
- Diámetro Lupa: 100 mm.
- Longitud cable: 1,2 m.
- Peso: 2400 g.



PVP ~~120€~~  
**OFERTA 45€**

Ref. MOB0S0360-OF

- Caja x 4 **170€**

Lámpara con lupa 5X con pinza para fijación 90 LEDs blancos 9 W **B**

Ref. MOB0S0335

- Muy bajo consumo
- Lente de 5 dioptrías
- Intensidad: 1.600 mcd /LED
- Alimentación: 230 Vac / 9 W
- Dimens. brazo: 86 cm
- Diámetro lupa: 120 mm
- Long. cable: 1,5 m
- Peso: 2.300 g



PVP ~~140€~~  
**OFERTA 75€**

Ref. MOB0S0335-OF

- Caja x 4 **280€**



PVP ~~160€~~  
**OFERTA 130€**

Lámpara + Soporte con ruedas para lámparas serie ECO

Ref. MOB0S0335-OF2

Ref. MOB0S0770



PVP ~~125€~~  
**OFERTA 95€**

Lámpara + Soporte sobremesa con tornillo para lámparas serie ECO

Ref. MOB0S0335-OF3

Ref. MOB0S0760

Lupas y accesorios **B**

Lupa negra LED Mango 4x

Ref. GEM0U0010



PVP ~~20€~~  
**OFERTA 13,60€**

Lupas singulares con pinza para gafa 3 lentes

Ref. GEM0U0250

x 1'5, x 2'5, x 3'5



PVP ~~45€~~  
**OFERTA 39€**

Lupa binoculares con montura LED y 5 lentes

Ref. GEM0U0260

x1, x 1'5, x 2, x 2'5, x 3'5



PVP ~~35€~~  
**OFERTA 29€**

Lupas binoculares

Ref. GEM0U0270

- Sistema de iluminación por LED
- Incluye 5 lentes: x1.2, x1.8, x2.5, x3.5



PVP ~~37€~~  
**OFERTA 29€**

Lupa negra LED 10x

Ref. GEM0U0070



PVP ~~27€~~  
**OFERTA 22€**

Lupas binoculares OPTIVISOR

Ref. GEM0U0210 X 1,75

Ref. GEM0U0200 X 2,5

Ref. GEM0U0150 X 2,75

- Visera ajustable
- Permiten trabajar con manos libres
- Lentes de mínima absorción lumínica.
- Vidrio óptico



PVP ~~90€~~  
**OFERTA 72€**

Lupa de magnificación

Ref. GEM0U0400 X 2,5

Ref. GEM0U0410 X 3,5

- Ligera, práctica y de excelente calidad visual
- Lentes fabricada con materia óptica CR 39
- Protección rayos UV IV
- Mayor resistencia a la abrasión
- Excelente transparencia
- Peso 150 gr



PVP ~~30€~~  
**OFERTA 36€**

## Cabeza muñeco simulador con boca accesible y piezas dentales desmontables

Se simula la cabeza del cuerpo humano y dentro de la boca, con el fin de poder realizar en ella simulaciones de trabajos dentales de precisión

Modelo sobremesa

Ref. VZB005200



Modelo JGC1  
- Para mesa  
- Soporte con eje  
- Alta resistencia

PVP ~~999€~~  
**OFERTA 600€**

Modelo con barda a cabezal de equipo

Ref. VZB005210



Modelo JGC3  
- Con barra standard  
- Alta resistencia

PVP ~~800€~~  
**OFERTA 550€**

Modelo adosado al respaldo del equipo

Ref. VZB005220



Modelo JGC4  
- Soporte para adaptar al respaldo del equipo  
- Alta resistencia

PVP ~~700€~~  
**OFERTA 500€**

Incubador biológico  
PULCINO + KIT esporas (10 ampollas)

Ref. ESN001500-OF

La oferta incluye 10 frascos de esporas

- Para la comprobación de que el autoclave ha efectuado su trabajo correctamente
- Proceso preciso y automático
- Control digital con regulación de temperatura



PVP ~~498€~~  
**OFERTA 425€**

Reposición esporas  
(10 frascos)

80€

Ref. ESN002600



## Desfibrilador semiautomático externo

Ref. APM000400

- Posibilidad de usar el parche de adultos también en niños.
- Batería durante 4 años.
- Parches siempre conectados.
- Fácil comunicación con el PC.
- Incluido maletín de transporte.
- Detección de CPR inteligentemente.
- Batería desechable mínimo 200 descargas (según tipo y condiciones entorno).
- Indicador de estado en pantalla.



PVP ~~2069€~~  
**OFERTA 1.390€**

- Ajuste automático de volumen según ruido ambiente.
- Práctico alojamiento para los electrodos.
- Compartimento accesible debajo del equipo.
- Mensajes de voz detallados e indicadores luminosos: Mensajes de voz para realizar el RCP en pacientes adultos y niños.
- Detección de realización RCP.
- Aviso al usuario se detecta proceso de reanimación.
- Completa comunicación entre el CU-SP1 y el usuario mediante programa informático CU-EX1, para control de cada episodio.
- Transferencia de información con usuario mediante tarjeta SD.

## Tiras para el control de esterilización

Ref. ESN002700

- BOWIE-DIKK
- Control de esterilización cuerpos porosos.



PVP ~~10€~~  
**OFERTA 8€**

## Test control de "HELIX" CX-100

Ref. ESN002800



PVP ~~144€~~  
**OFERTA 115€**

## Indicador químico

Ref. ESN002900

- CROSS-CHECK CX 250
- Control esterilizador con tiras.



PVP ~~150€~~  
**OFERTA 125€**

Micromotor K-38 portátil y accesorios

BLANCO Ref. PUL4M3100

Características técnicas:

- Velocidad hasta 30.000 rpm.
- Incluye bolsa transporte y cinturón
- Incluye motor intramatic E300 y pieza de mano recta mod. SDE-ES6 (sin pedal).
- Batería recargable con una autonomía de 4,5 a 8 horas.
- Potencia 25 W.

Vários colores

NEGRO Ref. PUL4M3150



BURDEOS Ref. PUL4M3170



ROSA Ref. PUL4M3160



PVP 540€  
**OFERTA 360€**


Equipación opcional

Pedal mod. SFP-27

Ref. PUL9I0065

- Pedal ON / OFF

**OFERTA 50€**



krafit

Contraángulo MARATHON LP-CE 1:1

Ref. ROT000330

- Para motor INTRAMATIC
- Autoclavable a 135°C
- Spray externo
- Velocidad hasta 40.000 rpm.



**OFERTA 99€**

krafit

ESCORT II PRO "INTRAMATIC"

Ref. PUL4M3082

- Potencia 45 W.
- Velocidad hasta 35.000 rpm.
- Torque 2,9 N/cm.
- Control de sobremesa y pedal ON/OFF
- Incluye motor INTRA Mod. M33ES sin pieza recta de dotación



PVP 310€  
**OFERTA 180€**



krafit

MIGHTY

Ref. PUL4M3097

- Potencia 45 W.
- Velocidad hasta 35.000 rpm.
- Pedal ON/OFF
- Motor INTRA Mod. M33ES, pieza de mano recta SDE-ES6
- Contraángulo SPCE
- Conversión 1:1



PVP 375€  
**OFERTA 299€**



krafit

MARATHON N7 "INTRAMATIC"

Ref. PUL4M3067

- Potencia 100 W.
- Velocidad hasta 33.000 rpm.
- Torque 4,5 N/cm.
- Control de sobremesa y pedal variable
- Motor INTRA M33ESBT
- Con PM H20
- Más fina/Menor Peso/ Cuerpo metálico



PVP 370€  
**OFERTA 295€**



marathon

MARATHON K35

Ref. PUL4M3110

- Potencia 30 W.
- Velocidad hasta 30.000 rpm.
- Visor digital de revoluciones
- Control de velocidad en pedal.
- Incluye motor progresivo y pieza de mano SH30N



PVP 395€  
**OFERTA 315€**

marathon

Micromotor  
Precisión, estabilidad y  
suave rendimiento

ENDO *e* class

krafit

Ref. ROT000310

- 15 programas de trabajo.
- Máximo torque 9,9 N/cm.
- Rango de velocidad de 20 a 17.500 rpm. (8:1 - 10:1 - 16:1 - 20:1 - 64:1)
- Peso pieza de mano 180 gr.
- En dotación CA 1:1



PVP 1015€  
**OFERTA 630€**

Micromotor ENDO PLUS APEX LED  
Localizador de ápices incluido

krafit

Ref. ROT000370

- Con luz LED
- Sistema "RECIPROCO"
- Auto-Stop y reverse
- Pulsador cabeza tipo MINI
- Sistema automático ahorro de potencia
- 9 programas en memoria
- En dotación CA 1:1
- Localizador de ápices



PVP 1200€  
**OFERTA 880€**

Localizador de ápices  
WOODPEX III PRO

WOODPECKER

Ref. APA000145

- Equipado con pantalla LCD brillo
- Imagen clara
- Calibración automática
- Batería recargable
- Accesorios esterilizables
- Pantalla a color



PVP 440€  
**OFERTA 275€**

Micromotor  
Excelente rendimiento,  
sofisticado motor y  
pieza de mano

ENDO *a* class

krafit

Ref. ROT000300

- 4 programas de trabajo
- Máximo torque 4 N/cm.
- 2 baterías de 2 mA.
- Carga total en 80 minutos, para un uso durante 1h 30' a pleno rendimiento.
- Rango de velocidad de 120 a 2.000 rpm. (4:1 - 10:1 - 16:1 - 20:1)
- Peso pieza de mano 150 gr.
- En dotación CA 1:1



PVP 1288€  
**OFERTA 690€**

Micromotor con luz LED

Ref. ROT000350

PVP 1350€  
**OFERTA 790€**

ENDO-SMART

Micromotor de endodoncia excelente  
calidad y fabuloso por su precio.

WOODPECKER

Ref. ROT000380

- Equipo de fácil utilización
- Pantalla con fácil vision angular
- 9 Programas
- Ligero CA conversión 1:1
- Autoclavable a 120°
- Motor de 15:5 reducciones



PVP 790€  
**OFERTA 490€**

Localizador de ápices  
C-ROOT + 1 (+ Pulp Tester)

B

Ref. APA000150

- Pantalla TFT-LCD
- Auto-calibración
- Ajuste luminoso de pantalla
- Batería recargable con 3 horas de autonomía



Pantalla TACTIL

PVP 775€  
**OFERTA 530€**

**OBSEQUIO  
LÁMPARA "LATE"**

Ref. APA000150-OF



## OFERTAS CONJUNTAS

ROT000310-OF	ENDO E class + Localizador woodpecker III	815 €
ROT000300-OF	ENDO A class + Localizador woodpecker III	865 €
ROT000350-OF	ENDO E LED + Localizador woodpecker III	915 €
ROT000380-OF	ENDO SMART + Localizador woodpecker III	690 €

**Destiladores eléctricos**

- Para obtener agua destilada a partir del agua de la red hídrica
- Produce 4 litros de agua en 6 h
- Uso ideal nocturno para producir el agua necesaria en la jornada clínica para la utilización de autoclaves, mezclas, máquinas y generadores de vapor.
- Automáticos y silenciosos

- ESN001960 Jarra plástico — 35€
- ESN001950 Jarra cristal — 50€
- ESN002010 Filtros carbón — 36€
- ESN002015 Ácido cítrico — 36€

En acero inoxidable y jarra de cristal

Ref. ESN002000



PVP ~~282€~~  
**OFERTA 169€**

Ref. ESN001900



PVP ~~290€~~  
**OFERTA 210€**

**Filtros carbón destilador**

Ref. ESN002010

- 12 unidades

PVP ~~50€~~  
**OFERTA 36€**



**Bolas ácido cítrico para destilador**

Ref. ESN002015

- Bote bols 500 gr

PVP ~~50€~~  
**OFERTA 36€**



**Selladora semiautomática TECHNOFLUX**

Ref. ESN002150

- Movimiento de la cizalla automática
- Programable o con pedal
- Digital, con información en pantalla



**GRATIS**



PVP ~~650€~~  
**OFERTA 450€**

Rollo de 55mm  
Ref. ESN002150-OF

Rollo de 75mm  
Ref. ESN002150-OF1

**Selladora BioStamp**

Ref. ESN002120

- Carenado de protección contra accidentes.
- Control automático de tiempo.
- Longitud de sellado 300 mm.
- Anchura sellado 12 mm.
- Guillotina acoplada.
- Soporte rollo de papel.

PVP ~~450€~~  
**OFERTA 280€**



Ref. ESN002120-OF3

Lupa de magnificación X 3,5



**GRATIS**

**Bolsas Cx200. Papel alta calidad**



**Rollos 200m. Papel alta calidad**



Código	Medidas	PVP	OFERTA
CSE000100	57mm x 105mm	<del>4,3€</del>	2,30€
CSE000110	70mm x 230mm	<del>9,4€</del>	5,90€
CSE000120	90mm x 133mm	<del>7,2€</del>	4,50€
CSE000130	90mm x 230mm	<del>16€</del>	8€
CSE000140	135mm x 255mm	<del>29€</del>	14€
CSE000150	190mm x 330mm	<del>35€</del>	24€
CSE000160	250mm x 380mm	<del>48€</del>	36€
CSE000170	300mm x 460mm	65€	49€

Código	Ancho	PVP	OFERTA
CSE000200	55mm	47€	13€
CSE000210	75mm	24€	18€
CSE000220	100mm	28€	26€
CSE000230	150mm	48€	38€
CSE000240	200mm	59€	63€
CSE000250	225mm	65€	66€
CSE000260	250mm	72€	79€
CSE000270	300mm	85€	96€

Equipo de limpieza ultrasónica 0,2 l

Ref. LIMOM9000

- Sencillo, económico y práctico
- Utilizable por el paciente en su domicilio.
- Dotado de calefacción y temporizador
- Aconsejable para la limpieza de resina
- Frecuencia 42.000 Hz



PVP ~~170€~~  
**OFERTA 63€**

Equipo de limpieza ultrasónica 3l.

Ref. LIMOM9015

- Para todos los materiales y en especial instrumental.
- 5 ciclos de temporización con reloj digital en pantalla.
- Adopta mejor sistema de batido del producto jabonoso empleado.
- Con válvula de drenaje para su vaciado.
- Potencia 160 W.
- Calefacción hasta 50°C.
- Frecuencia 36.000 Hz.



PVP ~~203€~~  
**OFERTA 160€**

Equipo de limpieza ultrasónica 7'5l

Ref. LIMOM9040

- Medidas de la cuba: 32,1 cm x 23,8 cm x 10,5 cm.
- 5 configuraciones de temperatura.
- 3 transductores de frecuencia. (3 x 55W = 165W)
- Display con led de tres colores.
- Incluye bandejas de plástico y cesta metálica.



Mayor capacidad

PVP ~~575€~~  
**OFERTA 530€**

Equipo de limpieza

- Cuba de acero inoxidable
- Transductores soldados
- Carenado de acero
- Potente calefacción

POWER



Capacidad	PVP	OFERTA	Referencia
3,5 L	1.290 €	925 €	LIMOM0365
6,5 L	1.480 €	1.290 €	LIMOM0665

NOTA: Accesorios no incluidos

Equipo de limpieza ultrasónica 1,4 l

Ref. LIMOM9075

- Display digital
- Sencillo manejo y uso
- Potencia 300W
- Frecuencia 35.000 Hz



PVP ~~150€~~  
**OFERTA 115€**

Equipo de limpieza ultrasónica 6l.

Ref. LIMOM9080

- Excelente capacidad
- Medidas 32,5 cm x 20,5 cm x 9,9 cm
- Resistente al agua y productos químicos
- 5 Configuraciones de temperatura
- Se incluye bandeja de plástico y cesta metálica



PVP ~~525€~~  
**OFERTA 390€**

Cestas para cubas en acero inoxidable

Ref. LIMOM9030

- Para equipo de limpieza ultrasónica de 3 l.



PVP ~~40€~~  
**OFERTA 22€**

Ref. LIMOM9025

- Para equipo de limpieza ultrasónica de 6 l.



PVP ~~90€~~  
**OFERTA 78€**

Máxima eficacia en grandes capacidades

B Estmon  
Ultrasonidos

Capacidad	PVP	OFERTA	Referencia
10 L	2.590 €	2.075 €	LIMOM1205
25 L	4.600 €	3.741 €	LIMOM2505

**AUTOCLAVE TECHNOFLUX "B"**

¡Alta gama con última tecnología!



**CICLO B-RÁPIDO**  
**20** min  
incluyendo calentamiento y secado



Instalados y mantenidos por nuestros técnicos autorizados

<b>18 l. "B"</b> PVP <del>4.750€</del> <b>OFERTA</b>	<b>ESN000010</b> <b>2.450€</b>	<b>24 l. "B"</b> PVP <del>5.500€</del> <b>OFERTA</b>	<b>ESN000020</b> <b>2.850€</b>	<b>45 l. "B"</b> PVP <del>10.000€</del> <b>OFERTA</b>	<b>ESN000030</b> <b>4.999€</b>	<b>60 l. "B"</b> PVP <del>12.000€</del> <b>OFERTA</b>	<b>ESN000040</b> <b>6.790€</b>
--	-----------------------------------	--	-----------------------------------	---	-----------------------------------	---	-----------------------------------

**Características técnicas:**

- Excelente diseño de la cuba con un 25% más de capacidad.
- Ciclo B-rápido con secado en tan solo 20 minutos (máxima carga 500g)
- Ciclo N-rápido con secado en tan solo 13 minutos (máxima carga 500g)
- Rápido calentamiento con ahorro de tiempo y energía.
- Programa de prueba: B&DHELIX y VACIO
- Protección automática contra exceso de temperatura
- Cierre de puerta mecánico electrónicamente asegurado que garantiza una seguridad absoluta
- Microprocesador
- Alta velocidad
- Impresora de serie
- Dimensiones cámara: 250x350 mm

- Dimensiones exterior: 560x530x450 mm
- Peso 55 Kg
- Potencia: 2,6 Kw
- Porta bandejas giratorio
- Nuevo sistema de vacío más rápido y eficaz que reduce el tiempo de ciclos
- Equipamiento de serie:  
3 bandejas de aluminio  
Tubo de drenaje  
Manguera de vaciado  
Recambio junta de puerta  
2 rollos de impresora



**Autoclave 18 L + selladora BioStamp + cuba Technoflux 3l**

Ref. ESN000010-OF **2.650€**

**Autoclave 24 L + selladora BioStamp + cuba Technoflux 3l**

Ref. ESN000020-OF **3.150€**

**Sistemas de esterilización profesional**



**Autoclave ENERGY 18 l. Serie "N"**

Ref. ESN000700

- Ciclo automático microprocesado
- Vacío termodinámico
- Pantalla LCD
- Carga de agua manual
- Ciclos de esterilización: 2 a 121°C - 2 a 134°C
- Peso material macizo esterilizable: 6 Kg.

PVP ~~4.310€~~  
**OFERTA**  
**2.300€**



**Autoclave Mini NUBYRA 6 l. Serie "N"**

Ref. ESN000900

- Ciclo automático microprocesado
- Vacío termodinámico
- Pantalla LCD
- Carga de agua manual
- Ciclos de esterilización: 2 a 121°C - 2 a 134°C
- Peso material macizo esterilizable: 1 Kg.

PVP ~~3.295€~~  
**OFERTA**  
**1.795€**



Ref. ESN000100 **Autoclave KRONOS 18L B** PVP ~~5.500€~~ **OFERTA 3.900€**

## Cámara intraoral inalámbrica por wifi M980

Ref. IMC000430

- Cámara con tarjetas SD, salida de vídeo directamente, o bien con el ordenador a través del lector de tarjetas USB.
- Imágenes de alta resolución.
- Alta iluminación con 6 LED de luz blanca.
- Fácil de manejar, las imágenes se muestran en la pantalla LCD de 2,5".
- Ajuste de brillo y contraste de la pantalla LCD.
- Alta autonomía de la batería de litio.
- 5 Opciones: Captura de imagen, guardar, anterior imagen, imagen siguiente y eliminar imagen.
- Diferentes tipos de ángulo de captura para mostrar imágenes claras.
- Incluye base para PM, tarjeta SD y cargador.
- Wifi con un solo dispositivo simultáneamente.

¡Conexiones a PC, tablet y smartphone!



PVP ~~505€~~  
**OFERTA 390€**

## Cámara intraoral M998

Ref. IMC000420-OF

- Cámara:
- Lente SONY, alta resolución, 2 Mp,
- Pantalla:
- 16,2 mill. de colores, ajustable, monitor LED
  - 19", sonido estéreo, incluido brazo a equipo.
  - INCLUYE SOPORTE A BARRA EQUIPO

PVP ~~1.286€~~  
**OFERTA 890€**



## Cámara intraoral con monitor y negoscopio digitalizador M168

Ref. IMC000100

- Cámara intraoral
- Monitor 5" pulgadas
- Lector de radiografías



PVP ~~1.345€~~  
**OFERTA 590€**

## Cámara intraoral M958A

Ref. IMC000300-OF

- Lente SONY, CCD 2.000.000 de píxeles.
- Traslado de imágenes por WIFI.
- Monitor LCD de 15 pulgadas.
- Modelo de sobremesa o adaptable a la barra del equipo.
- INCLUYE SOPORTE A BARRA Y TIRADOR PARA MEJOR MANEJO

PVP ~~1.186€~~  
**OFERTA 790€**



## Cámara intraoral con monitor M868

Ref. IMC000200 - OF

- Cámara con lente Sony con 2.000.000 de píxeles
- Monitor 8" pulgadas de sobremesa o adaptable a barra de equipo
- Alta resolución
- Conexión PC
- Conexión vídeo

PVP ~~999€~~  
**OFERTA 690€**



Maletín de reanimación



REF. APM000500

- Contiene equipación necesaria para la reanimación del paciente en casos de emergencia respiratoria.
- Concebido para el usuario profesional con la formación adecuada para su correcta utilización.
- Los componentes se incluyen dentro de una maleta fabricada con material polietileno de doble capa con espacio y velcros para tener accesibilidad a las dos tapas.
- Fácil apertura.

PVP ~~465€~~

**OFERTA**

**349€**

**Pinzas  
tiralenguas**

Ref. APM000670

OFERTA **9€**

**Tijera corta ropa**

Ref. APM000690

OFERTA **11,50€**

**Cánulas de Guedel**

1/Ref. APM000620 3 /Ref. APM000621

5 /Ref. APM000622

OFERTA **6,60€**

**Mascarilla  
adultos**

OFERTA **4€**

Ref. APM000630

**Abrebocas**

Ref. APM000680

OFERTA **5,60€**

**Mascarilla  
pediátrica**

OFERTA **5€**

Ref. APM000640

**Manta térmica**

Ref. APM000660

OFERTA **6€**

**Botella de  
oxígeno**

OFERTA **150€**

Ref. APM000600

**Caudalímetro**

Ref. APM000610

OFERTA **135€**

**NOTA DE INTERÉS:** El oxígeno de los maletines de reanimación no es un medicamento. Los medicamentos se regulan por el RD 782/201. En base a ello, los medicamentos solo pueden distribuirse siguiendo el canal legal marcado por dicha ley, es decir del laboratorio al cliente final.

**Mascarilla  
pediátrica para  
resucitador**

Ref. APM000645

OFERTA **6,60€**

**Resucitador  
manual**

OFERTA **56€**

Ref. APM000650

**Mascarilla adulta  
para resucitador**

Ref. APM000647

OFERTA **6,60€**



GABRIEL BENMAYOR S.A, a través de nuestros distribuidores, tiene el objetivo de llegar con su maletín de reanimación a todas las áreas de actuación: clínicas dentales, clínicas y consultas de podología, hospitales, centros de salud, laboratorios de prótesis, centros deportivos, residencias de mayores, etc...

\*Por normativa sanitaria el comprador final recibe la botella de gas vacía. Para su reposición deberá llamar al teléfono que encontrará junto a la documentación del maletín, correspondiente a la empresa autorizada para la venta de oxígeno. Esta empresa le hará la recogida en sus instalaciones, recarga y posterior entrega por un precio total entre 30€ - 60€ y gastos de transporte incluidos. El comprador final recibirá la factura correspondiente al oxígeno con sus datos fiscales.

## Vibrador Redondo

Ref. MIT000410

- Potencia 100 W.
- Diámetro superficie de trabajo 14 cm.
- Peso 1,7 Kg.

PVP ~~170€~~  
**OFERTA 80€**



## Vibrador Mediano

Ref. MIT000420

- Potencia 120 W.
- Medidas: 20 x 15 x 10 cm.
- Peso 2 Kg.

PVP ~~205€~~  
**OFERTA 130€**



## Vibrador Grande

Ref. MIT000415


- Potencia 160 W.
- Medidas: 24 x 18 x 10 cm.
- Peso 3 Kg.

PVP ~~282€~~  
**OFERTA 190€**



## Mezcladora de alginato

Ref. APB000100



- Gran display LCD Velocidad hasta 300 rpm.
- Peso 3 Kg.
- El endurecimiento del alginato depende del tiempo e intensidad del batido.

PVP ~~327€~~  
**OFERTA 199€**

**Reposición taza 15€**  
Ref. APBR00120

## Vibrador de cápsulas

Ref. APB000200

- Horquilla metálica adaptable a todo tipo de cápsulas
- Rango de velocidad de 2.800 a 5.500 rpm
- Pantalla LCD con Start, Stop y programación de 1 a 99"

PVP ~~310€~~  
**OFERTA 169€**



B

## Vibradores



Alta potencia, velocidad variable, silencioso y muy estables

## Pequeño

Ref. MIS000500

- 170 W de potencia
- Medidas : 14 X 17 X 10 cm.
- Peso 3,5 Kg

PVP ~~190€~~  
**OFERTA 169€**



B

## Mediano

Ref. MIS000600

- 170 W de potencia
- Medidas : 15 X 23 X 10 cm.
- Peso 4,5 Kg

PVP ~~210€~~  
**OFERTA 190€**



B

## Grande

Ref. MIS000700

- 300 W de potencia
- Medidas : 24 X 34 X 12 cm.
- Peso 6,5 Kg

PVP ~~290€~~  
**OFERTA 250€**



## Máquina de vacío para adaptaciones termoplásticas

Ref. MIT000600

- Voltaje: 220 V / 50 Hz 10%
- Potencia: 1.000 W.
- Dimensiones: 25 x 21 x 30 cm.
- Peso: 6 Kg.

PVP ~~327€~~  
**OFERTA 150€**



## Placas termoplásticas cuadradas

- Presentadas en envase anti-humedad
- Color: Blancas-transparentes



Codigo	Uso	Nombre	Cont	PVP	OFERTA
MIT000620	Placas de bruxismo	Cristal Plate 1mm	Cx5	<del>10€</del>	6€
MIT000630	Manten. de espacio	Cristal Plate 1,5mm	Cx5	<del>11€</del>	7,50€
MIT000640	Guía quirúrgica Mordidas con cera	Cristal Plate 2mm	Cx5	<del>14€</del>	9,50€
MIT000650	Placa base, etc...	PP Plate 0,6mm.opaca	Cx10	<del>7€</del>	4,90€
MIT000660	Blanq. en casa Cubetas de fluor.	Soft Plate 1mm	Cx10	<del>14€</del>	9,90€
MIT000670	Protector bucal	Soft Plate 2mm	Cx10	<del>22€</del>	16€
MIT000610	Blanq. en casa Cubetas de fluor	Crystal Plate 0,3mm	Cx10	<del>7€</del>	4,90€
MIT000680	Protector bucal	Soft Plate 3mm	Cx5	<del>22€</del>	15€

Unidad autónoma rodable "TROLLEY" **B**

Ref. APC000600

- Jeringa de 3 funciones, aspirasalivas y dos mangueras con terminal M4.

PVP 1.810€  
**OFERTA**  
**1.490€**



Unidad básica portable + Estuche compuesto de Turbina, MC, CA y PM **B**

Ref. APC000600-OF

**OFERTA PACK**  
**1.865€**



Unidad autónoma rodable "TROLLEY" **B**

Ref. APC000650

- Jeringa de 3 funciones, aspirasalivas y dos mangueras con terminal M4.
- Kit de ultrasonido Woodpecker.
- Kit lámpara fotopolimerizar Woodpecker.

PVP 2.450€  
**OFERTA**  
**1.950€**



Unidad básica portable + Estuche compuesto de Turbina, MC, CA y PM **B**

Ref. APC000650-OF

**OFERTA PACK**  
**2.325€**



AIR-CAR rodable **ILFOR**

Ref. APV000100

- Jeringa+2 mangueras M4 y pedal reostato.
- Dotado de Jeringa LUZZANI.
- Regulable en altura desde 80 cm. a 95 cm.
- Posibilidad 2 mangueras neumáticas más.
- Medidas 50 x 43 cm.

PVP 4.500€  
**OFERTA**  
**3.900€**



AIR CAR rodable + Estuche compuesto de Turbina, MC, CA y PM **ILFOR**

Ref. APV000100-OF

**OFERTA PACK**  
**4.275€**



## Aspiraciones de anillo húmedo

- Estructura compacta
- Estructura integrada de drenaje de ruidos
- Alta eficacia y estabilidad

### Limpio y verde:

Gran flujo de aspiración evitando infección por bacterias.

### Sistema de aspiración continuo:

Motor de alta calidad que proporciona potencia y rentabilidad.

### Máquina de aspiración húmeda:

Combinación de generación de vacío y separación, mejora la eficacia de la aspiración y la separación de emisiones.

### Drenaje por aspiración:

Aspiración y drenaje trabajan simultáneamente evitando excesos en la bomba

### Decantador de amalgama:

Eficacia al 98% caudal de 1,5 l/m.

### Para 1-2 equipos

Ref. APC000750

**Absorción**  
- Potencia  
800 W  
- Caudal  
900 l/m

PVP ~~1.150€~~  
**OFERTA**  
**890€**



Según  
normativa sobre  
decantación de  
amalgama

### Para 2-3 equipos

Ref. APC000760

**Absorción**  
- Potencia  
940 W  
- Caudal  
1.100 l/m

PVP ~~1.690€~~  
**OFERTA**  
**1.350€**



### Para 3-4 equipos

Ref. APC000770

**Absorción**  
- Potencia  
1.100 W  
- Caudal  
1.450 l/m

PVP ~~2.400€~~  
**OFERTA**  
**1.950€**



**¡OFERTA ESPECIAL!**

## Aspiraciones quirúrgicas a seco con carenado.

¡Alta calidad tecnológica!



**SIN RUIDO**

### Características:

- Sistema antivibración
- Silenciador aire extraído
- Sin ruido a motor parado
- Pintura "EPOXI" : lisa, brillante e higiénica.
- Armario en acero inox. pintado.
- Ergonómico al lado izquierdo del sillón.
- Mejor funcionamiento

### Un puesto

Ref. APC000700

- Flujo 370 l/min  
- Dimensiones (mm):  
490 x 325 x 490

PVP ~~1.020€~~  
**OFERTA** **799€**

### Dos puestos

Ref. APC000710

- Flujo 750 l/min  
- Dimensiones (mm):  
600 x 400 x 652

PVP ~~1.457€~~  
**OFERTA** **1.290€**

### Modelo EWS-6L

Pequeño compresor ideal sillones de higienista o equipos de uso no intenso.



Ref. APC000080

- Compresor sin secador de aire
- Motor de 1 cilindro
- Calderín de 6 l
- 0,7 HP de potencia
- Caudal 90 l/m
- Velocidad 1.400 rpm
- Presión máx. 8 bar.
- Medidas: 460 x 230 x 490 mm
- Peso 17 Kg
- Ruido 48 dB



PVP ~~666€~~  
**OFERTA**  
**360€**

Hasta fin de existencias

### Modelo 7001

Ideal para un equipo Suficiente para 1-2 equipos



Ref. APC001000

- Incluye secador de aire
- 1 cabezal de 2 cilindros
- Calderín de 30 l
- 0,75 HP de potencia
- Caudal 152 l/m
- Caudal efectivo: 80 l/m a 4 bar
- Presión máx 8 bar
- Medidas: 560 x 450 x 640 mm
- Peso 34 Kg
- Ruido 53 dB



PVP ~~1.497€~~  
**OFERTA**  
**999€**

¡NUEVOS MODELOS!

**¡2 AÑOS!**

GARANTIA de motor

### Modelo 7002

Ideal para 2-3 equipos



Ref. APC001100

- Incluye secador de aire
- 2 cabezales de 2 cilindros
- Calderín de 50 l
- 1,5 HP de potencia.
- Caudal 304 l/m
- Caudal efectivo: 160 l/m a 4 bar
- Presión máx 8 bar
- Medidas: 710 x 485 x 720 mm
- Peso 65 Kg
- Ruido 54 dB



PVP ~~2.627€~~  
**OFERTA** **1.450€**

### Modelo 7003

De 3-5 equipos



Ref. APC001200

- Incluye secador de aire
- 3 cabezales de 2 cilindros
- Calderín de 70 l
- 2,25 HP de potencia
- Caudal 456 l/m
- Caudal efectivo: 240 l/m a 4 bar
- Presión máx 8 bar
- Medidas: 940 x 480 x 720 mm
- Peso 88 Kg
- Ruido 55 dB



PVP ~~3.080€~~  
**OFERTA** **1.990€**

Made in Holland **Desde 299€**

Más de 40 años de experiencia y excelencia ofreciendo las mejores soluciones para sentarse saludablemente y trabajar con comodidad.

## CINCO AÑOS DE GARANTÍA

Varias investigaciones demuestran que más del 70% de los profesionales dentales sufren dolores crónicos debido a una mala postura y a un equipamiento inadecuado.

La postura ergonómica, alta y recta, que se consigue al sentarse en silla de montar de SCORE reduce dolores de espalda, de hombros y cervicales.

La silla de montar facilita una postura de trabajo más abierta que propicia la buena circulación de la sangre, genera más energía y ayuda a la concentración.

La postura ergonómica también permite trabajar más cerca del paciente.



**Jumper**  
asiento ancho

**Amazone**  
asiento estrecho

## El ajuste perfecto: sillas disponibles en dos tamaños.

Las sillas de tipo montar de SCORE están disponibles en dos tamaños: Jumper, con un asiento ancho (44 cm), y Amazone con un asiento estrecho (34 cm).

La forma única de la silla de montar y la altura elevada abre el ángulo de la cadera (unos 130-140 grados), mientras la pelvis se inclina hacia delante; automáticamente se logra una postura vertical saludable, al alinearse la espina dorsal, el cuello y la cabeza.

## Sentarse de forma dinámica con silla SCORE Balanceo.

Para sentarse saludablemente hay que estar sentado de forma dinámica. El mecanismo de Balanceo permite el movimiento en tres dimensiones, es un asiento dinámico que sigue sutilmente los movimientos de su cuerpo.

El mecanismo Balanceo asegura una postura óptima en todo momento, estimula la circulación sanguínea, elimina presiones en los discos intervertebrales, permite una respiración más profunda, activando el músculo transversal del abdomen y fortaleciendo la espalda.

El grado de movimiento del mecanismo Balanceo se puede regular según sus necesidades girando la palanca situada debajo del asiento.



Codigo	Modelo	Color	Dotación de la silla	PVP	OFERTA
MGT000190	AMAZONE	Negro	Asiento fijo	<del>323€</del>	299€
MGT000200	AMAZONE	Verde	Inclinación-Reg.Altura	<del>500€</del>	399€
MGT000210	AMAZONE	Azul	Inclinación-Reg.Altura	<del>500€</del>	399€
MGT000220	AMAZONE	Negro	Inclinación-Reg.Altura	<del>500€</del>	399€
MGT000230	AMAZONE	Verde	Balaneo-Reg.Altura	<del>690€</del>	550€
MGT000240	AMAZONE	Azul	Balaneo-Reg.Altura	<del>690€</del>	550€
MGT000250	AMAZONE	Negro	Balaneo-Reg.Altura	<del>690€</del>	550€
MGT000260	AMAZONE	Verde	Respaldo- Inclinación-Reg. Altura	<del>735€</del>	590€
MGT000270	AMAZONE	Azul	Respaldo- Inclinación-Reg. Altura	<del>735€</del>	590€
MGT000280	AMAZONE	Negro	Respaldo- Inclinación-Reg. Altura	<del>735€</del>	590€
MGT000290	JUMPER	Negro	Asiento fijo	<del>323€</del>	299€
MGT000300	JUMPER	Verde	Inclinación-Reg.Altura	<del>500€</del>	399€
MGT000310	JUMPER	Azul	Inclinación-Reg.Altura	<del>500€</del>	399€
MGT000320	JUMPER	Negro	Inclinación-Reg.Altura	<del>500€</del>	399€
MGT000330	JUMPER	Verde	Balaneo-Reg.Altura	<del>690€</del>	550€
MGT000340	JUMPER	Azul	Balaneo-Reg.Altura	<del>690€</del>	550€
MGT000350	JUMPER	Negro	Balaneo-Reg.Altura	<del>690€</del>	550€
MGT000360	JUMPER	Verde	Respaldo- Inclinación-Reg. Altura	<del>735€</del>	595€
MGT000370	JUMPER	Azul	Respaldo- Inclinación-Reg. Altura	<del>735€</del>	595€
MGT000380	JUMPER	Negro	Respaldo- Inclinación-Reg. Altura	<del>735€</del>	595€
MGT000400	ERGO-SUPPORT	Negro	Para uso de microscopio-Inclinación	<del>1.150€</del>	925€



Choice of fabrics and colours



Optimal hygiene



Arm and back support



Several heights



Foot-operated height adjustment

Las sillas para microscopio "ergo support"

- Ayudan a mantener su postura ergonómica y cómoda para el uso del microscopio.
- Evitar tensiones musculares, dolores de espalda, dolores en el cuello o los hombros
- El asiento y respaldo se regulan en altura consiguiendo la posición adecuada.
- Los reposacabezas se pueden girar.

El complemento perfecto para trabajar con magnificación.

Nota: Todas las taburetes están tapizados con el sistema "ANTI BACTERIAS" y se pueden limpiar con agua y jabón, no con alcohol.

## Carrito móvil modelo C3RK

Ref. MGC000100

- 3 estantes.
- Esmaltado blanco.
- Muy robusto.
- 3 tomas de corriente.
- Medidas: 49 x 37 x 77 (H) cm.
- Superficie apoyo: 40 x 30 cm.



PVP ~~240€~~  
**OFERTA**  
**199€**

## Carrito móvil a dos niveles modelo C3R

Ref. MGC000200

- 3 estantes.
- Esmaltado blanco.
- Desplazamiento suave.
- 2 tomas de corriente.
- Medidas: 46 x 45 x 80 (H) cm.
- Superficie apoyo: 40 x 30 cm.



PVP ~~325€~~  
**OFERTA**  
**260€**

## Carrito móvil con ruedas 1 cajón modelo C3RK1

Ref. MGC000900

- 3 estantes con bordes anti-caídas.
- Esmaltado blanco.
- 1 cajón.
- 3 tomas de corriente.
- Medidas: 48 x 40 x 80 (H) cm.



PVP ~~375€~~  
**OFERTA**  
**330€**

## Carrito móvil con ruedas 3 cajones modelo C2RK3

Ref. MGC001000

- 2 estantes con bordes anti-caídas.
- Esmaltado blanco.
- 3 cajones.
- 3 tomas de corriente.
- Medidas: 48 x 48 x 80 (H) cm.



PVP ~~450€~~  
**OFERTA**  
**395€**

## Carrito C3RV GLASS

Ref. MGC000400

- Carrito quirúrgico.
- Acero lacado.
- Baldas de cristal.
- 3 estantes.
- 2 tomas de corriente.
- Medidas: 49 x 37 x 77 (H) cm.



PVP ~~590€~~  
**OFERTA**  
**499€**

## Carrito móvil C2RCHP

Ref. MGC000500

- Carrito quirúrgico.
- Acero lacado.
- Baldas de cristal.
- 2 estantes.
- 3 tomas de corriente.
- Medidas: 42 x 34 x 88 (H) cm.



PVP ~~590€~~  
**OFERTA**  
**499€**

## Mueble auxiliar RC4

Ref. MGM000320

- Esmaltado blanco.
- Cajones: 1: 28 instrumentos. 2: bandeja lisa. 3: bandeja 9 compartimentos. 4: base PVC.
- Medidas: 50 x 48 x 79 (H) cm.
- Estante: 50 x 42 cm.



PVP ~~760€~~  
**OFERTA**  
**670€**

## Carrito RC4Z GLASS

Ref. MGM000460

- Acero lacado.
- 4 cajones: 45 x 34 x 7,5 (H) cm.
- Medidas: 50 x 48 x 80 (H) cm.



PVP ~~990€~~  
**OFERTA**  
**799€**

## Carrito C2RCHM

Ref. MGC000700

- Carrito quirúrgico.
- Baldas de cristal.
- 2 estantes y cajón (altura 8,5cm).
- 4 tomas de corriente
- Medidas: 48 x 38 x 92 (H) cm.



PVP ~~1100€~~  
**OFERTA**  
**799€**

## Taburete gabinete dental mod. "CLASIC"

Ref. MGT000100

- Base giratoria
- Regulable en altura desde 50 a 65 cm
- Palanca de elevación manual
- Cinco ruedas de alta calidad
- Muy suave en desplazamiento
- Medidas: 55 x 55 x 90 cm. (H)



PVP ~~440€~~  
**OFERTA**  
**350€**

## Vitrina higiene PDM

Ref. MG000100

- Dimensiones: Lx100 cm 30 x50 (H) cm
- Módulo colgante a pared.
- Para el dispensado y almacenamiento de todos los productos monouso



PVP ~~1010€~~  
**OFERTA**  
**780€**

**VER OTROS MODELOS EN NUESTRA WEB**

Conjunto 4 módulos (uno de ellos rodable) con lavabo encastrado a la derecha



Ref. MGM000600

- Estructura metálica color blanco con tiradores en color aluminio.
- Encimera anticaída y con copete integrado.
- Lavabo encastrado con grifo alto, en acero inox.
- Zócalo inferior en toda la composición.
- Bandejas profesionales más necesarias, incluidas en los cajones.
- Medidas: 82,5 x 52 x 208 cm



PVP ~~2.600€~~  
**OFERTA 1.950€**

Carrito extraíble con bandejas profesionales más necesarias, en los cajones

Ref. MGM000900



Medidas: 80 x 43 x 50 cm  
No incluye portes

**¡Obtenga la mejor calidad al MEJOR PRECIO!**

PVP ~~850€~~  
**OFERTA 685€**

Conjuntos mobiliario auxiliar



- Conjunto auxiliar para clínica.
- Medidas 1,20 metros x 0,88 metros de alto y encimera de 0,6 metros de profundidad.
- Encimera en acero inoxidable.
- Mueble construido en chapa de acero galvanizado y pintado.
- Color de la composición blanco.
- La calidad de la artesanía ZILFOR, es evidente en el acabado de la pieza de mobiliario o accesorio.
- Se ofrecen dos opciones, una de ellas con grifo y lavabo y otra sin este complemento.

**¡Máxima calidad garantizada en la clínica!**



Ref. MGM000700

PVP ~~2.600€~~  
**OFERTA 1.890€**

Ref. MGM000800

PVP ~~2.900€~~  
**OFERTA 2.150€**

## Lámpara de fotopolimerizar O-Light

Ref. APL000950

- Lámpara con luz led
- Alta intensidad
- Pantalla digital
- Modos de potencia
  - Normal: 1000-1200 mw
  - Alto: 2300-2500 mw
- Con la carga completa se puede utilizar más de 400 veces (de 10 segundos)



NUEVO

PVP ~~280€~~  
OFERTA **129€**

## Lámpara MCA X Cure con detectores de caries

Ref. APL000900

- Lámpara de fotopolimerizar + detector de caries
- Led de alta potencia 10w
- Modos de trabajo:
  - Bajo: 200-400 mw
  - Normal: 1000-1200 mw
  - Alto: 2300-2500 mw
- Con la carga completa se puede utilizar más de 400 veces (de 10 segundos).
- Longitud de onda: 385 nm - 515 nm
- Fibra óptica esterilizable a 134°
- Detecta calculos dentales, caries y dientes rotos.



PVP ~~650€~~  
OFERTA **490€**

## "LATTE" Lámpara de fotopolimerizar

Ref. APL000600

- Display digital.
- Batería de litio.
- Largo Standby
- Potencia 1.200 Mw/cm2.
- A máxima potencia utilizar solo ciclos de 5 segundos para capas de hasta 3 mm

PVP ~~175€~~  
OFERTA **89€**



B

x 6 unidades

Ref. APL000600-OF

**500€**

## "HELEN" Lámpara de fotopolimerizar

Ref. APL000850

- Luz de curado a 1.200 Mw/cm2.
- Luz de iluminación de 2.500 lux.
- Regulación tiempo de 5 a 40".
- Válida desinfección cavidad oral.
- Cabezal rotación a 360°.
- Cargador por inducción.
- Fibra sistema anti-rotura.



B

PVP ~~325€~~  
OFERTA **230€**

## Lámpara de fotopolimerizar WOODPECKER LED-F

Ref. APL000500

- Excelente potencia.
- Autoventilada.
- Batería de 2.000 mAR.
- Incluida fibra para blanqueamientos.
- Tres potencias:
  - Turbo: 1.800 mW
  - Normal: 1.200 mW
  - Baja: 500 mW



PVP ~~299€~~  
OFERTA **199€**

APOZA

**3 segundos para  
¡PERFECTO CURADO!**

## "DELI" Lámparas de fotopolimerizar

- Display digital.
- Regulación tiempos: 5, 10, 15 y 20".
- Activación automática.
- Batería de litio de muy alta capacidad.
- Potencia 1.200 Mw/cm2.
- Rango 420-480 mm.

PVP ~~225€~~  
OFERTA **169€**

Negro

Ref. APL000800



Rosa intenso

Ref. APL000650



Azul

Ref. APL000750



Verde

Ref. APL000700



B

Lámpara de fotopolimerizar Turbo Gun **APOZA**

Ref. APL000400

- Potencia 10 W 2.400 Mw/cm<sup>2</sup> similar a una lámpara de plasma pero con tecnología de luz Leds, sin aporte de calor.



PVP ~~500€~~  
**OFERTA 330€**



Lámpara de fotopolimerizar Top Light Turbo

Ref. APL000390

- Potencia: 5 W (1.200 Mw/cm<sup>2</sup>)
- Tres rampas.
- Cinco temporizadores.
- Longitud de onda: 430 - 490 mm
- Con cable

**APOZA**

PVP ~~250€~~  
**OFERTA 99€**



Lámparas de blanqueamiento

Mod. M209A

Ref. ESN003500

PVP ~~890€~~  
**OFERTA 440€**

- Pequeña y manejable.
- Fuente de luz fría.
- Amplio alcance blanqueamiento.
- Temporizador: 5, 10, 15, 20 y 25 minutos.
- Auto-memoria: retiene el último valor para la siguiente operación.
- Potencia 3 watt luz azul Led.
- Leds de 3 W cada uno que equivalen a 3.500 Mw en el arco.
- Longitud de onda: 430-490 MW/cm<sup>2</sup>
- Altura máxima: 140 cm.
- Longitud del brazo: 90 cm.
- Peso: 4,5 Kg. (neto).



**APOZA**

M87 con brazo adaptable a barra del equipo **B**

Ref. ESN003700

- Blanqueamientos en una sola sesión.
- Potente luz sin emisión de calor.
- Forma arqueada para mejor adaptación a la boca del paciente.
- Brazo muy manejable.
- Brazo muy flexible para alcanzar cualquier posicionamiento del paciente.
- 15 LEDs de banda ancha
- Potencia 20W (2000 Mw/cm<sup>2</sup>)
- 3 tipos de luz azul - onda: 430-490 Mw/cm<sup>2</sup> roja - onda: 610-650 Mw/cm<sup>2</sup> púrpura: para conseguir la mayor asepsia (desinfección) dentro de la cavidad bucal.
- Regulación de tiempo y potencia.



PVP ~~615€~~  
**OFERTA 490€**

M69 con bandeja **B**

Ref. ESN003600

- Diseño ergonómico
- 3 tipos de luz azul - onda: 430-490 Mw/cm<sup>2</sup> roja - onda: 610-650 Mw/cm<sup>2</sup> púrpura: para conseguir la mayor asepsia (desinfección) dentro de la cavidad bucal.
- Alta longitud de onda
- 15 excelentes LEDs de banda ancha
- Potencia 2.327 Mw/cm<sup>2</sup>
- Regulación de potencia
- Regulación de tiempos de exposición

PVP ~~990€~~  
**OFERTA 790€**



M68 con cámara intraoral + monitor + wifi **B**

Ref. ESN003650

- Lámpara Blanqueamiento**
- 15 LEDs de banda ancha
  - 3 tipos de luz azul - onda: 430-490 Mw/cm<sup>2</sup> roja - onda: 610-650 Mw/cm<sup>2</sup> púrpura: para conseguir la mayor asepsia (desinfección) dentro de la cavidad bucal.

- Cámara**
- Conexión Wifi
  - APP incluida
  - Resolución 2 megas
  - Autofocus
  - USB-Video-Micro USB
  - Monitor: 8 pulgadas

PVP ~~1.300€~~  
**OFERTA 950€**



**Blanqueamiento en Casa**

Ref. ESN004200

- Peróxido de carbamida 16%
- Contenido 10 X 3 ml

PVP 105€  
**OFERTA 93€**



**Blanqueamiento en la Clínica**

Ref. ESN004250

- Peróxido de hidrogeno 35%
- Contenido: 3 pacientes

PVP 175€  
**OFERTA 140€**



**Blanqueamiento dual Clínica + Casa**

Ref. ESN004300

- Peróxido de hidrogeno 35%
- Contenido: 1 paciente

PVP 100€  
**OFERTA 86€**



**¡ SÚPER OFERTA !**

Ref. ESN004250-OF

- Kit blanqueamiento
- Peróxido de hidrogeno 35%
- Contenido: 3 pacientes

- Lámpara APOZA
- Pequeña y manejable.
- Fuente de luz fría.
- Temporizador: 5, 10, 15, 20 y 25 min

**CONSIGA SU LÁMPARA DE BLANQUEAMIENTO GRATIS**



PVP 1050€  
**OFERTA 840€**

**Reposición Bolsa resina protectora**

Ref. ESN004350

PVP 50€  
**OFERTA 47€**



Por la compra de 6 kit de blanqueamiento en clínica llévase una lámpara de blanqueamiento APOZA gratis.