



Entra en el
mundo 3D



Nueva gama de
impresoras 3D en las
páginas 26-27 de este
catálogo



ARTICULOS
NUEVOS

AHORA PUEDE REALIZAR SUS PEDIDOS DIRECTA Y RÁPIDAMENTE EN
www.dentalpro.benmayor.com

Cajas porta prótesis y bandejas

Bandejas porta trabajos

- Colores: Rosa, Amatillo, Naranja, Azul y Negro

Pack de 40 piezas (8 de cada color)

Ref. VZC000190

PVP ~~120€~~
OFERTA 72€

precio bandeja 1,80€



Pack de 8 piezas en un sólo color

PVP ~~30€~~
OFERTA 16€

precio bandeja 2€

Código	Color
VZC000140	Azul
VZC000150	Rosa
VZC000160	Amarillo
VZC000170	Naranja
VZC000180	Negro

Caja portaprótesis para dentaduras (altura estandar)

Ref. VZC000120

- Bolsa con 12 uds
- Colores surtidos

PVP ~~13€~~
OFERTA 6,90€



¡SÚPER OFERTA!
VZC00120-OF1 **10+3**

Caja portaprótesis para uso por el paciente en casa. Con bandeja interior humidificada

Ref. VZC000130

- Caja con 4 unidades
- Color blanco

PVP ~~10€~~
OFERTA 9,90€



¡SÚPER OFERTA!
VZC00130-OF1 **3+1**

Caja portaprótesis para dentaduras montadas (altura elevada)

Ref. VZC000110

- Bolsa con 12 uds
- Colores surtidos

PVP ~~14€~~
OFERTA 6,90€



¡SÚPER OFERTA!
VZC00110-OF1 **10+3**

Caja portaprótesis para trabajos de ortodoncia

Ref. VZC000100

- Bolsa con 12 uds
- Colores surtidos

PVP ~~12€~~
OFERTA 6,90€



¡SÚPER OFERTA!
VZC00100-OF1 **10+3**

OFERTA GRANDES CONSUMIDORES CAJAS ORTODONCIA Y PRÓTESIS NORMAL		PRECIO UNIDAD	PRECIO UNIDAD
VZB000190-OF2	3 Bandejas	1,60 €	1,50 €
VZC000120-OF2	3 Cajas standard	0,35 €	0,30 €
VZC000130-OF2	3 Caja humidificada	1,80 €	1,60 €
VZC000110-OF2	3 Caja elevada	0,35 €	0,30 €
VZC000100-OF2	3 Caja ortodoncia	0,35 €	0,30 €

Set discos HATHO HABRAS 19



Ref. PUL2C9000

- Para todos los trabajos con PM y para todo tipo de materiales especialmente pulido y abrillantado de las prótesis.

PVP ~~55€~~
OFERTA 49€



Caperuza protectora para PM micromotor

Ref. PUL2Z0500

- Evite salpicaduras durante el repasado

PVP ~~40€~~
OFERTA 39€



Pins CORIDENT ¡Máxima calidad y excelente retención!

**Twin Pin
Dowel Pin**

Ref. VZB000040

- Con funda metálica tipo Renfert y tapón en la base



- Largo 15,6 mm
- Caja x 1.000 /u

PVP ~~117€~~
OFERTA 69€

**Twin Pin
Dowel Pin**

Ref. VZB000047

- Con funda metálica tipo Renfert y tapón en la base



- Corto 12,5 mm
- Caja x 1.000 /u

PVP ~~117€~~
OFERTA 69€

**Euro Pin
Dowel Pin**

Ref. VZB000020

- Con funda metálica tipo Renfert y tapón en la base



- Caja x 1.000 /u

PVP ~~99€~~
OFERTA 59€

**Telescop
Dowel Pin**

Ref. VZB000010

- Pin corto



- Caja x 1.000 /u

PVP ~~95€~~
OFERTA 49€

**Plus Pin
Dowel Pin**

Ref. VZB000030

- Con funda plástico y tapón en la base



- Caja x 1.000 /u

PVP ~~95€~~
OFERTA 49€

Single Pin

Ref. VZB000050

- Niquel c x 1000

Ref. VZB000060

- Dorado c x 1000



PVP ~~30€~~
OFERTA 16€

Crisoles (suministrados en caja de 12 uds / precio indicado por unidad)

Manfredi fonditrice elettroniche

Ref. FUN0H6510

- Mod. MA2W doble revest.
- Tipo. C15R
- Caja de 12 uds



PVP ~~9€~~
OFERTA 5€

Ducatron centrifugal

Ref. FUN0H6180

- Mod. DU2
- Tipo. CERAMIC
- Caja de 12 uds



PVP ~~9€~~
OFERTA 6€

Ducatron centrifugal

Ref. FUN0H6190

- Mod. DU2W doble revest
- Tipo. CERAMIC COATED
- Caja de 12 uds



PVP ~~9€~~
OFERTA 7€

Galloni fuxus

Ref. FUN0H6240

- Tipo. GA2W doble revest.
- Caja de 12 uds



PVP ~~9€~~
OFERTA 6€

Ducatron junior

Ref. FUN0H6165

- Tipo. DUJ
- Caja de 12 uds



PVP ~~9€~~
OFERTA 7€

Manfredi

Ref. FUN0H6500

- Tipo. C15N
- Caja de 12 uds



PVP ~~9€~~
OFERTA 6€

Nautilus

Ref. FUN0H6060

- Tipo. BE5W
- Caja de 12 uds



PVP ~~10€~~
OFERTA 10€

Ducatron junior

Ref. FUN0H6175

- Tipo. DUJW doble revest
- Caja de 12 uds



PVP ~~9€~~
OFERTA 7€

Gallony Fuxus ok

Ref. FUN0H6230

- Tipo. GA2
- Caja de 12 uds



PVP ~~9€~~
OFERTA 7€

Degussa motorcast

Ref. FUN0H6070

- Mod. D1 universal
- Tipo. 23510054
- Caja de 12 uds



PVP ~~9€~~
OFERTA 7€

Degussa y Sirio

Ref. FUN0H6155

- Tipo. DE1 CI
- Caja de 12 uds



PVP ~~9€~~
OFERTA 7€

Kerr Universal

Ref. FUN0H6380

- Tipo. KE1 doble revest
- Caja de 12 uds



PVP ~~9€~~
OFERTA 6€

Yeso seco

jota

Yeso húmedo

jota

Titanio, cerámica, metal y composite por corte fino

	PVP 40€ OFERTA 28€		PVP 40€ OFERTA 28€		PVP 40€ OFERTA 28€		PVP 40€ OFERTA 28€		PVP 40€ OFERTA 28€		PVP 40€ OFERTA 28€		PVP 40€ OFERTA 28€
CX79G.104.060		CX251G.104.060		CX75SG.104.070		CX79SG.104.070		CX251SG.104.060		CQ79F.104.040		CQ251F.104.060	
Ref. FYB0C9315		Ref. FYB0C9320		Ref. FYB0C9400		Ref. FYB0C9405		Ref. FYB0C9410		Ref. FYB0C9500		Ref. FYB0C9505	

Acrílico y yeso por corte standard

jota

	PVP 20€ OFERTA 16€		PVP 20€ OFERTA 20€		PVP 20€ OFERTA 20€		PVP 20€ OFERTA 20€		PVP 20€ OFERTA 20€		PVP 20€ OFERTA 20€
C71.104.031		C71.104.040		C71.104.050		C79.104.040		C79.104.045		C79.104.060	
Ref. FYB0C9000		Ref. FYB0C9010		Ref. FYB0C9020		Ref. FYB0C9030		Ref. FYB0C9040		Ref. FYB0C9050	

Acrílico y metales por corte standard

jota

	PVP 20€ OFERTA 20€		PVP 40€ OFERTA 28€		PVP 40€ OFERTA 28€		PVP 40€ OFERTA 28€		PVP 40€ OFERTA 28€		PVP 40€ OFERTA 28€		PVP 40€ OFERTA 28€
CX23.104.023		CX72.104.060		CX73.104.060		CX75.104.060		CX77.104.060		CX78.104.060		CX79.104.040	
Ref. FYB0C9100		Ref. FYB0C9105		Ref. FYB0C9110		Ref. FYB0C9115		Ref. FYB0C9120		Ref. FYB0C9125		Ref. FYB0C9130	
	PVP 40€ OFERTA 28€		PVP 40€ OFERTA 28€		PVP 20€ OFERTA 16€		PVP 20€ OFERTA 16€		PVP 40€ OFERTA 28€		PVP 40€ OFERTA 28€		PVP 20€ OFERTA 20€
CX79.104.045		CX79.104.060		CX138.104.023		CX139.104.023		CX251.104.060		CX416.104.060		CX460.104.023	
Ref. FYB0C9135		Ref. FYB0C9140		Ref. FYB0C9145		Ref. FYB0C9150		Ref. FYB0C9155		Ref. FYB0C9160		Ref. FYB0C9165	

Metales, revestimiento y composite por corte fino

jota

	PVP 20€ OFERTA 20€		PVP 20€ OFERTA 20€		PVP 20€ OFERTA 20€		PVP 40€ OFERTA 28€		PVP 40€ OFERTA 28€		PVP 40€ OFERTA 28€		PVP 40€ OFERTA 28€
CX486.104.023		CX487.104.023		CX23F.104.023		CX27F.104.060		CX75F.104.060		CX77F.104.060		CX78F.104.060	
Ref. FYB0C9170		Ref. FYB0C9175		Ref. FYB0C9200		Ref. FYB0C9205		Ref. FYB0C9210		Ref. FYB0C9215		Ref. FYB0C9220	
	PVP 40€ OFERTA 28€		PVP 40€ OFERTA 28€		PVP 40€ OFERTA 28€		PVP 20€ OFERTA 16€		PVP 40€ OFERTA 28€		PVP 20€ OFERTA 20€		PVP 20€ OFERTA 20€
CX79F.104.040		CX79F.104.045		CX79F.104.060		CX138F.104.023		CX251F.104.060		CX486F.104.023		CX487F.104.023	
Ref. FYB0C9225		Ref. FYB0C9230		Ref. FYB0C9235		Ref. FYB0C9240		Ref. FYB0C9245		Ref. FYB0C9250		Ref. FYB0C9255	

Yeso seco

jota

	PVP 20€ OFERTA 20€		PVP 20€ OFERTA 20€		PVP 21€ OFERTA 15€		PVP 21€ OFERTA 15€		PVP 40€ OFERTA 28€		PVP 40€ OFERTA 28€		PVP 40€ OFERTA 28€
CX488F.104.016		CX489F.104.023		CX30MF.104.023		CX77MF.104.023		CX75G.104.060		CX79G.104.040		CX79G.104.045	
Ref. FYB0C9260		Ref. FYB0C9265		Ref. FYB0C9270		Ref. FYB0C9275		Ref. FYB0C9300		Ref. FYB0C9305		Ref. FYB0C9310	

Articulador + Estuche



Ref. VZB005000



PVP 260€
OFERTA 125€



Articulador + Arco y Estuche



Ref. VZB005100



PVP 300€
OFERTA 199€

Kit 3 accesorios



Ref. VZB005150

- Mesa transfer plana
- Guía asiento ajustable
- Soporte



PVP 75€
OFERTA 50€

Arco facial



Ref. VZB005110



PVP 105€
OFERTA 80€

Placas



X4 unidades - Ref. VZB005160



PVP 20€
OFERTA 12€

Articulador A7 PLUS E+ Arco elite y Estuche



Ref. VZB000515

- Distancia intercondilar fija 100mm
- Reglaje de guía condílica
- Reglaje de ángulo Bennet
- Sistema de estabilización de movimiento de la guía condílica
- Punto de apoyo de la rama superior en posición abierta
- Ajuste milimétrico de profusión
- Puede ser estandarizado (calibrado)

PVP 515€
OFERTA 430€



Articulador A7 PLUS E + Arco STANDARD y Estuche



Ref. VZB000510



PVP 415€
OFERTA 330€

Placa de montaje



Ref. VZB000590

- Por riel
- Bolsa de 10 pares



PVP 100€
OFERTA 75€

Ref. VZB000580

- Por tornillo
- Bolsa de 10 pares



PVP 132€
OFERTA 82€

Kit 5 ACCESORIOS



Ref. VZB000550



PVP 120€
OFERTA 99€

Arco FACIAL elite



Ref. VZB000540



PVP 220€
OFERTA 180€

Arco FACIAL STANDARD



Ref. VZB000530



PVP 120€
OFERTA 89€

Articulador Modelo 5000

B

Ref. VZB000850

- Muy estable
- Excelente visibilidad.
- Color rojo
- Aluminio.
- Óptimo proceso lingual.

PVP 50€
OFERTA 39€

Caja con 3 placas

Ref. VZB000855

7,50€

Compra 3

+1 de

REGALO

Ref. VZB000850-OF


- Utilizable en geometría media
- Triángulo de Bowie
- Retorno automático por muelle al eje de charnela
- Bloqueo a la relación céntrica.
- Perfecto en posición invertida
- Distancia intercondilar: 110 mm
- Inclinação Condilar 30°
- Ángulo de Benet: 7°
- Apertura hasta 180°

Articuladores

B

- Dotado de muelle que permite movimientos de lateralidad y autorretorno a posición primaria.
- Maxilar superior con regulación por tornillo.
- Fácil montaje, incluso del maxilar superior.
- Dorados o cromados.

Código	Modelo	PVP	OFERTA	Código OFERTA	OFERTA
VZB000360	Charnela grande cromada	24€	16 €	VZB000360-OF	10+3
VZB000365	Charnela grande dorada	24€	16 €	VZB000365-OF	10+3
VZB000370	Charnela pequeña cromada	16€	8 €	VZB000370-OF	4+1
VZB000375	Charnela pequeña dorada	16€	8 €	VZB000375-OF	4+1
VZB000380	Coronas y puentes cromado	12€	9 €	VZB000380-OF	4+1
VZB000385	Coronas y puentes dorada	12€	9 €	VZB000385-OF	4+1
VZB000390	Charnela con base redondeada	18€	14 €	VZB000390-OF	4+1



Articulador "New Tipe" JT44

B

Ref. VZB000420

- Fácil bloqueo.
- Eficiente y preciso.
- Recomendado en ortodoncia.

PVP 21€
OFERTA 19€

Compra 3

+1 de **REGALO**

Ref. VZB000420-OF



Articulador "Japon" JT03

B

Ref. VZB000410

- Semiajustable.
- Estructura de Zinc.
- Fácil de usar.

PVP 29€
OFERTA 26€

Compra 3

+1 de **REGALO**

Ref. VZB000410-OF



Articulador magnético "Small"

B

Ref. VZB000355

- Funcional de 2 puntos.
- Sistema de bases desmontables e imantadas para trabajar con varios modelos simultáneamente

PVP 30€
OFERTA 29€

Compra 3

+1 de **REGALO**

Ref. VZB000355-OF



Articulador magnético "Big"

B

Ref. VZB000350

- 3 puntos de apoyo, guía incisal, plano intermedio
- Sistema de base desmontables e imantadas para trabajar con varios modelos simultáneamente

PVP 54€
OFERTA 33€

Compra 3

+1 de **REGALO**

Ref. VZB000350-OF



Pulidores para resina

- VERDES "desgastado"
- GRISES "pulido-alisado"
- VERDES CLAROS "abrillantado"



H332K
10 x 20

H334KM
10 x 24

H336KM
15 x 17

H332K
55 x 16

TIPO	VERDES "desgastado"		OFERTA
	Código	Presentación	
H332	PUL2M0410	Caja X 10	20 €
H332	PUL2M0410-OF	Caja X 100	180 €
H334	PUL2M0420	Caja X 10	20 €
H334	PUL2M0420-OF	Caja X 100	180 €
H336	PUL2M0430	Caja X 10	20 €
H336	PUL2M0430-OF	Caja X 100	180 €
H338	PUL2M0440	Caja X 10	19 €
H338	PUL2M0440-OF	Caja X 100	160 €

	GRISES "pulido-alisado"		OFERTA
	Código	Presentación	
	PUL2M0450	Caja X 10	20 €
	PUL2M0450-OF	Caja X 100	180 €
	PUL2M0460	Caja X 10	20 €
	PUL2M0460-OF	Caja X 100	180 €
	PUL2M0470	Caja X 10	20 €
	PUL2M0470-OF	Caja X 100	180 €
	PUL2M0480	Caja X 10	19 €
	PUL2M0480-OF	Caja X 100	160 €

Ref. PUL2M0400

- Excelente calidad
- Caja x 12



PVP 29€
OFERTA 24€

	VERDES CLAROS "abrillantado"		OFERTA
	Código	Presentación	
	PUL2M0490	Caja X 10	20 €
	PUL2M0490-OF	Caja X 100	180 €
	PUL2M0500	Caja X 10	20 €
	PUL2M0500-OF	Caja X 100	180 €
	PUL2M0510	Caja X 10	20 €
	PUL2M0510-OF	Caja X 100	180 €
	PUL2M0520	Caja X 10	20 €
	PUL2M0520-OF	Caja X 100	180 €

Abrasivos para zirconio DIA STONE PM (azul)



PVP 22€
OFERTA 20,50€



PVP 22€
OFERTA 20,50€



PVP 22€
OFERTA 20,50€



Ref. PUL2C7290
375 - 22HP - Fino 22mm
PVP 34€
OFERTA 27€

Ref. PUL2C7280
374 - 15HP - Fino 15mm
PVP 27€
OFERTA 21€

Cepillo montado scotch-brite fino

Ref. PUL2C8505

- Scotch-brite fino
- Mod. 255 25 HP
- Caja 12 /u



PVP 1,66€
OFERTA 1,50€/ud

Cepillo montado scotch-brite medio

Ref. PUL2C8500

- Scotch-brite medio
- Mod. 251 25 HP
- Caja 12 /u



PVP 1,66€
OFERTA 1,50€/ud

Cepillo montado scotch-brite duro

Ref. PUL2C8400

- Scotch-brite duro
- Mod. 250 25 HP
- Caja 12 /u



PVP 1,66€
OFERTA 1,50€/ud

Discos de corte FIBER DISC



(654) Para metal B x 10

Base: Óxido de aluminio

Código	Medida	rpm.	PVP	OFERTA
PUL2M7100	40 x 0,5	5.000	26€	22 €
PUL2M7110	40 x 0,7	5.000	26€	22 €
PUL2M7120	40 x 1,0	5.000	26€	22 €
PUL2M7130	25 x 0,2	10.000	21€	17 €
PUL2M7140	25 x 0,3	10.000	21€	17 €
PUL2M7150	25 x 0,5	10.000	21€	17 €
PUL2M7160	22 x 0,2	15.000	21€	15,50 €
PUL2M7170	22 x 0,3	15.000	21€	14,50 €
PUL2M7180	22 x 0,5	15.000	21€	14,50 €



(754) Para cerámica B x 10 (separar piezas)

Base: Carburo de silicio

Código	Medida	rpm.	PVP	OFERTA
PUL2M7230	25 x 0,2	10.000	21€	18 €
PUL2M7240	25 x 0,3	10.000	21€	17 €
PUL2M7260	22 x 0,2	15.000	21€	17 €
PUL2M7270	22 x 0,3	15.000	21€	14,50 €



(854) Para zirconio B x 1

Base: Zirconio con diamante

Código	Medida	rpm.	PVP	OFERTA
PUL2M7350	20 x 0,2	15.000	21€	6,50 €
PUL2M7360	25 x 0,3	15.000	21€	5,50 €

Puntas montadas (en cajas de 100 uds)

Jota

- Color marrón
- Para el repasado de esqueléticos.

PVP 90€
OFERTA 78€

Ref. PUL2A0300



- Mod. 731
- 6,5 x 13 mm

Ref. PUL2A0400



- Mod. 732
- 5 x 12,5 mm

Ref. PUL2A0440



- Mod. 733
- 3,5 x 10,5 mm

Discos y cilindros

Dedeco

Ref. PUL2M4200

- Muela disco 22 x 4 negra
- Mod. 5000
- En cajas de 100 uds

PUL2M4200-OF
4cajas **99€**



PVP 30€
OFERTA 27€

Ref. PUL2M1200

- Muela cilíndrica 6 x 24 negra
- Mod. 4590
- En cajas de 100 uds

PUL2M1200-OF
4cajas **99€**



PVP 30€
OFERTA 27€

Set discos HATHO HABRAS 19

hatho

Ref. PUL2C9000

- Para todos los trabajos del laboratorio y para todo tipo de materiales.



PVP 55€
OFERTA 49€

Discos lija 22mm. C x 100

hatho

- En tres distintos granos.

Ref. PUL5L0500 Grano Fino

Ref. PUL5L0510 Grano Medio

Ref. PUL5L0630 Grano Grueso

PVP 25€
OFERTA 20€



Cepillo pulidor pelo de cabra

Ref. PUL2C8260

- Cabra y scotch brite
- No convergente
- Mod. 9280
- 80 mm
- 2 hileras
- Caja 12 /u



PVP 7,15€
OFERTA 6,50€

Cepillo circular cerda negra tipo S

Ref. PUL2C6050

- Cerda negra chungking
- Convergente
- Mod. 1270
- 70 mm
- 2 hileras
- Caja 12 /u



PVP 3,50€
OFERTA 3,30€

Cepillo circular cerda negra tipo B

Ref. PUL2C6090

- Cerda negra chungking
- Convergente
- Mod. 1480
- 80 mm
- 4 hileras
- Caja 12 /u



PVP 5,75€
OFERTA 5,25€

PUL2C6090-OF
x24 uds **4,85€**
x60 uds **4,25€**

Cepillo circular cerda negra tipo G

Ref. PUL2C6100

- Cerda negra chungking
- 4 hileras en paralelo
- Mod. 148
- 80 mm
- Caja 12 /u



PVP 5,75€
OFERTA 5,25€

PUL2C6100-OF
x24 uds **4,85€**
x60 uds **4,25€**

Disco franela

Ref. PUL2D2900

- Mod. 161
- 100/20
- 100 mm
- 20 hileras



PVP 9,30€
OFERTA 7,75€

Disco muselina blanqueada

Ref. PUL2D2910

- Mod. 164
- 100/20
- 100 mm
- 20 hileras



PVP 8,75€
OFERTA 7,75€

Cepillo paño zeta para brillo

Ref. PUL2D2930

- Mod. 862
- 100/15
- 100 mm
- 15 hileras



PVP 7,80€
OFERTA 6,50€

Cepillo cuero de microfibras

Ref. PUL2D2925

- Mod. 520
- 100/7
- 100mm
- 7 hileras



PVP 16,90€
OFERTA 12€

RESPAL "NF"

Termopolimerizable

- Para prótesis completas



Código	Presentación	PVP	OFERTA
VZB004200	Polvo 1Kg color rosa	58€	42 €
VZB004210	Polvo 1Kg color rosa vetas	58€	42 €
VZB004220	Polvo 4Kg color rosa	198€	135 €
VZB004230	Polvo 4Kg color rosa vetas	198€	135 €
VZB004240	Líquido 250 ml	24€	10 €
VZB004250	Líquido 500 ml	24€	16 €

RESPAL "NF"

Autopolimerizable

- Para reparaciones y vertido



Código	Presentación	PVP	OFERTA
VZB004260	Polvo 1Kg color rosa	58€	51 €
VZB004270	Polvo 1Kg color rosa vetas	58€	51 €
VZB004280	Polvo 4Kg color rosa	278€	180 €
VZB004290	Polvo 4Kg color rosa vetas	278€	180 €
VZB004300	Líquido 250 ml	22€	15 €
VZB004310	Líquido 500 ml	35€	24 €

REPORT "N"

Autopolimerizable

- Para ortodoncia transparente



Código	Presentación	PVP	OFERTA
VZB004320	Polvo 500 gr	55€	38 €
VZB004340	Líquido 250 ml	22€	15 €
VZB004350	Líquido 500 ml	48€	26 €

RESTRAY "NF"

- Para cubetas individuales, blanca o amarilla



Código	Presentación	PVP	OFERTA
VZB004500	Polvo 500 gr	54€	34 €
VZB004510	Líquido 250 ml	54€	34 €
VZB004520	Líquido 500 ml	28€	17 €

TAKILON "Colorido propio"



Código	Color	PVP	OFERTA
VZB004000	Color numero 1	24€	18 €
VZB004010	Color numero 2	24€	18 €
VZB004020	Color numero 3	24€	18 €
VZB004030	Color numero 4	24€	18 €
VZB004040	Color numero 5	24€	18 €
VZB004050	Color numero 6	24€	18 €
VZB004060	Color numero 7	24€	18 €
VZB004070	Esmalte azulado	24€	18 €
VZB004080	Esmalte blanco	24€	18 €

TAKILON Kit colorido VITA

Ref. VZB004160

- Contenido:
6 Botes de 100 gr.
A2-A3-A3,5-B3-
C2-D3 y 2 botes
de 250 ml.

PVP 190€
OFERTA 130€



Código	Color	PVP	OFERTA
VZB004110	Color A 2	24€	18 €
VZB004120	Color A 3	24€	18 €
VZB004130	Color A 3,5	24€	18 €
VZB004140	Color B 3	24€	18 €
VZB004150	Color C 2	24€	18 €
VZB004170	Color D 3	24€	18 €

Ref. VZB004090

- Líquido 250 ml.

PVP 40€
OFERTA 29€

Ref. VZB004100

- Líquido 500 ml.

PVP 58€
OFERTA 39€

PARA PROVISIONALES

**POR COMPRAS SUPERIORES A 600 € EN PRODUCTOS SPD RECIBIRÁ GRATIS
UN MICROMOTOR CHAMPION 3 (imagen en pag 32)**

Sección resinas

Silicona pasta "SILIMASK"



3 Kg + catalizador

PVP ~~60€~~**OFERTA****42€**

Catalizador 40 gr

PVP ~~10€~~**OFERTA****7,80€**

Silicona duplicado "SILICOPY"

500 gr. "A" + 500 gr. "B"

PVP ~~80€~~**OFERTA****52€**

Código	Tipo
VZB004620	80 Shore 3 Kg + catalizador
VZB004630	90 Shore 3 Kg + catalizador
VZB004640	Catalizador 40 gr

Código	Tipo
VZB004600	10 Shore
VZB004610	28 Shore

Resinas ¡Tan blanda como se desee! Fabricada por: CMP INDUSTRIES LLC (GRUPO NOBILIUM)

IMPAK "PF" (rosa)

- Dentaduras blandas, acolchadas, rebases con bordes suaves, etc

Polvo 435 gr

Ref. VZB002010

PVP ~~144€~~**OFERTA****105€**

Líquido 325 ml

Ref. VZB002020

PVP ~~70€~~**OFERTA****35€**

IMPAK (transparente)

- Protectores bucales y férulas mordidas

Polvo 435 gr

Ref. VZB002040

PVP ~~120€~~**OFERTA****85€**

Líquido 325 ml

Ref. VZB002050

PVP ~~70€~~**OFERTA****35€**

Planchas rosas C x 50 fotopolimerizables

Ref. MIT001005 Grosor 1,4mm

- Ideales como planchas de articulador
- Mínima contracción
- Excelente estabilidad
- Fotopolimerización en 5 minutos



MAXIMA CALIDAD

PVP ~~60€~~**OFERTA****39€**

Planchas rosas C x 50 fotopolimerizables

Ref. MIT001006 Grosor 2,2mm

- Ideales como planchas de articulador
- Mínima contracción
- Excelente estabilidad
- Fotopolimerización en 5 minutos



MAXIMA CALIDAD

PVP ~~60€~~**OFERTA****39€**

OFERTA "Grandes consumidores": 10 cajas + 1 caja GRATIS mismo código

Óxido de aluminio

- Caja de 5 Kg

Código	Tipo
MET004000	50 MY
MET004100	80 MY
MET004200	105 MY
MET004300	125 MY
MET004400	250 MY

PVP ~~31€~~**OFERTA****24€**

Ref. MET004500 Perlas de vidrio 90 MY

**19€**

Soplador de aire silencioso

Ref. MOMS00015

- Con conector para tubo de 6,4 y 6,3 mm

PVP ~~146,28€~~**OFERTA****102€**

Soldador de ceras portatil con pilas AA

Ref. FUN0S0140

PVP ~~90€~~**OFERTA****65€**

Color spacer
rojo

Ref. FUNYE0010

Unidad de 18 ml

Ref. FUNYE0015

6 uds X 18 ml

Clear spacer



Ref. FUNYE0020

Unidad de 18 ml

Ref. FUNYE0025

6 uds X 18 ml

Die spacer
amarillo

Ref. FUNYE0030

Unidad de 18 ml

Ref. FUNYE0035

6 uds X 18 ml

Die spacer
argénteo

Ref. FUNYE0040

Unidad de 18 ml

Ref. FUNYE0045

6 uds X 18 ml

Die spacer
oro

Ref. FUNYE0050

Unidad de 18 ml

Ref. FUNYE0055

6 uds X 18 ml

Die spacer
azul

Ref. FUNYE0060

Unidad de 18 ml

Ref. FUNYE0065

6 uds X 18 ml

Precio unidad

PVP 22€
OFERTA**17,1€**

Precio por 6 unidades

PVP 120€
OFERTA**96,4€**Die spacer
dentina

Ref. FUNYE0070

Unidad de 18 ml

OFERTA 17,1€

Ref. FUNYE0075

6 uds X 18 ml

OFERTA 96,4€Blue marker
diluyente

Ref. FUNYE0160

Unidad de 20 ml

OFERTA 13,40€

Ref. FUNYE0165

6 uds X 20 ml

OFERTA 75,5€Líquido final
para alisar

Ref. FUNYE0080

Unidad de 18 ml

OFERTA 27,8€

Ref. FUNYE0085

6 uds X 18 ml

OFERTA 156,5€

Blue marker



Ref. FUNYE0150

Unidad de 18 ml

OFERTA 16,2€

Ref. FUNYE0155

6 X 18ml

OFERTA 91,7€Adhesivo
universal

Ref. FUNYE0090

Unidad de 18 ml

OFERTA 11,8€Diluyente
universal

Ref. FUNYE0095

6 uds X 18 ml

OFERTA 75,4€

Light spacer 10ml



Ref. FUNYE0100

Unidad de 10 ml

OFERTA 17,3€

Ref. FUNYE0105

Rojo

OFERTA 75,8€

Ref. FUNYE0110

Azul

OFERTA 17,3€

Die hardener para yesos



Ref. FUNYE0115

Unidad de 18 ml

OFERTA 13,4€

Ref. FUNYE0120

6 X 18ml

OFERTA 75,8€

Ref. FUNYE0125

Unidad de 250 ml

OFERTA 77€

Yeti lube Líquido aislante



Ref. FUNYE0135

Unidad de 18 ml

OFERTA 10,7€

Ref. FUNYE0145

6 X 18ml

OFERTA 79,5€

Ref. FUNYE0140

Unidad de 250 ml

OFERTA 60,2€

Digiscan spray



Ref. FUNYE0190

Unidad de 300 ml

OFERTA 36,9€

Spray de oclusión 75 ml

PVP 22€
OFERTA
11,8€

Ref. FUNYE0170

Verde

Ref. FUNYE0175

Rojo

Ref. FUNYE0180

Azul

Ref. FUNYE0185

Blanco

ISO - Quick Lápiz aislante



Ref. FUNYE0130

OFERTA 29,3€

Uso: Aplicar los espaciadores sobre el límite vertical - Crear capa según instrucciones producto - Cambio de color al secado - Eficaz - No es necesario agitar antes de su uso - Rápido - Perfecto



Nawax compact 45 grs (modelar)

Ref. FUNYE0370

Arena



Ref. FUNYE0375

Gris Claro



Ref. FUNYE0380

Albaricoque



PVP 29€
OFERTA **15,6€**

Duo dip

Ref. FUNYE0570

Cera inmersión naranja 80 grs



PVP 29€
OFERTA **16,9€**

Ceras para modelar IQ 45 grs

Ref. FUNYE0320

Ash-free Gris



Ref. FUNYE0325

Opaque Gris



Ref. FUNYE0290

Opaque Verde Neon



Ref. FUNYE0335

Opaque Gris

Ref. FUNYE0330

Compact Gris



Ref. FUNYE0340

Compact Amarillo



Ref. FUNYE0345

Compact Amarillo Neon



PVP 29€
OFERTA **14€**

Thowax

Ref. FUNYE0445

Cera para fresado verde 70 grs



PVP 29€
OFERTA **16,2€**

Perlas de retención cera azul

Ref. FUNYE0350

Diámetro: 0,4mm - 15 grs



PVP 29€
OFERTA **13,5€**

IQ Compact

Ref. FUNYE0355

Ash-free blanco



Ref. FUNYE0360

Opaque blanco (modelar)



PVP 29€
OFERTA **14€**

Ceras para modelar WAX GIANT 75 grs

Ref. FUNYE0485

Arena Opaque



Ref. FUNYE0495

Gris Opaque



PVP 29€
OFERTA **19,4€**

Ceras para modelar WAX GIANT 75 grs

Ref. FUNYE0515

Azul



Ref. FUNYE0525

Azul Inlet



Ref. FUNYE0535

Cervical



Ref. FUNYE0545

Sun Light



PVP 29€
OFERTA **19,4€**

Ceras para modelar WAX GIANT 75 grs

Ref. FUNYE0555

Sahara



Ref. FUNYE0565

Ash-free Ivory



PVP ~~29€~~
OFERTA 19,4€

Chips cera base

Ref. FUNYE0410

Burdeos 3 X 20 grs



PVP ~~50€~~
OFERTA 30,9€

Ceras para modelar

Ref. FUNYE0240

Chips Beig 3 X 20 grs



Ref. FUNYE0310

Chips Gris 3 X 20 grs



Ref. FUNYE0390

Chips Roja 3 X 20 grs



PVP ~~50€~~
OFERTA 30,9€

CAD CAM - Discos de cera



Nuestra novedad para usted

- La cera estable permite el fresado minucioso
- Superficies homogéneas
- Las piezas mecanizadas son lisas
- El descenso de la temperatura es a 120°C
- Los blancos no se derriten y no manchan
- Se quema sin dejar ningún residuo

Código	Descripción	PVP	OFERTA
FUNYE0575	(98,5) Gris - Medio - 14 mm	36 €	28,60 €
FUNYE0580	(98,5) Gris - Medio - 16 mm	36 €	28,60 €
FUNYE0585	(95) Gris - Medio - 14 mm	45 €	35,80 €
FUNYE0590	(95) Gris - Medio - 16 mm	45 €	35,80 €
FUNYE0595	(95) Gris - Medio - 20 mm	45 €	35,80 €
FUNYE0600	(98,5) Beig - Duro - 14mm	36 €	28,60 €
FUNYE0605	(98,5) Beig - Duro - 16mm	36 €	28,60 €
FUNYE0610	(98,5) Blanco - Duro - 14 mm	36 €	28,60 €
FUNYE0615	(98,5) Blanco - Duro - 20 mm	28 €	22,40 €
FUNYE0620	(98,5) Blanco - Duro - 12 mm - 12piezas	290 €	230,20 €
FUNYE0625	(98,5) Blanco - Duro - 20 mm - 12piezas	290 €	230,20 €

Código	Descripción	PVP	OFERTA
FUNYE0630	(98,5) Azul - Duro - 14 mm	28 €	22,40 €
FUNYE0635	(98,5) Azul - Duro - 20 mm	28 €	22,40 €
FUNYE0640	(98,5) Azul - Duro - 25 mm	34 €	26,90 €
FUNYE0645	(98,5) Azul - Duro - 30 mm	34 €	26,90 €
FUNYE0660	(98,5) Verde - Duro - 20 mm	28 €	22,40 €
FUNYE0665	(98,5) Verde - Duro - 25 mm	34 €	26,90 €
FUNYE0650	(98,5) Azul - Duro - 44 mm - 12 piezas	290 €	231,20 €
FUNYE0655	(98,5) Azul - Duro - 20 mm - 12 piezas	290 €	231,20 €



Vea más productos Yeti
en dental.benmayor.com

Preformas de cera (se suministra en cajas de 8 láminas)

Ref. CEP000080

C X 8

CR3 cierres con resto



PVP ~~85€~~
OFERTA **69€**

Ref. CEP000110

C X 8

UT1 Bares utilizarios para adicional



PVP ~~85€~~
OFERTA **69€**

Ref. CEP000070

C X 8

LB2 Barra lingual pesado medio



PVP ~~85€~~
OFERTA **69€**

Ref. CEP000120

C X 8

CC5 Barra broches curbas



PVP ~~85€~~
OFERTA **69€**

Ref. CEP000010

C X 8

LB1 Barras linguales mediacaña livianas



PVP ~~85€~~
OFERTA **69€**

Ref. CEP000020

C X 8

LB2 Barras linguales mediacaña pesadas



PVP ~~85€~~
OFERTA **69€**

Ref. CEP000030

C X 8

CR3 cierres con resto



PVP ~~85€~~
OFERTA **69€**

Ref. CEP000040

C X 8

UT1 Bares utilizarios para adicional



PVP ~~85€~~
OFERTA **69€**

Ref. CEP000100

C X 8

LB2 Barra lingual pesado medio



PVP ~~85€~~
OFERTA **69€**

Precio por lámina

Conos de plástico y cera calibrada

Conos de plástico

Ref. CEP000060

Ref. CEP000050



- Azul para colado convencional

- Blanco para colado en centrifuga

PVP 6,25€ **OFERTA 3,90€** PVP 22€ **OFERTA 9€**

Cera calibrada "CASTING WAX"

Ref. FUN006000 de 63mm

Ref. FUN006010 de 50mm

- Color verde agua
- Caja de 15 planchas

PVP 60€ **OFERTA 39€**



Fabricado por: **GRUPO CMP INDUSTRIES LLC**, es un importante fabricante de materiales dentales desde hace más de 60 años.

Cromo cobalto para removible SPARTALLOY

Ref. MET000610

- Composición: 62,5 % Cobalto - 28,5 % Cromo - 6 % Molibdeno - 1 % Niquel

PVP 330€ **OFERTA 215 €/Kg**

Nuestra mejor garantía son los clientes satisfechos



Producto	Technoflux soldadura CRNI	Technoflux soldadura CRCB	Technoflux soldadura para láser	Technoflux soldadura para láser
Contenido	7,75 g	1 onza = 31,1 g	4,27 mm x 0,25 mm	4,27mm x 0,36 mm
OFERTA	30 €	60 €	38 €	45 €
Código	MET001030	MET001040	MET001060	MET001070

Otras aleaciones

Cromo Cobalto para fija NPX SUPER

Ref. MET000620

Composición:
61,6 % Cobalto
27 % Cromo
6 % Molibdeno
5 % Tungsteno

Coefficiente expansión térmica:
< 25°C - 500°C > 14,1 (x10 - 6 MMC)

PVP 425€ **OFERTA 270€/Kg**

Cromo Niquel para fija NPX IV

Ref. MET000630

Composición:
65,6 % Niquel
20,1 % Cromo
7,1 % Tungsteno
1 % Molibdeno
1 % Lantano

Coefficiente expansión térmica:
< 25°C - 500°C > 14,1 (x10 - 6 MMC)

PVP 200€ **OFERTA 210€/Kg**

Cromo cobalto para removible NOBILSTAR

Ref. MET000600

Composición:
65 % Cobalto
27 % Cromo
5,5 % Molibdeno

Coefficiente expansión térmica:
< 25°C - 500°C > 14,1 (x10 - 6 MMC)

PVP 370€ **OFERTA 285€/Kg**



La subida en la materia prima y muy especialmente el CRCB nos obliga a subir precios.

REVESTIMIENTO PARA FIJA, CORONAS Y PUENTES CB-30

Ref. MET001220

- Líquido de muy alta expansión tipo oxifosfato
- No precisa cilindro para colado
- Sin carbono
- Porción: 90 bolsas x 144 gr = 12,96 Kg
2 bolsas x 946 cc = 1,892 l

PVP 330€ **OFERTA 220€**



Fabricado por: GRUPO CMP INDUSTRIES LLC, es un importante fabricante de materiales dentales desde hace más de 60 años.

Revestimiento para soldar "Welding & Soldering"

Ref. MET001290

- Contenido: 2,27 Kg



PVP 30€
OFERTA 16€

Revestimiento para esqueléticos "GREEN STRIPE"

Ref. MET001200

- Para uso con agua
- A base de oxifosfato
- Con líquido especial para utilizar en todas las estaciones
- Porción: 13,6 Kg + 473 cc



PVP 100€
OFERTA 87€

Revestimiento para esqueléticos "YELLOW STRIPE"

- Con 3 líquidos estilsilicato
- 2 tipos diferentes de revestido
 - Normal:** revestimiento grueso en modelos
 - Fino:** revestimiento final del modelo
- Revestimiento especial para uso tradicional "tipo alcohol"

Código	Reposición	PVP	OFERTA
MET001310	Bidón x 22,7 Kg. NORMAL	88€	68 €
MET001300	Bidón x 22,7 Kg. FINO	88€	68 €
MET001270	Porción 3 líquidos	228€	215€



REVESTIMIENTO AL ALCOHOL

Gelatina "Nobiloid Technoflux All Purpose"

Ref. VZB002070

- Para todo tipo de materiales incluso yesos de alta calidad.



PVP 240€
OFERTA 150€

Revestimiento fino verde tipo barniz

Ref. MET001250

- De inmersión
- Protege a los modelos de cera a los plásticos

PVP 92€
OFERTA 72€



Líquido electrolítico "Esma brite"

Ref. VZB002080

- Para la limpieza y pulido de los trabajos de CRCB en baño electrolítico



PVP 130€
OFERTA 99€

Endurecedor de modelos "Rosin dip"

Ref. VZB002090

- Para la técnica del endurecimiento del modelo en frío.



PVP 210€
OFERTA 130€

SOLIBOND N aleación CR-NI

- Fluido - Seguro al calar - Rapido PULido y Brillo -

Ref. MET001425-OF



¡PRUÉBELO GRATIS!

Con garantía de devolución si el metal no le satisface

- Intervalo de fusión	1.250 - 1.330 °C
- Temperatura de colado	1.390 °C
- Dureza vickers	180 Hv
- Coeficiente dilatación	250%

Nota: Al comprar 1 Kg de metal recibe una muestra de 12 grs. Use la muestra y si no queda satisfecho, podrá devolver el kg sin haberlo usado.

PVP ~~203€~~
OFERTA 135€

Soldadura universal (5 gis)

Ref. MET001420

Para todas las aleaciones no preciosas
Muy buena duración en la boca y estabilidad de color
Procesamiento fácil



PVP ~~37€~~
OFERTA 27,7€



Los mejores resultados se consiguen utilizando los revestimientos YETI EXPANSION plus

REVESTIMIENTO PARA FIJA YETI EXPANSIÓN PLUS

Ref. MET001400

50 X 100 gis + 1 L liquido



Ref. MET001405

Solo polvo
50 X 100 gis



Ref. MET001410

Liquido
1 L



Ref. MET001415

Liquido II para superficies más lisas
1 L



PVP ~~78€~~
OFERTA 59€

PVP ~~58€~~
OFERTA 45€

PVP ~~17€~~
OFERTA 14,2€

PVP ~~18€~~
OFERTA 13,4€

Para todo tipo de metales preciosos y aleaciones no preciosas
Apropiado para coronas, puentes, telescópicas e implantes

- Control de expansión - No fisuras - Sin anillo de muflas-

Lámpara con lupa bifocal 3X 12X sobremesa B

Ref. MOB0S0350

- Fluorescente circular 12 W
- Diseño ergonómico
- Luz fría sin sombra
- Lente de cristal de 100 mm de alta calidad de 1,75 X y 4 X.
- Con base para mesa
- Muy ligera para fácil transporte

PVP ~~80€~~
OFERTA 40€

Ref. MOB0S0350-OF

- Caja x 4 **140€**



Lámpara con lupa 5X con pinza para fijación 90 LEDs blancos 9 W B

Ref. MOB0S0335

- Muy bajo consumo
- Lente de 5 dioptrías
- Intensidad: 1.600 mcd / LED
- Alimentación: 230 Vac / 9 W
- Dimens. brazo: 86 cm
- Diámetro lupa: 120 mm
- Long. cable: 1,5 m
- Peso: 2.300 g

PVP ~~140€~~
OFERTA 75€

Ref. MOB0S0335-OF

- Caja x 4 **280€**



Lámpara 3 tubos eco calidad extra con pinza para fijación B

Ref. MOB0S0327

- Indicada para adaptar el campo de iluminación a la postura más cómoda de trabajo
- Reproduce con la tonalidad y textura de la luz día
- Tamaño cabeza de la lámpara: 61 X 11 X 6 cm
- 14 W cada tubo
- Longitud de cable 1,5 m

PVP ~~130€~~
OFERTA 75€

Ref. MOB0S0327-OF

- Caja x 4 **280€**



Lámpara con lupa 5X con pinza para fijación 60 LEDs 14 W B

Ref. MOB0S0340

- 60 LEDs blancos alta luminosidad
- Lente de 5 dioptrías
- Intensidad: 1.600 mcd / LED
- Alimentación: 230 Vac / 14 W
- Dimensiones brazo: 86 cm
- Diámetro lupa: 127 mm
- Longitud cable: 1,5 m
- Peso: 2.300 g

PVP ~~90€~~
OFERTA 72€

Ref. MOB0S0340-OF

- Caja x 4 **275€**



Lámpara con lupa bifocal 3x 12x sobremesa 60 LEDs blancos 5,5 W B

Ref. MOB0S0360

- Lente de 3+12 dioptrías.
- Intensidad: 1.600 mcd / LED.
- Alimentación: 220-240 Vac / 50 Hz. 4 - 5,5 W.
- Dimensiones brazo: 27 cm.
- Ancho: 18 cm. Alto: 39 cm.
- Diámetro lupa: 100 mm.
- Longitud cable: 1,2 m.
- Peso: 2.400 g.

PVP ~~120€~~
OFERTA 45€

Ref. MOB0S0360-OF

- Caja x 4 **170€**



Lámpara con lupa 5x sobremesa 60 LEDs 14 W (brazo flexible) B

Ref. MOB0S0365

- 60 LEDs blancos de alta luminosidad.
- Lente de 5 dioptrías.
- Intensidad: 1.600 mcd / LED
- Alimentación: 230 V 14W.
- Diámetro lupa: 1,27 mm.
- Longitud cable: 1,2 m.
- Peso: 2.400 g.

PVP ~~75€~~
OFERTA 43€

Ref. MOB0S0365-OF

- Caja x 4 **155€**



Lámpara 84 LEDs 16 W luz regulable 6.000 K con pinza para fijación B

Ref. MOB0S0370

- 84 LEDs.
- Intensidad de la luz regulable hasta 6.000 K.
- 40 cm de longitud en cada brazo.
- Potencia 16 W.

PVP ~~225€~~
OFERTA 90€

Ref. MOB0S0370-OF

- Caja x 4 **340€**



Lámpara 117 LEDs 24 W luz regulable 6.000 K con pinza para fijación B

Ref. MOB0S0400

- 117 LEDs blancos de alta luminosidad.
- Intensidad: 2.200 mcd / LED
- Alimentación: 230 V 24 W.
- Interruptor con regulación de intensidad de luz.
- Longitud cable: 1,2 m.
- Peso: 2.400 g.

PVP ~~130€~~
OFERTA 88€

Ref. MOB0S0400-OF

- Caja x 4 **335€**



Microfresadora 103 + Marathon N7

marathon

Ref. VZB001400-OF

- Instrumentos de gran exactitud y precisión
- Potencia 100 w
- Micromotor para ser usado como motor independiente
- Control de sobremesa y pedal variable
- Incluye pieza de mano H35SP1

PVP ~~890€~~
OFERTA 695€

Microfresadora 103

Ref. VZB001400

450€



Prensa hidráulica tres muflas P400

Sirio

Ref. MIS000100

- Idónea para la elaboración de la prótesis con base de resina acrílica.
- Capacidad para 3 muflas.
- Presión máxima de 400 bar.
- Fuerza de 15.000 Kg (150.000 N)

PVP ~~525€~~
OFERTA 475€



Paralelómetro de precisión "SQUARE" JT-09

B

Ref. VZB001300

- Brazo rígido de alta precisión
- Especialmente indicado para el estudio de los esqueléticos, su diseño y definición del ecuador del modelo

PVP ~~420€~~
OFERTA 169€



Baño electrolítico

B

Ref. VZB002075

- Para el pulido de esqueléticos de CRCB
- Dos vasos independientes permite todos los movimientos del trabajo
- Consumo: 150w
- Temporizador: 0-15 min
- Medidas: 27 x 38 x 31

Ref. VZB002075-OF

- Con líquido ESMA BRITE
- Porción 3,79 l

840€

PVP ~~1.100€~~
OFERTA 790€



Lupas y accesorios

B

Lupa binocular con montura LED y 5 lentes

Ref. GEM0U0260

x1, x 1'5, x 2, x 2'5, x 3'5

PVP ~~35€~~
OFERTA 29€



Lupa negra LED Man-go 4x

Ref. GEM0U0010



PVP ~~20€~~
OFERTA 13,60€

Lupas singulares con pinza para gafa 3 lentes

Ref. GEM0U0250

x 1'5, x 2'5, x 3'5

PVP ~~45€~~
OFERTA 39€



Soporte sobremesa con tornillo para lámparas serie ECO

Ref. MOB0S0760



PVP ~~30€~~
OFERTA 20,50€

Lupa negra LED 10x

Ref. GEM0U0070



PVP ~~27€~~
OFERTA 22€

Lupa de magnificación

Ref. GEM0U0400 X 2,5

Ref. GEM0U0410 X 3,5

- Ligera, práctica y de excelente calidad visual
- Lentes fabricada con materia óptica CR 39
- Protección rayos UV IV
- Mayor resistencia a la abrasión
- Excelente transparencia
- Peso 150 gr



PVP ~~30€~~
OFERTA 36€

Soporte con ruedas para lámparas serie ECO

Ref. MOB0S0770



PVP ~~71€~~
OFERTA 57€

Protector para pulidora

Ref. PULOP0210

- Iluminación por LED
- Velocidad variable.
- Incluye aspiración.
- Medidas:
Al: 5,3 cm.
F: 32,3 cm.
H: 19 cm.

NUEVO
MODELO

PVP ~~620€~~
OFERTA 460€

Olla neumática polimerizadora
5I POL-01

Ref. MIS000300

- Para uso dental y polimerización de resinas.
- Con válvula de seguridad que actúa superando los 2,5 bar.
- Acero inoxidable
- Fácil apertura



PVP ~~250€~~
OFERTA 180€

Vibrador de cápsulas

Ref. APB000200

- Horquilla metálica adaptable a todo tipo de cápsulas.
- Veloc. de 2.800 a 5.500 rpm.
- Pantalla LCD con Start,
- Stop y programación de 1 a 99".
- Preciso y silencioso.



PVP ~~310€~~
OFERTA 190€

Recortadora de interiores con
aspirapolvo CENTER-20

Ref. MIT000110

- Silenciosa, eficaz y precisa.
- Velocidad 3.200 rpm.
- Aspiración incluida.
- Potencia 170 W.
- 7,2 Kg.



PVP ~~808€~~
OFERTA 399€

Ref. MIT000112 Bolsa residuos **6€**Máquina de vacío para adaptaciones
termoplásticas

Ref. MIT000600

- Voltaje: 220 V / 50 Hz 10%
- Potencia: 1.000 W.
- Dimensiones: 25 x 21 x 30 cm.
- Peso: 6 Kg.



PVP ~~327€~~
OFERTA 150€

Pulidora

Ref. PULOP0150

- Medidas: 45 X 17 X 24 cm
- Potencia 0,5 HP
- 2.800 rpm
- Peso 5,5 Kg
- Con la máquina se entrega como dotación de serie conos, eje y taladro



PVP ~~320€~~
OFERTA 225€

Recortadora de modelos SQ148L



Ref. MIS000200

- Con disco reversible, doble vida útil
- Velocidad 2.800 rpm
- El modelo se termina con rayado concentríco consiguiendo una mayor velocidad.
- Chasis de polímero resistente para aligerar el peso.

NUEVO
MODELO

PVP ~~750€~~
OFERTA 599€

Ref. MIS000202
Con disco de diamante

PVP ~~1.118€~~
OFERTA 899€

Decantadora Alta Calidad

Ref. MIS000199

- Capacidad 14 l.
- Made in GERMANY



PVP ~~325€~~
OFERTA 229€

Bolsas residuos CX25

Ref. MIS000197 **OFERTA 25€**

Tabletas antibacterias CX10

Ref. MIS000198 **OFERTA 38€**

Placas termoplásticas cuadradas

- Presentadas en envase anti-humedad
- Color: Blancas-transparentes



Código	Uso	Nombre	Cont	PVP	OFERTA
MIT000620	Placas de bruxismo Manten. de espacio Guía quirúrgica Mordidas con cera Placa base, etc...	Cristal Plate 1mm	Cx5	10€	6€
MIT000630		Cristal Plate 1,5mm	Cx5	11€	7,50€
MIT000640		Cristal Plate 2mm	Cx5	14€	9,50€
MIT000650		PP Plate 0,6mm.opaca	Cx10	7€	4,90€
MIT000660	Blanq. en casa Cubetas de fluor.	Soft Plate 1mm	Cx10	14€	9,90€
MIT000670	Protector bucal	Soft Plate 2mm	Cx10	22€	16€
MIT000610	Blanq. en casa Cubetas de fluor	Crystal Plate 0,3mm	Cx10	7€	4,90€
MIT000680	Protector bucal	Soft Plate 3mm	Cx5	22€	15€

Aspiración portátil

Ref. PULOM1500

- Potencia de succión más fuerte y ajustable mediante sincronismo al micro motor.
- Puede trabajar durante 4 horas continuamente.
- Alimentación: 220V/110V 50/60Hz
- Potencia calculada: 80 W
- Ruido máximo: < 60 dB
- Dimensiones:
Alto 30 x Largo 26 x Ancho 36 cm
- Peso: 16 Kg.




PVP ~~660€~~
OFERTA 425€

Unidad de curado por luz

Ref. MIT001000-OF

- Potencia 27 W.
- Timer hasta 99 mm.
- Peso 2,1 Kg.
- Dimensiones en mm:
(L) 260
(A) 135
(H) 90



PVP ~~440€~~
OFERTA 199€

Obsequio de una caja de planchas fotopolimerizables

Ref. MIT001010-OF

- Combinada con luz halógena
- Potencia 30 W
- Dos tipos de luz



PVP ~~327€~~
OFERTA 290€

Motor para repasado de esqueléticos Modelo E96

DEMCO

Ref. MIT000740

- Modelo E96 (2 velocidades)
- Mandril automático



PVP ~~1.950€~~
OFERTA 1.690€

Buje soeyang
"COMPATIBLE" SDM-LS 200

Ref. MIT000715

PVP ~~550€~~
OFERTA 330€



Pinza compatible
Ref. PULRP0950 **29€**

Buje (Mandril automático)

Ref. MIT000745



PVP ~~615€~~
OFERTA 565€
Pinza original
Ref. MIT000776 **38€**

Separadora muñones SR225 con aspiración y luz láser indicativa

Sirio
SIRIO DENTAL DIVISION

Ref. MIS001105

- Con portamodelo sobre base magnética.
- Para modelos de yeso y también eficaz en resinas plásticas.



PVP ~~2.400€~~
OFERTA 1.950€

Unidad de aspiración de 800W

Sirio
SIRIO DENTAL DIVISION

Ref. PULOM1100

- Portátil sobre ruedas Peso: 15 Kg.
- Apta para puesto de trabajo, chorreadora, etc...
- Silenciosa (máximo 68 dB a pleno rendimiento).
- Dimensiones:
L 38 x F 27 x H 34 cm



PVP ~~660€~~
OFERTA 490€

Posibilidad de autoconexión con micromotor
Ref. PULOM1150

PVP ~~762€~~
OFERTA 630€

Fotopolimerizador SIBARI

Sirio
SIRIO DENTAL DIVISION

Ref. MIS002900

- Para todo tipo de materiales del mercado.
- Plato giratorio.
- Ventilador interno.
- Rayos UVA y luz blanca.
- Sin sobrepasar nunca los 50 °C.



PVP ~~1.190€~~
OFERTA 1.050€

Centrífugas a motor modelos SR300/301

Sirio
SIRIO DENTAL DIVISION

- Cumplen normativas de seguridad.
- Temporizador digital.
- Doble brazo articulado en inox.

Ref. MIS002400 de pie

Ref. MIS002300 de sobremesa



PVP ~~2.020€~~
OFERTA 1.790€

PVP ~~2.600€~~
OFERTA 1.999€

Máquina de vapor SR902

B

Ref. MIS002100

- Funciones de agua y vapor en la pistola.
- Tester luminoso de nivel.
- Posibilidad de montaje en la pared.
- A red hídrica 6 bar de presión.

PVP ~~1.700€~~
OFERTA 1.350€

Opción descalcificador

Ref. MIS002201 **225€**

Máquina de vapor SR903

B

Ref. MIS002200

- Funciones de vapor fijo, agua y vapor + agua.
- Pedal de control.
- Grifo para toma de agua.
- A red hídrica 8 bar de presión.

PVP ~~2.250€~~
OFERTA 1.850€

Opción descalcificador

Ref. MIS002201 **225€**

Máquina de vapor SR900S



Ref. MIS002000

- Depósito de 4 l.
- Para uso continuado.
- Pequeña y compacta.
- Con carga manual.
- 5 bar de presión.

Tapón con válvula de seguridad

Ref. MIS002220
99€

PVP ~~1.200€~~
OFERTA 1.050€



Horno SR725 precalentamiento



- Con ajuste de temperatura, velocidad, tiempos de parada, retraso hasta 100 h.
- Tipo: 2 programas.

Ref. MIS001200 Pequeño

PVP ~~1.500€~~
OFERTA 1.250€

Ref. MIS001300 Mediano

PVP ~~1.825€~~
OFERTA 1.450€



Arenadora



- Mando directo
- Luz interior de 12 V
- Toma externa para aspiración
- Regulador de presión
- Posibilidad de usar óxido de aluminio de 25 a 250 micras

Aspirador SR-927
1.000W

Incluye 3 bolsas

Ref. MIS001803



Ref. MIS001900



Ref. MIS001400 Grande

PVP ~~2.150€~~
OFERTA 1.750€

Aspiración de humos para hornos

Ref. MIS001720 **225€**

Taladro pin SR200 "Woody"



Ref. MIS001000

- Sistema de indicación por láser para rápida y segura manipulación.
- Perforador de modelos de yeso o silicona.
- Utilización con ambas manos y presión hacia abajo.
- Profundidad de perforación ajustable.

PVP ~~1.300€~~
OFERTA 1.050€



**Mezcladoras
con bomba de vacío
Modelo IN-MIX SR-330**



- Tratamiento eficaz de revestimiento y del alginato
- Contador digital de tiempo
- Vacío silencioso y velocidad de 100 a 500 rpm
- Dotación de serie de 1 taza de 500 cm3

De pared

Ref. MIS000800

PVP ~~1.090€~~
OFERTA 990€

De sobremesa
Ref. MIS000900



PVP ~~1.180€~~
OFERTA 1.060€

**Mezcladoras
con bomba de vacío
Modelo SPEEDY-MIX SR-350**



Ref. MIS000801

- Tratamiento eficaz del revestimiento por mezcla y vibración
- El vibrador se puede accionar a velocidad regulable
- Bomba de vacío sin mantenimiento
- Contador digital de tiempo
- Velocidad de 100-500 rpm
- Dotación de serie 1 taza de 650 cm3 con espátula

PVP ~~1.800€~~
OFERTA 1.600€



Equipo de limpieza ultrasónica 0,2 l

B

Ref. LIM0M9000

- Sencillo, económico y práctico
- Utilizable por el paciente en su domicilio.
- Dotado de calefacción y temporizador
- Aconsejable para la limpieza de resina
- Frecuencia 42.000 Hz

PVP ~~170€~~
OFERTA 63€



Equipo de limpieza ultrasónica 1,4 l

B

Ref. LIM0M9075

- Display digital
- Sencillo manejo y uso
- Potencia 300W
- Frecuencia 35.000 Hz

PVP ~~150€~~
OFERTA 115€



Equipo de limpieza ultrasónica 3l.

B

Ref. LIM0M9015

- Para todos los materiales y en especial instrumental.
- 5 ciclos de temporización con reloj digital en pantalla.
- Adopta mejor sistema de batido del producto jabonoso empleado.
- Con válvula de drenaje para su vaciado.
- Potencia 160 W.
- Calefacción hasta 50°C.
- Frecuencia 36.000 Hz.

PVP ~~203€~~
OFERTA 160€



Equipo de limpieza ultrasónica 6l.

B

Ref. LIM0M9080

- Excelente capacidad
- Medidas 32,5 cm x 20,5 cm x 9,9 cm
- Resistente al agua y productos químicos
- 5 Configuraciones de temperatura
- Se incluye bandeja de plástico y cesta metálica

PVP ~~525€~~
OFERTA 390€



Equipo de limpieza ultrasónica 7'5l

B

Ref. LIM0M9040

- Medidas de la cuba: 32,1 cm x 23,8 cm x 10,5 cm.
- 5 configuraciones de temperatura.
- 3 transductores de frecuencia. (3 x 55W = 165W)
- Display con led de tres colores.
- Incluye bandejas de plástico y cesta metálica.

Mayor capacidad

PVP ~~575€~~
OFERTA 530€



Pulidora magnetica MT-165



Ref. PUL3M0200-OF

- Para el pulido de acrílicos y pequeñas piezas metálicas

PVP ~~1.450€~~
OFERTA 1.125€



Equipo de limpieza

Máxima eficacia en grandes capacidades



- Cuba de acero inoxidable
- Transductores soldados
- Carenado de acero
- Potente calefacción

POWER



Capacidad	PVP	OFERTA	Referencia
3,5 L	1.290 €	925 €	LIM0M0365
6,5 L	1.480 €	1.290 €	LIM0M0665

Capacidad	PVP	OFERTA	Referencia
10 L	2.590 €	2.075 €	LIM0M1205
25 L	4.600 €	3.741 €	LIM0M2505


NOTA: Accesorios no incluidos

Soldador oxhídrico DRAGO IE

B

Máxima innovación, su soldador por gas apartir de agua destilada

- Soldador oxhídrico, para soldar todos los tipos de aleaciones dentales habituales, sin sobrecalentamiento de las estructuras y con máxima precisión en el punto de soldar.
- El soldador oxhídrico DRAGO, genera su propio combustible a partir de agua destilada, consiguiendo resultados excepcionales.
- Con las ventajas de una utilización simple, liberándonos de uso del soplete tradicional, guantes, consumos de oxígeno y acetileno embotellado, tanto para soldar como para el oxicorte, y substituyendo a otras herramientas de soldadura mas costosas.



DRAGO IE

Ref. OXH0R0110

PVP 2.208€
OFERTA 1.615€

DRAGO IIE

Ref. OXH0R0120

PVP 3.300€
OFERTA 2.400€

Soplete para oxhídrico

con 5 boquillas

Ref. OXH0R0800

59,65€

Soldadoras por puntos

B

- Uso en ortodoncia en grosores de 0,2 a 1,8 mm.
- Pantalla LCD con indicador de potencia.
- Memorias de parámetros.
- Microprocesador.
- Sistema de seguridad para evitar sobrecalentamientos.


Ref. SOP0R1000

- De sencillo manejo para todo tipo de trabajos de ortodoncia

PVP 898€
OFERTA 499€

Ref. SOP0R2000

- Con tratamiento térmico de los materiales a soldar

PVP 1.695€
OFERTA 799€

Maquina de soldar por laser MASTERS 3D 130 julios

MASTER S

Ref. SOP0P0240

Ideal para todo tipo de laboratorio afín a las nuevas tecnologías

Mediante la nueva lámpara y una tecnología innovadora que ofrece un ajuste digital de la potencia usada, ElettroLaser produce actualmente el mejor láser del mercado con un bajo mantenimiento y un ahorro considerable en el consumo.

El Master S 3D 130 está equipado con el sistema innovador 3D VISION para una vista estereoscópica de la zona de soldadura. Este sistema nos permite una visión volumétrica de toda el área de trabajo, aportando grandes ventajas respecto al trabajo con el microscopio tradicional.

Incorpora un difusor de gas argón para conseguir excelentes resultados, además de 6 programas predeterminados pudiendo alcanzar a grabar 100 programas más en su memoria.

PVP 19.995€
OFERTA 15.995€

3D

130 J / 100 W / 6,5 Kw

- Precisión
- Velocidad
- Calidad
- Excelencia

Características:

- Pantalla táctil a color de 7"
- Cien memorias programables
- Sistema 3D VISION
- Diámetro del punto de disparo: 0.2 a 2 mm
- Opcional: Punto de disparo a 0,1
- Energía: 130 J
- Obturador LCD con una elevada luminosidad
- Joystick interno en la cámara de soldadura

- Iluminación con LED
- Visión excelente, evitando la fatiga visual
- Pueden trabajar diversos operarios sin necesidad de regular las ópticas
- El operario puede trabajar con sus propias gafas
- Lámpara de larga duración
- Telecámara integrada
- Conexión Wi-Fi
- 36 meses de garantía

Electro láser diseñado para la soldadura directa o mediante alambre de aportación

MASTER S

EL EQUIPO A SU MEDIDA

Master S80

Ref. SOP0P0207

PVP 13.500€
10.800€ OFERTA

Master S100

Ref. SOP0P0210

PVP 16.000€
11.320€ OFERTA

Master S130

Ref. SOP0P0220

PVP 18.000€
12.400€ OFERTA



Equipo diseñado para la soldadura directa o mediante aportación de alambre

- Con la máquina de soldar por láser MASTER S podrá realizar trabajos precisos de soldadura en prótesis, puentes, fundas e implantes, soldar titanio y aceros al cromo-cobalto, así como metales nobles.
- Equipada con difusor de gas argón para obtener unos resultados excelentes.
- La nueva lámpara diseñada por ElettroLaser, mediante un ajuste digital de la potencia utilizada, obtendremos un coste muy reducido de consumo y bajo coste de mantenimiento.
- Master S posee un amplio espacio de trabajo, cámara integrada, pantalla de control táctil de 7" a todo color y de alta calidad cromática.
- Iluminación LED, apertura frontal.
- Garantía 36 meses.

Mesa motorizada para máquina de soldar LÁSER

Ref. SOP0P0280

Regulable en altura desde la pantalla del propio LASER



PVP 1.575€
OFERTA 1.260€

CARACTERÍSTICAS	MASTER S 80 / SOP0P0207	MASTER S 100 / SOP0P0210	MASTER S 130 / SOP0P0220
Longitud de onda laser	Nd: YAG 1.064 nm	Nd: YAG 1.064 nm	Nd: YAG 1.064 nm
Potencia en KW	5 Kw	5 Kw	7 Kw
Energía en Joules	80 J	100 J	130 J
Tiempo de impulso	0,1 / 16 ms	0,1 / 20 ms	0,1 / 20 ms
Frecuencia del impulso	0,5 / 30 Hz	0,5 / 30 Hz	0,5 / 30 Hz
Diámetro del punto	0,2 / 2,0 mm	0,2 / 2,0 mm	0,2 / 2,0 mm
Ajuste de punto	Motorizada 30 posiciones	Motorizada 30 posiciones	Motorizada 30 posiciones
Programas	6 predeterminados	6 predeterminados	6 predeterminados
Total de programas en memoria	100	100	100
Control interno mediante	Joystick	Joystick	Joystick
Control externo	Mediante pantalla táctil a color de 7"	Mediante pantalla táctil a color de 7"	Mediante pantalla táctil a color de 7"
Alimentación	230 V AC, 50/60 Hz. Mono.	230 V AC, 50/60 Hz. Mono.	230 V AC, 50/60 Hz. Mono.
Amperios	10 A	10 A	10 A
Medidas	48 x 65 x 50 cm	48 x 65 x 50 cm	48 x 65 x 50 cm
Peso	33 kg	33 kg	33 kg
Gas desoxidante / reductor	Argón	Argón	Argón
Marca microscopio	Leica binocular 10x aumentos	Leica binocular 10x aumentos	Leica binocular 10x aumentos

Distribuidor y cliente: Consulte condiciones de compra, entrega y puesta en marcha.

Entra en el mundo 3D de la mano de



X FAB 2500PD

Ref. FUN000100

Calidad de impresión premium para laboratorios pequeños y medianos.

Este es el modelo XFAB diseñado para aplicaciones profesionales del sector dental.

Suministrado con nuestro software Nauta y Fictor, que permite la configuración manual de los parámetros de material DWS, XFAB 2500PD garantiza una total libertad en la optimización de la configuración cuando se imprimen modelos. Con una resolución de nivel profesional, XFAB 2500PD es la solución ideal para laboratorios dentales pequeños y medianos que necesitan una calidad superior.

- Impresora estereolitográfica de alta velocidad y alta precisión
- Sistema Plug and Play
- Desarrollado y fabricado especialmente por DWS Materials para el sector dental
- Sistema TCT (tecnología de conversión de tanques) para optimizar la vida útil del tanque de resina

SOFTWARE

NAUTA Y FICTOR INCLUIDO

Ø 180x180

ÁREA DE TRABAJO X, Y, Z (mm)



Aplicaciones

Restauraciones certificadas Clase IIa * 1, modelos dentales, modelos con matrices extraíbles, modelos para análogos de implantes, modelos para alineadores termoformados, guías quirúrgicas, modelos de fundición directa a la cera perdida, estructuras parciales para la colada directa a la cera perdida, imágenes médicas y máscaras gingivales / tejidos blandos modelos

X FAB 3500PD

Alto rendimiento y precisión, sin compromiso.

Desarrollado expresamente para aplicaciones dentales profesionales, XFAB 3500PD combina precisión con rendimientos de alto rendimiento, lo que lo hace perfecto para cualquier profesional. Equipado con el avanzado software Nauta y Fictor para ajustar los parámetros de impresión, es ideal para muchas aplicaciones: arcos de ortodoncia para alineadores termoformados, modelos dentales, guías quirúrgicas biocompatibles, modelos de diagnóstico e imagenología médica, modelos de fundición directa de cera perdida, marcos parciales, puentes y coronas provisionales. Restauraciones, modelos para análogos y matrices removibles y aplicaciones de ortodoncia.

- Impresora estereolitográfica de alta velocidad y alta precisión
- Gama completa de materiales para el sector dental, incluyendo Temporis
- Sistema Plug and Play
- Sistema TCT (tecnología de conversión de tanques) para optimizar la vida útil del tanque de resina



Aplicaciones

Restauraciones certificadas Clase IIa * 1, modelos dentales, modelos con matrices extraíbles, modelos para análogos de implantes, modelos para alineadores termoformados, guías quirúrgicas, modelos de fundición directa a la cera perdida, estructuras parciales para la colada directa a la cera perdida, imágenes médicas y máscaras gingivales / tejidos blandos modelos.

PC INTEGRADO

AMPLIA GAMA DE MATERIALES

160x160x180

ÁREA DE TRABAJO X, Y, Z (mm)

RESINA PARA RESTAURACIÓN CERTIFICADA DE CLASE IIa BIOCOMPATIBLE

Preciso y natural, disponible por primera vez a través de la impresión directa.



GUÍAS QUIRÚRGICAS BIOCOMPATIBLES

Material de clase I *, precisión y ajuste para operaciones con total seguridad.



RESINA PARA MODELOS DE FUNDICIÓN Y CERÁMICA INJECTADA

Detallada, económica de fabricar, para prótesis finas y duraderas.



RESINA PARA MODELOS 3D, MÁSCARAS Y IMPLANTES CON ANÁLOGOS

Copias precisas con superficies lisas; Alta fiabilidad operativa. Disponible en azul, verde, amarillo, gris, blanco y rosa.



RESINA PARA ESQUELÉTICOS CALCINABLES

La forma ideal de lograr delgadez, precisión y excelentes propiedades mecánicas.



¡SÚPER OFERTA! Iníciate en el mundo 3D

Impresora + 2 Kit de resinas



1 Kit 2 cartuchos de resina para modelos



1 Kit 2 cartuchos de resina para guías quirúrgicas biocompatibles



PVP 15.000€
OFERTA 9.999€

One PRO

REF. FUN000008



9 MODELOS

En 180 min


2 MODELO

En 45 min

60 CORONAS

En 39 min

PVP 9.550€
OFERTA
7.725€



U-60

REF. FUN000030



3 MODELOS

En 180 min

1 MODELO

En 45 min

20 CORONAS

En 39 min

PVP 6.000€
OFERTA
4.165€



M-One Pro 70 ha sido creada para usuarios que requieren un mayor volumen de creación y un alto nivel de precisión, por lo que es perfecta para laboratorios protésicos y clínicas dentales. Es capaz de construir en un tiempo record todo tipo de trabajos con un excelente detalle y acabado superficial, tales como: coronas y puentes, modelos, férulas de descarga, cubetas, ortodoncias y guías quirúrgicas. Está equipada con un potente proyector HD DLP de alta resolución con óptica UV personalizada y patentada. Marca Texas Instruments.

U60 ha sido creada para usuarios que requieren un alto nivel de precisión, por lo que es perfecta para laboratorios protésicos y clínicas dentales. Es capaz de construir 3 modelos 3 puentes o 20 coronas en un tiempo muy corto con excelente detalle y acabado superficial. Por ello permite realizar todo tipo de trabajos en función de la resina utilizada, tales como: coronas y puentes, modelos, férulas de descarga, cubetas, ortodoncias y guías quirúrgicas.


Consulte financiación

Horno para sinterizado de circonio

Ref. MIT002300

- Este GRAN horno de Zirconio es muy fácil de utilizar, alcanzando altísimas temperaturas.
- Dispone de un control electrónico, que permite programar un ciclo de calentamiento con múltiples subidas y mesetas.
- Manejo a través de pantalla táctil a color
- Circulación de aire precisa.
- Nueva tecnología de sinterización.
- Temperatura máxima: 1.730°C.
- Temperatura usual: 1.650°C.
- Precisión: 1°C.
- Velocidad de calentamiento: 0°C - 40°C / minuto.
- 40 programas.
- Potencia: 3 Kw.
- Medida mufa: 110 x 120 mm. (diámetro).
- Capacidad: 3 bandejas.
- Medidas horno: 400 x 500 x 850 mm.
- Peso total: 70 Kg.

PVP 6.500€
OFERTA **4.650€**



Consulte financiación

Scan T300

Ref. MIT001100


OFERTA **7.999€**

Alta precisión



Escaneo automatizado de impresiones

Scan T500

Ref. MIT001200


OFERTA **12.310€**

Escaneo ultrarrápido



Scanners tipo abierto

Consulte financiación


¡ El scanner más rápido del mercado!

Consúltenos para conseguir ofertas especiales al comprar su Scanner con nosotros

Características técnicas

Modelo	Idéntica T300	Idéntica T500
Impresión escaneado	2 Ejes automático	3 Ejes opcional
Sensor táctil	No	Si
Velocidad escaneado (arco completo)	24"	12"
Resolución de la cámara	2 x 2 MP Cámaras	
Volumen de escaneado	90 x 72 x 60 mm.	
Principio de escaneado	Fase de cambio óptico	
Dimensiones	290 x 290 x 340 mm.	
Peso	12 Kg	
Fuente de luz	LED azul	
Conectividad	Tipo USB 3.0 B	
Potencia	100 -240 V AC, 50-60 HZ	
Garantía	2 años	

Sistema de impresión automática - Brazo con tres ejes + Impresión automática a doble cara



12sec



19sec



- Idéntica T500 ofrece un sistema rápido de escaneo, así como un software con algoritmos de alta eficiencia.
- Mediante su cámara de alta velocidad y su proyector, se puede escanear un arco completo en 12" y 8 piezas sueltas en 19".
- El sistema avanzado de posicionado de alta velocidad de la serie T de Medit, está diseñado para ofrecer soluciones óptimas a su laboratorio.

Sensor táctil

- El sistema exclusivo "Click - Less scanning workflow" de los escáner Inedit T500 ofrece un sistema táctil para iniciar el escaneo del modelo.

Distribuidor y cliente: Consulte condiciones de compra, entrega y puesta en marcha.

Centrífuga tropicast SR320



Ref. MIS002500

- Inductora de baja frecuencia, para aleaciones de CrNi, CrCo y similares.
- Sin sobrecalentamiento de la aleación, apta para metales preciosos, excepto el titanio.
- Instalación a bajo voltaje (< 2 Kw.), lo que permite instalación en laboratorios que no disponen de una potencia alta.
- Dotada de un sistema de enfriamiento forzado interno en circuito cerrado con depósito interior de agua destilada (15 l.)
- La colada del metal en el horno se obtiene por centrifugación y el movimiento de rotación del brazo es silencioso y sin vibraciones.
- El brazo tiene un contrapeso con posiciones fijas de un equilibrio perfecto, utilizando el tipo de 4 cilindros de Degussa (1X,3X,6X,9X).



PVP ~~7.600€~~
OFERTA 6.850€

Horno de cerámica SR852

Ref. MIS002600-OF

- Puede almacenar hasta 100 programas, con 15 funciones (variables) para cada uno.
- Temperatura Max. 1.200 °C.
- Variación temp. 2 - 200°C.
- Memoria "Flash" actualizable que permite instalar la última versión del software.

Incluye bomba de vacío

PVP ~~4.110€~~
OFERTA 3.250€



Bomba de vacío

Ref. MIS002800

PVP ~~600€~~
OFERTA 470€



MÓDULO DE REPASADO CON ASPIRACIÓN

Ref. MOM000400

Esta máquina está desarrollada para cubrir todas las necesidades de repasado y pulido en el laboratorio dental. Cabina dotada con gran espacio de trabajo e iluminación Day light. El espacio de trabajo esta perfectamente iluminado y carente de molestas sombras. Su moderno diseño y tecnología reduce la merma de material. Los diferentes modos de trabajo hacen que sea imprescindible en el taller. Equipado de serie con un micromotor MARATHON de escobillas.

Elementos de conexión y equipamiento :

- Botón regulador potencia de aspiración.
- Interruptor START/STOP para aspiración.
- Conexión universal para micromotor escobillas con Micromotor SCORT III
- Pistola aire comprimido e indicador de presión.
- Campana y astillera con aspiración que permiten trabajar de forma independiente y/o complementaria.
- Pedal control micromotor ON/OFF.
- Aspiración con doble sistema de filtrado de fácil acceso.
- Dos cajones.
- Enchufe frontal 220V.
- Interruptor general.
- Interruptor iluminación.
- Construida totalmente en acero esmaltado.

Datos técnicos:

- Medidas: Alto 1240mm. Ancho 850mm. Fondo 550mm
- Decibelios nivel sonoro 68Db
- Voltaje 220V
- Potencia 650W
- Aspiración 172m3/h
- Potencia micromotor 50W



PVP ~~2.850€~~
OFERTA 1.690€

Composición completa Technoflux

Ejemplo de montaje en combinación de cuatro elementos Proyecto, diseño y planificación de GABRIEL BENMAYOR S.A. con marca TECHNOFLUX

NOTA: Transporte NO INCLUIDO en el precio.

**CONSÚLTENOS
SOBRE DISEÑO Y
PLANIFICACIÓN
DE SU
LABORATORIO**



Mesa de trabajo metálica 1 puesto

Ref. MOM000500

- Medidas: Largo 1220 mm. Ancho 600 mm. Alto 900 mm. (encimera)
- Bastidor en acero y planchas metálicas de alta densidad resistentes al fuego
- Aspirador de 800 W y una lámpara.
- Protector de acero en tablero.
- Apoyabrazos.
- Instalación de gas
- Sopladores de aire.
- Manómetro presión.
- Enchufes.
- 5 Cajones



PVP ~~2.180€~~
OFERTA
1.490€

Mesa de trabajo metálica 2 puestos

Ref. MOM000600

- Medidas: Largo 1970 mm. Ancho 600 mm. Alto 900 mm. (encimera)
- Bastidor en acero y planchas metálicas resistentes al fuego.
- Aspirador de 800 W y una lámpara por puesto.
- Protector de acero en tablero.
- Instalación de gas
- Sopladores.
- Manómetro.
- Apoyabrazos.
- Enchufes.
- 7 Cajones



PVP ~~3.190€~~
OFERTA
1.990€

Módulo esquinero

Ref. MOM002000

Medidas: Largo 940 mm. Ancho 600 mm. Alto 900 mm.



PVP ~~1.190€~~
OFERTA **675€**

Mueble bajo horno

Ref. MOM001000

Medidas: Largo 600 mm. Ancho 560 mm. Alto 670 mm.



PVP ~~1.130€~~
OFERTA **575€**

Conjunto mobiliario auxiliar

¡ Máxima calidad garantizada !

- Bancadas de mobiliario para uso auxiliar en laboratorio
- Medidas 1,20 m x 0,88 m de alto y encimera de 0,6 m de profundidad
- La encimera es una plancha de acero inoxidable
- Mueble construido en chapa de acero galvanizado y pintado
- La calidad de la artesanía ZILFOR, es evidente en el acabado de cada pieza de mobiliario o accesorio
- Se ofrecen dos opciones, una de ellas con grifo y lavabo y otra sin este complemento

Ref. MGM000700



PVP ~~2.600€~~
OFERTA
1.890€

Ref. MGM000800



PVP ~~2.900€~~
OFERTA
2.150€



MARATHON-3 "CHAMPION"

saeyang

Ref. PUL4M3070

- Potencia 45 W
- Velocidad hasta 35.000 rpm.
- Torque 2,9 N /cm
- Pedal ON/OFF
- Incluye pieza de mano H37L1

PVP ~~299€~~
OFERTA **175€**



ESCORT III

saeyang

Ref. PUL4M3090

- Potencia 50 W
- Velocidad hasta 35.000 rpm.
- Torque 4 N /cm
- Pedal ON/OFF
- Incluye pieza de mano H37L1

PVP ~~378€~~
OFERTA **199€**



MARATHON K35

saeyang

Ref. PUL4M3110

- Potencia 30 W.
- Velocidad hasta 30.000 rpm.
- Visor digital de revoluciones
- Control de velocidad en pedal.
- Incluye motor progresivo y pieza de mano SH30N

PVP ~~395€~~
OFERTA **285€**



MIGHTY

saeyang

Ref. PUL4M3097

- Potencia 45 W.
- Velocidad hasta 35.000 rpm.
- Pedal ON/OFF
- Motor INTRA Mod. M33ES, pieza de mano recta SDE-ES6
- Contrángulo SPCE
- Conversión 1:1

PVP ~~395€~~
OFERTA **299€**



MARATHON K38 portátil

saeyang

Ref. PUL4M3105 Blanco

- Potencia 25 W
- Velocidad máxima hasta 30.000 rpm
- Autonomía hasta 8 h
- Incluye bolsa transporte y cinturón
- Incluye pieza de mano SH30N y pedal SFP-27



MARATHON N7

saeyang

Ref. PUL4M3060

- Potencia 100 W.
- Velocidad hasta 40.000 rpm.
- Torque 4,5 N/cm.
- Control de sobremesa y pedal variable
- Incluye pieza de mano SDE-H37LN

PVP ~~440€~~
OFERTA **299€**



¡Elija uno entre estos 4 colores!

Ref. PUL4M3200 BURDEOS



PVP ~~515€~~
OFERTA **360€**

Ref. PUL4M3190 ROSA



Ref. PUL4M3180 NEGRO



HANDY 702

saeyang

Ref. PUL4M3030

- Potencia 100W
- Velocidad máxima hasta 40.000 rpm
- Soporte pieza de mano en unidad de control
- Control de sobremesa y pedal variable
- Auto diagnóstico
- Indicador de código de error
- Incluye pieza de mano SDE-H37LN

PVP ~~515€~~
OFERTA **360€**



ECO "NEW"

Ref. PUL4M3040

- Potencia 230 W
- Velocidad hasta 50.000 rpm
- Torque 7,8 N/cm
- Soporte pieza de mano incorporado en la unidad
- Control de sobremesa y pedal variable
- Incluye pieza de mano BM50S1



PVP 800€
OFERTA 650€

Handy

Ref. PUL4M3020

- Potencia 230 W
- Velocidad hasta 50.000 rpm.
- Torque 7,8 N /cm
- Control de microprocesador
- Soporte pieza de mano en la unidad de control
- Control de sobremesa y pedal variable
- Indicador código de error

PVP 1075€
OFERTA 750€



SÚPER-PRECIO en inducción

HANDY 700 COMBI ¡Con dos piezas de mano! Inducción + escobillas

Ref. PUL4M3010

- Dual control system: uso indistinto para ambas piezas de mano.
- Soporte pieza de mano en la unidad.
- Control de microprocesador.
- Indicador código de error.
- Control de sobremesa y pedal variable.

- Con pieza de mano BM50S1 (inducción)

- Potencia 230 W.
- Hasta 50.000 rpm
- Torque 8,5 N/cm.

- Con pieza de mano H37LN (escobillas)

- Potencia 100 W.
- Hasta 50.000 rpm
- Torque 4,55 N/cm.



PVP 1490€
OFERTA 875€

Piezas de mano y recambios

Piezas de mano de escobillas S-40

Ref. PUL4P1750

- Doble rodamiento delantero.
- Sistema anti-polvo, mayor durabilidad.
- Max. 40.000 rpm
- Torque 5 N/cm.
- Diámetro 30 mm.
- Longitud 150 mm.
- Cable de 1,8 m.
- Peso 220 gr.



PVP 395€
OFERTA 199€

SDE-H37L1

Ref. PUL4P1620

- Max. 35.000 rpm
- Torque 2,9 N/cm.
- Diámetro 28,9 mm.
- Longitud 152 mm.
- Cable de 1,8 m.
- Peso 268 gr.



PVP 250€
OFERTA 130€

SDE-H37LN

Ref. PUL4P1630

- Max. 45.000 rpm
- Torque 4,55 N/cm.
- Diámetro 29,5 mm.
- Longitud 153,5 mm.
- Cable de 2 m.
- Peso 208 gr.



PVP 299€
OFERTA 170€

Recambios

- Para piezas de mano con escobillas e inducción

CONSULTEN OTROS ARTICULOS



Código	Descripción	PVP
PULRP0558	Juego escobillas	10 €
PULRP0315	Pinza H37L1 / H37LN / H37L	15 €
PULRP0566	Cable rizado H37L1 / H37LN	20 €
PULRP0202	Pinza pieza de mano BM40 / BM50	45 €
PULRP0240	Cable pieza de mano BM40 / BM50	48 €

Piezas de mano (inducción)

BM50S1

Ref. PUL4P1600

- Max. 50.000 rpm
- Torque 7,8 N/cm.



PVP 650€
OFERTA 490€

BM40S1

Ref. PUL4P1610

- Max. 40.000 rpm
- Torque 8,5 N/cm.



PVP 650€
OFERTA 490€

BS50C

Ref. PUL4P1605

- Max. 60.000 rpm
- Torque 7,8 N/cm.



PVP 850€
OFERTA 650€

MULTI 600 OFERTA DUO

saeyang

Ref. PUL4M3002-OF

Innovación y excelencia se dan la mano en el modelo más representativo de la marca

- Micromotor de inducción libre de escobillas.
- Controlado por microprocesador, con función de diagnóstico en pantalla.
- Display digital de velocidad.
- Velocidad hasta 50.000 rpm.
- Potencia 230 W.
- Nueva pieza de mano BM50S1.
- Rodamientos cerámicos
- Esta unidad no lleva control de Rodilla, pero si una toma para una segunda PM de escobillas, que podrá funcionar como alternativa a la de serie

PVP ~~1.277€~~
OFERTA 790€



MARATHON-3 "CHAMPION"

saeyang

Ref. PUL4M3070

- Potencia 45 W
- Velocidad hasta 35.000 rpm.
- Torque 2,9 N /cm
- Pedal ON/OFF
- Incluye pieza de mano H37L1

GRATIS



Ahora: Podrá utilizar la PM de escobillas H37L1 Combinada con la BM50S1 en la unidad Multi 600 o podrá disponer de dos unidades de micromotores COMPLETOS

MULTI 600 COMBI ¡Con dos piezas de mano!

Ref. PUL4M3004

- Micromotor de inducción libre de escobillas.
- Controlado por microprocesador, con función de diagnóstico en pantalla.
- Display digital de velocidad.
- Velocidad hasta 50.000 rpm.
- Potencia 230 W.
- Rodamientos cerámicos

PM de inducción BM50S1
PM de escobillas H37LN

PVP ~~1.165€~~
OFERTA 890€



MULTI 600 60.000 rpm ¡Con nueva pieza de mano!

Ref. PUL4M3006

- Micromotor de inducción libre de escobillas.
- Controlado por microprocesador, con función de diagnóstico en pantalla.
- Display digital de velocidad.
- Velocidad hasta 50.000 rpm.
- Potencia 230 W.
- Rodamientos cerámicos

PM de inducción BS50C
Más fina y ligera

PVP ~~1.276€~~
OFERTA 990€



Modelo EWS-6L

Pequeño compresor ideal sillones de higienista o equipos de uso no intenso.

B

Ref. APC000080

- Compresor sin secador de aire
- Motor de 1 cilindro
- Calderín de 6 l
- 0,7 HP de potencia
- Caudal 90 l/m
- Velocidad 1.400 rpm
- Presión máx. 8 bar.
- Medidas: 460 x 230 x 490 mm
- Peso 17 Kg
- Ruido 48 dB



PVP ~~666€~~
OFERTA
360€

Hasta fin de existencias

Modelo 7001

**Ideal para un equipo
Suficiente para 1-2 equipos**

B

Ref. APC001000

- Incluye secador de aire
- 1 cabezal de 2 cilindros
- Calderín de 30 l
- 0,75 HP de potencia
- Caudal 152 l/m
- Caudal efectivo: 80 l/m a 4 bar
- Presión máx 8 bar
- Medidas: 560 x 450 x 640 mm
- Peso 34 Kg
- Ruido 53 dB



PVP ~~1.497€~~
OFERTA
999€

¡NUEVOS MODELOS!

¡2 AÑOS!

GARANTÍA
de motor

Modelo 7002

Ideal para 2-3 equipos

B

Ref. APC001100

- Incluye secador de aire
- 2 cabezales de 2 cilindros
- Calderín de 50 l
- 1,5 HP de potencia.
- Caudal 304 l/m
- Caudal efectivo: 160 l/m a 4 bar
- Presión máx 8 bar
- Medidas: 710 x 485 x 720 mm
- Peso 65 Kg
- Ruido 54 dB



PVP ~~2.627€~~
OFERTA **1.450€**

Modelo 7003

De 3-5 equipos

B

Ref. APC001200

- Incluye secador de aire
- 3 cabezales de 2 cilindros
- Calderín de 70 l
- 2,25 HP de potencia
- Caudal 456 l/m
- Caudal efectivo: 240 l/m a 4 bar
- Presión máx 8 bar
- Medidas: 940 x 480 x 720 mm
- Peso 88 Kg
- Ruido 55 dB



PVP ~~3.080€~~
OFERTA **1.990€**

Maquina de soldar por láser DADO WELDER

Ref. SOP0P0203



Diseño único, moderno, limpio e intuitivo. Dispone de una app diseñada especialmente para su uso. Interfaz amigable con el usuario y posibilidad de trabajar de manera independiente del móvil o tableta. Dispone de control de voz e indicador del estado del láser mediante diferentes colores de luz LED. Ahorro de tiempo y máxima efectividad a la hora de trabajar. Esta máquina dispone de una garantía de dos años.

DaDo es la máquina de soldadura perfecta: pequeña, con un diseño único, moderno, limpio e intuitivo. Es también un láser exclusivo, en cuanto al mejor en términos de calidad y precio, tecnológico y que, por lo tanto, ningún competidor puede copiar.



PVP 4.280€
OFERTA
3.425€

- Fuente de láser y longitud de onda ND: YAG 1064NM
- Tiempo de impulso: 0,1 / 6 ms
- Diámetro del punto: 0,2 / 1,5 mm
- Aplicación de control externo en el móvil
- Potencia de entrada: 110/230 v CA, 50/60 Hz
- Sistema de potencia: número de fases 1
- Potencia media: 150 W
- Potencia máx: 1,8 Kw
- Amperio: t16a
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimensiones: 340x340x340 mm
- Peso de 15 Kg
- Enfriamiento líquido
- Microscopio 10x
- Ambiente de trabajo 17-35°C UR 65% sin condensación
- Nivel de ruido <70 Db (A)

Aplicaciones en dental:

Soldaduras de Prótesis Dental.
Herramienta insustituible en los talleres de prótesis.
Soldadura de esqueléticos sobre impresiones de yeso.

En su uso para soldadura, el láser ahorra tiempo y ofrece una calidad de procesamiento que no es alcanzable por otros instrumentos.

DaDo reemplaza al viejo sistema de soldadura por arco de una manera excelente. Hoy en día, es la mejor y eficaz solución cuando se requiere la soldadura por puntos. Esta máquina dispone de una garantía de dos años

La máquina requiere de la intervención de su distribuidor para la puesta en marcha, el coste de esta intervención es de 150 € + IVA

Soldadura Cr-Ni Cr-Co



VOCAL ASSISTANT



LIGHTS STATUS INDICATOR



FULL ACCESSORIES



MOBILE INTERFACE



PLUG AND WELD



B Benmayor
Technoflux

Gabriel Benmayor S.A.
C/Bach, 2-B Pol. Ind. Foinvasa
08110 Montcada i Reixac, Barcelona
dental@benmayor.com
T +34 935 724 161 / F +34 935 724 165

Para información comercial diríjase a:

Susana Beas, Móvil 656 791 300 s.beas@benmayor.com
(Cataluña y Baleares)

Gustavo Beas, Móvil 685 995 722 g.beas@benmayor.com
(Levante, Murcia, País Vasco, Navarra, Rioja, Aragón, Islas Gran Canarias y Portugal)

Pedro Rodríguez, Móvil 651 109 746 p.rodriguez@benmayor.com
(Madrid, Andalucía, Asturias, Galicia, Cantabria, Extremadura y resto de zonas)

benmayor.com

Reciba sus pedidos desde un distribuidor GABRIEL BENMAYOR S.A. OFERTA VÁLIDA HASTA 31 agosto de 2019. Los precios no incluyen IVA. Precios válidos salvo error tipográfico y hasta fin de existencias. Las imágenes podrían diferir del producto real.