

**NSK**

CREATE IT.



**Ti-Max Z**

Serie Turbinas Neumáticas / Serie Contra-ángulos

OFERTAS  
ESPECIALES

Hasta el 31 de Agosto de 2019

**NSK Dental Spain SA** [www.nsk-spain.es](http://www.nsk-spain.es)

# CONTRA-ÁNGULOS

## Ti·Max Z Contra-Ángulos de Titanio



MODELO **Z25L** CÓDIGO DE PEDIDO **C1038**

- Con Luz
- Transmisión directa 1:1
- 3 AÑOS de Garantía

**669€\***  
+041€



MODELO **Z95L** CÓDIGO DE PEDIDO **C1034**

- Con Luz
- Multiplicador 1:5
- 3 AÑOS de Garantía

**899€\***  
+627€



MODELO **Z45L** CÓDIGO DE PEDIDO **C1064**

- Con Luz
- Multiplicador 1:4,2
- 3 AÑOS de Garantía

**899€\***  
+453€

## S·Max M Contra-Ángulos de Acero Inoxidable



MODELO **M25** CÓDIGO DE PEDIDO **C1027**

- Sin Luz
- Transmisión 1:1
- 2 AÑOS de Garantía

**389€\***  
-622€



MODELO **M95** CÓDIGO DE PEDIDO **C1026**

- Sin Luz
- Multiplicador 1:5
- 2 AÑOS de Garantía

**499€\***  
-828€



MODELO **M65** CÓDIGO DE PEDIDO **H1008**

- Sin Luz
- Transmisión 1:1
- 2 AÑOS de Garantía

**379€\***  
-599€

## KIT SUPERIOR PLUS



**959€\***  
+862€

- + Turbina de Acero Inoxidable Con Luz MODELO **M600L** REF. **P1002**
- + Acoplamiento NSK MODELO **PTL-CL-LED** REF. **P1001600**
- + Contra-Ángulo de Acero Inoxidable Sin Luz MODELO **M25** REF. **C1027**

## KIT PREMIUM PLUS



**1.399€\***  
2.861€

- + Turbina de Titanio Con Luz MODELO **Z900L** REF. **P1111**
- + Acoplamiento NSK MODELO **PTL-CL-LED** REF. **P1001600**
- + Contra-Ángulo de Titanio Con Luz MODELO **Z25L** REF. **C1038**

## MICROMOTORES

### M40 XS

CÓDIGO DE PEDIDO **E1135051**



### Micromotor Eléctrico **LED**

- Micromotor Eléctrico Ultracompacto
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Funcionamiento silencioso de 60 a 40.000 min-1
- Spray de agua interno

**599€\***  
+136€

### M40N XS Sin Luz

CÓDIGO DE PEDIDO **E1136051**



**449€\***  
769€

### S·Max M205

CÓDIGO DE PEDIDO **M1007**



### Micromotor Neumático

- El más pequeño y ligero del mundo
- Velocidad Máxima: 25.000 min-1
- Giro derecha / izquierda
- Spray de agua interno

**389€\***  
545€

# POTENCIA

Ti·Max Z Serie de Turbinas



## TURBINAS

### Ti·Max Z

#### Turbinas de Titanio Con Luz

POTENCIA 26W



Conexión NSK  
 MODELO **Z900L** CÓDIGO DE PEDIDO **P1111**  
 Conexión KaVo® MULTiflex®  
 MODELO **Z900KL** CÓDIGO DE PEDIDO **P1113**

Incluye:  
 + Rotor  
 REF. **Y1002076**



- Torque: 26W (modelo Z900L)
- Cabezal más pequeño: ø12,5 x Al 13,1 mm
- Velocidad: 320.000~400.000 min<sup>-1</sup>
- Cuerpo de Titanio con DURAGRIP
- Spray de Agua Quattro
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Microfiltro
- El modelo **Z800L** con el cabezal aún más pequeño: ø10,8 x Al 12,1 mm
- **2 AÑOS** de Garantía

799€  
-1.799€

\* El cambio del rotor se realizará en el Servicio Técnico de NSK. Mano de obra gratuita

### S·Max M

#### Turbinas de Acero Inoxidable Con Luz

POTENCIA 20W



Conexión NSK  
 MODELO **M600L** CÓDIGO DE PEDIDO **P1002**  
 Conexión KaVo® MULTiflex®  
 MODELO **M600KL** CÓDIGO DE PEDIDO **P1006**

Incluye:  
 + Rotor  
 REF. **P1002250**



- Spray de Agua Quattro
- Cambio del cartucho por el propio usuario
- Rodamientos de cerámica
- **2 AÑOS** de Garantía

599€  
-1.279€

### Pana·Max2

#### Turbinas de Acero Inoxidable Sin Luz

POTENCIA 20W



Conexión NSK  
 MODELO **Pana·Max2 PTL** CÓDIGO DE PEDIDO **P1211**  
 Conexión KaVo® MULTiflex®  
 MODELO **Pana·Max2 KV** CÓDIGO DE PEDIDO **P1212**



#### Pack Pana·Max2 M4 2 TURBINAS DEL MISMO MODELO

Conexión directa  
 MODELO **Pana·Max2 M4** CÓDIGO DE PEDIDO **P1154**  
 MODELO **Pana·Max2 M4** CÓDIGO DE PEDIDO **P1154**



- Spray Simple
- Cambio del cartucho por el propio usuario
- Rodamientos de cerámica

299€  
-626€

449€  
-932€

## Acoplamientos



Acoplamiento para instrumentos NSK



189€  
-393€

MODELO **PTL-CL-LED** CÓDIGO DE PEDIDO **P1001600**

Acoplamiento para instrumentos KaVo®



299€  
-561€

MODELO **KCL-LED** CÓDIGO DE PEDIDO **P1005600**

## Varios 970

**LED**

1.499€\*  
2.803€\*

MODELO **Varios 970 LED**  
CÓD. DE PEDIDO **Y1001168**

- Ultrasonido Multifuncional
- Con Luz LED



1.299€\*  
2.419€\*

MODELO **Varios 970**  
CÓD. DE PEDIDO **Y1001175**

- Ultrasonido Multifuncional
- Sin Luz

## Varios 570 **LED**

1.169€\*  
2.743€\*

MODELO **Varios 570 LED**  
CÓD. DE PEDIDO **Y1001273**

- Ultrasonido Compacto Multifunción
- Con Luz LED

**Incluye:**  
+ Turbina **M600L** REF. **P1002**



## Varios 370

919€\*  
2.090€\*

MODELO **Varios 370**  
CÓD. DE PEDIDO **Y1001340**

- Ultrasonido Compacto Multifunción
- Sin Luz

**Incluye:**  
+ Turbina **M600L** REF. **P1002**



## Puntas **Varios**

Por la compra de cualquier punta Varios recibirá otra punta del mismo modelo

Puede descargar en PDF el Libro de Puntas:

[http://www.spain.nsk-dental.com/products/oral-higiene/varios\\_tips/](http://www.spain.nsk-dental.com/products/oral-higiene/varios_tips/)



249€\*  
-340€\*

MODELO **FX57m** CÓDIGO DE PEDIDO **C1054**

- Contra-Ángulo · Reducción 4:1
- Cuerpo de Acero Inoxidable
- Con cabezal pequeño para copas y cepillos atornillables



499€\*  
-730€\*

MODELO **X55** CÓDIGO DE PEDIDO **C618**

- Contra-Ángulo Sin Luz · Reducción 4:1
- Cuerpo de Titanio Macizo
- Mecanismo de bloqueo de la punta
- Spray de Agua Simple



749€\*  
1.315€\*

MODELO **S970**  
CÓD. PEDIDO **T1020**

- Sin Luz

599€\*  
1.079€\*



799€\*  
1.437€\*

MODELO **S970KL** CÓDIGO DE PEDIDO **T1013**

- Escarificador neumático
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Frecuencia de oscilación: 5.800~6.200 Hz
- Óptica de Vidrio Celular
- Conexión Directa a los Acoplamientos KaVo®
- Incluye juego de 3 Puntas (S1, S2 & S3)



259€\*  
-553€\*

MODELO **AS2000 M4** CÓDIGO DE PEDIDO **T698**

- Escarificador neumático
- Frecuencia de oscilación: 5.600~5.850 Hz
- Incluye juego de 3 Puntas (S1, S2 & S3)



# Varios Combi Pro

Dispositivo de limpieza por ultrasonidos/pulido de aire para tratamientos profilácticos

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002843**

El equipo se compone de:

- **Prophy-System** · Incluye pieza de mano con boquilla de 60° para profilaxis supragingival
- Polvo FLASHpearl (5 sobres de 15 g)
- **Ultrasonidos** · Incluye pieza de ultrasonidos Varios2 LUX con luz LED
- Tres puntas: G4, G6, G8
- Pedal de control multifunciones
- Unidad de control



4.999€\*  
7.860€



## Kit Perio

Tratamiento periodontal subgingival

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003042**

El equipo se compone de:

- Pieza de mano de pulido periodontal · Depósito de polvo
- Para conexión con Varios Combi Pro
- Puntas Perio-Mate (40 puntas estériles envasadas)
- Polvo Perio-Mate (1 frasco de 160g)

Incluye 2ª Pieza de Mano



## Varios2 Lux

Escarificador multifuncional ultrasónico

CÓDIGO DE PEDIDO **E351050**

- Doble luz LED
- Motor iPiezo Engine®
- Extenso rango de Puntas para una amplia gama de usos
- Para conexión con Varios Combi Pro

# Prophy-Mate neo

Sistema de Blanqueamiento Dental

Conexión rápida a la mayoría de los acoplamientos de turbina\*

Diseño ligero y flexible

La pieza de mano gira 360°

+ 2ª Pieza de Mano

+ **FLASH pearl** · 4 frascos de 300 g

**Prophy-Mate neo**  
**Pieza de mano larga**  
**Flash Pearl**

REF. **T797010**

REF. **Y900698**

899€\*  
1.726€

\*No incluye conexión directa a manguera (M4 y B2)



## FLASH pearl

CÓDIGO DE PEDIDO **Y900698**

- Polvo de limpieza con perlas de calcio para una limpieza en profundidad sin dañar la superficie del diente
- 4 frascos de 300 g

81€\*  
112€



# Perio-Mate

Eliminador de Película Biológica

Conexión rápida a la mayoría de los acoplamientos de turbina\*

Para el tratamiento de bolsas periodontales y periimplantitis

La pieza de mano gira 360°

+ 2ª Pieza de Mano

+ **Perio-Mate Powder** · 2 frascos de 160 g

**Perio-Mate**  
**Pieza de mano Perio-Mate**  
**Perio-Mate Powder**

REF. **T1043010**

REF. **Y900938**

899€\*  
1.920€

\*No incluye conexión directa a manguera (M4 y B2)



## Perio-Mate Powder

CÓDIGO DE PEDIDO **Y900938**

- Polvo para tratamientos subgingivales con dispositivos neumáticos de pulido
- 2 frascos de 160 g

59€\*  
80€



CIRUGÍA

# Variosurg 3

## Sistema de Cirugía Ultrasónica

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002726**

- Aplicaciones: Cirugía Ósea · Elevación de Seno  
Cirugía Periodontal · Cirugía Endodóntica
- Tres modos: Cirugía, Endodoncia, Periodoncia (9 programas)
- Modo ráfaga seleccionable
- Intensidad de luz LED regulable
- Modo autolimpieza
- Función de retroalimentación



Incluido:  
**Kit Básico**  
H-SG1  
SG3  
SG5  
SG6D  
SG7D  
SG11



CON DOBLE LUZ

**LED**



5.999 €  
~~10.838 €~~



Incluye 2ª Pieza de Mano con cable:

+

**Variosurg 3 LED**

Pieza de Mano con cable

CÓDIGO DE PEDIDO **E1133001**



# Surgic Pro+ × Variosurg 3

## DOBLE RENDIMIENTO Y POTENCIA

La Tecnología de Enlace de NSK permite conectar las dos Unidades Quirúrgicas para su utilización con un solo pedal creando un centro de tratamiento quirúrgico compacto



8.999 €  
~~15.157 €~~

**Surgic Pro+ LED** REF. Y1003585  
**Variosurg 3** REF. Y1002248  
**iCart Duo** REF. S9090  
**Cable de Enlace** REF. Z1189

**LED**



Puede descargar en PDF el Catálogo de Puntas:  
[http://www.spain.nsk-dental.com/pdf/catalog/surgical/tip\\_guide.pdf](http://www.spain.nsk-dental.com/pdf/catalog/surgical/tip_guide.pdf)



## Pack Puntas Variosurg 2+1

Puede elegir **3 puntas** Variosurg de cualquier modelo  
Descuento equivalente al valor de la punta más barata  
[Oferta no aplicable a kits de puntas]



# Surgic Pro<sup>+</sup>

Micromotor para Implantología

- POTENTE
- SEGURO
- PRECISO



MAYOR POTENCIA Hasta 80 Ncm

2.999 €\*  
6.314 €\*

## Surgic Pro

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003587**

Incluye Micromotor SG70M



Sin Luz · Con Cable

3.999 €\*  
8.557 €\*

## Surgic Pro **LED**

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003586**

Incluye Micromotor SGL70M



Con Luz · Con Cable

4.499 €\*  
9.142 €\*

## Surgic Pro<sup>+</sup> **LED**

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003585**

• Almacenamiento de datos • USB  
Incluye Micromotor SGL70M



Con Luz · Con Cable

Incluye: **3** Contra-Ángulos del mismo modelo



REF. **C1010**

- Contra-Ángulo SG20
- Sin Luz
- Reducción 20:1



REF. **C1003**

- Contra-Ángulo X-SG20L
- Con Luz
- Reducción 20:1



REF. **C1068**

- Contra-Ángulo X-DSG20L
- Con Luz
- Reducción 20:1

DESMTABLE



## PRECIO RENOVE · Contra-Ángulos · Reducción 20:1



**PRECIO ESPECIAL  
RENOVE  
549€\***

POR LA ENTREGA DE SU  
ANTIGUO CONTRA-ÁNGULO

MODELO **SG20** CÓD. PEDIDO **C1010**

- Sin Luz
- Reducción 20:1

**679€\***  
~~950€~~



**PRECIO ESPECIAL  
RENOVE  
699€\***

POR LA ENTREGA DE SU  
ANTIGUO CONTRA-ÁNGULO

MODELO **X-SG20L** CÓD. PEDIDO **C1003**

- Con Luz
- Reducción 20:1

**989€\***  
~~1.382€~~

## Contra-Ángulos · Reducción 20:1



MOD. **SGMS-ER20i** C.P. **Y110147**

- Sin Luz
- Reducción 20:1
- Indicador de profundidad

**599€\***  
~~849€~~



DES  
MONTABLE

MOD. **X-DSG20**  
C.P. **C1067**

- Sin Luz

**899€\***  
~~1.207€~~

MOD. **X-DSG20L** C.P. **C1068**

- Con Luz
- Reducción 20:1

**1.099€\***  
~~1.486€~~

## Alta Velocidad



MOD. **X-SG93**  
C.P. **C1007**

- Sin Luz

**769€\***  
~~1.080€~~

MOD. **X-SG93L** C.P. **C1004**

- Con Luz
- Multiplicador 1:3
- Spray Triple

**989€\***  
~~1.388€~~



MODELO **Z-SG45**  
CÓD. PEDIDO **C1108**

- Sin Luz

**799€\***  
~~1.157€~~

MOD. **Z-SG45L** C.P. **C1107**

- Con Luz
- Multiplicador 1:3
- Spray Triple

**999€\***  
~~1.352€~~

## Piezas de Mano



MODELO **X-SG65**  
CÓD. PEDIDO **H1038**

- Sin Luz

**499€\***  
~~674€~~



MOD. **X-SG65L** C.P. **H1009**

- Con Luz
- Velocidad Dir. 1:1

**799€\***  
~~1.100€~~



MOD. **SGS-ES** C.P. **H264**

- Sin Luz
- Velocidad Dir. 1:1

**399€\***  
~~557€~~



MOD. **SGS-E2S** C.P. **H266**

- Sin Luz
- Multiplicador 1:2

**799€\***  
~~1.143€~~



MOD. **SGA-ES** C.P. **H263**

- Sin Luz
- Velocidad Dir. 1:1
- Ángulo de 20°

**699€\***  
~~970€~~

## Piezas de Mano · Microsierras



Reciprocidad 1,8 mm

MODELO **SGR2-E** CÓD. PEDIDO **SH162**

- Sin Luz
- Reducción 3:1

**1.079€\***  
~~1.519€~~



3° Sagital

MODELO **SGT2-E** CÓD. PEDIDO **SH163**

- Sin Luz
- Reducción 3:1

**1.349€\***  
~~1.895€~~



17° Oscilación

MODELO **SG02-E** CÓD. PEDIDO **SH164**

- Sin Luz
- Reducción 3:1

**1.459€\***  
~~2.045€~~

## iSD900

### Destornillador Protésico Inalámbrico

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1001358**




**899€\***  
~~1.852€~~

- Compatible con los principales sistemas de implantes
- Con calibración de torque (TCS)
- Torque preciso entre 10 y 40 Ncm
- Velocidades de 15, 20 ó 25 min<sup>-1</sup>

# ENDODONCIA

## OFERTA KIT ENDODONCIA



1.699€\*  
3.354€\*

iPex II REF. Y1002208  
 ENDO-MATE DT REF. Y141121  
 MPAS-F20R REF. Y110046

### iPex II

#### Localizador de Ápice Avanzado

CÓDIGO DE PEDIDO Y1002208

- Controlador SmartLogic de nueva generación
- Tres señales acústicas de aviso según la ubicación de la lima en el conducto radicular
- Gran pantalla LCD tricolor

649€\*  
1.126€\*



### ENDO-MATE DT

#### Micromotor para Endodoncia

CÓDIGO DE PEDIDO Y141121

- Selección de 9 programas ajustables
- Pieza de mano liviana y confortable
- Control de torque desde 0,1 a 6,5 Ncm
- Gran pantalla LCD
- Función auto-reverse

799€\*  
1.735€\*



### ENDO-MATE TC2

#### Micromotor para Endodoncia

CÓDIGO DE PEDIDO Y1001027

- Inalámbrico
- 5 programas para diferentes tipos de limas
- Control de torque
- Función auto-reverse con señal acústica

899€\*  
1.602€\*



MOD. X35 C.P. C624  
• Sin Luz

569€\*  
789€\*

Incluyen adaptador QF para limas manuales



MOD. Ti-ENDO C.P. C589

729€\*  
1.019€\*

- Reducción 128:1
- Con anillo de ajuste de torque
- 4 niveles: 0,25-0,5-1,0-3,0 Ncm
- Rotación de 360°



MOD. EX-ENDO 128 C.P. C592

469€\*  
657€\*

- Reducción 128:1
- Sin ajuste de torque
- Rotación de 360°



MOD. MPAS-F20R C.P. Y110046

359€\*  
498€\*

- Conexión para motores Endo-Mate + iPexII
- Reducción 20:1
- Para mango corto

MOD. X35L C.P. C620

- Con Luz
- Reducción 10:1
- Giro de 60°
- Velocidad máxima 4.000 min<sup>-1</sup>

829€\*  
1.168€\*

MOD. Ti-ENDO C.P. C589

- Reducción 128:1
- Con anillo de ajuste de torque
- 4 niveles: 0,25-0,5-1,0-3,0 Ncm
- Rotación de 360°

MOD. EX-ENDO 128 C.P. C592

- Reducción 128:1
- Sin ajuste de torque
- Rotación de 360°

MOD. MPAS-F20R C.P. Y110046

- Conexión para motores Endo-Mate + iPexII
- Reducción 20:1
- Para mango corto

## EQUIPO MÓVIL DENTAL

### Dentalone

#### Gabinete Dental Portátil

CÓDIGO DE PEDIDO S9070

Equipado con:

- Jeringa con tres funciones y luz LED
- Micromotor eléctrico con luz LED
- Ultrasonido Varios 170 con luz LED
- Pantalla MultiPad
- Cánula de aspiración
- Compresor
- Depósito incorporado de agua residual



10.950€\*  
15.102€\*

### VIVA MATE G5

#### Micromotor Autónomo Con Luz

LED

CÓDIGO DE PEDIDO Y1002801

- Batería de hasta 2 horas de autonomía
- Velocidad: 3.000-30.000 min<sup>-1</sup>



1.419€\*  
1.984€\*

# MANTENIMIENTO

## iCare

Limpieza y lubricación automáticas

MODELO **iCare C2** CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002787**

- Capacidad para cuatro instrumentos:
  - 2 turbinas
  - 2 conexiones Intra

### Incluye:

- 2 adaptadores de turbina a elegir

1.699€\*  
8.225€



## iCare+

Sistema automático de limpieza, desinfección y lubricación para instrumental rotatorio

- Capacidad para cuatro instrumentos: 2 turbinas y 2 conexiones Intra
  - Apto para instrumental con spray interno y/o externo
  - Tres tipos de programas: Limpieza · Desinfección · Lubricación
- Certificado ISO 15883 y 15883-5



iCare+ C2

n.clean

n.cid

aceite de mantenimiento

2 adaptadores de turbina a elegir



REF. **S102**

REF. **ACL600**

REF. **ACD600**

REF. **Z016117**

5.399€\*  
8.523€



MODELO **n.clean** CÓDIGO DE PEDIDO **ACL600**

Solución de limpieza y aclarado con efecto detergente, bacteriostático y fungistático

139€\*  
-185€



MODELO **n.cid** CÓDIGO DE PEDIDO **ACD600**

Solución bactericida, fungicida y virucida

139€\*  
-197€

## Pana Spray Plus

Lubrificante de formulación especial para piezas de mano de alta y baja velocidad y motores neumáticos

Pana Spray Plus 500 ml CÓDIGO DE PEDIDO **Z182100**

16,89€\*  
-27,00€



- **Pana Spray Plus** limpia y lubrica internamente todos los instrumentos rotatorios
- Para piezas de mano de alta y baja velocidad y micromotores neumáticos
- Lubrificante especial con alcohol y silicona

# AUTOCLAVES

## iClave plus

Autoclave de clase B  
con tecnología de vanguardia

3.999€\*  
-7.292€\*

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1003077**

- Autoclave de clase B (conforme a la norma EN 13060)

MAYOR SEGURIDAD • MAYOR CAPACIDAD



Cámara de 18 litros de capacidad  
Con un volumen útil equivalente a un autoclave de 24 litros



El sistema de bandejas especiales permite introducir un mayor número de piezas



Panel de control de fácil manejo mediante un código de colores que cambian según la fase del proceso en la que se encuentre:

- Blanco: Pantalla de selección
- Amarillo: En funcionamiento
- Verde: Esterilización completa
- Rojo: Error




Cámara de acero



Cámara de cobre

Cámara de cobre para una mayor eficacia térmica  
Posee una conductividad térmica superior al 25% frente a las cámaras de acero



Su exclusivo sistema de calentamiento de tipo **Calor Adaptativo** permite alcanzar una temperatura uniforme en todo el interior de la cámara evitando dañar los instrumentos



Trazabilidad:  
Registro de datos de los ciclos de esterilización  
Todos los parámetros relevantes del ciclo se guardan con su fecha y hora en una unidad flash USB

ECO SOSTENIBLE:  
BAJO CONSUMO ENERGÉTICO Y DE AGUA

## Purity

Purificador de agua  
de ósmosis inversa

999€\*  
-1.645€\*

CÓDIGO DE PEDIDO **98018030**

- Sistema totalmente automático
- Proporciona agua de alta calidad para mejorar la esterilización



Contar con agua de alta calidad es esencial para mejorar la calidad de la esterilización. Dispositivo de suministro automático de agua con función de desalinización.

## DX425

Desmineralizador de agua

CÓDIGO DE PEDIDO **DEM010425**

- Sistema para la producción de agua desmineralizada
- Dotado de cartuchos de fácil instalación
- Soporte mural

379€\*  
-584€\*



## Newseal Plus Termoselladora

499€\*  
-928€\*

CÓDIGO DE PEDIDO **Z1279001**

- Sella las bolsas de forma automática antes de la esterilización
- Sellado autoajustable de 12 mm
- Cuchilla retráctil
- Señal visual y acústica de sellado
- Portabobinas



# LABORATORIO

## ULTIMATE XL TORQUE

Micromotor de inducción

CÓDIGO DE PEDIDO **Y141471**

- Torque potente y estable de 8,7 Ncm
- Velocidad: 1.000-50.000 min<sup>-1</sup>
- Peso: 215 gramos (sin incluir el cable)

1.449€  
2.181€\*



## ULTIMATE XL COMPACTO

Micromotor de inducción

CÓDIGO DE PEDIDO **Y141472**

- Torque potente y estable de 6,0 Ncm
- Velocidad: 1.000-50.000 min<sup>-1</sup>
- Peso: 181 gramos (sin incluir el cable)

1.149€  
2.181€\*



## VOLVERE i7

Micromotor estándar

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1002890**

- Torque potente y estable de 4,1 Ncm
- Velocidad: 1.000-35.000 min<sup>-1</sup>

849€  
1.572€\*



## PRESTO II

Turbina Neumática sin lubricación

CÓDIGO DE PEDIDO **Y150022**

- Velocidad: 320.000 min<sup>-1</sup>
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

**CAMPAÑA RECOMPRA**

-DESCUENTO-

**462 €\***

POR SU ANTIGUA TURBINA

599€  
1.061€\*



## PRESTO AQUA II

Turbina Neumática con refrigeración por agua

CÓDIGO DE PEDIDO **Y150023**

- Velocidad: 320.000 min<sup>-1</sup>
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

**CAMPAÑA RECOMPRA**

-DESCUENTO-

**921 €\***

POR SU ANTIGUA TURBINA

1.199€  
2.120€\*



## PRESTO AQUA LUX

Turbina Neumática LED con refrigeración por agua

CÓDIGO DE PEDIDO **Y1001151**

- Velocidad: 320.000 min<sup>-1</sup>
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

**CAMPAÑA RECOMPRA**

-DESCUENTO-

**1.173 €\***

POR SU ANTIGUA TURBINA

1.599€  
2.772€\*



EFFECTÚE SU PEDIDO A TRAVÉS DE LA RED DE DISTRIBUIDORES DE NSK

## SERVICIO TÉCNICO OFICIAL NSK

tel: +34 91 626 61 28 · e-mail: sat@nsk-spain.es

- Mano de obra cualificada
- Repuestos originales
- Herramientas específicas
- Reparaciones inmediatas
- Asesoramiento y atención personalizados

Galicia, Asturias, Castilla y León, Islas Canarias

**Fco. Javier Portela**  
portela@nsk-spain.es  
móvil: +34 645 42 69 12

Portugal

**João Paulo Costa**  
costa@nsk-spain.es  
móvil: +351 915 66 32 32

Andalucía, Murcia, Ciudad Real, Badajoz, Ceuta y Melilla

**José María Castro**  
castro@nsk-spain.es  
móvil: +34 678 72 50 32

Cataluña, País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria, Burgos


**Xavier Sentís**  
sentis@nsk-spain.es  
móvil: +34 650 29 11 46

Madrid, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Cáceres

**M<sup>o</sup> Jesús Suárez**  
suarez@nsk-spain.es  
móvil: +34 636 79 64 64

Aragón, Comunidad Valenciana, Albacete, Islas Baleares

**Óscar Llorente**  
llorente@nsk-spain.es  
móvil: +34 678 72 50 03



**NSK Dental Spain SA** [www.nsk-spain.es](http://www.nsk-spain.es)

Módena, 43 · El Soho-Európolis · 28232 Las Rozas de Madrid · tel: +34 91 626 61 28 · fax: +34 91 626 61 32 · e-mail: info@nsk-spain.es