

Renfert

making work easy



Promo
lab

EASYview 3D

Vídeo micros-
copio en 3D

El EASY view 3D de Renfert es un innovador videomicroscopio con monitor 3D, ideal para la visualización del objeto, para el trabajo diario y el control de calidad, así como para fines de formación y documentación.

Más información

renfert.com/easy-view-3d



INNOVATION BW
2018

Innovation Award Baden-Württemberg
Dr.-Rudolf-Eberle-Preis
Recognition 2018

-15%

EASY view 3D,
Art. No. 2400 0500

€ 4.299,-

Nuevo ahora:
Función de pantalla dividida para la visualización adicional de imágenes de pacientes, de encerrados diagnósticos, etc. en la pantalla.

válido desde 12.3. – 30.6.2019

SILENT EC2

-17%

Sistema de aspiración
para dos puestos de trabajo

Sistema de aspiración potente, sin bolsa, con dos puntos de aspiración con control independiente, limpieza de filtro fino automática y tecnología de motor EC.

¡Tecnología de motor EC
con mantenimiento reducido
(> 5 000 horas de servicio)!

SILENT EC2,
Art. No. 2937 0000

€ 2.280,—



SILENT V4

-20%

Sistema de aspiración
para cuatro puestos de trabajo

Sistema de aspiración para cuatro puestos de trabajo, potente, sin bolsa, con cuatro puntos de aspiración con control independiente, limpieza neumática de filtro fino y tecnología de motor EC.

SILENT V4,
Art. No. 2933 0000

€ 4.665,—



SILENT TS

Sistema de aspiración
para un puesto de trabajo

Aspiración potente con motor colector de larga duración y sistema de filtración doble.

-17%

SILENT TS,
Art. No. 2921 0050

€ 1.385,—



Vortex compact 3L

Sistema de aspiración para equipos

Aspiración en húmedo y en seco con gran potencia de aspiración y motor colector de larga duración para aparatos que generan mucho polvo.

-20%

Vortex compact 3L,
Art. No. 2924 5000

€ 599,—



¡No deje escapar estas ofertas -
llame enseguida a su depósito dental!

Renfert

AUTO spin

Perforadora de pins

Starter kit
oferta!

Con la perforadora para pins AUTO spin se elaboran modelos de trabajo precisos con placas base de plástico, siendo estos compatibles con otros sistemas de modelos, tales como, p. ej., Giroform® o Zeiser®.

Sobre todo en combinación con los materiales perfectamente adaptados entre sí del sistema de modelo AUTO spin, la elaboración exigente del modelo se convierte en un verdadero juego de niños.

AUTO spin, Art. No. 1860 0000

+ AUTO spin accesorios:

Placa base estándar (juego/100 pzas.),
Art. No. 1860 0100
Masilla de silicona (1 kg),
Art. No. 1860 0400
Pin cónico (1 000 pzas.),
Art. No. 369 2000

€ 1.520,-



8 x Bi-V-Pin + Top spin gratis

Pin para modelos + Perforadora de pins

Pin de modelado con geometría estrecha de la cabeza en forma de V y dos guías que sirven sobre todo para el posicionamiento estrecho en espacios limitados.

La Top spin ofrece un plus en precisión, seguridad y durabilidad. Hemos logrado aumentar claramente el nivel de calidad conocido hasta ahora. Déjese entusiasmar por la singular precisión de rotación, la especial tecnología del taladro y la particular protección antipolvo.

8 paq. de Bi-V-Pin con manguito de plástico
(1 000 pzas. cada uno), Art. No. 329 2000

+ Top spin,
Art. No. 1840 0000

€ 1.380,-

8 x 1 000



Top spin
gratis!



-25%

Bi-Pin con manguito

Pin de modelado niquelados de alto brillo con guía doble para el posicionamiento exacto y antirrotativo del muñón.

Bi-Pin corto con manguito, 1 000 piezas
Art. No. 326 2000

€ 154,—



-25%

Bi-V-Pin

Pin de modelado con geometría estrecha de la cabeza en forma de V y dos guías que sirven sobre todo para el posicionamiento estrecho en espacios limitados.

Bi-V-Pin con manguito, 1 000 piezas
Art. No. 328 2000

€ 146,—



Genius


Pincel de pelo natural de alta calidad y de diseño moderno con función de protección integrada en el mango. Para lograr en el pelo del pincel valores elevados en cuanto a tensión, estabilidad de forma y vida útil larga, entra en escena la singular técnica de acabado de Renfert.



Función de protección



-25%

Presentación		Art. No.	Precio esp.
Juego Genius con 4 tamaños de pincel (2, 4, 6, 8)		1715 0000	€ 96,—
Genius tamaño 2, 1 pieza		1715 0002	
+ Genius recambio tamaño 2, 2 piezas		1715 1002	€ 39,—
Genius tamaño 4, 1 pieza		1715 0004	
+ Genius recambio tamaño 4, 2 piezas		1715 1004	€ 55,—
Genius tamaño 6, 1 pieza		1715 0006	
+ Genius recambio tamaño 6, 2 piezas		1715 1006	€ 63,—
Genius tamaño 8, 1 pieza		1715 0008	
+ Genius recambio tamaño 8, 2 piezas		1715 1008	€ 110,—

¡No deje escapar estas ofertas -
llame enseguida a su depósito dental!

Renfert

Dynex

-22%

Dynex Brilliant:

Disco de corte y pulido diamantado, elástico y reforzado con fibra de vidrio, especial para cortar, separar y pulir cerámica de recubrimiento, óxido de circonio y disilicato de litio.

Dynex:

Discos de corte y pulido elásticos y estables, de doble refuerzo en fibra de vidrio para aleaciones de metal.



Presentación	Aplicación / Material	Art. No.	Ø	Espesor	Cant.	Precio esp.
Dynex Brilliant	Cerámica	56 0220	20 mm	0,20 mm	10	€ 36,-
Dynex Brilliant	Cerámica	56 2520	20 mm	0,25 mm	10	€ 39,-
Dynex Brilliant	Cerámica	56 0320	20 mm	0,30 mm	10	€ 40,-
Dynex Brilliant	Cerámica	¡NOVEDAD! 56 0820	20 mm	0,80 mm	1	€ 17,-
Dynex	Metales preciosos / no preciosos	¡NOVEDAD! 57 1522	22 mm	0,15 mm	20	€ 27,-
Dynex	Metales preciosos / no preciosos	57 0322	22 mm	0,30 mm	20	€ 22,-
Dynex	Esqueléticos / metales no preciosos	57 0540	40 mm	0,50 mm	20	€ 44,-
Dynex	Esqueléticos / metales no preciosos	57 0740	40 mm	0,70 mm	20	€ 46,-
Dynex	Esqueléticos / metales no preciosos	57 1040	40 mm	1,00 mm	20	€ 46,-

Renfert Polish

-22%

Pastas de pulido diamantadas

Pastas para pulir diamantadas universales y específicas para el pulido de alto brillo de materiales cerámicos, tales como disilicato de litio, óxido de circonio, cerámicas de recubrimiento e híbridas, polímeros de alto rendimiento y resinas de recubrimiento.



Renfert Polish all-in-one, 10 g

Art. No. 510 0000

o Renfert Polish ZrO₂, 10 g

Art. No. 510 1000

o Renfert Polish LiSi₂, 10 g

Art. No. 510 2000

€ 54,-



Bison

-25%

Cepillo de pulido

La única mezcla de cerdas garantiza un pulido a alto brillo rápido y eficaz sobre aleaciones, cerámica y recubrimientos acrílicos.

Bison montado,
Ø 18 mm, 100 pzas.
Art. No. 766 1100

€ 113,-

Bison montado,
Ø 14 mm, 100 pzas.
Art. No. 763 1100

€ 96,-



Twister

Mezcladora al vacío

Mezcladora al vacío con par de giro elevado, bomba de membrana para el vacío y funciones básicas de mezclado.



Twister
incl. vaso de mezcla
de 500 ml y mezclador-agitador
Art. No. 1826 0000

+ Vaso de mezcla, 500 ml
y mezclador-agitador
Art. No. 1820 0500

€ 1.262,–

1 taza
gratis!



Twister evolution

Mezcladora al vacío

Mezcladora al vacío con par de giro elevado, bomba de membrana para el vacío y ocho funciones de mezclado programables.



Twister evolution
incl. vaso de mezcla
de 500 ml y mezclador-agitador
Art. No. 1828 0000

+ Vaso de mezcla, 500 ml
y mezclador-agitador
Art. No. 1820 0500

€ 1.793,–

1 taza
gratis!



Vibrax

Vibrador

El espectro vibrador extremadamente amplio procesa de forma óptima cada tipo de masilla. El manejo funcionalmente depurado facilita una aplicación cómoda incluso bajo circunstancias difíciles.



Vibrax,
Art. No. 1830 0000
+ Bola de vibración,
Art. No. 1830 0001


€ 514,–

Bola
gratis!

Magma

Horno de precalentamiento para funcionamiento con catalizador

Magma es un horno de precalentamiento que incorpora todas las características técnicas existentes en términos de programación, manejo y ergonomía. Reducción de las molestias por malos olores y humo grasosa la poscombustión catalítica de los gases del horno.



Magma,
Art. No. 2300 0500
+ Catalizador,
Art. No. 2300 0001

€ 3.240,–

-30%

¡No deje escapar estas ofertas -
llame enseguida a su depósito dental!

Renfert

MT plus

-20%

Recortadora en húmedo y en seco

La MT plus es una recortadora en húmedo y en seco. Potencia pura, incluso el yeso más duro se desgasta con suma facilidad gracias al potente rendimiento del motor.

MT plus
incl. disco abrasivo
Marathon
(parcialmente
diamantado)
Art. No. 1803 0500

€ 1.699,-



MT3

-20%

Recortadora en húmedo

La recortadora en húmedo MT3 convence por su motor extremadamente potente. Renfert ofrece con ello trabajos de recorte de gran rendimiento a un precio bajo.

MT3
incl. disco abrasivo
Klettfix
Art. No. 1808 0000

€ 630,-




Marathon

El disco parcialmente diamantado es indicado para recortar tanto en húmedo como también en seco. Puntos diamantados recubiertos por galvanización.

Marathon para MT plus, 1 pieza
Art. No. 1803 2000

€ 520,-

-20%




Infinity

Este disco totalmente diamantado se adapta a todas las recortadoras en húmedo de Renfert. Produce una superficie de pulido extremadamente alisada gracias a una superficie diamantada cerrada.

Infinity para MT plus, 1 pieza
Art. No. 1803 3000

€ 865,-

-20%



Renfert

GARANTÍA OPERATIVA

Garantía de 3 años
Piezas de recambio
durante 10 años
Garantía Activity

Los servicios de asistencia técnica especificados
entran en vigor con la compra de aparatos Renfert.

Promoción sólo válida a través de los distribuidores participantes.
Reservados todos los derechos, salvo posibles modificaciones,
errores o errates. Hasta agotar existencias. Todos los precios se
entienden netos más el IVA legalmente aplicable.

Basic master

-20%

Arenadora de precisión

Arenadora de chorreado fino con 2 depósitos y una gran cabina de arenado.

Basic master,
1 x 25–70 µm,
1 x 70–250 µm
Art. No. 2948 2025

€ 1.055,—



Vario jet

-22%

Arenadora de reciclaje

La Vario jet es un aparato de chorreado de reciclaje pensado para un chorreado económico. Este puede funcionar tanto en modo automático como manual.


Vario jet,
Art. No. 2961 0000

€ 2.770,—



IT toberas de chorreado

Toberas de chorreado para aparatos Basic.



-20%



Tobera de chorreado	Art. No.	Cobra (µm)						Rolloblast (µm)		Rocatec Pre & Plus	3M Espe Soft	Precio esp.
		25	50	90	110	125	250	50	100			
Ø 0,40 mm	90002 1203	✓										€ 55,—
Ø 0,60 mm	90003 3213		✓					✓			✓	€ 55,—
Ø 0,80 mm	90002 1204		✓	✓	✓			✓	✓		✓	€ 55,—
Ø 1,00 mm	90003 3211			✓	✓	✓			✓	✓		€ 55,—
Ø 1,20 mm	90003 3214		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		€ 55,—
Ø 1,40 mm	90002 1205				✓	✓	✓			✓		€ 55,—
Ø 2,00 mm	90002 1206						✓					€ 55,—
Ø 1,5 x 3,5 mm	90003 1739				✓	✓	✓		✓			€ 68,—

✓ particularmente recomendable

✓ recomendable