

Ofertas de Primavera



MESTRA

Oferta válida del 01 de Mayo al 31 de Agosto 2019 (IVA no incluido)



¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es

Caja de trabajo R-080214



Alto	300 mm
Ancho	360 mm
Fondo	330 mm
Peso	2,6 kg
Luz interior	

Disponible
Marzo 2019

- Lámpara LED de alta luminosidad.
- Ausencia de sombras en el interior
- Posición de trabajo ergonómica.
- Óptima absorción del polvo mediante una aspiración externa (no incluida)
- Fácil limpieza.
- Incluye una astillera en el interior con soporte para micromotor.

p.v.p. 375 €
oferta
293 €
+I.V.A.

Olla Polimerizadora automática

R-030425

AUTOPOL
Geisser

Olla polimerizadora de gran capacidad de cuba (hasta 6 litros), que permite acomodar en su interior una considerable cantidad de elementos para polimerizar. Mediante un control electrónico se pueden regular y mantener temperaturas conforme a una ley de tiempos definida por el usuario.



Presión	2 bar
Temperatura máxima	100 °C
Volumen cuba	6 litros
Potencia calentamiento	600 W



NEW

p.v.p. 1.100 €
oferta
858 €
+I.V.A.

Aspirador Eolo plus

R-080532

Alto	585 mm
Ancho	210 mm
Fondo	500 mm
Peso	17 kg
Nivel sonoro	65 dB

NEW

Decantador de polvo Cyclón R-080535

- Recoge más del 99% del polvo y suciedad.



p.v.p. 254,70 €
oferta
199 €
+I.V.A.

Medidas	Cyclón
Alto	550 mm
Ancho	160 mm
Fondo	200 mm
Peso	2 kg

p.v.p. 1.163,31 €
oferta
907 €
+I.V.A.

En menos de 1 minuto

- Con ruedas.

Cat. General Pág. 156

Cat. General Pág. 158

Mezcladoras de vacío: "IRIS 2, 2 evolution y 2 advanced"

R-080516

R-080517

R-080518



IRIS 2 advanced
Similar a la Iris 2 evolution, pero con un control que le permite programar un pre-vacío, pre-batido, inversión de giro, función turbo y post-vacío independiente. También dispone de una alarma de fin de programa.

Vel. Iris 2	240 rpm.
Vel. Iris 2 Evolution	100/400 rpm.
Vel. Iris 2 Advanced	100/400 rpm.



p.v.p. 841,13 €
oferta
656 €
+I.V.A.



p.v.p. 920,93 €
oferta
718 €
+I.V.A.



p.v.p. 1.013,32 €
oferta
790 €
+I.V.A.



Pie de sujeción opcional.
R-080519

p.v.p. 175,67 €
oferta
137 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 140

Recortadoras Mulhacen 3000 L

R-080093

- Freno incorporado.
- Luz de alerta, para personas con insuficiencia auditiva.
- Tapa fácilmente accesible (apertura con bisagra).
- Fabricada en plásticos técnicos de alta resistencia.
- Exenta de corrosión.
- Disco lija con velcro.



Disco de Diamante R-080095



p.v.p. 653,75 €
oferta
510 €
+I.V.A.



p.v.p. 998,11 €
oferta
779 €
+I.V.A.

Motor	1600 W
R.P.M.	3000
Tensión	230 V, 50/60 Hz
Ventana	121 mm



Cat. General Pág. 104

Recortadoras RH 3.000 "clasica"

- Fabricadas totalmente en Aluminio.



Disco de carburo de silicio

R-080082

Disco de Diamante

R-080083



p.v.p. 885,27 €
oferta
691 €
+I.V.A.



p.v.p. 1.307,96 €
oferta
1.020 €
+I.V.A.

Motor monofásico	1200 W
R.P.M.	3000
Tensión	230 V, 50/60 Hz
Alto	345 mm
Ancho	310 mm
Fondo	450 mm
Peso	21 kg

Cat. General Pág. 106-108

Decantadora de polipropileno

R-080087



Alto	345 mm
Diámetro	350 mm
Capacidad	14 l.
Peso	2,2 kg

Cat. General Pág. 110



- La suciedad queda recogida en una bolsa de plástico.

p.v.p. 246,41 €
oferta
192 €
+I.V.A.

Recortadora de interiores

R-080102



- Potente motor de 1/3 CV.
- Se suministra con 1 fresa de corte de 12 dientes en metal duro.

Alto	300 mm
Ancho	275 mm
Fondo	275 mm
Peso	11 kg
RPM	2850

p.v.p. 911,98 €
oferta
711 €
+I.V.A.




Cat. General Pág. 170

Dosificadora Boomerang precisión

de agua-escayola R-080592

El mod. **precisión**, cuenta con todos los elementos de la boomerang estándar, pero se le ha añadido una báscula y un nuevo control capaz de gestionar hasta cuatro tipos diferentes de polvo, guardando parámetros para cada uno.



Cat. General Pág. 154



Mod. precisión, se suministra con un tanque extra y una barra para colgar en la pared.

Ahorre entre un 20% y un 40% de escayola

p.v.p. 1.163,49 €
oferta
908 €
+I.V.A.

Aspiración Gemini y Gemini pequeño

R-080539




R-080538

p.v.p. 335,46 €
oferta
262 €
+I.V.A.



Referencia	080539	080538
Voltage	230 V	230 V
Motor	1200 W (pico)	1150 W
Ruido	68 dB	68 dB
Capacidad	36 l.	9,5 l.
Potenciómetro	650 - 1200 W	650 - 1150 W
Delección a partir de:	100 W	100 W
Aspiración de:	Sólidos y líquidos	Sólidos y líquidos



p.v.p. 375,53 €
oferta
293 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 159



Perforadora de pines Atlas

R-080610



Alto	300 mm
Ancho	165 mm
Fondo	165 mm
Peso	5 kg
RPM	6000

- Se suministra con 2 fresas: 1,85 mm y 1,95 mm. Ø

p.v.p. 821,38 €
oferta
641 €
+I.V.A.



Cat. General Pág. 166



Cortadora de Muñones



R-080614



Alto	290 mm
Ancho	223 mm
Fondo	260 mm
Peso	6,310 kg
Potencia	200 W
R.P.M.	6.000
Tensión	220-240 V 50-60 Hz

p.v.p. 1.071,32 €
oferta
836 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 167

Cabina de Vaporización Altamira

Steam-Clear R-080600



Diseñado para funcionar en combinación con una máquina de limpieza por vapor.

- Amplia cámara de trabajo iluminada con sistema de aspiración.
- Fabricada en plástico de alta calidad.

Alto	570 mm
Ancho	520 mm
Fondo	490 mm
Consumo	140 W
Peso	24 Kg.

p.v.p. 1.038,04 €
oferta
810 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 162



Máquina de Vapor R-100193

Con capacidad de cuba de 3 litros y presión de servicio de 3 atmósferas. La cuba está enteramente construida en Acero Inoxidable de alta calidad. La potente resistencia de caldeo permite alcanzar la presión de servicio en apenas unos minutos. Mediante una mirilla de visualización se tiene siempre conocimiento exacto del nivel de agua en la cuba. Para evitar calcificaciones en la caldera y aumentar la vida útil del aparato, la máquina debe ser alimentada con agua descalcificada, o mejor aún, destilada.



p.v.p. 1.080,73 €
oferta
843 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 165

Electro vibrador Teide Cima



NEW Teide
R-080022



- 2 tipos vibración.
- Potencia ajustable.

197 mm
227 mm
265 mm
5,470 kg



Cat. General Pág. 94

R-080024

Teide 1

R-080021



- 1 tipo vibración.
- Potencia ajustable.

- 5 tipos vibración.
- Potencia y tiempo regulable.

p.v.p. 383,08 €
oferta 299 €
+ I.V.A.

p.v.p. 359,27 €
oferta 280 €
+ I.V.A.

Vibradores "clásico"

Referencia	080030	080025	080020	080010
Alto	100 mm	105 mm	105 mm	130 mm
Superficie de trabajo	120 mm Ø	220 x 160 mm	220 x 220 mm	370 x 275 mm
Peso	2,5 kg	6,2 kg	6,3 kg	13,200 kg



R-080030
p.v.p. 268,24 €
oferta 209 €
+ I.V.A.



R-080020
p.v.p. 321,88 €
oferta 251 €
+ I.V.A.



R-080025
p.v.p. 303,98 €
oferta 237 €
+ I.V.A.



R-080010
p.v.p. 469,71 €
oferta 366 €
+ I.V.A.

Cat. General Pág. 96-97

Hornos de precalentamiento


HP-100
R-080148

HP-50
R-080144


HP-25
R-080142



p.v.p. 3.202,57 €
oferta 2.498 €
+ I.V.A.



p.v.p. 2.560,37 €
oferta 1.997 €
+ I.V.A.



p.v.p. 2.258,55 €
oferta 1.762 €
+ I.V.A.

	HP-100	HP-50	HP-25	HP-50 C	50-D
Alto (mm)	525	500	465	500	440
Ancho (mm)	440	375	335	375	375
Fondo (mm)	490	405	340	405	405
Peso	57 kg	40 kg	30 kg	40 kg	38 kg
Cap. en l.	10,6 l.	4,8 l.	2,7 l.	4,8 l.	4,8 l.
Nº cil. 80 Ø	8-12	4-6	2-3	4-6	4-6

Cat. General Pág. 146-148-150

Modelo **concept**

HP-50 c
R-080134



p.v.p. 2.272,95 €
oferta 1.773 €
+ I.V.A.

DIRECTO 50-D
R-080130



p.v.p. 2.084,60 €
oferta 1.626 €
+ I.V.A.

Catalizador de humos



Alto	380 mm
Ancho	145 mm
Fondo	185 mm
Peso	5,3 Kg.
Potencia	600 W
Fusible	4 A

p.v.p. 668,97 €
oferta 522 €
+ I.V.A.

Cat. General Pág. 151

Desencerador de cilindros

R-080068



¡Ahorre Cera!
Gracias a la bandeja inferior se recupera la cera pudiéndose reutilizar.



Elimina la cera de los cilindros por medio del vapor de agua, antes de introducirlos en el horno, evitando humos y malos olores producidos por la combustión de la cera.

Cat. General Pág. 153



Alto	245 mm
Ancho	400 mm
Fondo	230 mm
Peso	5 kg

p.v.p. 514,14 €
oferta 401 €
+ I.V.A.

Martillo neumático

R-050550



- Ergonómico.
- Ligero.
- Duradero.
- Económico.
- Transmite poca vibración a la mano.
- Incluye 3 cincheles de diferentes tamaños.

Largo	140 mm
Presión utilización	2-6 atm
Tubo conexión	6 mm
Peso	185 gr.

p.v.p. 305,04 €
oferta 238 €
+ I.V.A.

Cat. General Pág. 57


Inyectora de poliamidas dentales

R-080560




Tensión	230 V 50/60 Hz
Consumo	1.100 W
Presión	6/8 bars

p.v.p. 4.050 €
oferta 3.159 €
+ I.V.A.



Horno de cerámica "economic"

R-100247



Alto	380 mm
Ancho	340 mm
Fondo	435 mm
cámara	Ø 9 x 6 cm
Peso	28 kg
Temp. máxima	1200 °C
Máximo vacío	-96 kPa
Nº programas	200
Alimentación	AC 220 V ±22 V, 15 A
Consumo	≤1,7 kW

p.v.p. 4.240,25 €
oferta 3.307 €
+ I.V.A.

- Bomba de vacío incluida

Cat. General Pág. 152

Horno para circonio

R-080110

Horno de sencillo manejo y altas prestaciones: alcanza los 1600 °C de continuo y los 1650 °C como pico. Su control electrónico permite programar un ciclo de calentamiento con múltiples subidas y mesetas. El tamaño de su cámara (100 x 100 x 100 mm.) tiene capacidad suficiente para albergar la producción de un día completo de un laboratorio medio / grande. Su reducida potencia (1600 W.) igual a un consumo económico.



p.v.p. 4.767,36 €
oferta 3.719 €
+ I.V.A.

Cat. General Pág. 152



Centrífuga de inducción R-040061 Vestacast

Alto	360 mm
Ancho	565 mm
Fondo	640 mm
Peso	55,5 kg
Suministro agua	2 l/min (Aprox.)
Potencia fundido	2,6 kW; 100 kHz

- Permite fundir metales hasta los 1.750 °C

Cat. General Pág. 32

p.v.p. 8.338,80 €

oferta

6.504 €

+I.V.A.

Centrífuga CEN motor SM2 R-040064

- Puede portar cilindros de hasta 100 mm. de diámetro.

- Para soplete

Inox



Alto	330 mm
Ancho	600 mm
Fondo	560 mm
Peso	40 kg

p.v.p. 2.870,38 €

oferta

2.239 €

+I.V.A.

Cat. General Pág. 34

Olla Polimerizadora neumática R-030420



Inox

Medidas interiores:
Ø 220 x 170 mm alto

Presión máxima	2 bar
Temperatura máxima	60 °C
Volumen cuba	6 litros

Cat. General Pág. 30

Doble válvula de seguridad

p.v.p. 308,92 €

oferta

241 €

+I.V.A.

Polimerizadora a presión R-080460 Poli-Plus



Inox



Cat. General Pág. 30

Alto	320 mm
Ancho	310 mm
Fondo	395 mm
Peso	20 kg
Temp. máx	135 °C
Presión máx. trabajo	6,5 bar
Capacidad cuba	Ø 135 115 mm

p.v.p. 2.666,33 €

oferta

2.080 €

+I.V.A.

Mufla de vertido para resinas R-020202



Cat. General Pág. 21

p.v.p. 79,68 €

oferta

62 €

+I.V.A.

Lava-polimerizadora E2 R-080060

Inox



Cat. General Pág. 98

	R-080060	R-080406	R-080400
Alto (con pomo)	450 mm	510 mm	480 mm
Ancho (con llave)	635 mm	420 mm	270 mm
Fondo	405 mm	500 mm	480 mm
Peso	34 kg	20 kg	15 kg

Polimerización:
12 muflas
Escaldado:
6 muflas abiertas

p.v.p. 3.974,98 €

oferta

3.100 €

+I.V.A.

Polimerizadora M-9, M-18 Concept

Polim. M-9

R-080400



Para 9 muflas con brida 030390

p.v.p. 1.815,76 €

oferta

1.416 €

+I.V.A.

Cat. General Pág. 100



Polim. M-18
Concept

R-080406

Para 18 muflas con brida 030390

p.v.p. 1.942,58 €

oferta

1.515 €


+I.V.A.



Lámpara polimerizadora "Sun Beam" R-080550



Alimentación	230 V. 50/60 Hz.
Espectro	280/550 nanómetros
Rango de tiempos	3/20 min.
6 lámparas	3 mod. 9 W/78 UVA y 3 mod. 9W/71 UVA
Consumo	54 W



p.v.p. 1.350,24 €

oferta

1.053 €

+I.V.A.

Cat. General Pág. 168

Lámparas polimerizadoras



R-100035

R-100037



p.v.p. 298,04 €

oferta

232 €

+I.V.A.

Cat. General Pág. 169

Alto	115 mm	107 mm
Ancho	215 mm	200 mm
Fondo	295 mm	285 mm
Peso	2 kg	1,2 Kg
Tensión	230 V.	240 V.
Potencia	40 W.	65 W
Nanómetros	350/400	320/500 Pico 405


- Lámpara LED, válida para la inmensa mayoría de materiales

p.v.p. 333,13 €

oferta

260 €

+I.V.A.



Prensa hidráulica R-030350

Piezas de desgaste construidas en acero bonificado y rectificado

Alto	510 mm
Ancho	225 mm
Fondo	230 mm
Long. máx. pistón	25 mm
Potencia máx. recomendada	250 kg/cm²
Peso	20 Kg.

p.v.p. 740,32 €
oferta
577 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 28



Chorro de arena Plutón R-080253

Inox

Alto 290 mm

Fondo 235 mm

NEW

- 2 Lápices móviles
- 1 Pedal
- Lámpara LED

p.v.p. 815,29 €
oferta
636 €
+I.V.A.

Mod. "Plutón"

Peso	6,100 kg
Consumo aire	80 l/min
Presión de trabajo	2 a 5 atm

Ancho 340 mm

Cat. General Pág. 117



Chorros de arena T-1, T-2 y T-3

- 1 o 2 lápices según modelo.
- Pistola fija de 3 mm.
- Pedal.

R-080290

p.v.p. 1.013,86 €
oferta
791 €
+I.V.A.

R-080280

p.v.p. 856,26 €
oferta
668 €
+I.V.A.

R-080270

p.v.p. 672,40 €
oferta
524 €
+I.V.A.

345 mm
435 mm
360 mm
6,5 a 9,5 Kg.

Cat. General Pág. 123



Chorros de arena Terra I, II y Terra III

Tamaño y ergonomía superior al conocido T2 y T3

R-080296

p.v.p. 1.045,38 €
oferta
815 €
+I.V.A.

R-080292

p.v.p. 709,18 €
oferta
553 €
+I.V.A.

390 mm
470 mm
410 mm
10,5 Kg.

Cat. General Pág. 122



- 1 o 2 lápices según modelo.
- Pistola fija de 3 mm.
- Luz LED 6 W.
- Pedal.

R-080294

p.v.p. 893,03 €
oferta
697 €
+I.V.A.

Chorro de arena Constellation "Practic"



R-080259

Alto	315 mm
Ancho	440 mm
Fondo	390 mm
Peso	12,5 kg
Consumo aire	80 l/min
Presión de trabajo	2 a 5 atm

p.v.p. 914,04 €
oferta
713 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 116

Pintado



Chorros de arena Constellation III y IV Painter y

R-200264

p.v.p. 1.470,88 €
oferta
1.147 €
+I.V.A.

315 mm
510 mm
440 mm
15,5 kg

R-200263

Constellation III y IV Painter y



Pintura epoxi

Acero Inoxidable

p.v.p. 1.365,81 €
oferta
1.065 €
+I.V.A.

p.v.p. 1.575,94 €
oferta
1.229 €
+I.V.A.

R-080264

Cat. General Pág. 114

R-080263

p.v.p. 1.470,88 €
oferta
1.147 €
+I.V.A.

Chorro de arena Cosmos

R-080233

- Arenadora de reciclaje y precisión.
- Chorro fijo, con boquilla de carburo de boro de 3 mm.
- Lápices móviles con boquillas de 1 y 1,25 mm.
- Soplador aire.
- Pedal.

Alto	550 mm
Ancho	430 mm
Fondo	500 mm
Peso	20 kg
Consumo máx. aire	90 l/min a 5 bar
Presión de trab.	2 a 5 atm

- Depósitos de chorreado incluidos

Cat. General Pág. 120

p.v.p. 2.132,77 €
oferta
1.664 €
+I.V.A.



Chorro de arena Galaxy

R-080235

Inox

- Boquilla de carburo de boro de 3 mm.
- Chorro automático y manual.

Alto	450 mm
Ancho	430 mm
Fondo	395 mm
Peso	19 kg
Consumo máx. aire	90 l/min a 5 bar
Presión de trab.	2 a 5 atm

Cat. General Pág. 118

p.v.p. 1.891,13 €
oferta
1.475 €
+I.V.A.





Inox

Gel-Bat

R-080510



p.v.p. 2.884,87 €

oferta

2.250 €

+I.V.A.



Referencia	080510	080511
Alto	500 mm	465 mm
Ancho	320 mm	330 mm
Fondo	320 mm	385 mm
Peso	15 kg	14 kg
Tensión Aliment. con toma a tierra	230 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz
Consumo aprox.	700 W	650 W
Velocidad rpm.	70-84	100
Capacidad	6 l.	7 l.

Cat. General Pág. 142-144



Inox

Aneto

R-080511



p.v.p. 2.998,17 €

oferta

2.339 €

+I.V.A.



Box - Pulidora con aspiración y luz de led

Inox

R-080500



Alto	500 mm
Ancho	800 mm
Fondo	500 mm
Peso	58 kg
RPM	1500/3000
Ruido	67 dB

p.v.p. 3.656,78 €

oferta

2.852 €

+I.V.A.

Cat. General Pág. 126

Box con aspiración para pulido

R-080502



- Fabricada en polipropileno de alta resistencia

Alto	500 mm
Ancho	800 mm
Fondo	500 mm
Peso	30 kg
Aspir. aprox.	500 m³/h.
Ruido	67 dB

p.v.p. 1.930,41 €

oferta

1.506 €

+I.V.A.

Cat. General Pág. 128

Mini Box - Pulidora

R-080508



- Cepillos no incluidos

- Conexión a aspiración.
- Iluminación LED.

Cat. General Pág. 131

Pantalla para Pulidora

R-080210 Totalmente de goma lo que evita una posible rotura de la pieza por escape.



p.v.p. 87 €

oferta

68 €

+I.V.A.



R-080164 velocidad variable

- Cepillos no incluidos

p.v.p. 231,39 €

oferta

180 €

+I.V.A.

p.v.p. 355,41 €

oferta

277 €


+I.V.A.

Cat. General Pág. 124-125-130

Electropulidoras



R-080150 1 velocidad



R-080160 2 velocidades

p.v.p. 446,22 €

oferta

348 €

+I.V.A.

R-080162 2 velocidades 500 W



p.v.p. 558,97 €

oferta

436 €

+I.V.A.



Pulidor Electrolítico

R-080490



Tensión de alimentación	230 V. 50/60 Hz
Tensión secundaria	16 V
Intensidad máx. / Disyuntor	10 A
Temporizador	0-30 Min.
Cap. cuba	2 l.
Ø x altura cuba	160 x 145
Peso cuba	1,2 kg



Cat. General Pág. 172

p.v.p. 1.033,25 €

oferta


806 €

+I.V.A.

Pulidor electrolítico Digital

R-100293

- Sólido y de reducidas dimensiones.



Con sistema integrado de agitación por aire

p.v.p. 599,63 €

oferta

468 €

+I.V.A.

Cat. General Pág. 182

Altura	145 mm
Ancho	210 mm
Fondo	250 mm
Peso	1,9 kg
Tensión	240 V 50/60 Hz
Consumo	100 W

Micromotor de inducción Plus

R-100280 (sin escobillas)

- Reloj Digital
- Sistema control velocidad Mano/Pie.
- Autodiagnostico error.
- Almacenamiento funciones (Trabajo en memoria).

Alto	182 mm
Ancho	96 mm
Fondo	207 mm
Peso	3,9 kg
RPM máx.	50.000
Torque	7,8 N.cm
Potencia	230 W



p.v.p. 886 €
oferta
691 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 208

Micromotor de inducción, de (Rodilla)

R-100278 B

Alto	240 mm
Ancho	83 mm
Fondo	290 mm
Peso	3,771 kg
RPM máx.	50.000
Torque	7,8 N.cm
Potencia	230 W



NEW

p.v.p. 826 €
oferta
644 €
+I.V.A.

Micromotor de escobillas

R-100283

- Salida para 2 piezas de mano.
- Giro izquierda/derecha.
- control suave de velocidad manual/pedal
- Protección automática de sobrecarga.

Caja control		Pieza de mano	
Alto	113 mm	Diámetro	30 mm
Ancho	130 mm	Longitud	155 mm
Fondo	190 mm	Peso	0,238 Kg
Peso	1,7 kg		
RPM máx.	45.000		
Torque	4,0 N.cm		
Salida	DC 0-32 V		



NEW

p.v.p. 443,42 €
oferta
346 €
+I.V.A.

Máquina Soldadora de puntos

R-100127



La máquina está controlada electrónicamente, lo que prácticamente elimina las chispas que normalmente se producen entre electrodos en las máquinas sin regulación. La potencia puede seleccionarse entre 30 niveles diferentes para adecuarse a los requerimientos de espesor del material que se desea soldar.

p.v.p. 540,28 €
oferta
421 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 183

Calentador de Cera

Gran capacidad R-080076



Alto	155 mm
Ancho	235 mm
Fondo	205 mm
Peso	1,7 kg
Cap.	1 l.
Temp.	30-100 °C

- Con cuba teflonada.

p.v.p. 416,06 €
oferta
325 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 136

Calentador por inducción

R-100009



- Con 2 sensores de proximidad

Alto	85 mm
Ancho	90 mm
Fondo	210 mm
Peso	530 gr.

Cat. General Pág. 184

p.v.p. 219,18 €
oferta
171 €
+I.V.A.

Espátulas electrónicas para modelar cera

R-100007
● 1 espátula y 2 puntas diferentes

Alto	65 mm
Ancho	75 mm
Fondo	120 mm
Peso	650 gr.
Temp.	50-200 °C



Cat. General Pág. 180

R-100008

- 2 espátulas y 6 puntas diferentes.

Alto	70 mm
Ancho	150 mm
Fondo	120 mm
Peso	1,3 kg
Temp.	50-200 °C



p.v.p. 220,55 €
oferta
172 €
+I.V.A.

p.v.p. 303,98 €
oferta
237 €
+I.V.A.

Calentadores de cera



R-080071 y R-080072			
Al. mm	An. mm	Fnd. mm	Peso
70	114	192	1,1 kg

R-080071
1 recipiente

p.v.p. 200,26 €
oferta
156 €
+I.V.A.

R-080072
4 recipientes

p.v.p. 200,26 €
oferta
156 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 135

Calentadores de inmersión

R-100126
1 recipiente

Alto	70 mm
Ancho	110 mm
Fondo	140 mm
Peso	480 gr.
Temp.	50-120°C



p.v.p. 178,81 €
oferta
139 €
+I.V.A.

R-100123
3 recipientes

Alto	74 mm
Ancho	200 mm
Fondo	140 mm
Peso	700 gr.
Temp.	50-120°C



- Temperatura independiente en cada cuba

p.v.p. 268,24 €
oferta
209 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 181

Paralelómetro

R-050310

Pinza concéntrica, para vástagos de 2 mm.

PIEZAS QUE INCORPORA:

- Cuchilla para cera.
- Varilla analizante.
- Varilla con resalte de 0,25 - 0,50 - 0,75.
- Estuche con minas.



FABRICADO
MESTRA
ESPAÑA
DISEÑADO

• No incluido

p.v.p. 321,88 €

oferta

251 €

+I.V.A.

Cat. General Pág. 58

Calentador de composite

R-080077

Dispositivo para mantener caliente las jeringuillas de composite.



FABRICADO
MESTRA
ESPAÑA
DISEÑADO

NEW

p.v.p. 300,00 €

oferta

234 €

+I.V.A.

Altura	135 mm
Ancho	97 mm
Fondo	110 mm
Peso	0,742 kg.
Temperaturas	40-50 y 70°C
Diámetro de agujeros	15 mm

Espátula electrónica para paralelómetro

R-100006

• Se Puede elegir 3 ejes de fijación diferentes para ser insertados en paralelómetro ó soporte de microfresado.



Alto	65 mm
Ancho	75 mm
Fondo	120 mm
Peso	650 gr.
Temp.	50-200 °C
Ø eje de fijación	A 3 / C 2,35 B 2 mm

p.v.p. 363,61 €

oferta

284 €

+I.V.A.

• 4 puntas diferentes.

Cat. General Pág. 137

Máquina de termoconformado

R-080541



Alto	280 mm
Ancho	160 mm
Fondo	210 mm
Peso	4,25 kg

• Para planchas cuadradas y redondas

Planchas 127 x 127 mm
Planchas Ø 120 a 127 mm

p.v.p. 659,71 €

oferta

515 €


+I.V.A.

Cat. General Pág. 160

Bandeja porta-trabajos

(10 unidades, un color)

Amarillo R-100050
Azul R-100052
Rojo R-100054
Verde R-100056
Blanco R-100058



p.v.p. 73,21 €

oferta

57 €

+I.V.A.


Cat. General Pág. 60

10 unidades

Bandeja porta-trabajos GRANDE

(10 unidades, un color)

Amarillo R-100062
Azul R-100064
Rojo R-100066
Verde R-100068
Blanco R-100069



p.v.p. 82,85 €

oferta

65 €

+I.V.A.

Cat. General Pág. 60

10 unidades

Carro porta-bandejas

R-100048

p.v.p. 324,65 €

oferta

253 €

+I.V.A.

Carro porta-bandejas

+ (30 u. pequeñas + 20 grandes)

R-100048-50

p.v.p. 632,49 €

oferta

493 €

+I.V.A.

Carro porta-bandejas

+ (60 u. pequeñas)

R-100048-60

p.v.p. 675,56 €

oferta

527 €

+I.V.A.

Cat. General Pág. 61

Bandejas porta trabajos

(sobremesa) 10 u.

(No compatible con carro R-100048)
(No compatible con barra-soporte R-100060)



Caja de 10 unidades por color

10 unidades

La unidad sale a

2 €

+I.V.A.

p.v.p. 24 €

oferta

20 €

+I.V.A.

10 u. R-100043 Amarillo
10 u. R-100044 Azul
10 u. R-100045 Rojo
10 u. R-100046 Morada
10 u. R-100047 Blanca

Cat. General Pág. 61

Qdent®

REMOVABLE PROTHESIS SOLUTIONS

RESINA ACRÍLICA SEMIFLEXIBLE POR VERTIDO, PARA TODO TIPO DE PRÓTESIS REMOVIBLE, con método gelatina o silicona (frente o mufa/verticulator).

Ganchos estéticos rosas, blancos y transparentes.

NO NYLON, NO POLIAMIDA

Reparable, agregable, rebasable, desbastado y pulido con técnica convencional.

Sin envejecimiento prematuro de la prótesis como las de materiales a base de nylon opoliámida.

- 3 TONOS ROSA PARA BASE.
- 2 BLANCOS, 1 TRANSPARENTE PARA RETENEDORES.

Asesoramiento Técnico 669 81 04 09
www.qdent-system.com

Consulte a su distribuidor

NEW

Verticulator Handy Basic

R-130100

Potente herramienta que encaja en multitud de trabajos de prótesis dentales, para elaborar o para diseñar: sobreimplantes, híbridas, prótesis fija, removible, cargado de composites o cerámica, rebases, composturas, prótesis provisionales, etc...

Oferta lanzamiento
331 €
+I.V.A.

R-100138

- Temperatura.
- Desagüe.
- Cesta Inox.
- Cesta plástico.
- Teclado táctil.

Baños de ultrasonidos: de 7,5L, 6L, 3L.

R-100136

- Temperatura.
- Desagüe.
- Cesta plástico.

R-100139

NEW

p.v.p. 687,17 €
oferta
536 €
+I.V.A.

p.v.p. 497,79 €
oferta
388 €
+I.V.A.

p.v.p. 357,11 €
oferta
279 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 204-205

Baños de ultrasonidos: de 2,5L. y 1,4 L.

R-100140

	R-100138	R-100136	R-100139	R-100140	R-100141
Alto	277 mm	240 mm	210 mm	204 mm	162 mm
Ancho	541 mm	515 mm	455 mm	314 mm	225 mm
Fondo	337 mm	315 mm	275 mm	243 mm	240 mm
Peso	9,800 kg	7,500 kg	5,100 kg	3,073 kg	1,943 kg
Cap. cuba	7500 mL máx. 6000 mL	6000 mL máx. 5000 mL	3000 mL máx. 2500 mL	2500 mL máx. 2100 mL	1400 mL máx. 1000 mL

R-100141

p.v.p. 253,23 €
oferta
198 €
+I.V.A.

p.v.p. 164,51 €
oferta
128 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 204-205

Baño de ultrasonido Calipso

R-080422

FABRICADO
MESTRA
ESPAÑA
DISEÑADO

Alto	220 mm
Ancho	425 mm
Fondo	270 mm
Peso	4,5 kg
Cap. cuba	4 L.
Frecuencia	40 kHz.

p.v.p. 1.139,52 €
oferta
889 €
+I.V.A.

Incluye:

- Cesta de acero inoxidable.
- Vaso de cristal.
- Pinzas limpiafresas.
- Temperatura.
- Desagüe.

Cat. General Pág. 133

Mezcladora de siliconas

R-100360

- Apta para el 99 % de siliconas.

Alto	290 mm
Ancho	170 mm
Fondo	250+150 mm
Peso	7,100 kg
Temp. Ambiente	5-40 °C
Alimentación	240 V 50 Hz
Potencia	150 W
Empuje	450 kg +10

NEW

p.v.p. 950 €
oferta
741 €
+I.V.A.

Selladora de bolsas

R-080433

- Longitud sellado 305 mm.
- Anchura sellado 12 mm.

Alto	210 mm
Ancho	430 mm
Fondo	335 mm
Peso	6,5 kg
Tensión	230 V, 50/60 Hz
Potencia	100 W

p.v.p. 325,40 €
oferta
254 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 213

Destilador Descalcificador R-100210



Alto	365 mm
Ancho	250 mm
Fondo	280 mm
Peso	3,5 kg
Cap. cuba	4 l.

p.v.p. 241,85 €
oferta
189 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 217



Depósito de agua destilada R-080620



Está fabricado en acero inoxidable con regulador de presión y **doble válvula de seguridad**.

Alto	680 mm
Ancho con regulador de presión	255 mm
Fondo o diámetro	225 mm
Peso	4,700 kg
Capacidad	18 litros

p.v.p. 290 €
oferta
226 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 217

Mezcladora de alginato R-080515

- Fácilmente transportable.
- Ergonómica.
- 2 velocidades.



+ regalo de 1 taza valorada en **20,90 €**
R-080515-02



• Espátula incluida.

Alto	Ancho	Fondo	Peso
230 mm	175 mm	250 mm	3 kg

p.v.p. 390,47 €
oferta
305 €
+I.V.A.


Cat. General Pág. 174

Mezcladora automática de alginato R-100191

- **CÓMODA** Mezcla automática.
- **RÁPIDA** Obtención de la mezcla en pocos segundos.
- **LIMPIEZA** fácil de todos los componentes.

- **MEZCLA MÁXIMA** 80 grs. agua + alginato.

+ regalo depósito estanco para alginato valorado en **70,35 €**
R-100189



p.v.p. 792,77 €
oferta
618 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 214

Calentador de placas de Cera R-080078

Para registros intraorales en clínica

Alto	155 mm
Ancho	235 mm
Fondo	205 mm
Peso	1,7 kg
Cap.	1 l.
Temp.	30-75 °C

- Cuba y tapa Inox.




p.v.p. 389,17 €
oferta
304 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 136

Localizador de Ápices R-100330



Calibración automática, pantalla LCD con una imagen clara y precisa. Con colores diferentes. Accesorios esterilizables. Batería recargable.




p.v.p. 422,30 €
oferta
329 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 212

Motor endodondia R-100350



CE 0120



Alto	215 mm
Ancho	85 mm
Fondo	120 mm
Peso	0,285 kg
RPM máx.	100-600
Torque	1,4 N.cm
Alimentación	Pilas

p.v.p. 765,42 €
oferta
597 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 209

Lámpara de blanqueamiento R-100340



Alto	1120 mm
Ancho	820 mm
Fondo	280 mm
Peso	10,00 Kg.

p.v.p. 643,88 €
oferta
502 €
+I.V.A.

Cat. General Pág. 211



Ultrasonidos de sobremesa

D1 R-100310

D3 R-100313

D5 R-100316

CE
0197



p.v.p. 209,64 €
oferta
164 €
+ I.V.A.

p.v.p. 241,81 €
oferta
189 €
+ I.V.A.

p.v.p. 343,12 €
oferta
268 €
+ I.V.A.

94 mm
138 mm
203 mm
0,62 kg
1 Función
LIMPIEZA
Pieza de mano tipo
Satelec. Fija- no
desmontable
con 5 puntas-insertos

2 Funciones
LIMPIEZA- PERIODONCIA
Pieza de mano tipo Satelec.
Desmontable y Autoclavable
con 5 puntas-insertos

Cat. General Pág. 210-211

3 Funciones
LIMPIEZA- PERIODONCIA-
ENDODONCIA
Pieza de mano tipo Satelec.
Desmontable y Autoclavable
con 6 puntas-insertos

D7 R-100318

NEW



p.v.p. 892,78 €
oferta
696 €
+ I.V.A.

230 mm
190 mm
240 mm
1,228 kg
3 Funciones
LIMPIEZA- PERIODONCIA-
ENDODONCIA
Depósito para líquidos o medicamentos
de tratamiento. Pieza de mano tipo Satelec
desmontable y autoclavable
a 135° con 8 puntas-insertos

Lámpara de Polimerización Led.C. R-100320

- Sin cables.
- Baterías recargables en la propia base.

CE
0197



Alimentación:	100-240 V, 50/60 Hz
Salida de luz:	850 - 1000 m W/cm²
Peso neto:	120 g
Dimensiones:	263 x Ø 23 mm

p.v.p. 232,60 €
oferta
181 €
+ I.V.A.

Cat. General Pág. 211

Mini Arenador para uso en Laboratorio R-100122



Presión de trabajo	4 a 5,5 Kg f/cm²
Granulación de oxido	Hasta 100 micras
Peso	65 g.

p.v.p. 187,46 €
oferta
146 €
+ I.V.A.

Cat. General Pág. 24

Mufla para duplicar con alginato R-020206

Con juego reductor de tamaño,
para modelos pequeños.



p.v.p. 91,98 €
oferta
72 €
+ I.V.A.

Cat. General Pág. 203

DIMENSIONES INTERIORES	
100 x 83 x 44 mm	0.280 kg.

Carrito móvil eléctrico R-100305

Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
3 bandejas de 40 x 30 cm.
2 tomas de corriente para alimentar los equipos.
4 ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.

Alto	780 mm
Ancho	400 mm
Fondo	418 mm

p.v.p. 297,60 €
oferta
232 €
+ I.V.A.

Cat. General Pág. 216

Carrito móvil eléctrico R-100306

Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
3 bandejas de cristal. 2 tomas de corriente
4 ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.

Alto	770 mm
Ancho	490 mm
Fondo	370 mm

p.v.p. 590,40 €
oferta
461 €
+ I.V.A.



NEW



MESTRA® by iconCLAVE R-100365

NEW



- Autoclave de sobremesa D118 de 18 litros clase B.
- Componentes internos de alta calidad de marcas italianas, japonesas y estadounidenses.
- ✓ Válvulas ODE.
- ✓ Bomba de vacío ULUAK.
- ✓ Bomba de agua ULKA.
- Ultra silencioso (nivel de sonoridad inferior a 70 dB).
- Sistema de vacío triple fraccionado con un generador independiente de vapor, el cual garantiza ciclos de esterilización rápidos y seguros.
- Sistema de control de alta precisión para unos resultados de esterilización perfectos (EN13060).
- Autodiagnóstico con códigos de error.



- Completamente automático con ciclos de esterilización pre-programados.
- Cámara y puerta en acero inoxidable, con acabado de electro-pulido.
- Tanque de agua tipo abierto, lo que permite fácil llenado y limpieza.

Voltaje Nominal	220-240 V 50/60 Hz.
Dimensiones cámara	247 / 350 mm
Disyuntor	F16 A / 400 V
Potencia Nominal	1750 W
Temperaturas de esterilización	121 / 134 °C
Capacidad tanque agua destilada	2,5 litros
Temperatura de operación (°C)	5-40
Humedad relativa de operación	Max. 80 %, no condensada
Alto	450 mm
Ancho	490 mm
Fondo	680 mm
Peso	47 kg.
Nivel Máx. de ruido	< 70 dB
Presión atmosférica de operación (kPa)	76-106

Oferta lanzamiento
2.500 €
+ I.V.A.



Servicio Técnico Oficial
iconCLAVE
en España



Brazo especial COMPACTO

Lámpara LED

R-100288

Cat. General Pág. 218

p.v.p. 126,69 €

oferta

90 €

+ I.V.A.

- 84 LEDs.
- Temperatura de color, 6.000 - 7.000° K.
- Energía consumida 2 a 21 W.
- Intensidad de luz regulable.
- Vida estimada, 50.000 horas.
- Con pinza para sujeción a la mesa.



Lámpara lupa

R-100287

p.v.p. 95,02 €

oferta

74 €

+ I.V.A.


- 90 LEDs blancos.
- Lente de 3 dioptrías.
- Diámetro lupa 120 mm.
- Con pinza para sujeción a la mesa.

Cat. General Pág. 218

Mesa de trabajo R-100301 K2



- Mesa metálica, encimera de madera.
 - Silla para puesto trabajo.
 - Pulidora + 2 bandejas.
 - Micromotor.
 - Lámpara LED
- OBSEQUIO:**
- Lupa de mesa.
 - Fresero magnético.



p.v.p. 1.807,13 €

oferta

1.410 €

+ I.V.A.

Silla Puesto de trabajo R-100300

Ruedas con frenado de seguridad
Normativa Europea (EN 1335-2:2009)

Permite 4 regulaciones diferentes: altura e inclinación del asiento y altura y ángulo de inclinación del respaldo.

p.v.p. 257,50 €

oferta

201 €

+ I.V.A.

Cat. General Pág. 62

(L) 950 x (W) 610 x (H) 100 mm 63,000 kg

Articulador Arquímedes Junior

Cualidades:

- Distancia intercondilar fija 110 mm.
- Guía condilar fija en la medida 30°.
- Ángulo Bennet fijo en la medida 15°.

p.v.p. 116,24 €

oferta

91 €

+ I.V.A.



Semajustable

R-010098

Articulador Arquímedes Profesional Semajustable

Cualidades:

- Distancia intercondilar fija 110 mm.
- Angulación de Bennet ajustable.
- Regulación de Guía Condilar.

R-010099

Articulador + Estuche.

p.v.p. 212,15 €

oferta

165 €

+ I.V.A.



R-010102
Articulador + Arco Estandar + Estuche.

p.v.p. 308,47 €

oferta

241 €

+ I.V.A.



R-010101
Articulador + Arco Elite + Estuche.

p.v.p. 401,37 €

oferta

313 €

+ I.V.A.

Accesorios opcionales



Articulador tipo arcon Arquímedes Protrusor Semajustable

Cualidades:

- Distancia intercondilar fija (110 mm.)
- Regulación de la Guía Condilar.
- Regulación del ángulo BENNETT.
- Sistema de estabilización del movimiento de la Guía Condilar.
- Pino de apoyo de la Rama Superior en posición abierta.
- Ajuste milimétrico de la Protrusión.
- Puede ser Estandarizado (Calibrado).




R-010103
Articulador + Estuche.

p.v.p. 350,21 €

oferta

273 €

+ I.V.A.



R-010104
Articulador + Arco Estandar + Estuche.

p.v.p. 440,67 €

oferta

344 €

+ I.V.A.



R-010106
Articulador + Arco Elite + Estuche.

p.v.p. 561,87 €

oferta

438 €

+ I.V.A.

Cat. General Pág. 188-189

Compresor de pistón seco

- Duraderos ● Silenciosos
- Sin mantenimiento



R-110300
sin secador

p.v.p. 608 €

oferta

474 €

+ I.V.A.



R-110310
con secador

p.v.p. 1.300 €

oferta

1.014 €

+ I.V.A.



R-110330
sin secador

p.v.p. 1.100,35 €

oferta

858 €

+ I.V.A.



R-110340
con secador

p.v.p. 1.876,42 €

oferta

1.464 €

+ I.V.A.

Estos compresores no son recomendables para centros de fresado

R-110300-310 / R-110330-340

	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz
Potencia	750 W	1.500 W
Aire aspirado	152 l/min.	230 l/min.
Caudal efectivo (a 4 bar)	80 l/min.	160 l/min.
R.P.M.	1.400	1.400
Ruido	58 dB	59 dB
Presión	6-8 bar	6-8 bar
Capacidad calderín	38 l.	60 l.
Peso	30/37 kg.	58/66 kg.
Alto	650 mm	750 mm
Ancho	390 mm	680 mm
Largo	390/540 mm	370/480 mm