

	ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO	EP-1693
	LÍNEA CLÍNICA / CLINIC LINE	Revisión: 08
		09.11.2018
		Página 1 de 1

1 PRODUCTO / PRODUCT

Ventura Etching Gel

2 DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Descripción / Description	Gel ácido tixotrópico para la técnica del grabado ácido del esmalte dental. <i>Thixotropic acid gel for the acid etching technique for dental enamel.</i>
Clasificación / Classification	Producto Sanitario de Clase IIa / <i>Class IIa Medical Device</i> - CE2460

3 COMPOSICIÓN TÍPICA / TYPICAL COMPOSITION

Ácido fosfórico / Phosphoric acid	37,0 %
Espesante / Thickening agent	8,0 %
Agua / Water	54,7 %
Dispersante, colorante / Dispersing agent, colouring	0,3 %

4 PROPIEDADES / PROPERTIES

Conexión / Connection	Luer-Lock
Color / Colour	Azul / <i>Blue</i>
pH (diluido 1:50)	1,4 – 1,8
Densidad a 20 °C / Density (20°C)	1,30 ± 0,05 g/cm ³

5 ALMACENAMIENTO / STORAGE

Temperatura de almacenamiento recomendada / Recommended storage temperature	< 23 °C – 73 °F
Vida media / Shelf life	3 años / 3 years

6 PRESENTACIÓN / PACKAGING

1693: Ventura Etching Gel 3 ml: Bolsa con 1 jeringa de 3 ml / *Bag containing 1 syringe of 3 ml*
1694 Ventura Etching Gel 6 ml: Caja con 2 jeringas de 3 ml cada una / *Box containing 2 syringes of 3 ml each.*
1697: Ventura Etching Gel 10 ml: Caja con 1 jeringas de 10 ml / *Box containing 1 syringe of 10 ml.*
1695: Ventura Etching Gel 12 ml: Bolsa con 4 jeringas de 3 ml cada una / *Bag containing 4 syringes of 3 ml each.*
1700: Ventura Etching Gel 26 ml : Bolsa con 2 jeringas de 10 ml + 2 jeringas de 3 ml / *Bag containing 2 syringes of 10 ml and 2 syringes of 3 ml*
1947: Ventura Etching 30 ml: Bolsa con 3 jeringas de 10 ml / *Bag containing 3 syringes of 10 ml*