

emexact[®]

Aditamentos protésicos dentales



Catálogo de producto 2019



© EM Exact, S.A. Todos los derechos reservados

Las imágenes publicadas no tienen carácter contractual.

Este catálogo va dirigido exclusivamente a profesionales del sector dental.

Todos los demás nombres, marcas y marcas comerciales se utilizan exclusivamente con fines de identificación, pudiendo tratarse de marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

Compatibilidad
Comodidad
Exactitud

emexact[®]
Aditamentos protésicos dentales

EM Exact, S.A. diseña, desarrolla, fabrica y comercializa aditamentos protésicos dentales con el conocimiento que dan más de 50 años de experiencia en el sector dental, ofreciendo productos que ahorran tiempo y dinero y que garantizan prótesis estéticas y funcionales.

Partiendo de las mejores materias primas, fabricamos nuestros productos utilizando procesos capaces y estables, considerando la integridad personal, la creatividad y la innovación como partes primordiales de nuestro reto diario a la mejora continua.

Éste es el secreto de la alta calidad de nuestros productos.



Calidad

Nuestra empresa dispone de la mejor tecnología para controlar y mantener la máxima calidad en todos sus procesos: fabricación, limpieza y envasado.

Durante el proceso de fabricación, todos los productos se inspeccionan en cada una de sus fases.

Para garantizar el correcto funcionamiento de todos nuestros productos, se realiza un control unitario antes de continuar con la fase de envasado.

Todos los productos cumplen la Directiva 93/42/CEE Modificada por la Directiva 2007/47/CEE. Disponemos de Sala Blanca con clase 100.000 del Federal Standard 209D e ISO Clase 8 del Estándar ISO 14644-1.

Nuestro Sistema de Gestión está certificado s/norma ISO 13485 para el diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de aditamentos protésicos dentales y sus accesorios.



Instrucciones de uso en www.emexact.com



Cumplimiento de la Directiva 93/42/CEE
Modificada por la Directiva 2007/47/CEE



Tecnología digital



EM Exact S.A, afronta el reto que significa la digitalización en la producción de prótesis con soluciones prácticas y eficaces.

La tecnología aplicada en la odontología para producir rehabilitaciones en el laboratorio, está revolucionando la forma de practicar la odontología. Las soluciones digitales facilitan el diseño y la fabricación de complejas rehabilitaciones estéticas y duraderas.


EM Exact, presenta una nueva línea de productos emexact® Digital Workflow para que puedan realizar sus trabajos en CAD/CAM.



Librerías

Con la gama de productos emexact Digital Workflow, tendrán acceso a una extensa gama de soluciones en aditamentos y recursos para todo el proceso de creación de sus prótesis de manera digital.

En Em Exact disponemos de librerías compatibles con los principales softwares CAD como:





Compatibilidad	Conexión	Pág.
Nobel Biocare® Brånemark System®	Hexágono Externo	8
BTI® / BTI® Tiny / BTI® ancha.....	Hexágono Externo.....	10
BioHorizons®	Hexágono Externo.....	11
Sweden & Martina®.....	Hexágono Externo.....	11
Phibo® TSH®	Hexágono Externo.....	11
MicroMini® - 3i Certain®.....	Hexágono Externo.....	11
Klockner®	Hexágono Externo.....	12
Microdent System®	Hexágono Externo.....	13
Mis® / Zimmer®	Hexágono Interno	16
Alpha-Bio	Hexágono Interno	17
Certain® - MicroMini® - 3i Certain®.....	Hexágono Interno	18
NobelActive™	Cónica Interna Hexalobulado ...	19
NobelReplace® Replace Select™	Trilobulado Interno	20
Straumann® ITI®.....	Cónica Interna.....	22
Straumann® Bone Level.....	Cónica Interna.....	23
Astra®	Cónica Interna.....	24
Astra® Evolution	Cónica Interna.....	24
BTI® interna	Cuadrilobulado Interno	25
Astra®	Cónica Interna.....	26
Nobel Biocare® / Multi-unit.....	Cono Externo.....	27
Mis® / New Multi-unit.....	Cono Externo.....	27
Multi-unit	Cono Externo.....	28
emexact® Digital Workflow	Varias	29
emexact® Tooling	Varias	35
emexact® Osteosynthesis	Varias	39
BHS30 Ball Head System®	Varias	41
Dualock®	Varias	46



HEXÁGONO EXTERNO

Compatible con:

Nobel Biocare® Brånemark System®

	3,5-hex.2,4	4,1-hex.2,7			5,0-hex.2,7			5,0-hex.3,4
Análogo	Análogo Ø3,5 5222 Inox	Análogo Ø4,1 5098 Inox			Análogo Ø5-2,7 5082 Inox			Análogo Ø5-3,4 5070 Inox
Calcínable	Calcínable ant. Ø3,5 5220 Antirrotatorio Poliactal	Calcínable ant. Ø4,1 5115 Antirrotatorio Poliactal	Calcínable ant. Ø4,1 corto 7050 Antirrotatorio Poliactal		Calcínable ant. Ø5 -2,7 5106 Antirrotatorio Poliactal			Calcínable ant. Ø5 -3,4 5072 Antirrotatorio Poliactal
	Calcínable rot. Ø3,5 5221 Rotatorio Poliactal	Calcínable rot. Ø4,1 5102 Rotatorio Poliactal	Calcínable rot. Ø4,1 corto 7049 Rotatorio Poliactal		Calcínable rot. Ø5 -2,7 5105 Rotatorio Poliactal			Calcínable rot. Ø5 -3,4 5071 Rotatorio Poliactal
Tornillo 0051	Tornillo M1,6 - Unigrip 5223 Titanio Gr 5	Tornillo M2 - 1,20 5066 Titanio Gr 5	Tornillo M2 - 1,20 GoldGrip 7148 Titanio Gr 5 GoldGrip	Tornillo M2 - 1,20 Hardened 7145 Titanio Gr 5 Hard Anodized	Tornillo M2 - 1,20 5066 Titanio Gr 5	Tornillo M2 - 1,20 GoldGrip 7148 Titanio Gr 5 GoldGrip	Tornillo M2 - 1,20 Hardened 7145 Titanio Gr 5 Hard Anodized	Tornillo M2,5 - 1,20 5073 Titanio Gr 5
	Tornillo M1,6 - Unigrip GoldGrip 8032 Titanio Gr 5 GoldGrip	Tornillo M2 - 1,25 5127 Titanio Gr 5	Tornillo M2 - 1,25 GoldGrip 5847 Titanio Gr 5 GoldGrip	Tornillo M2 - 1,25 Hardened 7146 Titanio Gr 5 Hard Anodized	Tornillo M2 - 1,25 5127 Titanio Gr 5	Tornillo M2 - 1,25 GoldGrip 5847 Titanio Gr 5 GoldGrip	Tornillo M2 - 1,25 Hardened 7146 Titanio Gr 5 Hard Anodized	Tornillo M2,5 - 1,20 GoldGrip 8034 Titanio Gr 5 GoldGrip
	Tornillo M1,6 - Unigrip Hardened 8024 Titanio Gr 5 Hard Anodized	Tornillo M2 Unigrip 5118 Titanio Gr 5	Tornillo M2 - Unigrip GoldGrip 8033 Titanio Gr 5 GoldGrip	Tornillo M2 - Unigrip Hardened 5825 Titanio Gr 5 Hard Anodized	Tornillo M2 - Unigrip 5118 Titanio Gr 5	Tornillo M2 - Unigrip GoldGrip 8033 Titanio Gr 5 GoldGrip	Tornillo M2 - Unigrip Hardened 5825 Titanio Gr 5 Hard Anodized	Tornillo M2,5 - 1,20 Hardened 8025 Titanio Hard Anodized
		Tornillo M2 - 1,20 Top thread 5558 Titanio Gr 5	Tornillo M2 - 1,20 Top thread GoldGrip 8008 Titanio Gr 5 GoldGrip	Tornillo M2 - 1,20 Top thread Hardened 6178 Titanio Gr 5 Hard Anodized	Tornillo M2 - 1,20 Top thread 5558 Titanio Gr 5	Tornillo M2 - 1,20 Top thread GoldGrip 8008 Titanio Gr 5 GoldGrip	Tornillo M2 - 1,20 Top thread Hardened 6178 Titanio Gr 5 Hard Anodized	
		Tornillo M2 - 1,25 Top thread 5848 Titanio Gr 5	Tornillo M2 - 1,25 Top thread GoldGrip 8009 Titanio Gr 5 GoldGrip	Tornillo M2 - 1,25 Top thread Hardened 5992 Titanio Gr 5 Hard Anodized	Tornillo M2 - 1,25 Top thread 5848 Titanio Gr 5	Tornillo M2 - 1,25 Top thread GoldGrip 8009 Titanio Gr 5 GoldGrip	Tornillo M2 - 1,25 Top thread Hardened 5992 Titanio Gr 5 Hard Anodized	
		Tornillo M2 - 1,20 Short head 8088 Titanio Gr 5	Tornillo M2 - 1,20 Short head GoldGrip 8090 Titanio Gr 5 GoldGrip	Tornillo M2 - 1,20 Short head Hardened 8092 Titanio Gr 5 Hard Anodized	Tornillo M2 - 1,20 Short head 8088 Titanio Gr 5	Tornillo M2 - 1,20 Short head GoldGrip 8090 Titanio Gr 5 GoldGrip	Tornillo M2 - 1,20 Short head Hardened 8092 Titanio Gr 5 Hard Anodized	
		Tornillo M2 - 1,25 Short head 8089 Titanio Gr 5	Tornillo M2 - 1,25 Short head GoldGrip 8091 Titanio Gr 5 GoldGrip	Tornillo M2 - 1,25 Short head Hardened 8093 Titanio Gr 5 Hard Anodized	Tornillo M2 - 1,25 Short head 8089 Titanio Gr 5	Tornillo M2 - 1,25 Short head GoldGrip 8091 Titanio Gr 5 GoldGrip	Tornillo M2 - 1,25 Short head Hardened 8093 Titanio Gr 5 Hard Anodized	
		Arandela de oro 5443 Oro Modelo de utilidad nº 200801559/9			Arandela de oro 5443 Oro Modelo de utilidad nº 200801559/9			



HEXÁGONO EXTERNO

Compatible con:

Nobel Biocare® Brånemark System®

4,1-hex.2,7

5,0-hex.3,4

Pilar cementación



Pilar recto ant. Ø4,1

5128

Antirrotatorio
Titanio Gr 5



Pilar recto rot. Ø4,1

5129

Rotatorio
Titanio Gr 5



Pilar recto ant. Ø4,1
amarillo

7981

Antirrotatorio
Titanio Gr 5
Anodizado Amarillo



Pilar CoCr ant. Ø8

5603

Antirrotatorio
CoCr



Pilar angulado 15°

5821

Antirrotatorio
Titanio Gr 5



Pilar angulado 25°

5822

Antirrotatorio
Titanio Gr 5



Pilar sobrecolable



Pilar sobrec. CoCr
ant. Ø4,1

6314

Antirrotatorio
CoCr



Pilar sobrec. CoCr
rot. Ø4,1

6315

Rotatorio
CoCr



Pilar Multi-Unit



Pilar MU HE
1mm

5733

Rotatorio
Titanio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar MU HE
2mm

5458

Rotatorio
Titanio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar MU HE
3mm

5459

Rotatorio
Titanio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar MU HE
4mm

5460

Rotatorio
Titanio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar MU HE
5mm

5461

Rotatorio
Titanio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar MU HE
7mm

5462

Rotatorio
Titanio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar angulado 17° -
2mm

6312

Antirrotatorio
Titanio Gr 5
Llave Unigrip MUA



Pilar MUA HE 17° -
3mm

6639

Antirrotatorio
Titanio Gr 5
Llave Unigrip MUA



Pilar angulado 30° -
3mm

6313

Antirrotatorio
Titanio Gr 5
Llave Unigrip MUA



Pilar MUA HE 30° -
4mm

6640

Antirrotatorio
Titanio Gr 5
Llave Unigrip MUA



Pilar MU HE 1mm -
zigomatic

8222

Antirrotatorio
Titanio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar provisional



Pilar provisional
ant. Ø4,1

5855

Antirrotatorio
Titanio Gr 5



Pilar provisional
rot. Ø4,1

5854

Rotatorio
Titanio Gr 5



Pilar provisional
ant. Ø4,1 Peek

8016

Antirrotatorio
Peek



Pilar provisional
rot. Ø4,1 Peek

8015

Rotatorio
Peek



Pilar cicatrización



Pilar cic. 2 mm -
1,25

5527

Rotatorio
Titanio Gr 5



Pilar cic. 3 mm -
1,25

5528

Rotatorio
Titanio Gr 5



Pilar cic. 4 mm -
1,25

5529

Rotatorio
Titanio Gr 5



Pilar cic. 5 mm -
1,25

6305

Rotatorio
Titanio Gr 5



Pilar cic. 2 mm -
1,20

5537

Rotatorio
Titanio Gr 5



Pilar cic. 3 mm -
1,20

5538

Rotatorio
Titanio Gr 5



Pilar cic. 4 mm -
1,20

5539

Rotatorio
Titanio Gr 5



Pilar cic. 5 mm -
1,20

5556

Rotatorio
Titanio Gr 5



Transfer



Transfer Cubeta
Abierta Ø4,1 ant.

**5852 +
5853**

Antirrotatorio
Titanio Gr 5
Anodizado amarillo



Transfer Cubeta
Abierta Ø4,1 rot.

**7943 +
5853**

Rotatorio
Titanio Gr 5
Anodizado amarillo



Transfer Cubeta
Cerrada ant.

**5676 +
5696**

Titanio Gr 5
Anodizado amarillo



Tornillo M2 - 1,25
Transfer Cubeta
Abierta

5853

Titanio Gr 5



Tornillo M2 - 1,25
Transfer Cubeta
Cerrada

5696

Titanio Gr 5



Interfase



Interfase Ø4,1 ant.
H-0,4

7948

Antirrotatorio
Titanio Gr 5
PVD



Interfase Ø4,1 rot.
H-0,4

5090

Rotatorio
Titanio Gr 5
PVD



Interfase Ø4,1 ant.
H-1,5

8292

Antirrotatorio
Titanio Gr 5
PVD



Interfase Ø4,1 rot.
H-1,5

8293

Rotatorio
Titanio Gr 5
PVD



Calcínable
Interfase Ø4,1 ant.

7949

Antirrotatorio
Poliacetal



Calcínable
Interfase Ø4,1 rot.

5089

Rotatorio
Poliacetal



Interfase Ø5,0 ant.
H-0,4

8288

Antirrotatorio
Titanio Gr 5
PVD



Interfase Ø5,0 rot.
H-0,4

8289

Rotatorio
Titanio Gr 5
PVD



Interfase Ø5,0 ant.
H-1,5

8304

Antirrotatorio
Titanio Gr 5
PVD



Interfase Ø5,0 rot.
H-1,5

8306

Rotatorio
Titanio Gr 5
PVD



Calcínable
Interfase Ø4,8 ant.

8307

Antirrotatorio
Poliacetal



Calcínable
Interfase Ø4,8 rot.

8133

Rotatorio
Poliacetal





HEXÁGONO EXTERNO

Compatible con:

BTi® Tiny

BTi®

BTi® ancha

3,5-hex 2,5

4,1-hex 2,7

5,5-hex 3,3

Análogo

Análogo Ø3,5
Tiny®
7957
Inox



Análogo Ø4,1
5098
Inox



Análogo Ø5,5 BTi®
7967
Inox



Calcinable

Calcinable ant.
Tiny®
7961
Antirrotatorio
Poliacetal



Calcinable rot.
Tiny®
7960
Rotatorio
Poliacetal



Calcinable ant.
Ø4,1
5115
Antirrotatorio
Poliacetal



Calcinable ant.
Ø4,1 corto
7050
Antirrotatorio
Poliacetal



Calcinable rot.
Ø4,1
5102
Rotatorio
Poliacetal



Calcinable rot.
Ø4,1 corto
7049
Rotatorio
Poliacetal



Arandela de oro
5443
Oro
Modelo de utilidad
n° 200801559/9



Arandela de oro
5443
Oro
Modelo de utilidad
n° 200801559/9



Tornillo CE 0051

Tornillo M2 1,25
BTi®
5227
Titanio Gr 5



Tornillo M2 1,20
Tiny®
7958
Titanio Gr 5



Tornillo M2 - 1,20
5066
Titanio Gr 5



Tornillo M2 - 1,20
GoldGrip
7148
Titanio Gr 5
GoldGrip



Tornillo M2 - 1,20
Hardened
7145
Titanio Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M2 - 1,20
5066
Titanio Gr 5



Tornillo M2 - 1,20
GoldGrip
7148
Titanio Gr 5
GoldGrip



Tornillo M2 - 1,20
Hardened
7145
Titanio Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M2 Tiny®
1,20 Goldgrip
8060
Titanio Gr 5
GoldGrip



Tornillo M2 Tiny®
1,20 Hardened
8116
Titanio Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M2 - 1,25
5127
Titanio Gr 5



Tornillo M2 - 1,25
GoldGrip
5847
Titanio Gr 5
GoldGrip



Tornillo M2 - 1,25
Hardened
7146
Titanio Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M2 - 1,25
5127
Titanio Gr 5



Tornillo M2 - 1,25
GoldGrip
5847
Titanio Gr 5
GoldGrip



Tornillo M2 - 1,25
Hardened
7146
Titanio Gr 5
Hard Anodized



Arandela de oro
5443
Oro
Modelo de utilidad
n° 200801559/9



Tornillo M2 - Unigrip
5118
Titanio Gr 5



Tornillo M2 - Unigrip
GoldGrip
8033
Titanio Gr 5
GoldGrip



Tornillo M2 - Unigrip
Hardened
5825
Titanio Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M2 - Unigrip
5118
Titanio Gr 5



Tornillo M2 - Unigrip
GoldGrip
8033
Titanio Gr 5
GoldGrip



Tornillo M2 - Unigrip
Hardened
5825
Titanio Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M2 - 1,20
Top thread
5558
Titanio Gr 5



Tornillo M2 - 1,20
Top thread
GoldGrip
8008
Titanio Gr 5
GoldGrip



Tornillo M2 - 1,20
Top thread
Hardened
6178
Titanio Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M2 - 1,20
Top thread
5558
Titanio Gr 5



Tornillo M2 - 1,20
Top thread
GoldGrip
8008
Titanio Gr 5
GoldGrip



Tornillo M2 - 1,20
Top thread
Hardened
6178
Titanio Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M2 - 1,25
Top thread
5848
Titanio Gr 5



Tornillo M2 - 1,25
Top thread
GoldGrip
8009
Titanio Gr 5
GoldGrip



Tornillo M2 - 1,25
Top thread
Hardened
5992
Titanio Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M2 - 1,25
Top thread
5848
Titanio Gr 5



Tornillo M2 - 1,25
Top thread
GoldGrip
8009
Titanio Gr 5
GoldGrip



Tornillo M2 - 1,25
Top thread
Hardened
5992
Titanio Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M2 - 1,20
Short head
8088
Titanio Gr 5



Tornillo M2 - 1,20
Short head
GoldGrip
8090
Titanio Gr 5
GoldGrip



Tornillo M2 - 1,20
Short head
Hardened
8092
Titanio Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M2 - 1,20
Short head
8088
Titanio Gr 5



Tornillo M2 - 1,20
Short head
GoldGrip
8090
Titanio Gr 5
GoldGrip



Tornillo M2 - 1,20
Short head
Hardened
8092
Titanio Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M2 - 1,25
Short head
8089
Titanio Gr 5



Tornillo M2 - 1,25
Short head
GoldGrip
8091
Titanio Gr 5
GoldGrip



Tornillo M2 - 1,25
Short head
Hardened
8093
Titanio Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M2 - 1,25
Short head
8089
Titanio Gr 5



Tornillo M2 - 1,25
Short head
GoldGrip
8091
Titanio Gr 5
GoldGrip



Tornillo M2 - 1,25
Short head
Hardened
8093
Titanio Gr 5
Hard Anodized



Pilar Multi-Unit CE 0051

Pilar MU HE
1mm
5733
Titanio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar MU HE
2mm
5458
Titanio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar MU HE
3mm
5459
Titanio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar MU HE
4mm
5460
Titanio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar MU HE
5mm
5461
Titanio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar MU HE
7mm
5462
Titanio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar angulado 17° -
2mm
6312
Antirrotatorio
Titanio Gr 5
Llave Unigrip MUA



Pilar MUA HE 17° -
3mm
6639
Antirrotatorio
Titanio Gr 5
Llave Unigrip MUA



Pilar angulado 30° -
3mm
6313
Antirrotatorio
Titanio Gr 5
Llave Unigrip MUA



Pilar MUA HE 30° -
4mm
6640
Antirrotatorio
Titanio Gr 5
Llave Unigrip MUA



Cumplimiento de la Directiva 93/42/CEE.
Modificada por la Directiva 2007/47/CEE



HEXÁGONO EXTERNO HEX-2.4

Compatible con:

BioHorizons®

3,5-hex 2,4

Análogo

Análogo Ø3,5
BioHorizons®
7962

Titanio Gr 5
Anodizado Amarillo

Calcinable

Calcinable ant.
Ø3,5 BioHorizons®
7964

Antirrotatorio
Poliacetal

Calcinable rot.
Ø3,5 BioHorizons®
7965

Rotatorio
Poliacetal

Tornillo



0051

Tornillo M1,8 - 1,27
BioHorizons®
7963

Titanio Gr 5
Anodizado Amarillo



HEXÁGONO EXTERNO

Compatible con:

Sweden & Martina®

3,3-hex 2,4

Análogo

Análogo
Ø3,3 SM ext
8079

Titanio Gr 5
Anodizado azul

Calcinable

Calcinable ant.
Ø3,3 SM ext
8080

Antirrotatorio
PMMA

Calcinable rot.
Ø3,3 SM ext
8082

Rotatorio
PMMA

Tornillo



0051

Tornillo M1,8 SM -
1,27
8081

Titanio Gr 5
Anodizado azul

Tornillo M1,8 SM-
1,27 GoldGrip
8167

NEW
Titanio Gr 5
GoldGrip

Transfer




Transfer Cubeta
Abierta Ø3,3 SM
8084

Titanio Gr 5
Anodizado azul

Tornillo transfer
M1,8 SM
Llave 1,27
8085

Titanio Gr 5
Anodizado azul



HEXÁGONO EXTERNO

Compatible con:

Phibo® TSH®

3,3-hex 2,3

Análogo

Análogo Ø3,3
8022

Inox

Calcinable

Calcinable ant.
Ø3,3
7977

Antirrotatorio
Poliacetal

Calcinable rot.
Ø3,3
8007

Rotatorio
Poliacetal

Tornillo



0051

Tornillo M1,8 - 1,25
7978

Titanio Gr 5

Tornillo M1,8 - 1,25
GoldGrip
8123

Titanio Gr 5
GoldGrip

Tornillo M1,8 - 1,25
Hardened
8124

Titanio Gr 5
Hard Anodized

Transfer



Transfer Cubeta
Abierta Ø3,3
7975

Titanio Gr 5

Tornillo Transfer
Cubeta Abierta
Ø3,3
Llave 1,25
7976

Titanio Gr 5



HEXÁGONO EXTERNO

Compatible con:

MicroMini® 3i Certain®

3,4-hex 2,55

Análogo

Análogo Ø3,4
MicroMini
5468

Inox

Calcinable

Calcinable rot.
Ø3,25
5469

Rotatorio
Poliacetal

Calcinable ant.
Ø3,25
5470

Antirrotatorio
Poliacetal

Tornillo



0051

Tornillo M2 -
cuadr. 1,30
5691

Titanio Gr 5

Torn. M2 -
cuadr. 1,30 -
GoldGrip
8038

Titanio Gr 5
GoldGrip

Torn. M2 -
cuadr. 1,30
Hardened
8094

Titanio Gr 5
Hard Anodized

Torn. M2 - 1,20
Top thread 3i
8191

NEW
Titanio Gr 5

Arandela de oro

5443

OroOro
Modelo de utilidad
n° 200801559/9



HEXÁGONO EXTERNO

Compatible con:

Klockner®

4,2-hex 3,0

5,5-hex 3,0

Análogo	Análogo Ø4,2 5097 Inox 	Análogo Ø4,2 - SK2 6747 Inox 			Análogo Ø5 - SK2 5636 Inox 	Análogo Ø5 5637 Inox 		
Calcinable	Calcinable ant. Ø4,2 5084 Antirrotatorio Poliacetal 	Calcinable rot. Ø4,2 5083 Rotatorio Poliacetal 			Calcinable ant. Ø5,5 8035 Antirrotatorio Poliacetal 	Calcinable rot. Ø5,5 8036 Rotatorio Poliacetal 		
Tornillo CE 0051	Tornillo M1,8 - 1,70 5065 Titanio Gr 5 	Tornillo cruz M1,8 5095 Titanio Gr 5 	Tornillo cruz M1,8 largo 5590 Titanio Gr 5 		Tornillo M1,8 - 1,70 5065 Titanio Gr 5 	Tornillo cruz M1,8 5095 Titanio Gr 5 	Tornillo cruz M1,8 largo 5590 Titanio Gr 5 	
	Tornillo M1,8 - 1,70 GoldGrip 8119 Titanio Gr 5 GoldGrip 	Tornillo cruz M1,8 GoldGrip 8120 Titanio Gr 5 GoldGrip 	Tornillo cruz M1,8 largo GoldGrip 8121 Titanio Gr 5 GoldGrip 		Tornillo M1,8 - 1,70 GoldGrip 8119 Titanio Gr 5 GoldGrip 	Tornillo cruz M1,8 GoldGrip 8120 Titanio Gr 5 GoldGrip 	Tornillo cruz M1,8 largo GoldGrip 8121 Titanio Gr 5 GoldGrip 	
	Tornillo M1,8 - 1,70 Hardened 7938 Titanio Gr 5 Hard Anodized 	Tornillo cruz M1,8 Hardened 7933 Titanio Gr 5 Hard Anodized 	Tornillo cruz M1,8 largo Hardened 8122 Titanio Gr 5 Hard Anodized 		Tornillo M1,8 - 1,70 Hardened 7938 Titanio Gr 5 Hard Anodized 	Tornillo cruz M1,8 Hardened 7933 Titanio Gr 5 Hard Anodized 	Tornillo cruz M1,8 largo Hardened 8122 Titanio Gr 5 Hard Anodized 	
Pilar CE 0051	Pilar recto ant. Hex.Alto 6353 Antirrotatorio Titanio Gr 5 	Pilar recto rot. Hex.Alto 6373 Rotatorio Titanio Gr 5 						
Pilar cicatrización CE 0051	Capuchón bola 5634 Poliacetal 	Pilar protector 5736 Poliacetal 						
	Pilar cic. Ø4,2 - 3,5mm - 1,70 5763 Titanio Gr 5 	Pilar cic. Ø4,2 - 4,5mm - 1,70 5764 Titanio Gr 5 						
Transfer CE	Transfer Cubeta Abierta 5605 Titanio Gr 5 	Tornillo Transfer Cubeta Abierta 5699 Titanio Gr 5 	Tornillo Transfer Cubeta Abierta 5700 Titanio Gr 5 					
	Transfer Cubeta Cerrada 6261 Titanio Gr 5 	Tornillo M1,8 - 1,70 5065 Titanio Gr 5 						



HEXÁGONO EXTERNO

Compatible con:

Microdent System® M,MV

4,2-hex. 3,0 (M, MV)

5,1-hex. 3,0 (M, MV)

Análogo

Análogo MD Ø4,2

8014

Inox



Análogo MD Ø5,1

5594

Inox



Calcinable

Calcinable ant. MD Ø4,2

8017

Antirrotatorio
Poliacetal



Calcinable rot. MD Ø4,2

8018

Rotatorio
Poliacetal



Calcinable ant. MD Ø5,1

5607

Antirrotatorio
Poliacetal



Calcinable rot. MD Ø5,1

5606

Rotatorio
Poliacetal



Tornillo



Tornillo M2 MD - 1,75

8019

Titano Gr 5



Tornillo M2 MD - 1,75 GoldGrip

8125

Titano Gr 5
GoldGrip



Tornillo M2 MD - 1,75 Hardened

8126

Titano Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M2 MD - 1,75

8019

Titano Gr 5



Tornillo M2 MD - 1,75 GoldGrip

8125

Titano Gr 5
GoldGrip



Tornillo M2 MD - 1,75 Hardened

8126

Titano Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M2 - 1,20

5066

Titano Gr 5



Tornillo M2 - 1,20 GoldGrip

7148

Titano Gr 5
GoldGrip



Tornillo M2 - 1,20 Hardened

7145

Titano Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M2 - 1,20

5066

Titano Gr 5



Tornillo M2 - 1,20 GoldGrip

7148

Titano Gr 5
GoldGrip



Tornillo M2 - 1,20 Hardened

7145

Titano Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M2 - 1,25

5127

Titano Gr 5



Tornillo M2 - 1,25 GoldGrip

5847

Titano Gr 5
GoldGrip



Tornillo M2 - 1,25 Hardened

7146

Titano Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M2 - 1,25

5127

Titano Gr 5



Tornillo M2 - 1,25 GoldGrip

5847

Titano Gr 5
GoldGrip



Tornillo M2 - 1,25 Hardened

7146

Titano Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M2 - Unigrip

5118

Titano Gr 5



Tornillo M2 - Unigrip GoldGrip

8033

Titano Gr 5
GoldGrip



Tornillo M2 - Unigrip Hardened

5825

Titano Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M2 - Unigrip

5118

Titano Gr 5



Tornillo M2 - Unigrip GoldGrip

8033

Titano Gr 5
GoldGrip



Tornillo M2 - Unigrip Hardened

5825

Titano Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M2 - 1,20 Top thread

5558

Titano Gr 5



Tornillo M2 - 1,20 Top thread GoldGrip

8008

Titano Gr 5
GoldGrip



Tornillo M2 - 1,20 Top thread Hardened

6178

Titano Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M2 - 1,20 Top thread

5558

Titano Gr 5



Tornillo M2 - 1,20 Top thread GoldGrip

8008

Titano Gr 5
GoldGrip



Tornillo M2 - 1,20 Top thread Hardened

6178

Titano Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M2 - 1,25 Top thread

5848

Titano Gr 5



Tornillo M2 - 1,25 Top thread GoldGrip

8009

Titano Gr 5
GoldGrip



Tornillo M2 - 1,25 Top thread Hardened

5992

Titano Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M2 - 1,25 Top thread

5848

Titano Gr 5



Tornillo M2 - 1,25 Top thread GoldGrip

8009

Titano Gr 5
GoldGrip



Tornillo M2 - 1,25 Top thread Hardened

5992

Titano Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M2 - 1,20 Short head

8088

Titano Gr 5



Tornillo M2 - 1,20 Short head GoldGrip

8090

Titano Gr 5
GoldGrip



Tornillo M2 - 1,20 Short head Hardened

8092

Titano Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M2 - 1,20 Short head

8088

Titano Gr 5



Tornillo M2 - 1,20 Short head GoldGrip

8090

Titano Gr 5
GoldGrip



Tornillo M2 - 1,20 Short head Hardened

8092

Titano Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M2 - 1,25 Short head

8089

Titano Gr 5



Tornillo M2 - 1,25 Short head GoldGrip

8091

Titano Gr 5
GoldGrip



Tornillo M2 - 1,25 Short head Hardened

8093

Titano Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M2 - 1,25 Short head

8089

Titano Gr 5



Tornillo M2 - 1,25 Short head GoldGrip

8091

Titano Gr 5
GoldGrip



Tornillo M2 - 1,25 Short head Hardened

8093

Titano Gr 5
Hard Anodized



Arandela de oro

5443

Oro
Modelo de utilidad
n° 200801559/9



Arandela de oro

5443

Oro
Modelo de utilidad
n° 200801559/9



Pilar



Pilar recto ant. MD Ø4,2

5835

Antirrotatorio
Titano Gr 5




Pilar Multi-unit MD Ø4,2 - 1,5mm

7980

Titano Gr 5
Llave tubo MU2





HEXÁGONO EXTERNO

Compatible con:

Microdent System® SU

4,1-hex. 2,7 (SU)

5,1-hex. 2,7 (SU)

Análogo

Análogo Ø4,1

5098

Inox



Análogo Ø5-2,7

5082

Inox



Calcinable

Calcinable ant.
Ø4,1

5115

Antirrotatorio
Poliacetal



Calcinable ant.
Ø4,1 corto

7050

Antirrotatorio
Poliacetal



Calcinable ant.
Ø5-2,7

5106

Antirrotatorio
Poliacetal



Calcinable rot.
Ø4,1

5102

Rotatorio
Poliacetal



Calcinable rot.
Ø4,1 corto

7049

Rotatorio
Poliacetal



Calcinable rot.
Ø5-2,7

5105

Rotatorio
Poliacetal



Tornillo



Tornillo M2 - 1,20

5066

Titania Gr 5



Tornillo M2 - 1,20
GoldGrip

7148

Titania Gr 5
GoldGrip



Tornillo M2 - 1,20
Hardened

7145

Titania Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M2 - 1,20

5066

Titania Gr 5



Tornillo M2 - 1,20
GoldGrip

7148

Titania Gr 5
GoldGrip



Tornillo M2 - 1,20
Hardened

7145

Titania Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M2 - 1,25

5127

Titania Gr 5



Tornillo M2 - 1,25
GoldGrip

5847

Titania Gr 5
GoldGrip



Tornillo M2 - 1,25
Hardened

7146

Titania Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M2 - 1,25

5127

Titania Gr 5



Tornillo M2 - 1,25
GoldGrip

5847

Titania Gr 5
GoldGrip



Tornillo M2 - 1,25
Hardened

7146

Titania Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M2 - Unigrip

5118

Titania Gr 5



Tornillo M2 - Unigrip
GoldGrip

8033

Titania Gr 5
GoldGrip



Tornillo M2 - Unigrip
Hardened

5825

Titania Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M2 - Unigrip

5118

Titania Gr 5



Tornillo M2 - Unigrip
GoldGrip

8033

Titania Gr 5
GoldGrip



Tornillo M2 - Unigrip
Hardened

5825

Titania Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M2 - 1,20
Top thread

5558

Titania Gr 5



Tornillo M2 - 1,20
Top thread
GoldGrip

8008

Titania Gr 5
GoldGrip



Tornillo M2 - 1,20
Top thread
Hardened

6178

Titania Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M2 - 1,20
Top thread

5558

Titania Gr 5



Tornillo M2 - 1,20
Top thread
GoldGrip

8008

Titania Gr 5
GoldGrip



Tornillo M2 - 1,20
Top thread
Hardened

6178

Titania Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M2 - 1,25
Top thread

5848

Titania Gr 5



Tornillo M2 - 1,25
Top thread
GoldGrip

8009

Titania Gr 5
GoldGrip



Tornillo M2 - 1,25
Top thread
Hardened

5992

Titania Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M2 - 1,25
Top thread

5848

Titania Gr 5



Tornillo M2 - 1,25
Top thread
GoldGrip

8009

Titania Gr 5
GoldGrip



Tornillo M2 - 1,25
Top thread
Hardened

5992

Titania Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M2 - 1,20
Short head

8088

Titania Gr 5



Tornillo M2 - 1,20
Short head
GoldGrip

8090

Titania Gr 5
GoldGrip



Tornillo M2 - 1,20
Short head
Hardened

8092

Titania Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M2 - 1,20
Short head

8088

Titania Gr 5



Tornillo M2 - 1,20
Short head
GoldGrip

8090

Titania Gr 5
GoldGrip



Tornillo M2 - 1,20
Short head
Hardened

8092

Titania Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M2 - 1,25
Short head

8089

Titania Gr 5



Tornillo M2 - 1,25
Short head
GoldGrip

8091

Titania Gr 5
GoldGrip



Tornillo M2 - 1,25
Short head
Hardened

8093

Titania Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M2 - 1,25
Short head

8089

Titania Gr 5



Tornillo M2 - 1,25
Short head
GoldGrip

8091

Titania Gr 5
GoldGrip



Tornillo M2 - 1,25
Short head
Hardened

8093

Titania Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M2 MD -
1,75

8019

Titania Gr 5



Tornillo M2 MD -
1,75 GoldGrip

8125

Titania Gr 5
GoldGrip



Tornillo M2 MD -
1,75 Hardened

8126

Titania Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M2 MD -
1,75

8019

Titania Gr 5



Tornillo M2 MD -
1,75 GoldGrip

8125

Titania Gr 5
GoldGrip



Tornillo M2 MD -
1,75 Hardened

8126

Titania Gr 5
Hard Anodized



Arandela de oro

5443

Oro
Modelo de utilidad
n° 200801559/9



Arandela de oro

5443

Oro
Modelo de utilidad
n° 200801559/9





HEXÁGONO EXTERNO

Compatible con:

Microdent System® SU

4,1-hex. 2,7 (SU)

Pilar cementación



Pilar recto ant Ø4,1 5128 Antirrotatorio Titanio Gr 5	Pilar recto rot. Ø4,1 5129 Rotatorio Titanio Gr 5	Pilar recto ant Ø4,1 7981 Antirrotatorio Titanio Gr 5 Anodizado Amarillo	Pilar angulado 15° 5821 Antirrotatorio Titanio Gr 5	Pilar angulado 25° 5822 Antirrotatorio Titanio Gr 5	Pilar CoCr ant Ø8 5603 Antirrotatorio CoCr
--	--	--	--	--	---

Pilar sobrecollable



Pilar sobrec. CoCr ant. Ø4,1 6314 Antirrotatorio CoCr	Pilar sobrec. CoCr rot. Ø4,1 6315 Rotatorio CoCr				
--	---	--	--	--	--

Pilar Multi-Unit



Pilar MU HE 1mm 5733 Titanio Gr 5 Llave tubo MU2	Pilar MU HE 2mm 5458 Titanio Gr 5 Llave tubo MU2	Pilar MU HE 3mm 5459 Titanio Gr 5 Llave tubo MU2	Pilar MU HE 4mm 5460 Titanio Gr 5 Llave tubo MU2	Pilar MU HE 5mm 5461 Titanio Gr 5 Llave tubo MU2	Pilar MU HE 7mm 5462 Titanio Gr 5 Llave tubo MU2
Pilar angulado 17° - 2mm 6312 Antirrotatorio Titanio Gr 5 Llave Unigrip MUA	Pilar MUA HE 17° - 3mm 6639 Antirrotatorio Titanio Gr 5 Llave Unigrip MUA	Pilar angulado 30° - 3mm 6313 Antirrotatorio Titanio Gr 5 Llave Unigrip MUA	Pilar MUA HE 30° - 4mm 6640 Antirrotatorio Titanio Gr 5 Llave Unigrip MUA		

Pilar provisional



Pilar provisional ant. Ø4,1 5855 Antirrotatorio Titanio Gr 5	Pilar provisional rot. Ø4,1 5854 Rotatorio Titanio Gr 5	Pilar provisional ant. Ø4,1 Peek 8016 Antirrotatorio Peek	Pilar provisional rot. Ø4,1 Peek 8015 Rotatorio Peek		
---	--	--	---	--	--

Pilar cicatrización



Pilar cic. 2 mm - 1,25 5527 Titanio Gr 5	Pilar cic. 3 mm - 1,25 5528 Titanio Gr 5	Pilar cic. 4 mm - 1,25 5529 Titanio Gr 5	Pilar cic. 5 mm - 1,25 6305 Titanio Gr 5		
Pilar cic. 2 mm - 1,20 5537 Titanio Gr 5	Pilar cic. 3 mm - 1,20 5538 Titanio Gr 5	Pilar cic. 4 mm - 1,20 5539 Titanio Gr 5	Pilar cic. 5 mm - 1,20 5556 Titanio Gr 5		

Transfer



Transfer Cubeta Abierta Ø4,1 ant. 5852 + 5853 Antirrotatorio Titanio Gr 5 Anodizado amarillo	Transfer Cubeta Abierta Ø4,1 rot. 7943 + 5853 Rotatorio Titanio Gr 5 Anodizado amarillo	Transfer Cubeta Cerrada ant. 5676 + 5696 Titanio Gr 5 Anodizado amarillo	Tornillo M2 Transfer Cubeta Abierta 5853 Titanio Gr 5	Tornillo M2 Transfer Cubeta Cerrada 5696 Titanio Gr 5	
--	---	---	---	---	--

Interfase



Interfase Ø4,1 ant. H-0,4 7948 Antirrotatorio Titanio Gr 5 PVD	Interfase Ø4,1 rot. H-0,4 5090 NEW 2019 Rotatorio Titanio Gr 5 PVD				
Interfase Ø4,1 ant. H-1,5 8292 NEW 2019 Antirrotatorio Titanio Gr 5 PVD	Interfase Ø4,1 rot. H-1,5 8293 NEW 2019 Rotatorio Titanio Gr 5 PVD				
Calcinable Interfase Ø4,1 ant. 7949 Antirrotatorio Poliacetal	Calcinable Interfase Ø4,1 rot. 5089 Rotatorio Poliacetal				



HEXÁGONO INTERNO

Compatible con:

Mis® - Zimmer

3,5-hex 2,4

4,5-hex 2,4

Análogo

Análogo Ø3,7
plat. 3,5

5130

Inox



Análogo Ø4,1
plat. 3,5

6439

Inox



Análogo Ø4,7
plat. 4,5

6218

Inox



Calcinable

Calcinable ant.
Ø3,5

5134

Antirrotatorio
Poliacetal



Calcinable rot.
Ø3,5

5103

Rotatorio
Poliacetal



Calcinable ant.
Ø3,5 bajo

8027

Antirrotatorio
Poliacetal



Calcinable rot.
Ø3,5 bajo

8028

Rotatorio
Poliacetal



Calcinable ant.
Ø4,5

6294

Antirrotatorio
Poliacetal



Calcinable rot.
Ø4,5

6302

Rotatorio
Poliacetal



Tornillo



Tornillo M1,8 - 1,20

5132

Titanio Gr 5



Tornillo M1,8 - 1,20
GoldGrip

8083

Titanio Gr 5
GoldGrip



Tornillo M1,8 - 1,20
Hardened

8127

Titanio Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M1,8 - 1,20

5132

Titanio Gr 5



Tornillo M1,8 - 1,20
GoldGrip

8083

Titanio Gr 5
GoldGrip



Tornillo M1,8 - 1,20
Hardened

8127

Titanio Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M1,8 - 1,25

5335

Titanio Gr 5



Tornillo M1,8 - 1,25
GoldGrip

5846

Titanio Gr 5
GoldGrip



Tornillo M1,8 - 1,25
Hardened

7736

Titanio Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M1,8 - 1,25

5335

Titanio Gr 5



Tornillo M1,8 - 1,25
GoldGrip

5846

Titanio Gr 5
GoldGrip



Tornillo M1,8 - 1,25
Hardened

7736

Titanio Gr 5
Hard Anodized



Pilar



Pilar recto ant. HI
3,5

7970

Antirrotatorio
Titanio Gr 5



Pilar recto rot. HI
3,5

8041

Rotatorio
Titanio Gr 5



Pilar Multi-Unit



Pilar MU HI
1mm

8049

Antirrotatorio
Titanio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar MU HI
2mm

7041

Antirrotatorio
Titanio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar MU HI
3mm

8050

Antirrotatorio
Titanio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar MU HI
4mm

8051

Antirrotatorio
Titanio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar MU HI
5mm

8052

Antirrotatorio
Titanio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar MUA HI 17° -
2mm

8011

Antirrotatorio
Titanio Gr 5
Llave Unigrip MUA



Pilar MUA HI 17° -
3mm

8012

Antirrotatorio
Titanio Gr 5
Llave Unigrip MUA



Pilar MUA HI 30° -
3mm

8138

Antirrotatorio
Titanio Gr 5
Llave Unigrip MUA



Pilar MUA HI 30° -
4mm

8139

Antirrotatorio
Titanio Gr 5
Llave Unigrip MUA



Pilar sobrecalable



Pilar sobrec. CoCr
ant. Ø3,7

6902

Antirrotatorio
CoCr



Pilar sobrec. CoCr
rot. Ø3,7

7995

Rotatorio
CoCr



Pilar provisional



Pilar provisional
ant. HI 3,5

8086

Antirrotatorio
Titanio Gr 5



Pilar provisional
rot. HI 3,5

8160

Rotatorio
Titanio Gr 5



Pilar provisional
ant. HI 3,5 Peek

8162

Antirrotatorio
Peek



Pilar provisional
rot. HI 3,5 Peek

8161

Rotatorio
Peek



Pilar cicatrización



Pilar cic. 2mm - 1,25

6255

Titanio Gr 5



Pilar cic. 3mm - 1,25

8058

Titanio Gr 5



Pilar cic. 4mm - 1,25

6256

Titanio Gr 5



Pilar cic. 5mm - 1,25

8059

Titanio Gr 5



Transfer



Transfer Cubeta
Abierta/Cerrada

6260

Antirrotatorio
Titanio Gr 5
Anodizado verde



Tornillo M1,8 - 1,20

5132

Titanio Gr 5



Tornillo M1,8 - 1,25

5335

Titanio Gr 5



Transfer Cubeta
Abierta

8206

Antirrotatorio
Titanio Gr 5
Anodizado verde



Tornillo Transfer
Cubeta Abierta

6376

Titanio Gr 5



Interfase



Interfase HI 3,5
ant. H-0,7

7955

Antirrotatorio
Titanio Gr 5
PVD



Interfase HI 3,5
rot. H-0,7

8134

Rotatorio
Titanio Gr 5
PVD



Calcinable
interfase Ø4,1 ant.

7949

Antirrotatorio
Poliacetal



Calcinable
interfase Ø4,1 rot.

5089

Rotatorio
Poliacetal





HEXÁGONO INTERNO

Compatible con:

Alpha-Bio

3,5-hex 2,4

Análogo

Análogo Ø3,7 plat.
3,5
5130
Inox



Análogo Ø4,1 plat.
3,5
6439
Inox



Calcinable

Calcinable ant.
Ø3,5
5134
Antirrotatorio
Poliacetal



Calcinable rot.
Ø3,5
5103
Rotatorio
Poliacetal



Calcinable ant.
Ø3,5 bajo
8027
Antirrotatorio
Poliacetal



Calcinable rot.
Ø3,5 bajo
8028
Rotatorio
Poliacetal



Tornillo



Tornillo M1,8 - 1,20
5132
Titanio Gr 5



Tornillo M1,8 - 1,20
GoldGrip
8083
Titanio Gr 5
GoldGrip



Tornillo M1,8 - 1,20
Hardened
8127
Titanio Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M1,8 - 1,25
5335
Titanio Gr 5



Tornillo M1,8 - 1,25
GoldGrip
5846
Titanio Gr 5
GoldGrip



Tornillo M1,8 - 1,25
Hardened
7736
Titanio Gr 5
Hard Anodized



Pilar



Pilar recto ant. HI
3,5
7970
Antirrotatorio
Titanio Gr 5




Pilar recto rot. HI
3,5
8041
Rotatorio
Titanio Gr 5




Pilar Multi-Unit




Pilar MU HI
1mm
8049
Titanio Gr 5
Llave tubo MU2




Pilar MU HI
2mm
7041
Titanio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar MU HI
3mm
8050
Titanio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar MU HI
4mm
8051
Titanio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar MU HI
5mm
8052
Titanio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar MUA HI 17° -
2mm
8011
Antirrotatorio
Titanio Gr 5
Llave Unigrip MUA



Pilar MUA HI 17° -
3mm
8012
Antirrotatorio
Titanio Gr 5
Llave Unigrip MUA



Pilar MUA HI 30° -
3mm
8138
Antirrotatorio
Titanio Gr 5
Llave Unigrip MUA



Pilar MUA HI 30° -
4mm
8139
Antirrotatorio
Titanio Gr 5
Llave Unigrip MUA



Pilar sobrecable



Pilar sobrec. CoCr
ant. Ø3,7
6902
Antirrotatorio
CoCr



Pilar sobrec. CoCr
rot. Ø3,7
7995
Rotatorio
CoCr



Pilar provisional



Pilar provisional
ant. HI 3,5
8086
Antirrotatorio
Titanio Gr 5



Pilar provisional
rot. HI 3,5
8160
Rotatorio
Titanio Gr 5



Pilar provisional
ant. HI 3,5 Peek
8162
Antirrotatorio
Peek



Pilar provisional
rot. HI 3,5 Peek
8161
Rotatorio
Peek



Pilar cicatrización



Pilar cic. 2mm - 1,25
6255
Titanio Gr 5



Pilar cic. 3mm - 1,25
8058
Titanio Gr 5



Pilar cic. 4mm - 1,25
6256
Titanio Gr 5



Pilar cic. 5mm - 1,25
8059
Titanio Gr 5



Transfer



Transfer Cubeta
Abierta/Cerrada
6260
Antirrotatorio
Titanio Gr 5
Anodizado verde



Tornillo M1,8 - 1,20
5132
Titanio Gr 5




Tornillo M1,8 - 1,25
5335
Titanio Gr 5



Transfer Cubeta
Abierta
8206
Antirrotatorio
Titanio Gr 5
Anodizado verde



Tornillo Transfer
Cubeta Abierta
6376
Titanio Gr 5



Interfase



Interfase HI 3,5
ant. H-0,7
7955
Antirrotatorio
Titanio Gr 5
PVD



Interfase HI 3,5
rot. H-0,7
8134
Rotatorio
Titanio Gr 5
PVD



Calcinable
interfase Ø4,1 ant.
7949
Antirrotatorio
Poliacetal



Calcinable
interfase Ø4,1 rot.
5089
Rotatorio
Poliacetal





HEXÁGONO INTERNO

Compatible con:

Certain®

	NP-3,4		RP-4,1		WP-5,0	
Análogo	Análogo Cert NP 5166 Inox		Análogo Cert RP 5165 Inox		Análogo Cert WP 5161 Inox	
Calcinable	Calcinable ant. Cert NP 5224 Antirrotatorio Poliacetal	Calcinable rot. Cert NP 5811 Rotatorio Poliacetal	Calcinable ant. Cert RP 5226 Antirrotatorio Poliacetal	Calcinable rot. Cert RP 5164 Rotatorio Poliacetal	Calcinable ant. Cert WP 5160 Antirrotatorio Poliacetal	Calcinable rot. Cert WP 5163 Rotatorio Poliacetal
Tornillo CE 0051	Tornillo M1,6 - Ø1,6 - 1,20 para pilar rot. y anti. 5162 Titanio Gr 5		Tornillo M1,6 - Ø1,6 - 1,20 para pilar rot. y anti. 5162 Titanio Gr 5	Tornillo M1,6 - Ø2 - 1,20 para pilar rot. (RP+WP) 5159 Titanio Gr 5	Tornillo M1,6 - Ø1,6 - 1,20 para pilar rot. y anti. 5162 Titanio Gr 5	Tornillo M1,6 - Ø2 - 1,20 para pilar rot. (RP+WP) 5159 Titanio Gr 5
	Tornillo M1,6 - Ø1,6 - 1,20 para pilar rot. y anti. GoldGrip 8112 Titanio Gr 5 GoldGrip		Tornillo M1,6 - Ø1,6 - 1,20 para pilar rot. y anti. GoldGrip 8112 Titanio Gr 5 GoldGrip	Tornillo M1,6 - Ø2 - 1,20 para pilar rot. (RP+WP) GoldGrip 8114 Titanio Gr 5 GoldGrip	Tornillo M1,6 - Ø1,6 - 1,20 para pilar rot. y anti. GoldGrip 8112 Titanio Gr 5 GoldGrip	Tornillo M1,6 - Ø2 - 1,20 para pilar rot. (RP+WP) GoldGrip 8114 Titanio Gr 5 GoldGrip
	Tornillo M1,6 - Ø1,6 - 1,20 para pilar rot. y anti. Hardened 8113 Titanio Gr 5 Hard Anodized		Tornillo M1,6 - Ø1,6 - 1,20 para pilar rot. y anti. Hardened 8113 Titanio Gr 5 Hard Anodized	Tornillo M1,6 - Ø2 - 1,20 para pilar rot. (RP+WP) Hardened 8115 Titanio Gr 5 Hard Anodized	Tornillo M1,6 - Ø1,6 - 1,20 para pilar rot. y anti. Hardened 8113 Titanio Gr 5 Hard Anodized	Tornillo M1,6 - Ø2 - 1,20 para pilar rot. (RP+WP) Hardened 8115 Titanio Gr 5 Hard Anodized
Pilar cementación CE 0051	Pilar recto ant. Cert NP 6749 Antirrotatorio Titanio Gr 5 Anodizado Lila		Pilar recto ant. Cert RP 6686 Antirrotatorio Titanio Gr 5 Anodizado Azul		Pilar recto ant. Cert WP 6750 Antirrotatorio Titanio Gr 5 Anodizado Amarillo	
Pilar sobrecolable CE 0051			Pilar sobrecol. CoCr ant. Cert RP 7971 Antirrotatorio CoCr	Pilar sobrecol. CoCr rot. Cert RP 7974 Rotatorio CoCr		
Interfase CE 0051			Interfase Cert RP ant. (calc.7954) 5709 Antirrotatorio Titanio Gr 5 PVD	Interfase Cert RP rot. (calc.5089) 8137 Rotatorio Titanio Gr 5 PVD		
			Calcinable interfase Ø4,1 ant. 7949 Antirrotatorio Poliacetal	Calcinable interfase Ø4,1 rot. 5089 Rotatorio Poliacetal		



CÓNICA INTERNA HEXALOBULADO

Compatible con:

NobelActive™

	3.0	NP-hex 2,25				RP-hex 2,65		
Análogo	Análogo - NobelActive™ 3.0 8147 Titanio Gr 5		Análogo - NobelActive™ NP 8148 Titanio Gr 5 Anodizado Lila			Análogo - NobelActive™ RP 8149 Titanio Gr 5 Anodizado Amarillo		
Calcinable			Calcinable ant. - NobelActive™ NP 8151 Antirrotatorio Poliacetal	Calcinable rot. - NobelActive™ NP 8150 Rotatorio Poliacetal		Calcinable ant. - NobelActive™ RP 8153 Antirrotatorio Poliacetal	Calcinable rot. - NobelActive™ RP 8152 Rotatorio Poliacetal	
Tornillo	Tornillo M1,4 Unigrip NobelActive™ 3.0 7994 Titanio Gr 5	Tornillo M1,4 Unigrip NobelActive™ 3.0 GoldGrip 8102 Titanio Gr 5 GoldGrip	Tornillo M1,6 Unigrip NobelActive™ NP 8146 Titanio Gr 5	Tornillo M1,6 Unigrip NobelActive™ NP GoldGrip 8187 Titanio Gr 5 GoldGrip		Tornillo M2 Unigrip NobelActive™ RP 7956 Titanio Gr 5	Tornillo M2 Unigrip NobelActive™ RP GoldGrip 8104 Titanio Gr 5 GoldGrip	
	Tornillo M1,4 Unigrip NobelActive™ 3.0 Hardened 8103 Titanio Gr 5 Hard Anodized		Tornillo M1,6 Unigrip NobelActive™ NP Hardened 8188 Titanio Gr 5 Hard Anodized			Arandela de oro 5443 Oro Modelo de utilidad nº 200801559/9	Tornillo M2 Unigrip NobelActive™ RP Hardened 8105 Titanio Gr 5 Hard Anodized	
Pilar cementación	Pilar ant. - NobelActive™ 3.0 8155 Antirrotatorio Titanio Gr 5	Pilar rot. - NobelActive™ 3.0 8154 Rotatorio Titanio Gr 5	Pilar ant. - NobelActive™ NP 8157 Antirrotatorio Titanio Gr 5	Pilar rot. - NobelActive™ NP 8156 Rotatorio Titanio Gr 5		Pilar ant. - NobelActive™ RP 8159 Antirrotatorio Titanio Gr 5	Pilar rot. - NobelActive™ RP 8158 Rotatorio Titanio Gr 5	
Pilar Multi-Unit			Pilar MU NA NP - 1,5 mm 8216 Rotatorio Titanio Gr 5 Llave tubo MU2	Pilar MU NA NP - 2,5 mm 8217 Rotatorio Titanio Gr 5 Llave tubo MU2	Pilar MU NA NP - 3,5 mm 8218 Rotatorio Titanio Gr 5 Llave tubo MU2	Pilar MU NA RP - 1,5 mm 8219 Rotatorio Titanio Gr 5 Llave tubo MU2	Pilar MU NA RP - 2,5 mm 8220 Rotatorio Titanio Gr 5 Llave tubo MU2	Pilar MU NA RP - 3,5 mm 8221 Rotatorio Titanio Gr 5 Llave tubo MU2
			Pilar MUA NA NP 17° - 2,5mm Llave Unigrip MUA 8235 Antirrotatorio Titanio Gr 5	Pilar MUA NA NP 17° - 3,5mm Llave Unigrip MUA 8236 Antirrotatorio Titanio Gr 5		Pilar MUA NA RP 17° - 2,5mm Llave Unigrip MUA 8163 Antirrotatorio Titanio Gr 5	Pilar MUA NA RP 17° - 3,5mm Llave Unigrip MUA 8164 Antirrotatorio Titanio Gr 5	
			Pilar MUA NA NP 30° - 3,5mm Llave Unigrip MUA 8237 Antirrotatorio Titanio Gr 5	Pilar MUA NA NP 30° - 4,5mm Llave Unigrip MUA 8238 Antirrotatorio Titanio Gr 5		Pilar MUA NA RP 30° - 3,5mm Llave Unigrip MUA 8233 Antirrotatorio Titanio Gr 5	Pilar MUA NA RP 30° - 4,5mm Llave Unigrip MUA 8234 Antirrotatorio Titanio Gr 5	
Pilar provisional	Pilar provisional ant. NobelActive™ 3.0 8176 Antirrotatorio Titanio Gr 5	Pilar provisional rot. NobelActive™ 3.0 8231 Rotatorio Titanio Gr 5	Pilar provisional ant. NobelActive™ NP 8177 Antirrotatorio Titanio Gr 5 Anodizado Lila	Pilar provisional rot. NobelActive™ NP 8178 Antirrotatorio Titanio Gr 5 Anodizado Lila		Pilar provisional ant. NobelActive™ RP 8179 Antirrotatorio Titanio Gr 5 Anodizado Amarillo	Pilar provisional rot. NobelActive™ RP 8180 Antirrotatorio Titanio Gr 5 Anodizado Amarillo	
	Pilar provisional ant. NobelActive™ 3.0 8181 Antirrotatorio Peek	Pilar provisional rot. NobelActive™ 3.0 8232 Rotatorio Titanio Gr 5	Pilar provisional ant. NobelActive™ NP 8182 Antirrotatorio Peek	Pilar provisional rot. NobelActive™ NP 8183 Rotatorio Peek		Pilar provisional ant. NobelActive™ RP 8184 Antirrotatorio Peek	Pilar provisional rot. NobelActive™ RP 8185 Rotatorio Peek	
Transfer	Transfer Cubeta Abierta ant. NobelActive™ 3.0 8252 Antirrotatorio Titanio Gr 5	Transfer Cubeta Abierta rot. NobelActive™ 3.0 8270 Rotatorio Titanio Gr 5	Transfer Cubeta Abierta ant. NobelActive™ NP 8254 Antirrotatorio Titanio Gr 5 Anodizado Lila	Transfer Cubeta Abierta rot. NobelActive™ NP 8271 Rotatorio Titanio Gr 5 Anodizado Lila		Transfer Cubeta Abierta ant. NobelActive™ RP 8256 Antirrotatorio Titanio Gr 5 Anodizado Amarillo	Transfer Cubeta Abierta rot. NobelActive™ RP 8272 Rotatorio Titanio Gr 5 Anodizado Amarillo	
	Tornillo transfer C.A. NobelActive™ 3.0 Unigrip 8253 Titanio Gr 5		Tornillo transfer C.A. NobelActive™ NP Unigrip 8255 Titanio Gr 5 Anodizado Lila			Tornillo transfer C.A. NobelActive™ RP Unigrip 8257 Titanio Gr 5 Anodizado Amarillo		

**TRILOBULADO INTERNO**

Compatible con:

NobelReplace® Replace Select™

	NP-3,5		RP-4,3				WP-5,0	
Análogo	Análogo Rep NP 5311 Inox 	Análogo Rep NP Ti 6291 Titanio Gr 5 Anodizado Lila 	Análogo Rep RP 5207 Inox 	Análogo Rep RP Ti 6292 Titanio Gr 5 Anodizado Amarillo 			Análogo Rep WP 5209 Inox 	Análogo Rep WP Ti 6293 Titanio Gr 5 Anodizado Azul 
Calcinable	Calcinable ant. Rep NP 5157 Antirrotatorio Poliacetal 	Calcinable rot. Rep NP 5155 Rotatorio Poliacetal 	Calcinable ant. Rep RP 5080 Antirrotatorio Poliacetal 	Calcinable rot. Rep RP 5208 Rotatorio Poliacetal 			Calcinable ant. Rep WP 5167 Antirrotatorio Poliacetal 	Calcinable rot. Rep WP 5279 Rotatorio Poliacetal 
Tornillo CE 0051	Tornillo M1,8 - Unigrip Rep NP 5206 Titanio Gr 5 		Tornillo M2 - Unigrip Rep RP/WP 5081 Titanio Gr 5 				Tornillo M2 - Unigrip Rep RP/WP 5081 Titanio Gr 5 	
	Tornillo M1,8 - Unigrip Rep NP GoldGrip 8095 Titanio Gr 5 GoldGrip 		Tornillo M2 - Unigrip Rep RP/WP GoldGrip 8096 Titanio Gr 5 GoldGrip 				Tornillo M2 - Unigrip Rep RP/WP GoldGrip 8096 Titanio Gr 5 GoldGrip 	
	Tornillo M1,8 - Unigrip Rep NP Hardened 8003 Titanio Gr 5 Hard Anodized 		Tornillo M2 - Unigrip Rep RP/WP Hardened 8002 Titanio Gr 5 Hard Anodized 				Tornillo M2 - Unigrip Rep RP/WP Hardened 8002 Titanio Gr 5 Hard Anodized 	
Pilar cementación CE 0051	Pilar recto ant. Rep NP 6748 Antirrotatorio Titanio Gr Anodizado Lila 		Pilar recto ant. Rep RP - 1mm 6710 Antirrotatorio Titanio Gr 5 Anodizado Amarillo 	Pilar recto ant. Rep RP - 2mm 8005 Antirrotatorio Titanio Gr 5 Anodizado Amarillo 			Pilar recto ant. Rep WP 5698 Antirrotatorio Titanio Gr 5 Anodizado Azul 	
Pilar sobrecolable CE 0051			Pilar sobrec. CoCr ant. Rep RP 7973 Antirrotatorio CoCr 					
Pilar Multi-Unit CE 0051			Pilar MU Rep RP - 1 mm 7983 Rotatorio Titanio Gr 5 Llave tubo MU2 	Pilar MU Rep RP - 2 mm 7984 Rotatorio Titanio Gr 5 Llave tubo MU2 	Pilar MU Rep RP - 3 mm 7985 Rotatorio Titanio Gr 5 Llave tubo MU2 	Pilar MU Rep RP - 4 mm 7986 Rotatorio Titanio Gr 5 Llave tubo MU2 	Pilar MU Rep RP - 5 mm 7987 Rotatorio Titanio Gr 5 Llave tubo MU2 	
			Pilar MUA 17° Rep RP - 2mm 6905 Antirrotatorio Titanio Gr 5 Anodizado Amarillo Llave Unigrip MUA 	Pilar MUA 17° Rep RP - 3mm 7246 Antirrotatorio Titanio Gr 5 Anodizado Amarillo Llave Unigrip MUA 	Pilar MUA 30° Rep RP - 3mm 7144 Antirrotatorio Titanio Gr 5 Anodizado Amarillo Llave Unigrip MUA 	Pilar MUA 30° Rep RP - 4mm 7247 Antirrotatorio Titanio Gr 5 Anodizado Amarillo Llave Unigrip MUA 		
	Pilar MU Rep NP - 1 mm 8061 Rotatorio Titanio Gr 5 Llave tubo MU2 	Pilar MU Rep NP - 2 mm 8062 Rotatorio Titanio Gr 5 Llave tubo MU2 	Pilar MU Rep NP - 3 mm 8063 Rotatorio Titanio Gr 5 Llave tubo MU2 	Pilar MU Rep NP - 4 mm 8064 Rotatorio Titanio Gr 5 Llave tubo MU2 	Pilar MU Rep NP - 5 mm 8065 Rotatorio Titanio Gr 5 Llave tubo MU2 			

**TRILOBULADO INTERNO**

Compatible con:

NobelReplace® Replace Select™

	NP-3,5				RP-4,3		WP-5,0		
Pilar provisional CE 0051	Pilar provisional ant. Rep NP 5626 Antirrotatorio Titanio Gr 5 Anodizado Lila	Pilar provisional rot. Rep NP 5697 Rotatorio Titanio Gr 5 Anodizado Lila	Pilar provisional ant. Rep RP 5633 Antirrotatorio Titanio Gr 5 Anodizado Amarillo	Pilar provisional rot. Rep RP 5711 Rotatorio Titanio Gr 5 Anodizado Amarillo			Pilar provisional ant. Rep WP 5694 Antirrotatorio Titanio Gr 5 Anodizado Azul	Pilar provisional rot. Rep WP 6024 Rotatorio Titanio Gr 5 Anodizado Azul	
			Pilar prov. rot. Rep RP - Peek 8021 Rotatorio Peek	Pilar prov. ant. Rep RP - Peek 8047 Antirrotatorio Peek					
Pilar cicatrización CE 0051	Pilar cic.NP 3,5-3,5 - 3mm - Unigrip 5776 Titano Gr 5	Pilar cic.NP 3,5-3,5 - 5mm - Unigrip 5777 Titano Gr 5	Pilar cic.RP 4,3-4,3 - 3mm - Unigrip 5768 Titano Gr 5	Pilar cic.RP 4,3-4,3 - 5mm - Unigrip 5769 Titano Gr 5			Pilar cic.WP 5,0-5,0 - 3mm - Unigrip 5780 Titano Gr 5	Pilar cic.WP 5,0-5,0 - 5mm - Unigrip 5781 Titano Gr 5	
	Pilar cic.NP 3,5-4,5 - 3mm - Unigrip 5778 Titano Gr 5	Pilar cic.NP 3,5-4,5 - 5mm - Unigrip 5779 Titano Gr 5	Pilar cic.RP 4,3-5,3 - 3mm - Unigrip 5770 Titano Gr 5	Pilar cic.RP 4,3-5,3 - 5mm - Unigrip 5771 Titano Gr 5	Pilar cic.RP 4,3-5,3 - 7mm - Unigrip 6328 Titano Gr 5		Pilar cic.WP 5,0-6,0 - 3mm - Unigrip 5782 Titano Gr 5	Pilar cic.WP 5,0-6,0 - 5mm - Unigrip 5783 Titano Gr 5	Pilar cic.WP 5,0-6,0 - 7mm - Unigrip 6329 Titano Gr 5
			Transfer Cubeta Abierta Rep RP 6033 + 5963 Titano Gr 5 Anodizado Amarillo	Tornillo largo transfer Rep RP 5963 Titano Gr 5					
			Interfase Rep RP ant. 7951 Antirrotatorio Titano Gr 5 PVD	Interfase Rep RP rot. 8135 Rotatorio Titano Gr 5 PVD					
Interfase CE 0051			Calcínable Interfase Ø4,1 ant. 7949 Antirrotatorio Poliacetal	Calcínable Interfase Ø4,1 rot. 5089 Rotatorio Poliacetal					



OCTÁGONO INTERNO

Compatible con:

Straumann®

4,8-RN

6,5-WN

Análogo

Análogo synOcta® RN
5144
Inox



Análogo Octa RN
6375
Inox



Análogo synOcta® 6,5-WN
7540
Inox



Calcinable

Calcinable directo impl. ant. (c/tornillo 8004)
5185
Antirrotatorio Poliacetal



Calcinable ant. 4,8- RN
5142
Antirrotatorio Poliacetal



Calcinable Form directo implante
7802
Antirrotatorio Poliacetal



Calcinable directo impl. ant. (c/tornillo 8004)
7538
Antirrotatorio Poliacetal



Calcinable directo impl. rot. (c/tornillo 8004)
5186
Rotatorio Poliacetal



Calcinable rot. 4,8- RN
5141
Rotatorio Poliacetal



Calcinable Form directo implante
7803
Rotatorio Poliacetal



Calcinable directo impl. rot. (c/ tornillo 8004)
7539
Rotatorio Poliacetal



Tornillo



Tornillo M2 - Torx 6
5110
Titanio Gr 5



Tornillo Basal M2 Torx 6
8004
Titanio Gr 5



Tornillo M2 largo Torx 6
5204
Titanio Gr 5



Tornillo M2 Basal - 1,25
8193
NEW
Titanio Gr 5



Tornillo M2 - Torx 6
5110
Titanio Gr 5



Tornillo Basal M2 Torx 6
8004
Titanio Gr 5



Tornillo M2 largo
5204
Titanio Gr 5



Tornillo M2 Basal - 1,25
8193
NEW
Titanio Gr 5



Tornillo M2 - Torx 6 - GoldGrip
8039
Titanio Gr 5 GoldGrip



Tornillo Basal M2 Torx 6 GoldGrip
8098
Titanio Gr 5 GoldGrip



Tornillo M2 largo Torx 6 GoldGrip
8189
NEW
Titanio Gr 5 GoldGrip



Tornillo M2 - 1,25
8194
NEW
Titanio Gr 5



Tornillo M2 - Torx 6 - GoldGrip
8039
Titanio Gr 5 GoldGrip



Tornillo Basal M2 Torx 6 GoldGrip
8098
Titanio Gr 5 GoldGrip



Tornillo M2 largo Torx 6 GoldGrip
8189
NEW
Titanio Gr 5 GoldGrip



Tornillo M2 - 1,25
8194
NEW
Titanio Gr 5



Tornillo M2 - Torx 6 - Hardened
8097
Titanio Gr 5 Hard Anodized



Tornillo Basal M2 Torx 6 Hardened
8099
Titanio Gr 5 Hard Anodized



Tornillo M2 largo Torx 6 Hardened
8224
NEW
Titanio Gr 5 Hard Anodized



Tornillo M2 - Torx 6 - Hardened
8097
Titanio Gr 5 Hard Anodized



Tornillo Basal M2 Torx 6 Hardened
8099
Titanio Gr 5 Hard Anodized



Tornillo M2 largo Torx 6 Hardened
8224
NEW
Titanio Gr 5 Hard Anodized



Pilar cementación



Pilar synOcta® RN cementación
5262
Antirrotatorio Titanio Gr 5



Pilar macizo RN Ø3,5 - 4 mm
6548
Rotatorio Titanio Gr 5



Pilar Macizo RN Ø3,5 - 5,5 mm
8326
NEW 2019
Rotatorio Titanio Gr 5



Pilar synOcta® RN
5112
Antirrotatorio Titanio Gr 5



Pilar Octa 4,8-RN
7993
Rotatorio Titanio Gr 5



Pilar synOcta® WN cementación
5263
Antirrotatorio Titanio Gr 5



Pilar macizo WN Ø4,25 cementación
6545
Rotatorio Titanio Gr 5



Pilar sobrecolable



Pilar sobrec. CoCr ant. 4,8-RN
8201
Antirrotatorio CoCr



Pilar sobrec. CoCr rot. 4,8-RN
8202
Rotatorio CoCr



Pilar provisional



Pilar prov. ant.dir. impl. 4,8-RN Ti
8186
NEW 2019
Antirrotatorio Titanio Gr 5



Pilar prov. rot.dir. impl. 4,8-RN Ti
8087
Rotatorio Titanio Gr 5



Pilar provisional rot. 4,8-RN Ti
5107
Rotatorio Titanio Gr 5



Pilar provisional rot. Ø4,8-RN Peek
8073
Rotatorio Peek



Pilar cicatrización



Pilar cic. 0,0mm Torx 6
5512
Titanio Gr 5



Pilar cic. 1,5mm Torx 6
5510
Titanio Gr 5



Pilar cic. 2,0mm Torx 6
5991
Titanio Gr 5



Pilar cic. 3,0mm Torx 6
5256
Titanio Gr 5



Pilar cic. 4,5 mm Torx 6
5511
Titanio Gr 5



Transfer



Transfer Cubeta Abierta 4,8-RN
6995 + 6996
Antirrotatorio Titanio Gr 5 Anodizado Lila



Tornillo Transfer C.Ab 4,8-RN Torx 6
6996
Titanio Gr 5



Interfase



Interfase 4,8 - RN ant. H-1
7953
NEW
Antirrotatorio Titanio Gr 5 PVD



Interfase 4,8 - RN rot. H-1
8136
NEW
Rotatorio Titanio Gr 5 PVD



Interfase 4,8 - RN ant. H-2
8303
NEW 2019
Antirrotatorio Titanio Gr 5 PVD



Interfase 4,8 - RN rot. H-2
8305
NEW 2019
Rotatorio Titanio Gr 5 PVD



Calcinable Interfase Ø4,8 ant.
8307
Antirrotatorio Poliacetal



Calcinable Interfase Ø4,8 rot.
8133
NEW
Rotatorio Poliacetal





CÓNICA INTERNA

Compatible con:

Straumann® Bone Level®

	NC		RC		RC Variobase		RC Multibase		Cono Externo
Análogo	Análogo Bone Level NC 8048 Inox 		Análogo Bone Level RC 6904 Inox 						
Calcinable	Calcinable ant. Bone Level NC 8140 Antirrotatorio Poliacetal 	Calcinable rot. Bone Level NC 8141 Rotatorio Poliacetal 	Calcinable ant. Bone Level RC 7542 Antirrotatorio Poliacetal 	Calcinable rot. Bone Level RC 7541 Rotatorio Poliacetal 			Calcinable rot. Multi-base RC 6326 Rotatorio Poliacetal 		
Tornillo	Tornillo Bone Level NC Torx 6 5796 Titanio Gr 5 Anodizado Amarillo 	Tornillo BL NC Torx 6 p/pilar roscado 8264 Titanio Gr 5 	Tornillo Bone Level RC Torx 6 5792 Titanio Gr 5 Anodizado Lila 	Tornillo Basal BL RC Torx 6 p/pilar cementación 8166 NEW Titanio Gr 5 Anodizado Lila 	Tornillo Bone Level RC Torx 6 5792 Titanio Gr 5 Anodizado Lila 		Tornillo Bone Level Multi-base Torx 6 6903 Titanio Gr 5 		
	Tornillo Bone Level NC Torx 6 GoldGrip 8128 Titanio Gr 5 GoldGrip 	Tornillo Bone Level NC M1,4 Torx 6 8266 NEW Titanio Gr 5 	Tornillo Bone Level RC Torx 6 GoldGrip 8130 Titanio Gr 5 GoldGrip 		Tornillo Bone Level RC Torx 6 GoldGrip 8130 Titanio Gr 5 GoldGrip 		Torn. Bone Level Multi-base Torx 6 GoldGrip 8100 Titanio Gr 5 GoldGrip 		
	Tornillo Bone Level NC Torx 6 Hardened 8129 Titanio Gr 5 Hard Anodized 		Tornillo Bone Level RC Torx 6 Hardened 8131 Titanio Gr 5 Hard Anodized 		Tornillo Bone Level RC Torx 6 Hardened 8131 Titanio Gr 5 Hard Anodized 		Torn. Bone Level Multi-base Torx 6 Hardened 8101 Titanio Gr 5 Hard Anodized 		
Pilar cementación	Pilar ant. Bone Level NC 8143 Antirrotatorio Titanio Gr 5 	Pilar rot. Bone Level NC 8142 Rotatorio Titanio Gr 5 	Pilar ant. Bone Level RC 8145 Antirrotatorio Titanio Gr 5 	Pilar rot. Bone Level RC 8144 Rotatorio Titanio Gr 5 	Pilar Bone Level RC Variobase® 8076 Titanio Gr 5 		Pilar Multi-base BL RC 1,0 Torx 6 7780 Titanio Gr 5 		
	Pilar rosc. NC Ø3,5 H2,5 c/tornillo Torx 6 8263 NEW Antirrotatorio Titanio Gr 5 Anodizado Azul 		Pilar Multi-base BL RC 1,0 Torx 6 7780 Titanio Gr 5 	Pilar Multi-base BL RC 2,5 Torx 6 7937 Titanio Gr 5 			Pilar Multi-base BL RC 2,5 Torx 6 7937 Titanio Gr 5 	Pilar rosc. NC Ø3,5 H2,5 c/tornillo Torx 6 8263 NEW Antirrotatorio Titanio Gr 5 Anodizado Azul 	
Pilar provisional	Pilar prov. ant. Bone Level NC 8043 Antirrotatorio Titanio Gr 5 	Pilar prov. rot. Bone Level NC 8044 Rotatorio Titanio Gr 5 Anodizado Amarillo 	Pilar prov. ant. Bone Level RC 8045 NEW 2019 Antirrotatorio Titanio Gr 5 	Pilar prov. rot. Bone Level RC 8046 NEW 2019 Rotatorio Titanio Gr 5 			Pilar prov. Multi-base RC Ø4,5 Ti 8071 Rotatorio Titanio Gr 5 	Pilar prov. NC Ø3,5 c/tornillo 8265 NEW Rotatorio Titanio Gr 5 	
							Pilar prov. Multi-base RC Ø4,5 Peek 8072 Rotatorio Peek 		



CÓNICA INTERNA

Compatible con:

Astra®

3.0

3.5/4.0

4.5/5.0

Análogo

	Análogo 3.5/4.0 Aqua 5564 Inox 	Análogo 3.5/4.0 Aqua Ti 6371 Titanio Gr 5 Anodizado Azul 		Análogo 4.5/5.0 Lilac 5489 Inox 	Análogo 4.5/5.0 Lilac Ti 6370 Titanio Gr 5 Anodizado Lila 	
--	--	--	--	--	---	--

Calcinable

	Calcinable ant. 3.5/4.0 5318 Antirrotatorio Poliacetal 	Calcinable rot. 3.5/4.0 7941 Rotatorio Poliacetal 		Calcinable ant. 4.5/5.0 5085 Antirrotatorio Poliacetal 	Calcinable rot. 4.5/5.0 7942 Rotatorio Poliacetal 	
--	--	---	--	---	---	--

Tornillo



Tornillo M1,4 - 1,25 6457 Titanio Gr 5 	Tornillo M1,6 Aqua - 3.5/4.0 - 1,30 5264 Titanio Gr 5 Anodizado Azul 			Tornillo M2 - 1,30 5087 Titanio Gr 5 	Tornillo M2 Lilac 4.5/5.0 - 1,30 5265 Titanio Gr 5 Anodizado Lila 	
Tornillo M1,4 - 1,25 GoldGrip 8106 Titanio Gr 5 GoldGrip 	Tornillo M1,6 Aqua - 1,30 GoldGrip 8108 Titanio Gr 5 GoldGrip 				Tornillo M2 Lilac 4.5/5.0 - 1,30 GoldGrip 8109 Titanio Gr 5 GoldGrip 	
Tornillo M1,4 - 1,30 Hardened 8107 Titanio Gr 5 Hard Anodized 	Tornillo M1,6 Aqua - 1,30 Hardened 7944 Titanio Gr 5 Hard Anodized 			Arandela de oro 5443 Oro Modelo de utilidad nº 200801559/9 	Tornillo M2 Lilac 4.5/5.0 - 1,30 Hardened 7998 Titanio Gr 5 Hard Anodized 	

Pilar cementación



	Pilar recto 3.5/4.0 5817 Antirrotatori Titanio Gr 5 			Pilar recto 4.5/5.0 6751 Antirrotatori Titanio Gr 5 		
	Pilar 20° 3.5/4.0 - 0,5mm 5582 Rotatorio Titanio Gr 5 	Pilar 20° 3.5/4.0 - 1mm 5583 Rotatorio Titanio Gr 5 	Pilar 20° 3.5/4.0 - 2mm 5584 Rotatorio Titanio Gr 5 	Pilar 20° 4.5/5.0 - 0,5mm 5578 Rotatorio Titanio Gr 5 	Pilar 20° 4.5/5.0 - 1mm 5579 Rotatorio Titanio Gr 5 	Pilar 20° 4.5/5.0 - 2mm 5580 Rotatorio Titanio Gr 5 
	Pilar 20° 3.5/4.0 - 3mm 6690 Rotatorio Titanio Gr 5 	Pilar 20° 3.5/4.0 - 4mm 5585 Rotatorio Titanio Gr 5 		Pilar 20° 4.5/5.0 - 3mm 6691 Rotatorio Titanio Gr 5 	Pilar 20° 4.5/5.0 - 4mm 5581 Rotatorio Titanio Gr 5 	

Pilar sobrecolable



	Pilar sobrec. CoCr ant. 3.5/4.0 6319 Antirrotatorio CoCr 	Pilar sobrec. CoCr rot. 3.5/4.0 6318 Rotatorio CoCr 		Pilar sobrec. CoCr ant. 4.5/5.0 6437 Antirrotatorio CoCr 	Pilar sobrec. CoCr rot. 4.5/5.0 7972 Rotatorio CoCr 	
--	--	---	--	---	---	--



CÓNICA INTERNA

Compatible con:

Astra®
Evolution 4.8

4.8

Tornillo



Tornillo M2 Astra EV 4.8 8205 NEW Titanio Gr 5 Anodizado azul 						
---	--	--	--	--	--	--



Cumplimiento de la Directiva 93/42/CEE
Modificada por la Directiva 2007/47/CEE



CÓNICA INTERNA

Compatible con:

Astra®

3.5/4.0

4.5/5.0

Pilar cicatrización

CE
0051

Pilar cic. 3.5/4.0
2mm - 1,25

5591

Titanio Gr 5



Pilar cic. 3.5/4.0
4mm - 1,25

5592

Titanio Gr 5



Pilar cic. 3.5/4.0
6mm - 1,25

5593

Titanio Gr 5



Pilar cic. 3.5/4.0
8mm - 1,25

6346

Titanio Gr 5



Pilar cic. 4.5/5.0
2mm - 1,25

5587

Titanio Gr 5



Pilar cic. 4.5/5.0
4mm - 1,25

5588

Titanio Gr 5



Pilar cic. 4.5/5.0
6mm - 1,25

5589

Titanio Gr 5



Pilar cic. 4.5/5.0
8mm - 1,25

6345

Titanio Gr 5



Pilar cic. estético
Ø5,9 - 2 mm - 1,30

6711

Titanio Gr 5



Pilar cic. estético
Ø5,9 - 4 mm - 1,30

6712

Titanio Gr 5



Pilar cic. estético
Ø5,9 - 6 mm - 1,30

6713

Titanio Gr 5



Pilar cic. estético
3,5/4,0 - Ø4,7 -
2mm - 1,30

6714

Titanio Gr 5



Pilar cic. estético
3,5/4,0 - Ø4,7 -
4mm - 1,30

6715

Titanio Gr 5



Pilar cic. estético
Ø4,7 - 6 mm - 1,30

6716

Titanio Gr 5



Pilar cic. estético
4.5/5.0 - Ø4,7
2 mm - 1,25

8198

NEW

Titanio Gr 5



Pilar cic. estético
4.5/5.0 - Ø4,7
4 mm - 1,25

8199

NEW

Titanio Gr 5



Pilar cic. estético
4.5/5.0 - Ø4,7
6 mm - 1,25

8200

NEW

Titanio Gr 5



Pilar cic. estético
4.5/5.0 - Ø5,9
2 mm - 1,25

8195

NEW

Titanio Gr 5



Pilar cic. estético
4.5/5.0 - Ø5,9
4 mm - 1,25

8196

NEW

Titanio Gr 5



Pilar cic. estético
4.5/5.0 - Ø5,9
6 mm - 1,25

8197

NEW

Titanio Gr 5



Transfer

CE

Transfer Cubeta
Cerrada 3.5/4.0
1,30

6752

Titanio Gr 5
Anodizado Azul



Tornillo Transfer
Cubeta Cerrada
3.5/4.0 - 1,30

6753

Titanio Gr 5
Anodizado Azul



Transfer Cubeta
Abierta 3.5/4.0
1,30

8240

NEW

Antirrotatorio
Titanio Gr 5
Anodizado Azul



Tornillo Transfer
Cubeta Abierta
3.5/4.0 - 1,30

8241

NEW

Titanio Gr 5
Anodizado Azul



Transfer Cubeta
Cerrada 4.5/5.0
1,30

6754

Titanio Gr 5
Anodizado Lila



Tornillo Transfer
Cubeta Cerrada
4.5/5.0 - 1,30

6755

Titanio Gr 5
Anodizado Lila



Transfer Cubeta
Abierta 4.5/5.0
1,30

8242

NEW

Antirrotatorio
Titanio Gr 5
Anodizado Lila



Tornillo Transfer
Cubeta Abierta
4.5/5.0 - 1,30

8243

NEW

Titanio Gr 5
Anodizado Lila



Interfase

CE
0051

Interfase 3.5/4.0
ant. H-1,2

7959

NEW

Antirrotatorio
Titanio Gr 5
PVD



Interfase 3.5/4.0
rot. H-0,7

8308

NEW 2019

Rotatorio
Titanio Gr 5
PVD



Calcinable Ø4,1
Interfase ant.

7949

Antirrotatorio
Poliacetal



Calcinable Ø4,1
Interfase rot.

5089

Rotatorio
Poliacetal



Interfase 4.5/5.0
ant. H-1,2

5704

NEW

Antirrotatorio
Titanio Gr 5
PVD



Interfase 4.5/5.0
rot. H-1,7

8309

NEW 2019

Rotatorio
Titanio Gr 5
PVD



Calcinable Ø4,1
Interfase ant.

7949

Antirrotatorio
Poliacetal



Calcinable Ø4,1
Interfase rot.

5089

Rotatorio
Poliacetal



CUATRILOBULADO INTERNO

Compatible con:

BTI® interna

4.1-cuatrilobulada

Análogo

Análogo Ø4,1 BTI®
Interna

7743

Titanio Gr 5
Anodizado azul



Calcinable

Calcinable ant.
BTI® interna

7760

Antirrotatorio
Poliacetal



Calcinable rot.
BTI® interna

7759

Rotatorio
Poliacetal



Tornillo

CE
0051

Tornillo M1,8 BTI®
interna - 1,20

7757

Titanio Gr 5
Anodizado azul



Tornillo M1,8 BTI®
interna GoldGrip -
1,20

8117

Titanio Gr 5
GoldGrip



Tornillo M1,8 BTI®
interna Hardened -
1,20

8118

Titanio Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M1,8 BTI®
interna cuad. 1,30

8225

Titanio Gr 5



Arandela de oro

5443

Oro
Modelo de utilidad
n° 200801559/9



Pilar sobrecolable

CE
0051

Pilar sobrec. CoCr
ant. BTI® int.

7982

Antirrotatorio
CoCr



Pilar provisional

CE
0051

Pilar provisional
ant. BTI® int.

7758

Antirrotatorio
Titanio Gr 5



Cumplimiento de la Directiva 93/42/CEE
Modificada por la Directiva 2007/47/CEE





CONO EXTERNO
Compatible con:

Astra®

UniAbutment 20°



CONO EXTERNO
Compatible con:

Astra®

UniAbutment 45°

Análogo

Análogo 20°

5595

Inox



Análogo 45°

7786

Inox



Calcinable

Calcinable 20°

5638

Rotatorio
Poliacetal



Calcinable 45°

7792

Rotatorio
Poliacetal



Tornillo



Tornillo M1,4 Astra
20°/45° - 1,25

5596

Titanio Gr 5



Tornillo M1,4 Astra
20°/45° - 1,25

5596

Titanio Gr 5



Tornillo M1,4 Astra
20°/45° - 1,25
GoldGrip

8110

Titanio Gr 5
GoldGrip



Tornillo M1,4 Astra
20°/45° - 1,25
GoldGrip

8110

Titanio Gr 5
GoldGrip



Tornillo M1,4 Astra
20°/45° - 1,25
Hardened

8111

Titanio Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M1,4 Astra
20°/45° - 1,25
Hardened

8111

Titanio Gr 5
Hard Anodized



Pilar cementación



Pilar 20° 3.5/4.0 -
0,5mm

5582

Rotatorio
Titanio Gr 5



Pilar 20° 3.5/4.0 -
1mm

5583

Rotatorio
Titanio Gr 5



Pilar 20° 3.5/4.0 -
2mm

5584

Rotatorio
Titanio Gr 5



Pilar 20° 3.5/4.0 -
3mm

6690

Rotatorio
Titanio Gr 5



Pilar 20° 3.5/4.0 -
4mm

5585

Rotatorio
Titanio Gr 5



Pilar 20° 4.5/5.0 -
0,5mm

5578

Rotatorio
Titanio Gr 5



Pilar 20° 4.5/5.0 -
1mm

5579

Rotatorio
Titanio Gr 5



Pilar 20° 4.5/5.0 -
2mm

5580

Rotatorio
Titanio Gr 5



Pilar 20° 4.5/5.0 -
3mm

6691

Rotatorio
Titanio Gr 5



Pilar 20° 4.5/5.0 -
4mm

5581

Rotatorio
Titanio Gr 5



Pilar provisional



Pilar provisional
20°

7778

Rotatorio
Titanio Gr 5



Pilar provisional
20° - Peek

8023

Rotatorio
Peek



Pilar provisional
45°

7791

Rotatorio
Titanio Gr 5



Pilar provisional
45° - Peek

8037

Rotatorio
Peek





CONO EXTERNO
Compatible con:

Nobel Biocare® / Multi-unit

4.8



CONO EXTERNO
Compatible con:

Mis®
New Multi-unit

4.8

Análogo

Análogo Ø4,8

5169

Inox



Análogo Ø4,8 N - MU

8226

NEW

Inox



Calcinable

Calcinable rot. Ø4,8

5116

Rotatorio
Poliacetal



Tornillo



Tornillo M1,4 -
Unigrip

5108

Titinio Gr 5



Tornillo M1,4
Unigrip GoldGrip

8040

NEW

Titinio Gr 5
GoldGrip



Tornillo M1,4 -
Unigrip Hardened

7966

Titinio Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M1,4 -
1,20

5568

Titinio Gr 5



Tornillo M1,4
1,20 GoldGrip

8328

NEW 2019

Titinio Gr 5
GoldGrip



Tornillo M1,4
1,20 Hardened

8212

NEW 2019

Titinio Gr 5
Hard Anodized



Tornillo M1,6 - 1,20

8227

NEW 2019

Titinio Gr 5



Pilar Multi-Unit



Pilar MU NA NP -
1,5 mm

8216

NEW

Rotatorio
Titinio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar MU NA NP -
2,5 mm

8217

NEW

Rotatorio
Titinio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar MU NA NP -
3,5 mm

8218

NEW

Rotatorio
Titinio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar MU NA RP -
1,5 mm

8219

NEW

Rotatorio
Titinio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar MU NA RP -
2,5 mm

8220

NEW

Rotatorio
Titinio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar MU NA RP -
3,5 mm

8221

NEW

Rotatorio
Titinio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar MU HE
1mm

5733

Rotatorio
Titinio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar MU HE
2mm

5458

Rotatorio
Titinio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar MU HE
3mm

5459

Rotatorio
Titinio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar MU HE
4mm

5460

Rotatorio
Titinio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar MU HE
5mm

5461

Rotatorio
Titinio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar MU HE
7mm

5462

Rotatorio
Titinio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar MU HI
1mm

8049

Antirrotatorio
Titinio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar MU HI
2mm

7041

Antirrotatorio
Titinio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar MU HI
3mm

8050

Antirrotatorio
Titinio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar MU HI
4mm

8051

Antirrotatorio
Titinio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar MU HI
5mm

8052

Antirrotatorio
Titinio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar MU Rep
RP - 1 mm

7983

Rotatorio
Titinio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar MU Rep
RP - 2 mm

7984

Rotatorio
Titinio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar MU Rep
RP - 3 mm

7985

Rotatorio
Titinio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar MU Rep
RP - 4 mm

7986

Rotatorio
Titinio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar MU Rep
RP - 5 mm

7987

Rotatorio
Titinio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar MU Rep
NP - 1 mm

8061

Antirrotatorio
Titinio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar MU Rep
NP - 2 mm

8062

Antirrotatorio
Titinio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar MU Rep
NP - 3 mm

8063

Antirrotatorio
Titinio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar MU Rep
NP - 4 mm

8064

Antirrotatorio
Titinio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar MU Rep
NP - 5 mm

8065

Antirrotatorio
Titinio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar MU MD
Ø4,2 - 1,5mm

7980

Rotatorio
Titinio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar MU HE 1mm -
zigomatic

8222

Antirrotatorio
Titinio Gr 5
Llave tubo MU2



Pilar angulado 17° -
2mm

6312

Antirrotatorio
Titinio Gr 5
Llave Unigrip MUA



Pilar MUA HE 17° -
3mm

6639

Antirrotatorio
Titinio Gr 5
Llave Unigrip MUA



Pilar angulado 30° -
3mm

6313

Antirrotatorio
Titinio Gr 5
Llave Unigrip MUA



Pilar MUA HE 30° -
4mm

6640

Antirrotatorio
Titinio Gr 5
Llave Unigrip MUA



Pilar MUA HI 17° -
2mm

8011

Antirrotatorio
Titinio Gr 5
Llave Unigrip MUA



Pilar MUA HI 17° -
3mm

8012

Antirrotatorio
Titinio Gr 5
Llave Unigrip MUA



Pilar MUA HI 30° -
3mm

8138

Antirrotatorio
Titinio Gr 5
Llave Unigrip MUA



Pilar MUA HI 30° -
4mm

8139

Antirrotatorio
Titinio Gr 5
Llave Unigrip MUA





CONO EXTERNO
Compatible con:

Multi-unit

4.8



CONO EXTERNO
Compatible con:

Mis®
New Multi-unit

4.8

Pilar Multi-Unit
CE
0051

Pilar angulado 17°
Rep RP - 2mm

6905

Antirrotatorio
Titanio Gr 5
Anodizado Amarillo
Llave Unigrip MUA

Pilar angulado 17°
Rep RP - 3mm

7246

Antirrotatorio
Titanio Gr 5
Anodizado Amarillo
Llave Unigrip MUA

Pilar angulado 30°
Rep RP - 3mm

7144

Antirrotatorio
Titanio Gr 5
Anodizado Amarillo
Llave Unigrip MUA

Pilar angulado 30°
Rep RP - 4mm

7247

Antirrotatorio
Titanio Gr 5
Anodizado Amarillo
Llave Unigrip MUA

Pilar MUA NA RP
17° - 2,5mm

8163

Antirrotatorio
Titanio Gr 5
Llave Unigrip MUA

Pilar MUA NA RP
17° - 3,5mm

8164

Antirrotatorio
Titanio Gr 5
Llave Unigrip MUA

Pilar MUA NA RP
30° - 3,5mm

8233

NEW
Antirrotatorio
Titanio Gr 5
Llave Unigrip MUA

Pilar MUA NA RP
30° - 4,5mm

8234

NEW
Antirrotatorio
Titanio Gr 5
Llave Unigrip MUA

Pilar MUA NA NP
17° - 2,5mm

8235

NEW
Antirrotatorio
Titanio Gr 5
Llave Unigrip MUA

Pilar MUA NA NP
17° - 3,5mm

8236

NEW
Antirrotatorio
Titanio Gr 5
Llave Unigrip MUA

Pilar MUA NA NP
30° - 3,5mm

8237

NEW
Antirrotatorio
Titanio Gr 5
Llave Unigrip MUA

Pilar MUA NA NP
30° - 4,5mm

8238

NEW
Antirrotatorio
Titanio Gr 5
Llave Unigrip MUA

Pilar sobrecolable

CE
0051

Pilar sobrec. CoCr
Ø4,8 Multi

8010

Rotatorio
CoCr

Pilar sobrec. CoCr
Ø4,8 N-MU

8228

NEW
Rotatorio
CoCr

Pilar provisional

CE
0051

Pilar provisional
rot. Ø4,8

5173

Rotatorio
Titanio Gr 5

Pilar provisional
rot. Ø4,8 Peek

8006

Rotatorio
Peek

Pilar prov. rot.
Ø4,8 N-MU

8229

NEW
Rotatorio
Titanio Gr 5

Pilar provi. rot.
Ø4,8 N-MU Peek

8230

NEW
Rotatorio
Peek

Pilar cicatrización

CE
0051

Pilar protector
cónico - Peek

5790

Rotatorio
Peek

Pilar protector
cónico - Ti

8250

Rotatorio
Titanio Gr 5

Pilar protector
cónico c/rosca -
Peek - Unigrip

8274

NEW
Rotatorio
Peek

Pilar protector
cónico c/rosca -
Ti - Unigrip

8275

Rotatorio
Titanio Gr 5

Pilar protector
recto c/rosca
-Peek - Unigrip

8276

NEW
Rotatorio
Peek

Pilar protector
recto c/rosca - Ti -
Unigrip

8277

NEW
Rotatorio
Titanio Gr 5

Transfer

CE

Transfer Cubeta
Cerrada
Unigrip

5473

Titanio Gr 5

Transfer Cubeta
Abierta

**6317 +
6327**

Titanio Gr 5

Tornillo Transfer
Cubeta Abierta
Unigrip

6327

Titanio Gr 5

Tornillo Transfer
Cubeta Abierta corto
Unigrip

8329

NEW
Titanio Gr 5

Interfase

CE
0051

Interfase MU rot.
H-0,4

5434

Rotatorio
Titanio Gr 5
PVD

Interfase MU rot.
H-1,2

8302

NEW 2019
Rotatorio
Titanio Gr 5
PVD

Calcínable
Interfase Ø4,8 rot.

8133

NEW
Rotatorio
Poliacetal

Soluciones para prótesis digitales




emexact[®]
Digital Workflow

Cumplimiento de la Directiva 93/42/CEE
Modificada por la Directiva 2007/47/CEE



 HEXÁGONO EXTERNO Compatible con Nobel Biocare® Brånemark System® Localizador 	 HEXÁGONO EXTERNO Compatible con Phibo® TSH® Localizador 	 HEXÁGONO EXTERNO Compatible con BTI® Localizador 
3,5  25018  Antirrotatorio Peek Unigrip	3,3-hex 2,3  25047  Antirrotatorio Peek 1,25	4,1  25002  Antirrotatorio Peek 1,20
4,1  25002  Antirrotatorio Peek 1,20	4  25002  Antirrotatorio Peek 1,20	5,5  25043  Antirrotatorio Peek 1,25
5,1  25019  Antirrotatorio Peek 1,20	5  25048  Antirrotatorio Peek 1,25	
 HEXÁGONO EXTERNO Compatible con Klockner® Localizador 	 HEXÁGONO EXTERNO Compatible con Microdent System® M,MV Localizador 	 HEXÁGONO EXTERNO Compatible con MicroMini® 3i Certain® Localizador 
4,2-hex 3,0  25032  Antirrotatorio Peek 1,70	4,2 (SU)  25002  Antirrotatorio Peek 1,20	3,4  25001  Antirrotatorio Peek 1,20
	5,1 (SU)  25019  Antirrotatorio Peek 1,20	4,1  25002  Antirrotatorio Peek 1,20
 CONO EXTERNO Compatible con Multi-unit Localizador 	 OCTOGONAL EXTERNA Compatible con Straumann® Octa synOcta® Localizador 	
4.8  25040  Antirrotatorio Peek Unigrip	4,8-RN  25052  Antirrotatorio Peek Torx 6	
4.8  25041  Rotatorio Peek Unigrip	6,5-WN  25053  Antirrotatorio Peek Torx 6	

	HEXÁGONO INTERNO Compatible con Mis® - Zimmer		CUATRILOBULADO INTERNO Compatible con BTI® interna		HEXÁGONO INTERNO Compatible con Certain®
	Localizador	Localizador	Localizador	Localizador	Localizador
	3,5	3,5	3,5	NP-3,4	3,4
	 25029 NEW Localizador compatible con Zimmer® 3.5 Antirrotatorio Peek 1,25	 25046 NEW Localizador compatible con BTI® Interna (INRILIE) 3.5 Antirrotatorio Peek 1,20	 25003 NEW Localizador compatible con 3i Certain® 3.4 Antirrotatorio Peek 1,20		
	4,5	4,1		RP-4,1	
	 25030 NEW Localizador compatible con Zimmer® 4.5 Antirrotatorio Peek 1,25	 25042 NEW Localizador compatible con BTI® Interna (INRILIA) 4.1/ (INRILIA) 5.0 Antirrotatorio Peek 1,20		 25004 NEW Localizador compatible con 3i Certain® 4.1/5.0/6.0 Antirrotatorio Peek 1,20	
	5,7				
	 25031 NEW Localizador compatible con Zimmer® 5.7 Antirrotatorio Peek 1,25				
	CÓNICA INTERNA Compatible con Astra®		CÓNICA INTERNA Compatible con Straumann® Bone Level®		OCTÁGONO INTERNO Compatible con Straumann®
	Localizador	Localizador	Localizador	Localizador	Localizador
	3.0	NC	4,8-RN		
	 25005 NEW Localizador compatible con Astra Tech OsseoSpeed™ 3.0 Antirrotatorio Peek 1,25	 25024 NEW Localizador compatible con Straumann® Bone Level NC 3.5 Antirrotatorio Peek Torx 6	 25027 NEW Localizador compatible con Straumann® Synocta® RN 4.8 Antirrotatorio Peek Torx 6		
	3.5/4.0 NP	RC	6,5-WN		
	 25006 NEW Localizador compatible con Astra Tech OsseoSpeed™ 3.5/4.0 Antirrotatorio Peek 1,30	 25025 NEW Localizador compatible con Straumann® Bone Level RC 4.5 Antirrotatorio Peek Torx 6	 25028 NEW Localizador compatible con Straumann® Synocta® WN 6.5 Antirrotatorio Peek Torx 6		
	4.5/5.0 RP				
	 25007 NEW Localizador compatible con Astra Tech OsseoSpeed™ 4.5/5.0 Antirrotatorio Peek 1,30				
	CÓNICA INTERNA Compatible con Klockner® Essential®		CÓNICA INTERNA HEXALOBULADO Compatible con NobelActive®		TRILOBULADO INTERNO Compatible con NobelReplace® Replace Select™
	Localizador	Localizador	Localizador	Localizador	Localizador
	4.5	3.0	NP-3,5		
	 25056 NEW Localizador compatible con Klockner® Essential® 4.5 Antirrotatorio Peek Oct. 1,50	 25015 NEW Localizador compatible con NobelActive® 3.0 Antirrotatorio Peek Unigrip	 25020 NEW Localizador compatible con Replace Select™ NP 3.5 Antirrotatorio Peek Unigrip		
	6.0	NP	RP-4,3		
	 25057 NEW Localizador compatible con Klockner® Essential® 6.0 Antirrotatorio Peek Oct. 1,50	 25016 NEW Localizador NobelActive® NP 3.5 Antirrotatorio Peek Unigrip	 25021 NEW Localizador compatible con Replace Select™ RP 4.3 Antirrotatorio Peek Unigrip		
		RP	WP-5,0		
		 25017 NEW Localizador compatible con NobelActive® RP 4.3 Antirrotatorio Peek Unigrip	 25022 NEW Localizador compatible con Replace Select™ WP 5.0 Antirrotatorio Peek Unigrip		




HEXÁGONO EXTERNO Compatible con Nobel Biocare® Brånemark System®

	Interfase				CE 0051	Tornillo	CE 0051	Tornillo angulado	CE 0051
4,1	Interfase Ø4,1 ant. H-0,4 7948 NEW Antirrotatorio Titanio Gr 5 PVD 	Interfase Ø4,1 rot. H-0,4 5090 NEW 2019 Rotatorio Titanio Gr 5 PVD 	Interfase Ø4,1 ant. H-1,5 8292 NEW 2019 Antirrotatorio Titanio Gr 5 PVD 	Interfase Ø4,1 rot. H-1,5 8293 NEW 2019 Rotatorio Titanio Gr 5 PVD 	Tornillo M2 - 1,20 5066 Titanio Gr 5 	Tornillo angulado 8280 NEW 2019 Titanio Gr5 			
5,1	Interfase Ø5,0 ant. H-0,4 8288 NEW 2019 Antirrotatorio Titanio Gr 5 PVD 	Interfase Ø5,0 rot. H-0,4 8289 NEW 2019 Rotatorio Titanio Gr 5 PVD 	Interfase Ø5,0 ant. H-1,5 8304 NEW 2019 Antirrotatorio Titanio Gr 5 PVD 	Interfase Ø5,0 rot. H-1,5 8306 NEW 2019 Rotatorio Titanio Gr 5 PVD 	Tornillo M2,5 - 1,20 5073 Titanio Gr5 	Tornillo angulado 8281 NEW 2019 Titanio Gr5 			



HEXÁGONO EXTERNO Compatible con BTI®

	Interfase					Tornillo		Tornillo angulado	
4,1	Interfase Ø4,1 ant. H-0,4 7948  Antirrotatorio Titanio Gr 5 PVD 	Interfase Ø4,1 rot. H-0,4 5090  Rotatorio Titanio Gr 5 PVD 	Interfase Ø4,1 ant. H-1,5 8292  Antirrotatorio Titanio Gr 5 PVD 	Interfase Ø4,1 rot. H-1,5 8293  Rotatorio Titanio Gr 5 PVD 	Tornillo M2 - 1,20 5066 Titanio Gr 5 	Tornillo angulado Ø4,1 8280  Titanio Gr5 			



HEXÁGONO EXTERNO Compatible con Microdent System® SU

	Interfase		CE 0051	Tornillo	CE 0051	Tornillo angulado	CE 0051
4,2 (SU)	Interfase Ø4,1 ant. H-0,4 7948 NEW Antirrotatorio Titanio Gr 5 PVD	Interfase Ø4,1 rot. H-0,4 5090 NEW 2019 Rotatorio Titanio Gr 5 PVD	Interfase Ø4,1 ant. H-1,5 8292 NEW 2019 Antirrotatorio Titanio Gr 5 PVD	Interfase Ø4,1 rot. H-1,5 8293 NEW 2019 Rotatorio Titanio Gr 5 PVD	Tornillo M2 - 1,20 5066 Titanio Gr 5	Tornillo angulado Ø4,1 8280 NEW 2019 Titanio Gr5	
							
5,1 (SU)	Interfase Ø5,0 ant. H-0,4 8288 NEW 2019 Antirrotatorio Titanio Gr 5 PVD	Interfase Ø5,0 rot. H-0,4 8289 NEW 2019 Rotatorio Titanio Gr 5 PVD	Interfase Ø5,0 ant. H-1,5 8304 NEW 2019 Antirrotatorio Titanio Gr 5 PVD	Interfase Ø5,0 rot. H-1,5 8306 NEW 2019 Rotatorio Titanio Gr 5 PVD	Tornillo M2,5 - 1,2 5073 Titanio Gr5	Tornillo angulado Ø4,8 8281 NEW 2019 Titanio Gr5	
							



HEXÁGONO INTERNO Compatible con Mis® - Zimmer

	Interfase CE 0051	Tornillo CE 0051	Tornillo angulado CE 0051		
3,5	Interfase HI 3,5 ant. H-0,7 7955 NEW  Antirrotatorio Titanio Gr 5 PVD	Interfase HI 3,5 rot. H-0,7 8134 NEW  Rotatorio Titanio Gr 5 PVD		Tornillo M1,8 - 1,25 5335  Titanio Gr 5	Tornillo angulado Ø3,5 8283 NEW 2019  Titanio Gr5



HEXÁGONO INTERNO Compatible con: Certain®

Interfase	CE 0051	Tornillo	CE 0051	Tornillo angulado	CE 0051
RP-4,1 Interfase Cer RP ant. (calc. 7954) 5709 Antirrotatorio Titanio Gr 5 PVD	Interfase Cer RP rot. (calc. 5089) 8137 Rotatorio Titanio Gr 5 PVD			Tornillo M1,6 - Ø1,6 - 1,20 5162 Titanio Gr 5	



CONO EXTERNO Compatible con: Multi-unit

Interfase	CE 0051	Tornillo	CE 0051	Tornillo angulado	CE 0051
4.8 Interfase MU H-0,4 rot. 5434 Rotatorio Titanio Gr 5 PVD	Interfase MU H-1,2 rot. 8302 NEW 2019 Rotatorio Titanio Gr 5 PVD			Tornillo M1,4 - Unigrip 5108 Titanio Gr 5	Tornillo angulado 8282 Titanio Gr 5



OCTÁGONO INTERNO Compatible con: Straumann®

Interfase	CE 0051	Tornillo	CE 0051	Tornillo angulado	CE 0051
4,8-RN Interfase 4,8- RN ant. H-1 7953 Antirrotatorio Titanio Gr 5 PVD	Interfase 4,8- RN ant. H-2 8303 NEW 2019 Antirrotatorio Titanio Gr 5 PVD	Interfase 4,8- RN rot. H-1 8136 NEW Rotatorio Titanio Gr 5 PVD	Interfase 4,8- RN rot. H-2 8305 NEW 2019 Rotatorio Titanio Gr 5 PVD	Tornillo Basal M2 torx 6 8004 Titanio Gr 5	Tornillo angulado Ø4,8 8284 NEW 2019 Titanio Gr 5



CÓNICA INTERNA Compatible con: Astra®

Interfase	CE 0051	Tornillo	CE 0051	Tornillo angulado	CE 0051
3.5/4.0 NP Interfase 3.5/4.0 ant. H-0,7 7959 Antirrotatorio Titanio Gr 5 PVD	Interfase 3.5/4.0 rot. H-0,7 8308 NEW 2019 Rotatorio Titanio Gr 5 PVD			Tornillo M1,6 Aqua - 3.5/4.0 - 1,30 5264 Titanio Gr 5 Anodizado Azul	
4.5/5.0 RP Interfase 4.5/5.0 ant. H-1,7 5704 Antirrotatorio Titanio Gr 5 PVD	Interfase 4.5/5.0 rot. H-1,7 8309 NEW 2019 Rotatorio Titanio Gr 5 PVD			Tornillo M2 - 1,30 5087 Titanio Gr 5	



TRILOBULADO INTERNO Compatible con: NobelReplace® Replace Select™

Interfase	CE 0051	Tornillo	CE 0051	Tornillo angulado	CE 0051
RP-4,3 InterfaseRep RP ant. 7951 Antirrotatorio Titanio Gr 5 PVD	Interfase Rep RP rot. 8135 Rotatorio Titanio Gr 5 PVD			Tornillo M2 - Rep RP/WP 5081 Titanio Gr 5	

Librerías

Con la gama de productos emexact Digital Workflow, tendrán acceso a una extensa línea de soluciones en aditamentos y recursos para todo el proceso de creación de sus prótesis de manera digital. Disponemos de librerías compatibles con los principales softwares CAD como:

3shape

Imetric
Swiss 3D Scanning Systems

exocad

dental wings



Pida información: +34 93 692 55 48 - info@emexact.com



emexact[®]
■■■■■■■■■■ Tooling

Cumplimiento de la Directiva 93/42/CEE
Modificada por la Directiva 2007/47/CEE



Mangos



 Mango largo 6709 Inox	 Adaptador carraca - cuadrado 4mm 8246 NEW Inox	 Adaptador carraca - ISO 1797 8247 NEW Inox	 Mango clinico 6683 Inox				
 Mango corto 6766 Inox	 Mango corto 6767 Inox Gold	 Mango corto 6768 Inox Verde	 Mango corto 6769 Inox Amarillo	 Mango corto 6770 Inox Lila	 Mango corto 6771 Inox Azul		

Puntas carraca y destornilladores s/ ISO 1797



 Punta destornillador 1,20 corta 6017 Inox	 Punta carraca 1,20 corta 8318 NEW Inox	 Punta destornillador 1,25 corta 6011 Inox	 Punta carraca 1,25 corta 8320 NEW Inox	 Punta destornillador Torx 6 corta 6026 Inox	 Punta carraca Torx 6 corta 8322 NEW Inox	 Punta destornillador Unigrip corta 6557 Inox	 Punta carraca Unigrip corta 8324 NEW Inox
 Punta destornillador 1,20 larga 6020 Inox	 Punta carraca 1,20 larga 8319 NEW Inox	 Punta destornillador 1,25 larga 6014 Inox	 Punta carraca 1,25 larga 8321 NEW Inox	 Punta destornillador Torx 6 larga 6029 Inox	 Punta carraca Torx 6 larga 8323 NEW Inox	 Punta destornillador Unigrip larga 6559 Inox	 Punta carraca Unigrip larga 8325 NEW Inox
 Punta destornillador 1,20 corta Gold 6018 Inox Gold		 Punta destornillador 1,25 corta Gold 6012 Inox Gold		 Punta destornillador Torx 6 corta Gold 6027 Inox Gold		 Punta destornillador Unigrip corta Gold 6558 Inox Gold	
 Punta destornillador 1,20 larga Gold 6021 Inox Gold		 Punta destornillador 1,25 larga Gold 6015 Inox Gold		 Punta destornillador Torx 6 larga Gold 6030 Inox Gold		 Punta destornillador Unigrip larga Gold 6560 Inox Gold	
 Punta destornillador 0,70 corta 11843 Inox	 Punta destornillador 1,30 corta 6549 Inox	 Punta destornillador 1,70 corta 6553 Inox	 Punta destornillador Cruz corta 6569 Inox	 Punta destornillador cuadrada 1,30 corta 6565 Inox	 Punta destornillador Plano corta 6573 Inox	 Punta destornillador Unigrip MUA corta 6784 Inox	 Punta destornillador tubo MU 2 8057 Inox
 Punta destornillador 0,70 larga 11845 Inox	 Punta destornillador 1,30 larga 6551 Inox	 Punta destornillador 1,70 larga 6555 Inox	 Punta destornillador Cruz larga 6571 Inox	 Punta destornillador cuadrada 1,30 larga 6567 Inox	 Punta destornillador Plano larga 6575 Inox	 Punta destornillador Unigrip MUA larga 6785 Inox	
 Punta destornillador 0,70 corta Gold 11844 Inox Gold	 Punta destornillador 1,30 corta Gold 6550 Inox Gold	 Punta destornillador 1,70 corta Gold 6554 Inox Gold	 Punta destornillador Cruz corta Gold 6570 Inox Gold	 Punta destornillador cuad. 1,30 corta Gold 6566 Inox Gold	 Punta destornillador Plano corta Gold 6574 Inox Gold		
 Punta destornillador 0,70 larga Gold 11846 Inox Gold	 Punta destornillador 1,30 larga Gold 6552 Inox Gold	 Punta destornillador 1,70 larga Gold 6556 Inox Gold	 Punta destornillador Cruz larga Gold 6572 Inox Gold	 Punta destornillador cuad. 1,30 larga Gold 6568 Inox Gold	 Punta destornillador Plano larga Gold 6576 Inox Gold		


Kits Puntas destornillador



Kit Puntas Destornillador Largas Laboratorio

8168

Puntas: 1,20 1,25 1,70 Cruz 1,30 Plana Unigrip Torx 6
Mangos: Mango Corto Mango Laboratorio



Kit Puntas Destornillador Largas Laboratorio Gold

8169


Puntas Gold: 1,20 1,25 1,70 Cruz 1,30 Plana Unigrip Torx 6
Mangos: Mango Corto Mango Laboratorio



Kit Puntas Destornillador Cortas Clínica

8170

Puntas: 1,20 1,25 1,70 Cruz 1,30 Plana Unigrip Torx 6
Mangos: Adaptador ISO Mango Corto



Kit Puntas Destornillador Cortas Clínica Gold

8171

Puntas Gold: 1,20 1,25 1,70 Cruz 1,30 Plana Unigrip Torx 6
Mangos: Adaptador ISO Mango Corto



Kit 6 puntas destornillador Largas

8172

Puntas: 1,20 1,25 1,70 Cruz Unigrip Torx 6



Kit 6 puntas destornillador Largas Gold

8173

Puntas Gold: 1,20 1,25 1,70 Cruz Unigrip Torx 6



Kit 6 puntas destornillador Cortas

8174

Puntas: 1,20 1,25 1,70 Cruz Unigrip Torx 6



Kit 6 puntas destornillador Cortas Gold

8175

Puntas Gold: 1,20 1,25 1,70 Cruz Unigrip Torx 6




Kit 3 puntas destornillador Largas + Mango corto

8192

Puntas: 1,20 1,25 Unigrip


Kits de llaves dinamométricas - Torque 10÷45 Ncm



8262 Kit llave Torque 10÷45 Ncm + 6 puntas + 2 adapt.

NEW


- 8268 Llave torque 10÷45 Ncm
- 8246 Adaptador carraca - cuad. 4mm
- 8247 Adaptador carraca - ISO 1797
- 6767 Mango corto Gold
- 6018 Punta hex. 1,20 Gold
- 6012 Punta hex. 1,25 Gold
- 6550 Punta hex. 1,30 Gold
- 6566 Punta cuad. 1,30 Gold
- 6027 Punta Torx 6 Gold
- 6558 Punta Unigrip Gold



8248 Kit llave Torque 10÷45 Ncm + 2 adaptadores

NEW


- 8268 Llave torque 10÷45 Ncm
- 8246 Adaptador carraca - cuad. 4mm.
- 8247 Adaptador carraca - ISO 1797



8268 Llave Torque 10÷45 Ncm

NEW

Kits de llaves de carraca - Ratchet



8249 Kit llave Ratchet + 2 adaptadores

NEW

- 8269 Llave Ratchet
- 8246 Adaptador carraca - cuad. 4mm.
- 8247 Adaptador carraca - ISO 1797



8269 Llave Ratchet

NEW

Tornillos autorroscantes para Osteosíntesis



emexact[®]
Osteosynthesis

Cumplimiento de la Directiva 93/42/CEE
Modificada por la Directiva 2007/47/CEE



Tornillos autorroscantes para Osteosíntesis

Indicados en pacientes con atrofia mandibular para la fijación y estabilización de trasplantes e injertos de hueso, a fin de incrementar la cresta alveolar. Asimismo se emplean para la estabilización temporal y la fijación de membranas de barrera, en procesos de regeneración ósea guiada.

Beneficios clínicos

- Fácil inserción del tornillo debido a las excelentes propiedades de corte
- Diámetro del núcleo cónico cerca de la cabeza de los tornillos para aumento de la resistencia a la torsión y a la tracción
- Máxima protección de los tejidos blandos gracias al diseño redondeado de la cabeza del tornillo sin bordes afilados

Los tornillos autorroscantes están fabricados en acero inoxidable grado médico.

Se presentan en kits de 10 unidades y en unidades individuales.

La inserción del tornillo se realiza con una punta de destornillador de cabeza cuadrada de 0,7 mm.

Kit 10 Tornillos autorroscantes para Osteosíntesis **NEW**

Ref.	Medida	Marcado
12431	Ø1,0 x 4	CE 0051
12430	Ø1,0 x 6	CE 0051
12429	Ø1,0 x 8	CE 0051
12428	Ø1,0 x 10	CE 0051
12427	Ø1,0 x 14	CE 0051
12426	Ø1,2 x 4	CE 0051
12425	Ø1,2 x 6	CE 0051
12424	Ø1,2 x 8	CE 0051
12423	Ø1,2 x 10	CE 0051
12421	Ø1,2 x 14	CE 0051



Tornillo Autorroscante para Osteosíntesis **NEW**

Ref.	Medida	Marcado
11836	Ø1 x 4	CE 0051
11837	Ø1 x 6	CE 0051
11838	Ø1 x 8	CE 0051
11839	Ø1 x 10	CE 0051
11840	Ø1 x 14	CE 0051
12245	Ø1,2 x 4	CE 0051
12246	Ø1,2 x 6	CE 0051
12247	Ø1,2 x 8	CE 0051
12248	Ø1,2 x 10	CE 0051
12249	Ø1,2 x 12	CE 0051



Punta 0,7 autorroscantes para Osteosíntesis **NEW**

Ref.	Longitud	Medida	Acabado
11843	20	ISO 1797	Natural
11844	20	ISO 1797	GoldGrip
11845	25	ISO 1797	Natural
11846	25	ISO 1797	GoldGrip





BHS30

DISEÑO, ESTÉTICA Y FUNCIÓN



Cumplimiento de la Directiva 93/42/CEE
Modificada por la Directiva 2007/47/CEE





Sistema			Hexagonal Externa							
Marca			NOBEL			OXTEIN	BIOMET 3i		BTI	
Conexión			HE Bränemark			HE Oxtein	HE Osseotite		HE BTI	HE BTI
Plataforma			NP (3.5)	RP (4.1)	WP (5.1)	MINI (3.3)	NP (3.5)	WP (5.0)	NP Tiny (3.5)	WP (5.5)
Punta llave BHS 25 mm.			BHS01001 							
Tornillo BHS Ti Clínica			BHS02005 	BHS02001 	BHS02039 	BHS02035 	NEW 2019 BHS02 001 / 061 	BHS02001 	BHS02013 	BHS02013 
Tornillo BHS Ti Laboratorio			BHS02006 	BHS02002 	BHS02040 	BHS02036 	NEW 2019 BHS02 002 / 062 	BHS02002 	BHS02014 	BHS02014 
Colado directo	Cilindro Calcinable Antirrotatorio	30° BHS07010 20° BHS07012 10° BHS07014 	30° BHS07001 20° BHS07004 10° BHS07007 	30° BHS07218 20° BHS07220 10° BHS07222 	30° BHS07136 20° BHS07138 10° BHS07140 	30° BHS07194 20° BHS07196 10° BHS07198 	30° BHS07061 20° BHS07063 10° BHS07065 	30° BHS07148 20° BHS07150 10° BHS07152 	30° BHS07154 20° BHS07156 10° BHS07158 	
	Cilindro Calcinable Rotatorio	30° BHS07011 20° BHS07013 10° BHS07015 	30° BHS07002 20° BHS07005 10° BHS07008 	30° BHS07219 20° BHS07221 10° BHS07223 	30° BHS07137 20° BHS07139 10° BHS07141 	30° BHS07195 20° BHS07197 10° BHS07199 	30° BHS07062 20° BHS07064 10° BHS07066 	30° BHS07149 20° BHS07151 10° BHS07153 	30° BHS07155 20° BHS07157 10° BHS07159 	
Sobrecolado	Chimenea Calcinable (Sobrecolado o colado + soldadura)		30° BHS04056 20° BHS04057 10° BHS04058 0° BHS04055 	30° BHS04001 20° BHS04005 10° BHS04009 	NEW 2019 30° BHS04065* 20° BHS04066* 10° BHS04067* 	30° BHS04056 20° BHS04057 10° BHS04058 0° BHS04055 	30° BHS04056 20° BHS04057 10° BHS04058 0° BHS04055 			
Colado + Soldadura	Base CrCo	Antirrotatorio	NEW 2019 BHS03023 	BHS03003 	NEW 2019 BHS03114* 	NEW 2019 BHS03094* 	NEW 2019 BHS03150* 	NEW 2019 BHS03042* 	NEW 2019 BHS03082* 	NEW 2019 BHS03086* 
		Rotatorio	NEW 2019 BHS03024* 	BHS03004 	NEW 2019 BHS03115* 	NEW 2019 BHS03095* 	NEW 2019 BHS03151* 	NEW 2019 BHS03043* 	NEW 2019 BHS03083* 	NEW 2019 BHS03087* 
Colado + Cementado	Chimenea Calcinable (Colado + Cementado)		30° BHS04059 20° BHS04060 10° BHS04061 	30° BHS04018 20° BHS04019 10° BHS04020 	NEW 2019 30° BHS04062* 20° BHS04063* 10° BHS04064* 	30° BHS04059 20° BHS04060 10° BHS04061 	30° BHS04059 20° BHS04060 10° BHS04061 			
	Base Ti	Antirrotatorio	NEW 2019 BHS03010 	BHS03005 	NEW 2019 BHS03112* 	NEW 2019 BHS03092* 	NEW 2019 BHS03148* 	NEW 2019 BHS03040* 	NEW 2019 BHS03080* 	NEW 2019 BHS03084* 
		Rotatorio	NEW 2019 BHS03011 	BHS03006 	NEW 2019 BHS03113* 	NEW 2019 BHS03093* 	NEW 2019 BHS03149* 	NEW 2019 BHS03041* 	NEW 2019 BHS03081* 	NEW 2019 BHS03085* 
Compatibilidades			- Sistema de conexión Hexágono Externo: Compatible con Nobel Biocare® Branemark® 3i® BTI® Biorot® Proclinc® H® Microdent® System® Swedent® Martina® Proclinc® ACE® INFINITY® EXTERNAL ALPHABIO® AVINENT® DIO IMPLANTS® ELITE MEDICA® GT MEDICAL® KLOCKNER® KL (HE)® MICRODENT® SYSTEM® UNIVERSAL® MOZO GRAU® OSSEUS® NEOBIOTECH® NEODENT® OSSTEM IMPLANT® OSSTEM US® OSTEOPLUS® PHIBO® TSH® OXTEIN® SIGNO VINCES® SWEDENT® MARTINA® SYRA® SYRA SHORT® TRINON® Q2® ZIACOM (OSSEOLIFE)® OX-HE®	- Sistema de conexión Hexágono Externo: Compatible con Branemark®: Compatible con ALPHA-BIO® EXTERNAL ALPHABIO® AVINENT® BIONER® IKELT/BIKELT® COWELLMEDI® DIO IMPLANTS® ELITE MEDICA® GMI® PHOENIX® GT MEDICAL® BEST FIT HX® KLOCKNER® KL (HE)® MICRODENT® SYSTEM® UNIVERSAL® MOZO GRAU® OSSEUS® NEOBIOTECH® EB EXTERNAL SYSTEM® NOBEL BIOCA-RE® BRANEMARK® OSSTEM IMPLANT® OSSTEM US®	- Sistema de conexión Hexágono Externo compatible con Proclinc®: Compatible con B&W® CONEXÃO SISTEMA PROTESE® KEYSTONE DENTAL® RESTORE® PHIBO® TSH® OXTEIN® ZIACOM (OSSEOLIFE)® OX-HE®	- Sistema de conexión Hexágono Externo: Compatible con Biomet® 3i® Osseotite® BIOGENESIS® 3iCON® BTK® EVO DL EXT® KLASSIC EXT® KONIC EXT® MICRODENT® MINI (HE)® SYSTEM® UNIVERSAL® MOZO GRAU® OSSEUS® BIOGENESIS® 3iCON®	- Sistema de conexión Hexágono Externo compatible con BIOMET 3i®: Compatible con ACE® INFINITY EXTERNAL HEX® ANTHOGYR® ANTHOFIT® HE® BIOGENESIS® 3iCON® BIOMET 3i® HE OSSEOTITE® BIONER® IKELT/BIKELT® BTK® EVO DL EXT® KLASSIC EXT® KONIC EXT® B&W® CONEXÃO SISTEMA PROTESE® GMI® PHOENIX® LEADER® TITAX EXTERNAL HEX® MEGAGEN® ANYONE EXTERNAL® MICRODENT® SUV® UNIVERSAL® MIS® LANCE® MPI® NEODENT® TITAMAX HE SMART® OSTEOPLUS® OXTEIN® SWEDENT® MARTINA® SYRA® SYRA SHORT®	- Sistema de conexión Hexágono Externo compatible con BTI®: Compatible con BEGO® BTI® MPI®	- Sistema de conexión Hexágono Externo compatible con BTI®: Compatible con BTI®	

* Consulte disponibilidad a su distribuidor

Hexagonal Externa	Conexión Externa		Cónica Externa						
KLOCKNER	STRAUMANN		NOBEL	NT TRADING			ASTRA		MIS
HE ALTO KLOCKNER	SYNOCTA	BLV/ MULTI BASE	Multi-Unit	MULTIUNIT NT® 2-CONnect®			Cono 20°	Cono 45°	Multi-Unit
RP (4.2)	RN (4.8)	RC (4.8)	RP (4.8)	NP	RP	WP	3.5-4.0/4.5/5.0	3.5-4.0/4.5/5.0	RP (4.8)
BHS01001 									
BHS02031 	BHS02013 	BHS02017 	BHS02003 	NEW 2019 BHS02063 	NEW 2019 BHS02065 	NEW 2019 BHS02067 	BHS02003 	BHS02003 	BHS02037 
BHS02032 	BHS02014 	BHS02018 	BHS02004 	NEW 2019 BHS02064 	NEW 2019 BHS02066 	NEW 2019 BHS02068 	BHS02004 	BHS02004 	BHS02038 
30° BHS07109  20° BHS07111  10° BHS07113 	30° BHS07022  20° BHS07037  10° BHS07052 								
30° BHS07110  20° BHS07112  10° BHS07114 	30° BHS07023  20° BHS07038  10° BHS07053 	30° BHS07026  20° BHS07041  10° BHS07056 	30° BHS07003  20° BHS07006  10° BHS07009 				30° BHS07103  20° BHS07104  10° BHS07105 	30° BHS07106  20° BHS07107  10° BHS07108 	30° BHS07127  20° BHS07128  10° BHS07129 
	NEW 2019 30° BHS04071*  20° BHS04072*  10° BHS04073* 		30° BHS04002  20° BHS04006  10° BHS04010 						30° BHS04002  20° BHS04006  10° BHS04010 
NEW 2019 BHS03098* 	NEW 2019 BHS03031* 	-	-	-	-	-	-	-	-
NEW 2019 BHS03099* 	NEW 2019 BHS03032* 	NEW 2019 BHS03035* 	BHS03008 	NEW 2019 BHS03177* 	NEW 2019 BHS03177* 	NEW 2019 BHS03177* 	NEW 2019 BHS03073* 	NEW 2019 BHS03075* 	BHS03008 
	NEW 2019 30° BHS04062*  20° BHS04063*  10° BHS04064* 		30° BHS04004  20° BHS04008  10° BHS04012 						30° BHS04004  20° BHS04008  10° BHS04012 
NEW 2019 BHS03096* 	NEW 2019 BHS03018* 		-	-	-	-	-	-	-
NEW 2019 BHS03097* 	NEW 2019 BHS03019* 	NEW 2019 BHS03022* 	BHS03009 	NEW 2019 BHS03176* 	NEW 2019 BHS03176* 	NEW 2019 BHS03176* 	BHS03072 	BHS03074 	BHS03009 
- Sistema de conexión Hexágono Externo alto compatible con Klockner®; Compatible con KLOCKNER®SK2® OSTEOPLUS®ARGENTUM®	- Sistema de conexión interna compatible con Straumann®; Compatible con ANTHOGYR®OSSFIT® BIOGENESIS®TITCON® GT MEDICAL®BEST FIT OCT® IMPLANT DIRECT®SWISHPLUS®SWISHPLANT® KEYSTONE DENTAL®OCT-XT® OXTEIN®OCTA INTERNA® STRAUMANN®OCTA INTERN® TRINON®TRINON-CK® ZIMMER®SWISS-PLUS®	- Sistema de conexión interna compatible con Straumann®; Compatible con STRAUMANN®BONE LEVEL MULTI BASE®	- Sistema cónico externo compatible con Multi-Unit; Compatible con Nobel Biocare®MultiUnit®AVINENT® BONER®MULTIUNIT® GMI®PHOENIX(MULTI-ESTÉTICO)® NEODENT®MINI PILAR CM® ZIACOM (OSSEOLIFE)®XDrive® (Multi-unit)	- Sistema de conexión cónico externo compatible con MULTIUNIT NT® 2-CONnect®; Compatible con NT® 2°CONnect® y otros implantes similares			- Sistema cónico externo compatible con Astra®Cono 20°; Compatible con Astra®Cono 20°® BIOGENESIS®Cono 20°® MOZO GRAU®INHEX®	- Sistema cónico externo compatible con Astra®Cono 45°; Compatible con Astra®Cono 45°® BIOGENESIS®Cono 45°® MOZO GRAU®INHEX®	- Sistema Cónico Externo compatible con Multi-Unit MIS®; Compatible con MIS®MULTI-UNIT MIS®



Sistema			Conexión Interna							
Marca			BIOMET 3i			NOBEL				
Conexión			CERTAIN			REPLACE			ACTIVE	
Plataforma			NP (3.4)	RP (4.1)	WP (5.0)	NP (3.5)	RP (4.3)	WP (5.0)	NP (3.5)	RP (4.3)
Punta llave BHS 25 mm.			BHS01001 							
Tornillo BHS Ti Clínica			BHS02007 	BHS02007 	BHS02007 	BHS02027 	BHS02009 	BHS02009 	BHS02025 	BHS02023 
Tornillo BHS Ti Laboratorio			BHS02008 	BHS02008 	BHS02008 	BHS02028 	BHS02010 	BHS02010 	BHS02026 	BHS02024 
Colado directo	Cilindro Calcinable Antirrotatorio		30° BHS07029  20° BHS07044  10° BHS07059 	30° BHS07018  20° BHS07033  10° BHS07048 	30° BHS07121  20° BHS07123  10° BHS07125 	30° BHS07091  20° BHS07093  10° BHS07095 	30° BHS07016  20° BHS07031  10° BHS07046 	30° BHS07115  20° BHS07117  10° BHS07119 	30° BHS07079  20° BHS07081  10° BHS07083 	30° BHS07067  20° BHS07069  10° BHS07071 
	Cilindro Calcinable Rotatorio		30° BHS07030  20° BHS07045  10° BHS07060 	30° BHS07019  20° BHS07034  10° BHS07049 	30° BHS07122  20° BHS07124  10° BHS07126 	30° BHS07092  20° BHS07094  10° BHS07096 	30° BHS07017  20° BHS07032  10° BHS07047 	30° BHS07116  20° BHS07118  10° BHS07120 	30° BHS07080  20° BHS07082  10° BHS07084 	30° BHS07068  20° BHS07070  10° BHS07072 
Sobrecolado	Chimenea Calcinable (Sobrecolado o colado + soldadura)		30° BHS04056  20° BHS04057  10° BHS04058  0° BHS04055 	30° BHS04056  20° BHS04057  10° BHS04058  0° BHS04055 		30° BHS04056  20° BHS04057  10° BHS04058  0° BHS04055 	30° BHS04026  20° BHS04039  10° BHS04053 		30° BHS04068  20° BHS04069  10° BHS04070 	30° BHS04104  20° BHS04105  10° BHS04106 
	Colado + Soldadura	Antirrotatorio	NEW 2019  BHS03054 	NEW 2019  BHS03027 		NEW 2019  BHS03062 	NEW 2019  BHS03025 		BHS03058  BHS03058 	BHS03046  BHS03046 
		CAD-CAM + Soldadura	Rotatorio	NEW 2019  BHS03055 	NEW 2019  BHS03028 		NEW 2019  BHS03063 	NEW 2019  BHS03026 		BHS03059  BHS03059 
Colado + Cementado	Chimenea Calcinable (Colado + Cementado)		30° BHS04059  20° BHS04060  10° BHS04061 	30° BHS04059  20° BHS04060  10° BHS04061 		30° BHS04059  20° BHS04060  10° BHS04061 	30° BHS04018  20° BHS04019  10° BHS04020 		30° BHS04059  20° BHS04060  10° BHS04061 	30° BHS04018  20° BHS04019  10° BHS04020 
	CAD-CAM + Cementado	Antirrotatorio	NEW 2019  BHS03052 	NEW 2019  BHS03014 		BHS03060  BHS03060 	BHS03012  BHS03012 		BHS03056  BHS03056 	BHS03044  BHS03044 
		Rotatorio	NEW 2019  BHS03053 	NEW 2019  BHS03015 		BHS03061  BHS03061 	BHS03013  BHS03013 		BHS03057  BHS03057 	BHS03045  BHS03045 
Compatibilidades			- Sistema de conexión interna compatible con Certain®; Compatible con BIOMET 3i® CERTAIN®			- Sistema de conexión interna compatible con Replace Select®; Compatible con ACE® INFINITY TRI-CAM® IMPLANT DIRECT® REPLUS/REPLANT® NOBEL BIO-CARE® REPLACE®	- Sistema de conexión interna compatible con Replace Select®; Compatible con ACE® INFINITY TRI-CAM® IMPLANT DIRECT® NOBEL BIO-CARE® REPLACE®	- Sistema de conexión interna compatible con Replace Select®; Compatible con ACE® INFINITY TRI-CAM® IMPLANT DIRECT® REPLUS/REPLANT® NOBEL BIO-CARE® REPLACE®	- Sistema de conexión interna compatible con Nobel Active®; Compatible con ADIN® TOUAREG CLOSEFIT® AVINENT® OCEAN CONICAL(C.C.)® BIO-NER® TOP DM® CONEXÃO SISTEMA PROTESE® MORSE INDEXADO® IMPLANT DIRECT® INTERACTIVE® NOBEL BIO-CARE® ACTIVE®	- Sistema de conexión interna compatible con Nobel Active®; Compatible con AB IMPLANTS® 110C CONUS® ADIN® TOUAREG CLOSEFIT® AVINENT® OCEAN CONICAL(C.C.)® IMPLANT DIRECT® INTERACTIVE® NOBEL BIO-CARE® ACTIVE®

* Consulte disponibilidad a su distribuidor

Conexión Interna									
STRAUMANN	STRAUMANN		ZIMMER			ASTRA		PHIBO	
OCTA INTERN	BONE LEVEL		INTERNAL HEX			AQUA	LILAC	AUREA EVO	
RN (4.8)	NC (3.3)	RC (4.1)	NP (3.5)	RP (4.5)	WP (5.7)	RP 3.5/4.0	WP 4.5/5.0	NP (3.5)	RP (4.3)
BHS01001 									
BHS02011 	BHS02015 	BHS02015 	BHS02021 	BHS02021 	BHS02021 	BHS02025 	NEW 2019 BHS02 009 / 059 	BHS02041 	BHS02021 
BHS02012 	BHS02016 	BHS02016 	BHS02022 	BHS02022 	BHS02022 	BHS02026 	NEW 2019 BHS02 010 / 060 	BHS02042 	BHS02022 
30° BHS07020  20° BHS07035  10° BHS07050 	30° BHS07085  20° BHS07087  10° BHS07089 	30° BHS07027  20° BHS07042  10° BHS07057 	30° BHS07073  20° BHS07075  10° BHS07077 	30° BHS07024  20° BHS07039  10° BHS07054 	30° BHS07166  20° BHS07168  10° BHS07170 	30° BHS07097  20° BHS07099  10° BHS07101 	30° BHS07130  20° BHS07132  10° BHS07134 	30° BHS07178  20° BHS07180  10° BHS07182 	30° BHS07186  20° BHS07188  10° BHS07190 
30° BHS07021  20° BHS07036  10° BHS07051 	30° BHS07086  20° BHS07088  10° BHS07090 	30° BHS07028  20° BHS07043  10° BHS07058 	30° BHS07074  20° BHS07076  10° BHS07078 	30° BHS07025  20° BHS07040  10° BHS07055 	30° BHS07167  20° BHS07169  10° BHS07171 	30° BHS07098  20° BHS07100  10° BHS07102 	30° BHS07131  20° BHS07133  10° BHS07135 	30° BHS07179  20° BHS07181  10° BHS07183 	30° BHS07187  20° BHS07189  10° BHS07191 
30° BHS04056  20° BHS04057  10° BHS04058  0° BHS04055 	30° BHS04068  20° BHS04069  10° BHS04070 	30° BHS04056  20° BHS04057  10° BHS04058  0° BHS04055 	30° BHS04056  20° BHS04057  10° BHS04058  0° BHS04055 	30° BHS04026  20° BHS04039  10° BHS04053 		30° BHS04086  20° BHS04087  10° BHS04088 	NEW 2019 30° BHS04065*  20° BHS04066*  10° BHS04067* 	30° BHS04056  20° BHS04057  10° BHS04058  0° BHS04055 	30° BHS04056  20° BHS04057  10° BHS04058  0° BHS04055 
NEW 2019 BHS03029 	NEW 2019 BHS03066 	NEW 2019 BHS03038 	BHS03050 	BHS03033 		BHS03070 	NEW 2019 BHS03078* 	BHS03106 	BHS03110 
NEW 2019 BHS03030 	NEW 2019 BHS03067* 	NEW 2019 BHS03039* 	BHS03051 	BHS03034 		BHS03071 	NEW 2019 BHS03079* 	BHS03107 	BHS03111 
30° BHS04021  20° BHS04022  10° BHS04023 	30° BHS04059  20° BHS04060  10° BHS04061 	30° BHS04059  20° BHS04060  10° BHS04061 	30° BHS04059  20° BHS04060  10° BHS04061 	30° BHS04018  20° BHS04019  10° BHS04020 		30° BHS04059  20° BHS04060  10° BHS04061 	30° BHS04062*  20° BHS04063*  10° BHS04064* 	30° BHS04059  20° BHS04060  10° BHS04061 	30° BHS04059  20° BHS04060  10° BHS04061 
BHS03016 	NEW 2019 BHS03064* 	NEW 2019 BHS03036* 	BHS03048 	BHS03020 		BHS03068 	NEW 2019 BHS03076* 	NEW 2019 BHS03104* 	NEW 2019 BHS03108* 
BHS03017 	NEW 2019 BHS03065* 	NEW 2019 BHS03037* 	BHS03049 	BHS03021 		BHS03069 	NEW 2019 BHS03077* 	NEW 2019 BHS03105* 	NEW 2019 BHS03109* 
- Sistema de conexión interna compatible con Straumann®. Compatible con ANTHOGYR® OSSFIT® BIOGENESIS® TICO® BTX® BNECK® SAFE TL INT® COVELL MED® INTER- NAL® DENTIS® CLEAN DENTIUM® SIMPLE LINE II® EUOTEKNIKA® AES- THETICA® GT MEDICAL® BEST FIT OCT® IMPLANT DIRECT® SWISH PLUS® SWI- SHPLANT® KEYSTONE DEN- TAL® OCT-XI® OXTEIN® OCTA INTERNA® STRAUMAN- N® OCTA INTERN® TRI- NON® TRINON-QK® ZIM- MER® SWISS-PLUS®	- Sistema de conexión interna compatible con Straumann®. Compatible con STRAUMANN® BONE LEVEL®		- Sistema de conexión interna compatible con ZIMMER®. Compatible con AB IMPLANTS® I SERIES® ACE® INFINITY® ADIPS® W- LL® TOUTAREG S/O® ALPHABIO® ALPHA DENT® ACTIVE® AC- TIVE PLUS® CLASSIC® ANCLADEN® ANCLADLOCK® ARDS® SMART® CLASSI- CY® PREMIUM® AVINENT® REGO® BIOHORIZONS® BIONER® HIKELT® BTX® EVO DEL INT® KLASIC INT® KONI- CINT® B&W® CORTEX® DY- NAMIX® CLASSIX® SATURN® EDISON MEDICAL, Ltd® LAMINA® FORTIS® GMI® FRONTIER® GT MEDICAL® BEST FIT 002® HI TECH® SELF THREAD® LGI PLUS® IMPLANT DIRECT® LE- GACY® J DENTALCARE® J- DEVOLUTION® KEYSTONE DENTAL® RENOVA® LEADER® MICRODENT® E- KTOS® MIS® SEVEN/M4® OSTEOPLUS® OXTEIN® SGSP1/P7® TRI DENTAL IMPLANTS® TRI-VENT® ZIA- COM® OSSEOLIFE® ZI- NICH® ZIMMER®	- Sistema de conexión interna compatible con ZIMMER®. Compatible con AB IMPLANTS® I SERIES® ACE® INFINITY® BIOHORIZONS® BIONER® HIKELT® B&W® CONEAO SISTEMA PROTESE DENTALTECH® IMPLICIG GII® GMI® FRONTIER® HI TE- CH® SELF THREAD® IMPLANT DIRECT® LEGACY® KEYSTONE DENTAL® RENOVA® MICRO- DENT® EKTOS® MIS® SEVEN/ M4® OSTEOPLUS® OXTEIN® ZIACOM® OSSEOLIFE® ZI- NIC-H® ZIMMER®	- Sistema de conexión interna compatible con ZIMMER®. Compatible con BIOHORIZONS® B&W® IMPLANT DIRECT® MICRO- DENT® ZIMMER®	- Sistema de conexión interna compatible con Astra® Aqua®. Compatible con ASTRA® AQUA® BIO- GENESIS® ATCON® VISES® EUOTEKNIKA® NATURAC- TIS® NATURAL® NATEA® GALIMPLANT® ICI-INTER- NA® IPX-INTERNA® MOZO GRAU® INHEX® MPI®	- Sistema de conexión interna compatible con Astra® Lilac®. Compatible con ASTRA® LILAC® BIOGENE- SIS® ATCON® VISES® GT ME- DICAL® BEST FIT HXI® MOZO GRAU® INHEX® MPI® SIGNO VINCES® DUOCON/CM®	- Sistema de conexión interna compatible con Phibo® Aurea® EVO. Compatible con PHIBO® AUREA EVO®	



Sistema			Conexión Interna							
Marca			SWEDEN & MARTINA			BTI	COWELLMEDI	DENTSPLY SIRONA		
Conexión			PREMIUM KOHNO			CUATRILOBULAR	SUBMERGED (INT)	XIVE S		
Plataforma			RP (3.3)	NP (3.8)	WP (4.25)	RP (4.1)	3.5/4/4.5/5/6	D 3.4	D 3.8	D 4.5
Punta llave BHS 25 mm.			BHS01001 							
Tornillo BHS Ti Clínica			BHS02021 	BHS02021 	BHS02011 	BHS02021 	BHS02009 	NEW 2019 BHS02047 	NEW 2019 BHS02047 	NEW 2019 BHS02047 
Tornillo BHS Ti Laboratorio			BHS02022 	BHS02022 	BHS02012 	BHS02022 	BHS02010 	NEW 2019 BHS02048 	NEW 2019 BHS02048 	NEW 2019 BHS02048 
Colado directo	Cilindro Calcinable Antirrotatorio		30° BHS07200  20° BHS07202  10° BHS07204 	30° BHS07206  20° BHS07208  10° BHS07210 	30° BHS07212  20° BHS07214  10° BHS07216 	30° BHS07160  20° BHS07162  10° BHS07164 	30° BHS07142  20° BHS07144  10° BHS07146 			
	Cilindro Calcinable Rotatorio		30° BHS07201  20° BHS07203  10° BHS07205 	30° BHS07207  20° BHS07209  10° BHS07211 	30° BHS07213  20° BHS07215  10° BHS07217 	30° BHS07161  20° BHS07163  10° BHS07165 	30° BHS07143  20° BHS07145  10° BHS07147 			
Sobrecolado	Chimenea Calcinable (Sobrecolado o colado + soldadura)					30° BHS04056  20° BHS04057  10° BHS04058  0° BHS04055 	30° BHS04056  20° BHS04057  10° BHS04058  0° BHS04055 	30° BHS04056  20° BHS04057  10° BHS04058  0° BHS04055 	30° BHS04056  20° BHS04057  10° BHS04058  0° BHS04055 	30° BHS04056  20° BHS04057  10° BHS04058 0° BHS04055
Colado + Soldadura	Base CrCo	Antirrotatorio				NEW 2019 BHS03090 	BHS03102 	NEW 2019 BHS03118 	NEW 2019 BHS03122 	NEW 2019 BHS03126 
		Rotatorio				NEW 2019 BHS03091* 	BHS03103 	NEW 2019 BHS03119 	NEW 2019 BHS03123 	NEW 2019 BHS03127 
CAD-CAM + Soldadura	Chimenea Calcinable (Colado + Cementado)					30° BHS04059  20° BHS04060  10° BHS04061 	30° BHS04059  20° BHS04060  10° BHS04061 	30° BHS04059  20° BHS04060  10° BHS04061 	30° BHS04059  20° BHS04060  10° BHS04061 	30° BHS04059  20° BHS04060  10° BHS04061
	Base Ti	Antirrotatorio				NEW 2019 BHS03088* 	BHS03100 	NEW 2019 BHS03116* 	NEW 2019 BHS03120* 	NEW 2019 BHS03124* 
		Rotatorio				NEW 2019 BHS03089* 	NEW 2019 BHS03101 	NEW 2019 BHS03117* 	NEW 2019 BHS03121* 	NEW 2019 BHS03125* 
Compatibilidades			- Sistema de conexión interna compatible con Sweden&Martina*Premium Kohno*. Compatible con SWEDEN&MARTINA*PREMIUM KOHNO*			- Sistema de conexión interna compatible con BTI*. Compatible con BTI*CUATRILOBULAR*	- Sistema de conexión interna compatible con Cowellmedi*Submerged(INT). Compatible con COWELLMEDI*SUBMERGED(INT)* DENTIS*IS-CLEAN* DENTIM*IMPLANT*TIUM*SUPER LINE* DIO IMPLANTS*UF II* MEGA-GEN*ANYONE INTERNAL* NEOBIOTECH*IS INTERNAL SYSTEM* OSSTEM IMPLANT*OSSTEM TS*	- Sistema de conexión interna compatible con Friadent*Xive*. Compatible con FRIADENT*XIVE* y otros implantes similares		

* Consulte disponibilidad a su distribuidor

Conexión Interna									
ASTRA		MEGAGEN			CAMLOG				
ASTRA EV		ANYRIDGE			CAMLOG				
Narrow (3.6)	Regular (4.2)	Small (3.5)	Regular (4.0/4.5)	Wide (5.0/5.5)	Ø 3.3	Ø 3.8	Ø 4.3	Ø 5.0	Ø 6.0
BHS01001 									
NEW 2019 BHS02053 	NEW 2019 BHS02055 	NEW 2019 BHS02057 	NEW 2019 BHS02057 	NEW 2019 BHS02057 	NEW 2019 BHS02049 	NEW 2019 BHS02049 	NEW 2019 BHS02049 	NEW 2019 BHS02051 	NEW 2019 BHS02051 
NEW 2019 BHS02054 	NEW 2019 BHS02056 	NEW 2019 BHS02058 	NEW 2019 BHS02058 	NEW 2019 BHS02058 	NEW 2019 BHS02050 	NEW 2019 BHS02050 	NEW 2019 BHS02050 	NEW 2019 BHS02052 	NEW 2019 BHS02052 
30° BHS04056 20° BHS04057 0° BHS04058 0° BHS04055 	30° BHS04056 20° BHS04057 10° BHS04058 0° BHS04055 	30° BHS04056 20° BHS04057 10° BHS04058 0° BHS04055 	30° BHS04056 20° BHS04057 10° BHS04058 0° BHS04055 	30° BHS04056 20° BHS04057 10° BHS04058 0° BHS04055 	30° BHS04056 20° BHS04057 10° BHS04058 0° BHS04055 	30° BHS04056 20° BHS04057 10° BHS04058 0° BHS04055 	30° BHS04026 20° BHS04039 10° BHS04053 	NEW 2019 30° BHS04065* 20° BHS04066* 10° BHS04067* 	NEW 2019 30° BHS04065* 20° BHS04066* 10° BHS04067* 
NEW 2019 BHS03154 	NEW 2019 BHS03158 	NEW 2019 BHS03166 	NEW 2019 BHS03166 	NEW 2019 BHS03166 	NEW 2019 BHS03130 	NEW 2019 BHS03134 	NEW 2019 BHS03138 	NEW 2019 BHS03142 	NEW 2019 BHS03146 
NEW 2019 BHS03155 	NEW 2019 BHS03159 	NEW 2019 BHS03167 	NEW 2019 BHS03167 	NEW 2019 BHS03167 	NEW 2019 BHS03131 	NEW 2019 BHS03135 	NEW 2019 BHS03139 	NEW 2019 BHS03143 	NEW 2019 BHS03147 
30° BHS04059 20° BHS04060 10° BHS04061 	30° BHS04059 20° BHS04060 10° BHS04061 	30° BHS04059 20° BHS04060 10° BHS04061 	30° BHS04059 20° BHS04060 10° BHS04061 	30° BHS04059 20° BHS04060 10° BHS04061 	30° BHS04059 20° BHS04060 10° BHS04061 	30° BHS04059 20° BHS04060 10° BHS04061 	30° BHS04018 20° BHS04019 10° BHS04020 	NEW 2019 30° BHS04062* 20° BHS04063* 10° BHS04064* 	NEW 2019 30° BHS04062* 20° BHS04063* 10° BHS04064* 
NEW 2019 BHS03152* 	NEW 2019 BHS03156* 	NEW 2019 BHS03164* 	NEW 2019 BHS03164* 	NEW 2019 BHS03164* 	NEW 2019 BHS03128* 	NEW 2019 BHS03132* 	NEW 2019 BHS03136* 	NEW 2019 BHS03140* 	NEW 2019 BHS03144* 
NEW 2019 BHS03153* 	NEW 2019 BHS03157* 	NEW 2019 BHS03165* 	NEW 2019 BHS03165* 	NEW 2019 BHS03165* 	NEW 2019 BHS03129* 	NEW 2019 BHS03133* 	NEW 2019 BHS03137* 	NEW 2019 BHS03141* 	NEW 2019 BHS03145* 
- Sistema de conexión interna compatible con ASTRA EV®. Compatible con ASTRA EV® NARROW Ø3,6 y otros implantes similares	- Sistema de conexión interna compatible con ASTRA EV®. Compatible con ASTRA EV® REGULAR Ø4,2 y otros implantes similares	- Sistema de conexión interna compatible con MEGAGEN® ANY RIDGE®. Compatible con MEGAGEN® ANY RIDGE® y otros implantes similares			- Sistema de conexión interna compatible con Camlog®. Compatible con CAMLOG® y otros implantes similares				

DUALOCK[®]

Overdenture Attachment System



Pilar compatible NobelActive™		CE 0051
Pilar Dualock® Active Ø3,0 H-1mm	DS16301	
Pilar Dualock® Active Ø3,0 H-2mm	DS16302	
Pilar Dualock® Active Ø3,0 H-3mm	DS16303	
Pilar Dualock® Active Ø3,0 H-4mm	DS16304	
Pilar Dualock® Active Ø3,0 H-5mm	DS16305	
Pilar Dualock® Active Ø3,5 H-1mm	DS16351	
Pilar Dualock® Active Ø3,5 H-2mm	DS16352	
Pilar Dualock® Active Ø3,5 H-3mm	DS16353	
Pilar Dualock® Active Ø3,5 H-4mm	DS16354	
Pilar Dualock® Active Ø3,5 H-5mm	DS16355	
Pilar Dualock® Active Ø4,3 H-1mm	DS16431	
Pilar Dualock® Active Ø4,3 H-2mm	DS16432	
Pilar Dualock® Active Ø4,3 H-3mm	DS16433	
Pilar Dualock® Active Ø4,3 H-4mm	DS16434	
Pilar Dualock® Active Ø4,3 H-5mm	DS16435	

Pilar compatible Astra®		CE 0051
Pilar Dualock® Astra® Ø3,5/4,0 H-1mm	DS50351	
Pilar Dualock® Astra® Ø3,5/4,0 H-2mm	DS50352	
Pilar Dualock® Astra® Ø3,5/4,0 H-3mm	DS50353	
Pilar Dualock® Astra® Ø3,5/4,0 H-4mm	DS50354	
Pilar Dualock® Astra® Ø3,5/4,0 H-5mm	DS50355	
Pilar Dualock® Astra® Ø4,5/5,0 H-1mm	DS50451	
Pilar Dualock® Astra® Ø4,5/5,0 H-2mm	DS50452	
Pilar Dualock® Astra® Ø4,5/5,0 H-3mm	DS50453	
Pilar Dualock® Astra® Ø4,5/5,0 H-4mm	DS50454	
Pilar Dualock® Astra® Ø4,5/5,0 H-5mm	DS50455	

Pilar compatible Certain®		CE 0051
Pilar Dualock® Certain® Ø3,4 H-1 mm	DS60341	
Pilar Dualock® Certain® Ø3,4 H-2 mm	DS60342	
Pilar Dualock® Certain® Ø3,4 H-3 mm	DS60343	
Pilar Dualock® Certain® Ø3,4 H-4 mm	DS60344	
Pilar Dualock® Certain® Ø3,4 H-5 mm	DS60345	
Pilar Dualock® Certain® Ø4,1 H-1 mm	DS60411	
Pilar Dualock® Certain® Ø4,1 H-2 mm	DS60412	
Pilar Dualock® Certain® Ø4,1 H-3 mm	DS60413	
Pilar Dualock® Certain® Ø4,1 H-4 mm	DS60414	
Pilar Dualock® Certain® Ø4,1 H-5 mm	DS60415	

Pilar compatible Straumann® Tissue Level		CE 0051
Pilar Dualock® Cono Interno 8° Ø4,8 H-1mm	DS30401	
Pilar Dualock® Cono Interno 8° Ø4,8 H-2mm	DS30402	
Pilar Dualock® Cono Interno 8° Ø4,8 H-3mm	DS30403	
Pilar Dualock® Cono Interno 8° Ø4,8 H-4mm	DS30404	
Pilar Dualock® Cono Interno 8° Ø4,8 H-5mm	DS30405	
Pilar Ang. Dualock® Cono Interno 8° Ø4,8 H-1.5 mm	DS304AN1.5	
Pilar Ang. Dualock® Cono Interno 8° Ø4,8 H-3.0 mm	DS304AN3.0	

Pilar Hexágono Externo		CE 0051
Pilar Dualock® Hex. Externo plat. Ø3,5 H-1mm	DS10331	
Pilar Dualock® Hex. Externo plat. Ø3,5 H-2 mm	DS10332	
Pilar Dualock® Hex. Externo plat. Ø3,5 H-3mm	DS10333	
Pilar Dualock® Hex. Externo plat. Ø3,5 H-4mm	DS10334	
Pilar Dualock® Hex. Externo plat. Ø3,5 H-5mm	DS10335	
Pilar Dualock® Hex. Externo plat. Ø4,1 H-1 mm	DS10401	
Pilar Dualock® Hex. Externo plat. Ø4,1 H-2 mm	DS10402	
Pilar Dualock® Hex. Externo plat. Ø4,1 H-3 mm	DS10403	
Pilar Dualock® Hex. Externo plat. Ø4,1 H-4 mm	DS10404	
Pilar Dualock® Hex. Externo plat. Ø4,1 H-5 mm	DS10405	
Pilar Dualock® Hex. Externo plat. Ø4,1 H-6 mm	DS10406	
Pilar Ang. Dualock® Hex. Externo Ø4,1 H-1,5 mm	DS104AN1.5	
Pilar Ang. Dualock® Hex. Externo Ø4,1 H-3 mm	DS104AN3.0	
Pilar Dualock® Hex. Externo plat. Ø5,1 H-1mm	DS10501	
Pilar Dualock® Hex. Externo plat. Ø5,1 H-2mm	DS10502	
Pilar Dualock® Hex. Externo plat. Ø5,1 H-3mm	DS10503	
Pilar Dualock® Hex. Externo plat. Ø5,1 H-4mm	DS10504	
Pilar Dualock® Hex. Externo plat. Ø5,1 H-5mm	DS10505	

Pilar Hexágono Externo Alto		CE 0051
Pilar Dualock® Hex. Ext. Alto Ø4,2 H-2,5 mm	DS40422	
Pilar Dualock® Hex. Ext. Alto Ø4,2 H-3,5 mm	DS40423	
Pilar Dualock® Hex. Ext. Alto Ø4,2 H-4,5 mm	DS40424	
Pilar Dualock® Hex. Ext. Alto Ø4,2 H-4,5 mm	DS40425	

Pilar Hexágono Interno		CE 0051
Pilar Dualock® Hex. Interno plat. Ø3,3 H-1 mm	DS20331	
Pilar Dualock® Hex. Interno plat. Ø3,3 H-2 mm	DS20332	
Pilar Dualock® Hex. Interno plat. Ø3,3 H-3 mm	DS20333	
Pilar Dualock® Hex. Interno plat. Ø3,3 H-4 mm	DS20334	
Pilar Dualock® Hex. Interno plat. Ø3,3 H-5 mm	DS20335	
Pilar Dualock® Hex. Interno plat. Ø3,3 H-6 mm	DS20336	
Pilar Dualock® Hex. Interno Ø3,5 H-1mm	DS20351	
Pilar Dualock® Hex. Interno Ø3,5 H-2mm	DS20352	
Pilar Dualock® Hex. Interno Ø3,5 H-3mm	DS20353	
Pilar Dualock® Hex. Interno Ø3,5 H-4mm	DS20354	
Pilar Dualock® Hex. Interno Ø3,5 H-5mm	DS20355	
Pilar Dualock® Hex. Interno Ø3,5 H-6mm	DS20356	
Pilar Ang. Dualock® Hex. Interno Ø3,5 H-1,5 mm	DS2035AN1.5	
Pilar Ang. Dualock® Hex. Interno Ø3,5 H-3,0 mm	DS2035AN3.0	
Pilar Dualock® Hex. Interno Ø4,5 H-1mm	DS20451	
Pilar Dualock® Hex. Interno Ø4,5 H-2mm	DS20452	
Pilar Dualock® Hex. Interno Ø4,5 H-3mm	DS20453	
Pilar Dualock® Hex. Interno Ø4,5 H-4mm	DS20454	
Pilar Dualock® Hex. Interno Ø4,5 H-5mm	DS20455	
Pilar Dualock® Hex. Interno Ø4,5 H-6mm	DS20456	
Pilar Ang. Dualock® Hex. Interno Ø4,5 H-1,5 mm	DS2045AN1.5	
Pilar Ang. Dualock® Hex. Interno Ø4,5 H-3,0 mm	DS2045AN3.0	

Pilar MultiUnit		CE 0051
Pilar Dualock® Multi Unit x 1 unid	DS1MU01	
Pilar Dualock® Multi Unit x 2 unid	DS1MU02	

Pilar compatible Osstem®			CE 0051
Pilar Dualock® Osstem® TS Mini H-1mm	DS54351		
Pilar Dualock® Osstem® TS Mini H-2mm	DS54352		
Pilar Dualock® Osstem® TS Mini H-3mm	DS54353		
Pilar Dualock® Osstem® TS Mini H-4mm	DS54354		
Pilar Dualock® Osstem® TS Mini H-5mm	DS54355		
Pilar Dualock® Osstem® TS Mini H-6mm	DS54356		
Pilar Dualock® Osstem® TS Regular H-1mm	DS54451		
Pilar Dualock® Osstem® TS Regular H-2mm	DS54452		
Pilar Dualock® Osstem® TS Regular H-3mm	DS54453		
Pilar Dualock® Osstem® TS Regular H-4mm	DS54454		
Pilar Dualock® Osstem® TS Regular H-5mm	DS54455		
Pilar Dualock® Osstem® TS Regular H-6mm	DS54456		

Pilar compatible Phibo®			CE 0051
Pilar Dualock® Phibo® TSH/BNT S2 H-1 mm	DS36201		NEW 2019
Pilar Dualock® Phibo® TSH/BNT S2 H-2 mm	DS36202		✓
Pilar Dualock® Phibo® TSH/BNT S2 H-3 mm	DS36203		
Pilar Dualock® Phibo® TSH/BNT S2 H-4 mm	DS36204		
Pilar Dualock® Phibo® TSH/BNT S2 H-5 mm	DS36205		
Pilar Dualock® Phibo® TSH/BNT S3/S4 H-1	DS36341		NEW 2019
Pilar Dualock® Phibo® TSH/BNT S3/S4 H-2	DS36342		✓
Pilar Dualock® Phibo® TSH/BNT S3/S4 H-3	DS36343		
Pilar Dualock® Phibo® TSH/BNT S3/S4 H-4	DS36344		
Pilar Dualock® Phibo® TSH/BNT S3/S4 H-5	DS36345		
Pilar Dualock® Phibo® TSH/BNT S5 H-2 mm	DS36502		NEW 2019
Pilar Dualock® Phibo® TSH/BNT S5 H-3 mm	DS36503		✓
Pilar Dualock® Phibo® TSA/TSDAV S3 H-1 mm	DS38301		NEW 2019
Pilar Dualock® Phibo® TSA/TSDAV S3 H-2 mm	DS38302		✓
Pilar Dualock® Phibo® TSA/TSDAV S3 H-3 mm	DS38303		
Pilar Dualock® Phibo® TSA/TSDAV S3 H-4 mm	DS38304		
Pilar Dualock® Phibo® TSA/TSDAV S3 H-5 mm	DS38305		
Pilar Dualock® Phibo® TSA/TSDAV S4 H-1 mm	DS38401		NEW 2019
Pilar Dualock® Phibo® TSA/TSDAV S4 H-2 mm	DS38402		✓
Pilar Dualock® Phibo® TSA/TSDAV S4 H-3 mm	DS38403		
Pilar Dualock® Phibo® TSA/TSDAV S4 H-4 mm	DS38404		
Pilar Dualock® Phibo® TSA/TSDAV S4 H-5 mm	DS38405		
Pilar Dualock® Phibo® TSA/TSDAV S5 H-2 mm	DS38502		NEW 2019

Pilar compatible Replace Select®			CE 0051
Pilar Dualock® Select Ø3,5 H-1mm	DS12351		
Pilar Dualock® Select Ø3,5 H-2mm	DS12352		
Pilar Dualock® Select Ø3,5 H-3mm	DS12353		
Pilar Dualock® Select Ø3,5 H-4mm	DS12354		
Pilar Dualock® Select Ø3,5 H-5mm	DS12355		
Pilar Dualock® Select Ø4,3 H-1mm	DS12431		
Pilar Dualock® Select Ø4,3 H-2mm	DS12432		
Pilar Dualock® Select Ø4,3 H-3mm	DS12433		
Pilar Dualock® Select Ø4,3 H-4mm	DS12434		
Pilar Dualock® Select Ø4,3 H-5mm	DS12435		

Pilar Roscado Barra			CE 0051
Pilar Roscado Barra M2 – Pack de 2	RB10DS		

Set prótesis			CE 0051
Set de Prótesis Nylon	DS00101		
Set de Prótesis Peek Z	DS00103		
Set de Prótesis Peek	DSETPROT01		

Recambios			CE 0051
Botón Retención Nylon			
Negro	XLIGHT	Pack de 4	DS00200
Rojo	ANGLED LIGHT	Pack de 4	DS00300
Naranja	ANGLED MEDIUM	Pack de 4	DS00301
Verde	ANGLED STRONG	Pack de 4	DS00302
Azul	MEDIUM	Pack de 4	DS00400
Rosa	STRONG	Pack de 4	DS00500
Transparente	XSTRONG	Pack de 4	DS00600

Botón Retención Peek				CE 0051
Negro	LIGHT	Pack de 4	BLACKCAP	
Azul	STRONG	Pack de 4	BLUECAP	
Rojo	MEDIUM	Pack de 4	REDCAP	
Blanco	XSTRNG	Pack de 4	WHITECAP	

Botón Retención Z Peek				CE 0051
Negro	LIGHT	Pack de 4	DS00203	
Rojo	MEDIUM	Pack de 4	DS00303	
Blanco - Rojo	DUO	Pack de 2 + 2	DS00403	
Blanco	XSTRNG	Pack de 4	DS00603	

Espaciador			CE 0051
Espaciador Dualock®	Pack de 4 Ud.	DS00800	

Análogo		
Análogo para pilar Dualock®	ANADS	

Posicionador			CE 0051
Posicionador Dualock®	IMCDS		

Llave torque para pilar			CE
Llave torque para pilar	TORQDS		

Llave universal extract/insert		
Llave universal extract/insert	UNIVERDS	



BARCELONA

Distribuido por:

A large, empty rectangular box with a thin grey border, intended for the distributor's name or logo.