



W o r l d L e a d e r i n D e n t a l A t t a c h m e n t s

LISTA DE PRECIOS

Para Tecnicos Dentales y Dentistas



4^a Edición

w w w . r h e i n 8 3 . c o m



CALCINABLE



Ref. 092ECQ

KIT OT EQUATOR CALCINABLE

CONTENIDO

- 2 MACHOS "SEMIESFERA" CALCINABLES
- 2 CONTENIDORES EN ACERO PARA COFIAS
- 4 COFIAS RETENTIVAS SURTIDAS
(2 SUAVE, 2 ESTÁNDAR)

€ 50,00

IMPLANTES



Ref. 130

KIT OT EQUATOR PARA IMPLANTES

CONTENIDO

- 1 ATACHE DE TITANIO REVESTIDO DE TiN
- 1 CONTENEDOR EN ACERO PARA COFIAS
- 1 DISCO DE PROTECCIÓN
- 4 COFIAS RETENTIVAS SURTIDAS
(1 EXTRA-SUAVE, 1 SUAVE, 1 ESTÁNDAR, 1 FUERTE)

€ 115,00

NEW!



Ref. 131

KIT OT EQUATOR PARA IMPLANTES CON SMART BOX

CONTENIDO

- 1 ATACHE OT EQUATOR DE TITANIO REVESTIDO DE TiN
- 1 CONTENEDOR AUTOPARALELIZABLE SMART BOX
- 1 DISCO DE PROTECCIÓN
- 4 COFIAS RETENTIVAS SURTIDAS
(1 EXTRA-SUAVE, 1 SUAVE, 1 ESTÁNDAR, 1 FUERTE)

€ 125,00



Ref. 030

- 1 ATACHE OT EQUATOR EN TITANIO REVESTIDO DE TiN

€ 80,00

LOS ATACHES OT EQUATOR ESTÁN DISPONIBLES PARA LA MAYORÍA DE LAS MARCAS DE IMPLANTES. SE PUEDEN FABRICAR PARA TODO TIPO DE IMPLANTES. PARA PEDIRLOS, INDICAR SIEMPRE: MARCA Y DIÁMETRO DEL IMPLANTE, ALTURA DEL BORDE GINGIVAL. DISPONIBILIDAD HASTA A 7mm.

BARRAS



Ref. 160EQB

KIT OT EQUATOR FILETADO CON VAINA DE PEGAR

CONTENIDO

- 2 EQUATOR FILETADOS para vaina en titanio (FILETE 1,6 mm)
- 2 VAINAS FILETADAS (FILETE 1,6 mm)
- 2 CONTENIDORES EN ACERO PARA COFIAS
- 2 ESPACIADORES PARA VAINA EN ACERO
- 8 COFIAS RETENTIVAS SURTIDAS
(1 EXTRA-SUAVE, 1 SUAVE, 1 ESTÁNDAR, 1 FUERTE)

€ 125,00

ELASTIC SEEGER SISTEMA DE UNIÓN A BARRA PASIVA ENTRE IMPLANTES



Ref. 158ESA

KIT ELASTIC SEEGER

CONTENIDO

- 1 CILINDRO CALCINABLE CONTENEDOR PARA SEEGER
- 1 SEEGER AUTOEXTRAIBLE OT EQUATOR
- 1 TORNILLO DE TITANIO PARA SEEGER AUTOEXTRAIBLE

€ 27,00

KIT COFIAS

Ref. 192ECE

KIT COFIAS CON CONTENEDOR DE ACERO

CONTENIDO

- 1 CONTENEDORES EN ACERO PARA COFIAS
- 1 COFIA NEGRA PARA LABORATORIO
- 4 COFIAS RETENTIVAS SURTIDAS
(1 EXTRA-SUAVE, 1 SUAVE, 1 ESTÁNDAR, 1 FUERTE)
- 1 DISCO DE PROTECCIÓN

€ 38,00

KIT SMART BOX CONTENEDOR AUTOPARALELIZABLE PARA OT EQUATOR

Ref. 335SBC

KIT SMART BOX

CONTENIDO

- 1 CONTENEDOR SMART BOX CON COFIA NEGRA DE POSICIONAMIENTO
- 1 DISCO PROTECTOR ROSA
- 4 COFIAS RETENTIVAS SURTIDAS
(1 AMARILLA EXTRA-SUAVE, 1 ROSA SUAVE, 1 TRANSPARENTE ESTÁNDAR, 1 MORADA FUERTE)

€ 45,00

RECAMBIOS SISTEMA OT EQUATOR



Ref. 151SS	• 2 MACHOS "SEMIESFERA" CALCINABLES	€ 20,00
Ref. 140CEV	• 4 COFIAS RETENTIVAS - moradas "FUERTE" (2700g)	€ 28,00
Ref. 140CET	• 4 COFIAS RETENTIVAS - blancas "ESTÁNDAR" (1800g)	€ 28,00
Ref. 140CER	• 4 COFIAS RETENTIVAS - rosas "SUAVE" (1200g)	€ 28,00
Ref. 140CEG	• 4 COFIAS RETENTIVAS - amarillas "EXTRA-SUAVE" (600g)	€ 28,00
Ref. 140CEN	• 4 COFIAS - negras para laboratorio	€ 14,00
Ref. 141CAE	• 2 CONTENEDORES EN ACERO PARA COFIAS	€ 20,00
Ref. 141CTE	• 2 CONTENEDORES EN TITANIO PARA COFIAS ANODIZADOS FUXIA	€ 28,00
Ref. 330SBE	• 1 CONTENEDOR SMARTBOX CON COFIA NEGRA <i>DE POSICIONAMIENTO</i>	€ 25,00
Ref. 335CSB	• 4 COFIAS SMARTBOX NEGRAS <i>DE POSICIONAMIENTO</i>	€ 16,00
Ref. 039SFE2	• 1 EQUATOR FILETADO (<i>FILETE 2mm ESTÁNDAR</i>)	€ 25,00
Ref. 339SFE	• 1 EQUATOR FILETADO 1.6mm (<i>PARA VAINA DE TITANIO</i>)	€ 25,00
Ref. 239GSF	• 1 VAINA FILETADA DE PEGAR (FILETE 1.6mm)	€ 24,00
Ref. 339SSE	• 1 ESPACIADOR PARA VAINA OT EQUATOR	€ 10,00
Ref. 158VAE	• 1 TORNILLO EN TITANIO PARA SEEGER AUTOEXTRAIBLE	€ 15,00
Ref. 158SAE	• 1 SEEGER AUTOEXTRAIBLE OT EQUATOR	€ 15,00
Ref. 158CCE	• 1 CILINDRO CALCINABLE h 2,5mm (<i>PARA SEEGER</i>)	€ 15,00
Ref. 158CAE	• 1 CILINDRO CALCINABLE ALTO h 3,5mm (<i>PARA SEEGER</i>)	€ 15,00

ACCESORIOS



Ref. 144TTE	• 1 TRANSFER OT EQUATOR EN TITANIO + TORNILLO EN TITANIO	€ 44,00
Ref. 144MTE	• 2 TRANSFERT BLANCO PARA IMPRESIÓN PARA CUBETA INDIVIDUAL	€ 36,00
Ref. 044CAIN	• 2 TRANSFERT EN ACERO CON COFIA PARA IMPRESIÓN OT EQUATOR - OT CAP PARA TOMAR LA IMPRESIÓN CON COFIA INTERCAMBIABLE	€ 25,00
Ref. 144AE	• 2 RÉPLICAS PARA LABORATORIO	€ 38,00

INSTRUMENTOS



Ref. 74AC01	• 1 LLAVE DE PARALELOMETRO NORMO	€ 22,00
Ref. 774CHE	• 1 LLAVE A SECCIÓN CUADRADA + HOLDER PARA ATORNILLAR EL OT EQUATOR (CUADRADO 1.25mm) (A UTILIZAR TAMBIÉN CON LLAVE DINAMOMÉTRICA REVERSIBLE)	€ 42,00
Ref. 774HC	• 1 HOLDER INTERCAMBIABLE	€ 8,00
Ref. 760CE	• 1 CONECTOR PARA MICROMOTOR DINAMOMÉTRICO DE CLÍNICA (CUADRADO 1.25mm)	€ 39,00
Ref. 485IC	• 1 INSERTADOR/EXTRACTOR DE COFIAS OT EQUATOR - NORMO - MICRO (<i>EN CONTENEDORES METALICOS Y EN LA BOCA DEL PACIENTE</i>)	€ 39,00
Ref. 185SIS	• 1 INSERTADOR CURVO DE SEEGER	€ 12,00
Ref. 491EC	• 1 EXTRACTOR DE COFIAS MULTIUSO (<i>CON HUECO PARA EL TALLO</i>)	€ 29,00
Ref. 760CRD	• 1 CARRACA DINAMOMÉTRICA Para Ot Equator e Sphero block - flex: VALOR DE 15 A 35 NCM - MÁX 50 NCM DE TORQUE, ACONSEJADO 25 NCM	€ 310,00

OT UNILATERAL

ATACHE A RETENCIÓN COMBINADA PARA PRÓTESIS MONOLATERAL



Ref. 098UNL

OT UNILATERAL + CONECTOR

CONTENIDO

- 1 ATACHE CALCINABLE CON ESFERAS COMBINADAS
- 1 UNI-BOX CALCINABLE
- 1 POSICIONADOR OT CAP MICRO EN PLÁSTICO
- 1 COFIA OT CAP MICRO ROSA
- 1 COFIA STRATEGY AMARILLA (PARA TÉCNICA DE DUPLICACIÓN)
- 1 COFIA MICRO NEGRA DE LABORATORIO
- 1 COFIA STRATEGY NEGRA DE LABORATORIO
- 1 CONECTOR

€ 35,00



Ref. 156BCU

- 1 ATACHE CALCINABLE CON ESFERAS COMBINADAS

€ 12,00



Ref. 156CCU

- 1 UNI-BOX CALCINABLE

€ 12,00

OT CAP TECNO



NORMAL

Ref. 093CTN

OT CAP TECNO NORMAL/MICRO

CONTENIDO

- 2 EXTENSIONES CALCINABLES PRE ANGULADAS
- 2 ESFERAS INDIVIDUALES EN TITANIO + TiN
- 2 VAINAS EN TITANIO PARA PEGAR
- 2 COFIAS TRANSPARENTES NORMAL/MICRO
- 2 COFIAS ROSAS NORMAL/MICRO
- 2 COFIAS AMARILLAS NORMAL/MICRO

€ 92,00



MICRO

Ref. 093CTM



Ref. 193BCA

- 2 EXTENSIONES CALCINABLES PREFABRICADAS

€ 10,00

ESFERAS INDIVIDUALES FILETADAS

CON VAINA FILETADA DE PEGAR NORMAL - MICRO



Ref. 139KSFN

KIT ESFERA INDIVIDUAL NORMAL + TiN DE PEGAR

CONTENIDO

- 2 ESFERA INDIVIDUAL FILETADA NORMO + TiN (HEXÁGONO 1.3mm FILETE 1.6mm)
- 2 VAINAS EN TITANIO FILETADA DE PEGAR
- 2 ESPACIADORES EN ACERO PARA VAINAS FILETADAS (ESFERA NORMO)

€ 88,00



Ref. 139KSFM

KIT ESFERA INDIVIDUAL MICRO + TiN DE PEGAR

CONTENIDO

- 2 ESFERA SINGLA FILETADA MICRO + TiN (HEXÁGONO 0.9mm FILETE 1.6mm)
- 2 VAINAS EN TITANIO FILETADA DE PEGAR
- 2 ESPACIADORES EN ACERO PARA VAINAS FILETADAS (ESFERA MICRO)

€ 88,00

RECAMBIOS



Ref. 239SFN

- 1 ESFERA INDIVIDUAL FILETADA NORMAL + TiN Hexágono 1.3mm FILETE 1.6mm

€ 20,00

Ref. 239SFM

- 1 ESFERA INDIVIDUAL FILETADA MICRO + TiN Hexágono 0.9mm FILETE 1.6mm

€ 20,00

Ref. 239GSF

- 1 VAINA EN TITANIO FILETADA DE PEGAR PARA NORMAL Y MICRO - 1.6mm

€ 24,00



Ref. 239SSN

- 1 ESPACIADOR EN ACERO PARA VAINA FILETADA (ESFERA NORMAL)

€ 10,00

Ref. 239SSM

- 1 ESPACIADOR EN ACERO PARA VAINA FILETADA (ESFERA MICRO)

€ 10,00

Ref. 039SFN2

- 1 ESFERA INDIVIDUAL FILETADA NORMO + TiN HEXÁGONO 1.3mm FILETE 2.0mm

€ 20,00

Ref. 039FM2

- 1 ESFERA INDIVIDUAL FILETADA MICRO + TiN HEXÁGONO 0,8mm FILETE 2,0mm

€ 20,00

Ref. 760CBR

- LLAVE - Hexágono mm 1,3

€ 39,00

Ref. 772CSF

- LLAVE Hexágono mm 0,9 (PARA ESFERAS FILETADAS INDIVIDUALES)

€ 39,00

OT CAP

TRANSFERT PARA IMPRONTAR



Ref. 044CAIN

- 2 TRANSFERT OT EQUATOR - OT CAP NORMAL Ø 2,5mm PARA IMPRESIÓN CON COFIAS INTERCAMBIABLES

€ 25,00

Ref. 044CAI22

- 2 TRANSFERT PARA ESFERAS Ø 2,2mm PARA IMPRESIÓN CON COFIAS INTERCAMBIABLES

€ 25,00

Ref. 044CAIM

- 2 TRANSFERT OT CAP MICRO Ø 1,8mm PARA IMPRESIÓN CON COFIAS INTERCAMBIABLES

€ 25,00

ATACHES OT CAP & OT BOX OT STRATEGY - OT BAR - OT VERTICAL

KIT PROMOCIONAL PARA LABORATORIO



Ref. 005SKLUS

CONTENIDO

OT CAP - OT BOX SYSTEM:

- 16 PIVOTES CALCINABLES SURTIDOS NORMAL/MICRO
- 4 ESFERAS CALCINABLES NORMAL/MICRO
- 2 ESFERAS INDIVIDUALES TIT. NORMAL/MICRO + BASE GUÍA CALC. + INSERTADORES
- 4 BARRAS OT CAP CALCINABLES NORMAL/MICRO
- 2 BARRAS TECNO CALCINABLES NORMAL/MICRO COMPLETO
- 4 BARRAS OT BOX CALCINABLES CLÁSICO (superior + inferior) NORMAL/MICRO
- 2 BARRAS OT BOX SPECIAL CALCINABLES NORMAL/MICRO
- 6 CONECTORES PARA REFUERZO OT BOX CALCINABLES
- 4 CONTENEDORES OT BOX MONO CALCINABLES NORMAL/MICRO
- 4 ANILLOS POSICIONADORES EN PLÁSTICO NORMAL/MICRO PARA CONTENEDOR
- 16 COFIAS OT-CAP NORMAL/MICRO
 - BLANCAS ret.estándar - ROSA ret.suave - AMARILLAS ret.extra-suave - VERDES muy elásticas
- 4 COFIAS TITAN en titanio NORMAL/MICRO
- 4 COFIAS NEGRAS para procesos de laboratorio NORMAL/MICRO
- 8 CONTENEDORES ACERO INOX. NORMAL/MICRO (para resina/para soldar)
- 4 RÉPLICAS para MODELOS EN YESO NORMAL/MICRO
- 4 ESPACIADORES ALUMINIO x OT CAP NORMAL/MICRO
- 4 DISCOS PROTECTORES

OT STRATEGY:

- 4 ESFERAS CALCINABLES OT STRATEGY (2 estándar 2 largas)
- 2 STEADY OT STRATEGY CALCINABLES
- 6 COFIAS OT STRATEGY PARA CONTENEDOR INOX:
 - BLANCAS retención estándar - ROSA retención suave - AMARILLAS retención extra-suave
- 2 COFIAS NEGRAS OT STRATEGY PARA CONTENEDOR INOX procesos de laboratorio
- 2 CASQUILLOS ACERO INOX STRATEGY
- 2 ANILLOS POSICIONADORES PLÁSTICOS STRATEGY PARA CASQUILLO
- 6 COFIAS OT STRATEGY para TÉCNICA DE DUPLICACIÓN:
 - BLANCAS retención estándar - ROSA retención suave - AMARILLAS retención extra-suave
- 2 COFIAS NEGRAS OT STRATEGY para Técnica Duplicación procesos de laboratorio
- 2 RÉPLICAS para MODELAR EN YESO OT STRATEGY

OT BAR MULTIUSE:

- 2 BARRA CALCINABLE OT BAR MULTIUSO
- 1 BARRA ADAPTABLE A LA ENCÍA
- 2 CLIPS DE Posición A
- 2 CLIPS DE Posición B
- 4 CONTENEDORES CALCINABLES OT BAR MULTIUSO
- 4 ROSA retención suave - AMARILLAS retención ELÁSTICA

OT VERTICAL:

- 2 MACHOS OT VERTICAL CALCINABLES
- 2 STEADY OT VERTICAL CALCINABLES
- 4 CLIPS OT VERTICAL: BLANCOS retención normal - VERDES retención ELÁSTICA
- 2 LLAVE OT VERTICAL CALCINABLES
- 2 PIVOTES CERÁMICOS

CONTENIDO:

- 1 PINZA
- 2 ESCARIADORES DE RETENCIÓN PARA COFIAS NORMAL/MICRO
- 1 ESCARIADOR DE RETENCIÓN PARA COFIAS STRATEGY
- 2 LLAVE PARALELOMETRO NORMAL/MICRO
- 1 LLAVE PARALELOMETRO OT STRATEGY
- 2 LLAVES PARALELOMETRO TECNO NORMAL/MICRO
- 1 LLAVE PARALELOMETRO OT BAR MULTIUSO
- 1 INSERTADOR MULTIUSO EN PLÁSTICO AZUL (para guía inox y cofias en boca)
- 1 INSERTADOR DE COFIA OT CAP NORMAL/MICRO
- 1 INSERTADOR DE COFIA OT STRATEGY
- 1 INSERTADOR DE CLIP OT BAR MULTIUSO
- 1 INSERTADOR DE CLIP OT VERTICAL

€ 400,00

ATACHES OT CAP Y OT BOX - OT STRATEGY - OT BAR OT VERTICAL - OT UNILATERAL - OT EQUATOR

CONFECCIÓN PROMOCIONAL PARA EL LABORATORIO "BASIC"



Ref. 005SKLBUS

CONTENIDO

SISTEMA OT CAP - OT BOX:

- 16 PIVOTES CALCINABLES SURTIDOS NORMAL/MICRO
- 2 ESFERAS CALCINABLES NORMAL
- 2 ESFERAS CALCINABLES MICRO
- 2 BARRAS OT CAP CALCINABLES NORMAL/MICRO
- 2 BARRAS OT BOX CALCINABLES CLASSIC (superior + inferior) NORMAL/MICRO
- 1 BARRAS OT BOX SPECIAL CALCINABLES NORMAL/MICRO
- 6 CONECTORES PARA REFUERZO OT BOX CALCINABLES
- 4 CONTENEDORES OT BOX MONO CALCINABLES NORMAL/MICRO
- 8 ANILLOS POSICIONADORES EN PLÁSTICO NORMAL/MICRO PARA CONTENEDOR
- 28 COFIAS OT-CAP NORMAL/MICRO
 - BLANCAS ret.estándar - ROSA ret.suave - AMARILLAS ret.extra-suave - VERDES muy elásticas
- 9 COFIAS NEGRAS para procesos de laboratorio NORMAL/MICRO
- 4 CONTENEDORES ACERO INOX. NORMAL/MICRO

OT STRATEGY:

- 4 ESFERAS CALCINABLES OT STRATEGY (2 estándar 2 largas)
- 2 STEADY OT STRATEGY CALCINABLES
- 8 COFIAS OT STRATEGY PARA CONTENEDOR INOX:
 - BLANCAS retención estándar - ROSA retención suave - AMARILLAS retención extra-suave
- 2 CASQUILLOS ACERO INOX STRATEGY
- 2 ANILLOS POSICIONADORES PLÁSTICOS STRATEGY PARA CASQUILLO
- 6 COFIAS OT STRATEGY PARA TÉCNICA DE DUPLICACIÓN:
 - BLANCAS retención estándar - ROSA retención suave - AMARILLAS retención extra-suave
- 2 COFIAS NEGRAS OT STRATEGY para Técnica Duplicación procesos de laboratorio

OT EQUATOR:

- 2 MACHOS "SEMIESFERAS" CALCINABLES
- 2 CONTENEDORES EN ACERO PARA COFIAS
- 4 COFIAS RETENTIVAS (2 suave, 2 estándar)
- 2 COFIAS NEGRAS para procesos de laboratorio

OT UNILATERAL:

- 1 ATACHE CALCINABLE CON ESFERAS COMBINADAS
- 1 UNI-BOX CALCINABLE
- 1 POSICIONADOR OT CAP MICRO EN PLÁSTICO
- 2 COFIA OT CAP MICRO: 1 rosa - 1 negra para procesos de laboratorio
- 2 OT STRATEGY para Técnica de Duplicación:
 - 1 amarillas - 1 negra para procesos de laboratorio

OT BAR MULTIUSE:

- 1 BARRA CALCINABLE OT BAR MULTIUSO
- 1 BARRA ADAPTABLE A LA ENCÍA
- 4 CLIPS DE Posición (A - B)
- 2 CONTENEDORES CALCINABLES OT BAR MULTIUSO
- 4 ROSA retención suave - AMARILLAS retención elástica

OT VERTICAL:


- 2 MACHOS OT VERTICAL CALCINABLES
- 2 STEADY OT VERTICAL CALCINABLES
- 4 CLIPS OT VERTICAL: BLANCOS retención normal - VERDES retención ELÁSTICA
- 2 LLAVES OT VERTICAL CALCINABLES
- 2 PIVOTES CERÁMICOS

CONTENIDO:

- 1 PINZA
- 2 LLAVE PARALELOMETRO NORMAL/MICRO
- 1 LLAVE PARALELOMETRO OT STRATEGY
- 1 LLAVE PARALELOMETRO OT BAR MULTIUSO
- 1 INSERTADOR MULTIUSO EN Plástico AZUL (para guía inox y cofias en boca)
- 1 INSERTADOR DE COFIA OT CAP NORMAL/MICRO
- 1 INSERTADOR DE COFIA OT STRATEGY
- 1 INSERTADOR DE CLIP OT BAR MULTIUSO
- 1 INSERTADOR DE CLIP OT VERTICAL

€ 150,00

SISTEMA DE ATACHES OT CAP



Ref. 038STF
TAMAÑO NORMAL

ESFERA INDIVIDUAL FLEXIBLE EN TITANIO NORMAL + TiN

SOLDADURA CON LASER - PARA PEGAR

CONTENIDO:

- 2 ESFERAS INDIVIDUALES FLEXIBLES EN TITANIO
- 2 COFIAS ROSA - RETENCIÓN SUAVE
- 1 SOPORTE PARA INSERTAR LAS ESFERAS
- 2 BASES GUÍA CALCINABLES

€ 75,00



Ref. 038STN
TAMAÑO NORMAL

ESFERA INDIVIDUAL EN TITANIO NORMAL + TiN

SOLDADURA CON LASER - PARA PEGAR

CONTENIDO:

- 2 ESFERAS INDIVIDUALES EN TITANIO
- 2 COFIAS ROSA - RETENCIÓN SUAVE
- 1 SOPORTE PARA INSERTAR ESFERAS
- 2 BASES GUÍA CALCINABLES

€ 50,00



Ref. 038STM
TAMAÑO MICRO

ESFERA INDIVIDUAL EN TITANIO MICRO + TiN

SOLDADURA CON LASER - PARA PEGAR

CONTENIDO:

- 2 ESFERAS INDIVIDUALES EN TITANIO
- 2 COFIAS ROSA - RETENCIÓN SUAVE
- 1 SOPORTE PARA INSERTAR ESFERAS
- 2 BASES GUÍA CALCINABLES

€ 50,00



Ref. 092CAN

OT CAP NORMAL

CONTENIDO:

- 4 ESFERAS INDIVIDUALES
- 4 COFIAS RETENTIVAS ROSAS
- 4 CONTENIDORES EN ACERO PARA COFIAS
- 4 POSICIONADOR EN PLÁSTICO PARA CASQUILLOS

€ 49,00



Ref. 092CAM

OT CAP MICRO

CONTENIDO

- 4 ESFERAS INDIVIDUALES
- 4 COFIAS RETENTIVAS ROSAS
- 4 CONTENIDORES EN ACERO PARA COFIAS
- 4 POSICIONADOR EN PLÁSTICO PARA CASQUILLOS

€ 49,00



Ref. 196BCN

OT CAP NORMAL "KIT BARATO"

CONTENIDO

- 1 BARRA CALCINABLE RECTA
- 1 BARRA CALCINABLE ANGULAR
- 4 COFIAS BLANCAS (Retención NORMAL)

€ 39,00



Ref. 197BCM

OT CAP MICRO "KIT BARATO"

CONTENIDO

- 1 BARRA CALCINABLE RECTA
- 1 BARRA CALCINABLE ANGULAR
- 4 COFIAS BLANCAS (Retención NORMAL)

€ 39,00



Ref. 099BSN

OT CAP & OT BOX Mono NORMAL - Esqueletico

CONTENIDO

- 2 BARRAS CALCINABLES (1 RECTA - 1 ANGULAR)
- 4 COFIAS RETENTIVAS BLANCAS
- 4 OT BOX MONO CALCINABLES
- 4 POSICIONADORES EN PLÁSTICO PARA CONTENEDOR

€ 64,00



Ref. 099BSM

OT CAP & OT BOX Mono MICRO - Esqueletico

CONTENIDO

- 2 BARRAS CALCINABLES (1 RECTA - 1 ANGULAR)
- 4 COFIAS RETENTIVAS BLANCAS
- 4 OT BOX MONO CALCINABLES
- 4 POSICIONADORES EN PLÁSTICO PARA CONTENEDOR

€ 64,00



Ref. 058BSN

OT BOX SPECIAL NORMAL + CONECTORES

CONTENIDO

- 2 BARRAS OT BOX SPECIAL
- 4 POSICIONADORES EN PLÁSTICO PARA CONTENEDOR
- 4 CONECTORES PARA REFUERZO

€ 37,00



Ref. 058BSM

OT BOX SPECIAL MICRO + CONECTORES

CONTENIDO

- 2 BARRAS OT BOX SPECIAL
- 4 POSICIONADORES EN PLÁSTICO PARA CONTENEDOR
- 4 CONECTORES PARA REFUERZO

€ 37,00



Ref. 153BCN

OT BOX CLASSIC NORMAL + CONECTORES

CONTENIDO

- 2 BARRAS SUPERIORES
- 2 BARRAS INFERIORES
- 4 POSICIONADORES EN PLÁSTICO PARA CONTENEDOR
- 4 CONECTORES DE REFUERZO

€ 34,00



Ref. 153BCM

OT BOX CLASSIC MICRO + CONECTORES

CONTENIDO

- 2 BARRAS SUPERIORES
- 2 BARRAS INFERIORES
- 4 POSICIONADORES EN PLÁSTICO PARA CONTENEDOR
- 4 CONECTORES DE REFUERZO

€ 34,00

OT BOX LARGE

CONTENEDOR CALCINABLE SOBREDIMENSIONADO PARA FIJAR EN BOCA LAS COFIAS



Ref. 253BLN

OT BOX LARGE NORMAL + CONECTORES

CONTENIDO

- 2 BARRAS OT BOX GRANDES
- 4 POSICIONADORES EN PLÁSTICO
- 4 CONECTORES PARA REFUERZO

€ 34,00



Ref. 253BLM

OT BOX LARGE MICRO + CONECTORES

CONTENIDO

- 2 BARRAS OT BOX GRANDES
- 4 POSICIONADORES EN PLÁSTICO
- 4 CONECTORES PARA REFUERZO

€ 34,00

ATACHES OT STRATEGY



Ref. 098SSS

OT STRATEGY

COFIAS PARA TÉCNICA DE DUPLICACIÓN

CONTENIDO

- 4 MACHOS CALCINABLES STRATEGY (2 ESTÁNDAR - 2 LARGOS)
- 2 CALCINABLES STEADY
- 4 COFIAS RETENTIVAS PARA TÉCNICA DE DUPLICACIÓN

€ 49,00



Ref. 098CAL

OT STRATEGY

COFIAS PARA CONTENEDORES ACERO INOX

CONTENIDO

- 4 MACHOS CALCINABLES STRATEGY (2 ESTÁNDAR - 2 LARGOS)
- 2 CALCINABLES STEADY
- 4 CASQUILLOS ACERO INOX
- 2 POSICIONADORES EN PLÁSTICO PARA CASQUILLO
- 4 COFIAS RETENTIVAS PARA CONTENEDOR ACERO INOX

€ 59,00

ATACHES OT BAR MULTIUSE



Ref. 021OBM

OT BAR MULTIUSO + CONECTORES

CONTENIDO

- 2 BARRAS CALCINABLES
- 4 CLIP DE POSICIÓN A
- 4 CLIP DE POSICIÓN B
- 4 BOX CALCINABLES
- 4 CLIP RETENTIVOS ROSAS
- 4 CLIP RETENTIVOS AMARILLOS
- 2 CONECTORES PARA REFUERZO
- 1 BARRA ADAPTABLE A LA ENCÍA

€ 92,00

ATACHES OT VERTICAL



Ref. 071OBV

OT VERTICAL

CONTENIDO

- 4 MACHOS CALCINABLES
- 2 CALCINABLE STEADY
- 4 CLIPS RETENTIVOS BLANCOS
- 2 CLIPS RETENTIVOS VERDES
- 4 LLAVES PARALELOMETRO
- + ESPIGAS CALCINABLES PARA DUPLICAR

€ 50,00

ATACHES PARA SOBREDENTADURA



Ref. 011SPL

KIT PROMOCIONAL PARA LA CLÍNICA

CONTENIDO

- 24 PIVOTES CALCINABLES MICRO SURTIDOS
- 40 PIVOTES CALCINABLES NORMAL SURTIDOS
- 12 PIVOTES MICRO SURTIDOS EN TITANIO (Adaptados para colocar un ANILLO DE SOBRECOLADO)
- 12 PIVOTES NORMAL SURTIDOS EN TITANIO (Adaptados para colocar un ANILLO DE SOBRECOLADO)
- 16 COFIAS RETENTIVAS NORMAL (BLANCAS Retención NORMAL - ROSAS Retención SUAVE)
- 16 COFIAS RETENTIVAS MICRO (BLANCAS Retención NORMAL - ROSAS Retención SUAVE)
- 20 DISCOS PROTECTORES DE LA ENCÍA
- 2 ESCARIADOR DE Retención (1 NORMAL + 1 MICRO)
- 1 MANGO MULTIUSO EN PLÁSTICO AZUL (para guía de acero inox y para insertar las cofias en la boca)
- 1 INSERTADOR OT CAP NORMAL/MICRO
- 4 CASQUILLOS ACERO INOX NORMAL PARA RESINA
- 4 CASQUILLOS ACERO INOX MICRO PARA RESINA
- 12 ANILLOS DIRECCIONALES (gris 0° - verde 7° - rojo 14°)
- 1 PINZA

€ 310,00



Disponible en las longitudes: 10 - 9 - 7mm

Ref. 333PEK7

Ref. 333PEK9

Ref. 333PEK10

KIT PIVOTE OT EQUATOR CON REVESTIMIENTO TiN

PIVOTES EN TITANIO CON CABEZA DE BAJO PERFIL

CONTENIDO

- 2 PIVOTES OT EQUATOR h 7-9-10 mm (de la misma medida elegida)
- 2 CONTENEDORES EN TITANIO ANODIZADOS FUXIA
- 2 COFIAS AMARILLAS EXTRA SUAVES
- 2 COFIAS ROSAS SUAVES
- 2 COFIAS TRANSPARENTES ESTANDARD
- 2 DISCOS PROTECTORES TRANSPARENTES

€ 85,00



Disponible en las longitudes: 10 - 9 - 7mm

Ref. 336PTE7

Ref. 336PTE9

Ref. 336PTE10


PIVOTE OT EQUATOR CON REVESTIMIENTO TiN

PIVOTE EN TITANIO CON CABEZA DE BAJO PERFIL

CONTENIDO

- 1 PIVOTE OT EQUATOR h 7-9-10 mm (de la medida elegida)

€ 38,00



Ref. 033PSF

PIVOTE FLEX CON REVESTIMIENTO TiN

PIVOTE EN TITANIO CON ESFERA MÓVIL NORMAL (Ø2.5mm) ADAPTADOS PARA COLOCAR UN ANILLO DE DUPLICACIÓN

CONTENIDO

- 1 PIVOTE ESFERA MÓVIL EN TITANIO (Adaptados para colocar un ANILLO DE SOBRECOLADO)
- 1 CASQUILLO ACERO INOX NORMAL PARA RESINA
- 2 COFIAS ROSAS NORMAL (Retención SUAVE)
- 1 DISCO PROTECTOR
- 3 ANILLOS DIRECCIONALES

€ 48,00

Disponible en las longitudes:
7,9 o 10mm
Esfera Normal ø 2,5
Esfera Micro ø 1,8

Ref. 036PTN7

Ref. 036PTN9

Ref. 036PTN10

PIVOTES EN TITANIO NORMAL

ADAPTADOS PARA COLOCAR UN ANILLO DE SOBRECOLADO

CONTENIDO

- 5 PIVOTES EN TITANIO Esfera Ø2,5mm

€ 39,00



Ref. 036PTM7

Ref. 036PTM9

Ref. 036PTM10

PIVOTES EN TITANIO MICRO

ADAPTADOS PARA COLOCAR UN ANILLO DE SOBRECOLADO

CONTENIDO:

- 5 PIVOTES EN TITANIO Esfera Ø1,8mm

€ 39,00



Longitud estándar

Ref. 034PRK

OT REVERSE 3 ATACHES MICRO

CON REVESTIMIENTO TiN

CONTENIDO

- 2 PIVOTES RADICULARES OT REVERSE/3 EN TITANIO + TiN
- 2 MACHOS RETENTIVOS EN TITANIO + NYLON
- 2 PIEZAS DE MANO EN PLÁSTICO
- 2 CONTENEDORES INOX
- 2 DISCOS DE PROTECCIÓN ROSAS

€ 120,00

Ø del pivotes de la parte retentiva
2,2 2 1,8 1,7 1,4mm



Disponible en las longitudes:
14 - 12 - 10 - 9 - 7mm

Ref. 010PSP

PIVOTES CALCINABLES

PARA IMPRESIÓN CANALAR

CONTENIDO

- 20 PIVOTES CALCINABLES NORMAL

€ 24,00



Disponible en las longitudes: 10 - 9 - 7mm

Ref. 012PSM

PIVOTES CALCINABLES

PARA IMPRESIÓN CANALAR

CONTENIDO

- 20 PIVOTES CALCINABLES MICRO

€ 26,00



Ref. A01MOG

FRESA MOOSER

PARA PIVOTES DE 7 - 9 - 10mm

€ 15,00



Ref. A03MOB

FRESA MOOSER

PARA PIVOTES DE 12 - 14mm

€ 15,00



Ref. 121FD

FRESA OT REVERSE 3 FRESA PARA RAÍCES

€ 25,00



SPHERO FLEX CON REVESTIMIENTO TiN

Ref. 109

CONTENIDO:

- 1 MUÑÓN (CONTRAFUERTE) EN TITANIO CON ESFERA MÓVIL AUTOPARALELIZABLE (ESFERA Ø 2,5mm)
- 3 COFIAS (Amarilla-Rosa-Blanca)
- 1 CASQUILLO ACERO INOX PARA COFIAS
- 1 DISCO PROTECTOR PARA ENCÍA
- 3 ANILLOS DIRECCIONALES

€ 103,00



SPHERO BLOCK NORMAL CON REVESTIMIENTO TiN

Ref. 002

CONTENIDO:

- 1 MUÑÓN (CONTRAFUERTE) EN TITANIO (ESFERA Ø 2,5mm)
- 3 COFIAS (Amarilla-Rosa-Blanca)
- 1 CASQUILLO ACERO INOX PARA COFIAS
- 1 DISCO PROTECTOR PARA ENCÍA
- 3 ANILLOS DIRECCIONALES

€ 85,00



SPHERO BLOCK MICRO CON REVESTIMIENTO TiN


Ref. 003

CONTENIDO:

- 1 MUÑÓN (CONTRAFUERTE) EN TITANIO (ESFERA Ø 1,8mm)
- 3 COFIAS (Amarilla-Rosa-Blanca)
- 1 CASQUILLO ACERO INOX PARA COFIAS
- 1 DISCO PROTECTOR PARA ENCÍA
- 3 ANILLOS DIRECCIONALES

€ 85,00

LOS ATACHES SPHERO FLEX Y SPHERO BLOCK ESTÁN DISPONIBLES PARA LA MAYORÍA DE LAS MARCAS DE IMPLANTES. SE PUEDEN FABRICAR PARA TODO TIPO DE IMPLANTES BAJO PEDIDO: PARA PEDIRLOS, POR FAVOR INDICAR SIEMPRE: MARCA DEL IMPLANTE, DIÁMETRO DEL IMPLANTE, ALTURA DEL BORDE GINGIVAL: PARA BORDE GINGIVAL SPHERO FLEX, DISPONIBILIDAD DE 1 A 7mm.



INSTRUMENTOS AUXILIARES SPHERO FLEX-BLOCK



Ref. 771CEF

LLAVE PARA SPHERO FLEX Y SPHERO BLOCK (Normal - Micro) HEX 2,3mm

€ 48,00



Ref. 760CBM

CONECTOR DINAMOMÉTRICO PARA APRETAR

€ 39,00



Ref. 760CRD

CARRACA DINAMOMÉTRICA

Para cerrar Spher Block – Flex y Ot Equator
Valor de 15 a 35Ncm – Max 50Ncm
Torque, aconsejado 25 Ncm

€ 310,00

SISTEMA “ANTI-DESATORNILLAMIENTO” A CUNA ELÁSTICA

APLICABLE A LOS ATACHES SPHERO FLEX-BLOCK, OT REVERSE y tornillos varios. LA CUNA ELÁSTICA “ANTI-DESATORNILLAMIENTO” SE PUEDE APLICAR SIEMPRE BAJO PEDIDO, a todos los tornillos - ataches Sphero Flex - Sphero Block y OT Reverse con filetado no inferior a 1,8mm.

Ref. TE



CUNA ELÁSTICA

€ 20,00

INSTRUMENTOS AUXILIARES SPHERO FLEX - BLOCK



Ref. 100AD

ANILLOS DIRECCIONALES PARA SPHERO FLEX - BLOCK

CONTENIDO

- 3 ANILLOS DIRECCIONALES 0° - 7° - 14°

€ 10,00



Ref. 044ABN

SPHERO FLEX - BLOCK NORMO KIT RÉPLICA

CONTENIDO

- 1 SPHERO BLOCK-FLEX NORMO REPLICA
- 3 ANILLOS DIRECCIONALES (0° - 7° - 14°)
- 1 COFIA NORMO NEGRA

€ 18,00



Ref. 044ABM

SPHERO BLOCK MICRO KIT RÉPLICA

CONTENIDO

- 1 SPHERO BLOCK-MICRO REPLICA
- 3 ANILLOS DIRECCIONALES (0° - 7° - 14°)
- 1 COFIA NORMO NEGRA

€ 18,00

MEDIDOR DEL BORDE GINGIVAL

INSTRUMENTO GRADUADO A COLORES PARA MEDIR LA ALTURA TRASMUCOSA CORRECTA DEL ADITAMENTO EN TITANIO



Ref. 008MBG

CONTENIDO

- 1 MEDIDOR CON TOPE ROSCADO
- 1 MEDIDOR CON VARILLA FIJA
- 1 DISPENSADOR DE ANILLOS DE SILICONA
- 20 ANILLOS DE SILICONA



€ 80,00

OT LOCK

CERROJOS EN TITANIO



Ref. 880CLT

OT LOCK KIT CERROJO EN TITANIO

CONTENIDO

- 1 CERROJO COMPLETO
- 1 POSICIONADOR DE LATÓN
- 1 PIVOTE EN CERAMICA PASANTE

€ 70,00



Ref. 880CLR

OT LOCK KIT CERROJO AJUSTABLE EN TITANIO

CONTENIDO

- 1 CERROJO COMPLETO
- 1 POSICIONADOR EN LATÓN ALARGADO
- 1 PIVOTE EN CERÁMICA PASANTE
- 9 ANILLOS ESPACIADORES CALCINABLES

€ 70,00

ACCESORIOS OT LOCK



Ref. 882CG

- 1 GUÍA CONICA

€ 10,00



Ref. 882CAS

- 1 LLAVE DE DESBLOQUEO

€ 15,00

RECAMBIOS SISTEMA OT CAP NORMAL Ø 2.5mm



Ref. 055SCN

• 4 ESFERAS NORMAL CALCINABLES INDIVIDUALES

€ 19,00

Ref. 151BAN

• 2 BARRAS CALCINABLES NORMAL ANGULARES

€ 19,00

Ref. 150BPN

• 2 BARRAS CALCINABLES NORMAL RECTAS

€ 19,00



Ref. 192ACN

KIT CON CONTENEDOR DE ACERO NORMAL

CONTENIDO
 • 1 CONTENEDORES DE ACERO PARA COFIAS
 • 1 COFIA NEGRA PARA LABORATORIO
 • 4 COFIAS RETENTIVAS SURTIDAS
 (1 VERDE, 1 AMARILLA, 1 ROSA, 1 BLANCA)
 • 1 DISCO DE PROTECCIÓN

€ 25,00



Ref. 048CAN

• 6 COFIAS NORMO PLATAS EXTRA RESILIENTES
(Elásticas - Gomasas) - 350g

€ 26,00



Ref. 048CON

• 6 COFIAS NORMO DORADAS EXTRA RESILIENTES
(Ligeramente Elásticas) - 500g

€ 26,00



Ref. 049PCN

• 6 COFIAS NORMAL VERDES (Retención Muy Elástica) - 350g

€ 26,00



Ref. 060CRN AY

• 6 COFIAS AMARILLAS NORMAL (Retención Extra Suave) - 500g

€ 26,00



Ref. 040CRN SN

• 6 COFIAS NORMAL ROSAS (Retención Suave) - 900g

€ 26,00



Ref. 040CRN

• 6 COFIAS NORMAL BLANCAS (Retención Normal) - 1300g

€ 26,00



Ref. 040TCN

• 2 COFIAS CON INTERIOR EN TITANIO NORMAL

€ 36,00



Ref. 043CLN

• 6 COFIAS NORMAL NEGRAS SIN RETENCIÓN
(PARA EL USO EN PROCESOS DE LABORATORIO)

€ 11,00



Ref. 049PCNDR8

• 6 COFIAS NARANJA (Retención MUY ELÁSTICA)
(DIÁMETRO INTERNO REDUCIDO PARA ESFERAS DESGASTADAS O DE Ø 2,25 mm) - 350g

€ 26,00



Ref. 060CRNAYDR8

• 6 COFIAS AMARILLAS (Retención EXTRA Suave)
(DIÁMETRO INTERNO REDUCIDO PARA ESFERAS DESGASTADAS O DE Ø 2,25 mm) - 500g

€ 26,00



Ref. 040CRNSNDR8

• 6 COFIAS ROSA (Retención Suave)
(DIÁMETRO INTERNO REDUCIDO PARA ESFERAS DESGASTADAS O DE Ø 2,25 mm) - 500g

€ 26,00



Ref. 040CRNDR8

• 6 COFIAS VERDE AGUA (Retención FUERTE)
(DIÁMETRO INTERNO REDUCIDO PARA ESFERAS DESGASTADAS O DE Ø 2,25 mm) - 1300g

€ 26,00



Ref. 042AMN

• 2 OT BOX MONO NORMAL
(CONTENEDORES CALCINABLES PARA COFIAS)

€ 19,00



Ref. 041CAN

• 2 CASQUILLOS DE ACERO INOX NORMAL

€ 18,00



Ref. 041CTN

• 2 CASQUILLOS EN TITANIO NORMAL

€ 27,00



Ref. 101PPN

• 2 POSICIONADORES NORMAL PLÁSTICO

€ 5,00



Ref. 044PPN

• 2 RÉPLICAS NORMAL

€ 22,00



Ref. 100SAN

• 10 ESPACIADORES EN ALUMINIO PARA BARRAS OT NORMAL

€ 7,00

RECAMBIOS SISTEMA OT CAP MICRO Ø 1.8mm



Ref. 055SCM

• 4 ESFERAS MICRO CALCINABLES INDIVIDUALES

€ 19,00

Ref. 151BAM

• 2 BARRAS CALCINABLES MICRO ANGULARES

€ 19,00

Ref. 150BPM

• 2 BARRAS CALCINABLES MICRO RECTAS

€ 19,00



Ref. 192ACM

KIT CON CONTENEDOR DE ACERO MICRO

CONTENIDO

- 1 CONTENEDORES DE ACERO PARA COFIAS
- 1 COFIA NEGRA PARA LABORATORIO
- 4 COFIAS RETENTIVAS SURTIDAS
(1 VERDE, 1 AMARILLA, 1 ROSA, 1 BLANCA)
- 1 DISCO DE PROTECCIÓN

€ 25,00



Ref. 048CAM

• 6 COFIAS MICRO PLATAS EXTRA RESILIENTES
(Elásticas - Gomasas) - 200g

€ 26,00

Ref. 048COM

• 6 COFIAS MICRO DORADAS EXTRA RESILIENTES
(Ligeramente Elásticas) - 450g

€ 26,00

Ref. 049PCM

• 6 COFIAS MICRO VERDES (Retención Muy Elástica) - 200g

€ 26,00

Ref. 060CRM AY

• 6 COFIAS MICRO AMARILLAS (Retención Extra Suave) - 500g

€ 26,00

Ref. 040CRM SN

• 6 COFIAS MICRO ROSAS (Retención Suave) - 900g

€ 26,00

Ref. 040CRM

• 6 COFIAS MICRO BLANCAS (Retención Normal) - 1300g

€ 26,00

Ref. 040TCM

• 2 COFIAS CON INTERIOR EN TITANIO MICRO

€ 36,00

Ref. 043CLM

• 6 COFIAS MICRO NEGRAS SIN RETENCIÓN
(PARA USO EN PROCESOS DE LABORATORIO)

€ 11,00



Ref. 049PCMDR8

• 6 COFIAS NARANJA (Retención MUY ELÁSTICA)
(DIÁMETRO INTERNO REDUCIDO PARA ESFERAS DESGASTADAS O DE Ø 1,6mm) - 200g

€ 26,00

Ref. 040CRMDR8

• 6 COFIAS VERDE AGUA (Retención FUERTE)
(DIÁMETRO INTERNO REDUCIDO PARA ESFERAS DESGASTADAS O DE Ø 1,6mm) - 1100g

€ 26,00



Ref. 042AMM

• 2 OT BOX MONO MICRO
(CONTENEDORES CALCINABLES PARA COFIAS)

€ 19,00

Ref. 041CAM

• 2 CASQUILLOS DE ACERO INOX MICRO

€ 18,00

Ref. 041CTM

• 2 CASQUILLOS EN TITANIO MICRO

€ 27,00

Ref. 101PPM

• 2 POSICIONADORES MICRO EN PLÁSTICO

€ 5,00

Ref. 044PPM

• 2 RÉPLICAS MICRO

€ 22,00

Ref. 100SAM

• 10 ESPACIADORES DE ALUMINIO PARA BARRAS
OT CAP MICRO

€ 7,00

INSTRUMENTOS NORMAL- MICRO



Ref. 485IC

• 1 INSERTADOR/EXTRACTOR DE COFIAS OT EQUATOR - OT CAP NORMO/MICRO
(EN CONTENEDORES METALICOS Y EN LA BOCA DEL PACIENTE)

€ 39,00

Ref. 74AC01

• LLAVE PARA PARALELOMETRO NORMAL

€ 22,00

Ref. 74AC02

• LLAVE PARA PARALELOMETRO MICRO

€ 22,00

Ref. 74AC03

• LLAVE PARA PARALELOMETRO TECNO NORMAL Y MICRO
SOLO PARA OT CAP TECNO

€ 22,00



Ref. 491EC

• 1 EXTRACTOR DE COFIAS RETENTIVAS MULTIUSO
(CON HUECO PARA EL TALLO)

€ 29,00

INSTRUMENTOS NORMAL-MICRO

	Ref. 080RCN	• ESCARIADOR DE RETENCIÓN PARA COFIAS NORMAL	€ 22,00
	Ref. 080RCM	• ESCARIADOR DE RETENCIÓN PARA COFIAS MICRO	€ 22,00
	Ref. 082ATN	• UTENSILIO PARA CONTROL DE RETENCIÓN DE COFIAS NORMAL	€ 22,00
	Ref. 083ATM	• UTENSILIO PARA CONTROL DE RETENCIÓN DE COFIAS MICRO	€ 22,00

ACCESORIOS NORMAL-MICRO E Ø 2,2 mm

	Ref. 155CC	• 6 CONECTORES PARA REFUERZO	€ 18,00
	Ref. 187CRS	• 2 ESFERAS CONCAVAS DISPONIBLE EN DIÁMETROS: mm. 1,8 - 2,2 - 2,5	€ 84,00
	Ref. 187CRE	• 2 OT EQUATOR CÓNCAVOS	€ 84,00
	Ref. 189SRS	• 2 ESFERAS SOLIDAS DISPONIBLE EN DIÁMETROS: mm. 1,8	€ 80,00
	Ref. 100PD	• 10 DISCOS PROTECTORES TRANSPARENTES DIAMETRO INTERNO 1,6 mm	€ 10,00
	Ref. 100PDR	• 10 DISCOS PROTECTORES ROSAS DIAMETRO INTERNO 2,9 mm	€ 10,00
	Ref. 038GCS	• 2 BASES GUÍA CALCINABLES	€ 10,00
	Ref. 044PP22	• 2 REPLICAS ESFERA Ø 2,2 mm	€ 22,00

KIT SURTIDO COMPLETO DE COFIAS RETENTIVAS

	KIT NORMAL	Ref. 074KAN	CONTENIDO • 8 COFIAS ROSAS - RETENCIÓN SUAVE • 8 COFIAS BLANCAS - RETENCIÓN ESTÁNDAR • 6 COFIAS AMARILLAS - RETENCIÓN EXTRA SUAVE • 6 COFIAS VERDES - RETENCIÓN ELÁSTICA • 6 COFIAS ORO - SUPER RESILENTE • 6 COFIAS PLATA - SUPER RESILENTE • 4 COFIAS VERDE CLARO - RET/ESTÁNDAR (PARA ESFERAS DESGASTADAS) • 4 COFIAS DORADAS - RET. MUY ELÁSTICA (PARA ESFERAS DESGASTADAS) • 4 COFIAS NEGRAS - ÚNICAMENTE PARA USO EN PROCESOS DE LABORATORIO • 2 COFIAS CON INTERIOR EN TITANIO	€ 192,00
	KIT MICRO	Ref. 074KAM		

	KIT SURTIDO NORMO-MICRO	Ref. 074KNM	CONTENIDO • 4+4 COFIAS ROSAS - RETENCIÓN SUAVE • 4+4 COFIAS BLANCAS - RETENCIÓN ESTÁNDAR • 2+2 COFIAS AMARILLAS - RETENCIÓN EXTRA SUAVE • 3+3 COFIAS VERDES - RETENCIÓN ELÁSTICA • 3+3 COFIAS ORO - SUPER RESILENTE • 3+3 COFIAS PLATA - SUPER RESILENTE • 2+2 COFIAS VERDE CLARO - RET/ESTÁNDAR (PARA ESFERAS DESGASTADAS) • 2+2 COFIAS DORADAS - RET. MUY ELÁSTICA (PARA ESFERAS DESGASTADAS) • 2+2 COFIAS NEGRAS - ÚNICAMENTE PARA USO EN PROCESOS DE LABORATORIO • 1+1 COFIAS CON INTERIOR DE TITANIO	€ 192,00

	NORMAL	Ref. 064ACN	COFIAS OT CAP SURTIDAS CONTENIDO NORMAL • 6 COFIAS VERDES - RETENCIÓN MUY ELÁSTICA • 6 COFIAS AMARILLAS - RETENCIÓN EXTRA-SUAVE • 6 COFIAS ROSAS - RETENCIÓN SUAVE • 6 COFIAS BLANCAS - RETENCIÓN NORMAL	€ 95,00

	MICRO	Ref. 064ACM	COFIAS OT CAP SURTIDAS CONTENIDO MICRO • 6 COFIAS VERDES - RETENCIÓN MUY ELÁSTICA • 6 COFIAS AMARILLAS - RETENCIÓN EXTRA-SUAVE • 6 COFIAS ROSAS - RETENCIÓN SUAVE • 6 COFIAS BLANCAS - RETENCIÓN NORMAL	€ 95,00

RECAMBIOS OT STRATEGY


	Ref. 154PCS	• 4 MACHOS ESTÁNDAR STRATEGY CALCINABLES	€ 19,00
	Ref. 054PLS	• 4 MACHOS LARGOS STRATEGY CALCINABLES	€ 19,00
	Ref. 154STY	• 2 STEADY CALCINABLES PARA OT STRATEGY	€ 9,00
	Ref. 047CSD AY	• 4 COFIAS STRATEGY AMARILLAS "PARA TÉCNICA DE DUPLICADO" (RETENCIÓN EXTRA SUAVE) - 500g	€ 26,00
	Ref. 047CSD SN	• 4 COFIAS STRATEGY ROSAS "PARA TÉCNICA DE DUPLICADO" (RETENCIÓN SUAVE) - 900g	€ 26,00
	Ref. 047CSD	• 4 COFIAS STRATEGY BLANCAS "PARA TÉCNICA DE DUPLICADO" (RETENCIÓN NORMAL) - 1300g	€ 26,00
	Ref. 047CLS	• 4 COFIAS STRATEGY NEGRAS SIN RETENCIÓN "PARA TÉCNICA DE DUPLICADO" <i>(PARA PROCESOS DE LABORATORIO)</i>	€ 11,00
	Ref. 047CSDDR8	• 4 COFIAS STRATEGY VERDE AGUA "PARA TÉCNICA DE DUPLICADO" <i>(DIÁMETRO INTERNO REDUCIDO PARA ESFERAS DESGASTADAS)</i>	€ 26,00
	Ref. 045CSM AY	• 4 COFIAS STRATEGY AMARILLAS PARA CASQUILLOS (Retención Extra Suave) UTILIZAR SOLO CON CASQUILLOS EN ACERO	€ 21,00
	Ref. 045CSM SN	• 4 COFIAS STRATEGY ROSAS PARA CASQUILLOS (Retención Suave) UTILIZAR SOLO CON CASQUILLOS EN ACERO	€ 21,00
	Ref. 045CSM	• 4 COFIAS STRATEGY BLANCAS PARA CASQUILLOS (Retención Normal) UTILIZAR SOLO CON CASQUILLOS EN ACERO	€ 21,00
	Ref. 045CLS	• 4 COFIAS STRATEGY NEGRAS SIN RETENCIÓN PARA CASQUILLOS <i>(SOLO PARA PROCESOS DE LABORATORIO)</i>	€ 11,00
	Ref. 045CSMDR8	• 4 COFIAS STRATEGY VERDE AGUA PARA CASQUILLOS <i>(DIÁMETRO INTERNO REDUCIDO PARA ESFERAS DESGASTADAS)</i>	€ 21,00
	Ref. 046CSM	• 2 CASQUILLOS ACERO INOX STRATEGY	€ 20,00
	Ref. 101OTS	• 2 POSICIONADORES PARA CASQUILLO PLÁSTICOS STRATEGY (Para soldar casquillo acero inox)	€ 5,00
	Ref. 047ACS	COFIAS OT STRATEGY SURTIDAS PARA TÉCNICA DE DUPLICACIÓN CONTENIDO • 4 COFIAS AMARILLAS - RETENCIÓN EXTRA SUAVE • 4 COFIAS ROSAS - RETENCIÓN SUAVE • 4 COFIAS BLANCAS - RETENCIÓN NORMAL	€ 68,00
	Ref. 045ACS	COFIAS OT STRATEGY SURTIDAS PARA CASQUILLOS CONTENIDO • 4 COFIAS AMARILLAS - RETENCIÓN EXTRA SUAVE • 4 COFIAS ROSAS - RETENCIÓN SUAVE • 4 COFIAS BLANCAS - RETENCIÓN NORMAL	€ 55,00
	Ref. 044PPS	• 2 REPLICAS STRATEGY	€ 32,00
	Ref. 486ICS	• 1 INSERTADOR/EXTRACTOR DE COFIAS STRATEGY	€ 39,00
	Ref. 75AC04	• 1 LLAVE PARA STRATEGY	€ 22,00
	Ref. 081RCS	• 1 ESCARIADOR PARA COFIAS STRATEGY	€ 22,00

RECAMBIOS OT BAR MULTIUSO



Ref. 022OBB	• 2 BARRAS CALCINABLES OT BAR MULTIUSO	€ 16,00
Ref. 025CPB	• 4 BOX CALCINABLES PARA OT BAR MULTIUSO	€ 18,00
Ref. 023CPA	• 4 CLIPS-A DE POSICIÓN PARA OT BAR MULTIUSO	€ 16,00
Ref. 024CPB	• 4 CLIPS-B DE POSICIÓN PARA OT BAR MULTIUSO	€ 16,00
Ref. 027CRG	• 4 CLIPS AMARILLO PARA OT BAR MULTIUSO (RETENCIÓN NORMAL)	€ 18,00
Ref. 026CRR	• 4 CLIPS ROSA PARA OT BAR MULTIUSO (RETENCIÓN SUAVE)	€ 18,00
Ref. 027CRS	• 4 CLIPS ROJA PARA OT BAR MULTIUSO (RETENCIÓN EXTRA SUAVE)	€ 18,00
Ref. 022RGO	• 2 CONECTORES PARA REFUERZO	€ 8,00
Ref. 429IOBM	• 1 INSERTADOR/EXTRACTOR DE CLIP PARA OT BAR MULTIUSO	€ 39,00
Ref. 028OCP	• 1 LLAVE PARA PARALELOMETRO PARA OT BAR MULTIUSO	€ 22,00

RECAMBIOS OT VERTICAL



Ref. 072MCV	• 2 MACHOS CALCINABLES • 2 LLAVES PASADOR	€ 22,00
Ref. 072SCV	• 2 STEADY CALCINABLES PARA OT VERTICAL	€ 7,00
Ref. 072CBV	• 4 CLIPS BLANCOS RETENCIÓN NORMAL	€ 20,00
Ref. 072CVV	• 4 CLIPS VERDES RETENCIÓN SUAVE	€ 20,00
Ref. 472ICV	• 1 INSERTADOR/EXTRACTOR DE CLIP PARA OT VERTICAL	€ 39,00

RECAMBIOS OT REVERSE 3 MULTISERVER



Ref. 120MR2	• 2 MACHOS RETENTIVOS EN TITANIO + NYLON	€ 40,00
Ref. 041CAM	• 2 CASQUILLOS EN ACERO INOX MICRO	€ 18,00
Ref. 121AOR	• 2 RÉPLICAS PARA RAÍCES	€ 40,00
Ref. 121AAR	• 2 RÉPLICAS PARA IMPLANTES	€ 50,00
Ref. 121MT	• 2 TRANSFER EN PLÁSTICO PARA IMPRESIÓN	€ 8,00

	Ref. 121AM	• 2 PIEZAS DE MANO EN PLÁSTICO	€ 8,00
	Ref. 121PR	• 2 POSICIONADORES EN PLÁSTICO PARA DUPLICACIÓN	€ 8,00
	Ref. 124IMR	• INSERTADOR DE MACHO OT REVERSE 3 EN ACERO	€ 15,00
	Ref. 72CBR	• LLAVE DE PARALELOMETRO PARA BARRA CALCINABLES	€ 30,00
	Ref. 72CFR	• LLAVE DE LATÓN PARA HEMBRA EN TITANIO + TiN de pegar	€ 30,00

RECAMBIOS OT LOCK

	Ref. 882CS	• 1 PIVOTE DESLIZANTE (SOLO PARA CERROJO EN TITANIO - CALCINABLE)	€ 14,00
	Ref. 882AF	• 1 ANILLO FLEXIBLE	€ 18,00
	Ref. 882CB	• 1 LLAVE DE BLOQUEO	€ 20,00
	Ref. 882CPT	• 1 CONTENEDOR PREFABRICADO EN TITANIO (SOLO PARA CERROJO EN TITANIO - TITANIO REGULABLE)	€ 19,00
	Ref. 882PPC	• 1 PIVOTE EN CERAMICA PASANTE	€ 6,00
	Ref. 882CLST	• 1 PIVOTE AJUSTABLE DESLIZANTE (SOLO PARA CERROJO EN TITANIO REGULABLE)	€ 14,00
	Ref. 882DCC	• 9 ANILLOS ESPACIADORES CALCINABLES (SOLO PARA CERROJO EN TITANIO REGULABLE)	€ 16,00

KIT DE RECONSTRUCCIÓN ESFERAS DESGASTADAS

	Ø DISPONIBLE: 1,8 - 2,2 - 2,5	ESFERA RECONSTRUCTIVA CÓNCAVA CONTENIDO • 2 ESFERAS CÓNCAVAS EN TITANIO RECUBIERTAS DE TiN • 2 COFIAS ROSAS (RETENCIÓN SUAVE) • 1 INSERTADOR • 1 CALIBRADOR CON BANDA	€ 100,00
	Ref. 087CRE	OT EQUATOR CÓNCAVO RECONSTRUCTIVO CONTENIDO • 2 OT EQUATOR CÓNCAVOS EN TITANIO C/RECUBIERTOS TiN • 2 COFIAS ROSAS (RETENCIÓN SUAVE) • 1 INSERTADOR TRANSPARENTE • 1 CALIBRADOR E Y CONTENEDOR PARA STRIP	€ 100,00
	Ref. 089SRS	ESFERA SOLIDA RECONSTRUCTIVA CONTENIDO • 2 ESFERAS SOLIDAS Ø 1,8 EN TITANIO RECUBIERTAS DE TiN • 2 COFIAS ROSAS (RETENCIÓN SUAVE) • 2 DISCOS PROTECTORES DE LA ENCÍA • 1 LLAVE	€ 100,00

CAJA PARA PRÓTESIS MODULABLE

COMPONRIENDO LOS DISTINTOS MODULOS SE CONSIGUEN SEIS FORMATOS DE MEDIDAS DIFERENTES



Ref. 0P6

CONTENIDO

- 6 CAJAS SURTIDAS
- COLORES:
AZUL - AZUL CLARO - BLANCO



€ 5,00

SOLICITUD DE OFERTAS TAMBIÉN CON LOGO PERSONALIZADO



Ref. 100AS

- 30 ANILLOS EN SILICONA

€ 8,00

MINI PARALELOMETRO



Ref. 00PB

- MINI PARALELOMETRO CON BASE PORTA MODELOS UNIVERSAL INCLINABLE (para uso en laboratorio, cursos, etc.)

€ 185,00

OT CEM

CEMENTO COMPÓSITO



Ref. OC

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 AGUJA BICOMPONENTE 5ml
- 10 PUNTALES AUTOMEZCLANTES

€ 44,00

KIT EXTRACTOR DE TORNILLOS ROTOS

PARA QUITAR LOS TORNILLOS ROTOS DE LOS IMPLANTES

EL "BROKEN SCREW KIT" YA ESTÁ DISPONIBLE PARA LAS MARCAS DE IMPLANTES MÁS COMUNES. PARA LAS QUE NO TENGAMOS DISPONIBLES EN STOCK TAMBIÉN SE PUEDE REALIZAR, BAJO PEDIDO; CASI PARA TODAS LAS MARCAS PRESENTES EN EL MERCADO.



Ref. 680

CONTENIDO

- 1 FRESA PARA ESCARIAR
- 1 FRESA ESPECIAL
- 1 CENTRADOR MANUAL
- 1 ALARGADOR PORTA FRESA

€ 280,00

Ref. 680FS

- 1 FRESA "ESPECIAL"

€ 50,00

Ref. 680FA

- 1 FRESA PARA ESCARIAR

€ 50,00

LOS REPUESTOS DE LOS ATACHES "OT REVERSE SYSTEM" Y "OT KLASS" ESTÁN DISPONIBLE EN EL ALMACÉN. PARA INFORMACIONES DETALLADAS LLAMAR O ENVIAR UN CORREO.

RHEIN83

RHEIN83

SERVICIOS DIRECTOS

en horario de oficina, para soporte técnico puede llamar a nuestros teléfonos

Tel. 051 244510 - 051 244396 - Fax 051 245238

Rhein83 página web
www.rhein83.com

Informaciones generales
info@rhein83.com

pedidos extranjeros
angela.internationaltrade@rhein83.it

Soporte técnico
gianni.storni@rhein83.it (Divisione tecnica)

Oficina de Marketing
marketing@rhein83.it



RHEIN83

Via ZAGO, 10/ABC
40128 - BOLOGNA

Tel. (+39) 051 244510 - (+39) 051 244396

Fax (+39) 051 245238

Numero Verde 800-901172

<http://www.rhein83.com>

e-mail: info@rhein83.com

Distribuidor



UNI EN ISO 9001:2008
UNI CEI EN ISO 13485:2012