




Schleif- und Polierinstrumente
Grinding and Polishing Instruments

KATALOG | CATALOGUE

DENTAL

Perfect surfaces

90 Jahre Years



Pünktlich zum neunzigsten Firmenjubiläum im Jahr 2015 steht unser neuer Hauptkatalog bereit. Wir freuen uns, das umfassendste Produktangebot seit der Firmengründung zu präsentieren.

Jedes unserer Produkte ist einzigartig in Zusammensetzung und Abstimmung, um dem Anwender das optimale Ergebnis in möglichst kurzer Zeit zu ermöglichen. Wir sehen in den letzten Jahren verstärkt, dass sich Produktlebenszyklen immer weiter verkürzen, so auch in der Dentalindustrie. Was mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Kompositmaterialien begann, erreicht derzeit seinen Höhepunkt mit neuen Keramiken und Hybridwerkstoffen, jedes besonders in seinen Eigenschaften. Eine Gemeinsamkeit bleibt jedoch erhalten: Die Notwendigkeit aus medizinischer Sicht, eine hohe Oberflächengüte zu erzielen.

So sehr man die Erfolge der Vergangenheit loben kann, wie die Entwicklung der ersten Diamantpolierer für die dentale Keramikbearbeitung „Diapol®“, so sehr müssen wir uns darauf konzentrieren, flexibel zu bleiben. Unser neues „Twist“ – Konzept bietet Ihnen die Vorteile aus zwei Welten. Polierer und Bürste werden in einem Produkt vereint und bieten dem Anwender umfangreiche Vorteile und Vereinfachungen bei der täglichen Anwendung.

Wir sehen unsere Stärke in unserer Anpassungsfähigkeit bezüglich neuer Tendenzen und einer großen Hingabe und Freude zur Neu- und Weiterentwicklung unseres Sortiments. All dies wäre ohne die Hinweise, die Unterstützung und Kritik unserer Kunden, Partner und Freunde nicht möglich. Hierfür ein herzliches Dankeschön und wir hoffen auf eine weiterhin erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Just in time for our ninetieth company anniversary in 2015, our latest product catalogue is available. We are pleased to present to you the most extensive product range since company foundation.

Every single one of our products is unique in its composition so that we may offer our customers the best possible polishing result in the least amount of time. Throughout the last years we have been observing that product cycles are getting shorter in the dental industry also. What started with a variety of new and different composite materials has reached its climax with the new porcelain and hybrid materials. Every single material has very specific material properties. However, a common ground remains: The medical requirement to achieve perfect surfaces.

Past success stories like the development of the first diamond impregnated polishers "Diapol®" for porcelain are important. However, we need to focus on new developments and remain flexible. The new "TWIST" concept offers our customers advantages from two spheres. Polishers and brushes combined in a single product offer the dental professional a variety of advantages and simplifications in his daily work.


Our strength is our ability to adapt to new trends as well as our commitment to research and development of new product lines. This would not be possible without the support and feedback from our customers, partners and friends. We would like to take this opportunity to thank you and look forward to a mutually successful and trusting working relationship.

EVE LOGO – 1925



Hermann Vetter

Dennis Vetter





Kontrollierte Qualität. Geprüfte Sicherheit.

EVE Ernst Vetter GmbH ist nach DIN EN ISO 9001 und 13485 zertifiziert. Der hohe Qualitätsanspruch in den Bereichen Entwicklung, Produktion und Verwaltung sowie im Vertrieb wird durch das Qualitätsmanagement-System vorgegeben. Alle Medizinprodukte entsprechen den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG und tragen ein CE-Kennzeichen. Strenge Wareneingangskontrollen der Rohstoffe, moderne Fertigungsmethoden und eine wirksame Endkontrolle stehen für die konstant hohe Qualität aller EVE Produkte.

Qualität, Präzision und Innovationskraft werden auch in Zukunft die Kennzeichen unserer Produkte und unseres Unternehmens sein.

Quality Control. Tested safety.

EVE Ernst Vetter GmbH is DIN EN ISO 9001 and 13485 certified. The high quality standards in development, production and administration, as well as in distribution, are set by the Quality Management System. The medical products meet the requirements of Directive 93/42/EEC and are CE-labeled. Strict incoming goods inspection for any raw material and state-of-the-art production methods guarantee the consistent high-quality of all EVE products.

Quality, precision, and innovation will continue to be the distinguishing characteristics of our company and our products.



Weltweit ... für Sie da

Unsere Zentrale erreichen Sie

**Mo. – Do. von 8 bis 17 Uhr
Fr. von 8 bis 15 Uhr**

per E-Mail, Telefon oder Fax:

@ info@eve-rotary.com
☎ +49 (0) 72 31 97 77- 0
☎ +49 (0) 72 31 97 77- 99

Worldwide ... at your service

You may contact us from

**Mon – Thur 8 a.m. to 5 p.m. CET
Fri 8 a.m. to 3 p.m. CET**

by e-mail, telephone or fax:

@ info@eve-rotary.com
☎ +49 (0) 7231 97 77- 0
☎ +49 (0) 7231 97 77- 99

USA / Canada ... at your service

You may contact us from

**Mon – Thur 9 a.m. to 5 p.m. EST
Fri 9 a.m. to 3 p.m. EST**

by e-mail, telephone or fax:

@ info@eve-america.com
☎ +1 (239) 591 27 77
☎ +1 (239) 591 20 07

made
in
Germany



Inhaltsverzeichnis

Index

	SEITE PAGE	MATERIAL MATERIAL									KÖRNING GRIT					SCHLEIFMITTEL ABRASIVE
		KOMPOSIT COMPOSITE	HYBRIDKERAMIK HYBRID CERAMIC	OXIDKERAMIK OXIDE CERAMIC	SILIKATKERAMIK SILICATE CERAMIC	GOLD/AMALGAM GOLD/AMALGAM	NEM-LEGIERUNGEN NON-PRECIOUS ALLOYS	TITAN TITANIUM	PROTHESENKUNSTSTOFF ACRYLICS	PROPHYLAXE PROPHYLAXIS	VERY COARSE	COARSE	MEDIUM	FINE	EXTRA FINE	
SCHLEIFEN & TRENNEN / GRINDING & SEPARATING																
DIASYNT® PLUS	10		●	●	●		●	●			C	M				DIA
DIADUR®	11		●	●	●		●	●			C	M				DIA
COOLGRINDER	12		●		●	●	●	●	●		C					SIC
UNITRIM	13								●		C					SIC
CERASTONE	14	●			●	●	●	●	●			M	F	EF		ALOX + SIC
FIBERCUT	16		●	●	●		●	●			C					ALOX + DIA + SIC
ZAHNMEDIZIN / DENTAL CLINIC																
UNIVERSAL	18	●	●	●	●	●	●	●	●		C					SIC
DIAPOL®	19		●	●	●						C	M	F			DIA
DIAPRO	20			●	●							M	F			DIA
DIACERA	21			●	●							M	F			DIA
ECOCERAM	22		●		●						C	M	F			SIC
DIACOMP® ULTRA	23	●	●										F			DIA
DIACOMP® PLUS	24	●	●									M	F			DIA
ECOCOMP	25	●										M	F			SIC
COMPOSOFT	26	●									C	M	F			ALOX
EVEFLEX	27					●	●	●			C	M	F			SIC
FLEXI-DIA	28	●	●	●	●	●					C	M	F	EF		DIA
FLEXI-D	29	●				●					C	M	F	EF		ALOX
FLEXISTripes	29	●				●					C	M	F	EF		ALOX
DIABRUSH	30	●	●		●	●							F			DIA
EVEBRUSH	30	●				●							F			SIC
UNIBRUSH / FELT WHEELS	31	BENUTZUNG MIT DIAPOL®- DIACOMP® PASTE – USE WITH DIAPOL® / DIACOMP® PASTE														
DIAPOL® PASTE	31		●	●	●	●	●	●							EF	DIA
DIACOMP® PASTE	31	●	●			●									EF	DIA
PROPHY ONE	32									●					EF	PUMICE
PROPHY PLUS	32									●						
PROPASTE	33									●					EF	PUMICE
PROPHYSTRIPES	33									●	C					
PROPHYCLEAN®	34									●	C	M				SIO
BRACKET	34									●	C					SIO
ZAHNTECHNIK / DENTAL LABORATORY																
UNIVERSAL	36	●	●	●	●	●	●	●	●			C	M	F	EF	SIC
DIAPOL®	42		●	●	●						VC	C	M	F		DIA
DIAPOL® LONGPINS	45		●	●	●						VC	C	M	F		DIA
DIAPRO	46			●	●							M	F			DIA
DIACERA	47			●	●							M	F			DIA
ECOCERAM WG	48			●							C	M	F			SIC
ECOCERAM	49		●		●						C	M	F			SIC
TECHNIK	50								●		C	M	F			SIC
SOFT WHEELS	51		●			●	●		●			M	F	EF		ALOX
DIACOMP® ULTRA	52	●	●										F			DIA
ECOCHROM	52						●				C					SIC
CHROM PLUS	53						●	●				M	F			SIC
EVEFLEX TWIST	54					●	●	●			VC	C	M	F	EF	SIC
EVEFLEX PINS	55					●	●	●			VC	C	M	F	EF	SIC
EVEFLEX SHORTPINS	56					●	●	●			VC	C	M	F	EF	SIC
EVEFLEX 400 - 900	56					●	●	●			VC	C	M	F	EF	SIC
FLEXI-DIA	62	●	●	●	●	●						C	M	F	EF	DIA
FLEXI-D	63	●				●						C	M	F	EF	ALOX
DIASTripes	64	●	●	●	●	●	●	●				C	M	F	EF	DIA

		SEITE PAGE	MATERIAL MATERIAL									KÖRNUNG GRIT			SCHLEIFMITTEL ABRASIVE		
			KOMPOSIT COMPOSITE	HYBRIDKERAMIK HYBRID MATERIAL	OXIDKERAMIK OXIDE PORCELAIN	SILIKATKERAMIK SILICATE PORCELAIN	GOLD/AMALGAM GOLD/AMALGAM	NEH-LEGIERUNGEN NON-PRECIOUS ALLOYS	TITAN TITANIUM	PROTHESENKUNSTSTOFF ACRYLICS	PROPHYLAXE PROPHYLAXIS	VERY COARSE	COARSE	MEDIUM	FINE	EXTRA FINE	
POLIERSETS / POLISHING SETS																	
UNIVERSAL - RA 101	66											C					SIC
DIAPOL® - RA 305	66											C	M	F			DIA
DIAPOL® TWIST - RA 306	66											C	M	F			DIA
DIASYNT® PLUS / DIAPRO - RA 361	66											C	M	F			DIA
DIASYNT® PLUS / DIACERA - RA 322	67													M	F		DIA
ECOCERAM - RA 160	67											C	M	F			SIC
DIACOMP® ULTRA - RA 350	67														F		DIA
DIACOMP® PLUS - RA 341	67													M	F		DIA
DIACOMP® PLUS TWIST - RA 343/342	68													M	F		DIA
ECOCOMP - RA 210	68													M	F		SIC
COMPOSOFIT - RA 129	68											C	M	F			ALOX
EVEFLEX - RA 209	68											C	M	F			SIC
FLEXI-DIA - STARTER 10/14/17	69											C	M	F	EF		DIA
FLEXI-D - STARTER 10/14/17	69											C	M	F	EF		ALOX
FLEXISTripes - FS-50	69											C	M	F	EF		ALOX
PROPHY - RA 420	69												M		EF		PUMICE + SIC
PROPHYCLEAN® - RA 410/411/412	70											C	M				SIC
BRACKET - RA 430	70												C				SIC
DIASYNT® PLUS / DIAPOL® - HP 310	71											C	M	F			DIA
DIASYNT® PLUS / DIAPRO - HP 360	71											C	M	F			DIA
DIASYNT® PLUS / DIACERA - HP 321	71											C	M	F			DIA
TECHNIK - HP 115	71												C	M	F		SIC
DENTURE SYSTEM - HP 125	72											VC	C	M	F		ALOX + SIC
CHROM PLUS - HP 220	72												C	M	F		SIC + ALOX
DIASripes - PDL4 / PDL2,5	72												C	M	F	EF	DIA

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

MAGNETSTÄNDER / MAGNETIC BURR HOLDER	74
ACRYLGLASSTÄNDER / ACRYLIC DISPLAY	74
ABRICHTWERKZEUG / DRESSING TOOLS	74
MUSTERKOFFER / SAMPLE CASE	75
PLUS ANMISCHBECHER / MIXING BOWLS	76
TOP ANMISCHBECHER / MIXING BOWLS	76
MIX ANMISCHBECHER / MIXING BOWLS	76
EVEFLON ANMISCHPLATTEN / MIXING SLABS	76
TRÄGER / MANDRELS	77

● besonders geeignet
particularly suitable

● geeignet
suitable

VC Sehr grob / Very coarse

C Grob / Coarse

M Mittel / Medium

F Fein / Fine

EF Extra fein / Extra fine

DIA Diamant / Diamond

SIC Siliziumcarbid / Silicon carbide

ALOX Aluminiumoxid / Aluminium oxide

SIO Siliziumoxid / Silicon oxide

PUMICE Bims / Pumice

Diamantiert / Diamond impregnated

Einmalgebrauch / Disposable

Körnung / Grit

Empfohlene Drehzahl / Recommended RPM

Verpackungseinheit / Packaging unit



Warum Diamantpolierer? Why Diamond Polishers?



1. Bessere Oberflächenergebnisse Better Surface Results

Speziell bei sehr harten Materialien erzielen Diamantpolierer ein deutlich besseres Oberflächenergebnis.

Especially with very hard materials, diamond polishers achieve a noticeably better surface result.



2. Kürzere Bearbeitungszeit Shorter Processing Time

Die sehr harte Diamantkörnung erhöht die Effektivität der Poliersysteme und reduziert somit den Bearbeitungszeitraum erheblich.

The very hard diamond abrasive increases the efficiency of the polishing system and reduces the processing time significantly.



3. Längere Lebensdauer der Polierer Longer Lifespan of the Polishers

Durch die verkürzte Bearbeitungszeit reduziert sich der Verschleiß der Diamantpolierer.

Through reduced processing times the wear of diamond polishers is reduced.



EVE Scribble Video

YouTube



Schleifen & Trennen

Grinding & Separating

DIASYNT® PLUS	10
DIADUR®	11
COOLGRINDER	12
UNITRIM	13
CERASTONE	14
FIBERCUT	16

DIASYNT® PLUS

Keramik (Zirkonoxid, Lithium-Disilikat, Verblendkeramik, Feldspatkeramik) **Porcelain** (Zirconia, Lithium-Disilicate, Veneer Porcelain, Feldspathic Porcelain)



- ✓ **Synthetisch gebunden und diamantiert**
Synthetic bonding and diamond impregnation
- ✓ **Hohe Abtragsleistung**
High abrasion rate
- ✓ **Minimierte Hitzeentwicklung**
Minimal heat development
- ✓ **Ohne Wasserkühlung verwendbar**
Suitable for application without water cooling
- ✓ **Zum Ausdünnen der Kronenränder**
For reducing crown margins



grob / coarse

**8.000 – 12.000 min⁻¹
max. 25.000 min⁻¹**

1, 10 Stück / piece



Art.-Bez.: / Item:	DYP-22/4g	DYP-22/2g	DYP-8g	DYP-9g	DYP-13g	DYP-14g	DYP-14Bg	DYP-15g
Art.-Nr.: / Item No.:	8000	8002	8048	8049	8053	8054	8064	8055
Maße: / Dimensions (mm):	22 x 4	22 x 2	12 x 2	11,5 x 3	4 x 10	5 x 13	6,5 x 13	15 x 3

mittel / medium

**8.000 – 12.000 min⁻¹
max. 25.000 min⁻¹**

1, 10 Stück / piece



Art.-Bez.: / Item:	DYP-22/4m	DYP-22/2m	DYP-8m	DYP-9m	DYP-13m	DYP-14m	DYP-14Bm	DYP-15m
Art.-Nr.: / Item No.:	8100	8102	8148	8149	8153	8154	8164	8155
Maße: / Dimensions (mm):	22 x 4	22 x 2	12 x 2	11,5 x 3	4 x 10	5 x 13	6,5 x 13	15 x 3

grob / coarse
 mittel / medium

**8.000 – 12.000 min⁻¹
max. 25.000 min⁻¹**

1, 10 Stück / piece



Art.-Bez.: / Item:	DYP-W11g	DYP-W13g	DYP-W9g	DYP-W11m	DYP-W13m	DYP-W9m
Art.-Nr.: / Item No.:	8081	8083	8079	8181	8183	8179
Maße: / Dimensions (mm):	3 x 7,5	4 x 10	11,5 x 3	3 x 7,5	4 x 10	11,5 x 3

DIADUR®



Keramik, Metall Porcelain, Metal

✓ **Keramisch gebunden und diamantiert**
Ceramic bonding and diamond impregnation

✓ **Sehr hohe Kantenstabilität**
Excellent edge stability

✓ **Formstabil**
Maintains shape during application

✓ **Hohe Standzeit**
Excellent durability

✓ **Hitzebeständig**
Heat resistant



DD-22/4g	DD-22/2g	DD-L22g	DD-8g	DD-9g	DD-13g	DD-14g	DD-14Bg	DD-17g
8200	8202	8201	8248	8249	8253	8254	8264	8204
22 x 4,5	22 x 2	22 x 2	12 x 2	11,5 x 3	3,5 x 11	4,8 x 13	6,5 x 13	15 x 3,5

grob / coarse

**10.000 – 15.000 min⁻¹
max. 35.000 min⁻¹**

1, 10 Stück / piece

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

Maße: / Dimensions (mm):

DD-22/4m	DD-22/2m	DD-L22m	DD-8m	DD-9m	DD-13m	DD-14m	DD-14Bm	DD-17m
8300	8302	8301	8348	8349	8353	8354	8364	8304
22 x 4,5	22 x 2	22 x 2	12 x 2	11,5 x 3	3,5 x 11	4,8 x 13	6,5 x 13	15 x 3,5

mittel / medium

**10.000 – 15.000 min⁻¹
max. 35.000 min⁻¹**

1, 10 Stück / piece

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

Maße: / Dimensions (mm):

COOLGRINDER

Keramik, Metall Porcelain, Metal

- ✓ **Magnesitbindung**
Magnesite bonding
- ✓ **Geringe Hitzeentwicklung**
Low heat generation
- ✓ **Bearbeitung ohne Wasserkühlung**
Application without water cooling
- ✓ **Weicher Schliff**
Soft cut



- grob / coarse**
- 10.000 – 15.000 min⁻¹**
max. 35.000 min⁻¹
- 10, 100 Stück / pieces**





Art.-Bez.: / Item:	CG-25/5	CG-25/3	CG-25/2
Art.-Nr.: / Item No.:	8400	8401	8402
Maße: / Dimensions (mm):	25 x 5	25 x 3	25 x 2

- grob / coarse**
- 10.000 – 15.000 min⁻¹**
max. 35.000 min⁻¹
- 10, 100 Stück / pieces**



Art.-Bez.: / Item:	CG-22/5	CG-22/3	CG-22/2
Art.-Nr.: / Item No.:	8410	8411	8412
Maße: / Dimensions (mm):	22 x 5	22 x 3	22 x 2

- grob / coarse**
- 10.000 – 15.000 min⁻¹**
max. 35.000 min⁻¹
- 10, 100 Stück / pieces**



Art.-Bez.: / Item:	CG-19/5	CG-19/3	CG-19/2
Art.-Nr.: / Item No.:	8420	8421	8422
Maße: / Dimensions (mm):	19 x 5	19 x 3	19 x 2

UNITRIM

Zahnschutz, Aufbisssschienen, Bleichschienen, weiche Kunststoffe Mouthguards, Bleaching Trays, Soft Acrylics

- ✓ **Hinterlässt eine glatte Schnittkante**
Leaves a smooth cut
- ✓ **Schleifen ohne Schmelzeffekt**
Grinds without melting effect
- ✓ **Offenporige Struktur minimiert Hitzeentwicklung**
Porous structure minimizes heat generation



grob / coarse



**3.000 – 5.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹**



1, 10 Stück / piece

UT-H334K

UT-H338

8534

8538

10 x 24

5,5 x 16

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

Maße: / Dimensions (mm):

CERASTONE

Keramik, Edelmetalllegierungen, NEM, Kunststoffe Porcelain, Precious and Non-Precious Metal Alloys, Acrylics



ANWENDUNG: APPLICATION:

KÖRNUNG: GRIT:

BINDUNG: BONDING:

Siliziumcarbid Schleifer für Keramik Silicon carbide abrasives for porcelain	fein fine	mittel medium
Arkansas Steine zur Kompositbearbeitung Arkansas stones for composite fillings	extra fein extra fine	hart hard

 fein / fine

 max. 120.000 min⁻¹

 10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:	RA	CSG-RA-601	CSG-RA-645	CSG-RA-649	CSG-RA-661	CSG-RA-638	CSG-RA-666
Art.-Nr.: / Item No.:		8601	8603	8604	8605	8602	8606
Art.-Bez.: / Item:	FG	CSG-FG-601	-	-	CSG-FG-661	CSG-FG-638	-
Art.-Nr.: / Item No.:		8691	-	-	8693	8692	-
Maße: / Dimensions (mm):		5 x 5	3 x 7	2,5 x 6	2,5 x 7	2,5 x 6	2,5 x 6,5

 extra fein / extra fine

 max. 120.000 min⁻¹

 10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:	RA	CSW-RA-601	CSW-RA-645	CSW-RA-649	CSW-RA-661	CSW-RA-638	CSW-RA-666
Art.-Nr.: / Item No.:		8631	8633	8634	8636	8632	8637
Art.-Bez.: / Item:	FG	CSW-FG-601	CSW-FG-645	CSW-FG-649	CSW-FG-661	CSW-FG-638	CSW-FG-666
Art.-Nr.: / Item No.:		8694	8696	8697	8698	8695	8699
Maße: / Dimensions (mm):		5 x 5	3 x 7	2,5 x 6	2,5 x 7	2,5 x 6	2,5 x 6,5

CERASTONE

Keramik, Edelmetalllegierungen, NEM, Kunststoffe Porcelain, Precious and Non-Precious Metal Alloys, Acrylics

ANWENDUNG: APPLICATION:

KÖRNUNG: GRIT:

BINDUNG: BONDING:

 Siliziumcarbid Schleifer für Keramik und Kunststoffe Silicon carbide abrasives for porcelain and acrylics	mittel medium	mittel medium
 Edelkorund Schleifer für NEM und Titan Corundum abrasives for non-precious metals and titanium	mittel medium	hart hard
 Edelkorund Schleifer für Metall- und Modellgusslegierungen Corundum abrasives for chrome alloys and model casting	mittel medium	hart hard
 Edelkorund Schleifer für Edelmetalllegierungen Corundum abrasives for precious metal alloys	mittel medium	hart hard

					 mittel / medium  max. 35.000 min⁻¹  10, 100 Stück / pieces
CSG-HP-613	CSG-HP-638	CSG-HP-642	CSG-HP-652	CSG-HP-665	Art.-Bez.: / Item:
8611	8612	8613	8614	8615	Art.-Nr.: / Item No.:
7 x 3	2,5 x 6	5 x 13	3,5 x 10,5	6 x 12	Maße: / Dimensions (mm):

				 mittel / medium  max. 35.000 min⁻¹  10, 100 Stück / pieces
CSW-HP-731	CSW-HP-732	CSW-HP-733	CSW-HP-735S	Art.-Bez.: / Item:
8621	8622	8623	8635	Art.-Nr.: / Item No.:
6,5 x 13	5 x 13	3,5 x 10,5	7 x 6	Maße: / Dimensions (mm):

								 mittel / medium  max. 35.000 min⁻¹  10, 100 Stück / pieces
CSP-HP-731	CSP-HP-732	CSP-HP-733	CSP-HP-734	CSP-HP-735	CSP-HP-736	CSP-HP-735S	CSP-HP-649	Art.-Bez.: / Item:
8641	8642	8643	8644	8645	8646	8655	8659	Art.-Nr.: / Item No.:
6,5 x 13	5 x 13	3,5 x 10,5	8,5 x 4,5	7 x 5,5	6,5 x 7	7 x 6	2,5 x 6	Maße: / Dimensions (mm):

						 mittel / medium  max. 35.000 min⁻¹  10, 100 Stück / pieces
CSB-HP-731	CSB-HP-732	CSB-HP-733	CSB-HP-734	CSB-HP-735	CSB-HP-736	Art.-Bez.: / Item:
8661	8662	8663	8664	8665	8666	Art.-Nr.: / Item No.:
6.5 x 13	5 x 13	3.5 x 10.5	8.5 x 4.5	7 x 5.5	6.5 x 7	Maße: / Dimensions (mm):

FIBERCUT

Keramik, Zirkonoxid, Metall Porcelain, Zirconia and Metal Alloys

- ✓ **Faserverstärkt**
Fiber reinforced
- ✓ **Hochflexibel**
Highly flexible
- ✓ **Hohe strukturelle Festigkeit**
High structural strength
- ✓ **Sehr effizienter Schnitt**
Very efficient cutting rate
- ✓ **Keine Rückstände**
No discolouration or residues



METALL / METAL




Aluminiumoxid
Aluminium oxide




10, 100 Stück / pieces


max. 25.000 min⁻¹



max. 25.000 min⁻¹



max. 10.000 min⁻¹



Art.-Bez.: / Item:

FCA22/02

FCA22/03

FCA40/05

Art.-Nr.: / Item No.:

8920

8921

8928

Maße: / Dimensions (mm):

22 x 0,2

22 x 0,3

40 x 0,5

KERAMIK / PORCELAIN



Siliziumcarbid
Silicon carbide




10, 100 Stück / pieces


max. 25.000 min⁻¹



max. 25.000 min⁻¹



max. 15.000 min⁻¹



Art.-Bez.: / Item:

FCS22/02

FCS22/03

FCS25/02

Art.-Nr.: / Item No.:

8910

8911

8915

Maße: / Dimensions (mm):

22 x 0,2

22 x 0,3

25 x 0,2

ZIRKONOXID / ZIRCONIA




Diamant
Diamond




1, 10 Stück / piece

max. 25.000 min⁻¹



max. 25.000 min⁻¹



Art.-Bez.: / Item:

FCD20/02

FCD20/03

88HP

Art.-Nr.: / Item No.:

8900

8901

9555

Maße: / Dimensions (mm):

20 x 0,2

20 x 0,3



Zahnmedizin

Dental Clinic

UNIVERSAL	18
DIAPOL®	19
DIAPRO	20
DIACERA	21
ECOCERAM	22
DIACOMP® ULTRA	23
DIACOMP® PLUS	24
ECOCOMP	25
COMPOSOFT	26
EVEFLEX	27
FLEXI-DIA	28
FLEXI-D	29

FLEXISTripes	29
DIABRUSH	30
EVEBRUSH	30
UNIBRUSH	31
DIAPOL® - / DIACOMP® PASTE	31
FELT WHEELS	31
PROPHY ONE	32
PROPHY PLUS	32
PROPASTE	33
PROPHYSTRIPES	33
PROPHYCLEAN®	34
BRACKET	34

UNIVERSAL

Keramik, Komposit, Edelmetall, Amalgam Porcelain, Composite, Precious Metal, Amalgam

- ☒ **Glättet alle dentalen Restaurationsmaterialien**
For smoothing all dental materials
- ☒ **Weiche Silikonbindung passt sich der Oberfläche an**
Soft silicone bonding adapts to the surface being processed
- ☒ **Diverse Formen für verschiedene Anwendungen**
Various shapes for different applications
- ☒ **Siliziumcarbid Körnung**
Silicon carbide abrasive



SET RA 101

- grob / coarse**
- 7.000 – 10.000 min⁻¹**
max. 20.000 min⁻¹
- 10, 100 Stück / pieces**



Art.-Bez.: / Item:	R12	L13	K11	K12	K15
Art.-Nr.: / Item No.:	1006	1009	1011	1012	1015
Maße: / Dimensions (mm):	12 x 2	13 x 2,5	11 x 6	12 x 7	15 x 9

- mittel / medium**
- 7.000 – 10.000 min⁻¹**
max. 20.000 min⁻¹
- 10, 100 Stück / pieces**



Art.-Bez.: / Item:	W11	W1	W2	W2B	W4
Art.-Nr.: / Item No.:	1081	1071	1072	1092	1074
Maße: / Dimensions (mm):	3 x 7,5	5,5 x 15	4,5 x 12	5 x 10	5 x 16

- mittel / medium**
- 7.000 – 10.000 min⁻¹**
max. 20.000 min⁻¹
- 10, 100 Stück / pieces**



Art.-Bez.: / Item:	W5	W6	W7	W8	W9
Art.-Nr.: / Item No.:	1075	1076	1077	1078	1079
Maße: / Dimensions (mm):	9 x 8,5	8 x 7	7 x 10	11 x 2	11 x 2,5

DIAPOL®

Keramik Porcelain



- ☒ **Schnelle Korrekturen ohne zusätzlichen Glanzbrand**
Corrections without additional glazing
- ☒ **Finale Oberflächenqualität entspricht Glanzbrandresultat**
Final polishing result matches glazed surface
- ☒ **Diamantkörnung für eine effektive Politur**
Diamond abrasive for effective polishing
- ☒ **Erhältlich in TWIST Form für eine noch einfachere Anwendung**
Available in TWIST shape for even easier application



SET RA 305

								FG SCHaft / FG SHANK	grob / coarse 7.000 – 12.000 min⁻¹ max. 20.000 min⁻¹ 1, 10 Stück / piece
DT-W14Dg	W11Dg	W16Dg	W17Dg	W18Dg	W2Dg	W8Dg	FG1Dg		Art.-Bez.: / Item:
7084	7081	7086	7087	7088	7072	7078	7091		Art.-Nr.: / Item No.:
14 x 1,6	3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5	10 x 2,5	4 x 13	11 x 2	3 x 6,5		Maße: / Dimensions (mm):

								FG SCHaft / FG SHANK	mittel / medium 7.000 – 12.000 min⁻¹ max. 20.000 min⁻¹ 1, 10 Stück / piece
DT-W14Dmf	W11Dmf	W16Dmf	W17Dmf	W18Dmf	W2Dmf	W8Dmf	FG1Dmf		Art.-Bez.: / Item:
7184	7181	7186	7187	7188	7172	7178	7191		Art.-Nr.: / Item No.:
14 x 1,6	3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5	10 x 2,5	4 x 13	11 x 2	3 x 6,5		Maße: / Dimensions (mm):

								FG SCHaft / FG SHANK	fein / fine 7.000 – 12.000 min⁻¹ max. 20.000 min⁻¹ 1, 10 Stück / piece
DT-W14D	W11D	W16D	W17D	W18D	W2D	W8D	FG1D		Art.-Bez.: / Item:
7284	7281	7286	7287	7288	7272	7278	7291		Art.-Nr.: / Item No.:
14 x 1,6	3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5	10 x 2,5	4 x 13	11 x 2	3 x 6,5		Maße: / Dimensions (mm):

DIAPRO

Lithium-Disilikat, Feldspatkeramik Lithium Disilicate, Feldspathic Porcelain



- ✓ **Speziell für Korrekturen nach Einsetzen der Keramik**
Especially suitable for chair side corrections after setting crowns and bridges
- ✓ **Hohe Effizienz durch Diamantkörnung**
Highly efficient due to diamond abrasive
- ✓ **Vor der Politur erfolgt das Schleifen mit Diasynt® Plus**
Before polishing, grinding is done with Diasynt® Plus
- ✓ **Nur zwei Polierstufen für hochglänzende Ergebnisse**
Only two polishing steps for high shine results



SET RA 361

- mittel / medium
- 7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹
- 1, 10 Stück / piece



Art.-Bez.: / Item:	W11DPmf	W16DPmf	W17DPmf	W18DPmf
Art.-Nr.: / Item No.:	7881	7886	7887	7888
Maße: / Dimensions (mm):	3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5	10 x 2,5

- fein / fine
- 7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹
- 1, 10 Stück / piece



Art.-Bez.: / Item:	W11DP	W16DP	W17DP	W18DP
Art.-Nr.: / Item No.:	7981	7986	7987	7988
Maße: / Dimensions (mm):	3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5	10 x 2,5

DIACERA

Zirkonoxid, Aluminiumoxid Zirconia, Alumina



- ✓ **Speziell für Vollzirkonrestaurationen**
Especially suitable for full contour zirconia restorations
- ✓ **Hohe Konzentration an Diamantkörnung für mehr Effizienz**
High diamond concentration for more efficiency
- ✓ **Kein Glanzbrand erforderlich**
Makes glazing unnecessary
- ✓ **Vor der Politur erfolgt das Schleifen mit Diasynt® Plus**
Before polishing, grinding is done with Diasynt® Plus



SET RA 322

-  **mittel / medium**
-  **7.000 – 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹**
-  **1, 10 Stück / piece**



W11DCmf	W16DCmf	W17DCmf	W18DCmf
7681	7686	7687	7688
3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5	10 x 2,5

Art.-Bez.: / Item:
Art.-Nr.: / Item No.:
Maße: / Dimensions (mm):



W11DC	W16DC	W17DC	W18DC
7781	7786	7787	7788
3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5	10 x 2,5

-  **fein / fine**
-  **7.000 – 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹**
-  **1, 10 Stück / piece**

Art.-Bez.: / Item:
Art.-Nr.: / Item No.:
Maße: / Dimensions (mm):

ECOCERAM

Keramik Porcelain

✓ **Zum Glätten und Polieren von Verblendkeramiken**
For finishing and polishing veneer porcelain

✓ **Silikonbindung passt sich der Oberfläche an**
Silicone bonding adapts to the surface being processed

✓ **Siliziumcarbid Körnung**
Silicon carbide abrasive



SET RA 160

-  **grob / coarse**
-  **7.000 – 15.000 min⁻¹
max. 25.000 min⁻¹**
-  **10, 100 Stück / pieces**



Art.-Bez.: / Item:	W2BVK	W7VK	W9VK
Art.-Nr.: / Item No.:	1592	1577	1579
Maße: / Dimensions (mm):	5 x 10	7 x 10	11 x 2,5

-  **mittel / medium**
-  **7.000 – 15.000 min⁻¹
max. 25.000 min⁻¹**
-  **10, 100 Stück / pieces**



Art.-Bez.: / Item:	W2BNK	W7NK	W9NK
Art.-Nr.: / Item No.:	1692	1677	1679
Maße: / Dimensions (mm):	5 x 10	7 x 10	11 x 2,5

-  **fein / fine**
-  **7.000 – 15.000 min⁻¹
max. 25.000 min⁻¹**
-  **10, 100 Stück / pieces**



Art.-Bez.: / Item:	W2BSK	W7SK	W9SK
Art.-Nr.: / Item No.:	1792	1777	1779
Maße: / Dimensions (mm):	5 x 10	7 x 10	11 x 2,5

DIACOMP® ULTRA




Komposit Composite

- ✓ **Gesamter Polierprozess in nur einem Schritt**
Complete polishing process in just one step
- ✓ **Erhöhter Druck für die Oberflächenvorbereitung**
Increased pressure for surface preparation
- ✓ **Reduzierter Druck für Hochglanzpolitur**
Reduced pressure for high shine polishing



SET RA 350



FG SCHAF / FG SHANK



fein / fine



3.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



1, 10 Stück / piece

DCU-W11	DCU1	DCU2	DCU3	DCU-FG1
6081	6071	6072	6073	6091
3 x 7,5	4 x 10	10 x 2,5	6 x 7,5	3 x 6,5

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

Maße: / Dimensions (mm):

DIACOMP® PLUS



Komposit Composite

- ✓ **Speziell aufeinander abgestimmte Polierstufen**
Especially harmonised two-step system
- ✓ **Anwendbar auf allen Kompositen**
Applicable on all composites
- ✓ **Beste Ergebnisse auch auf sehr harten Kompositen**
Best results even on very hard composites
- ✓ **Erhältlich in TWIST Form für eine noch einfachere Anwendung**
Available in TWIST shape for even easier application



SET RA 341

- mittel / medium**
- 3.000 – 8.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹**
- 1, 10 Stück / piece**



Art.-Bez.: / Item:	DT-DCP10m	DT-DCP14m	DCP-W11m	DCP1m	DCP2m	DCP3m	DCP-W2Bm	DCP-FG1m
Art.-Nr.: / Item No.:	6180	6184	6181	6171	6172	6173	6192	6191
Maße: / Dimensions (mm):	11 x 1,6	14 x 1,6	3 x 7,5	4 x 10	10 x 2,5	6 x 7,5	5 x 10	3 x 6,5

- fein / fine**
- 3.000 – 8.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹**
- 1, 10 Stück / piece**



Art.-Bez.: / Item:	DT-DCP10f	DT-DCP14f	DCP-W11f	DCP1f	DCP2f	DCP3f	DCP-W2Bf	DCP-FG1f
Art.-Nr.: / Item No.:	6280	6284	6281	6271	6272	6273	6292	6291
Maße: / Dimensions (mm):	11 x 1,6	14 x 1,6	3 x 7,5	4 x 10	10 x 2,5	6 x 7,5	5 x 10	3 x 6,5

ECOCOMP

Komposit Composite

- ✓ **Siliziumcarbid Körnung**
Silicon carbide abrasive
- ✓ **Widerstandsfähige Bindung**
Durable bonding
- ✓ **Lange Haltbarkeit**
Long durability



SET RA 210



EC2Km	EC3Km	EC5Wm	EC7m	EC18m
5172	5173	5175	5177	5188
3 x 6	6,5 x 9,5	9,5 x 8	5 x 10	10 x 2,5

-  **mittel / medium**
-  **7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹**
-  **10, 100 Stück / pieces**

Art.-Bez.: / Item:
Art.-Nr.: / Item No.:
Maße: / Dimensions (mm):



EC2Kf	EC3Kf	EC5Wf	EC7f	EC18f
5272	5273	5275	5277	5288
3 x 6	6,5 x 9,5	9,5 x 8	5 x 10	10 x 2,5

-  **fein / fine**
-  **7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹**
-  **10, 100 Stück / pieces**

Art.-Bez.: / Item:
Art.-Nr.: / Item No.:
Maße: / Dimensions (mm):

COMPOSOFT

Komposit Composite

- ✓ **Zum Glätten, Vorpolieren und Polieren von Komposit**
For smoothing, pre-polishing and polishing composite
- ✓ **Aluminiumoxid Körnung**
Aluminium oxide abrasive
- ✓ **Weiche Silikonbindung passt sich der Kompositoberfläche an**
Soft silicone bonding adapts to the composite surface



SET RA 129

- grob / coarse**
- 5.000 – 8.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹**
- 10, 100 Stück / pieces**



Art.-Bez.: / Item:	CS11g	CS2Bg	CS7g	CS9g
Art.-Nr.: / Item No.:	2581	2592	2577	2579
Maße: / Dimensions (mm):	3 x 7,5	5 x 10	7 x 10	11 x 2,5

- mittel / medium**
- 5.000 – 8.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹**
- 10, 100 Stück / pieces**



Art.-Bez.: / Item:	CS11m	CS2Bm	CS7m	CS9m
Art.-Nr.: / Item No.:	2681	2692	2677	2679
Maße: / Dimensions (mm):	3 x 7,5	5 x 10	7 x 10	11 x 2,5

- fein / fine**
- 5.000 – 8.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹**
- 10, 100 Stück / pieces**



Art.-Bez.: / Item:	CS11f	CS2Bf	CS7f	CS9f
Art.-Nr.: / Item No.:	2781	2792	2777	2779
Maße: / Dimensions (mm):	3 x 7,5	5 x 10	7 x 10	11 x 2,5

EVEFLEX

Gold, Amalgam, NEM-Legierungen Gold, Amalgam, Non-Precious Metal Alloys

- ☒ **Siliziumcarbid Körnung**
Silicon carbide abrasive
- ☒ **Hohe Standzeit**
High durability
- ☒ **Erhältlich in TWIST Form für eine noch einfachere Anwendung**
Available in TWIST shape for even easier application



SET RA 209

										FG SCHAFT / FG SHANK  grob / coarse  7.000 – 12.000 min⁻¹ max. 20.000 min⁻¹  10, 100 Stück / pieces
ET-AF14	AF11	AF2K	AF1	AF3K	AF5W	AF7	AF13	A2	A3	
4684	4681	4672	4671	4673	4675	4677	4683	4692	4693	
14 x 1,6	3 x 7,5	3 x 6	4 x 12	6,5 x 9,5	9 x 8	5 x 10	5,5 x 16	3 x 6,5	6 x 8	
										FG SCHAFT / FG SHANK  mittel / medium  7.000 – 12.000 min⁻¹ max. 20.000 min⁻¹  10, 100 Stück / pieces
ET-BV14	BV11	BV2K	BV1	BV3K	BV5W	BV7	BV13	B2	B3	
4784	4781	4772	4771	4773	4775	4777	4783	4792	4793	
14 x 1,6	3 x 7,5	3 x 6	4 x 12	6,5 x 9,5	9 x 8	5 x 10	5,5 x 16	3 x 6,5	6 x 8	
										FG SCHAFT / FG SHANK  fein / fine  7.000 – 12.000 min⁻¹ max. 20.000 min⁻¹  10, 100 Stück / pieces
ET-GH14	GH11	GH2K	GH1	GH3K	GH5W	GH7	GH13	G2	G3	
4884	4881	4872	4871	4873	4875	4877	4883	4892	4893	
14 x 1,6	3 x 7,5	3 x 6	4 x 12	6,5 x 9,5	9 x 8	5 x 10	5,5 x 16	3 x 6,5	6 x 8	

FLEXI-DIA



Keramik, Komposit, Metall Porcelain, Composite, Metal

✓ **Flexible Polierscheibchen mit Diamantbelegung**
Flexible polishing discs with diamond coating

✓ **Optimiert für Keramik**
Optimised for porcelain

✓ **Ziehend und schiebend anwendbar**
For use in a pulling or pushing motion

✓ **Extra dünne Kunststoffolie**
Extra-thin plastic foil



STARTER SET

10mm
14mm
17mm (p. 62)

● SEHR GROB / VERY COARSE ● GROB / COARSE ● MITTEL / MEDIUM ● FEIN / FINE



7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

100 Stück / pieces
mit oder ohne Halter /
with or without mandrel



Art.-Bez.: / Item:	10mm	FD-10Dxg	FD-10Dg	FD-10Dmf	FD-10D	95RA
Art.-Nr.: / Item No.:		9126	9127	9128	9129	9595
Maße: / Dimensions (mm):		10 x 0,21	10 x 0,17	10 x 0,14	10 x 0,11	
Art.-Bez.: / Item:	14mm	FD-14Dxg	FD-14Dg	FD-14Dmf	FD-14D	
Art.-Nr.: / Item No.:		9146	9147	9148	9149	
Maße: / Dimensions (mm):		14 x 0,21	14 x 0,17	14 x 0,14	14 x 0,11	

FLEXI-D

Komposit, Gold, Amalgam Composite, Gold, Amalgam

- ☒ **Speziell für die interdentale Politur**
Especially for interdental polishing
- ☒ **Ziehend und schiebend anwendbar**
For use in a pulling or pushing motion
- ☒ **Einwegprodukt**
Disposable
- ☒ **Einseitig beschichtet mit Aluminiumoxid**
Coated with aluminium oxide



● GROB / COARSE ● MITTEL / MEDIUM ● FEIN / FINE ● EXTRA FEIN / EXTRA FINE

STARTER SET

					
FD-10g	FD-10m	FD-10f	FD-10sf	10mm	95RA
9121	9122	9123	9124		9595
10 x 0,21	10 x 0,17	10 x 0,14	10 x 0,11		
FD-14g	FD-14m	FD-14f	FD-14sf	14mm	
9141	9142	9143	9144		
14 x 0,21	14 x 0,17	14 x 0,14	14 x 0,11		



7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



100 Stück / pieces
mit oder ohne Halter /
with or without mandrel

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

Maße: / Dimensions (mm):

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

Maße: / Dimensions (mm):

FLEXISTRIPES

Prophylaxe, Komposit, Amalgam Prophylaxis, Composite, Amalgam

Flexible Finier- und Polierstreifen für die Prophylaxebehandlung und die Füllungspolitur.

Flexible finishing and polishing stripes for prophylaxis treatment and filling polishing.



● GROB / COARSE

● MITTEL / MEDIUM

SET FS-50

FS-60/40

Stärke (mm) / Thickness: 0,21 / 0,17

FS-20/7

Stärke (mm) / Thickness: 0,14 / 0,11

● FEIN / FINE

● EXTRA FEIN / EXTRA FINE

FS-60/40	FS-20/7
9111	9112
4 x 150	4 x 150

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

Maße: / Dimensions (mm):



Aluminiumoxid
Aluminium oxide



50 Stück / pieces

DIABRUSH



Keramik, Komposit, Metall Porcelain, Composite, Metal

- ☒ **Diamantkörnung für effizienteres Arbeiten**
Diamond abrasive for more efficiency
- ☒ **Hitze stabile Polyamidfaser – autoklavierbar**
Heat resistant polyamide fiber – autoclavable
- ☒ **Anwendung ohne Polierpaste**
Application without polishing paste



Härte: / Hardness: **mittel** / medium

 **5.000 – 7.000 min⁻¹**
max. 10.000 min⁻¹

 **1, 10 Stück / piece**



Art.-Bez.: / Item:	WTD1	WZD1	WSD1
Art.-Nr.: / Item No.:	9481	9482	9483
Maße: / Dimensions (mm):	6 x 5,5	4 x 6,5	4 x 6,5

EVEBRUSH

Keramik, Komposit, Metall Porcelain, Composite, Metal

Mit Siliziumcarbid imprägnierte Polierbürsten, autoklavierbar.
Silicon carbide impregnated polishing brushes, autoclavable.

Härte: / Hardness: **hart** / hard

 **5.000 – 7.000 min⁻¹**
max. 10.000 min⁻¹

 **1, 10 Stück / piece**



Art.-Bez.: / Item:	WT1	WZ1	WS1
Art.-Nr.: / Item No.:	9491	9492	9493
Maße: / Dimensions (mm):	6 x 5,5	4 x 6,5	4 x 6,5

UNIBRUSH

Prophylaxe, Komposit, Keramik, Metall Prophylaxis, Composite, Porcelain, Metal

- ☒ **Nylonbürstchen für den Einmalgebrauch**
Nylon brushes for single-use application
- ☒ **Benutzung mit Pro-, Diapol®- oder Diacomp® Paste**
For use with Propaste, Diapol® or Diacomp® paste
- ☒ **Erhält die Oberflächenstruktur**
Does not alter the surface structure



● HART / HARD

● MITTEL / MEDIUM

● SUPER WEICH / SUPER SOFT



5.000 – 7.000 min⁻¹
max. 10.000 min⁻¹



10, 100 Stück / pieces

WTH	WZH	WSH	WPH	WTM	WZM	WSM	WPM	WTS	WZS	WSS	WPS
9451	9452	9453	9454	9461	9462	9463	9464	9471	9472	9473	9474
6 x 5,5	4 x 6,5	4 x 6,5	2,5 x 3	6 x 5,5	4 x 6,5	4 x 6,5	2,5 x 3	6 x 5,5	4 x 6,5	4 x 6,5	2,5 x 3

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

Maße: / Dimensions (mm):

DIAPOL® PASTE DP2

Keramik Porcelain

DIACOMP® PASTE DP3

Komposit Composite

FELT WHEELS

BENUTZUNG MIT DIAPOL®- / DIACOMP® PASTE
USE WITH DIAPOL® / DIACOMP® PASTE


Diamantpasten für die intra- und extraorale Hochglanzpolitur.
Diamond pastes for intra and extra oral high-shine polishing.

SEITE / PAGE: 77

Träger / Mandrel:
76RA, 77/78HP



Inhalt / Content: 2g



B



5.000 – 7.000 min⁻¹
max. 10.000 min⁻¹

A



1 Stück / piece

B



10, 100 Stück / pieces

DP2	DP3	FW-R22	FW-R12
9702	9705	9840	9846
		22 x 6	12 x 3

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

Maße: / Dimensions (mm):

PROPHY ONE

Prophylaxe Prophylaxis

- ✓ **Zahnreinigung und Politur**
For enamel cleaning and polishing
- ✓ **Lamellen binden die Polierpaste**
Ridges keep paste in place
- ✓ **Mit und ohne Polierpaste anwendbar**
Applicable with or without polishing paste



SET RA 420

● HART / HARD ● MITTEL / MEDIUM ● WEICH / SOFT ● SUPER WEICH / SUPER SOFT



3.000 – 5.000 min⁻¹
max. 10.000 min⁻¹

10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:	PRO3-hard	PRO3-medium	PRO3-soft	PRO3-supersoft
Art.-Nr.: / Item No.:	9412	9422	9432	9442
Maße: / Dimensions (mm):	7 x 10	7 x 10	7 x 10	7 x 10

PROPHY PLUS

Prophylaxe Prophylaxis

Prophylaxeaufsätze mit Schraubgewinde.
Screw-on polishing tops for prophylaxis.



3.000 – 5.000 min⁻¹
max. 10.000 min⁻¹

10, 100 Stück / pieces




Art.-Bez.: / Item:	PRP-7	PRP-3K	PRP-3	99RA
Art.-Nr.: / Item No.:	9401	9406	9405	9599
Maße: / Dimensions (mm):	6 x 11	6 x 7	6 x 8	

PROPASTE

Prophylaxe Prophylaxis

- ☒ **Effektive Entfernung von hartnäckigen Verfärbungen**
Effective removal of strong stains
- ☒ **Verschiedene Körnungen für optimale Reinigungswirkung**
Different abrasive grits for best cleaning performance
- ☒ **Erhältlich in den Geschmacksrichtungen Erdbeere und Minze**
Available in flavours strawberry and mint
- ☒ **Anwendung mit EVE Prophy One, Prophy Plus oder Unibrush**
Application with EVE Prophy One, Prophy Plus or Unibrush



*Art.-Nr.: / Item No.: 9799



100 Stück / pieces*
*inkl. Ringhalter
*incl. ring holder

Minze / Mint
Erdbeere / Strawberry

			
grob / coarse	mittel / medium	fein / fine	
PROPASTE MC	PROPASTE MM	PROPASTE MF	Art.-Bez.: / Item:
9721	9731	9741	Art.-Nr.: / Item No.
PROPASTE SC	PROPASTE SM	PROPASTE SF	Art.-Bez.: / Item:
9720	9730	9740	Art.-Nr.: / Item No.

PROPHYSTRIPES

Zahnstein, Plaque, Kompositfüllungen Calculus, Plaque, Composite Fillings

Extra dünne Finier- und Polierstreifen (0,06mm) für Kontaktpunkte und das Aufweiten des interdentalen Abstands. Mechanische Wirkung durch abrasiven Grat.

Extra thin finishing and polishing strips (0,06mm) for contact points and widening interdental spaces. Mechanical effect through metal burr.



9 Stück / pieces

PSM-4	Art.-Bez.: / Item:
9116	Art.-Nr.: / Item No.:
120 x 4	Maße: / Dimensions (mm):

PROPHYCLEAN®

Zahnreinigung Tooth Cleaning

- ✓ **Entfernt Zahnstein und Verfärbungen**
Removes calculus and stains
- ✓ **Spezielle Körnung verhindert Schädigung des Zahnschmelzes**
Special abrasive prevents damage to the enamel
- ✓ **Mechanische Prophylaxeoption**
For mechanical prophylactic treatment
- ✓ **Faserfrei**
Fibre free
- ✓ **Blaue Variante für sehr starke Verschmutzungen**
Blue option for heavy stains



SET RA 410 / 411 / 412

- GROB / COARSE**
MITTEL / MEDIUM
- 5.000 – 10.000 min⁻¹**
max. 20.000 min⁻¹
- 1, 10 Stück / piece**

Art.-Bez.: / Item:	PC-100g	PC-101g	PC-102g	PC-103g	PC-111g		PC-100	PC-101	PC-102	PC-103	PC-111
Art.-Nr.: / Item No.:	8700	8701	8702	8703	8711		8800	8801	8802	8803	8811
Maße: / Dimensions (mm):	2,35 x 9	3 x 5	2,35 x 7	2,35 x 7,5	3 x 6,5		2,35 x 9	3 x 5	2,35 x 7	2,35 x 7,5	3 x 6,5

BRACKET

Kieferorthopädie, Bracketkleberesteentfernung Orthodontics, Debonding

Für die schonende Entfernung von Bracketkleberesten.
For gentle removal of residues after debonding.

SET RA 430

- grob / coarse**
- 5.000 – 7.000 min⁻¹**
max. 20.000 min⁻¹
- 10, 100 Stück / pieces**



Art.-Bez.: / Item:	BR11	BR3	BR6	BR7
Art.-Nr.: / Item No.:	5381	5373	5376	5377
Maße: / Dimensions (mm):	3 x 7,5	6 x 7,5	10 x 0,7	5 x 10



Zahntechnik

Dental Laboratory

UNIVERSAL	36
UNIVERSAL BL	41
DIAPOL®	42
DIAPOL® LONGPINS	45
DIAPRO	46
DIACERA	47
ECOCERAM WG	48
ECOCERAM	49
TECHNIK	50
SOFT WHEELS	51

DIACOMP® ULTRA	52
ECOCHROM	52
CHROM PLUS	53
EVEFLEX TWIST	54
EVEFLEX PINS	55
EVEFLEX SHORTPINS	56
EVEFLEX 400 – 900	56
FLEXI-DIA	62
FLEXI-D	63
DIASTRIPES	64

UNIVERSAL

Keramik, Edelmetall, Acryl, Komposit Porcelain, Precious Metal, Acrylic, Composite

- ✓ **Glättet alle dentalen Restaurationsmaterialien**
For smoothing all dental materials
- ✓ **Weiche Silikonbindung passt sich der Oberfläche an**
Soft silicone bonding adapts to the surface being processed
- ✓ **Diverse Formen für verschiedene Anwendungen**
Various shapes for different applications
- ✓ **Siliziumcarbid Körnung**
Silicone carbid abrasive



KÖRNUNG: GRIT:	grob / coarse	mittel / medium	fein / fine	extra fein / extra fine
-------------------	---------------	-----------------	-------------	-------------------------

- grob / coarse 7.000 – 10.000 min⁻¹ max. 20.000 min⁻¹ 10, 100 Stück / pieces						
Art.-Bez.: / Item:	R22	R17	L22	L18	L15	I22
Art.-Nr.: / Item No.:	1000	1004	1001	1007	1008	1002
Maße: / Dimensions (mm):	22 x 3	17 x 2,5	22 x 4	18 x 3,5	15 x 2,5	22 x 1

- grob / coarse 7.000 – 10.000 min⁻¹ max. 20.000 min⁻¹ 10, 100 Stück / pieces				
Art.-Bez.: / Item:	S6	C7	C9	C12
Art.-Nr.: / Item No.:	1016	1017	1019	1022
Maße: / Dimensions (mm):	6 x 24	7 x 20	9 x 20	12 x 20

- grob / coarse 7.000 – 10.000 min⁻¹ max. 20.000 min⁻¹ 10, 100 Stück / pieces				
Art.-Bez.: / Item:	H2Bg	H15g	H16g	H20g
Art.-Nr.: / Item No.:	1062	1055	1056	1060
Maße: / Dimensions (mm):	5 x 10	14,5 x 2,5	14,5 x 2,5	14 x 12

UNIVERSAL

Keramik, Edelmetall, Acryl, Komposit Porcelain, Precious Metal, Acrylic, Composite



grob / coarse

mittel / medium

fein / fine

extra fein / extra fine



KÖRNUNG:
GRIT:



H1

1041

5,5 x 15



H2

1042

4,5 x 12



H3

1043

6 x 11,5



H4

1044

5 x 16



H5

1045

9 x 8,5



mittel / medium



7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



10, 100 Stück / pieces

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

Maße: / Dimensions (mm):



H6

1046

8 x 6,5



H7

1047

7 x 10



H8

1048

11 x 2



H9

1049

11 x 2,5



mittel / medium



7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



10, 100 Stück / pieces

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

Maße: / Dimensions (mm):

UNIVERSAL

Edelmetall Precious Metal

KÖRNUNG:
GRIT:

grob / coarse

mittel / medium

fein / fine

extra fein / extra fine



mittel / medium

7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:

R22m

R17m

L22m

L18m

I22m

Art.-Nr.: / Item No.:

1100

1104

1101

1107

1102

Maße: / Dimensions (mm):

22 x 3

17 x 2,5

22 x 4

18 x 3,5

22 x 1



mittel / medium

7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:

S6m

C7m

C9m

H15m

H16m

H20m

Art.-Nr.: / Item No.:

1116

1117

1119

1155

1156

1160

Maße: / Dimensions (mm):

6 x 24

7 x 20

9 x 20

14,5 x 2,5

14,5 x 2,5

14 x 12



mittel / medium

7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:

H1m

H2m

H3m

H4m

H8m

H9m

Art.-Nr.: / Item No.:

1141

1142

1143

1144

1148

1149

Maße: / Dimensions (mm):

5,5 x 15

4,5 x 12

6 x 11,5


5 x 16

11 x 2

11 x 2,5

UNIVERSAL

Edelmetall Precious Metal




grob / coarse

mittel / medium

fein / fine

extra fein / extra fine

KÖRNUNG:
GRIT:

fein / fine

7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

10, 100 Stück / pieces

R22f

R17f

L22f

L18f

I22f

1200

1204

1201

1207

1202

22 x 3

17 x 2,5

22 x 4

18 x 3,5

22 x 1

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

Maße: / Dimensions (mm):



fein / fine

7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

10, 100 Stück / pieces

S6f

C7f

C9f

H15f

H16f

H20f

1216

1217

1219

1255

1256

1260

6 x 24

7 x 20

9 x 20

14,5 x 2,5

14,5 x 2,5

14 x 12

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

Maße: / Dimensions (mm):



fein / fine

7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

10, 100 Stück / pieces

H1f

H2f

H3f

H4f

H8f

H9f

1241

1242

1243

1244

1248

1249

5,5 x 15

4,5 x 12

6 x 11,5

5 x 16

11 x 2

11 x 2,5

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

Maße: / Dimensions (mm):

UNIVERSAL

Edelmetall Precious Metal

KÖRNUNG:
GRIT:

grob / coarse

mittel / medium

fein / fine

extra fein / extra fine



extra fein / extra fine

7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:

R22sf

R17sf

L22sf

L18sf

I22sf

Art.-Nr.: / Item No.:

1300

1304

1301

1307

1302

Maße: / Dimensions (mm):

22 x 3

17 x 2,5

22 x 4

18 x 3,5

22 x 1



extra fein / extra fine

7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:

S6sf

C7sf

C9sf

H15sf

H16sf

H20sf

Art.-Nr.: / Item No.:

1316

1317

1319

1355

1356

1360

Maße: / Dimensions (mm):

6 x 24

7 x 20

9 x 20

14,5 x 2,5

14,5 x 2,5

14 x 12



extra fein / extra fine

7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:

H1sf

H2sf

H3sf

H4sf

H8sf

H9sf

Art.-Nr.: / Item No.:

1341

1342

1343

1344

1348

1349

Maße: / Dimensions (mm):

5,5 x 15

4,5 x 12

6 x 11,5

5 x 16

11 x 2

11 x 2,5

UNIVERSAL BL

Keramik, Edelmetall, Acryl, Komposit Porcelain, Precious Metal, Acrylic, Composite

- ✓ **Für Mattglanz auf Edelmetallen**
For satin finish on precious metals
- ✓ **Weiche Silikonbindung passt sich der Oberfläche an**
Soft silicone bonding adapts to the surface being processed
- ✓ **Siliziumcarbid Körnung**
Silicone carbide abrasive



- mittel / medium
- 7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹
- 10, 100 Stück / pieces

R22BL	R17BL	LS22BL	LS18BL	I22BL	Art.-Bez.: / Item:
1400	1404	1401	1407	1402	Art.-Nr.: / Item No.:
22 x 3	17 x 2,5	22 x 4	18 x 3,5	22 x 1	Maße: / Dimensions (mm):



- mittel / medium
- 7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹
- 10, 100 Stück / pieces

S6BL	C7BL	C9BL	H1BL	H4BL	H15BL	H20BL	Art.-Bez.: / Item:
1416	1417	1419	1441	1444	1455	1460	Art.-Nr.: / Item No.:
6 x 24	7 x 20	9 x 20	5,5 x 15	5 x 16	14,5 x 2,5	14 x 12	Maße: / Dimensions (mm):

DIAPOL®

Keramik Porcelain



- ✓ **Extra grobe Vorstufe zur Formgebung**
Extra coarse option for surface shaping
- ✓ **Glänzende Ergebnisse ohne Glanzbrand**
High shine results without glazing
- ✓ **Erhältlich in TWIST Form für eine noch einfachere Anwendung**
Available in TWIST shape for even easier application



SET HP 310

1, 10 Stück / piece

extra grob / extra coarse

5.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



sehr grob / very coarse

5.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



Art.-Bez.: / Item:	L26Dug	R17Dug	L26Dxg	R17Dxg
Art.-Nr.: / Item No.:	6800	6804	6900	6904
Maße: / Dimensions (mm):	26 x 2	17 x 2,5	26 x 2	17 x 2,5

grob / coarse


1, 10 Stück / piece

5.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

7.500 – 12.000 min⁻¹
max. 15.000 min⁻¹

7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

7.000 – 15.000 min⁻¹
max. 25.000 min⁻¹



Art.-Bez.: / Item:	L26Dg	SL20Dg	DT-H14Dg	DT-H17Dg	R17Dg	LS15Dg	C2Dg	S3Dg
Art.-Nr.: / Item No.:	7000	7001	7054	7057	7004	7008	7032	7033
Maße: / Dimensions (mm):	26 x 2	20 x 1	14 x 1,6	17 x 1,6	17 x 2,5	15 x 2,5	2 x 20	3 x 22

grob / coarse

7.000 – 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

1, 10 Stück / piece



SEHR FLEXIBEL /
VERY FLEXIBLE

Art.-Bez.: / Item:	H11Dg	H2Dg	H4Dg	H8Dg	H15Dg	H16Dg	H22Dg
Art.-Nr.: / Item No.:	7051	7042	7044	7048	7055	7056	7062
Maße: / Dimensions (mm):	3 x 7,5	4 x 13	5 x 16	11 x 2	14,5 x 2,5	14,5 x 2,5	22 x 0,5

DIAPOL®

Keramik Porcelain

5.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹7.500 – 12.000 min⁻¹
max. 15.000 min⁻¹7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹7.000 – 15.000 min⁻¹
max. 25.000 min⁻¹

L26Dmf

SL20Dmf

7100

7101

26 x 2

20 x 1



DT-H14Dmf


DT-H17Dmf

7154

7157

14 x 1,6

17 x 1,6



R17Dmf

LS15Dmf

7104

7108

17 x 2,5

15 x 2,5



C2Dmf

S3Dmf

7132

7133

2 x 20

3 x 22



mittel / medium




1, 10 Stück / piece

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

Maße: / Dimensions (mm):



H11Dmf

H2Dmf

H4Dmf

H8Dmf

H15Dmf

H16Dmf

7151

7142

7144

7148

7155

7156

3 x 7,5

4 x 13

5 x 16

11 x 2

14,5 x 2,5

14,5 x 2,5

SEHR FLEXIBEL /
VERY FLEXIBLE

H22Dmf

7162

22 x 0,5



mittel / medium

7.000 – 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

1, 10 Stück / piece

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

Maße: / Dimensions (mm):

DIAPOL®

Keramik Porcelain



 fein / fine  1, 10 Stück / piece									
									
	Art.-Bez.: / Item:	L26D	SL20D	DT-H14D	DT-H17D	R17D	LS15D	C2D	S3D
	Art.-Nr.: / Item No.:	7200	7201	7254	7257	7204	7208	7232	7233
	Maße: / Dimensions (mm):	26 x 2	20 x 1	14 x 1.6	17 x 1.6	17 x 2,5	15 x 2,5	2 x 20	3 x 22

 fein / fine  7.000 – 12.000 min⁻¹ max. 20.000 min⁻¹  1, 10 Stück / piece								
								
								
								
Art.-Bez.: / Item:	H11D	H2D	H4D	H8D	H15D	H16D	H22D	
Art.-Nr.: / Item No.:	7251	7242	7244	7248	7255	7256	7262	
Maße: / Dimensions (mm):	3 x 7,5	4 x 13	5 x 16	11 x 2	14,5 x 2,5	14,5 x 2,5	22 x 0,5	


SEHR FLEXIBEL /
VERY FLEXIBLE

DIAPOL® LONGPINS




Keramik Porcelain

- ✓ **Für die Anwendung im Handstück ohne Mandrell**
For application in the micromotor without mandrel
- ✓ **Für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen, z.B. Okklusion**
For processing areas with difficult access e.g. occlusion
- ✓ **Möglichst steilen Bearbeitungswinkel wählen > Optimal 75° - 90°**
Choose the steepest possible work angle > Ideally 75° - 90°



ABRICHTWERKZEUG / DRESSING TOOL

7.000 – 15.000 min⁻¹
max. 25.000 min⁻¹

1, 10 Stück / piece

inkl. Abrichtstein AS10
incl. dressing tool AS10

AS10	C235Dg	C235Dmf	C235D	Art.-Bez.: / Item:
9501	7037	7137	7237	Art.-Nr.: / Item No.:
20 x 33 x 4	2,35 x 35	2,35 x 35	2,35 x 35	Maße: / Dimensions (mm):

DIAPRO

Lithium-Disilikat Lithium Disilicate



- ✓ **Optimiert auf die Bearbeitung von Silikatkeramiken**
Optimized for polishing silicate ceramics
- ✓ **Vor der Politur erfolgt das Schleifen mit Diasynt® Plus**
Before polishing, grinding is done with Diasynt® Plus
- ✓ **Nur zwei Polierstufen für hochglänzende Ergebnisse**
Only two polishing steps for high shine results



SET HP 360

- mittel / medium**
- 7.000 – 12.000 min⁻¹**
max. 20.000 min⁻¹
- 1, 10 Stück / piece**



Art.-Bez.: / Item:	L26DPmf	SL20DPmf	H2DPmf	H8DPmf	R17DPmf
Art.-Nr.: / Item No.:	7800	7801	7842	7848	7804
Maße: / Dimensions (mm):	26 x 2	20 x 1	4 x 13	11 x 2	17 x 2,5

- fein / fine**
- 7.000 – 12.000 min⁻¹**
max. 20.000 min⁻¹
- 1, 10 Stück / piece**




Art.-Bez.: / Item:	L26DP	SL20DP	H2DP	H8DP	R17DP
Art.-Nr.: / Item No.:	7900	7901	7942	7948	7904
Maße: / Dimensions (mm):	26 x 2	20 x 1	4 x 13	11 x 2	17 x 2,5

DIACERA

Zirkonoxid, Aluminiumoxid Zirconia, Alumina



- ✓ **Speziell für Vollzirkonrestaurationen**
Especially suitable for full contour zirconia restorations
- ✓ **Hohe Konzentration an Diamantkörnung für mehr Effizienz**
High diamond concentration for more efficiency
- ✓ **Kein Glanzbrand erforderlich**
Makes glazing unnecessary
- ✓ **Vor der Politur erfolgt das Schleifen mit Diasynt® Plus**
Before polishing, grinding is done with Diasynt® Plus



SET HP 321



L26DCmf	SL20DCmf	H2DCmf	H8DCmf	R17DCmf
7600	7601	7642	7648	7604
26 x 2	20 x 1	4 x 13	11 x 2	17 x 2,5

- mittel / medium
- 7.000 – 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹
- 1, 10 Stück / piece

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

Maße: / Dimensions (mm):



L26DC	SL20DC	H2DC	H8DC	R17DC
7700	7701	7742	7748	7704
26 x 2	20 x 1	4 x 13	11 x 2	17 x 2,5

- fein / fine
- 7.000 – 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹
- 1, 10 Stück / piece

Art.-Bez.: / Item:


Art.-Nr.: / Item No.:

Maße: / Dimensions (mm):

ECOCERAM WG

Weißlingsbearbeitung Pre-sintered Zirconia

- ✓ **Speziell für die Weißlings- und Grünlingsbearbeitung**
Especially for polishing pre-sintered zirconia
- ✓ **Politur des Weißlings reduziert Bearbeitungszeit im gesinterten Zustand**
Polishing pre-sintered zirconia simplifies finishing of the restoration after final sintering
- ✓ **Kein Eintrag von Farbpartikeln in den Weißling**
Zirconia is not contaminated with colour pigments
- ✓ **Angepasst an die geringe Eigenfestigkeit des Materials**
Developed for the lower strength of non-sintered zirconia



- mittel / medium
- 4.000 – 7.000 min⁻¹
max. 10.000 min⁻¹
- 10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:	R22m-WG	H334Km-WG
Art.-Nr.: / Item No.:	2800	2834
Maße: / Dimensions (mm):	22 x 3	10 x 24

- fein / fine
- 4.000 – 7.000 min⁻¹
max. 10.000 min⁻¹
- 10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:	R22f-WG	H334Kf-WG
Art.-Nr.: / Item No.:	2900	2934
Maße: / Dimensions (mm):	22 x 3	10 x 24

ECOCERAM

Keramik Porcelain

✓ **Zum Glätten und Polieren von Verblendkeramiken**
For finishing and polishing veneer porcelain

✓ **Silikonbindung passt sich der Oberfläche an**
Silicone bonding adapts to the surface being processed

✓ **Siliziumcarbid Körnung**
Silicon carbide abrasive



								grob / coarse 7.000 – 15.000 min⁻¹ max. 25.000 min⁻¹ 10, 100 Stück / pieces
R22VK	R17VK	LS22VK	LS18VK	S6VK	C7VK	H4VK	H15VK	Art.-Bez.: / Item:
1500	1504	1501	1507	1516	1517	1544	1555	Art.-Nr.: / Item No.:
22 x 3	17 x 2,5	22 x 4	18 x 3	6 x 24	7 x 20	5 x 16	14,5 x 2,5	Maße: / Dimensions (mm):

								mittel / medium 7.000 – 15.000 min⁻¹ max. 25.000 min⁻¹ 10, 100 Stück / pieces
R22NK	R17NK	LS22NK	LS18NK	S6NK	C7NK	H4NK	H15NK	Art.-Bez.: / Item:
1600	1604	1601	1607	1616	1617	1644	1655	Art.-Nr.: / Item No.:
22 x 3	17 x 2,5	22 x 4	18 x 3	6 x 24	7 x 20	5 x 16	14,5 x 2,5	Maße: / Dimensions (mm):

								fein / fine 7.000 – 15.000 min⁻¹ max. 25.000 min⁻¹ 10, 100 Stück / pieces
R22SK	R17SK	LS22SK	LS18SK	S6SK	C7SK	H4SK	H15SK	Art.-Bez.: / Item:
1700	1704	1701	1707	1716	1717	1744	1755	Art.-Nr.: / Item No.:
22 x 3	17 x 2,5	22 x 4	18 x 3	6 x 24	7 x 20	5 x 16	14,5 x 2,5	Maße: / Dimensions (mm):

TECHNIK

Prothesen- und kieferorthopädische Kunststoffe Denture and Orthodontic Acrylics

- ✓ **Zum Glätten, Vorpolieren und Polieren**
For smoothing, pre-polishing and polishing
- ✓ **Diverse Formen für verschiedene Anwendungsbereiche**
Various shapes for different areas
- ✓ **Siliziumcarbid Körnung**
Silicon carbide abrasive



SET HP 115

- grob / coarse**
- 5.000 – 7.000 min⁻¹
max. 15.000 min⁻¹**
- 10, 100 Stück / pieces**



Art.-Bez.: / Item:	H330K	H332K	H334K	H336K	H338	H340
Art.-Nr.: / Item No.:	2030	2032	2034	2036	2038	2040
Maße: / Dimensions (mm):	12 x 22	10 x 20	10 x 24	15 x 17	5,5 x 16	6,5 x 17

- mittel / medium**
- 5.000 – 7.000 min⁻¹
max. 15.000 min⁻¹**
- 10, 100 Stück / pieces**



Art.-Bez.: / Item:	H330Km	H332Km	H334Km	H336Km	H338m	H340m
Art.-Nr.: / Item No.:	2130	2132	2134	2136	2138	2140
Maße: / Dimensions (mm):	12 x 22	10 x 20	10 x 24	15 x 17	5,5 x 16	6,5 x 17

- fein / fine**
- 5.000 – 7.000 min⁻¹
max. 15.000 min⁻¹**
- 10, 100 Stück / pieces**



Art.-Bez.: / Item:	H330Kf	H332Kf	H334Kf	H336Kf	H338f	H340f
Art.-Nr.: / Item No.:	2230	2232	2234	2236	2238	2240
Maße: / Dimensions (mm):	12 x 22	10 x 20	10 x 24	15 x 17	5,5 x 16	6,5 x 17

SOFT WHEELS

Prothesenkunststoffe, Bisschienen, Mundschutz, Bleichschienen Denture Acrylics, Soft Reliners, Mouthguard, Bleaching Trays

- ✓ **Imprägniert mit Poliermedium**
Impregnated with polishing media
- ✓ **Keine zusätzliche Polierpaste notwendig**
No additional polishing paste required
- ✓ **Hochglanzergebnisse auf Acryl**
High shine on acrylics
- ✓ **Aluminiumoxid Körnung**
Aluminium oxide abrasive



SET HP 125



-  **mittel / medium**
fein / fine
-  **5.000 – 7.000 min⁻¹**
max. 10.000 min⁻¹
-  **10, 100 Stück / pieces**


SW-R22m	SW-R22f	Art.-Bez.: / Item:
9801	9802	Art.-Nr.: / Item No.:
22 x 3	22 x 3	Maße: / Dimensions (mm):

DIACOMP® ULTRA



Komposit Composite

- ✓ **Gesamter Polierprozess in nur einem Schritt**
Complete polishing process in just one step
- ✓ **Erhöhter Druck für die Oberflächenvorbereitung**
Elevated pressure for surface preparation
- ✓ **Reduzierter Druck für Hochglanzpolitur**
Reduced pressure for high shine polishing



fein / fine

 3.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

1, 10 Stück / piece

Art.-Bez.: / Item:

DCU-H4

DCU-H15

DCU-H16

Art.-Nr.: / Item No.:

6044

6055

6056

Maße: / Dimensions (mm):

5 x 16

14,5 x 2,5

14,5 x 2,5

ECOCHROM


Chrom-Legierungen, NEM-Legierungen Chrome Alloys, Non-Precious Metal Alloys

Für den Abtrag der Gusschaut.
For removal of casting skin.

grob / coarse

 8.000 – 15.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:

ECR-R22

ECR-L22

ECR-C6

Art.-Nr.: / Item No.:

4200

4201

4217

Maße: / Dimensions (mm):

22 x 3

22 x 4

6 x 22

CHROM PLUS

Chrom-Legierungen, Edelstahl, Titan Chrome Alloys, Stainless Steel, Titanium

✓ **Abtragen der Gusschuttschicht und Hochglanzpolitur in nur drei Schritten**
Removal of casting skin and high-shine polishing in just three steps

✓ **Hochglanzpolitur mit Soft Wheel GR ohne Polierpaste**
High-shine polishing with Soft Wheel GR without polishing paste

✓ **Chrom Plus – Siliziumcarbid / Soft Wheel GR – Aluminiumoxid**
Chrom Plus – silicon carbide / Soft Wheel GR – aluminium oxide



SET HP 220

						mittel / medium 8.000 – 15.000 min ⁻¹ max. 20.000 min ⁻¹ 10, 100 Stück / pieces
CRP-R22m	CRP-R22/1m	CRP-LS22m	CRP-C6m	CRP-H4m	CRP-H15m	Art.-Bez.: / Item:
4000	4002	4001	4017	4044	4055	Art.-Nr.: / Item No.:
22 x 3	22 x 1	22 x 3,5	6 x 22	5 x 16	14,5 x 2,5	Maße: / Dimensions (mm):

						fein / fine 8.000 – 15.000 min ⁻¹ max. 20.000 min ⁻¹ 10, 100 Stück / pieces
CRP-R22f	CRP-R22/1f	CRP-LS22f	CRP-C6f	CRP-H4f	CRP-H15f	Art.-Bez.: / Item:
4100	4102	4101	4117	4144	4155	Art.-Nr.: / Item No.:
22 x 3	22 x 1	22 x 3,5	6 x 22	5 x 16	14,5 x 2,5	Maße: / Dimensions (mm):

	extra fein / extra fine 5.000 – 7.000 min ⁻¹ max. 10.000 min ⁻¹ 10, 100 Stück / pieces
SW-R22GR	Art.-Bez.: / Item:
9803	Art.-Nr.: / Item No.:
22 x 3	Maße: / Dimensions (mm):

EVEFLEX TWIST

Edelmetall, NEM-Legierungen Precious and Non-Precious Metal Alloys

Flexible Lamellen ermöglichen die Politur ohne Veränderung der Oberflächenstruktur.

Flexible lamellae enable polishing without altering the surface structure.

	KÖRNUNG / GRIT:	sehr grob / very coarse	grob / coarse	mittel / medium	fein / fine	extra fein / extra fine
	BINDUNG / BONDING:	hart / hard	mittel / medium	mittel / medium	weich / soft	weich / soft

 8.000 – 12.000 min⁻¹
max.15.000 min⁻¹

 10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:	ET-514	ET-614	ET-714	ET-814	ET-914
Art.-Nr.: / Item No.:	4514	4614	4714	4814	4914
Maße: / Dimensions (mm):	14 x 1,2	14 x 1,2	14 x 1,2	14 x 1,2	14 x 1,2

 8.000 – 12.000 min⁻¹
max.15.000 min⁻¹


 10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:	ET-517	ET-617	ET-717	ET-817	ET-917
Art.-Nr.: / Item No.:	4517	4617	4717	4817	4917
Maße: / Dimensions (mm):	18 x 1,2	18 x 1,2	18 x 1,2	18 x 1,2	18 x 1,2

 8.000 – 12.000 min⁻¹
max.15.000 min⁻¹

 10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:	ET-526	ET-626	ET-726	ET-826	ET-926
Art.-Nr.: / Item No.:	4526	4626	4726	4826	4926
Maße: / Dimensions (mm):	25 x 1,2	25 x 1,2	25 x 1,2	25 x 1,2	25 x 1,2

 7.500 – 12.000 min⁻¹
max.15.000 min⁻¹

 10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:	ET-H514	ET-H517	ET-H614	ET-H617	ET-H714	ET-H717	ET-H814	ET-H817	ET-H914	ET-H917
Art.-Nr.: / Item No.:	4554	4557	4654	4657	4754	4757	4854	4857	4954	4957
Maße: / Dimensions (mm):	14 x 1,6	17 x 1,6	14 x 1,6	17 x 1,6	14 x 1,6	17 x 1,6	14 x 1,6	17 x 1,6	14 x 1,6	17 x 1,6

EVEFLEX PINS

Edelmetall, NEM-Legierungen Precious and Non-Precious Metal Alloys

- ✓ **Für die Politur schwer zugänglicher Stellen**
For polishing hard to reach areas
- ✓ **Anwendung im passenden Mandrell**
To be used with the corresponding mandrel
- ✓ **Verschiedene Körnungen, Durchmesser und Bindungen**
Different grits, sizes and bondings



mittel / medium	sehr grob / very coarse	grob / coarse	mittel / medium	fein / fine	extra fein / extra fine	KÖRNUNG / GRIT:
x-hard / x-hard	hart / hard	mittel / medium	mittel / medium	weich / soft	weich / soft	BINDUNG / BONDING:

														7.000 – 15.000 min ⁻¹ max. 25.000 min ⁻¹
														10, 100* Stück / pieces
*mit oder ohne Halter							* with or without mandrel							
Art.-Bez.: / Item:							Art.-Nr.: / Item No.:							
Maße: / Dimensions (mm):														

														 7.000 – 15.000 min⁻¹ max. 25.000 min⁻¹  10, 100* Stück / pieces *mit oder ohne Halter * with or without mandrel
43	53	63	73	83	93	M30HP	44	54	64	74	84	94	M40HP	Art.-Bez.: / Item:
4343	4353	4363	4373	4383	4393	9533	4344	4354	4364	4374	4384	4394	9534	Art.-Nr.: / Item No.:
3 x 23							4 x 26							Maße: / Dimensions (mm):

							7.000 – 15.000 min ⁻¹ max. 25.000 min ⁻¹
45	55	65	75	85	95	M50HP	10, 100* Stück / pieces
4345	4355	4365	4375	4385	4395	9535	*mit oder ohne Halter
5 x 28							* with or without mandrel
Art.-Bez.: / Item:							Art.-Nr.: / Item No.:
Maße: / Dimensions (mm):							

EVEFLEX SHORTPINS

Edelmetall, NEM-Legierungen Precious and Non-Precious Metal Alloys

✓ **Aufschaubare Polierpins für die Bearbeitung schwer zugänglicher Bereiche**
Screw-on polishing pins for application in areas difficult to access

✓ **Freier Zugang zur bearbeiteten Oberfläche ohne störendes Mandrell**
Free access to processed surface without disturbing mandrel

✓ **Sehr gute Zentrierung durch präzise Bohrung**
Perfectly centered due to precise inside drilling

	KÖRnung / GRIT:	mittel / medium	sehr grob / very coarse	grob / coarse	mittel / medium	fein / fine	extra fein / extra fine
	BINDUNG / BONDING:	x-hart / x-hard	hart / hard	mittel / medium	mittel / medium	weich / soft	weich / soft

 5.000 – 10.000 min⁻¹
max. 30.000 min⁻¹

 10, 100* Stück / pieces

*mit oder ohne Halter
* with or without mandrel



Art.-Bez.: / Item:	C43	C53	C63	C73	C83	C93	60HP
Art.-Nr.: / Item No.:	4314	4315	4316	4317	4318	4319	9550
Maße: / Dimensions (mm):	3 x 12						

EVEFLEX 400


Edelmetall, NEM-Legierungen, Modellguss Precious and Non-Precious Metal Alloys, Model Casting

	KÖRnung / GRIT:	mittel / medium	sehr grob / very coarse	grob / coarse	mittel / medium	fein / fine	extra fein / extra fine
	BINDUNG / BONDING:	x-hart / x-hard	hart / hard	mittel / medium	mittel / medium	weich / soft	weich / soft

 mittel / medium

 7.000 – 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

 10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:	401	422	403	425	406	411
Art.-Nr.: / Item No.:	4401	4422	4403	4425	4406	4411
Maße: / Dimensions (mm):	22 x 3	22 x 4	7 x 20	26 x 1,2	5,5 x 18	3 x 7,5


EVEFLEX 500

Edelmetall, NEM-Legierungen Precious and Non-Precious Metal Alloys

✓ **Synthetische Bindung**
Synthetic rubber bonding

✓ **Von sehr hart und grob bis flexibel und fein**
From very hard and coarse to flexible and soft

✓ **Siliziumcarbid Körnung**
Silicon carbide abrasive



mittel / medium	sehr grob / very coarse	grob / coarse	mittel / medium	fein / fine	extra fein / extra fine	KÖRNUNG / GRIT: BINDUNG / BONDING:
x-hart / x-hard	hart / hard	mittel / medium	mittel / medium	weich / soft	weich / soft	



sehr grob / x-coarse
7.000 – 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹
10, 100 Stück / pieces

501	502	522	503	560	Art.-Bez.: / Item: Art.-Nr.: / Item No.: Maße: / Dimensions (mm):
4501	4502	4522	4503	4560	
22 x 3	22 x 1	22 x 4	7 x 20	6 x 22	



sehr grob / x-coarse
7.000 – 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹
10, 100 Stück / pieces

511	504	512	513	505	506	507	Art.-Bez.: / Item: Art.-Nr.: / Item No.: Maße: / Dimensions (mm):
4511	4504	4512	4513	4505	4506	4507	
3 x 7,5	4,3 x 12	5,5 x 13	5,5 x 16	5 x 16	5,5 x 18	7 x 15	



sehr grob / x-coarse
7.000 – 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹
10, 100 Stück / pieces

515	508	509	510	520	Art.-Bez.: / Item: Art.-Nr.: / Item No.: Maße: / Dimensions (mm):
4515	4508	4509	4510	4520	
14,5 x 2	14,5 x 2,5	19 x 0,5	10 x 12	14 x 12	

EVEFLEX 600

Edelmetall, NEM-Legierungen Precious and Non-Precious Metal Alloys



	KÖRNUNG / GRIT:	mittel / medium	sehr grob / very coarse	grob / coarse	mittel / medium	fein / fine	extra fein / extra fine
	BINDUNG / BONDING:	x-hart / x-hard	hart / hard	mittel / medium	mittel / medium	weich / soft	weich / soft

- grob / coarse**
- 7.000 – 12.000 min⁻¹**
max. 20.000 min⁻¹
- 10, 100 Stück / pieces**



Art.-Bez.: / Item:	601	602	622	603	660
Art.-Nr.: / Item No.:	4601	4602	4622	4603	4660
Maße: / Dimensions (mm):	22 x 3	22 x 1	22 x 4	7 x 20	6 x 22

- grob / coarse**
- 7.000 – 12.000 min⁻¹**
max. 20.000 min⁻¹
- 10, 100 Stück / pieces**



Art.-Bez.: / Item:	611	604	612	613	605	606	607
Art.-Nr.: / Item No.:	4611	4604	4612	4613	4605	4606	4607
Maße: / Dimensions (mm):	3 x 7,5	4,3 x 12	5,5 x 13	5,5 x 16	5 x 16	5,5 x 18	7 x 15

- grob / coarse**
- 7.000 – 12.000 min⁻¹**
max. 20.000 min⁻¹
- 10, 100 Stück / pieces**



Art.-Bez.: / Item:	615	608	609	610	620
Art.-Nr.: / Item No.:	4615	4608	4609	4610	4620
Maße: / Dimensions (mm):	14,5 x 2	14,5 x 2,5	19 x 0,5	10 x 12	14 x 12

EVEFLEX 700

Edelmetall, NEM-Legierungen Precious and Non-Precious Metal Alloys



mittel / medium	sehr grob / very coarse	grob / coarse	mittel / medium	fein / fine	extra fein / extra fine	 KÖRNUNG / GRIT:  BINDUNG / BONDING:
x-hart / x-hard	hart / hard	mittel / medium	mittel / medium	weich / soft	weich / soft	



701	702	722	703	760	 mittel / medium  7.000 – 12.000 min ⁻¹ max. 20.000 min ⁻¹  10, 100 Stück / pieces
4701	4702	4722	4703	4760	
22 x 3	22 x 1	22 x 4	7 x 20	6 x 22	

mittel / medium
7.000 – 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹
10, 100 Stück / pieces

Art.-Bez.: / Item:
Art.-Nr.: / Item No.:
Maße: / Dimensions (mm):



711	704	712	713	705	706	707	 mittel / medium  7.000 – 12.000 min ⁻¹ max. 20.000 min ⁻¹  10, 100 Stück / pieces
4711	4704	4712	4713	4705	4706	4707	
3 x 7,5	4,3 x 12	5,5 x 13	5,5 x 16	5 x 16	5,5 x 18	7 x 15	

mittel / medium
7.000 – 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹
10, 100 Stück / pieces

Art.-Bez.: / Item:
Art.-Nr.: / Item No.:
Maße: / Dimensions (mm):



715	708	709	710	720	 mittel / medium  7.000 – 12.000 min ⁻¹ max. 20.000 min ⁻¹  10, 100 Stück / pieces
4715	4708	4709	4710	4720	
14,5 x 2	14,5 x 2,5	19 x 0,5	10 x 12	14 x 12	

mittel / medium
7.000 – 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹
10, 100 Stück / pieces

Art.-Bez.: / Item:
Art.-Nr.: / Item No.:
Maße: / Dimensions (mm):

EVEFLEX 800

Edelmetall, NEM-Legierungen Precious and Non-Precious Metal Alloys



	KÖRNUNG / GRIT:	mittel / medium	sehr grob / very coarse	grob / coarse	mittel / medium	fein / fine	extra fein / extra fine
	BINDUNG / BONDING:	x-hart / x-hard	hart / hard	mittel / medium	mittel / medium	weich / soft	weich / soft



fein / fine

7.000 – 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:

801

802

822

803

860

Art.-Nr.: / Item No.:

4801

4802

4822

4803

4860

Maße: / Dimensions (mm):

22 x 3

22 x 1

22 x 4

7 x 20

6 x 22



fein / fine

7.000 – 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:

811

804

812

813

805

806

807

Art.-Nr.: / Item No.:

4811

4804

4812

4813

4805

4806

4807

Maße: / Dimensions (mm):

3 x 7,5

4,3 x 12

5,5 x 13

5,5 x 16

5 x 16

5,5 x 18

7 x 15



fein / fine

7.000 – 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

10, 100 Stück / pieces



Art.-Bez.: / Item:

815

808

809

810

820

Art.-Nr.: / Item No.:

4815

4808

4809

4810

4820

Maße: / Dimensions (mm):

14,5 x 2

14,5 x 2,5


19 x 0,5

10 x 12

14 x 12

EVEFLEX 900

Edelmetall, NEM-Legierungen Precious and Non-Precious Metal Alloys

						 KÖRNUNG / GRIT:  BINDUNG / BONDING:
mittel / medium	sehr grob / very coarse	grob / coarse	mittel / medium	fein / fine	extra fein / extra fine	
x-hart / x-hard	hart / hard	mittel / medium	mittel / medium	weich / soft	weich / soft	

					 extra fein / x-fine  7.000 – 12.000 min ⁻¹ max. 20.000 min ⁻¹  10, 100 Stück / pieces
901	902	922	903	960	Art.-Bez.: / Item:
4901	4902	4922	4903	4960	Art.-Nr.: / Item No.:
22 x 3	22 x 1	22 x 4	7 x 20	6 x 22	Maße: / Dimensions (mm):

							 extra fein / x-fine  7.000 – 12.000 min ⁻¹ max. 20.000 min ⁻¹  10, 100 Stück / pieces
911	904	912	913	905	906	907	Art.-Bez.: / Item:
4911	4904	4912	4913	4905	4906	4907	Art.-Nr.: / Item No.:
3 x 7,5	4,3 x 12	5,5 x 13	5,5 x 16	5 x 16	5,5 x 18	7 x 15	Maße: / Dimensions (mm):

					 extra fein / x-fine  7.000 – 12.000 min ⁻¹ max. 20.000 min ⁻¹  10, 100 Stück / pieces
915	908	909	910	920	Art.-Bez.: / Item:
4915	4908	4909	4910	4920	Art.-Nr.: / Item No.:
14,5 x 2	14,5 x 2,5	19 x 0,5	10 x 12	14 x 12	Maße: / Dimensions (mm):

FLEXI-DIA



Keramik, Komposit, Metall Porcelain, Composite, Metal

✓ **Flexible Polierscheibchen mit Diamantbelegung**
Flexible polishing discs with diamond coating

✓ **Optimiert für Keramik**
Optimised for porcelain

✓ **Ziehend und schiebend anwendbar**
For use in a pulling or pushing motion

✓ **Extra dünne Kunststoffolie**
Extra-thin plastic foil



17mm
10 & 14mm
(p. 28)

● SEHR GROB / VERY COARSE ● GROB / COARSE ● MITTEL / MEDIUM ● FEIN / FINE



7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

100 Stück / pieces
mit oder ohne Halter /
with or without mandrel




Art.-Bez.: / Item:	17mm	FD-17Dxg	FD-17Dg	FD-17Dmf	FD-17D	95HP
Art.-Nr.: / Item No.:		9166	9167	9168	9169	9565
Maße: / Dimensions (mm):		17 x 0,21	17 x 0,17	17 x 0,14	17 x 0,11	

FLEXI-D

Komposit, Metall Composite, Metal

- ✓ **Speziell für die interdentale Politur**
Especially for interdental polishing
- ✓ **Ziehend und schiebend anwendbar**
For use in a pulling or pushing motion
- ✓ **Einseitig beschichtet mit Aluminiumoxid**
Coated with aluminium oxide



17mm
22mm
10 & 14mm
(p. 29)

● GROB / COARSE ● MITTEL / MEDIUM ● FEIN / FINE ● EXTRA FEIN / EXTRA FINE



7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

100 Stück / pieces
mit oder ohne Halter /
with or without mandrel

FD-17g	FD-17m	FD-17f	FD-17sf	17mm	95HP
9161	9162	9163	9164		9565
17 x 0,21	17 x 0,17	17 x 0,14	17 x 0,11		
FD-22g	FD-22m	FD-22f	FD-22sf	22mm	
9181	9182	9183	9184		
22 x 0,21	22 x 0,17	22 x 0,14	22 x 0,11		

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

Maße: / Dimensions (mm):

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

Maße: / Dimensions (mm):

DIASTRIPES



Keramik, Komposit, Metall, Zahnhartsubstanz Porcelain, Composite, Metal, Natural Tooth

- ✓ **Für die manuelle Oberflächenbearbeitung**
For manual surface processing
- ✓ **Interdentale Anwendung**
Interdental application
- ✓ **Lochung kühlt und führt abgetragenes Material ab**
Perforation cools and removes the cut material



SET PDL 4 / 2,5

● FEIN / FINE (45µ)

● EXTRA FEIN / EXTRA FINE (35µ)

● SUPER FEIN / SUPER FINE (5-15µ)



3, 9 Stück / pieces

Art.-Bez.: / Item:	PDL-45/4	PDL-35/4	PDL-10/4
Art.-Nr.: / Item No.:	9101	9102	9103
Maße: / Dimensions (mm):	4 x 150	4 x 150	4 x 150
Stärke (mm): / Thickness:	0,11	0,10	0,07

3, 9 Stück / pieces

Art.-Bez.: / Item:	PDL-45/2,5	PDL-35/2,5	PDL-10/2,5
Art.-Nr.: / Item No.:	9106	9107	9108
Maße: / Dimensions (mm):	2,5 x 150	2,5 x 150	2,5 x 150
Stärke (mm): / Thickness:	0,11	0,10	0,07



Poliersets

Polishing Sets

UNIVERSAL – SET RA 101	66
DIAPOL® – SET RA 305	66
DIAPOL® TWIST – SET RA 306	66
DIASYNT® PLUS / DIAPRO – SET RA 361	66
DIASYNT® PLUS / DIACERA – SET RA 322	67
ECOCERAM – SET RA 160	67
DIACOMP® ULTRA – SET RA 350	67
DIACOMP® PLUS – SET RA 341	67
DIACOMP® PLUS TWIST – SET RA 343/342	68
ECOCOMP – SET RA 210	68
COMPOSOFT – SET RA 129	68
EVEFLEX – SET RA 209	68
FLEXI-DIA – 10/14/17 STARTER	69

FLEXI-D – 10/14/17 STARTER	69
FLEXISTripes – FS-50	69
PROPHY – SET RA 420	69
PROPHYCLEAN® – SET RA 410/411/412	70
BRACKET – SET RA 430	70
DIASYNT® PLUS / DIAPOL® – SET HP 310	71
DIASYNT® PLUS / DIAPRO – SET HP 360	71
DIASYNT® PLUS / DIACERA – SET HP 321	71
TECHNIK – SET HP 115	71
DENTURE SYSTEM – SET HP 125	72
CHROM PLUS – SET HP 220	72
DIASTripes – SET PDL4/PDL2,5	72

Set RA 101 – UNIVERSAL

Universal Universal

W1, W2, W2B, W5, W7,
W8, W9, W11



8-teilig / pieces



7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

● VORPOLIEREN / PRE-POLISHING

SEITE / PAGE: 18

Art.-Bez.: / Item:

RA 101

Art.-Nr.: / Item No.:

9070



Set RA 305 – DIAPOL®

Keramik Porcelain



W16Dg, W17Dg, W18Dg,
W16Dmf, W17Dmf, W18Dmf,
W16D, W17D, W18D



9-teilig / pieces



7.000 – 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

● GLÄTTEN / SMOOTHING

● VORPOLIEREN / PRE-POLISHING

● HOCHGLANZPOLIEREN / HIGH-SHINE POLISHING


SEITE / PAGE: 19

Art.-Bez.: / Item:

RA 305

Art.-Nr.: / Item No.:

9077



Set RA 306 – DIAPOL® TWIST

Keramik Porcelain



2 x DT-W14Dg, 2 x DT-W14Dmf,
2 x DT-W14D



6-teilig / pieces



10.000 – 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

● GLÄTTEN / SMOOTHING

● VORPOLIEREN / PRE-POLISHING

● HOCHGLANZPOLIEREN / HIGH-SHINE POLISHING

SEITE / PAGE: 19

Ø 14mm

Art.-Bez.: / Item:

RA 306

Art.-Nr.: / Item No.:

9088



Set RA 361 – DIASYNT® PLUS / DIAPRO

Lithium-Disilikat, Feldspatkeramik Lithium Disilicate, Feldspathic Porcelain



DYP-W9m, DYP-W13m,
W16DPmf, W17DPmf, W18DPmf,
W16DP, W17DP, W18DP



8-teilig / pieces



7.000 – 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

● ABTRAGEN / GRINDING

● VORPOLIEREN / PRE-POLISHING

● HOCHGLANZPOLIEREN / HIGH-SHINE POLISHING

SEITE / PAGE: 10 / 20

Art.-Bez.: / Item:

RA 361

Art.-Nr.: / Item No.:

9085



Set RA 322 – DIASYN[®] PLUS / DIACERA

Zirkonoxid, Aluminiumoxid Zirconia, Alumina



- ABTRAGEN / GRINDING
- VORPOLIEREN / PRE-POLISHING
- HOCHGLANZPOLIEREN / HIGH-SHINE POLISHING

SEITE / PAGE: 10 / 21



DYP-W9g, DYP-W13g,
W16DCmf, W17DCmf, W18DCmf,
W16DC, W17DC, W18DC

8-teilig / pieces

7.000 – 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

RA 322
9078

Set RA 160 – ECOCERAM

Keramik Porcelain

- GLÄTTEN / SMOOTHING
- VORPOLIEREN / PRE-POLISHING
- POLIEREN / POLISHING

SEITE / PAGE: 22



W2BVK, W7VK,
W2BNK, W7NK,
W2BSK, W7SK

6-teilig / pieces

7.000 – 15.000 min⁻¹
max. 25.000 min⁻¹

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

RA 160
9076

Set RA 350 – DIACOMP[®] ULTRA

Keramik Porcelain



- VORPOLIEREN / PRE-POLISHING
- HOCHGLANZPOLIEREN / HIGH-SHINE POLISHING

SEITE / PAGE: 23



DCU-W11, DCU1, DCU2, DCU3

4-teilig / pieces

3.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

RA 350
9074

Set RA 341 – DIACOMP[®] PLUS

Komposit Composite



- VORPOLIEREN / PRE-POLISHING
- HOCHGLANZPOLIEREN / HIGH-SHINE POLISHING

SEITE / PAGE: 24



DCP-W11m, DCP1m, DCP2m, DCP3m,
DCP-W11f, DCP1f, DCP2f, DCP3f

8-teilig / pieces

3.000 – 8.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

RA 341
9073

Set RA 343/342 – DIACOMP® PLUS TWIST

Komposit Composite



RA 343: 3 x DT-DCP10m, 3 x DT-DCP10f
RA 342: 3 x DT-DCP14m, 3 x DT-DCP14f

6-teilig / pieces

10.000 – 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

VORPOLIEREN / PRE-POLISHING

HOCHGLANZPOLIEREN / HIGH-SHINE POLISHING

SEITE / PAGE: 24

Art.-Bez.: / Item:

Ø 11 mm

RA 343

Art.-Nr.: / Item No.:

9087



Ø 14 mm

RA 342

9086

Set RA 210 – ECOCOMP

Komposit Composite

EC2Km, EC3Km, EC7m, EC18m,
EC2Kf, EC3Kf, EC7f, EC18f

8-teilig / pieces

7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

VORPOLIEREN / PRE-POLISHING

POLIEREN / POLISHING

SEITE / PAGE: 25

Art.-Bez.: / Item:

RA 210

Art.-Nr.: / Item No.:

9071



Set RA 129 – COMPOSOF

Komposit Composite

CS11g, CS2Bg, CS7g,
CS11m, CS2Bm, CS7m,
CS11f, CS2Bf, CS7f

9-teilig / pieces

5.000 – 8.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

GLÄTTEN / SMOOTHING

VORPOLIEREN / PRE-POLISHING

POLIEREN / POLISHING

SEITE / PAGE: 26

Art.-Bez.: / Item:

RA 129

Art.-Nr.: / Item No.:

9089



Set RA 209 – EVEFLEX

Gold, Amalgam, NEM-Legierungen Gold, Amalgam, Non-Precious Metal Alloys

AF2K, AF7, AF3K,
BV2K, BV7, BV3K,
GH2K, GH7, GH3K

9-teilig / pieces

7.000 – 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

GLÄTTEN / SMOOTHING

VORPOLIEREN / PRE-POLISHING

POLIEREN / POLISHING

SEITE / PAGE: 27

Art.-Bez.: / Item:

RA 209

Art.-Nr.: / Item No.:

9075



10 / 14 / 17 Starter – FLEXI-DIA

Keramik, Komposit, Metall Porcelain, Composite, Metal

- 25 X ABTRAGEN / SHAPING
- 1 X TRÄGER / MANDREL
- 25 X GLÄTTEN / SMOOTHING
- 25 X VORPOLIEREN / PRE-POLISHING
- 25 X HOCHGLANZPOLIEREN / HIGH SHINE POLISHING

SEITE / PAGE: 28

Ø 10 mm	Ø 14 mm	Ø 17 mm
Flexi-Dia 10 Starter Set	Flexi-Dia 14 Starter Set	Flexi-Dia 17 Starter Set
9005	9006	9007



100-teilig / pieces
+ 95RA Träger / + 95RA Mandrel



7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

10 / 14 / 17 Starter – FLEXI-D

Komposit, Metall, Gold, Amalgam Composite, Metal, Gold, Amalgam

- 25 X ABTRAGEN / SHAPING
- 1 X TRÄGER / MANDREL
- 25 X GLÄTTEN / SMOOTHING
- 25 X VORPOLIEREN / PRE-POLISHING
- 25 X POLIEREN / POLISHING

SEITE / PAGE: 29

Ø 10 mm	Ø 14 mm	Ø 17 mm
Flexi-D 10 Starter Set	Flexi-D 14 Starter Set	Flexi-D 17 Starter Set
9000	9001	9002



100-teilig / pieces
+ 95RA Träger / + 95RA Mandrel



7.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

Set FS-50 – FLEXISTripes

Prophylaxe, Komposit, Amalgam Prophylaxis, Composite, Amalgam

25 X FS-60/40

25 X FS-20/7

SEITE / PAGE: 29

FS-50
9010



Aluminiumoxid
Aluminium oxide



50-teilig / pieces

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

Set RA 420 – PROPHY

Prophylaxe Prophylaxis

- HART / HARD
- GROB / COARSE
- MITTEL / MEDIUM
- MITTEL / MEDIUM
- SUPER WEICH / SUPER SOFT

SEITE / PAGE: 31 / 32

RA 420
9083



WTH, WTM, WTS,
PC-100, PC-100g, PRO3-hard,
PRO3-medium, PRO3-supersoft



8-teilig / pieces



5.000 – 10.000 min⁻¹
max. 10.000 min⁻¹

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

Set RA 410 / 411 / 412 – PROPHYCLEAN®

Zahnreinigung Tooth Cleaning

- GROB / COARSE
- MITTEL / MEDIUM

RA 410
2 x PC-100, 2 x PC-101, 2 x PC-102,
2 x PC-103, 2 x PC-111

RA 411
PC-100, PC-100g, PC-101,
PC-101g, PC-102, PC-102g,
PC-103, PC-103g, PC-111, PC-111g

RA 412
2 x PC-100g, 2 x PC-101g,
2 x PC-102g, 2 x PC-103g,
2 x PC-111g



- 10-teilig / pieces
- 5.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

SEITE / PAGE: 34

Art.-Bez.: / Item:	RA 410	RA 411	RA 412
Art.-Nr.: / Item No.:	9080	9081	9082

Set RA 430 – BRACKET

Orthodontie, Bracketkleberesteentfernung Orthodontics, Debonding

BR11, BR7, BR3, BR6, PC-100

- GROB / COARSE

- 5-teilig / pieces
- 5.000 – 7.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

SEITE / PAGE: 34



Art.-Bez.: / Item:	RA 430
Art.-Nr.: / Item No.:	9079

Set HP 310 – DIASYNT® PLUS / DIAPOL®



Keramik Porcelain

- SCHLEIFEN / GRINDING
- GLÄTTEN / SMOOTHING
- VORPOLIEREN / PRE-POLISHING
- HOCHGLANZPOLIEREN / HIGH-SHINE POLISHING

SEITE / PAGE: 10 / 42



DYP-13g, DYP-8g,
H2Dg, H2Dmf, H2D,
H8Dg, H8Dmf, H8D

8-teilig / pieces

5.000 – 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

HP 310
9040


Set HP 360 – DIASYNT® PLUS / DIAPRO



Lithium-Disilikat Lithium Disilicate

- ABTRAGEN / SHAPING
- VORPOLIEREN / PRE-POLISHING
- HOCHGLANZPOLIEREN / HIGH-SHINE POLISHING

SEITE / PAGE: 10 / 46



DYP-14m, DYP-13m, DYP-8m,
SL20DPmf, H2DPmf, H8DPmf,
SL20DP, H2DP, H8DP

9-teilig / pieces

7.000 – 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

HP 360
9042


Set HP 321 – DIASYNT® PLUS / DIACERA



Zirkonoxid Zirconia

- SCHLEIFEN / GRINDING
- VORPOLIEREN / PRE-POLISHING
- HOCHGLANZPOLIEREN / HIGH-SHINE POLISHING

SEITE / PAGE: 10 / 47



DYP-14g, DYP-13g, DYP-8g,
SL20DCmf, H2DCmf, H8DCmf,
SL20DC, H2DC, H8DC

9-teilig / pieces

7.000 – 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:


HP 321
9041

Set HP 115 – TECHNIK

Prothesen- und kieferorthopädische Kunststoffe Denture and Orthodontic Acrylics

- GLÄTTEN / SMOOTHING
- VORPOLIEREN / PRE-POLISHING
- POLIEREN / POLISHING

SEITE / PAGE: 50



H332K, H334K, H336K, H338,
H332Km, H334Km, H336Km, H338m
H332Kf, H334Kf, H336Kf, H338f

12-teilig / pieces

5.000 – 7.000 min⁻¹
max. 12.000 min⁻¹

Art.-Bez.: / Item:

Art.-Nr.: / Item No.:

HP 115
9044

Set HP 125 – DENTURE SYSTEM

Prothesenkunststoffe, Acryl, Bissschienen, Mundschutz, NEM-Legierungen Denture Acrylics, Soft Reliners, Mouthguard, Bleaching Trays, Metal Alloys

UT-H334K, H334K, H334Km,
H334Kf, SW-R22m, SW-R22f, 78HP

 7-teilig / pieces

 5.000 – 7.000 min⁻¹
max. 12.000 min⁻¹

- **ABTRAGEN** / SHAPING
- **GLÄTTEN** / SMOOTHING
- **VORPOLIEREN** / PRE-POLISHING
- **POLIEREN** / POLISHING
- **HOCHGLANZPOLIEREN** / HIGH-SHINE POLISHING

SEITE / PAGE: 13 / 50 / 51

Art.-Bez.: / Item:

HP 125

Art.-Nr.: / Item No.:

9045



Set HP 220 – CHROM PLUS

Chrom-Legierungen, Edelstahl, Titan Chrome Alloys, Stainless Steel, Titanium

CSP-HP-732, 2 x CRP-R22m,
3 x CRP-LS22m, 2 x CRP-R22f,
3 x CRP-LS22f, 2 x SW-R22GR, 78HP

 14-teilig / pieces

 8.000 – 15.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

- **ABTRAGEN** / GRINDING
- **GLÄTTEN** / SMOOTHING
- **VORPOLITUR** / PRE-POLISHING
- **HOCHGLANZPOLIEREN** / HIGH-SHINE POLISHING

SEITE / PAGE: 15 / 53

Art.-Bez.: / Item:

HP 220

Art.-Nr.: / Item No.:

9046



Set PDL4 / PDL2,5 – DIASTRIPES

Keramik, Komposit, Metall, Zahnhartsubstanz Porcelain, Composite, Metal, Natural Tooth



PDL4 (4mm):

3 x PDL-45/4 

3 x PDL-35/4 

3 x PDL-10/4 

PDL2,5 (2,5mm):

3 x PDL-45/2,5 

3 x PDL-35/2,5 

3 x PDL-10/2,5 



 9-teilig / pieces

SEITE / PAGE: 64

Art.-Bez.: / Item:


PDL4

PDL2,5

Art.-Nr.: / Item No.:

9014

9012



Zubehör

Accessories

MAGNETSTÄNDER	74
ACRYLGLASSTÄNDER	74
ABRICHTWERKZEUG	74
MUSTERKOFFER	75
ANMISCHBECHER	76
ANMISCHPLATTEN	76
RA TRÄGER	77
HP TRÄGER	77
SPEZIALTRÄGER	77

MAGNETSTÄNDER Magnetic Burr Holder

Magnetständer aus hochwertigem Kunststoff.

Magnetic burr holder made of high quality plastic.



Art.-Bez.: / Item:	Magnetständer weiß / Magnetic Burr Holder, white	Magnetständer blau / Magnetic Burr Holder, blue
Art.-Nr.: / Item No.:	9928	9929
Durchm/Höhe (mm): / Diameter/Height:	59 x 57	59 x 57

ACRYLGLASSTÄNDER Acrylic Display

Ihr individuelles Polierer-Set am Arbeitsplatz oder für die ansprechende, dekorative Präsentation von EVE Produkten.

A personalised polishing set for your workbench or for use as an elegant and decorative display.



Art.-Bez.: / Item:	Acrylglasständer / Acrylic Display
Art.-Nr.: / Item No.:	9920


ABRICHTWERKZEUG Dressing Tools

Zum Reinigen, Profilieren und Abrichten von EVE Polierern.

For cleaning, profiling and dressing of EVE polishers.



Körnung: / Grit: Diamant/Diamond



Körnung: / Grit: Korund/Corundum

Art.-Bez.: / Item:	AD50	AS10
Art.-Nr.: / Item No.:	9505	9501

MUSTERKOFFER Sample Case

Das Komplettsortiment – alles auf einen Blick im hochwertigen, leichten Alukoffer.

The complete range of products – everything at a glance in a high quality and lightweight aluminium case.




Zahnmedizin / Dental Clinic	Zahntechnik / Dental Laboratory	Vollsortiment / Full Range	Art.-Bez.: / Item:
9980	9981	9982	Art.-Nr.: / Item No.:

PLUS ANMISCHBECHER Mixing Bowls

Flexible Becher zum Anmischen von Gips, Einbettmassen, Alginate und anderen Materialien.

Flexible bowls for mixing plaster, investment materials, alginate and other materials.



Art.-Bez.: / Item:	PLUS200	PLUS400	PLUS600
Art.-Nr.: / Item No.:	9600	9601	9602

TOP ANMISCHBECHER Mixing Bowls

Flexible Silikonbecher zum Anrühren von Kunststoff.


Flexible silicone bowls for mixing acrylics.

Packung: / Pack: 3

Packung: / Pack: 1

Packung: / Pack: 1

HAFTET AN GLATTEN OBERFLÄCHEN
STICKS TO EVEN SURFACES



Art.-Bez.: / Item:	TOP5	TOP25	TOP75
Art.-Nr.: / Item No.:	9610	9611	9612

MIX ANMISCHBECHER Mixing Bowls

Klarsicht-Silikonbecher zum Anrühren von Kunststoff.


Transparent silicone bowls for mixing acrylics.

Packung: / Pack: 3

Packung: / Pack: 1

Packung: / Pack: 1

HAFTET AN GLATTEN OBERFLÄCHEN
STICKS TO EVEN SURFACES




Art.-Bez.: / Item:	MIX5	MIX25	MIX75
Art.-Nr.: / Item No.:	9620	9621	9622

EVEFLON ANMISCHPLATTEN Mixing Slabs

Unzerbrechliche, elastische und selbstreinigende Anmischplatten und Spatel aus Teflon.

Unbreakable, elastic and self cleaning mixing slabs and spatula made of teflon.



Art.-Bez.: / Item:	S170	A75	A150	A300
Art.-Nr.: / Item No.:	9655	9650	9651	9652

RA TRÄGER RA Mandrels



Schaftdurchmesser / Shaft diameter:
2,35 mm

 3, 10, 100 Stück / pieces

95RA	76RA	99RA	Art.-Bez.: / Item:
9595	9576	9599	Art.-Nr.: / Item No.:
-	5	-	Schraubenkopf-Ø (mm): / Screw head:

HP TRÄGER HP Mandrels



Schaftdurchmesser / Shaft diameter:
2,35 mm

 3, 10, 100 Stück / pieces

95HP	60HP	61HP	77HP	78HP	88HP	Art.-Bez.: / Item:
9565	9550	9551	9552	9553	9555	Art.-Nr.: / Item No.:
-	-	-	5	5	8	Schraubenkopf-Ø (mm): / Screw head:

SPEZIALTRÄGER Special Mandrels

Für Pin-Polierer
For Pin Polishers

SEITE / PAGE: 55

Schaftdurchmesser / Shaft diameter:
2,35 mm

 1, 10 Stück / piece

M10HP	M20HP	M30HP	M40HP	M50HP	Art.-Bez.: / Item:
9531	9532	9533	9534	9535	Art.-Nr.: / Item No.:
1	2	3	4	5	Innen-Ø (mm): / Inner:

Für Pin-Polierer
For Pin Polishers

SEITE / PAGE: 55

Schaftdurchmesser / Shaft diameter:
2,35 mm

 1, 10 Stück / piece

20HP	30HP	Art.-Bez.: / Item:
9547	9548	Art.-Nr.: / Item No.:
2	3	Innen-Ø (mm): / Inner:

ISO/MEDIZINPRODUKTE-KLASSIFIZIERUNG

ISO/MEDICAL DEVICE-CLASSIFICATION

Art. Bez.	Art. Nr.	Medizinproduktklasse	ISO	Seite	Art. Bez.	Art. Nr.	Medizinproduktklasse	ISO	Seite
Item	Item No.	Medical Device Class	ISO	Page	Item	Item No.	Medical Device Class	ISO	Page
41	4341	-	653 000 114 525 010	55	706	4706	-	653 104 243 513 055	59
42	4342	-	653 000 114 525 020	55	707	4707	-	653 104 292 513 070	59
43	4343	-	653 000 114 525 030	55	708	4708	-	653 104 303 513 145	59
44	4344	-	653 000 114 525 040	55	709	4709	-	653 104 371 513 190	59
45	4345	-	653 000 114 525 050	55	710	4710	-	653 104 113 513 100	59
51	4351	-	653 000 114 534 010	55	711	4711	-	653 104 297 513 030	59
52	4352	-	653 000 114 534 020	55	712	4712	-	653 104 243 513 055	59
53	4353	-	653 000 114 534 030	55	713	4713	-	653 104 243 513 055	59
54	4354	-	653 000 114 534 040	55	715	4715	-	653 104 042 513 145	59
55	4355	-	653 000 114 534 050	55	720	4720	-	653 104 113 513 140	59
61	4361	-	653 000 114 523 010	55	722	4722	-	653 900 303 513 220	59
62	4362	-	653 000 114 523 020	55	760	4760	-	653 900 114 513 060	59
63	4363	-	653 000 114 523 030	55	801	4801	-	653 900 372 504 220	60
64	4364	-	653 000 114 523 040	55	802	4802	-	653 900 371 504 220	60
65	4365	-	653 000 114 523 050	55	803	4803	-	653 900 114 504 070	60
71	4371	-	653 000 114 513 010	55	804	4804	-	653 104 243 504 043	60
72	4372	-	653 000 114 513 020	55	805	4805	-	653 104 282 504 050	60
73	4373	-	653 000 114 513 030	55	806	4806	-	653 104 243 504 055	60
74	4374	-	653 000 114 513 040	55	807	4807	-	653 104 292 504 070	60
75	4375	-	653 000 114 513 050	55	808	4808	-	653 104 303 504 145	60
81	4381	-	653 000 114 503 010	55	809	4809	-	653 104 371 504 190	60
82	4382	-	653 000 114 503 020	55	810	4810	-	653 104 113 504 100	60
83	4383	-	653 000 114 503 030	55	811	4811	-	653 104 297 504 030	60
84	4384	-	653 000 114 503 040	55	812	4812	-	653 104 243 504 055	60
85	4385	-	653 000 114 503 050	55	813	4813	-	653 104 243 504 055	60
91	4391	-	653 000 114 492 010	55	815	4815	-	653 104 042 504 145	60
92	4392	-	653 000 114 492 020	55	820	4820	-	653 104 113 504 140	60
93	4393	-	653 000 114 492 030	55	822	4822	-	653 900 303 504 220	60
94	4394	-	653 000 114 492 040	55	860	4860	-	653 900 114 504 060	60
95	4395	-	653 000 114 492 050	55	901	4901	-	653 900 372 492 220	61
401	4401	-	653 900 372 524 220	56	902	4902	-	653 900 371 492 220	61
403	4403	-	653 900 114 524 070	56	903	4903	-	653 900 114 492 070	61
406	4406	-	653 104 243 524 055	56	904	4904	-	653 104 243 492 043	61
411	4411	-	653 104 297 524 030	56	905	4905	-	653 104 282 492 050	61
422	4422	-	653 900 303 524 220	56	906	4906	-	653 104 243 492 055	61
425	4425	-	653 900 371 524 260	56	907	4907	-	653 104 292 492 070	61
501	4501	-	653 900 372 534 220	57	908	4908	-	653 104 303 492 145	61
502	4502	-	653 900 371 534 220	57	909	4909	-	653 104 371 492 190	61
503	4503	-	653 900 114 534 070	57	910	4910	-	653 104 113 492 100	61
504	4504	-	653 104 243 534 043	57	911	4911	-	653 104 297 492 030	61
505	4505	-	653 104 292 534 050	57	912	4912	-	653 104 243 492 055	61
506	4506	-	653 104 243 534 055	57	913	4913	-	653 104 243 492 055	61
507	4507	-	653 104 292 534 070	57	915	4915	-	653 104 042 492 145	61
508	4508	-	653 104 303 534 145	57	920	4920	-	653 104 113 492 140	61
509	4509	-	653 104 371 534 190	57	922	4922	-	653 900 303 492 220	61
510	4510	-	653 104 113 534 100	57	960	4960	-	653 900 114 492 060	61
511	4511	-	653 104 297 534 030	57	20HP	9547	-	-	77
512	4512	-	653 104 243 534 055	57	30HP	9548	-	-	77
513	4513	-	653 104 243 534 055	57	60HP	9550	-	-	77
515	4515	-	653 104 042 534 145	57	61HP	9551	-	330 104 610 418 023	77
520	4520	-	653 104 113 534 140	57	76RA	9576	Ila	330 204 603 391 050	77
522	4522	-	653 900 303 534 220	57	77HP	9552	-	330 104 603 391 050	77
560	4560	-	653 900 114 534 060	57	78HP	9553	-	330 104 604 391 050	77
601	4601	-	653 900 372 524 220	58	88HP	9555	-	330 104 604 391 080	77
602	4602	-	653 900 371 524 220	58	95HP	9565	-	330 104 608 000 035	77
603	4603	-	653 900 114 524 070	58	95RA	9595	Ila	330 204 608 000 035	77
604	4604	-	653 104 243 524 043	58	99RA	9599	Ila	312 204 000 000 023	77
605	4605	-	653 104 292 524 050	58	A150	9651	-	-	76
606	4606	-	653 104 243 524 055	58	A2	4692	Ila	653 314 243 533 030	27
607	4607	-	653 104 292 524 070	58	A3	4693	Ila	653 314 030 533 060	27
608	4608	-	653 104 303 524 145	58	A300	9652	-	-	76
609	4609	-	653 104 371 524 190	58	A75	9650	-	-	76
610	4610	-	653 104 113 524 100	58	AD50	9505	-	-	74
611	4611	-	653 104 297 524 030	58	AF1	4671	Ila	653 204 243 533 040	27
612	4612	-	653 104 243 524 055	58	AF11	4681	Ila	653 204 297 533 030	27
613	4613	-	653 104 243 524 055	58	AF13	4683	Ila	653 204 243 533 055	27
615	4615	-	653 104 042 524 145	58	AF2K	4672	Ila	653 204 297 533 030	27
620	4620	-	653 104 113 524 140	58	AF3K	4673	Ila	653 204 030 533 065	27
622	4622	-	653 900 303 524 220	58	AF5W	4675	Ila	653 204 030 533 090	27
660	4660	-	653 900 114 524 060	58	AF7	4677	Ila	653 204 243 533 050	27
701	4701	-	653 900 372 513 220	59	AS10	9501	-	-	74
702	4702	-	653 900 371 513 220	59	B2	4792	Ila	653 314 243 513 030	27
703	4703	-	653 900 114 513 070	59	B3	4793	Ila	653 314 030 513 060	27
704	4704	-	653 104 243 513 043	59	BR11	5381	Ila	633 204 297 544 030	34
705	4705	-	653 104 292 513 050	59	BR3	5373	Ila	633 204 030 544 060	34

Art. Bez.	Art. Nr.	Medizinproduktklasse	ISO	Seite	Art. Bez.	Art. Nr.	Medizinproduktklasse	ISO	Seite
Item	Item No.	Medical Device Class	ISO	Page	Item	Item No.	Medical Device Class	ISO	Page
BR6	5376	IIa	633 204 307 544 100	34	CSG-FG-638	8692	IIa	655 314 110 514 025	14
BR7	5377	IIa	633 204 243 544 050	34	CSG-FG-661	8693	IIa	655 314 288 513 025	14
BV1	4771	IIa	653 204 243 513 040	27	CSG-HP-613	8611	-	655 104 014 523 070	15
BV11	4781	IIa	653 204 297 513 030	27	CSG-HP-638	8612	-	655 104 110 523 025	15
BV13	4783	IIa	653 204 243 513 055	27	CSG-HP-642	8613	-	655 104 107 523 050	15
BV2K	4772	IIa	653 204 297 513 030	27	CSG-HP-652	8614	-	655 104 173 523 035	15
BV3K	4773	IIa	653 204 030 513 065	27	CSG-HP-665	8615	-	655 104 273 523 060	15
BV5W	4775	IIa	653 204 030 513 090	27	CSG-RA-601	8601	IIa	655 204 001 513 050	14
BV7	4777	IIa	653 204 243 513 050	27	CSG-RA-638	8602	IIa	655 204 110 523 025	14
C12	1022	-	658 900 114 533 120	36	CSG-RA-645	8603	IIa	665 204 161 513 030	14
C235D	7237	-	803 000 133 514 023	45	CSG-RA-649	8604	IIa	655 204 171 513 025	14
C235Dg	7037	-	803 000 133 534 023	45	CSG-RA-661	8605	IIa	655 204 288 513 025	14
C235Dmf	7137	-	803 000 133 524 023	45	CSG-RA-666	8606	IIa	655 204 257 523 025	14
C2D	7232	-	803 000 114 514 020	44	CSP-HP-649	8659	-	625 104 171 523 025	15
C2Dg	7032	-	803 000 114 534 020	42	CSP-HP-731	8641	-	625 104 107 523 065	15
C2Dmf	7132	-	803 000 114 524 020	43	CSP-HP-732	8642	-	625 104 107 523 050	15
C43	4314	-	653 000 114 525 030	56	CSP-HP-733	8643	-	625 104 173 523 035	15
C53	4315	-	653 000 114 534 030	56	CSP-HP-734	8644	-	625 104 316 523 085	15
C63	4316	-	653 000 114 523 030	56	CSP-HP-735	8645	-	625 104 027 523 070	15
C7	1017	-	658 900 114 533 070	36	CSP-HP-735S	8655	-	625 104 012 523 070	15
C73	4317	-	653 000 114 513 030	56	CSP-HP-736	8646	-	625 104 012 523 065	15
C7BL	1417	-	658 900 114 523 070	41	CSW-FG-601	8694	IIa	635 314 001 505 050	14
C7f	1217	-	658 900 114 512 070	39	CSW-FG-638	8695	IIa	635 314 110 505 025	14
C7m	1117	-	658 900 114 523 070	38	CSW-FG-645	8696	IIa	635 314 161 505 030	14
C7NK	1617	-	658 900 114 514 070	49	CSW-FG-649	8697	IIa	635 314 171 505 025	14
C7sf	1317	-	658 900 114 502 070	40	CSW-FG-661	8698	IIa	635 314 288 505 025	14
C7SK	1717	-	658 900 114 504 070	49	CSW-FG-666	8699	IIa	635 314 257 505 025	14
C7VK	1517	-	658 900 114 524 070	49	CSW-HP-731	8621	-	635 104 107 524 065	15
C83	4318	-	653 000 114 503 030	56	CSW-HP-732	8622	-	635 104 173 524 050	15
C9	1019	-	658 900 114 533 090	36	CSW-HP-733	8623	-	635 104 173 524 035	15
C93	4319	-	653 000 114 492 030	56	CSW-HP-735S	8635	-	635 104 012 524 070	15
C9BL	1419	-	658 900 114 523 090	41	CSW-RA-601	8631	IIa	635 204 001 505 050	14
C9f	1219	-	658 900 114 512 090	39	CSW-RA-638	8632	IIa	635 204 110 505 025	14
C9m	1119	-	658 900 114 523 090	38	CSW-RA-645	8633	IIa	635 204 161 505 030	14
C9sf	1319	-	658 900 114 502 090	40	CSW-RA-649	8634	IIa	635 204 171 505 025	14
CG-19/2	8422	-	000 900 372 000 190	12	CSW-RA-661	8636	IIa	635 204 288 505 025	14
CG-19/3	8421	-	000 900 372 000 190	12	CSW-RA-666	8637	IIa	635 204 257 505 025	14
CG-19/5	8420	-	000 900 374 000 190	12	DCP-FG1f	6291	IIa	803 314 243 503 030	24
CG-22/2	8412	-	000 900 372 000 220	12	DCP-FG1m	6191	IIa	803 314 243 523 030	24
CG-22/3	8411	-	000 900 372 000 220	12	DCP-W11f	6281	IIa	803 204 297 503 030	24
CG-22/5	8410	-	000 900 374 000 220	12	DCP-W11m	6181	IIa	803 204 297 523 030	24
CG-25/2	8402	-	000 900 372 000 250	12	DCP-W2Bf	6292	IIa	803 204 243 503 050	24
CG-25/3	8401	-	000 900 372 000 250	12	DCP-W2Bm	6192	IIa	803 204 243 523 050	24
CG-25/5	8400	-	000 900 374 000 250	12	DCP1f	6271	IIa	803 204 243 503 040	24
CRP-C6f	4117	-	653 900 114 513 060	53	DCP1m	6171	IIa	803 204 243 523 040	24
CRP-C6m	4017	-	653 900 114 524 060	53	DCP2f	6272	IIa	803 204 304 503 100	24
CRP-H15f	4155	-	653 104 372 513 145	53	DCP2m	6172	IIa	803 204 304 523 100	24
CRP-H15m	4055	-	653 104 372 524 145	53	DCP3f	6273	IIa	803 204 030 503 060	24
CRP-H4f	4144	-	653 104 292 513 050	53	DCP3m	6173	IIa	803 204 030 523 060	24
CRP-H4m	4044	-	653 104 292 524 050	53	DCU-FG1	6091	IIa	803 314 243 523 030	23
CRP-LS22f	4101	-	653 900 303 513 220	53	DCU-H15	6055	-	803 104 372 523 145	52
CRP-LS22m	4001	-	653 900 303 524 220	53	DCU-H16	6056	-	803 104 304 523 145	52
CRP-R22/1f	4102	-	653 900 371 513 220	53	DCU-H4	6044	-	803 104 292 523 050	52
CRP-R22/1m	4002	-	653 900 371 524 220	53	DCU-W11	6081	IIa	803 204 297 523 030	23
CRP-R22f	4100	-	653 900 372 513 220	53	DCU1	6071	IIa	803 204 243 523 040	23
CRP-R22m	4000	-	653 900 372 524 220	53	DCU2	6072	IIa	803 204 304 523 100	23
CS11f	2781	IIa	658 204 297 512 030	26	DCU3	6073	IIa	803 204 030 523 060	23
CS11g	2581	IIa	658 204 297 532 030	26	DD-13g	8253	-	805 104 174 534 035	11
CS11m	2681	IIa	658 204 297 522 030	26	DD-13m	8353	-	805 104 174 524 035	11
CS2Bf	2792	IIa	658 204 243 512 050	26	DD-14Bg	8264	-	805 104 113 534 065	11
CS2Bg	2592	IIa	658 204 243 532 050	26	DD-14Bm	8364	-	805 104 113 524 065	11
CS2Bm	2692	IIa	658 204 243 522 050	26	DD-14g	8254	-	805 104 113 534 048	11
CS7f	2777	IIa	658 204 030 512 070	26	DD-14m	8354	-	805 104 113 524 048	11
CS7g	2577	IIa	658 204 030 532 070	26	DD-17g	8204	-	805 104 373 534 150	11
CS7m	2677	IIa	658 204 030 522 070	26	DD-17m	8304	-	805 104 373 524 150	11
CS9f	2779	IIa	658 204 304 512 110	26	DD-22/2g	8202	-	805 104 372 534 220	11
CS9g	2579	IIa	658 204 304 532 110	26	DD-22/2m	8302	-	805 104 372 524 220	11
CS9m	2679	IIa	658 204 304 522 110	26	DD-22/4g	8200	-	805 104 373 534 220	11
CSB-HP-731	8661	-	635 104 107 522 065	15	DD-22/4m	8300	-	805 104 373 524 220	11
CSB-HP-732	8662	-	635 104 107 522 050	15	DD-8g	8248	-	805 104 044 534 120	11
CSB-HP-733	8663	-	635 104 173 522 035	15	DD-8m	8348	-	805 104 044 524 120	11
CSB-HP-734	8664	-	635 104 316 522 085	15	DD-9g	8249	-	805 104 014 534 115	11
CSB-HP-735	8665	-	635 104 027 522 070	15	DD-9m	8349	-	805 104 014 524 115	11
CSB-HP-736	8666	-	635 104 027 522 065	15	DD-L22g	8201	-	805 104 303 534 220	11
CSG-FG-601	8691	IIa	655 314 001 513 050	14	DD-L22m	8301	-	805 104 303 524 220	11

ISO/MEDIZINPRODUKTE-KLASSIFIZIERUNG
ISO/MEDICAL DEVICE-CLASSIFICATION

Art. Bez.	Art. Nr.	Medizinproduktklasse	ISO	Seite	Art. Bez.	Art. Nr.	Medizinproduktklasse	ISO	Seite
Item	Item No.	Medical Device Class	ISO	Page	Item	Item No.	Medical Device Class	ISO	Page
DP2	9702	I	-	31	ET-H817	4857	-	653 104 543 504 170	54
DP3	9705	I	-	31	ET-H914	4954	-	653 104 543 494 140	54
DT-DCP10f	6280	IIa	803 204 543 503 110	24	ET-H917	4957	-	653 104 543 494 170	54
DT-DCP10m	6180	IIa	803 204 543 523 110	24	FCA22/02	8920	-	633 900 358 534 220	16
DT-DCP14f	6284	IIa	803 204 543 503 140	24	FCA22/03	8921	-	633 900 358 534 220	16
DT-DCP14m	6184	IIa	803 204 543 523 140	24	FCA40/05	8928	-	633 900 358 534 400	16
DT-H14D	7254	-	803 104 543 514 140	44	FCD20/02	8900	-	803 900 358 534 200	16
DT-H14Dg	7054	-	803 104 543 534 140	42	FCD20/03	8901	-	803 900 358 534 200	16
DT-H14Dmf	7154	-	803 104 543 524 140	43	FCS22/02	8910	-	653 900 358 534 220	16
DT-H17D	7257	-	803 104 543 514 170	44	FCS22/03	8911	-	653 900 358 534 220	16
DT-H17Dg	7057	-	803 104 543 534 170	42	FCS25/02	8915	-	653 900 358 534 250	16
DT-H17Dmf	7157	-	803 104 543 524 170	43	FD-10D	9129	IIa	800 900 371 511 100	28
DT-W14D	7284	IIa	803 204 543 514 140	19	FD-10Dg	9127	IIa	800 900 371 531 100	28
DT-W14Dg	7084	IIa	803 204 543 534 140	19	FD-10Dmf	9128	IIa	800 900 371 521 100	28
DT-W14Dmf	7184	IIa	803 204 543 524 140	19	FD-10Dxg	9126	IIa	800 900 371 541 100	28
DYP-13g	8053	-	805 104 173 534 040	10	FD-10f	9123	IIa	620 900 371 511 100	29
DYP-13m	8153	-	805 104 173 524 040	10	FD-10g	9121	IIa	620 900 371 531 100	29
DYP-14Bg	8064	-	805 104 107 534 065	10	FD-10m	9122	IIa	620 900 371 521 100	29
DYP-14Bm	8164	-	805 104 107 524 065	10	FD-10sf	9124	IIa	620 900 371 501 100	29
DYP-14g	8054	-	805 104 107 534 050	10	FD-14D	9149	IIa	800 900 371 511 140	28
DYP-14m	8154	-	805 104 107 524 050	10	FD-14Dg	9147	IIa	800 900 371 531 140	28
DYP-15g	8055	-	805 104 042 534 150	10	FD-14Dmf	9148	IIa	800 900 371 521 140	28
DYP-15m	8155	-	805 104 042 524 150	10	FD-14Dxg	9146	IIa	800 900 371 541 140	28
DYP-22/2g	8002	-	805 104 371 534 220	10	FD-14f	9143	IIa	620 900 371 511 140	29
DYP-22/2m	8102	-	805 104 371 534 220	10	FD-14g	9141	IIa	620 900 371 531 140	29
DYP-22/4g	8000	-	805 104 372 534 220	10	FD-14m	9142	IIa	620 900 371 521 140	29
DYP-22/4m	8100	-	805 104 372 534 220	10	FD-14sf	9144	IIa	620 900 371 511 140	29
DYP-8g	8048	-	805 104 372 534 120	10	FD-17D	9169	-	800 900 371 511 170	62
DYP-8m	8148	-	805 104 372 524 120	10	FD-17Dg	9167	-	800 900 371 531 170	62
DYP-9g	8049	-	805 104 014 534 115	10	FD-17Dmf	9168	-	800 900 371 521 170	62
DYP-9m	8149	-	805 104 014 524 115	10	FD-17Dxg	9166	-	800 900 371 541 170	62
DYP-W11g	8081	IIa	805 204 297 534 030	10	FD-17f	9163	-	620 900 371 511 170	63
DYP-W11m	8181	IIa	805 204 297 524 030	10	FD-17g	9161	-	620 900 371 531 170	63
DYP-W13g	8083	IIa	805 204 173 534 040	10	FD-17m	9162	-	620 900 371 521 170	63
DYP-W13m	8183	IIa	805 204 173 524 040	10	FD-17sf	9164	-	620 900 371 501 170	63
DYP-W9g	8079	IIa	805 204 014 534 115	10	FD-22f	9183	-	620 900 371 511 220	63
DYP-W9m	8179	IIa	805 204 014 524 115	10	FD-22g	9181	-	620 900 371 531 220	63
EC18f	5288	IIa	653 204 304 514 100	25	FD-22m	9182	-	620 900 371 521 220	63
EC18m	5188	IIa	653 204 307 524 100	25	FD-22sf	9184	-	620 900 371 501 220	63
EC2Kf	5272	IIa	653 204 297 514 030	25	FG1D	7291	IIa	803 314 243 514 030	19
EC2Km	5172	IIa	653 204 297 524 030	25	FG1Dg	7091	IIa	803 314 243 534 030	19
EC3Kf	5273	IIa	653 204 030 514 065	25	FG1Dmf	7191	IIa	803 314 243 524 030	19
EC3Km	5173	IIa	653 204 030 524 065	25	FS-20/7	9112	-	630 000 600 511 000	29
EC5Wf	5275	IIa	653 204 030 514 095	25	FS-60/40	9111	-	630 000 600 513 000	29
EC5Wm	5175	IIa	653 204 030 524 095	25	FW-R12	9846	-	010 900 372 000 120	31
EC7f	5277	IIa	653 204 243 514 050	25	FW-R22	9840	-	010 900 375 000 220	31
EC7m	5177	IIa	653 204 243 524 050	25	G2	4892	IIa	653 314 243 503 030	27
ECR-C6	4217	-	653 900 114 534 060	52	G3	4893	IIa	653 314 030 503 060	27
ECR-L22	4201	-	653 900 303 534 220	52	GH1	4871	IIa	653 204 243 503 040	27
ECR-R22	4200	-	653 900 372 534 220	52	GH11	4881	IIa	653 204 297 503 030	27
ET-514	4514	-	653 900 543 534 140	54	GH13	4883	IIa	653 204 243 503 055	27
ET-517	4517	-	653 900 543 534 180	54	GH2k	4872	IIa	653 204 297 503 030	27
ET-526	4526	-	653 900 543 534 250	54	GH3k	4873	IIa	653 204 030 503 065	27
ET-614	4614	-	653 900 543 524 140	54	GH5W	4875	IIa	653 204 030 503 090	27
ET-617	4617	-	653 900 543 524 180	54	GH7	4877	IIa	653 204 243 503 050	27
ET-626	4626	-	653 900 543 524 250	54	H1	1041	-	658 104 243 523 055	37
ET-714	4714	-	653 900 543 513 140	54	H11D	7251	-	803 104 297 514 030	44
ET-717	4717	-	653 900 543 513 180	54	H11Dg	7051	-	803 104 297 534 030	42
ET-726	4726	-	653 900 543 513 250	54	H11Dmf	7151	-	803 104 297 524 030	43
ET-814	4814	-	653 900 543 504 140	54	H15BL	1455	-	653 104 372 523 145	41
ET-817	4817	-	653 900 543 504 180	54	H15D	7255	-	803 104 372 514 145	44
ET-826	4826	-	653 900 543 504 250	54	H15Dg	7055	-	803 104 372 534 145	42
ET-914	4914	-	653 900 543 494 140	54	H15Dmf	7155	-	803 104 372 524 145	43
ET-917	4917	-	653 900 543 494 180	54	H15f	1255	-	658 104 372 512 145	39
ET-926	4926	-	653 900 543 494 250	54	H15g	1055	-	658 104 372 533 145	36
ET-AF14	4684	IIa	653 204 543 533 140	27	H15m	1155	-	658 104 372 523 145	38
ET-BV14	4784	IIa	653 204 543 513 140	27	H15NK	1655	-	658 104 372 514 145	49
ET-GH14	4884	IIa	653 204 543 503 140	27	H15sf	1355	-	658 104 372 502 145	40
ET-H514	4554	-	653 104 543 534 140	54	H15SK	1755	-	658 104 372 504 145	49
ET-H517	4557	-	653 104 543 534 170	54	H15VK	1555	-	658 104 372 524 145	49
ET-H614	4654	-	653 104 543 524 140	54	H16D	7256	-	803 104 304 514 145	44
ET-H617	4657	-	653 104 543 524 170	54	H16Dg	7056	-	803 104 304 534 145	42
ET-H714	4754	-	653 104 543 513 140	54	H16Dmf	7156	-	803 104 304 524 145	43
ET-H717	4757	-	653 104 543 513 170	54	H16f	1256	-	658 104 304 512 145	39
ET-H814	4854	-	653 104 543 504 140	54	H16g	1056	-	658 104 304 533 145	36

Art. Bez.	Art. Nr.	Medizinproduktklasse	ISO	Seite	Art. Bez.	Art. Nr.	Medizinproduktklasse	ISO	Seite
Item	Item No.	Medical Device Class	ISO	Page	Item	Item No.	Medical Device Class	ISO	Page
H16m	1156	-	658 104 304 523 145	38	H9	1049	-	658 104 304 523 110	37
H16sf	1356	-	658 104 304 502 145	40	H9f	1249	-	658 104 304 512 110	39
H1BL	1441	-	653 104 243 523 055	41	H9m	1149	-	658 104 304 523 110	38
H1f	1241	-	658 104 243 512 055	39	H9sf	1349	-	658 104 304 502 110	40
H1m	1141	-	658 104 243 523 055	38	I22	1002	-	658 900 371 533 220	36
H1sf	1341	-	658 104 243 502 055	40	I22BL	1402	-	658 900 371 523 220	41
H2	1042	-	658 104 243 523 045	37	I22f	1202	-	658 900 371 512 220	39
H20BL	1460	-	653 104 113 523 140	41	I22m	1102	-	658 900 371 523 220	38
H20f	1260	-	658 104 113 512 140	39	I22sf	1302	-	658 900 371 502 220	40
H20g	1060	-	658 104 113 533 140	36	K11	1011	IIa	658 900 030 533 110	18
H20m	1160	-	658 104 113 523 140	38	K12	1012	IIa	658 900 035 533 120	18
H20sf	1360	-	658 104 113 502 140	40	K15	1015	IIa	658 900 030 533 150	18
H22D	7262	-	803 104 371 514 220	44	L13	1009	IIa	658 900 303 533 130	18
H22Dg	7062	-	803 104 371 534 220	42	L15	1008	IIa	658 900 303 533 150	36
H22Dmf	7162	-	803 104 371 524 220	43	L18	1007	-	658 900 303 533 180	36
H2Bg	1062	-	658 104 243 533 050	36	L18f	1207	-	658 900 303 512 180	39
H2D	7242	-	803 104 243 514 040	44	L18m	1107	-	658 900 303 523 180	38
H2DC	7742	-	803 104 243 514 040	47	L18sf	1307	-	658 900 303 502 180	40
H2DCmf	7642	-	803 104 243 524 040	47	L22	1001	-	658 900 303 533 220	36
H2Dg	7042	-	803 104 243 534 040	42	L22f	1201	-	658 900 303 512 220	39
H2Dmf	7142	-	803 104 243 524 040	43	L22m	1101	-	658 900 303 523 220	38
H2DP	7942	-	803 104 243 512 040	46	L22sf	1301	-	658 900 303 502 220	40
H2DPmf	7842	-	803 104 243 522 040	46	L26D	7200	-	803 104 303 514 260	44
H2f	1242	-	658 104 243 512 045	39	L26DC	7700	-	803 104 303 514 260	47
H2m	1142	-	658 104 243 523 045	38	L26DCmf	7600	-	803 104 303 524 260	47
H2sf	1342	-	658 104 243 502 045	40	L26Dg	7000	-	803 104 303 534 260	42
H3	1043	-	658 104 114 523 060	37	L26Dmf	7100	-	803 104 303 524 260	43
H330K	2030	-	658 104 257 533 120	50	L26DP	7900	-	803 104 303 512 260	46
H330Kf	2230	-	658 104 257 513 120	50	L26DPmf	7800	-	803 104 303 522 260	46
H330Km	2130	-	658 104 257 523 120	50	L26Dug	6800	-	803 104 303 545 260	42
H332K	2032	-	658 104 300 533 100	50	L26Dxg	6900	-	803 104 303 544 260	42
H332Kf	2232	-	658 104 300 513 100	50	LS15D	7208	-	803 900 303 514 150	44
H332Km	2132	-	658 104 300 523 100	50	LS15Dg	7008	-	803 900 303 534 150	42
H334K	2034	-	658 104 275 533 100	50	LS15Dmf	7108	-	803 900 303 524 150	43
H334Kf	2234	-	658 104 275 513 100	50	LS18BL	1407	-	658 900 303 523 180	41
H334Kf-WG	2934	-	658 104 275 513 100	48	LS18NK	1607	-	658 900 303 514 180	49
H334Km	2134	-	658 104 275 523 100	50	LS18SK	1707	-	658 900 303 504 180	49
H334Km-WG	2834	-	658 104 275 523 100	48	LS18VK	1507	-	658 900 303 524 180	49
H336K	2036	-	658 104 201 533 150	50	LS22BL	1401	-	658 900 303 514 220	41
H336Kf	2236	-	658 104 201 513 150	50	LS22NK	1601	-	658 900 303 514 220	49
H336Km	2136	-	658 104 201 523 150	50	LS22SK	1701	-	658 900 303 504 220	49
H338	2038	-	658 104 243 533 055	50	LS22VK	1501	-	658 900 303 524 220	49
H338f	2238	-	658 104 243 513 055	50	M10HP	9531	-	-	77
H338m	2138	-	658 104 243 523 055	50	M20HP	9532	-	-	77
H340	2040	-	658 104 274 533 065	50	M30HP	9533	-	-	77
H340f	2240	-	658 104 274 513 065	50	M40HP	9534	-	-	77
H340m	2140	-	658 104 273 523 065	50	M50HP	9535	-	-	77
H3f	1243	-	658 104 112 512 060	39	MIX25	9621	-	-	76
H3m	1143	-	658 104 112 523 060	38	MIX5	9620	-	-	76
H3sf	1343	-	658 104 112 502 060	40	MIX75	9622	-	-	76
H4	1044	-	658 104 292 523 050	37	PC-100	8800	IIa	633 204 172 526 023	34
H4BL	1444	-	658 900 292 523 050	41	PC-100g	8700	IIa	633 204 172 536 023	34
H4D	7244	-	803 104 292 514 050	44	PC-101	8801	IIa	633 204 030 526 033	34
H4Dg	7044	-	803 104 292 534 050	42	PC-101g	8701	IIa	633 204 030 536 033	34
H4Dmf	7144	-	803 104 292 524 050	43	PC-102	8802	IIa	633 204 249 526 023	34
H4f	1244	-	658 104 292 512 050	39	PC-102g	8702	IIa	633 204 249 536 023	34
H4m	1144	-	658 104 292 523 050	38	PC-103	8803	IIa	633 204 141 526 023	34
H4NK	1644	-	658 104 292 514 050	49	PC-103g	8703	IIa	633 204 141 536 023	34
H4sf	1344	-	658 104 292 502 050	40	PC-111	8811	IIa	633 204 243 526 030	34
H4SK	1744	-	658 104 292 504 050	49	PC-111g	8711	IIa	633 204 243 536 030	34
H4VK	1544	-	658 104 292 524 050	49	PDL-10/2,5	9108	-	-	64
H5	1045	-	658 104 030 523 090	37	PDL-10/4	9103	-	-	64
H6	1046	-	658 104 021 523 080	37	PDL-35/2,5	9107	-	-	64
H7	1047	-	658 104 030 523 070	37	PDL-35/4	9102	-	-	64
H8	1048	-	658 104 372 523 110	37	PDL-45/2,5	9106	-	-	64
H8D	7248	-	803 104 372 514 110	44	PDL-45/4	9101	-	-	64
H8DC	7748	-	803 104 372 514 110	47	PLUS200	9600	-	-	76
H8DCmf	7648	-	803 104 372 524 110	47	PLUS400	9601	-	-	76
H8Dg	7048	-	803 104 372 534 110	42	PLUS600	9602	-	-	76
H8Dmf	7148	-	803 104 372 524 110	43	PRO3-hard	9412	IIa	653 204 034 514 070	32
H8DP	7948	-	803 104 372 512 110	46	PRO3-medium	9422	IIa	653 204 034 513 070	32
H8DPmf	7848	-	803 104 372 522 110	46	PRO3-soft	9432	IIa	653 204 034 512 070	32
H8f	1248	-	658 104 372 512 110	39	PRO3-supersoft	9442	IIa	653 204 034 511 070	32
H8m	1148	-	658 104 372 523 110	38	PROPASTE MC	9721	-	-	33
H8sf	1348	-	658 104 372 502 110	40	PROPASTE MF	9741	-	-	33

ISO/MEDIZINPRODUKTE-KLASSIFIZIERUNG

ISO/MEDICAL DEVICE-CLASSIFICATION

Art. Bez.	Art. Nr.	Medizinproduktklasse	ISO	Seite
Item	Item No.	dical Device Class	ISO	Page
PROPASTE MM	9731	-	-	33
PROPASTE SC	9720	-	-	33
PROPASTE SF	9740	-	-	33
PROPASTE SM	9730	-	-	33
PRP-3	9405	Ila	020 000 034 000 060	32
PRP-3K	9406	Ila	020 000 034 000 060	32
PRP-7	9401	Ila	020 000 586 000 060	32
PSM-4	9116	-	-	33
R12	1006	Ila	658 900 372 533 120	18
R17	1004	-	658 900 372 533 170	36
R17BL	1404	-	658 900 372 523 170	41
R17D	7204	-	803 900 372 514 170	44
R17DC	7704	-	803 900 372 514 170	47
R17DCmf	7604	-	803 900 372 524 170	47
R17Dg	7004	-	803 900 372 534 170	42
R17Dmf	7104	-	803 900 372 524 170	43
R17DP	7904	-	803 900 372 512 170	46
R17DPmf	7804	-	803 900 372 522 170	46
R17Dug	6804	-	803 900 372 545 170	42
R17Dxg	6904	-	803 900 372 544 170	42
R17f	1204	-	658 900 372 512 170	39
R17m	1104	-	658 900 372 523 170	38
R17NK	1604	-	658 900 372 514 170	49
R17sf	1304	-	658 900 372 502 170	40
R17SK	1704	-	658 900 372 504 170	49
R17VK	1504	-	658 900 372 524 170	49
R22	1000	-	658 900 372 533 220	36
R22BL	1400	-	658 900 372 523 220	41
R22f	1200	-	658 900 372 512 220	39
R22f-WG	2900	-	658 900 372 513 220	48
R22m	1100	-	658 900 372 523 220	38
R22m-WG	2800	-	658 900 372 523 220	48
R22NK	1600	-	658 900 372 514 220	49
R22sf	1300	-	658 900 372 502 220	40
R22SK	1700	-	658 900 372 504 220	49
R22VK	1500	-	658 900 372 524 220	49
S170	9655	-	-	76
S3D	7233	-	803 000 133 514 030	44
S3Dg	7033	-	803 000 133 534 030	42
S3Dmf	7133	-	803 000 133 524 030	43
S6	1016	-	658 900 133 533 060	36
S6BL	1416	-	658 900 133 523 060	41
S6f	1216	-	658 900 133 512 060	39
S6m	1116	-	658 900 133 523 060	38
S6NK	1616	-	658 900 133 514 060	49
S6sf	1316	-	658 900 133 502 060	40
S6SK	1716	-	658 900 133 504 060	49
S6VK	1516	-	658 900 133 524 060	49
SL20D	7201	-	803 104 303 514 200	44
SL20DC	7701	-	803 104 303 514 200	47
SL20DCmf	7601	-	803 104 303 524 200	47
SL20Dg	7001	-	803 104 303 534 200	42
SL20Dmf	7101	-	803 104 303 524 200	43
SL20DP	7901	-	803 104 303 512 200	46
SL20DPmf	7801	-	803 104 303 522 200	46
SW-R22f	9802	-	019 900 372 501 220	51
SW-R22GR	9803	-	019 900 372 521 220	53
SW-R22m	9801	-	019 900 372 511 220	51
TOP25	9611	-	-	76
TOP5	9610	-	-	76
TOP75	9612	-	-	76
UT-H334K	8534	-	653 104 275 546 100	13
UT-H338	8538	-	653 104 243 546 055	13
W1	1071	Ila	658 204 243 523 055	18
W11	1081	Ila	658 204 297 523 030	18
W11D	7281	Ila	803 204 297 514 030	19
W11DC	7781	Ila	803 204 297 514 030	21
W11DCmf	7681	Ila	803 204 297 524 030	21
W11Dg	7081	Ila	803 204 297 534 030	19
W11Dmf	7181	Ila	803 204 297 524 030	19
W11DP	7981	Ila	803 204 297 513 030	20
W11DPmf	7881	Ila	803 204 297 523 030	20
W16D	7286	Ila	803 204 243 514 040	19
W16DC	7786	Ila	803 204 243 514 040	21
W16DCmf	7686	Ila	803 204 243 524 040	21

Art. Bez.	Art. Nr.	Medizinproduktklasse	ISO	Seite
Item	Item No.	Medical Device Class	ISO	Page
W16Dg	7086	Ila	803 204 243 534 040	19
W16Dmf	7186	Ila	803 204 243 524 040	19
W16DP	7986	Ila	803 204 243 513 040	20
W16DPmf	7886	Ila	803 204 243 523 040	20
W17D	7287	Ila	803 204 030 514 060	19
W17DC	7787	Ila	803 204 030 514 060	21
W17DCmf	7687	Ila	803 204 030 524 060	21
W17Dg	7087	Ila	803 204 030 534 060	19
W17Dmf	7187	Ila	803 204 030 524 060	19
W17DP	7987	Ila	803 204 030 513 060	20
W17DPmf	7887	Ila	803 204 030 523 060	20
W18D	7288	Ila	803 204 304 514 100	19
W18DC	7788	Ila	803 204 304 514 100	21
W18DCmf	7688	Ila	803 204 304 524 100	21
W18Dg	7088	Ila	803 204 304 534 100	19
W18Dmf	7188	Ila	803 204 304 524 100	19
W18DP	7988	Ila	803 204 304 513 100	20
W18DPmf	7888	Ila	803 204 304 523 100	20
W2	1072	Ila	658 204 243 523 045	18
W2B	1092	Ila	658 204 243 523 050	18
W2BNK	1692	Ila	658 204 243 514 050	22
W2BSK	1792	Ila	658 204 243 504 050	22
W2BVK	1592	Ila	658 204 243 524 050	22
W2D	7272	Ila	803 204 243 514 040	19
W2Dg	7072	Ila	803 204 243 534 040	19
W2Dmf	7172	Ila	803 204 243 524 040	19
W4	1074	Ila	658 204 292 523 050	18
W5	1075	Ila	658 204 030 523 090	18
W6	1076	Ila	658 204 021 523 080	18
W7	1077	Ila	658 204 030 523 070	18
W7NK	1677	Ila	658 204 030 514 070	22
W7SK	1777	Ila	658 204 030 504 070	22
W7VK	1577	Ila	658 204 030 524 070	22
W8	1078	Ila	658 204 372 514 110	18
W8D	7278	Ila	803 204 372 514 110	19
W8Dg	7078	Ila	803 204 372 534 110	19
W8Dmf	7178	Ila	803 204 372 524 110	19
W9	1079	Ila	658 204 304 523 110	18
W9NK	1679	Ila	658 204 304 514 110	22
W9SK	1779	Ila	658 204 304 504 110	22
W9VK	1579	Ila	658 204 304 524 110	22
WPH	9454	Ila	010 204 237 700 025	31
WPM	9464	Ila	010 204 237 500 025	31
WPS	9474	Ila	010 204 237 300 025	31
WS1	9493	Ila	655 204 131 504 040	30
WSD1	9483	Ila	655 204 131 504 040	30
WSH	9453	Ila	010 204 131 700 040	31
WSM	9463	Ila	010 204 131 500 040	31
WSS	9473	Ila	010 204 131 300 040	31
WT1	9491	Ila	655 204 010 504 060	30
WTD1	9481	Ila	655 204 010 504 060	30
WTH	9451	Ila	010 204 010 700 060	31
WTM	9461	Ila	010 204 010 500 060	31
WTS	9471	Ila	010 204 010 300 060	31
WZ1	9492	Ila	655 204 010 504 040	30
WZD1	9482	Ila	655 204 010 504 040	30
WZH	9452	Ila	010 204 010 700 040	31
WZM	9462	Ila	010 204 010 500 040	31
WZS	9472	Ila	010 204 010 300 040	31





Perfect surfaces

ERNST VETTER

DE | EN

EVE Ernst Vetter GmbH
Rastatter Strasse 30
D-75179 Pforzheim, Germany

☎ +49 72 31 97 77 -0
☎ +49 72 31 97 77 -99
@ info@eve-rotary.com

EVE America Inc.
5880 Shirley St.
Unit 203
Naples, FL 34109, USA

☎ +1 239 591 2777
☎ +1 239 591 2007
@ info@eve-america.com

www.eve-rotary.com