



# TERMÓMETRO

Ayudas médicas

**FICHA TÉCNICA**

más de 50 años viviendo **sin límites**

## FICHA TÉCNICA

# TERMÓMETRO



### TERMÓMETRO INFRARROJO

Termómetro infrarrojo para medir la temperatura corporal mediante la detección pasiva de la radiación de calor recolectada en la frente. Es de gran precisión y tiene una rápida velocidad de respuesta. Se puede utilizar en bebés, niños y adultos. Dispone de una pantalla muy útil e intuitiva.

### INFORMACIÓN GENERAL

#### Medidas

Ancho total	4 cm
Largo total	15 cm
Alto total	4 cm
Peso	
Peso total	10 gr
Color	Blanco

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### Especificaciones técnicas

Rango	32°C - 42.9°C
Precisión	± 0.1°C
Tiempo de respuesta	1 segundo
Distancia de detección	0 a 5 cm
Batería	Dos pilas AAA de 1.5V cada una
Modo de aviso	Una vez completada la medición, el dispositivo vibra y emite un pitido

#### Pantalla

Tipo de pantalla	Pantalla de cristal líquido
Color de la pantalla	Blanca hasta 37,8°C <sup>(1)</sup> Naranja de 37,8°C a 39,4°C <sup>(2)</sup> Roja de 39,5°C a 42,9°C <sup>(3)</sup>
Medidas de la pantalla	2,3 cm ancho x 2,8 cm alto
Indicador de la batería	Sí
Indicador del avance de distancia	Sí

