



Cerignola li, 30/06/2020

Spett.le TRASOR

AV. Angel Rossellò,15-3

07002 Palma de Mallorca

Oggetto: LC - Guan

Come indicato nelle nostre schede tecniche, LC_GUAN è una Soluzione disinfettante fungicida, battericida, attiva su virus con mantello (inc. HIV,HBV,HCV). Specifico per la sanificazione, decontaminazione e disinfezione di superfici di dispositivi medici. La soluzione acquosa priva di solventi e a pH non aggressivi, rende il dispositivo disinfettante compatibile con tutti i materiali incluso alluminio e policarbonato largamente utilizzato nel settore dei dispositivi medici.

Pertanto LC_GUAN è un materiale ottimale per desinfettare a livello virucida tutti i materiali più comuni impiegati nella fabbricazione dei dispositivi medici. Compreso protesi dentali e d impronta.

CERICHEM BIOPHARM S.R.L.
Viale Einaudi snc
71042 Cerignola (FG)
P.IVA: 0372893071A
R.E.A. FG 268754