

NSK

CREATE IT.

Oferta Especial Contra-Ángulos Serie M

Hasta el 31 de diciembre de 2020

**S-Max M****NUEVO****Contra-Ángulos de Acero Inoxidable**

- Sistema de Cabezal Limpio (Anti-Retorno)
- Portafresas Push Button
- Rodamientos de Cerámica
- **2 AÑOS** de Garantía



599€*
1.244€*

- Sin Luz
- MODELO **M25**
REF. C1027

799€*
1.650€*

- Con Luz
- MODELO **M25L**
REF. C1024

- Velocidad Directa 1:1
- Spray Simple
- Velocidad Máxima: 40.000 min⁻¹
- Para fresas CA (ø2,35)



799€*
1.656€*

- Sin Luz
- MODELO **M95**
REF. C1026

999€*
2.192€*

- Con Luz
- MODELO **M95L**
REF. C1023

- Multiplicador 1:5
- Spray Quattro
- Velocidad Máxima: 200.000 min⁻¹
- Para fresas FG (ø1,6)

NSK Dental Spain S.A. www.nsk-spain.es**NSK**

CREATE IT.

Oferta Especial Turbinas Serie M

Hasta el 31 de diciembre de 2020

**S-Max M****NUEVO****Turbinas de Acero Inoxidable · Con Luz**


- Sistema de Cabezal Limpio (Anti-Retorno)
- Fácil cambio de cartucho por el propio usuario
- Óptica de Vidrio Celular
- Portafresas Push Button
- Spray Quattro
- Rodamientos de Cerámica
- **2 AÑOS** de Garantía

M900L

POTENCIA 26W

2 Turbinas

del mismo modelo



749€*
1.694€*

- Conexión NSK
- MODELO **M900L**
REF. P1254

799€*
1.900€*

- Conexión KaVo® MULTIflex®
- MODELO **M900KL**
REF. P1258

- Tamaño del Cabezal: ø12,1 x Al 13,3 mm
- Velocidad: 325.000~430.000 min⁻¹

KaVo® y MULTIflex LUX® son marcas registradas de Kaltenbach & Voigt GmbH & Co, Alemania

NSK Dental Spain S.A. www.nsk-spain.es

* Los precios no incluyen IVA • Ofertas limitadas hasta el 31 de diciembre de 2020 o hasta fin de existencias

NSK

CREATE IT.

Oferta Especial Z95L Switch

Hasta el 31 de diciembre de 2020


**EL MOMENTO DEL CAMBIO****Función para Dos Modos de Spray**

Chorro de agua



Bruma

El primer multiplicador del mundo con doble variante de spray, le permitirá escoger al instante entre pulverización en bruma o en chorro. Cambia al instante dependiendo de la situación y del procedimiento. El chorro de agua previene de enfisemas subcutáneos en procedimientos quirúrgicos mientras que refrigera durante procedimientos de restauración. Cuando el spray en bruma pueda utilizarse sin ninguna restricción, simplemente cambie el tipo de pulverización. No es necesario hacer ninguna modificación en su instrumento.

Fácil Cambio On/Off

Cambie en un instante entre chorro de agua (sólo agua) y agua pulverizada (bruma de agua y aire)

799€*
1.627€*

**Ti-Max Z****Contra-Ángulos de Titanio**MODELO **Z95L** REF. C1034

- Con Luz
- Multiplicador 1:5
- Spray Quattro (2 tipos de Spray)
- Velocidad Máxima: 200.000 min⁻¹
- Sistema de Cabezal Limpio (Anti-Retorno)
- Portafresas Push Button
- Rodamientos de Cerámica
- **3 AÑOS** de Garantía

NSK Dental Spain S.A. www.nsk-spain.es**NSK**

CREATE IT.

Oferta Especial iProphy

Hasta el 31 de diciembre de 2020

**Ligera y fácil de usar**

Pieza de Mano ligera, fácil de agarrar y bien nivelada. Diseñada y desarrollada para incluir las últimas características ergonómicas. No pesa ni cuando debe utilizarse en los tratamientos de pulido más prolongados.

**Cabezal de 360°**

Conmutador simple mediante el sistema de juntas rápidas. Además, su operatividad ha sido muy mejorada ya que la cabeza se puede colocar formando seis ángulos diferentes para adaptarse a la posición requerida en cada tratamiento.

**Amplio rango de velocidades**

Al cambiar las cabezas, se puede elegir entre un amplio rango de velocidades que van de las 500 a las 2.500 revoluciones por minuto. Esta pieza de mano se puede utilizar para una gran variedad de procedimientos.

iProphy**Pieza de Mano Inalámbrica para Pulido**MODELO **iProphy** CÓDIGO DE PEDIDO Y1500015

Sin pedal de control, **iProphy** inalámbrico permite una mayor libertad y estabilidad para realizar pulidos con una gran precisión. Alcance un nivel superior en su práctica clínica, mejorando el rendimiento diario.

879€*
1.425€*

NSK Dental Spain S.A. www.nsk-spain.es

NSK

CREATE IT.

Oferta Especial iClave plus

Hasta el 31 de diciembre de 2020




iClave plus

Autoclave de clase B con tecnología de vanguardia


MODELO **iClave plus** CÓDIGO DE PEDIDO Y1003077

- Autoclave de Clase B (conforme a la norma EN 13060)
- Ciclo de Clase B específico a 121° para la esterilización de material textil. Carga hasta 4 kilos y realiza un ciclo completo de esterilización con el programa **Delicado** de iClave plus
- Con Ciclo Rápido de Clase S

MAYOR SEGURIDAD
MAYOR CAPACIDAD



3.199€*
7.292€*



Cámara de acero Cámara de cobre



Su exclusivo sistema de calentamiento de tipo **Calor Adaptativo** permite alcanzar una temperatura uniforme en todo el interior de la cámara evitando dañar los instrumentos

Cámara de 18 litros de capacidad Con un volumen útil equivalente a un autoclave de 24 litros El sistema de bandejas especiales permite introducir un mayor número de piezas

Cámara de cobre para una mayor eficacia térmica Posee una conductividad térmica superior al 25% frente a las cámaras de acero

NSK Dental Spain S.A. www.nsk-spain.es

NSK

CREATE IT.

Oferta Especial iCare+

Hasta el 31 de diciembre de 2020



iCare+

Dispositivo automático de mantenimiento y desinfección

- + Sistema Automático de Limpieza, Desinfección y Lubricación
MODELO **iCare+ C2** REF. S102
- + Solución de limpieza y aclarado
MODELO **n.clean** REF. ACL600
- + Solución bactericida, fungicida y virucida
MODELO **n.cid** REF. ACD600
- + Aceite de mantenimiento
MODELO **PEHD** botella de 1 litro REF. Z016117
- + 2 adaptadores de turbina a elegir

- Capacidad para cuatro instrumentos: 2 turbinas y 2 conexiones Intra
- Apto para instrumental con spray interno y/o externo
- Tres tipos de programas: Limpieza · Desinfección · Lubricación
- Certificado ISO 15883 y 15883-5

- n.cid** Solución bactericida, fungicida y virucida
- n.clean** Solución de limpieza y aclarado con efecto detergente, bacteriostático y fungistático

5.599€*
8.523€*

Ciclo de limpieza, desinfección y lubricación
Máx. MINUTOS 15'
4 INSTRUMENTOS
PARA UN MANTENIMIENTO PERFECTO

NSK Dental Spain S.A. www.nsk-spain.es

* Los precios no incluyen IVA • Ofertas limitadas hasta el 31 de diciembre de 2020 o hasta fin de existencias

Surgic Pro Micromotor para Implantología

POTENTE • SEGURO • PRECISO



Bomba de irrigación avanzada

La bomba tiene un sistema de tubos de irrigación muy fácil de configurar y su funcionamiento es extremadamente silencioso






Iluminación LED

La iluminación LED de NSK genera una luz natural que, al proporcionar una visión más nítida del área de tratamiento, mejora la precisión de la cirugía y reduce el tiempo de intervención.

OPCIÓN 1

Surgic Pro
CÓDIGO DE PEDIDO Y1003587
• Incluye Micromotor **SG70M**

3 Contra-Ángulos **SG20**
REF. C1010 Sin Luz · Reducción 20:1



Surgic Pro LED
CÓDIGO DE PEDIDO Y1003586
• Incluye Micromotor **SGL70M**

3 Contra-Ángulos **X-SG20L**
REF. C1003 Con Luz · Reducción 20:1




MAYOR POTENCIA
Hasta 80 Ncm


OPCIÓN 2

Surgic Pro
CÓDIGO DE PEDIDO Y1003587
• Incluye Micromotor **SG70M**


Contra-Ángulo **SG20**
REF. C1010 Sin Luz · Reducción 20:1



Contra-Ángulo **X-SG93**
REF. C1007 Sin Luz · Multiplicador 1:3



Pieza de Mano **X-SG65**
REF. H1038 Sin Luz · Velocidad Dir. 1:1




Surgic Pro LED
CÓDIGO DE PEDIDO Y1003586
• Incluye Micromotor **SGL70M**


Contra-Ángulo **X-SG20L**
REF. C1003 Con Luz · Reducción 20:1



Contra-Ángulo **X-SG93L**
REF. C1004 Con Luz · Multiplicador 1:3



Pieza de Mano **X-SG65L**
REF. H1009 Con Luz · Velocidad Dir. 1:1






MAYOR POTENCIA
Hasta 80 Ncm

OPCIÓN 3

Surgic Pro
2.539€*
~~7.214€*~~
CÓDIGO DE PEDIDO Y1003587
• Incluye Micromotor **SG70M**

Contra-Ángulo **SG20**
REF. C1010 Sin Luz · Reducción 20:1



Dispositivo de Monitorización de Osteointegración
Osseo100 REF. Y1004175



Surgic Pro LED
3.319€*
~~8.593€*~~
CÓDIGO DE PEDIDO Y1003586
• Incluye Micromotor **SGL70M**

Contra-Ángulo **X-SG20L**
REF. C1003 Con Luz · Reducción 20:1



Dispositivo de Monitorización de Osteointegración
Osseo100 REF. Y1004175



Surgic Pro Micromotor para Implantología

POTENTE • SEGURO • PRECISO



Micromotor compacto y ligero
De reducido tamaño y peso, para mejorar el equilibrio durante su funcionamiento y disminuir la fatiga del profesional.




Alta precisión de torque
La calibración de la pieza de mano (AHC) exclusiva de NSK garantiza el valor de torque adecuado para cada tratamiento


OPCIÓN 4

Surgic Pro
2.539€*
~~6.266€*~~
CÓDIGO DE PEDIDO Y1003587
• Incluye Micromotor **SG70M**

Contra-Ángulo **SG20**
REF. C1010 Sin Luz · Reducción 20:1



Destornillador Protésico Inalámbrico
iSD900 REF. Y1001358




Surgic Pro LED
3.319€*
~~7.645€*~~
CÓDIGO DE PEDIDO Y1003586
• Incluye Micromotor **SGL70M**

Contra-Ángulo **X-SG20L**
REF. C1003 Con Luz · Reducción 20:1



Destornillador Protésico Inalámbrico
iSD900 REF. Y1001358



Surgic Pro Micromotor para Implantología



MAYOR POTENCIA

Hasta 80 Ncm

OPCIÓN 5

2.539€*
~~6.282€*~~


Surgic Pro

CÓDIGO DE PEDIDO Y1003587

- Incluye Micromotor **SG70M**

Contra-Ángulo **SG20**

REF. C1010 Sin Luz · Reducción 20:1



Eliminador de Película Biológica

Perio-Mate REF. Y1002654

2ª Pieza de Mano REF. T1043010

Perio-Mate Powder REF. Y900938

2 frascos de 160 g



3.319€*
~~7.661€*~~


Surgic Pro **LED**

CÓDIGO DE PEDIDO Y1003586

- Incluye Micromotor **SGL70M**

Contra-Ángulo **X-SG20L**

REF. C1003 Con Luz · Reducción 20:1



Eliminador de Película Biológica

Perio-Mate REF. Y1002654

2ª Pieza de Mano REF. T1043010

Perio-Mate Powder REF. Y900938

2 frascos de 160 g



VarioSurg3 Sistema de Cirugía Ultrasónica

MODELO **VarioSurg3** CÓDIGO DE PEDIDO Y1002726

- Aplicaciones:
Cirugía Ósea
Elevación de Seno
Cirugía Periodontal
Cirugía Endodóntica
- Tres modos:
Cirugía, Endodoncia, Periodoncia (9 programas)
- Modo ráfaga seleccionable
- Intensidad de luz LED regulable
- Modo autolimpieza
- Función de retroalimentación

4.649€*
~~10.838€*~~





CON DOBLE LUZ

LED

Incluido:

- Kit Básico
- H-SG1
 - SG3
 - SG5
 - SG6D
 - SG7D
 - SG11



+ 2ª Pieza de Mano con cable



Pieza de Mano con cable VarioSurg3
REF. E1133001