

B Benmayor
Technoflux

Clínica
Dental



**OFERTA VIGENTE
HASTA FIN DEL 2020**

***Siéntete capaz
de arreglar
cualquier sonrisa***

Lo último en tecnología para tu clínica en
dental.benmayor.com



Unidad dental ALFA YOUNG PLUS



Ref. IDEM20001

Ref. IDEM20000

Ref. IDEM20003

Ref. IDEM20002

PVP ~~15.000€~~
OFERTA
10.900€

Mesa de doctor

- 1 Módulo con jeringa LUZZANI de 6 funciones.
- 2 Módulo Midwest de 4 vías .
- Fibra óptica (Turbinas no incluida).
- 1 Módulo con Micromotor eléctrico NSK NBX LED 40.000 RPM.
- 1 Módulo con ultrasonido Piezoeléctrico WOODPECKER con PM y 5 puntas.
- Bandeja bajo equipo giratoria en extensión.
- Control del agua en cada módulo.
- Teclado de membrana líquida para movimientos del sillón.
- GRUPO HÍDRICO giratorio de cerámica a 60 ° .
- Limpieza fácil .

Bandeja auxiliar con:

- 2 cánulas de aspiración.
- 1 Módulo con jeringa de 3 Funciones LUZZANI.
- Filtro de aspiración Dürr.
- Teclado para escupidera de Membrana líquida.

- Predisposición para aspiración húmeda.

Sillón TECHNODENT Mod. STING (electromecánico)

- Base abierta para una mejor higiene.
- Sistema de seguridad para asiento y respaldo .
- Reposabrazos izquierdo .
- Trendellembourg .
- 1 última posición + 1 posición cero automática + 2 memorias automáticas .
- Joystick para movimientos del sillón .
- Placa de estabilidad.
- Control de pie para instrumentos y activación de spray.

Lámpara LED

- FARO MAYA POLARIS 9003L montada en la unidad.

GARANTÍA 2 AÑOS

Primero: Integral en su clínica
 Segundo: Repuestos
 DISPONIBLES EN DIVERSOS COLORES
 PARA ENTREGA INMEDIATA

2 años
 de garantía

INCLUIDO

- Planificación
- Transporte
- Instalación
- Asesoramiento sobre su gabinete completo
- Garantía



Unidad dental ALFA YOUNG



Ref. IDEM10001



Ref. IDEM10000



Ref. IDEM10003



Ref. IDEM10002



PVP ~~12.000€~~
OFERTA
9.200€

Mesa de doctor

- 1 Módulo con jeringa LUZZANI de 3 funciones.
- 2 Módulo Midwest de 4 vías .
- Fibra óptica (Turbina no incluida).
- 1 Módulo Midwet Micromotor neumático (Micromotor no incluido).
- Bandeja bajo equipo giratoria en extensión .
- Control del agua en cada módulo.
- Teclado de membrana líquida para movimientos del sillón.
- Grupo hídrico giratorio de cerámica a 60 ° .
- Limpieza fácil.

Bandeja auxiliar con:

- 2 cánulas de aspiración.
- Filtro de aspiración Dürr.
- Teclado para escupidera de Membrana líquida.
- Predisposición para aspiración húmeda.

Sillón PRIMA (electromecánico)

- Tapicería sin costuras .
- Sistema de seguridad para asiento y respaldo .
- Reposabrazos izquierdo.
- Posición cero automática.
- Reposacabezas articulado .
- Placa de estabilidad.

Lámpara

- Faro Hedi Halógena de 25000 Lux Modelo ISA montado en la unidad.

Pedal de control

- Para activación de instrumentos y movimientos del sillón.

GARANTÍA 2 AÑOS

Primero: Integral en su clínica
Segundo: Repuestos
DISPONIBLE EN DIVERSOS COLORES
PARA ENTREGA INMEDIATA

2 años
de garantía

INCLUIDO

- Planificación
- Transporte
- Instalación
- Asesoramiento sobre su gabinete completo
- Garantía



Unidad dental ALFA PROTEO

Ref. IDEM00125

UNIDAD VALIDA PARA TRABAJAR
DESDE CUALQUIER POSICION HORARIA

(Excelente Opcion para Zurdos y Ambidestros)



PVP 17.280€
OFERTA
11.500€

Mesa de doctor

- 1 Módulo con jeringa LUZZANI de 3 funciones
- 1 Módulos con manguera de 4 vías de fibra óptica para turbina (turbina no incluida)
- 1 Módulo con micromotor LED NSK NBX (contrángulo no incluido)
- Teclado para escupidera, vaso de agua, movimientos de sillón
- 1 Bandeja individual en brazo giratorio único
- Spittoon de cerámica giratorio / extraíble
- Fácil limpieza

Bandeja auxiliar con:

- Eyector de agua extraíble
- Mesa auxiliar en brazo doble con posición izquierda / derecha
- 1 Cánula quirúrgica / 1 cánula eyector de saliva
- Teclado a Spittoon, movimientos del sillón, accionamiento agua

SILLON "STING" BASE ABIERTA (electromecánico)

- Sistema de seguridad para asiento y respaldo - Apoyabrazos izquierdo
- 1 última posición + 1 posición cero automática
- Joystick para movimientos del sillón
- 1 control de pie para instrumentos y spray activado

Para el uso de esta unidad es necesario iluminación desde el techo. Lámpara no incluida en el precio.

2 años
de garantía

INCLUIDO

- Planificación
- Transporte
- Instalación
- Asesoramiento sobre su gabinete completo
- Garantía

Clínica POLIVALENTE Ref. IDEM00100-OF



Galaxy Cart

Ref. IDEM00105

Equipo base rodable

- 1 Jeringa 3 F Luzzani.
- 1 Micromotor Luz NSK.
- 1 Módulo para TURBINA.
- 1 Sistema limpieza de agua.
- 1 Pedal.

PVP ~~8.500€~~
OFERTA
5.835€



Galaxy Aspiración

Ref. IDEM00110

- Aspiración completa.
- Sobre carro rodable con escupidera y bandeja sobre brazo para dos cánulas.

PVP ~~6.400€~~
OFERTA
4.500€



Sillón Lemi Multiuso

Ref. IDEM00100

- Sillón eléctrico.
- Cuatro micromotores.
- Para tratamientos multi sectorial.
- Especialmente diseñado para examen, prescripción etc.

PVP ~~7.500€~~
OFERTA
5.250€



Lámpara MAYA-LED

Ref. IDEM00115

- Lámpara con sujeción a techo.

PVP ~~2.900€~~
OFERTA
2.450€



PRECIO ESPECIAL DEL GABINETE POLIVALENTE 16.999 €

NOVEDAD,
ahora dispondrá de un extraordinario motor de inducción de la marca NSK totalmente integrado en su carrito móvil. Todas sus funciones pueden ser controladas desde el panel del carrito.

GAÑE CALIDAD Y ERGONOMÍA

Galaxy Cart - Micromotor de inducción NSK

Ref. IDEM00120

- Motor de implantes NSK integrado en la consola.
- Control de funciones desde la consola.
- Sistema limpieza del agua.
- Módulo jeringa 3F LUZ 7 ANI-iluminat.
- Módulo para turbina de LED M4.
- Micromotor NSK NLX-Plus B RUSSHLESS.
- Garantizado por 24 meses .

PVP ~~10.777€~~
OFERTA
7.485€



Escanea sin polvo a alta velocidad y con gran exactitud

Juntas, estas tres cualidades facilitan la incorporación de nuestro escáner en su flujo de trabajo.

Diseñado pensando en la calidad, creamos el Medit i500 para agregar valor a su práctica.

Con su impresionante velocidad y su sistema sin polvo, el i500 permite una experiencia de escaneo más suave, acortando los tiempos de respuesta y aumentando la productividad de su clínica. Independientemente de su especialización, el i500 tiene diversas aplicaciones, garantizando satisfacer sus necesidades profesionales.

Elija la opción que mejor se adapte a su forma de trabajar.

En el Precio: transporte e instalación incluidos.

Versión ECO Medit I500



Incluye una pantalla de 23" pulgadas, teclado con touchpad y un ordenador con las especificaciones necesarias para el correcto funcionamiento del Scanner. El ordenador se compone de un i7 séptima generación / 16 GB RAM / 256 SSD M.2 / 1TB HDD / GTX 1060, 6 GB.

Versión MÓVIL Medit I500



Transporte su equipo protegiéndolo de golpes e inclemencias del tiempo. Podrá transportar su scanner junto a todos sus accesorios y PC portátil. El ordenador se compone de un i7 octava generación / 16 GB RAM / 256 SSD M.2 / 1TB HDD / GTX 1060, 6 GB.

Aseguramos eficacia y garantía en los PC suministrados.

Versión PLUS Medit I500



Equipado con nuestro carro adaptado para el montaje de una pantalla de 23" pulgadas y del scanner I500 junto con su ordenador dejando ocultos todos los cables.

El ordenador se compone de un i7 octava generación / 32 GB RAM / 256 SSD M.2 / 1TB HDD / GTX 1060, 6 GB.

Versión PREMIUM Medit I500



Desplace su i500 entre gabinetes sin necesidad de tener que apagar el ordenador, gracias a su SAI y disfrute de la máxima ergonomía trabajando en su pantalla táctil. Esta configuración le ofrece las más altas prestaciones junto con el mayor confort.

El ordenador se compone de un i7 octava generación / 32 GB RAM / 256 SSD M.2 / 1TB HDD / GTX 1060, 6 GB / Pantalla Táctil / SAI (Sistema Alimentación Ininterrumpida) / Carrito Integrado.



**CONSULTE NUESTRA
MEJOR OFERTA**

Scan T300



Scan T500



Ref. MIT001100

Ref. MIT001200

CONSULTE NUESTRA MEJOR OFERTA



Alta precisión



Escaneo automatizado de impresiones



Escaneo ultrarrápido



Escáneres de tipo abierto

Escanee y archive todos sus modelos en clínica

One PRO



U-60




Ref. FUN000008

Ref. FUN000030

9 MODELOS
En 180 min

2 MODELO
En 45 min

60 CORONAS
En 39 min



3 MODELOS
En 180 min

1 MODELO
En 45 min

20 CORONAS
En 39 min



PVP ~~6.000€~~
OFERTA
4.165€

M-One Pro 70 ha sido creada para usuarios que requieren un mayor volumen de creación y un alto nivel de precisión, por lo que es perfecta para laboratorios protésicos y clínicas dentales. Es capaz de construir en un tiempo record todo tipo de trabajos con un excelente detalle y acabado superficial, tales como: coronas y puentes, modelos, férulas de descarga, cubetas, ortodoncias y guías quirúrgicas. Está equipada con un potente proyector HD DLP de alta resolución con óptica UV personalizada y patentada. Marca Texas Instruments.

U60 ha sido creada para usuarios que requieren un alto nivel de precisión, por lo que es perfecta para laboratorios protésicos y clínicas dentales. Es capaz de construir 3 modelos 3 puentes o 20 coronas en un tiempo muy corto con excelente detalle y acabado superficial. Por ello permite realizar todo tipo de trabajos en función de la resina utilizada, tales como: coronas y puentes, modelos, férulas de descarga, cubetas, ortodoncias y guías quirúrgicas.

Turbina Bora LED

Ref. ROT001600

- Cabeza standard.
- Pulsación fresa por botón.
- Sistema LED.
- 17W de potencia.
- 3 Sprays (2X3 separados).




PVP ~~1.106€~~
OFERTA **599€**

Acoplamiento
sistema Unifix LED
para Bien air

Ref. ROT001620

PVP ~~344€~~
OFERTA **165€**



Turbina Bora LED / LK sistema kavo

Ref. ROT001610

- Cabeza standard.
- Pulsación fresa por botón.
- Sistema de LED.
- 17W de potencia.
- 3 sprays (2X3 separados).




PVP ~~1.106€~~
OFERTA **599€**

Acoplamiento
sistema Multiflex
LED para kavo

Ref. ROT001630

PVP ~~562€~~
OFERTA **249€**



Contraángulo 1:1

Ref. ROT001650

- Cabeza standard.
- Pulsación fresa por botón.
- Spray interno.
- Sistema sin luz.




PVP ~~776€~~
OFERTA **499€**



Contraángulo 1:1 con luz

Ref. ROT001640

- Cabeza standard.
- Pulsación fresa por botón.
- Spray interno.
- Sistema de luz por tecnología de vidrio optico multifilamento.




PVP ~~912€~~
OFERTA **539€**



Contraángulo multiplicador 1:5

Ref. ROT001660

- Cabeza standard.
- Pulsación fresa por botón.
- Sistema de multiplicación.
- Sistema de luz.
- Spray interno.



PVP ~~1.122€~~
OFERTA **629€**



Pieza recta 1:1

Ref. ROT001670

- Cabeza standard.
- Spray interno.
- Sistema sin luz.
- Compatible micromotores intra.



PVP ~~519€~~
OFERTA **399€**



Turbina con luz cabeza standard

TITANIO **B**

Ref. ROT001000

- Rodamientos cerámicos.
- Botón cambia fresas.
- Cabeza SUPERTOQUE.
- Incluye acoplamiento.
- MULTIFLEX LED y 6 sprays.
- Potencia 22 W.

PVP 500€
OFERTA 399€



Kit cirugía:
Motor + PM + CA

Ref. ROT001550



PVP 700€
OFERTA 630€

Contraángulo
cirugía spray
externo

Ref. ROT001560



PVP 400€
OFERTA 320€

Pieza recta
cirugía spray
externo

Ref. ROT001570



PVP 450€
OFERTA 360€

Turbina con luz súper torque tipo KAVO-NSK-W&H-SIRONA

B

Ref. ROT000700

Sistema Multiflex
TIPO KAVO

- Turbina auxiliar.
- Autoclavable a 135°C.
- Botón cambia fresas.
- Incluye acoplamiento.
- Triple spray.
- Hasta 310.000 rpm.

PVP 450€
OFERTA 330€



Ref. ROT000660

Machile - Phatelus
TIPO NSK

PVP 450€
OFERTA 330€



Ref. ROT000670

Sistema Rotoquick
TIPO W & H

PVP 450€
OFERTA 330€



Ref. ROT000680

Sistema Sirona
TIPO SIRONA

PVP 450€
OFERTA 330€



Turbina TITAN (auxiliar)

B

Ref. ROT000695

- Conexión directa a manguera con terminal midwest 4.
- Botón cambia fresa .
- Spray.
- Rotación 360°.
- Hasta 30.000 RPM.
- 12 vatios de potencia (+/-).

PVP 260€
OFERTA 179€



Acoplamientos sin luz

B

- Conexión de 4 orificios.
- Regulación de spray.

MULTIFLEX



ROTR01080
PVP 115€
OFERTA 69€

Bombilla tipo Kavo

B

ROTR000430 - X1 unidad

Precio unidad

OFERTA 16€

X10 unidades - ROTR000430-OF

Precio unidad

OFERTA 10€



Bombillas de luz LEDs
varias marcas compatibles

B

PVP 27€
OFERTA 18€



Acoplamientos con luz

B

NSK



ROT000985
PVP 200€
OFERTA 130€

WH



ROT000990
PVP 200€
OFERTA 130€

SIRONA



ROT000995
PVP 200€
OFERTA 130€

KAVO



ROTR01010
PVP 200€
OFERTA 130€

| Código | Marca | OFERTA X 5 |
|--------------|--------|------------|
| ROT000800-OF | NSK | 80 € |
| ROT000810-OF | W&H | 80 € |
| ROT000820-OF | SIRONA | 80 € |
| ROT000830-OF | KAVO | 80 € |

| Código | Marca | PVP | OFERTA X1 |
|-----------|--------|----------------|-----------|
| ROT000800 | NSK | 27€ | 18 € |
| ROT000810 | W&H | 27€ | 18 € |
| ROT000820 | SIRONA | 27€ | 18 € |
| ROT000830 | KAVO | 27€ | 18 € |

Contraángulo 1:1

B

Ref. ROT000720

- Autoclavable a 135°C.
- Botón cambia fresas.
- Spray interno.
- Hasta 25.000 rpm.



PVP 310€
OFERTA
250€

Contraángulo 1:1 con luz

TITANIO

B

Ref. ROT000610

- 30% menos peso que acero.
- Botón cambia fresas.
- Spray interno.
- Fibra óptica.
- 70 dB.
- Hasta 20.000 rpm.



PVP 480€
OFERTA
310€

Contraángulo 4:1

B

Ref. ROT000750

- Para fresas de Ø 2,35 mm.
- Autoclavable a 135°C.
- Botón cambia fresas.
- Hasta 10.000 rpm.



PVP 395€
OFERTA
190€

Contraángulo 16:1

B

Ref. ROT000760

- Para fresas de Ø 2,35 mm.
- Autoclavable a 135°C.
- Botón cambia fresas.
- Hasta 2.500 rpm.



PVP 425€
OFERTA
225€

Contraángulo 20 :1

B

Ref. ROT000650

- Uso en implantología.
- Para fresas de Ø 2,35 mm.
- Irrigación externa.
- Botón cambia fresas.



PVP 425€
OFERTA
330€

Ref. ROT000570

- PVP 675€
- CON LUZ LED y botón irrigación externa

OFERTA
660€

Contraángulo 1:5 multiplicador con luz

B

Ref. ROT000640

- Botón cambia fresas.
- Fibra óptica.
- Spray interno.
- Hasta 200.000 rpm.



PVP 600€
OFERTA
450€

PVP 700€
OFERTA
550€

CON LUZ LED

Ref. ROT000630

Contraángulo MARATHON SP-CE 1:1

B

Ref. ROT000330

- Cambio de fresas por llave.
- Hasta 40.000 rpm.
- Autoclavable a 135°C.
- Sin spray.



PVP 214€
OFERTA
99€

Pieza recta 1:1

B

Ref. ROT000730

- Para fresas de Ø 2,35 mm.
- Autoclavable a 135°C.
- Spray interno.
- Hasta 40.000 rpm.



PVP 299€
OFERTA
220€

Pieza recta 1:1 con luz

TITANIO

B

Ref. ROT000620

- Para fresas de Ø 2,35 mm.
- 30% menos peso que acero.
- Spray interno.
- Hasta 20.000 rpm.



PVP 480€
OFERTA
315€

Pieza de mano recta MARATHON SDE-ES6

B

Ref. PUL4P1650

- Para motor intramatic.
- Autoclavable a 135°C.
- Longitud 85,5mm .
- Diámetro 19,6mm.
- Peso 52,5 gr.
- Hasta 40.000 rpm.
- Sin spray.



PVP 158€
OFERTA
99€

Micromotor neumático

B

Ref. ROT000710

- Autoclavable a 135°C.
- Conexión a manguera terminal M4.
- Dirección ajustable.
- Peso 90 gr.
- Hasta 270.000 rpm.
- Spray interno.



PVP 280€
OFERTA
220€

Micromotor neumático con luz

TITANIO

B

Ref. ROT000600

- 30% menos peso que acero.
- Conexión M4.
- Fibra óptica..
- Spray interno.
- Autoclavable a 135°C.
- Dirección ajustable.



PVP 500€
OFERTA
360€

Estuche material rotatorio (válido estudiantes)



Ref. ROT000780

Composición:

- 1 Turbina sin luz M4.
- 1 Micromotor neumático M4 spray interno.
- 1 Contraángulo 1:1 spray interno.
- 1 Pieza recta 1:1 spray interno.

- **Nota:** El estudiante deberá enviarnos por e-mail una ficha cumplimentada con sus datos, así como fotocopia de su carnet de estudiante.

(Solicite esta información en su Depósito Dental)

PVP 998€
OFERTA 490€



¡ESTE KIT TIENE GARANTÍA PARA ESTUDIANTES HASTA FIN DE ESTUDIOS!

ROT000790 Estuche Technoflux II (con turbina TITAN-MASPOTENCIA): 520€

Opción: **ROT000780** (Maletín) + **ROT000700** (Turbina LED con rodamientos cerámicos y acoplo MULTIFLEX)

OFERTA 770€

Aceite para turbina 550 cc

ROT000440

- Spray



Precio unidad **OFERTA 10€**

Máquina para la limpieza y engrase de turbinas, contraángulos y piezas de mano

Ref. EST000100

- Cantidad de piezas de mano: 3 (1 INTRA + 2 M4).
- Modos de trabajo: 3 (S, L y E).
- Presión de trabajo: 0,3 - 0,6 MPA.
- Voltaje: 220 V / 50 Hz.
- Consumo de aire: 60 l/m.
- Peso: 7,2 Kg.
- Dimensiones externas: 282 x 300 x 370 mm.
- Capacidad de la zona de limpieza: 350 ml.



PVP 900€
OFERTA 770€

Engrasador de todo tipo de turbinas

Ref. ROT000250

- Adaptable a bote Bien Air (aceite no incluido).

PVP 100€
OFERTA 50€



Rotores compatibles

| | | |
|-----------|--|-----|
| ROT000840 | Rotor para KAVO 650 PB (CXK03) | 75€ |
| ROT000850 | Rotor para KAVO 8000 (CXK04) | 75€ |
| ROT000860 | Rotor P/KAVO 625-630-640PB-625C-625D-603-606-607-627 | 75€ |
| ROT000870 | Rotor para NSK NPA-MO3 (CX210-MINI) | 55€ |
| ROT000880 | Rotot para NSK PAX-SU03 (CX-210A-SP) | 55€ |
| ROT000890 | Rotor para NSK PAX-TU03 (CX-210A-TP) | 55€ |
| ROT000910 | Rotor para WH TA-96 SYNEA PB (CX-W01) | 75€ |
| ROT000920 | Rotor para WH TA-98 SYNEA L (CX-W05) | 75€ |
| ROT000930 | Rotor para WH 196-896 TOP AIR (CX-W07) | 75€ |
| ROT000940 | Rotor para WH 198-898 TOP AIR (CX-W04) | 75€ |
| ROT000950 | Rotor para WH TA-97 (CX-W08) | 75€ |
| ROT000960 | RRotor tipo NSK CX210-B-TB para turbina sin luz CX207-B-TP | 55€ |
| ROT000970 | Rotor tipo NSK CX210-GK-SP para turbina luz CX207-GK-SPO | 55€ |
| ROT000980 | Rotor para turbina LED technoflux (ROT000700) | 90€ |



Nota: Estos rotores al no ser montados por nuestro SAT carecen de garantía, ni pueden ser devueltos para su abono

Modelo UDSK Ultrasonido Periodoncia

- Pieza de mano tipo EMS, autoclavable a 135°C.
- Modelo de sobremesa de atractivo diseño.

Incluye las siguientes puntas (5 unidades):
 - Para limpieza: 1 G1 + 1 G4 + 1 G5 + 1 G6
 - Para periodoncia: 1 P1

Ref. APU000100-OF

Ref. APU000110-OF

PVP ~~455€~~
OFERTA
265€

SIN LUZ LED

PVP ~~635€~~
OFERTA
399€

CON LUZ LED



GRATIS
 Por la compra de
 un piezoeléctrico 5
 puntas G1



Modelo UDSL Ultrasonido Periodoncia + Endodoncia

- Pieza de mano tipo EMS, autoclavable a 135°C.

Incluye las siguientes puntas (6 unidades):
 - Para limpieza: 1 G1 + 1 G4 + 1 G5 + 1 G6
 - Para periodoncia: 1 P1
 - Para endodoncia: 1 E1

Ref. APU000200-OF

Ref. APU000210-OF

PVP ~~695€~~
OFERTA
365€

SIN LUZ LED

PVP ~~790€~~
OFERTA
499€

CON LUZ LED



GRATIS
 Por la compra de
 un piezoeléctrico 5
 puntas G1



Modelo UDSE Ultrasonido Periodoncia + Endodoncia con depósitos para líquidos de tratamiento

- Pieza de mano tipo EMS, autoclavable a 135°C.
- Depósito para dispensar líquidos o medicamentos de tratamiento.

Incluye las siguientes puntas (8 unidades):
 - Para limpieza: 1 G1 + 1 G4 + 1 G5 + 1 G6
 - Para periodoncia: 1 P1 + 1 P3 + 1 P5
 - Para endodoncia: 1 E1

Ref. APU000300-OF

Ref. APU000310-OF

PVP ~~1.229€~~
OFERTA
565€

SIN LUZ LED

PVP ~~1.375€~~
OFERTA
699€

CON LUZ LED



GRATIS
 Por la compra de
 un piezoeléctrico 5
 puntas G1



Pieza de mano tipo EMS-LUZ

Ref. APU000405-OF

PVP ~~300€~~
OFERTA
180€

CON
 LUZ



GRATIS
 Por la compra de
 un piezoeléctrico 5
 puntas G1

Pieza de mano tipo SATELEC

Ref. APU000410-OF

PVP ~~260€~~
OFERTA
140€

Pieza de mano tipo EMS

Ref. APU000400-OF

PVP ~~260€~~
OFERTA
140€

Pieza de mano tipo SATELEC-LUZ

Ref. APU000415-OF

PVP ~~300€~~
OFERTA
180€

CON
 LUZ



Para higiene

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| <p>Remover cálculos</p> <p>PVP 22,0€ OFERTA 16€</p> <p>EMS G1 APU000500 SATELEC GD1 APU000700</p> | <p>Cálculos supragingivales pesados</p> <p>PVP 22,0€ OFERTA 16€</p> <p>EMS G2 APU000510 SATELEC GD2 APU000710</p> | <p>Cálculos supragingivales e interdentales</p> <p>PVP 28,25€ OFERTA 21€</p> <p>EMS G3 APU000520 SATELEC GD3 APU000720</p> | <p>Todo tipo de cálculos supragingivales</p> <p>PVP 28,25€ OFERTA 21€</p> <p>EMS G4 APU000530 SATELEC GD4 APU000730</p> | <p>Cálculos de cuellos</p> <p>PVP 30€ OFERTA 28€</p> <p>EMS G5 APU000532 SATELEC GD5 APU000732</p> | <p>Cálculos pesados</p> <p>PVP 30€ OFERTA 28€</p> <p>EMS G6 APU000534 SATELEC GD6 APU000734</p> |
|--|--|---|--|---|--|

Para periodoncia

| | | |
|---|--|--|
| <p>Cálculos subgingivales</p> <p>PVP 28,25€ OFERTA 21€</p> <p>EMS P1 APU000540 SATELEC PD1 APU000750</p> | <p>Cálculos subgingivales y periodontitis</p> <p>PVP 30€ OFERTA 28€</p> <p>EMS P3 APU000550 SATELEC PD3 APU000760</p> | <p>Cálculos subgingivales e interdentales</p> <p>PVP 30€ OFERTA 28€</p> <p>EMS P4 APU000560 SATELEC PD4 APU000770</p> |
|---|--|--|

Para endodoncia

| | | |
|--|--|--|
| <p>Limpieza canal</p> <p>PVP 30€ OFERTA 28€</p> <p>EMS E1 APU000570 SATELEC ED1 APU000780</p> | <p>Canales de molar</p> <p>PVP 30€ OFERTA 28€</p> <p>EMS E2 APU000580 SATELEC ED2 APU000790</p> | <p>Condensación lateral</p> <p>PVP 30€ OFERTA 28€</p> <p>EMS E3 APU000590 SATELEC ED3 APU000800</p> |
|--|--|--|

Para preparación de cavidades

| | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Bola con punta diamantada - Preparación caras oclusales - Preparación de cuellos <p>PVP 60€ OFERTA 55€</p> <p>EMS SB1 APU000650 SATELEC SBD1 APU000850</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Media bola con punta de diamante. - Preparación caras interdentales sin dañar dientes adyacentes <p>PVP 60€ OFERTA 55€</p> <p>EMS SB2 APU000652 SATELEC SBD2 APU000852</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Media bola a 45° izquierda con punta diamante - Para atacar caries sin dañar piezas adyacentes <p>PVP 60€ OFERTA 55€</p> <p>EMS SB3 APU000654 SATELEC SBD3 APU000854</p> |
|---|--|--|

Puntas compatibles SIRONA

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>GS1</p> <p>PVP 30€ OFERTA 28€</p> <p>APU000900</p> | <p>GS2</p> <p>PVP 30€ OFERTA 28€</p> <p>APU000910</p> | <p>PS1</p> <p>PVP 45€ OFERTA 39€</p> <p>APU000920</p> | <p>PS3</p> <p>PVP 68€ OFERTA 55€</p> <p>APU000930</p> |
|---|---|---|---|

Puntas compatibles ANDENT

| | |
|--|--|
| <p>A1</p> <p>PVP 75€ OFERTA 49€</p> <p>APU000980</p> | <p>A2</p> <p>PVP 75€ OFERTA 49€</p> <p>APU000990</p> |
|--|--|

Puntas compatibles Kavo

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>GC1</p> <p>PVP 75€ OFERTA 49€</p> <p>APU000940</p> | <p>GC2</p> <p>PVP 75€ OFERTA 49€</p> <p>APU000950</p> | <p>GK1</p> <p>PVP 75€ OFERTA 49€</p> <p>APU000960</p> | <p>GK2</p> <p>PVP 75€ OFERTA 49€</p> <p>APU000970</p> |
|---|---|---|---|

¡Super Oferta en puntas!
(piezas del mismo código)

Por la compra de 4
1 GRATIS

Por la compra de 15
5 GRATIS

PT MASTER 3

Sistema de tratamiento periodontal por ultrasonidos

Ref. APU004000

- Frecuencia de vibración de la punta de salida: 28kHz 38kHz.
- Potencia de salida: 3W a 20W.
- Presión de agua: 0,01MPa a 0,5MPa.
- Peso de la unidad principal: 2 Kg.
- Modo de trabajo: continuo.
- Órbita de vibración circular, ultrasonido y pulido al mismo tiempo.
- Amplitud de vibración pequeña, tratamiento sin dolor.
- Puntas de titanio más suave, menos agresiva para el esmalte.
- Se pueden aplicar soluciones clínicas para modo de suministro de agua automático, incluyendo peróxido de hidrógeno, hipoclorito de sodio o clorexidina.
- Pieza de mano de LED, posibilidad de modo LED o NO LED (mejora de la visualización) autoclavable a 134°.
- El seguimiento de frecuencia automática asegura que la máquina siempre trabaja en la mejor frecuencia posible de manera estable.



Incluye dos piezas de mano y 10 puntas

PVP ~~2.125€~~
OFERTA 1.699€

Ultrasonidos sobremesa U6

- Pieza de mano tipo EMS autoclavable a 135°C.
- Panel de control luminosos.
- Pieza de mano LED desmontable.
- Tratamiento periodontal.



Ref. APU000360 CON LUZ LED PVP 410€
OFERTA 390€

Ref. APU000350 SIN LUZ LED PVP 490€
OFERTA 290€

Aeropulidor para bicarbonato



Ref. APA000110

PVP 189€
OFERTA 89€



Micro arenadora para laboratorio dental standar

Ref. MIT000900



PVP 190€
OFERTA 130€

- Con cuerpo plástico duro

Ref. MIT000850



PVP 220€
OFERTA 160€

- Con cuerpo metálico

Acoplo de microarenadora.



Ref. MIT000910

Acoplo de micro manguera a Manguera con terminal Midwest 4.

PVP 25€
OFERTA 20€



Air Scaler Sonic-L

Ref. ROT001400

- El kit contiene:
- 1 Ultrasonido neumático con luz Sonic-L.
 - 3 Puntas: S1 + S2 + S3.
 - 1 Llave aprieta puntas .
 - 1 Boca de engrase.

PVP 690€
OFERTA 399€



Kit 3 puntas

Ref. ROT001450

PVP 55€
OFERTA 40€



Llave aprieta puntas

Ref. APU001000

PVP 33€
OFERTA 24€



EQUIPO PARA IMPLANTOLOGÍA KI20 + CA 1:20

Unidad con luz y CA sin luz

krofit

Ref. ROT000550-OF

CARACTERÍSTICAS

- 9 programas personalizables.
- Auto calibración (garantiza una velocidad y torque precisos para obtener máxima seguridad).
- Silencioso y sin vibraciones.
- Potencia bombeo (0-4).
- Gran pantalla LCD de fácil lectura.
- Revoluciones: 20-40.000 rpm.
- Torque: 5-70 Ncm.
- Conversiones: 1:1 , 20:1 , 32:1.
- Función reverse.
- Cable esterilizable.
- Funciones del pedal:
 - 1.Control velocidad
 - 2.Sentido de giro
 - 3.Sincronización bomba-motor
 - 4.Cambio de programa

PVP ~~2.850€~~
OFERTA 1.900€



GRATIS

Equipo de implantología KI20+ CA 1:20
Unidad y contraángulo con luz

Ref. ROT000500-OF

PVP ~~3.500€~~
OFERTA 2.150€

Carrito móvil C3RK electrificado + Micromotor K38

Por la compra del equipo de implantología KI20 + CA, reciba gratis: Carrito móvil C3RK electrificado y un K38.

ZILFOR

REF. MGC000100



REF. PUL4M3100



Kit 5 curetas en cassette
Para tratamiento implantes

B Technoflux

Ref. ROT000580

- Fibra de carbono: 4 limpiezas + 1 sonda.

PVP ~~50€~~
OFERTA 39€



Sistema manual - contraángulo

saeyang

Ref. ROT000340

- Destornillador de implantes .
- Tres niveles de torque: 20 N/cm, 35 N/cm, sin límite.

PVP ~~300€~~
OFERTA 225€



Punta ultrasonido Woodpecker tipo "EMS" MOD "P90" uso implantes

Ref. APU000600

- Especial para implantes.
- De acero inoxidable muy resistente.
- No daña el implante, cómoda para el paciente.
- Autoclavable.

PVP ~~325€~~
OFERTA 75€



Calentador de jeringas de composite

Ref. ESI000030

- Capacidad 8 jeringas.
- Temperatura 40-50-70°C.

PVP ~~350€~~
OFERTA 160€



Calentador de jeringas y pasta de composite

Ref. ESI000040

- Capacidad 7 jeringas+bandeja mantenimiento.
- Temperatura: 40-45-50°C.

PVP ~~350€~~
OFERTA 260€



Punta ultrasonido Woodpecker tipo "SATELEC" MOD "P90" uso implantes

Ref. APU000810

- Especial para implantes.
- De acero inoxidable muy resistente.
- No daña el implante, cómoda para el paciente.
- Autoclavable.

PVP ~~325€~~
OFERTA 75€



Equipo de cirugía profesional ULTRASURGERY



- Frecuencia de trabajo: de 24.000 a 29.500 Hz.
- Potencia de salida: de 3 a 20 W (en niveles).
- Peso total de la unidad 12 Kg.
- Funciones: Endo, Perio, Implantes, Trabajos en hueso, Osteotomía, Osteoplastia.

APU005000
PVP ~~5.400€~~
OFERTA
3.390€

APU005100
CON LUZ LED
PVP ~~6.400€~~
OFERTA
3.690€



Consulte nuestras puntas para la reposición desde 45€ a 55€

Electrobisturí "ART ELECTRON"

B Technoflux

Ref. ROT001500

- Tres tipos de corte.
- 10 Niveles de potencia.
- 7 Programas fijos.
- Frecuencia de trabajo 1,35khz - 1,7khz.
- Potencia: 10W.
- Carga: 500.
- Dimensiones: 84x20x21,5 cm.




PVP ~~1.275€~~
OFERTA
825€

Reposición 7 electrodos

Ref. ROT001510

PVP ~~190€~~
OFERTA **125€**



Lámpara de iluminación a unidad dental (con brazo y barra)

B Technoflux

Ref. ESN003950

35.000 lux

PVP ~~890€~~
OFERTA
550€

- Asa desmontable.
- Iluminación ajustable.
- Facilidad movimientos de la parábola.
- Encendido por sensor.
- Incluye barra a equipo.
- Lámparas preparadas para barra de 50mm.
- Eeceptionalmente suministramos otra barra para barras de 45mm.



Ref. ESN003900

40.000 lux

PVP ~~1.100€~~
OFERTA
690€



Lámparas autónomas alta iluminación

Ref. ESN005000

Iluminación por sistema Leds.
6 Leds
Potencia 12 W.
Lámpara a techo

PVP ~~1.119€~~
OFERTA
890€



Ref. ESN005020

Iluminación por sistema de 9 LEDs
Potencia 15 W
Incluye base rodable
8 niveles de potencia
Display LCD multi-funcional
Temperatura del color: 4000-5000K
Tamaño del campo: 80 x 160 mm
Distancia para 700 mm

PVP ~~1.610€~~
OFERTA
1.290€



Ref. ESN005030

Iluminación por sistema de 9 LEDs
Potencia 15 W
Lámpara a techo
8 niveles de potencia
Display LCD multi-funcional
Temperatura del color: 4000-5000K
Tamaño del campo: 80 x 160 mm
Distancia para 700 mm

PVP ~~1.610€~~
OFERTA
1.150€

Lámpara con lupa bifocal
3X 12X sobremesa

B Technoflux

Ref. MOB0S0350

- Fluorescente circular 12 W.
- Diseño ergonómico.
- Luz fría sin sombra.
- Lente de cristal de 100 mm de alta calidad de 1,75 X y 4 X.
- Con base para mesa.
- Muy ligera para fácil transporte.



PVP ~~80€~~
OFERTA 40€

Ref. MOB0S0350-OF - Caja x 4 **140€**

Lámpara con lupa bifocal 3x 12x
sobremesa 60 LEDs blancos 5,5 W

B Technoflux

Ref. MOB0S0360

- Lente de 3+12 dioptrías.
- Intensidad: 1.600 mcd / LED.
- Alimentación: 220-240 Vac / 50 Hz. 4 - 5,5 W.
- Dimensiones brazo: 27 cm.
- Ancho: 18 cm. Alto: 39 cm.
- Diámetro lupa: 100 mm.
- Longitud cable: 1,2 m.



PVP ~~120€~~
OFERTA 45€

Ref. MOB0S0360-OF - Caja x 4 **170€**

Lámpara con lupa 5X con pinza para fijación 90 LEDs blancos 9 W

B Technoflux

Ref. MOB0S0335

- Muy bajo consumo.
- Lente de 5 dioptrías.
- Intensidad: 1.600 mcd /LED.
- Alimentación: 230 Vac / 9 W.
- Dimens. brazo: 86 cm.
- Diámetro lupa: 120 mm.
- Long. cable: 1,5 m.
- Peso: 2.300 g.



PVP ~~140€~~
OFERTA 75€

Ref. MOB0S0335-OF - Caja x 4 **280€**

Lámpara + Soporte
con ruedas para
lámparas serie ECO

Ref. MOB0S0335-OF2

Ref. MOB0S0770

PVP ~~160€~~
OFERTA 130€

Lámpara + Soporte
sobremesa con tornillo
para lámparas serie ECO

Ref. MOB0S0335-OF3

Ref. MOB0S0760

PVP ~~125€~~
OFERTA 95€

Articulador A7 PLUS E+ Arco élite y Estuche

Ref. VZB000515

- Distancia intercondilar fija 100mm.
- Reglaje de guía condílica.
- Reglaje de ángulo Bennet.
- Sistema de estabilización de movimiento de la guía condílica.
- Punto de apoyo de la rama superior en posición abierta.
- Ajuste milimétrico de profusión.
- Puede ser estandarizado (calibrado).

PVP ~~515€~~
OFERTA 430€



bio-art

Articulador A7 PLUS E +
Arco STANDARD y Estuche

Ref. VZB000510



bio-art

Placa de montaje

Ref. VZB000590

- Por riel.
- Bolsa de 10 pares.



PVP ~~100€~~
OFERTA 75€

Ref. VZB000580

- Por tornillo.
- Bolsa de 10 pares.



PVP ~~132€~~
OFERTA 82€

bio-art

PVP ~~415€~~
OFERTA 330€

Kit accesorios

Ref. VZB000550



PVP ~~120€~~
OFERTA 99€

bio-art

Arco FACIAL élite

Ref. VZB000540

PVP ~~220€~~
OFERTA 180€



bio-art

Arco FACIAL
STANDARD

Ref. VZB000530

PVP ~~120€~~
OFERTA 89€



bio-art

Cabeza muñeco simulador con boca accesible y piezas dentales desmontables

B Technoflux

Simula la cabeza del cuerpo humano y dentro de la boca, con el fin de poder realizar en ella simulaciones de trabajos dentales de precisión

Modelo sobremesa
Ref. VZB005200



Modelo JGC1
- Para mesa.
- Soporte con eje.
- Alta resistencia.

PVP ~~999€~~
OFERTA **699€**

Modelo con barda a cabezal de equipo
Ref. VZB005210



Modelo JGC3
- Con barra standard.
- Alta resistencia.

PVP ~~800€~~
OFERTA **650€**

Modelo adosado al respaldo del equipo
Ref. VZB005220



Modelo JGC4
- Soporte para adaptar al respaldo del equipo.
- Alta resistencia.

PVP ~~700€~~
OFERTA **590€**

Incubador biológico PULCINO + KIT esporas (10 ampollas)

Newmed

Ref. ESN001500-OF

La oferta incluye 10 frascos de esporas

- Para la comprobación de que el autoclave ha efectuado su trabajo correctamente.
- Proceso preciso y automático.
- Control digital con regulación de temperatura.



PVP ~~498€~~
OFERTA **425€**

Reposición esporas (10 frascos)

80€

Ref. ESN002600



Incinerador de agujas ETNA MOD-497

Ref. ESI000010

- El incinerador de agujas Etna 497 es un equipo profesional que le permite incinerar agujas usadas, evitando el riesgo que comportan estos materiales usados

PVP ~~290€~~
OFERTA **240€**



Incinerador de agujas ETNA 502 con calentador de carpules

Ref. ESI000020

- El calentador e incinerador de agujas ETNA 502 es un dispositivo 2 en 1 que incorpora un calentador de carpules de anestesia y un incinerador de agujas en la misma máquina.

PVP ~~350€~~
OFERTA **290€**



Desfibrilador semiautomático externo

B Technoflux

Ref. APM000400

- Posibilidad de usar el parche de adultos también en niños.
- Batería durante 4 años.
- Parches siempre conectados.
- Fácil comunicación con el PC.
- Incluido maletín de transporte.
- Detección de CPR inteligentemente.
- Batería desechable mínimo 200 descargas (según tipo y condiciones entorno).
- Indicador de estado en pantalla.

PVP ~~2069€~~
OFERTA **1.390€**



- Ajuste automático de volumen según ruido ambiente.
- Práctico alojamiento para los electrodos.
- Compartimento accesible debajo del equipo.
- Mensajes de voz detallados e indicadores luminosos: Mensajes de voz para realizar el RCP en pacientes adultos y niños.
- Detección de realización RCP.
- Aviso al usuario se detecta proceso de reanimación.
- Completa comunicación entre el CU-SP1 y el usuario mediante programa informático CU-EX1, para control de cada episodio.
- Transferencia de información con usuario mediante tarjeta SD.

Micromotor K-38 portátil y accesorios

BLANCO Ref. PUL4M3100-OF

Características técnicas:

- Velocidad hasta 30.000 rpm.
- Incluye bolsa transporte y cinturón.
- Incluye motor intramatic E300 y pieza de mano recta mod. SDE-ES6.
- Batería recargable con una autonomía de 4,5 a 8 horas.
- Potencia 25 W.

Varios colores

NEGRO Ref. PUL4M3150-OF



ROSA Ref. PUL4M3160-OF



PVP 540€
OFERTA 449€

INCLUIDO PEDAL PM Y CA

Pedal mod. SFP-27

Ref. PUL9I0065

- Pedal ON / OFF



Contraángulo MARATHON LP-CE 1:1

Ref. ROT000330

- Para motor INTRAMATIC
- Autoclavable a 135°C
- Spray externo
- Velocidad hasta 40.000 rpm.



ESCORT II PRO "INTRAMATIC"

Ref. PUL4M3082

- Potencia 45 W.
- Velocidad hasta 35.000 rpm.
- Torque 2,9 N/cm.
- Control de sobremesa y pedal ON/OFF
- Incluye motor INTRA Mod. M33ES sin pieza recta de dotación



PVP 310€
OFERTA 199€



MIGHTY

Ref. PUL4M3097

- Potencia 45 W.
- Velocidad hasta 35.000 rpm.
- Pedal ON/OFF
- Motor INTRA Mod. M33ES, pieza de mano recta SDE-ES6
- Contraángulo SPCE
- Conversión 1:1



PVP 375€
OFERTA 299€



MARATHON N7 "INTRAMATIC"

Ref. PUL4M3067

- Potencia 100 W.
- Velocidad hasta 33.000 rpm.
- Torque 4,5 N/cm.
- Control de sobremesa y pedal variable
- Motor INTRA M33ESBT
- Con PM H20
- Más fina/Menor Peso/ Cuerpo metálico



PVP 370€
OFERTA 295€



MARATHON K35

Ref. PUL4M3110

- Potencia 30 W.
- Velocidad hasta 30.000 rpm.
- Visor digital de revoluciones
- Control de velocidad en pedal.
- Incluye motor progresivo y pieza de mano SH30N



PVP 395€
OFERTA 285€



Micromotor
Precisión, estabilidad y
suave rendimiento

ENDO *e*class

krafit

Ref. ROT000310

- 15 programas de trabajo.
- Máximo torque 9,9 N/cm.
- Rango de velocidad de 20 a 17.500 rpm. (8:1 - 10:1 - 16:1 - 20:1 - 64:1)
- Peso pieza de mano 180 gr.
- En dotación CA 1:1



PVP 1015€
OFERTA 630€

Micromotor ENDO PLUS APEX LED
Localizador de ápices incluido

krafit

Ref. ROT000370

- Con luz LED
- Sistema "RECIPROCO"
- Auto-Stop y reverse
- Pulsador cabeza tipo MINI
- Sistema automático ahorro de potencia
- 9 programas en memoria
- En dotación CA 1:1
- Localizador de ápices



PVP 1200€
OFERTA 880€

Localizador de ápices
WOODPEX III PRO

WOODPECKER

Ref. APA000145

- Equipado con pantalla LCD brillo
- Imagen clara
- Calibración automática
- Batería recargable
- Accesorios esterilizables
- Pantalla a color



PVP 440€
OFERTA 275€

Accesorios localizador

| | | |
|-----------|-------------------|---------|
| APAR00440 | BATERIA RECAMBIO | 14,69 € |
| APAR00430 | CABLE DE MEDICIÓN | 14,69 € |
| APAR00420 | CLIP DE ARCHIVO | 19,21 € |
| APAR00400 | GANCHO DE LABIO | 6,78€ |

Micromotor
Excelente rendimiento,
sofisticado motor y
pieza de mano

ENDO *a*class

krafit

Ref. ROT000300

- 4 programas de trabajo
- Máximo torque 4 N/cm.
- 2 baterías de 2 mA.
- Carga total en 80 minutos, para un uso durante 1h 30' a pleno rendimiento.
- Rango de velocidad de 120 a 2.000 rpm. (4:1 - 10:1 - 16:1 - 20:1)
- Peso pieza de mano 150 gr.
- En dotación CA 1:1



PVP 1288€
OFERTA 690€

Micromotor con luz LED

Ref. ROT000350

PVP 1350€
OFERTA 790€

ENDO-SMART

Micromotor de endodoncia excelente
calidad y fabuloso por su precio.

WOODPECKER

Ref. ROT000380

- Equipo de fácil utilización
- Pantalla con fácil vision angular
- 9 Programas
- Ligero CA conversión 1:1
- Autoclavable a 120°
- Motor de 15:5 reducciones



PVP 790€
OFERTA 490€

Localizador de ápices
C-ROOT + 1 (+ Pulp Tester)

Technoflux

Ref. APA000150

- Pantalla TFT-LCD
- Auto-calibración
- Ajuste luminoso de pantalla
- Batería recargable con 3 horas de autonomía



Pantalla
TÁCTIL

PVP 775€
OFERTA 499€

**OBSEQUIO
LÁMPARA "LATE"**

Ref. APA000150-OF



Destiladores eléctricos

- Para obtener agua destilada a partir del agua de la red hídrica
- Produce 4 litros de agua en 6 h
- Uso ideal nocturno para producir el agua necesaria en la jornada clínica para la utilización de autoclaves, mezclas, máquinas y generadores de vapor.
- Automáticos y silenciosos

- ESN001960 Jarra plástico — 35€
- ESN001950 Jarra cristal — 50€
- ESN002010 Filtros carbón — 36€
- ESN002015 Ácido cítrico — 36€

En acero inoxidable y jarra de cristal

Ref. ESN001900



PVP 290€
OFERTA 210€

Ref. ESN001800



PVP 290€
OFERTA 299€



Filtros carbón destilador



Ref. ESN002010

- 12 unidades

PVP 50€
OFERTA 36€



Bolas ácido cítrico para destilador

Ref. ESN002015

- Bote bols 500 gr

PVP 50€
OFERTA 36€



Selladora semiautomática TECHNOFLUX

Ref. ESN002150

- Movimiento de la cizalla automática
- Programable o con pedal
- Digital, con información en pantalla



PVP 650€
OFERTA 360€



Selladora BioStamp

Ref. ESN002120

- Carenado de protección contra accidentes.
- Control automático de tiempo.
- Longitud de sellado 300 mm.
- Anchura sellado 12 mm.
- Guillotina acoplada.
- Soporte rollo de papel.



PVP 450€
OFERTA 280€



Blanqueamiento en la Clínica

Ref. ESN004250

- Peróxido de hidrogeno 35%.
- Contenido: 3 pacientes.

PVP 175€
OFERTA 140€



Ref. ESN004250-OF

- Kit blanqueamiento
- Peróxido de hidrogeno 35%.
- Contenido: 3 pacientes.

- Lámpara APOZA
- Pequeña y manejable.
- Fuente de luz fría.
- Temporizador: 5, 10, 15, 20 y 25 min.



PVP 1050€
OFERTA 840€



¡ SÚPER OFERTA !

Por la compra de 6 kit de blanqueamiento en clínica llévase una lámpara de blanqueamiento APOZA gratis.

CONSIGA SU LÁMPARA DE BLANQUEAMIENTO GRATIS

Equipo de limpieza ultrasónica 3l.

Ref. LIM0M9015

- Para todos los materiales y en especial instrumental.
- 5 ciclos de temporización con reloj digital en pantalla.
- Adopta mejor sistema de batido del producto jabonoso empleado.
- Con válvula de drenaje para su vaciado.
- Potencia 160 W.
- Calefacción hasta 50°C.
- Frecuencia 36.000 Hz.

PVP 203€
OFERTA
160€



B Technoflux

Equipo de limpieza ultrasónica 1,4 l **B** Technoflux

Ref. LIM0M9075

- Display digital
- Sencillo manejo y uso
- Potencia 300W
- Frecuencia 35.000 Hz

PVP 150€
OFERTA
115€



B Technoflux

B Estmon

ULTRASONIDOS ESTMON



2,2 l - 339€



3 l - 339€



4,5 l - 499€



6 l - 599€

Nueva Gama Electronic Series

| Modelo | Tamaño de la cuba (mm) | Potencia calefacción | Potencia ultrasónica | Frecuencia ultrasónica | Nº de transductores |
|------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| TCE - 220 | 2.2L/238x138x65 | 100 W | 160 W | 37 KHz | 2 x 80 w |
| TCE - 300 | 3L/238x138x100 | 150 W | 160 W | 37 KHz | 2 x 80 w |
| TCE - 450 | 4,5L/238x138x150 | 220 W | 160 W | 37 KHz | 2 x 80 w |
| TCE - 600 | 6L/302x152x150 | 270 W | 240 W | 37 KHz | 3 x 80 w |
| TCE - 1500 | 15L/325x295x150 | 470 W | 480 W | 37 KHz | 6 x 80 w |

- Alta tecnología
- Panel LCD todos los datos en pantalla
- Aumento de potencia hasta 120%
- Desgasificación para limpieza mas eficiente
- Función barrido para limpieza mas efectiva

La marca Estmon goza de una amplia experiencia y conocimientos fabricando equipos de limpieza por ultrasonidos durante tres décadas, lo que garantiza que cada equipo ha sido fabricado según los más exigentes estándares de calidad Europeos.

| | | |
|-----------|--|---------|
| LIM0E0220 | Ultrasonido estmon electronic series MOD. TCE-220 2,2 litros | 339,00€ |
| LIM0E022C | Cesta para ultrasonidos estmon MOD. TCE-220 | 20,00€ |
| LIM0E0300 | Ultrasonido estmon electronic series MOD. TCE-300 3 litros | 399,30€ |
| LIM0E030C | Cesta para ultrasonidos estmon MOD. TCE-300 | 22,00€ |
| LIM0E0450 | Ultrasonido estmon electronic series MOD. TCE-450 4,5 litros | 499,00€ |
| LIM0E045C | Cesta para ultrasonidos estmon MOD. TCE-450 | 28,00€ |
| LIM0E0600 | Ultrasonido estmon electronic series MOD. TCE-600 6 litros | 599,00€ |
| LIM0E060C | Cesta para ultrasonidos estmon MOD. TCE-600 | 32,00€ |
| LIM0E1500 | Ultrasonido estmon electronic series MOD. TCE-1500 15litros | 999,00€ |
| LIM0E150C | Cesta para ultrasonidos estmon MOD. TCE-1500 | 64,00€ |

AUTOCLAVE TECHNOFLUX "B" ¡Alta gama con última tecnología!



CICLO B-RÁPIDO
20 min
 incluyendo calentamiento y secado



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO REALIZADO POR NUESTROS TÉCNICOS AUTORIZADOS.

18 l. "B" ESN000010
 PVP ~~4.750€~~
OFERTA 2.990€

24 l. "B" ESN000020
 PVP ~~5.500€~~
OFERTA 3.150€

45 l. "B" ESN000030
 PVP ~~10.000€~~
OFERTA 4.999€

60 l. "B" ESN000040
 PVP ~~12.000€~~
OFERTA 6.790€

Características técnicas:

- Excelente diseño de la cuba con un 25% más de capacidad.
- Ciclo B-rápido con secado en tan solo 20 minutos (máxima carga 500g)
- Ciclo N-rápido con secado en tan solo 13 minutos (máxima carga 500g)
- Rápido calentamiento con ahorro de tiempo y energía.
- Programa de prueba: B&DHELIX y VACIO
- Protección automática contra exceso de temperatura
- Cierre de puerta mecánico electrónicamente asegurado que garantiza unaseguridad absoluta
- Microprocesador
- Alta velocidad
- Impresora de serie
- Dimensiones cámara: 250x350 mm

- Dimensiones exterior: 560x530x450 mm
- Peso 55 Kg
- Potencia: 2,6 Kw
- Porta bandejas giratorio
- Nuevo sistema de vacío más rápido y eficaz que reduce el tiempo de ciclos
- Equipamiento de serie:
 3 bandejas de aluminio
 Tubo de drenaje
 Manguera de vaciado
 Recambio junta de puerta
 2 rollos de impresora



Autoclave 18 L + selladora BioStamp + cuba Technoflux 3l
 Ref. ESN000010-OF **3.190€**

Autoclave 24 L + selladora BioStamp + cuba Technoflux 3l
 Ref. ESN000020-OF **3.350€**

Sistemas de esterilización profesional



Autoclave ENERGY 18 l. Serie "N"

Ref. ESN000700

- Ciclo automático microprocesado
- Vacío termodinámico
- Pantalla LCD
- Carga de agua manual
- Ciclos de esterilización: 2 a 121°C - 2 a 134°C
- Peso material macizo esterilizable: 6 Kg.

PVP ~~4.310€~~
OFERTA 2.300€

Autoclave Mini NUBYRA 6 l. Serie "N"

Ref. ESN000900

- Ciclo automático microprocesado
- Vacío termodinámico
- Pantalla LCD
- Carga de agua manual
- Ciclos de esterilización: 2 a 121°C - 2 a 134°C
- Peso material macizo esterilizable: 1 Kg.

PVP ~~3.395€~~
OFERTA 1.795€



Ref. ESN000100 Autoclave KRONOS 18L B

PVP ~~5.500€~~
OFERTA 3.900€

Cámara intraoral inalámbrica por wifi M980

B Technoflux

Ref. IMC000430

- Cámara con tarjetas SD, salida de vídeo directamente, o bien con el ordenador a través del lector de tarjetas USB.
- Imágenes de alta resolución.
- Alta iluminación con 6 LED de luz blanca.
- Fácil de manejar, las imágenes se muestran en la pantalla LCD de 2,5".
- Ajuste de brillo y contraste de la pantalla LCD.
- Alta autonomía de la batería de litio.
- 5 Opciones: Captura de imagen, guardar, anterior imagen, imagen siguiente y eliminar imagen.
- Diferentes tipos de ángulo de captura para mostrar imágenes claras.
- Incluye base para PM, tarjeta SD y cargador.
- Wifi con un solo dispositivo simultáneamente.

¡Conexiones a PC, tablet y smartphone!



PVP ~~505€~~
OFERTA 450€

Cámara intraoral M998

B Technoflux

Ref. IMC000420-OF

- Cámara:
- Lente SONY, alta resolución, 2 Mp,
- Pantalla:
- 16,2 mill. de colores, ajustable, monitor LED
 - 19", sonido estéreo, incluido brazo a equipo.
 - INCLUYE SOPORTE A BARRA EQUIPO

PVP ~~1.286€~~
OFERTA 990€



Cámara intraoral con monitor y negoscopio digitalizador M168

B Technoflux

Ref. IMC000100

- Cámara intraoral
- Monitor 5" pulgadas
- Lector de radiografías



PVP ~~1.345€~~
OFERTA 590€

Cámara intraoral M958A

B Technoflux

Ref. IMC000300-OF

- Lente SONY, CCD 2.000.000 de pixels.
- Traslado de imágenes por WIFI.
- Monitor LCD de 15 pulgadas.
- Modelo de sobremesa o adaptable a la barra del equipo.
- INCLUYE SOPORTE A BARRA Y TIRADOR PARA MEJOR MANEJO

PVP ~~1.186€~~
OFERTA 890€



Cámara intraoral con monitor M868

B Technoflux

Ref. IMC000200 - OF

- Cámara con lente Sony con 2.000.000 de píxeles
- Monitor 8" pulgadas de sobremesa o adaptable a barra de equipo
- Alta resolución
- Conexión PC
- Conexión vídeo

PVP ~~999€~~
OFERTA 690€



Maletín de reanimación

B Technoflux

REF. APM000500

- Contiene equipación necesaria para la reanimación del paciente en casos de emergencia respiratoria.
- Concebido para el usuario profesional con la formación adecuada para su correcta utilización.
- Los componentes se incluyen dentro de una maleta fabricada con material polietileno de doble capa con espacio y velcros para tener accesibilidad a las dos tapas.
- Fácil apertura.

PVP ~~465€~~
OFERTA
349€

Pinzas tiralenguas

Ref. APM000670

OFERTA **9€**

Abrebocas

Ref. APM000680

OFERTA **5,60€**

Manta térmica

Ref. APM000660

OFERTA **6€**

Caudalímetro

Ref. APM000610

OFERTA **135€**

Mascarilla pediátrica para resucitador

Ref. APM000645

OFERTA **6,60€**

Tijera corta ropa

Ref. APM000690

OFERTA **11,50€**

Cánulas de Guedel

1/Ref. APM000620 3 /Ref. APM000621

5 /Ref. APM000622

OFERTA **6,60€**

Mascarilla adultos

OFERTA **4€**

Ref. APM000630

Mascarilla pediátrica

OFERTA **5€**

Ref. APM000640

Botella de oxígeno

OFERTA **150€**

Ref. APM000600

NOTA DE INTERÉS: El oxígeno de los maletines de reanimación no es un medicamento. Los medicamentos se regulan por el RD 782/201. En base a ello, los medicamentos solo pueden distribuirse siguiendo el canal legal marcado por dicha ley, es decir del laboratorio al cliente final.

Resucitador manual

OFERTA **56€**

Ref. APM000650

Mascarilla adulta para resucitador

Ref. APM000647

OFERTA **6,60€**



GABRIEL BENMAYOR S.A, a través de nuestros distribuidores, tiene el objetivo de llegar con su maletín de reanimación a todas las áreas de actuación: clínicas dentales, clínicas y consultas de podología, hospitales, centros de salud, laboratorios de prótesis, centros deportivos, residencias de mayores, etc...

*Por normativa sanitaria el comprador final recibe la botella de gas vacía. Para su reposición deberá llamar al teléfono que encontrará junto a la documentación del maletín, correspondiente a la empresa autorizada para la venta de oxígeno. Esta empresa le hará la recogida en sus instalaciones, recarga y posterior entrega por un precio total entre 70€ - 80€ y gastos de transporte incluidos. El comprador final recibirá la factura correspondiente al oxígeno con sus datos fiscales.

Aspirador Manual de Secreciones

Ref. APM000695

OFERTA **110€**

OPCIONAL



Vibrador Redondo

B Technoflux

Ref. MIT000410

- Potencia 100 W.
- Diámetro superficie de trabajo 14 cm.
- Peso 1,7 Kg.

PVP ~~170€~~
OFERTA 80€



Vibrador Mediano

B Technoflux

Ref. MIT000420

- Potencia 120 W.
- Medidas: 20 x 15 x 10 cm.
- Peso 2 Kg.

PVP ~~205€~~
OFERTA 130€



Vibrador Grande

B Technoflux

Ref. MIT000415

- Potencia 160 W.
- Medidas: 24 x 18 x 10 cm.
- Peso 3 Kg.

PVP ~~287€~~
OFERTA 190€



Mezcladora de alginato

B Technoflux

Ref. APB000100



- Gran display LCD Velocidad hasta 300 rpm.
- Peso 3 Kg.
- El endurecimiento del alginato depende del tiempo e intensidad del batido.

PVP ~~327€~~
OFERTA 199€

Reposición taza 15€
Ref. APBR00120

Vibrador de cápsulas

B Technoflux

Ref. APB000200

- Horquilla metálica adaptable a todo tipo de cápsulas
- Rango de velocidad de 2.800 a 5.500 rpm
- Pantalla LCD con Start, Stop y programación de 1 a 99"

PVP ~~340€~~
OFERTA 169€



Vibradores

Sirio

Alta potencia, velocidad variable, silenciosos y muy estables

Pequeño

Ref. MIS000500

- 170 W de potencia
- Medidas : 14 X 17 X 10 cm.
- Peso 3,5 Kg

PVP ~~190€~~
OFERTA 169€



Mediano

Ref. MIS000600

- 170 W de potencia
- Medidas : 15 X 23 X 10 cm.
- Peso 4,5 Kg

PVP ~~210€~~
OFERTA 190€



Grande

Ref. MIS000700

- 300 W de potencia
- Medidas : 24 X 34 X 12 cm.
- Peso 6,5 Kg

PVP ~~290€~~
OFERTA 250€



Máquina de vacío para adaptaciones termoplásticas

B

Ref. MIT000600

- Voltaje: 220 V / 50 Hz 10%
- Potencia: 1.000 W.
- Dimensiones: 25 x 21 x 30 cm.
- Peso: 6 Kg.

PVP ~~327€~~
OFERTA 180€



Placas termoplásticas cuadradas

- Presentadas en envase anti-humedad
- Color: Blancas-transparentes



| Codigo | Uso | Nombre | Cont | PVP | OFERTA |
|-----------|-----------------------------------|----------------------|------|----------------|--------|
| MIT000620 | Placas de bruxismo | Cristal Plate 1mm | Cx5 | 10€ | 6€ |
| MIT000630 | Manten. de espacio | Cristal Plate 1,5mm | Cx5 | 11€ | 7,50€ |
| MIT000640 | Guía quirúrgica Mordidas con cera | Cristal Plate 2mm | Cx5 | 14€ | 9,50€ |
| MIT000650 | Placa base, etc... | PP Plate 0,6mm.opaca | Cx10 | 7€ | 4,90€ |
| MIT000660 | Blanq. en casa Cubetas de fluor. | Soft Plate 1mm | Cx10 | 14€ | 9,90€ |
| MIT000670 | Protector bucal | Soft Plate 2mm | Cx10 | 22€ | 16€ |
| MIT000610 | Blanq. en casa Cubetas de fluor | Crystal Plate 0,3mm | Cx10 | 7€ | 4,90€ |
| MIT000680 | Protector bucal | Soft Plate 3mm | Cx5 | 22€ | 15€ |

Unidad autónoma rodable
"TROLLEY"

B Technoflux

Ref. APC000600

- Jeringa de 3 funciones, aspirasalivas y dos mangueras con terminal M4.

PVP 1.810€
OFERTA
1.650€



Unidad portable + Estuche compuesto
de Turbina, MC, CA y PM

B Technoflux

Ref. APC000600-OF

**OFERTA
PACK**
2.075€



Unidad autónoma rodable
"TROLLEY"

B Technoflux

Ref. APC000650

- Jeringa de 3 funciones, aspirasalivas y dos mangueras con terminal M4.
- Kit de ultrasonido Woodpecker.
- Kit lámpara fotopolimerizar Woodpecker.



PVP 2.450€
OFERTA
2.150€

Unidad portable + Estuche compuesto
de Turbina, MC, CA y PM

B Technoflux

Ref. APC000650-OF

OFERTA PACK
2.585€



AIR-CAR rodable

ZILFOR

Ref. APV000100

- Jeringa+2 mangueras M4 y pedal reostato.
- Dotado de Jeringa LUZZANI.
- Regulable en altura desde 80 cm. a 95 cm.
- Posibilidad 2 mangueras neumáticas más.
- Medidas 50 x 43 cm.

PVP 4.500€
OFERTA
3.900€



AIR CAR rodable + Estuche
compuesto de Turbina, MC, CA y PM

ZILFOR

Ref. APV000100-OF

OFERTA PACK
4.275€



Aspiraciones de anillo húmedo

B Technoflux

- Estructura compacta
- Estructura integrada de drenaje de ruidos
- Alta eficacia y estabilidad

Limpio y verde:

Gran flujo de aspiración evitando infección por bacterias.

Sistema de aspiración continuo:

Motor de alta calidad que proporciona potencia y rentabilidad.

Máquina de aspiración húmeda:

Combinación de generación de vacío y separación, mejora la eficacia de la aspiración y la separación de emisiones.

Drenaje por aspiración:

Aspiración y drenaje trabajan simultáneamente evitando excesos en la bomba

Decantador de amalgama:

Eficacia al 98% caudal de 1,5 l/m.

Para 1-2 equipos

Ref. APC000750

Absorción
- Potencia
800 W
- Caudal
900 l/m

PVP ~~1.150€~~
OFERTA
1.050€



Según normativa sobre decantación de amalgama

Para 2-3 equipos

Ref. APC000760

Absorción
- Potencia
940 W
- Caudal
1.100 l/m

PVP ~~1.690€~~
OFERTA
1.590€



Para 3-4 equipos

Ref. APC000770

Absorción
- Potencia
1.100 W
- Caudal
1.450 l/m

PVP ~~2.400€~~
OFERTA
2.290€



¡OFERTA ESPECIAL!

Aspiraciones quirúrgicas a seco con carenado.

¡Alta calidad tecnológica!

B Technoflux



SIN RUIDO

Características:

- Sistema antivibración
- Silenciador aire extraído
- Sin ruido a motor parado
- Pintura "EPOXI" : lisa, brillante e higiénica.
- Armario en acero inox. pintado.
- Ergonómico al lado izquierdo del sillón.
- Mejor funcionamiento

Un puesto

Ref. APC000700

- Flujo 370 l/min
- Dimensiones (mm):
490 x 325 x 490

PVP ~~1.020€~~
OFERTA
799€

Dos puestos

Ref. APC000710

- Flujo 750 l/min
- Dimensiones (mm):
600 x 400 x 652

PVP ~~1.457€~~
OFERTA
1.290€

Modelo DA 500
Sin secador para el montaje de un gabinete más económico

B Technoflux

Ref. APC000900

- Motor de 1 cilindro
- Calderín de 22 l
- 0,75 HP de potencia
- Velocidad 1.400 rpm
- Caudal 115 l/m
- Caudal efectivo: 60 l/m
- Presión máx. 7 bar.
- Medidas: 410 x 410 x 420 mm
- Peso 23,2 Kg
- Ruido 70 dB

PVP ~~690€~~
OFERTA
550€



Modelo 7001
Ideal para un equipo Suficiente para 1-2 equipos

B Technoflux

Ref. APC001000

- Incluye secador de aire
- 1 cabezal de 2 cilindros
- Calderín de 30 l
- 0,75 HP de potencia
- Caudal 152 l/m
- Caudal efectivo: 80 l/m a 4 bar
- Presión máx 8 bar
- Medidas: 560 x 450 x 640 mm
- Peso 34 Kg
- Ruido 53 dB

PVP ~~1.497€~~
OFERTA
1.111€



¡NUEVOS MODELOS! ¡2 AÑOS! GARANTIA de motor

Modelo 7002
Ideal para 2-3 equipos

B Technoflux

Ref. APC001100

- Incluye secador de aire
- 2 cabezales de 2 cilindros
- Calderín de 50 l
- 1,5 HP de potencia.
- Caudal 304 l/m
- Caudal efectivo: 160 l/m a 4 bar
- Presión máx 8 bar
- Medidas: 710 x 485 x 720 mm
- Peso 65 Kg
- Ruido 54 dB



PVP ~~2.627€~~
OFERTA
1.615€

Modelo 7003
De 3-5 equipos

B Technoflux

Ref. APC001200

- Incluye secador de aire
- 3 cabezales de 2 cilindros
- Calderín de 70 l
- 2,25 HP de potencia
- Caudal 456 l/m
- Caudal efectivo: 240 l/m a 4 bar
- Presión máx 8 bar
- Medidas: 940 x 480 x 720 mm
- Peso 88 Kg
- Ruido 55 dB



PVP ~~3.080€~~
OFERTA
2.215€

**MADE
IN
GERMANY**



Digital sobre
mueble rodable

Ref. APM000700

PVP 14.500€

OFERTA

7.395€

**Next
GENERATION**

CONJUNTO COMPLETO BALDUS® TOUCH - TODO EN UNO- ADULTO

El comienzo de una nueva generación:
Elegancia intemporal combinada con alta
tecnología – Baldus® Touch.

La unidad mezcladora del siglo XXI:

- Nueva dimensión de tecnología y confort
- Resolución brillante de pantalla con función táctil
- Amplio espectro de funciones innovadoras
- Alto rendimiento
- Documentación automática de los datos
- Manejo seguro y guía de menú intuitiva

Article

Unidad de mezcla Baldus® Touch O2/N2O
Mezclador para analgesia“ incluyendo material de
información para pacientes (folleto sala espera) y
libro del dispositivo médico

Mascarilla doble sistema Scavenger adulto
Baldus®.

El envase incluye: mascarilla externa autoclavable y
mascarilla interna, sistema completo de mangueras
y conectores de mangueras

Bloque de control de vacío Baldus® con válvula
reguladora incluyendo manguera de vacío autocla-
vable y adaptador

3-Litros bolsa de depósito para adulto,
sin latex y autoclavable

Regulador de presión de cilindro O2 Ultraslim
incluidos conectores médicos

Regulador de presión de cilindro N2O Ultraslim
incluidos conectores médicos

Carrito portátil „Todo-en-uno“ para el mezclador
Baldus® Touch O2/N2O. Color: blanco mate

Analógica
sobre carro

Ref. APM000800



PVP 7.760€
OFERTA

5.390€

Analógica sobre
mueble rodable

Ref. APM000750



PVP 8.490€
OFERTA

5.895€

CONSULTENOS SOBRE

Normativa por comunidades autónomas
Suministros de gas en su consulta

**- Le asesoramos en cuanto a
cursos de formación**

**- Le asesoramos en cuanto a
contratación de gas médico**

Pulsioxímetro

Ref. APM000740

- Medidor de pulso
- Saturación de oxígeno

PVP 58€
OFERTA 44€



Made in Holland 

Más de 40 años de experiencia y excelencia ofreciendo las mejores soluciones para sentarse saludablemente y trabajar con comodidad.

CINCO AÑOS DE GARANTÍA

Varias investigaciones demuestran que más del 70% de los profesionales dentales sufren dolores crónicos debido a una mala postura y a un equipamiento inadecuado.

La postura ergonómica, alta y recta, que se consigue al sentarse en silla de montar de SCORE reduce dolores de espalda, de hombros y cervicales.

La silla de montar facilita una postura de trabajo más abierta que propicia la buena circulación sanguínea, genera más energía y ayuda a la concentración.

La postura ergonómica también permite trabajar más cerca del paciente.

Desde
299€



El complemento perfecto para trabajar con magnificación.

Escoge el modelo que mejor se adapte a tus necesidades.

| Código | Modelo | Color | Dotación de la silla | PVP | OFERTA |
|-----------|--------------|-------|-------------------------------------|-------------------|--------|
| MGT000190 | AMAZONE | Negro | Asiento fijo | 323€ | 299€ |
| MGT000200 | AMAZONE | Verde | Inclinación-Reg. Altura | 500€ | 399€ |
| MGT000210 | AMAZONE | Azul | Inclinación-Reg. Altura | 500€ | 399€ |
| MGT000220 | AMAZONE | Negro | Inclinación-Reg. Altura | 500€ | 399€ |
| MGT000230 | AMAZONE | Verde | Balanceo-Reg. Altura | 690€ | 550€ |
| MGT000240 | AMAZONE | Azul | Balanceo-Reg. Altura | 690€ | 550€ |
| MGT000250 | AMAZONE | Negro | Balanceo-Reg. Altura | 690€ | 550€ |
| MGT000260 | AMAZONE | Verde | Respaldo- Inclinación-Reg. Altura | 735€ | 590€ |
| MGT000270 | AMAZONE | Azul | Respaldo- Inclinación-Reg. Altura | 735€ | 590€ |
| MGT000280 | AMAZONE | Negro | Respaldo- Inclinación-Reg. Altura | 735€ | 590€ |
| MGT000290 | JUMPER | Negro | Asiento fijo | 323€ | 299€ |
| MGT000300 | JUMPER | Verde | Inclinación-Reg. Altura | 500€ | 399€ |
| MGT000310 | JUMPER | Azul | Inclinación-Reg. Altura | 500€ | 399€ |
| MGT000320 | JUMPER | Negro | Inclinación-Reg. Altura | 500€ | 399€ |
| MGT000330 | JUMPER | Verde | Balanceo-Reg. Altura | 690€ | 550€ |
| MGT000340 | JUMPER | Azul | Balanceo-Reg. Altura | 690€ | 550€ |
| MGT000350 | JUMPER | Negro | Balanceo-Reg. Altura | 690€ | 550€ |
| MGT000360 | JUMPER | Verde | Respaldo- Inclinación-Reg. Altura | 735€ | 590€ |
| MGT000370 | JUMPER | Azul | Respaldo- Inclinación-Reg. Altura | 735€ | 590€ |
| MGT000380 | JUMPER | Negro | Respaldo- Inclinación-Reg. Altura | 735€ | 590€ |
| MGT000400 | ERGO-SUPPORT | Negro | Para uso de microscopio-Inclinación | 1.150€ | 925€ |



Carrito móvil modelo C3RK

Ref. MGC000100

- 3 estantes.
- Esmaltado blanco.
- Muy robusto.
- 3 tomas de corriente.
- Medidas: 49 x 37 x 77 (H) cm.
- Superficie apoyo: 40 x 30 cm.



PVP ~~240€~~
OFERTA
199€

Carrito móvil a dos niveles modelo C3R

Ref. MGC000200

- 3 estantes.
- Esmaltado blanco.
- Desplazamiento suave.
- 2 tomas de corriente.
- Medidas: 46 x 45 x 80 (H) cm.
- Superficie apoyo: 40 x 30 cm.



PVP ~~325€~~
OFERTA
260€

Carrito móvil con ruedas 1 cajón modelo C3RK1

Ref. MGC000900

- 3 estantes con bordes anti-caídas.
- Esmaltado blanco.
- 1 cajón.
- 3 tomas de corriente.
- Medidas: 48 x 40 x 80 (H) cm.



PVP ~~375€~~
OFERTA
330€

Carrito móvil con ruedas 3 cajones modelo C2RK3

Ref. MGC001000

- 2 estantes con bordes anti-caídas.
- Esmaltado blanco.
- 3 cajones.
- 3 tomas de corriente.
- Medidas: 48 x 48 x 80 (H) cm.



PVP ~~450€~~
OFERTA
395€

Carrito C3RV GLASS

Ref. MGC000400

- Carrito quirúrgico.
- Acero lacado.
- Baldas de cristal.
- 3 estantes.
- 2 tomas de corriente.
- Medidas: 49 x 37 x 77 (H) cm.



PVP ~~590€~~
OFERTA
499€

Carrito móvil C2RCHP

Ref. MGC000500

- Carrito quirúrgico.
- Acero lacado.
- Baldas de cristal.
- 2 estantes.
- 3 tomas de corriente.
- Medidas: 42 x 34 x 88 (H) cm.



PVP ~~590€~~
OFERTA
499€

Mueble auxiliar RC4

Ref. MGM000320

- Esmaltado blanco.
- Cajones: 1: 28 instrumentos. 2: bandeja lisa. 3: bandeja 9 compartimentos. 4: base PVC.
- Medidas: 50 x 48 x 79 (H) cm.
- Estante: 50 x 42 cm.



PVP ~~760€~~
OFERTA
670€

Carrito RC4Z GLASS

Ref. MGM000460

- Acero lacado.
- 4 cajones: 45 x 34 x 7,5 (H) cm.
- Medidas: 50 x 48 x 80 (H) cm.



PVP ~~999€~~
OFERTA
799€

Carrito RC4Z

Ref. MGM000450

- Lacado acero blanco
- 4 Cajones 45X34X7,5 (h) cm
- Medidas 50X48X80 (h) cm



PVP ~~1100€~~
OFERTA
699€

Taburete gabinete dental mod. "CLASIC"

Ref. MGT000100

- Base giratoria
- Regulable en altura desde 50 a 65 cm
- Palanca de elevación manual
- Cinco ruedas de alta calidad
- Muy suave en desplazamiento
- Medidas: 55 x 55 x 90 cm. (H)



PVP ~~440€~~
OFERTA
350€

Vitrina higiene PDM

Ref. MG000100

- Dimensiones: Lx100 cm 30 x50 (H) cm
- Módulo colgante a pared.
- Para el dispensado y almacenamiento de todos los productos monouso



PVP ~~1010€~~
OFERTA
780€

VER OTROS MODELOS EN NUESTRA WEB



ZILFOR

**AMICO Box móvil:
Para repasado protésico**

Ref. APV000200

Descripción
Pulidor y motor de rebase AMICO BOX móvil de Zilfor.
Es una unidad de trabajo diseñada como un mini laboratorio portátil armónico y ergonómico, bien ideado y funcional para el repasado protésico en clínica dental.
Estación de trabajo ideal que se apoya sobre una base con auto frenado.



Características AMICO BOX:

- Velocidad 1400 RPM
- Aspiración silenciosa
- Iluminación en cabina
- Medidas 50X48X112(h)cm
- Peso 50 Kg
- Micromotor opcional
- Base autofrenada

PVP ~~2.495€~~
OFERTA
2.190€

Carrito C2RCMM

Ref. MGC000701

- Carrito quirúrgico
- Baldas de cristal
- 2 estantes y cajón (altura 8,5cm)
- Medidas 48X38X92 (h)cm
- Soporte para nauta
- Preparado para incorporar SAI
- No incluye equipo informático.



PVP 1.500€
OFERTA
1.060€

Carrito C2RCHM

Ref. MGC000700

- Carrito quirúrgico.
- Baldas de cristal.
- 2 estantes y cajón (altura 8,5cm).
- 4 tomas de corriente
- Medidas: 48 x 38 x 92 (H) cm.



PVP 1.100€
OFERTA
799€

Carrito móvil C4RQ

Ref. MGC000800

- Cuatro bandejas
- 4 tomas de corriente
- Medidas 35X45X97 (h)cm



PVP 475€
OFERTA
330€

Carrito C2R

Ref. MGC000300

- Acero esmaltado
- Dos bandejas
- Un cajón en la parte delantera
- Excelente robustez
- Medidas 56X44X82 cm



PVP 369€
OFERTA
315€

Carrito móvil

Ref. MGM000400

- Altura cajones 3 X 6,1 cm
- 2 X 12,4 cm
- 1 X 18,7 cm
- Medidas 40X48X78 cm



PVP 985€
OFERTA
760€

Lámpara de fotopolimerizar O-Light

Ref. APL000950

- Lámpara con luz led
- Alta intensidad
- Pantalla digital
- Modos de potencia
 - Normal: 1000-1200 mw
 - Alto: 2300-2500 mw
- Con la carga completa se puede utilizar más de 400 veces (de 10 segundos)



NUEVO

PVP ~~280€~~
OFERTA **129€**

Lámpara MCA X Cure con detectores de caries

Ref. APL000900

- Lámpara de fotopolimerizar + detector de caries
- Led de alta potencia 10w
- Modos de trabajo:
 - Bajo: 200-400 mw
 - Normal: 1000-1200 mw
 - Alto: 2300-2500 mw
- Con la carga completa se puede utilizar más de 400 veces (de 10 segundos).
- Longitud de onda: 385 nm - 515 nm
- Fibra óptica esterilizable a 134°
- Detecta cálculos dentales, caries y dientes rotos.



PVP ~~650€~~
OFERTA **490€**

"LATTE" Lámpara de fotopolimerizar

Ref. APL000600

- Display digital.
- Batería de litio.
- Largo Standby
- Potencia 1.200 Mw/cm2.
- A máxima potencia utilizar solo ciclos de 5 segundos para capas de hasta 3 mm

PVP ~~175€~~
OFERTA **99€**



x 6 unidades
Ref. APL000600-OF

540€

B Technoflux

"HELEN" Lámpara de fotopolimerizar

Ref. APL000850

- Luz de curado a 1.200 Mw/cm2.
- Luz de iluminación de 2.500 lux.
- Regulación tiempo de 5 a 40".
- Válida desinfección cavidad oral.
- Cabezal rotación a 360°.
- Cargador por inducción.
- Fibra sistema anti-rotura.



PVP ~~325€~~
OFERTA **230€**

B Technoflux

Lámpara de fotopolimerizar WOODPECKER LED-F

Ref. APL000500

- Excelente potencia.
- Autoventilada.
- Batería de 2.000 mAR.
- Incluida fibra para blanqueamientos.
- Tres potencias:
 - Turbo: 1.800 mW
 - Normal: 1.200 mW
 - Baja: 500 mW



PVP ~~299€~~
OFERTA **220€**

APOZA

**3 segundos para
¡PERFECTO CURADO!**

"DELI" Lámparas de fotopolimerizar

- Display digital.
- Regulación tiempos: 5, 10, 15 y 20".
- Activación automática.
- Batería de litio de muy alta capacidad.
- Potencia 1.200 Mw/cm2.
- Rango 420-480 mm.

PVP ~~225€~~
OFERTA **189€**

Negro
Ref. APL000800



Rosa intenso
Ref. APL000650



Azul
Ref. APL000750



Verde
Ref. APL000700



B Technoflux

Lámpara de fotopolimerizar Turbo Gun

APOZA

Ref. APL000400

- Potencia 10 W 2.400 Mw/cm² similar a una lámpara de plasma pero con tecnología de luz Leds, sin aporte de calor.



PVP 590€
OFERTA
330€



Lámpara de fotopolimerizar Top Light Turbo

APOZA

Ref. APL000390

- Potencia: 5 W (1.200 Mw/cm²)
- Tres rampas.
- Cinco temporizadores.
- Longitud de onda: 430 - 490 mm
- Con cable

PVP 250€
OFERTA
99€



M87 con brazo adaptable a barra del equipo

B

Ref. ESN003700

- Blanqueamientos en una sola sesión.
- Forma arqueada para mejor adaptación a la boca del paciente.
- 15 LEDs de banda ancha.
- Potencia 20W (2000 Mw/cm²)
- 3 tipos de luz. azul-onda: 430-490 Mw/cm² roja-onda: 610-650 Mw/cm² púrpura: para conseguir la mayor asepsia (desinfección) dentro de la cavidad bucal.
- Regulación de tiempo y potencia.



PVP 615€
OFERTA
490€

Mod. M209A

APOZA

Ref. ESN003500

- Pequeña y manejable.
- Fuente de luz fría.
- Amplio alcance blanqueamiento.
- Temporizador: 5, 10, 15, 20 y 25 minutos.
- Auto-memoria: retiene el último valor para la siguiente operación.
- Potencia 3 watt luz azul Led.
- Leds de 3 W cada uno que equivalen a 3.500 Mw en el arco.
- Longitud de onda: 430-490 MW/cm²
- Altura máxima: 140 cm.
- Longitud del brazo: 90 cm.
- Peso: 4,5 Kg. (neto).



PVP 890€
OFERTA
490€

LÁMPARA APOZA BT COOL PLUS

APOZA

Ref. ESN003550

- Ergonomica para una mayor adaptación en boca.
- Brazo articulable
- Pantalla LCD interactiva : proporciona una comunicación fácil entre los dentistas y la máquina.
- Fácil desplazamiento rodable.
- Fuente de luz: tres potentes led azul .
- Potencia: 3600 mw/cm² .
- Longitud de onda: 430 ~ 490nm.
- Longitud brazo:140cm.
- Altura: 120cm.
- Peso: 16 kgs (neto) .



PVP 930€
OFERTA
650€

M69 con bandeja

B Technoflux

Ref. ESN003600

- Diseño ergonómico.
- 3 tipos de luz azul - onda: 430-490 Mw/cm² roja - onda: 610-650 Mw/cm² púrpura: para conseguir la mayor asepsia (desinfección) dentro de la cavidad bucal.
- Alta longitud de onda.
- 15 excelentes LEDs de banda ancha.
- Potencia 2.327 Mw/cm²
- Regulación de potencia.
- Regulación de tiempos de exposición.



PVP 990€
OFERTA
870€

M68 con cámara intraoral + monitor + wifi

B Technoflux

Ref. ESN003650

- Lámpara Blanqueamiento**
- 15 LEDs de banda ancha.
 - 3 tipos de luz azul - onda: 430-490 Mw/cm² roja - onda: 610-650 Mw/cm² púrpura: para conseguir la mayor asepsia (desinfección) dentro de la cavidad bucal.

- Cámara**
- Conexión Wifi.
 - APP incluida.
 - Resolución 2 megas.
 - Autofocus.
 - USB-Video-Micro USB.
 - Monitor: 8 pulgadas.

PVP 1.300€
OFERTA
1.100€



Conjunto 4 módulos (uno de ellos rodable) con lavabo encastrado a la derecha

ZILFOR

Ref. MGM000600

- Estructura metálica color blanco con tiradores en color aluminio.
- Encimera anticaída y con copete integrado.
- Lavabo encastrado con grifo alto, en acero inox.
- Zócalo inferior en toda la composición.
- Bandejas profesionales más necesarias, incluidas en los cajones.
- Medidas: 82,5 x 52 x 208 cm



PVP ~~2.600€~~
OFERTA **1.950€**



Carrito extraíble con bandejas profesionales más necesarias, en los cajones

Ref. MGM000900



Medidas: 80 x 43 x 50 cm

No incluye portes

PVP ~~850€~~
OFERTA **685€**

¡Obtenga la mejor calidad
al MEJOR PRECIO!

Conjuntos mobiliario auxiliar

ZILFOR

- Conjunto auxiliar para clínica.
- Medidas 1,20 metros x 0,88 metros de alto y encimera de 0,6 metros de profundidad.
- Encimera en acero inoxidable.
- Mueble construido en chapa de acero galvanizado y pintado.
- Color de la composición blanco.
- La calidad de la artesanía ZILFOR, es evidente en el acabado de la pieza de mobiliario o accesorio.
- Se ofrecen dos opciones, una de ellas con grifo y lavado y otra sin este complemento.



Ref. MGM000700

PVP ~~2.600€~~
OFERTA **1.890€**



Ref. MGM000800

PVP ~~2.900€~~
OFERTA **2.150€**

Para información comercial diríjase a:

Zona Cataluña, Baleares, Galicia, Asturias y Cantabria:

Susana Beas, s.beas@benmayor.com - tel. : 656 791 300

Zona Madrid, Andalucía, Extremadura y Portugal:

Andrés Sánchez, a.sanchez@benmayor.com - tel. : 605 662 144

Zona País Vasco, Levante y Aragón:

Carla Carboni c.carboni@benmayor.com tel. : 605 523 908

Canarias:

Eric Esbert e.esbert@benmayor.com tel. : 93 572 41 61