

OFERTA ESPECIAL

CLÍNICA 2021



MESTRA®

Oferta válida: Desde el 01 de Febrero
al 15 de Septiembre 2021 (IVA no incluido)



¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es



MESTRA® by icanCLAVE

Ref. 100365

Autoclave de sobremesa D118 de 18 litros clase B.

- Componentes internos de alta calidad.
 - ✓ Valvulas ODE.
 - ✓ Bomba de vacío ULUAK.
 - ✓ Bomba de agua ULKA.
- Ultra silencioso (nivel de sonoridad inferior a 70 dB).
- Sistema de vacío triple fraccionado con un generador independiente de vapor, el cual garantiza ciclos de esterilización rápidos y seguros.
- Sistema de control de alta precisión para unos resultados de esterilización perfectos (EN13060).
- Autodiagnóstico con códigos de error.
- Completamente automático con ciclos de esterilización pre-programados.
- Cámara y puerta en acero inoxidable, con acabado de electro-pulido.
- Tanque de agua tipo abierto, lo que permite fácil llenado y limpieza.



Alto	450 mm
Ancho	490 mm
Fondo	600 mm
Peso	47 kg.
Voltaje Nominal	220-240 V 50/60 Hz.
Dimensiones cámara	247 / 350 mm
Disyuntor	F16 A / 400 V
Potencia Nominal	1750 W
Temperaturas de esterilización	121 /134 °C
Capacidad tanque agua destilada	2.5 litros
Temperatura de operación (°C)	5-40
Humedad relativa de operación	Max. 80 %, no condensada
Nivel Máx. de ruido	< 70 dB
Presión atmosférica de operación (kPa)	76-106



Servicio Técnico Oficial
icanCLAVE
en España

NEW

Oferta lanzamiento
2.563 €
+I.V.A.

Incubadora biológica de esporas mod. Elite.

Ref. 100370

Referencia	Elite Ref. 100370
Alto	80 mm
Ancho	105 mm
Fondo	165 mm
Peso	0,750 kg
Tensión	230 V 50 Hz
Consumo	25 W
Temperaturas de uso	57,5 + - 2,5 °C e 35 + - 2,5 °C



p.v.p. 345 €
oferta
269 €
+I.V.A.

Incubadora biológica de esporas mod. Practic.

Ref. 100375

Referencia	Practic Ref. 100375
Alto	90 mm
Ancho	75 mm
Fondo	75 mm
Peso	0,239 kg
Tensión	90-250 V 50 Hz
Consumo	10 W
Temperaturas de uso	57,5 °C



p.v.p. 135 €
oferta
105 €
+I.V.A.

Sencillo y fácil de manejar.
Imprescindibles para confirmar el adecuado funcionamiento del autoclave. Muy funcional y económico.

Destilador Descalcificador

Ref. 100210 B



Alto	385 mm
Ancho	250 mm
Fondo	240 mm
Peso	3,429 kg
Cap. cuba	4 l.

p.v.p. 252,86 €
oferta
197 €
+I.V.A.

Inox

Depósito de agua destilada

Ref. 080620



Está fabricado en acero inoxidable con regulador de presión y **doble válvula de seguridad.**

Alto	680 mm
Ancho con regulador de presión	255 mm
Fondo o diámetro	225 mm
Peso	4,700 kg
Capacidad	18 litros

p.v.p. 312,11 €
oferta
243 €
+I.V.A.



**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 01 de Febrero al 15 de Septiembre 2021 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL CLINICA

Mezcladora de alginato

Ref. 080515

- Fácilmente transportable.
- Ergonómica.
- 2 velocidades.



+ regalo de 1 taza valorada en 21,85 €
Ref. 080515-02



- Espátula incluida.

Cat. General Pág. 174

Alto	230 mm
Ancho	175 mm
Fondo	250 mm
Peso	3 kg

p.v.p. 408,23 €
oferta
318 €
+I.V.A.



Mezcladora automática de alginato Ref. 100191

- CÓMODA Mezcla automática.
- RAPIDA Obtención de la mezcla en pocos segundos.
- LIMPIEZA fácil de todos los componentes.

- MEZCLA MÁXIMA 80 grs. agua + alginato.

+ regalo depósito estanco para alginato valorado en 73,55 €
Ref. 100189

305 mm
265 mm
205 mm
17 kg

p.v.p. 828,84 €
oferta
646 €
+I.V.A.



Ultrasonidos de sobremesa

D1 Ref. 100310

D3 Ref. 100313

D5 Ref. 100316

CE 0197



p.v.p. 219,18 €
oferta
171 €
+I.V.A.

p.v.p. 252,82 €
oferta
197 €
+I.V.A.

p.v.p. 358,73 €
oferta
280 €
+I.V.A.

1 Función LIMPIEZA
Pieza de mano tipo Satelec. Fija-no desmontable con 5 puntas-insertos

2 Funciones LIMPIEZA- PERIODONCIA
Pieza de mano tipo Satelec. Desmontable y Autoclavable con 5 puntas-insertos

3 Funciones LIMPIEZA- PERIODONCIA- ENDONCIA
Pieza de mano tipo Satelec. Desmontable y Autoclavable con 6 puntas-insertos

D7 Ref. 100318



3 Funciones LIMPIEZA- PERIODONCIA- ENDONCIA
Depósito para líquidos o medicamentos de tratamiento. Pieza de mano tipo Satelec desmontable y autoclavable a 135° con 8 puntas-insertos

Super Oferta
565 €
+I.V.A.

Lámpara de Polimerización Led.C. Ref. 100320

- Sin cables.
- Baterías recargables en la propia base.

Dimensiones:	263 x Ø 23 mm
Peso neto:	120 g
Alimentación:	100-240 V, 50/60 Hz
Salida de luz:	850 - 1000 m W/cm ²



p.v.p. 238,42 €
oferta
186 €
+I.V.A.

Motor endodoncia Ref. 100350



CE 0120



Alto	215 mm
Ancho	85 mm
Fondo	120 mm
Peso	0,285 kg
RPM máx.	100-600
Torque	1,4 N.cm
Alimentación	Pilas

p.v.p. 784,56 €
oferta
612 €
+I.V.A.

Localizador de Ápices Ref. 100330



Calibración automática, pantalla LCD con una imagen clara y precisa. Con colores diferentes. Accesorios esterilizables. Batería recargable.

110 mm
80 mm
138 mm
0,380 kg

Super Oferta
265 €
+I.V.A.

Cámara intraoral (autofocus) Ref. 100335



Alta resolución con 2.000.000 de pixels. Función Auto-Enfoque. Traslado de imágenes por WIFI. Incluye monitor LCD de 15 pulgadas.

p.v.p. 784,13 €
oferta
612 €
+I.V.A.

Lámpara de blanqueamiento Ref. 100340

Ref. 100340



Alto	1120 mm
Ancho	820 mm
Fondo	280 mm
Peso	10,00 Kg.

p.v.p. 659,98 €
oferta
515 €
+I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 01 de Febrero al 15 de Septiembre 2021 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es


ESPECIAL CLINICA

Negatoscopios (planos)

Ref. 100134

p.v.p. 524,30 €
oferta
409 €
+I.V.A.p.v.p. 183,70 €
oferta
143 €
+I.V.A.

Ref. 100131



Sensor de films

Ref. 100132

p.v.p. 275,95 €
oferta
215 €
+I.V.A.

DIMENSIONES	Área de visión:	Área exterior		
Ref. 100131 DIN A4	300 x 210 mm.	360 x 240 x 20 mm.	Pared y sobremesa	1,700 kg
Ref. 100132 SRA3	430 x 355 mm.	510 x 495 x 50 mm.	Pared y sobremesa	3,076 kg
Ref. 100134 DIN A2	580 x 400 mm.	700 x 520 x 33 mm.	Pared	4,000 kg

Micromotor portátil

(Autonomía, 10 h.)

Ref. 100282 (inducción) intramático

	Caja control	R-100282
Alto	45 mm	20 mm
Ancho	105 mm	20 mm
Fondo	145 mm	155 mm
Peso	0,432 kg	0,175 Kg
RPM		30.000
Torque		250 gícm
Potencia		30 W

p.v.p. 589,40 €
oferta
460 €
+I.V.A.

Carrito móvil eléctrico

Ref. 100305

Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco. 3 bandejas de 40 x 30 cm. 2 tomas de corriente para alimentar los equipos. 4 ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.

Alto	780 mm
Ancho	400 mm
Fondo	418 mm
Peso	12,500 kg

p.v.p. 311,14 €
oferta
243 €
+I.V.A.

Carrito móvil eléctrico

Ref. 100306

Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco. 3 bandejas de cristal. 2 tomas de corriente. 4 ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.

Alto	770 mm
Ancho	490 mm
Fondo	370 mm
Peso	20 kg

p.v.p. 617,26 €
oferta
481 €
+I.V.A.

Selladora de bolsas automática

Ref. 080435



- Pantalla táctil de 7" con indicaciones.
- Sistema de calentamiento rápido para un sellado perfecto.
- La temperatura de sellado puede ser regulada por el usuario.
- Su impresora integrada permite marcar los registros obtenidos, para una correcta trazabilidad tanto en clínica como en laboratorio.
- Conforme a las normas: ISO11607-2: 2006 y EN868-5-2009

Dimensiones	575 x 235 x 202 mm. alto
Peso	16.450 kg
Velocidad de sellado	10 m/ minuto
Temperatura	100-20-40-60-80-200 °C
Presión de sellado	85 N
Potencia	500 W

NEWp.v.p. 2500 €
oferta
1,950 €
+I.V.A.

Rodillo Opcional Ref. 080436

Selladora de bolsas

Ref. 080433

Bobinas no incluidas



Alto	210 mm
Ancho	430 mm
Fondo	335 mm
Peso	6,5 kg
Tensión	230 V, 50/60 Hz
Potencia	100 W

- Longitud sellado 305 mm.
- Anchura sellado 12 mm.

p.v.p. 340,21 €
oferta
265 €
+I.V.A.

BOBINAS para selladoras

Ref.	Artículo
080441	Bobina - 5 cm. x 200 m.
080442	Bobina - 7,5 cm. x 200 m.
080443	Bobina - 10 cm. x 200 m.
080444	Bobina - 15 cm. x 200 m.
080445	Bobina - 20 cm. x 200 m.

Producto Sanitario Clase I (directiva 93/42/CEE) Conforme a las normas ISO 11607-1:2017 y EN 868-5:2009.

Ref. 080445 **Oferta** 40 € +I.V.A.Ref. 080444 **Oferta** 29 € +I.V.A.Ref. 080441 **Oferta** 10 € +I.V.A.Ref. 080442 **Oferta** 15 € +I.V.A.Ref. 080443 **Oferta** 20 € +I.V.A.**NEW**

BOLSAS para selladoras (con autocierre)

Ref.	Artículo	Precio Oferta
080450	Bolsa - 9 x 26 cm.	6 €
080452	Bolsa - 14 x 28 cm.	10 €
080454	Bolsa - 19 x 36 cm.	17 €
080456	Bolsa - 25 x 40 cm.	24 €

- Bolsas (200 unidades)

**NEW**

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 01 de Febrero al 15 de Septiembre 2021 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL CLINICA



Máquina de termoconformado

Ref. 080541

Alto	280 mm
Ancho	160 mm
Fondo	210 mm
Peso	4,25 kg
Tensión	230 V 50/60 Hz.
Potencia	850 W

p.v.p. 689,72 €
oferta**538 €**
+I.V.A.

- Para planchas cuadradas y redondas

Planchas 127 x 127 mm
Planchas Ø 120 a 127 mm

Termoconformadora por presión Ref. 080543



La fuerte presurización permite un moldeo preciso, independientemente del recorte del modelo, así como diversos grosores (0.5 a 4.0 mm) y se pueden usar láminas cuadradas y redondas (127, 125, 120 mm).

Alto	410 mm
Ancho	545 mm
Fondo	260 mm
Peso	15 kg
Alimentación	220-240 V, 50/60 Hz
Consumo	450 W
Presión	4-6 bar

p.v.p. 2.450 €
oferta**1.911 €**
+I.V.A.

Horno de secado Ref. 080118



- Extrae la humedad y mantiene secas las láminas de termoconformado, para evitar la formación de burbujas.
- Secado de instrumentos.
- Secado de modelos de escayola, etc.

Alto	310 mm
Ancho	340 mm
Fondo	450 mm
Peso	8,338 kg
Tensión	220-240 V, 50/60 Hz
Consumo	550-650 W
Rango de temp.	35-75 °C

Oferta lanzamiento
198 €
+I.V.A.

- Un ventilador hace circular el aire caliente produciendo un secado uniforme.
- 6 bandejas de acero inoxidable.
- Carcasa de acero inoxidable.
- Temporizador de 24 horas.

Calentador de placas de Cera

Para registros intraorales en clínica

Ref. 080078



Alto	155 mm
Ancho	235 mm
Fondo	205 mm
Peso	1,7 kg
Cap.	1 l.
Temp.	30-75 °C

- Cuba y tapa Inox.

p.v.p. 406,88 €
oferta
317 €
+I.V.A.

Calentador de composite

Ref. 080077



Altura	135 mm
Ancho	97 mm
Fondo	110 mm
Peso	0,742 kg.
Temperaturas	40-50 y 70°C
Diámetro de agujeros	16 mm

Dispositivo para mantener caliente las jeringuillas de composite.

p.v.p. 307,50 €
oferta**240 €**
+I.V.A.

Mufla para duplicar con alginato

Ref. 020206

Con juego reductor de tamaño, para modelos pequeños.



DIMENSIONES INTERIORES	
100 x 83 x 44 mm	0,280 kg.

p.v.p. 96,17 €
oferta**75 €**
+I.V.A.

Mini Arenador para uso extraoral Ref. 100122



Presión de trabajo	4 a 5,5 Kg f/cm ²
Granulación de oxido	Hasta 100 micras
Peso	65 g.

p.v.p. 195,99 €
oferta**153 €**
+I.V.A.

Eclipse Cabina de repaso Ref. 080216



- Lámparas LED de alta luminosidad.
- Ausencia de sombras en el interior
- Posición de trabajo ergonómica.
- Óptima absorción del polvo mediante una aspiración externa (no incluida)
- Fácil limpieza.

p.v.p. 382,50 €
oferta**298 €**
+I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 01 de Febrero al 15 de Septiembre 2021 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL CLINICA

Inox

Baños de ultrasonidos: de 5,8 L, 2,8 L.

Ref. 100150



- Temperatura.
- Desagüe.
- Cesta metálica
- Fabricados en Acero Inoxidable.

290 mm
180 mm
365 mm
5,4 Kg

Ref. 100152

p.v.p. 473,55 €
oferta
369 €
+I.V.A.



245 mm
165 mm
300 mm
3,9 Kg

p.v.p. 343,38 €
oferta
268 €
+I.V.A.

Inox

Baño de ultrasonido Calipso

Ref. 080422



FABRICADO
MESTRA
ESPAÑA
DISEÑADO

Alto	220 mm
Ancho	425 mm
Fondo	270 mm
Peso	4,5 kg
Cap. cuba	4 l.
Frecuencia	40 kHz.

p.v.p. 1.191,37 €
oferta
929 €
+I.V.A.

- Incluye:
- Cesta de acero inoxidable.
 - Vaso de cristal.
 - Pinzas limpiafresas.
 - Temperatura.
 - Desagüe.

Baños de ultrasonidos: de 2,5L. y 1,4 L.

Ref. 100140



p.v.p. 264,75 €
oferta
207 €
+I.V.A.



p.v.p. 171,99 €
oferta
134 €
+I.V.A.

Ref. 100141

	R-100140	R-100141
Alto	204 mm	162 mm
Ancho	314 mm	225 mm
Fondo	243 mm	240 mm
Peso	3,073 kg	1,943 kg
Cap. cuba	2500 ml.	1400 ml.

Mezcladora de siliconas

Ref. 100360

- Apta para el 99 % de siliconas.



Alto	290 mm
Ancho	170 mm
Fondo	250+150 mm
Peso	7,100 kg
Temp. Ambiente	5-40 °C
Alimentación	240 V 50 Hz
Potencia	150 W
Empuje	450 kg +10

p.v.p. 973,75 €
oferta
760 €
+I.V.A.

Megatray

planchas de base ftopolimerizables (caja 50 u.)

Con las planchas de base MEGATRAY se confeccionan planchas de mordida para la elaboración de montajes en cera. Debido a su ligera transparencia pueden percibirse marcas en el modelo.

Espesores: 2,2 y 2,4 (50 u.)

Ref. 130330

p.v.p. 38,33 €
oferta
35 €
+I.V.A.

Espesores: 1,4 (50 u.)

Ref. 130334

p.v.p. 38,33 €
oferta
35 €
+I.V.A.

**NEW**

Aspiración de anillo húmedo

Ref. 100345



Alto	585 mm
Ancho	405 mm
Fondo	360 mm
Peso	27,000 kg
R.P.M.	0-4.000
Flujo de aire	600 l/min.
Potencia	750 W
Nivel sonoro	58 dB

p.v.p. 1.068,47 €
oferta
833 €
+I.V.A.

Lámpara LED

Brazo especial COMPACTO

Ref. 100288



- 84 LEDs.
- Temperatura de color, 6.000 - 7.000° K.
- Energía consumida 2 a 21 W.
- Intensidad de luz regulable.
- Vida estimada, 50.000 horas.
- Con pinza para sujeción a la mesa.

p.v.p. 129,86 €
oferta
90 €
+I.V.A.

Accesorios para las

Ref. 100287 - Ref. 100288



Ref. 100288-02 (Sargento grande)



Ref. 100288-03 (Soporte pared)



Ref. 100288-04 (Soporte mesa atornillable)



Ref. 100288-07 (Soporte sobremesa)

Lámpara lupa

Ref. 100287



- 90 LEDs blancos.
- Lente de 3 diotrias.
- Diámetro lupa 120 mm.
- Con pinza para sujeción a la mesa.

p.v.p. 97,40 €
oferta
76 €
+I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 01 de Febrero al 15 de Septiembre 2021 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL CLINICA

Protector facial Soporte abatible + 10 láminas

Ref. 100022

**Oferta**
10,50 €
+ I.V.A.

Protector facial Soporte + 10 láminas

Ref. 100021


**Oferta**
11 €
+ I.V.A.

Gafas de seguridad

Ref. 100013
Rayos UV**Super Oferta**
12 €
+ I.V.A.**Super Oferta**
10 €
+ I.V.A.Ref. 100014
Válvula ventilaciónRef. 100011
Antivaho**Super Oferta**
12 €
+ I.V.A.Ref. 100012
Gran Visión**Super Oferta**
10 €
+ I.V.A.

Escudo de protección rayos UV

Ref. 070515

**p.v.p. 20,59 €**
oferta
16 €
+ I.V.A.

Largo pala	165 mm
Ancho	125 mm
Largo total	250 mm

Recipientes para esterilización de fresas

Ref. 070530 (acero inoxidable)



DIMENSIONES

Ø 70 x (H) 35 mm 0,119 kg

p.v.p. 42,42 €
oferta
33 €
+ I.V.A.**p.v.p. 8,49 €**
oferta
7 €
+ I.V.A.

DIMENSIONES

Ø 90 x (H) 80 mm 0,122 kg

Ref. 070531

Purificador de aire (25 m²)

Ref. 100510

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto eliminando polvo, gérmenes y suciedad.

**NEW****Oferta lanzamiento**
187 €
+ I.V.A.

Alto	303 mm
Ancho	329 mm
Fondo	170 mm
Peso	4 kg
Tensión	230 V, 50/60 Hz
Potencia	36 W

Purificador de aire (30-35 m²)

Ref. 100512

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto eliminando polvo, gérmenes y suciedad.

**NEW****Oferta lanzamiento**
327 €
+ I.V.A.

Alto	536 mm
Ancho	360 mm
Fondo	206 mm
Peso	6,3 kg
Tensión	230 V, 50/60 Hz
Potencia	45 W

Purificador de aire (60-70 m²)

Ref. 100514

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto eliminando polvo, gérmenes y suciedad.

**NEW****Oferta lanzamiento**
425 €
+ I.V.A.

Alto	570 mm
Ancho	370 mm
Fondo	265 mm
Peso	8,5 kg
Tensión	230 V, 50/60 Hz
Potencia	72 W

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 01 de Febrero al 15 de Septiembre 2021 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL CLINICA

Cabina higienizadora UV Ref. 100500



Es conocida la eficacia de los rayos ultra violeta para eliminar los gérmenes de cualquier superficie. Ideal para pequeños objetos: teléfonos móviles, llaveros, joyas, monedas, etc. Muy recomendable para uso personal. con función de secado.

Alto	120 mm
Ancho	296 mm
Fondo	195 mm
Peso	1 kg
Tensión	110-230 V, 50/60 Hz
Potencia	150 W

Oferta lanzamiento
55 €
+I.V.A.

Cabina higienizadora UV Ref. 100502

Es conocida la eficacia de los rayos ultra violeta para eliminar los gérmenes de cualquier superficie. Ideal para clínicas y laboratorios.



Alto	300 mm
Ancho	290 mm
Fondo	200 mm
Peso	4,5 kg
Tensión	220 V, 50/60 Hz
Potencia	4 W

Oferta lanzamiento
195 €
+I.V.A.

Cabina higienizadora UV Ref. 100504

El interior del armario construido totalmente en acero inoxidable de fácil limpieza. Contiene 10 niveles de bandejas en los que se pueden almacenar instrumentos. Los elementos depositados serán sometidos a la acción de los rayos UV.

Alto	500 mm
Ancho	350 mm
Fondo	260 mm
Peso	8 kg
Tensión	220 V, 50/60 Hz
Potencia	15 W

Oferta lanzamiento
250 €
+I.V.A.

Pulverizadora-nebulizadora Ref. 100520

Ref. 100520

Utilizando los productos apropiados se consigue desinfectar eficientemente grandes superficies en apenas unos minutos (hasta 100 m² en sólo 10 minutos).

Alto	250 mm
Ancho	335 mm
Largo	570 mm
Peso	2,7 kg
Tensión	230 V, 50Hz
Potencia	1.000 W
Tanque	5 l.

p.v.p. 345 € oferta
269 €
+I.V.A.

Sistema de succión extraoral Ref. 100347

Ref. 100347



Reduce en gran medida el riesgo de contaminación cruzada entre profesionales y pacientes y protege la salud respiratoria.




Alto (brazo no incluido)	755 mm
Ancho	330 mm
Fondo	320 mm
Peso (brazo incluido)	30 kg
Tensión	230 V, 50/60 Hz
Potencia	1.000 W
Longitud brazo	1,3 m.

Oferta lanzamiento
1.080 €
+I.V.A.

Mesa de trabajo Ref. 100301 K2

**Obsequio**

- Mesa metálica, encimera de madera.
 - Silla para puesto de trabajo.
 - Pulidora + 2 bandejas.
 - Micromotor.
 - Lámpara LED
- OBSEQUIO:**
- Lupa de mesa.
 - Fresero magnético.

**p.v.p. 1.889,36 € oferta**
1.474 €
+I.V.A.**p.v.p. 269,22 € oferta**
210 €
+I.V.A.

Silla Puesto de trabajo Ref.100300

Ruedas con frenado de seguridad Normativa Europea (EN 1335-2:2009)

Permite 4 regulaciones diferentes: altura e inclinación del asiento y altura y ángulo de inclinación del respaldo.

(L) 950 x (W) 610 x (H) 100 mm 63,000 kg

Articulador Arquímedes Junior Semiajustable

Cualidades:

- Distancia intercondilar fija 110 mm.
- Guía condilar fija en la medida 30°.
- Ángulo Bennet fijo en la medida 15°.

Ref. 010098

p.v.p. 119,15 €
oferta
93 €
+ I.V.A.



Articulador Arquímedes Profesional Semiajustable

Ref. 010099

Articulador + Estuche.

p.v.p. 221,80 €
oferta
173 €
+ I.V.A.



Ref. 010102

Articulador + Arco Estandar + Estuche.

p.v.p. 322,50 €
oferta
252 €
+ I.V.A.



Cualidades:

- Distancia intercondilar fija 110 mm.
- Angulación de Bennet ajustable.
- Regulación de Guía Condilar.



Ref. 010101

Articulador + Arco Elite + Estuche.

p.v.p. 419,63 €
oferta
327 €
+ I.V.A.



Accesorios opcionales



Articulador tipo arcon Arquímedes Protrusal Semiajustable

Ref. 010103

Articulador + Estuche.

p.v.p. 366,15 €
oferta
286 €
+ I.V.A.



R-010104

Articulador + Arco Estandar + Estuche.

p.v.p. 460,72 €
oferta
359 €
+ I.V.A.



Ref. 010106

Articulador + Arco Elite + Estuche.

p.v.p. 587,44 €
oferta
458 €
+ I.V.A.


Compresor de pistón seco (con secador)

- Duraderos ● Silenciosos
- Sin mantenimiento



Ref. 110310
con secador

p.v.p. 1.326 €
oferta
1.034 €
+ I.V.A.



Ref. 110340
con secador

p.v.p. 1.961,80 €
oferta
1.530 €
+ I.V.A.



Estos compresores también están disponibles con (filtro Hepa H14)
Precios consultar Ref. 110310 H y Ref. 110340 H

Ref. 110310 Ref. 110340

Alto	650 mm	750 mm
Ancho	390 mm	680 mm
Largo	390/540 mm	370/480 mm
Peso	30/37 kg.	58/66 kg.
Voltaje	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz
Potencia	750 W	1.500 W
Aire aspirado	152 l/min.	230 l/min.
Caudal eléctrico (a 4 bar)	80 l/min.	160 l/min.
R.P.M.	1.400	1.400
Ruido	53 dN	54 dB
Presión	6-8 bar	6-8 bar
Capacidad calderín	30 l.	50 l.



CERTIFICADO por TÜV SÜD
Certificado de tipo Nº 12202200491258001
Directiva 2014/29/UE (recipiente a presión)



TALLERES MESTRAITUA S.L.
Txori-Erri Etorbidea, 60 - Tlf. (+34) 944 530 388* - Fax: (+34) 944 711 725
E-mail: comercial@mestra.es
48150 SONDIKA - BILBAO - (ESPAÑA)
www.mestra.es (+ de 1.000 referencias en catálogo)

Oferta: Desde el 01 de Febrero al 15 de Septiembre 2021 (IVA no incluido)
ESTAS OFERTAS NO SON ACUMULABLES
El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.
Oferta válida salvo error tipográfico o fin de existencias.