


SISTEMA COMPLETO DE IMPRESIÓN 3D



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Puede ser complejo trabajar con un sistema de impresión 3D cuando los dispositivos y materiales son de diferentes proveedores. También es más difícil conseguir resultados fiables. Utilizar sistemas diversos también complica el cumplimiento legal y hace más difícil saber a quién llamar cuando se necesita soporte.

Más información sobre la 3D-Printing pro Solution



VER VÍDEO
[KULZER.ES/
3DP-VIDEO](http://KULZER.ES/3DP-VIDEO)

El sistema completo de impresión 3D de Kulzer elimina estos obstáculos y los riesgos asociados, ya que le ofrecemos un flujo de impresión 3D completo: software CAM, fotopolímeros, impresión 3D, limpieza y post-curado. Todos los dispositivos y materiales están adaptados para ofrecer una calidad constante en un sistema fácil de usar. Nuestra solución 3D Printing pro Solution cubre una amplia y creciente gama de aplicaciones, como modelos, coronas y puentes temporales, dentaduras digitales, protectores bucales y mucho más.

1 IMPORTAR ////
Solo 10 segundos: ¡desde la importación hasta el archivo impreso!*

cara CAM 2.0

2 SELECCIONAR ////
Seleccione el fotopolímero, gran variedad de indicaciones.

Materiales dima Print

VALIDATED, EFFICIENT, SIMPLE
3D-PRINTING



PRO SOLUTION



3 IMPRIMIR

Imprima de manera fácil y eficiente.
cara Print 4.0 pro

4 LIMPIAR

Automatice el proceso. No es necesario tocar los objetos.
cara Print Clean pro

5 POLIMERIZAR

Polimerización rápida gracias a un sistema inteligente de ventilación.
cara Print LEDcure

CARA CAM 2.0


SOFTWARE DE ANIDAMIENTO INTEGRADO E INTUITIVO

Solo 10 segundos: ¡desde la importación hasta el archivo impreso!*


El software es completamente guiado y está incluido con la impresora cara Print 4.0 pro.

SIN LICENCIAS

TOTALMENTE GUIADO



**AJUSTES
PREESTABLECIDOS**
PARA CADA MATERIAL E INDICACIÓN



MATERIALES DIMA PRINT

DESARROLLADOS PARA REQUISITOS INDIVIDUALES

Los fotopolímeros dima Print
están especialmente optimi-
zados para ofrecer resultados
fiables utilizando nuestra
3D-Printing pro Solution.

**VALIDADOS POR
EXPERTOS DENTALES**



**GRAN VARIEDAD
DE INDICACIONES**

**PROPIEZADES
IDÓNEAS PARA CADA
INDICACIÓN**

dima
Print Stone teal

(DE) Lichthärtende Flüssigkeit
für 3D-Druck
(GB) Light curing liquid for 3D-printing

Reorder no. 66081650

dima
Print Stone

(DE) Lichthärtende Flüssigkeit
für 3D-Druck
(GB) Light curing liquid for 3D-printing

Reorder no. 66077913

CARA PRINT 4.0 PRO

NUEVO ESTÁNDAR DE PRECISIÓN Y EFICIENCIA


Nuestra versátil cara Print 4.0 pro es una impresora 3D rápida y eficiente. Está desarrollada por y para expertos dentales y forma parte de un flujo de trabajo completo y probado. Garantiza una impresión rápida y eficiente.

LEDs CON LONGITUD DE ONDA DE 385 NM

PARA MAYOR ESTABILIDAD DEL PROCESO



124 X 70 MM PLATAFORMA DE CONSTRUCCIÓN PARA MAYOR PRODUCTIVIDAD



SMOOTH TECHNOLOGY MEJORA LA SUPERFICIE

CARA PRINT CLEAN PRO

LIMPIEZA AUTOMÁTICA, SEGURA Y FÁCIL

cara Print Clean pro es un sistema automatizado de limpieza para objetos 3D, mediante el movimiento del isopropanol en cantidad limitada, limpia los restos de resina no curada de las piezas.

SIN TOCAR LOS OBJETOS

LIMPIEZA RÁPIDA Y SEGURA

SISTEMA DE 2 CÁMARAS
UTILIZA MENOS ALCOHOL ISOPROPÍLICO



CARA PRINT LEDCURE

POST-CURADO FÁCIL Y RÁPIDO


Este dispositivo cubre todas las necesidades del post-curado en un proceso fiable y sencillo. Gracias a la cámara totalmente espejada y a la plataforma giratoria transparente, no es necesario voltear los objetos impresos en 3D.

**LEDs DE ELEVADA
POTENCIA**

TOTALMENTE ESPEJADA
CÁMARA DE ILUMINACIÓN

**PROGRAMAS
PREESTABLECIDOS**
Y AJUSTES INDIVIDUALES

CON VENTILADOR



¡PERSONALICE EL FLUJO DE IMPRESIÓN 3D!

Nuestra solución 3D Printing pro Solution cubre una amplia y creciente gama de aplicaciones, como modelos, coronas y puentes temporales, dentaduras digitales, protectores bucales y mucho más.

¡Contáctenos y descubra cómo puede incrementar la eficiencia de su día a día gracias a la impresión 3D!



*Ejemplo: utilizando cara CAM 2.0, dima Print C&B temp y puente anterior de 6 unidades.

© 2021 Kulzer GmbH. All Rights Reserved.

kulzer.es



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP