

OFERTA ESPECIAL

LABORATORIO 2022



MESTRA®

Oferta válida: Desde el 10 de Abril al 15 de Septiembre 2022 (IVA no incluido)



¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es

Recortadora de modelos Serantes

La recortadora Serantes es un producto ideal para situaciones en las que **el espacio es un condicionante importante**. Se ajusta a cualquier hueco sin por ello su rendimiento se vea mermado.

Recortadora disco lija
Ref. 080097



Alto	332 mm
Ancho	285 mm
Fondo	385 mm
Peso	4,9 kg
Velocidad	3.000 rpm.
Consumo	1.600 W
Diámetro abrasivo	235 mm



p.v.p. 751,84 €
oferta
586 €
+ I.V.A.

Recortadoras Mulhacen 3000 L



- Freno incorporado.
- Luz de alerta, para personas con insuficiencia auditiva.
- Tapa fácilmente accesible (apertura con bisagra).
- Fabricada en plásticos técnicos de alta resistencia.
- Exenta de corrosión. ● Disco lija con velcro.



Ref. 080093

p.v.p. 751,84 €
oferta
586 €
+ I.V.A.



Disco de Diamante Ref. 080095

p.v.p. 1.147,87 €
oferta
895 €
+ I.V.A.

Motor	1600 W
R.P.M.	3000
Tensión	230 V. 50/60 Hz
Ventana	121 mm



Recortadoras RH 1.500 y 3.000 "clasica"



- Fabricadas totalmente en Aluminio.



Disco de carburo de silicio 1.500 rpm. Ref. 080080

p.v.p. 964,78 €
oferta
753 €
+ I.V.A.



Disco de carburo de silicio 3.000 rpm. Ref. 080082

p.v.p. 1.018,11 €
oferta
794 €
+ I.V.A.

Disco de Diamante 1.500 rpm. Ref. 080081

p.v.p. 1.455,11 €
oferta
1.135 €
+ I.V.A.



Disco de Diamante 3.000 rpm. Ref. 080083

p.v.p. 1.504,22 €
oferta
1.173 €
+ I.V.A.

Decantadoras de polipropileno



- La suciedad queda recogida en una bolsa de plástico.

Ref. 080085

Ref.	080085	080087
Alto	465 mm	345 mm
Diámetro	400 mm	350 mm
Capacidad	19 l.	14 l.
Peso	3,2 kg	2,2 kg

Ref. 080087



p.v.p. 330,07 €
oferta
257 €
+ I.V.A.



p.v.p. 283,38 €
oferta
221 €
+ I.V.A.

Recortadora de interiores



Ref. 080102



- Potente motor de 1/3 CV.
- Se suministra con 1 fresa de corte de 12 dientes en metal duro.



Alto	300 mm
Ancho	275 mm
Fondo	275 mm
Peso	11 kg
RPM	2850

p.v.p. 1.048,83 €
oferta
818 €
+ I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 10 de Abril al 15 de Septiembre 2022 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL LABORATORIO

Chorro de arena **Cosmos**

Ref. 080233



- Arenadora de reciclaje y precisión.
- Chorro fijo, con boquilla de carburo de boro de 3 mm.
- Lápices móviles con boquillas de 1 y 1,25 mm.
- Soplador aire.
- Pedal.

Alto	550 mm
Ancho	430 mm
Fondo	500 mm
Peso	20 kg
Consumo máx. aire	90 l/min a 5 bar
Presión de trab.	2 a 5 atm

- Depósitos de chorreado incluidos



p.v.p. 2.452,79 €
oferta
1.913 €
+I.V.A.

Chorro de arena **Galaxy**

Ref. 080235



- Boquilla de carburo de boro de 3 mm.
- Chorro automático y manual.

Alto	450 mm
Ancho	430 mm
Fondo	395 mm
Peso	19 kg
Consumo máx. aire	90 l/min a 5 bar
Presión de trab.	2 a 5 atm



p.v.p. 2.174,90 €
oferta
1.696 €
+I.V.A.

Chorro de arena **Plutón**

Ref. 080253



Fondo 235 mm

Alto 290 mm

Ancho 340 mm

- 2 Lápices móviles
- 1 Pedal
- Lámpara LED

p.v.p. 937,62 €
oferta
731 €
+I.V.A.



Peso	6,100 kg
Consumo aire	80 l/min
Presión de trabajo	2 a 5 atm

Chorros de arena **Terra I, II y Terra III**

Ref. 080296



Tamaño y ergonomía superior al conocido T2 y T3



p.v.p. 1.202,23 €
oferta
938 €
+I.V.A.

- 1 o 2 lápices según modelo.
- Pistola fija de 3 mm.
- Luz LED 6 W.
- Pedal.

Ref. 080292

p.v.p. 815,60 €
oferta
636 €
+I.V.A.

p.v.p. 1.027,04 €
oferta
801 €
+I.V.A.

Ref. 080294

390 mm
470 mm
410 mm 10,5 Kg.

Chorro de arena **Constellation "Practic"**

Ref. 080259



Alto	315 mm
Ancho	440 mm
Fondo	390 mm
Peso	12,5 kg
Consumo aire	80 l/min
Presión de trabajo	2 a 5 atm



Pintado

p.v.p. 1.051,19 €
oferta
820 €
+I.V.A.

Chorros de arena **Constellation III y IV**



Pintura epoxi

Acero Inoxidable

p.v.p. 1.691,58 €
oferta
1.319 €
+I.V.A.

Ref. 200264

Ref. 200263

p.v.p. 1.570,76 €
oferta
1.225 €
+I.V.A.

p.v.p. 1.812,42 €
oferta
1.414 €
+I.V.A.

Ref. 080264

Ref. 080263

p.v.p. 1.691,58 €
oferta
1.319 €
+I.V.A.

315 mm
510 mm
440 mm 15,5 kg

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 10 de Abril al 15 de Septiembre 2022 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL LABORATORIO

Chorros de arena Eclipse II, Eclipse II-T y Automatic

**NEW**

Familia de chorreadoras de atractivo diseño fabricada en ABS de alta resistencia. 3 modelos diferentes, capaces de satisfacer cualquier necesidad en el laboratorio dental:

Eclipse II: Chorreadora clásica de 2 vasos especializada en microchorreado.

Eclipse II T: Similar a la anterior, pero con una pistola fija, además de tolva de gran capacidad.

Eclipse Automatic: Los esqueleticos se depositan en una cesta que gira por la acción del motor.

La boquilla de soplado es orientable en las tres dimensiones del espacio.

La cesta se desmonta fácilmente para la preparación de los trabajos, y dispone de una tolva de gran capacidad.

Ref. 080220

p.v.p. 935 €
oferta
729 €
+I.V.A.

Referencia	080220	080228	080218
Alto	330 mm	490 mm	430 mm
Ancho	360 mm	360 mm	320 mm
Fondo	450 mm	450 mm	310 mm
Peso	5,7 kg	7,7 kg	5,5 kg
Consumo Aire	80 l/min.	100 l/min.	90 l/min.
Presión de trabajo	2 a 5 atm.	2 a 5 atm.	2 a 5 atm.
Luz interior LED			

Ref. 080228

p.v.p. 1.155 €
oferta
901 €
+I.V.A.

**NEW**

Ref. 080218

p.v.p. 990 €
oferta
772 €
+I.V.A.

Cabina de repaso Eclipse

Ref. 080216

**NEW**

Caja de trabajo ORION

Ref. 080214



- Lámparas LED de alta luminosidad.
- Ausencia de sombras en el interior
- Posición de trabajo ergonómica.
- Óptima absorción del polvo mediante una aspiración externa (no incluida)
- Fácil limpieza.
- El modelo **Orion**, incluye una astillera en el interior con soporte para micromotor.



Acoplamiento a una astillera tipo Jeb



- 1) Extraer tubo en codo (salida trasera).
- 2) Colocación tubo astillera.



Alto	275 mm
Ancho	360 mm
Fondo	330 mm
Peso	2,8 kg
Luz interior	LED

p.v.p. 420,75 €
oferta
328 €
+I.V.A.

Alto	300 mm
Ancho	360 mm
Fondo	330 mm
Peso	2,6 kg
Luz interior	LED

p.v.p. 420,75 €
oferta
328 €
+I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 10 de Abril al 15 de Septiembre 2022 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL LABORATORIO

HP-100
Ref. 080148HP-50
Ref. 080144HP-25
Ref. 080142

Hornos de precalentamiento



● Permiten almacenar 20 programas en memoria.

p.v.p. 3.683,11 €
oferta
2.873 €
+ I.V.A.p.v.p. 2.944,56 €
oferta
2.297 €
+ I.V.A.p.v.p. 2.597,44 €
oferta
2.026 €
+ I.V.A.

	HP-100	HP-50	HP-25	HP-50 C	50-D
Alto (mm)	525	500	465	500	440
Ancho (mm)	440	375	335	375	375
Fondo (mm)	490	405	340	405	405
Peso	57 kg	40 kg	30 kg	40 kg	38 kg
Cap. en l.	10,6 l.	4,8 l.	2,7 l.	4,8 l.	4,8 l.
Nº clin. 80 Ø	8-12	4-6	2-3	4-6	4-6

Modelo **concept**HP-50 c
Ref. 080134p.v.p. 2.614,01 €
oferta
2.039 €
+ I.V.A.**Inox**DIRECTO 50-D
Ref. 080130p.v.p. 2.397,40 €
oferta
1.870 €
+ I.V.A.

● Permite almacenar: 4 programas en memoria y 1 directo.



Catalizador de humos

Ref. 080124



Alto	380 mm
Ancho	145 mm
Fondo	185 mm
Peso	5,3 Kg.
Potencia	600 W
Fusible	4 A

p.v.p. 755,35 €
oferta
589 €
+ I.V.A.

Desencerador de cilindros

Ref. 080068

**¡Ahorre Cera!**
Gracias a la bandeja inferior se recupera la cera pudiéndose reutilizar.

Elimina la cera de los cilindros por medio del vapor de agua, antes de introducirlos en el horno, evitando humos y malos olores producidos por la combustión de la cera.



Alto	245 mm
Ancho	400 mm
Fondo	230 mm
Peso	5 kg

p.v.p. 591,28 €
oferta
461 €
+ I.V.A.

Horno de cerámica

Ref. 100249



● Bomba de vacío incluida



Alto	426 mm
Ancho	320 mm
Fondo	392 mm
Peso	24 kg
Max working V.	-97 KPa
Alimentación	AC 220 V ±10%, 50 Hz, 15 A
Consumo	1.5 KVA ±10%

p.v.p. 4.654,85 €
oferta
3.631 €
+ I.V.A.

Horno de secado Ref. 080118



Un problema recurrente que presentan las planchas para termoconformado dental, es la acumulación de humedad. El tipo de plástico usado en estos productos tiene naturaleza porosa y es precisamente en esos poros donde se acumula la humedad ambiental. Posteriormente, y durante el calentamiento de la plancha, la humedad se transforma en vapor de agua y la presión de este vapor estira el material generando burbujas. Aunque un empaquetado bien hermético puede mitigar este desagradable efecto, la experiencia demuestra que, con el tiempo, la humedad termina penetrando. Especialmente después de haber desprecintado el paquete de planchas. Lamentablemente no existe un método sencillo que pueda eliminar la humedad de las planchas una vez contaminadas, o que pueda mantener seca la plancha hasta su utilización. La única herramienta fiable presente hoy en día en el mercado es el horno de secado R-080118 de MESTRA. Además de para el secado y mantenimiento de planchas de termoconformado, este aparato se puede emplear en el secado de modelos de escayola; acelerar los tiempos de curado y secado de composites; precalentamiento de algunos materiales para que se reblandezcan y resulte más sencillo trabajarlos; precalentamiento de mulas; secado de instrumentos, etc.

- Extrae la humedad y mantiene secas las láminas de termoconformado, para evitar la formación de burbujas.
- Acelera los tiempos de curado y secado de composites.
- Secado de instrumentos.
- Secado de modelos de escayola, etc.

Alto	310 mm
Ancho	340 mm
Fondo	450 mm
Peso	8,338 kg
Tensión	220-240 V, 50/60 Hz
Consumo	550-650 W
Rango de temp.	35-75 °C

- Un ventilador hace circular el aire caliente produciendo un secado uniforme.
- 6 bandejas de acero inoxidable.
- Carcasa de acero inoxidable.
- Temporizador de 24 horas.

p.v.p. 298 €
oferta
232 €
+ I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 10 de Abril al 15 de Septiembre 2022 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL LABORATORIO

Olla Polimerizadora automática

Ref. 030425

AUTOPOL
Geisser

Olla polimerizadora de gran capacidad de cuba (hasta 6 litros), que permite acomodar en su interior una considerable cantidad de elementos para polimerizar. Mediante un control electrónico se pueden regular y mantener temperaturas conforme a una ley de tiempos definida por el usuario.

Presión	2 bar
Temp. máxima	100 °C
Volumen cuba	6 litros
Potencia calentamiento	600 W

CERTIFICADO por TÜV Rheinland®
Certificado de tipo N° PED.BD.000011
Directiva 2014/68/UE (equipos a presión)p.v.p. 1.265,06 €
oferta**987 €**
+I.V.A.350 mm
400 mm
360 mm
5 Kg
Medidas interiores: Ø 220 x 160 mm alto

Olla Polimerizadora neumática

Ref. 030420

Medidas interiores:
Ø 220 x 170 mm alto

Presión máxima	2 bar
Temperatura máxima	60 °C
Volumen cuba	6 litros

235 mm
420 mm
245 mm
2,406 kgp.v.p. 355,27 €
oferta**277 €**
+I.V.A.

Polimerizadora a presión

Poli-Plus Ref. 080460**Inox**

Alto	320 mm
Ancho	310 mm
Fondo	395 mm
Peso	20 kg
Temp. máx.	135 °C
Presión máx. trabajo	6,5 bar
Capacidad cuba	Ø 135 115 mm

p.v.p. 3.066,42 €
oferta**2.392 €**
+I.V.A.

Mufla de vertido para resinas

Ref. 020202

p.v.p. 93,30 €
oferta**73 €**
+I.V.A.

Lava-polimerizadora E2

Inox

	R-080060	R-080406	R-080400
Alto (con pomo)	450 mm	510 mm	480 mm
Ancho (con llave)	635 mm	420 mm	270 mm
Fondo	405 mm	500 mm	480 mm
Peso	34 kg	20 kg	15 kg

Ref. 080060

p.v.p. 4.488,31 €
oferta**3.501 €**
+I.V.A.Polimerización:
12 muflas
Escaldado:
6 muflas abiertas

Polimerizadora M-9, M-18 Concept

Inox**Inox****NEW**Polim. M-9
Ref. 080400p.v.p. 2.088,21 €
oferta**1.629 €**
+I.V.A.Para 9 muflas
con brida
030390Polim. M-18
Concept
Ref. 080407p.v.p. 2.274,68 €
oferta**1.774 €**
+I.V.A.Para 18 muflas
con brida
030390

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 10 de Abril al 15 de Septiembre 2022 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL LABORATORIO

Box - Pulidora con aspiración y luz de led Ref. 080500

Inox

Alto	500 mm
Ancho	800 mm
Fondo	500 mm
Peso	58 kg
RPM	1500/3000
Ruido	67 dB

p.v.p. 4.205,48 €
oferta
3.280 €
+I.V.A.

Box con aspiración para pulido Ref. 080502




- Fabricada en polipropileno de alta resistencia



Alto	500 mm
Ancho	800 mm
Fondo	500 mm
Peso	30 kg
Aspir. aprox.	500 m³ h.
Ruido	67 dB

p.v.p. 2.220,06 €
oferta
1.732 €
+I.V.A.

Mini Box - Pulidora Ref. 080508



- Cepillos no incluidos

CARACTERISTICAS TECNICAS

Alimentación	230 V 50-60 Hz
Potencia	200 W
R.P.M.	2.000-7.000

- Conexión a aspiración.
- Iluminación LED.
- Viseras de protección.
- Interruptor de seguridad.

p.v.p. 678,54 €
oferta
529 €
+I.V.A.

Electropulidora 2 velocidades Ref. 080162



- Cepillos no incluidos

CARACTERISTICAS TECNICAS

Alimentación	230 V 50-60 Hz
Potencia	500 W
R.P.M.	1.500-3.000



p.v.p. 694,40 €
oferta
542 €
+I.V.A.

Electropulidoras

Pantalla para Pulidora

R-080210 Totalmente de goma lo que evita una posible rotura de la pieza por escape.



p.v.p. 100,06 €
oferta
78 €
+I.V.A.

R-080150
1 velocidad

p.v.p. 448 €
oferta
349 €
+I.V.A.

R-080160
2 velocidades

p.v.p. 535,36 €
oferta
418 €
+I.V.A.

R-080164
velocidad variable

p.v.p. 266,10 €
oferta
208 €
+I.V.A.

NEWR-100274
1 velocidad

oferta
225 €
+I.V.A.

R-100276
velocidad variable

p.v.p. 247,54 €
oferta
193 €
+I.V.A.

Pasta de pulir (alto brillo)

Ref. 104852
PASTA PULIR VERDE
SUPER ACABADO METALES
DUROS (cromo, platino)
132 g.

p.v.p. 5,50 €
oferta
4 €
+I.V.A.

Ref. 104854
PASTA PULIR BLANCO
ACABADO METALES Y
PLASTICOS - 115 g.

p.v.p. 4,40 €
oferta
3 €
+I.V.A.

Ref. 104856
PASTA DE PULIR AZUL
SUPER ACABADO METALES
Y ALGUNOS PLASTICOS
115 g.

p.v.p. 4,40 €
oferta
3 €
+I.V.A.



**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 10 de Abril al 15 de Septiembre 2022 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL LABORATORIO

Máquina de termoconformado

Ref. 080542

**NEW**

Alto	310 mm
Ancho	275 mm
Fondo	260 mm
Peso	4,6 kg
Tensión	220 V 50/60 Hz.
Potencia	925 W

- Para planchas cuadradas y redondas

Planchas \square de 120 a 130 mm
Planchas \circ 134 mmp.v.p. 724,21 €
oferta
565 €
+I.V.A.

Termoconformadora por presión

Ref. 080543

**NEW**

Alto	410 mm
Ancho	545 mm
Fondo	260 mm
Peso	15 kg
Alimentación	220-240 V, 50/60 Hz
Consumo	450 W
Presión	4-6 bar

La fuerte presurización permite un moldeado preciso, independientemente del recorte del modelo, así como diversos grosores (0.5 a 4.0 mm) y se pueden usar láminas cuadradas y redondas (127, 125, 120 mm).

p.v.p. 2.695 €
oferta
2.102 €
+I.V.A.

Selladora de bolsas automática

Ref. 080435

**NEW**

- Sistema de calentamiento rápido para un sellado perfecto.
- La temperatura de sellado puede ser regulada por el usuario.
- Su impresora integrada permite marcar los registros obtenidos, para una correcta trazabilidad.
- Conforme a las normas: ISO11607-2: 2006 y EN 868-5-2009

p.v.p. 414,75 €
oferta
373 €
+I.V.A.

Rodillo Opcional Ref. 080436

Dimensiones	575 x 235 x 202 mm. alto
Peso	16.450 kg
Velocidad de sellado	10 m/ minuto
Temperatura	100-20-40-60-80-200 °C
Presión de sellado	85 N
Potencia	500 W

p.v.p. 2.625 €
oferta
2.048 €
+I.V.A.

Selladora de bolsas

Ref. 080433



Bobinas no incluidas

Alto	210 mm
Ancho	430 mm
Fondo	335 mm
Peso	6,5 kg
Tensión	230 V, 50/60 Hz
Potencia	100 W

- Longitud sellado 305 mm.
- Anchura sellado 12 mm.

p.v.p. 357,22 €
oferta
265 €
+I.V.A.

Bolsas para selladoras (con autocierre)

**NEW**

*Consulte precios al distribuidor

Ref. 080448	Bolsa - 5 x 24 cm
Ref. 080449	Bolsa - 7 x 26 cm
Ref. 080450	Bolsa - 9 x 26 cm
Ref. 080452	Bolsa - 14 x 28 cm
Ref. 080454	Bolsa - 19 x 36 cm
Ref. 080456	Bolsa - 25 x 40 cm
Ref. 080457	Bolsa - 30 x 40 cm
Ref. 080458	Bolsa - 30 x 45 cm
Ref. 080459	Bolsa - 5,7 x 13 cm

- Bolsas (200 unidades)

BOBINAS para selladoras

**NEW**

Ref. 080441	BOBINA - 5 cm x 200 m
Ref. 080442	BOBINA - 7,5 cm x 200 m
Ref. 080443	BOBINA - 10 cm x 200 m
Ref. 080444	BOBINA - 15 cm x 200 m
Ref. 080445	BOBINA - 20 cm x 200 m
Ref. 080446	BOBINA - 25 cm x 200 m
Ref. 080447	BOBINA - 30 cm x 200 m

Producto Sanitario Clase I
(directiva 93/42/CEE)
Conforme a las normas
ISO 11607-1:2017 y
EN 868-5:2009.

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 10 de Abril al 15 de Septiembre 2022 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL LABORATORIO

Lámparas polimerizadoras

Ref. 100035

Ref. 100037



Alto	115 mm	107 mm
Ancho	215 mm	200 mm
Fondo	295 mm	285 mm
Peso	2 kg	1,2 Kg
Tensión	230 V.	240 V.
Potencia	40 W.	65 W
Nanómetros	350/400	320/500 Pico 405

● Lámpara LED, válida para la inmensa mayoría de materiales

p.v.p. 342,76 €
oferta
267 €
+I.V.A.p.v.p. 383,12 €
oferta
299 €
+I.V.A.

Lámpara polimerizadora "Sun Beam"

Ref. 080550

**Inox**

Alimentación	230 V. 50/60 Hz.
Espectro	280/550 nanómetros
Rango de tiempos	3/20 min.
6 lámparas	3 mod. 9 W/78 UVA y 3 mod. 9W/71 UVA
Consumo	54 W

p.v.p. 1.482,26 €
oferta
1.156 €
+I.V.A.


Baños de ultrasonidos: de 5,8 L, 2,8 L.

Inox


- Temperatura.
- Desagüe.
- Cesta metálica
- Fabricados en Acero Inoxidable.



Ref. 100152

p.v.p. 520,91 €
oferta
406 €
+I.V.A.**Inox**

Ref. 100150

p.v.p. 377,72 €
oferta
295 €
+I.V.A.

Baño de ultrasonido Calipso

Ref. 080422



Alto	220 mm
Ancho	425 mm
Fondo	270 mm
Peso	4,5 kg
Cap. cuba	4 l.
Frecuencia	40 kHz.

p.v.p. 1.250,94 €
oferta
976 €
+I.V.A.

- Incluye:
- Cesta de acero inoxidable.
 - Vaso de cristal.
 - Pinzas limpiafresas.
 - Temperatura.
 - Desagüe.



Baños de ultrasonidos: de 2,5l. y 1,4 l.

Ref. 100140

	R-100140	R-100141
Alto	204 mm	162 mm
Ancho	314 mm	225 mm
Fondo	243 mm	240 mm
Peso	3,073 kg	1,943 kg
Cap. cuba	2500 ml.	1400 ml.

p.v.p. 291,23 €
oferta
227 €
+I.V.A.

Ref. 100141

p.v.p. 189,19 €
oferta
148 €
+I.V.A.



MESTRA® by



Articulador tipo arcon Arquimedes pro

(semiajustable) **A7 PLUS**
Ref. 010099

Articulador + Estuche.

Estructura robusta hecha en aluminio, garantizando mayor estabilidad. Diseño que proporciona mayor visibilidad.

- Semiajustable / Arcón.
- Distancia intercondilar fija (110 mm).
- Guía condilar curva.
- Regulación de la guía condilar.
- Regulación del ángulo de Bennet.
- Traba en céntrica.
- Sistema de estabilización del movimiento de la guía condilar con conexión de silicona.
- Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.



p.v.p. 235,11 €
oferta
183 €
+ I.V.A.

Articulador tipo arcon Arquimedes protrusal

(semiajustable) **A7 PLUS -E**
Ref. 010103

Articulador + Estuche.

Similar al modelo Arquimedes Pro, posee guías condilares exclusivas en aluminio con ajuste milimétrico.

- Semiajustable / Arcón.
- Distancia intercondilar fija (110 mm).
- Regulación de la guía condilar.
- Regulación del ángulo de Bennet.
- Guía condilar plana.
- Sistema de trabamiento bilateral.
- Pin de apoyo de la rama superior en la posición abierta.
- Sistema estabilizador de los movimientos con muelle.



Super Oferta
285 €
+ I.V.A.

Articulador tipo arcon 4.000 S

(semiajustable)

Ref. 010107

Articulador + Estuche.

- Semi-ajustable / Arcón.
- Distancia intercondilar ajustable (eje expansor).
- Guía condilar curva.
- Reglaje del ángulo de la guía condilar.
- Reglaje del ángulo de Bennet.
- Estabilización para los movimientos de articulación (O-ring).



p.v.p. 281,51 €
oferta
220 €
+ I.V.A.

Arquimedes Junior

(semiajustable) **A7 FIX**

Ref. 010098

Articulador + Caja cartón.

- Semiajustable / Arcón.
- Distancia intercondilar fija (110 mm).
- Guía condilar fija en la media 30°.
- Ángulo de Bennet fijo en la media 15°.
- Guía condilar curva.
- Sistema de estabilización magnético (embutido) para el movimiento de la guía condilar.
- Pin para soporte de la rama superior en posición abierta.



p.v.p. 131,07 €
oferta
102 €
+ I.V.A.

Arco Facial Estandar

Ref. 010102-50

Producto Sanitario

El arco facial Estandar es un aparato utilizado para registrar la posición espacial de la arcada dentaria superior del paciente en relación al cráneo y transferir el registro para el articulador.

La transferencia del registro del paciente es realizada fijándose el arco facial completo en el articulador.



p.v.p. 111,81 €
oferta
87 €
+ I.V.A.

Arco Facial Elite Ref. 010100-55

Producto Sanitario

El nuevo Arco Elite trae un sistema de articulación y fijación del tenedor que permite un registro más rápido para el profesional y cómodo para el paciente. Posee un conjunto de transferencia que elimina la necesidad del arco en el proceso de montaje de los modelos en el articulador, volviendo en proceso más práctico y estable. Su apoyo nasal con altura ajustable juntamente con el indicador infraorbital vuelve el registro aún más preciso. El arco es equipado con un sistema de deslizamiento suave (apertura y cerramiento) que facilita su manejo. Las aurículas son anatómicas, removibles y esterilizables químicamente.



p.v.p. 232,83 €
oferta
182 €
+ I.V.A.

Articulador tipo arcon Arquimedes protrusal

(semiajustable) **A7 PLUS-E**

+ Arco Facial Estandar

Ref. 010104



Super Oferta
330 €
+ I.V.A.

Articulador tipo arcon Arquimedes protrusal

(semiajustable) **A7 PLUS-E**

+ Arco Facial Elite

Ref. 010106



Super Oferta
450 €
+ I.V.A.

Articulador tipo arcon Arquimedes pro

(semiajustable) **A7 PLUS + Arco Facial Estandar**

Ref. 010102



Super Oferta
265 €
+ I.V.A.


Super Oferta

**MESTRA**


Oferta válida: Desde el 10 de Abril al 15 de Septiembre 2022 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL LABORATORIO

**Ref. 100303**

(L) 720 x (W) 520 x (H) 1350 mm 70 kg




Mesas para 1 y 2 puestos de trabajo

Mesas de trabajo de muy alta calidad. El montaje es sencillo. Cuentan con todos los elementos y accesorios para el trabajo en entornos dentales: enchufes, balda/repisa, cajones, mantel-sufridera de trabajo en inox., soplador de aire, etc. Además vienen con preinstalación para mechero de gas. Incorporan también una práctica astillera que encaja perfectamente con la caja de trabajo **Orión (Ref. 080214 de MESTRA)**, formando un conjunto compacto y completamente integrado. Las dimensiones y geometrías permiten la fácil incorporación de otros productos **MESTRA** (Aspiración Eolo, micromotores, lámparas de polimerización, etc.), creando un entorno de trabajo ergonómico y muy productivo.



p.v.p. 1.718,20 €
oferta
1.632 €
+I.V.A.

**Ref. 100304**

p.v.p. 2.407,90 €
oferta
2.288 €
+I.V.A.

Ref. 100303 Ref. 100304

Alto	910 mm	910 mm
Ancho	1160 mm	1760 mm
Fondo	650 mm	650 mm
Peso	55 kg	80 kg
Conexión	220 V	220 V

(L) 720 x (W) 520 x (H) 1940 mm 96 kg

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 10 de Abril al 15 de Septiembre 2022 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL LABORATORIO

Mesa de trabajo Ref. 100301



Mesa de trabajo metálica con encimera de madera. El montaje es sencillo. Cuentan con todos los elementos y accesorios para el trabajo en entornos dentales: 2 enchufes, balda/repisa, cajón, etc..

p.v.p. 733,55 €
oferta
572 €
+I.V.A.

(L) 900 x (W) 600 x (H) 660 mm 46,000 kg

Mesa de trabajo Ref. 100301 K2

**Obsequio****Obsequio**

- Mesa metálica, encimera de madera.
 - Silla para puesto de trabajo.
 - Pulidora + 2 bandejas.
 - Micromotor.
 - Lámpara LED
- OBSEQUIO:**
- Lupa de mesa.
 - Fresero magnético.

p.v.p. 2.078,30 €
oferta
1.621 €
+I.V.A.

(L) 950 x (W) 610 x (H) 100 mm 63,000 kg

Silla Puesto de trabajo Ref.100300

Ruedas con frenado de seguridad Normativa Europea (EN 1335-2:2009)

Permite 4 regulaciones diferentes: altura e inclinación del asiento y altura y ángulo de inclinación del respaldo.



Ref. 100297

Sin ruedas

NEW

Un movimiento de elevación

p.v.p. 231 €
oferta
180 €
+I.V.A.

Ref. 100298

Con ruedas

p.v.p. 231 €
oferta
180 €
+I.V.A.

Sillas puesto de trabajo

Sillas de trabajo especialmente diseñadas para el laboratorio dental. Cómodas, ergonómicas y de fácil limpieza. Premite 1 regulación de altura del asiento. Con esta regulación es muy sencillo encontrar la postura de trabajo ideal, independientemente de la altura o de la constitución física del usuario. El material empleado en su fabricación es poliuretano esponjoso en color negro. Este material permite conjugar, debido a su flexibilidad, propiedades y textura, un excelente confort al tiempo que resulta muy fácilmente lavable y resistente al desgaste propio del uso.

Ref. 100297 Ref. 100298

Altura máxima asiento	660 mm	555 mm
Altura mínima asiento	460 mm	420 mm
Fondo asiento	450 mm	450 mm
Ancho asiento	460 mm	460 mm
Peso	9 kg	8 kg

Silla puesto trabajo Ref. 100299

Ref. 100299

NEW

Permite 4 regulaciones diferentes: altura e inclinación del asiento y altura y ángulo de inclinación del respaldo.

Ruedas con frenado de seguridad (EN 1335-2:2009)

CARACTERISTICAS

Altura máxima	995 mm
Altura mínima	855 mm
Fondo	582 mm
Ancho	582 mm
Peso	10,33 kg

p.v.p. 275 €
oferta
215 €
+I.V.A.

Silla puesto trabajo Ref. 100300

Ref. 100300

Permite 4 regulaciones diferentes: altura e inclinación del asiento y altura y ángulo de inclinación del respaldo.

CARACTERISTICAS

Altura máxima asiento	515 mm
Altura mínima asiento	390 mm
Fondo asiento	420 mm
Ancho asiento	420 mm
Peso	9,000 kg

(L) 610 x (W) 610 x (H) 325 mm 10,500 kg



Ruedas con frenado de seguridad (EN 1335-2:2009)

p.v.p. 296,14 €
oferta
231 €
+I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 10 de Abril al 15 de Septiembre 2022 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL LABORATORIO



Mezcladoras de vacío

Iris 2 Ref. 080516 - **evolution** Ref. 080517 - **evolution II inverter** Ref. 080517 E

Ref. 080516

p.v.p. 967,34 €
oferta
755 €
+I.V.A.p.v.p. 1.059,11 €
oferta
826 €
+I.V.A.

Ref. 080517

p.v.p. 1.092,55 €
oferta
852 €
+I.V.A.

Ref. 080517 E

p.v.p. 202,03 €
oferta
158 €
+I.V.A.**Pie de sujeción opcional**

Ref. 080519

**CARACTERISTICAS TECNICAS**

Modelo:	Iris 2	Iris 2 evolution	ris 2 evolution II
Rango de tiempos	0/120"	0/300"	0/300"
Rpm. y giro	240 ↻	100-400 ↻	100-400 ↻↻
Potencia	100 W	100 W	100 W



Dosificadora Boomerang Precision II de agua-escayola

Ref. 080592

Ahorre entre un 20% y un 40% de escayola

Tanque almacenamiento
Ref. 080590-03Soporte
Ref. 080591-02Consumibles
Husillo (2 u.)
Ref. 080590-43

Versión optimizada de la dosificadora Boomerang, con una nueva bomba peristáltica más silenciosa, un algoritmo de pesado más preciso y un display alfanumérico retroiluminado que permite un manejo más intuitivo y sencillo. Basta con pulsar un botón para recibir una dosis lista para batir. Además de rapidez y precisión, otra de las grandes bazas del producto es el ahorro de materiales: cuando se dosifica a mano, la tendencia es a aumentar las dosis. Sin embargo, con la dosificadora Boomerang siempre conseguirá la dosis exacta, con el consiguiente ahorro que supone. Según nuestra experiencia y estimaciones, éste puede cifrarse entre el 25 y el 40 %, cifra nada desdeñable y que permite amortizar la máquina en poco tiempo. Cuenta con un control electrónico que permite alternar diferentes tipos de escayola (tipo II, III y IV) con sólo cambiar el tanque, programar ciclos, trabajar a proporción fija, etc. Se suministra con una taza de goma para batir escayola y una espátula de plástico. Incluye también un tanque de escayola extra (para poder alternar entre dos tipos) y un soporte de pared.



En caso de desgaste u obstrucción del husillo dosificador, es posible desmontarlo y sustituirlo en menos de dos minutos, sin que se requiera ningún tipo de conocimiento mecánico ni ninguna herramienta. Bastan las manos. En el peor de los casos, el conjunto del tanque es un elemento muy económico reemplazable por el propio usuario. Se convierten así en rutinarias labores de mantenimiento o averías que en otras máquinas resultan muy costosas.

p.v.p. 1.338,07 €
oferta
1.044 €
+I.V.A.**CARACTERISTICAS TECNICAS**

Altura	700 mm
Ancho	350 mm
Fondo	430 mm
Tensión	230 V 50/60 Hz
Potencia	70 W
Tanque grande	5 l.
Tanque pequeño	2 l.
Peso	7,5 kg

(L) 490 x (W) 460 x (H) 480 mm 9,000 kg

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 10 de Abril al 15 de Septiembre 2022 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL LABORATORIO



Unidad de aspiración **Eolo plus**

Ref. 080532
Cambio rápido de motor

El motor puede reemplazarse en menos de 1 minuto*

*Ver Video

<https://www.youtube.com/watch?v=c6ZctHpLUEM>

Alto	585 mm
Ancho	210 mm
Fondo	500 mm
Peso	17 kg
Potencia	900 W
Ruido	65 dB

p.v.p. 1.337,86 €
oferta
1.044 €
+ I.V.A.

Decantador de polvo **Ciclón** Ref. 080535

● Recoge más del 99% del polvo y suciedad.

Medidas	Ciclón
Alto	550 mm
Ancho	160 mm
Fondo	200 mm
Peso	2 kg

p.v.p. 292,92 €
oferta
228 €
+ I.V.A.

Aspiración **Gemini**

Ref. 080539

633 mm
433 mm
406 mm
10,4 kg

Referencia	080539	080538
Voltage	230 V	230 V
Motor	1200 W (2 etapas)	1150 W
Ruido	68 dB	68 dB
Capacidad	36 l.	9,5 l.
Potenciómetro	650 - 1200 W	650 - 1150 W
Detección a partir de:	100 W	100 W
Aspiración de:	Sólidos y líquidos	Sólidos y líquidos

p.v.p. 481 €
oferta
375 €
+ I.V.A.

Aspiración **Gemini** mini

Ref. 080538

390 mm
350 mm
350 mm
7,3 kgp.v.p. 435 €
oferta
339 €
+ I.V.A.

Electro vibradores

Teide 1

Ref. 080021

197 mm
227 mm
265 mm
5,470 kg

- 1 tipo vibración.
- Potencia ajustable.

p.v.p. 413,18 €
oferta
322 €
+ I.V.A.

Teide

Ref. 080022



- 2 tipos vibración.
- Potencia ajustable.

p.v.p. 430,61 €
oferta
336 €
+ I.V.A.

Teide Cima

Ref. 080024



- 5 tipos vibración.
- Potencia y tiempo regulable.

p.v.p. 440,56 €
oferta
344 €
+ I.V.A.

Vibradores "clásico"

Ref. 080020

p.v.p. 370,18 €
oferta
289 €
+ I.V.A.

Referencia	080030	080025	080020	080010
Alto	100 mm	105 mm	105 mm	130 mm
Superficie de trabajo	120 mm Ø	220 x 160 mm	220 x 220 mm	370 x 275 mm
Peso	2,5 kg	6,2 kg	6,3 kg	13,200 kg

Ref. 080030

p.v.p. 308,50 €
oferta
241 €
+ I.V.A.

Ref. 080025

p.v.p. 349,59 €
oferta
273 €
+ I.V.A.

Ref. 080010

p.v.p. 540,19 €
oferta
421 €
+ I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 10 de Abril al 15 de Septiembre 2022 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL LABORATORIO

Cabina de Vaporización **Altamira** Steam-Clear



Ref. 080600

Diseñado para funcionar en combinación con una máquina de limpieza por vapor.

- Amplia cámara de trabajo iluminada con sistema de aspiración.
- Fabricada en plástico de alta calidad.



Alto	570 mm
Ancho	520 mm
Fondo	490 mm
Consumo	140 W
Peso	24 Kg.

p.v.p. 1.193,80 €
oferta
931 €
+I.V.A.

Máquina de Vapor Ref. 100193

Con capacidad de cuba de 3 litros y presión de servicio de 3 atmósferas. La cuba está enteramente construida en Acero Inoxidable de alta calidad. La potente resistencia de caldeo permite alcanzar la presión de servicio en apenas unos minutos. Mediante una mirilla de visualización se tiene siempre conocimiento exacto del nivel de agua en la cuba. Para evitar calcificaciones en la caldera y aumentar la vida útil del aparato, la máquina debe ser alimentada con agua descalcificada, o mejor aún, destilada.



225 mm
305 mm
185 mm
11 kg

p.v.p. 1.242,90 €
oferta
969 €
+I.V.A.

Máquinas de vapor

Ref. 100195 Ref. 100196

Alto	290 mm sin soporte 685 con soporte plegado	280 mm sin soporte 680 con soporte plegado
Ancho	235 mm	400 mm
Fondo	335 mm	325 mm
Peso	6,211 kg	11,290 kg
Alimentación	220V, 50 Hz	220V, 50 Hz
Potencia	1.250 W	2.250 W
Presión Servicio	4 bar	4 bar
Cap. cuba	3,5 litros	5 litros

Debido a su abundante caudal de vapor seco, son Ideales para labores de limpieza en los laboratorios dentales. Ambos aparatos se suministran con un medidor de nivel de agua y un práctico embudo.



Ref. 100195

p.v.p. 544,50 €
oferta
425 €
+I.V.A.



Ref. 100196

p.v.p. 742,50 €
oferta
579 €
+I.V.A.

Vaporeto estática

Ref. 100192

Alto	300 mm sin soporte 350 mm con soporte
Ancho	180 mm
Fondo	285 mm 380 mm con grifo
Peso	6,1 kg
Alimentación	230V, 50 Hz
Potencia	1.300 W
Presión servicio	4 bar
Capacidad cuba	2 litros

Máquina generadora de vapor estático para laboratorio y clínica dental. Ideal para un uso intensivo y profesional. Construida enteramente en acero inoxidable.



p.v.p. 495 €
oferta
386 €
+I.V.A.

Lámpara de curado Sun Beam 3D

Ref. 150120



Alto	350 mm
Diámetro	255 mm
Peso	3 kg
Longitud de onda	LED 375 - 405 nm
Dimensiones útiles	Ø180 x 200 mm

p.v.p. 558 €
oferta
502 €
+I.V.A.



Agitador de resinas

Ref. 150130



Dispositivo para el agitado de botellas de resina. El movimiento es doblemente giratorio, por lo que la acción de mezcla es suave y altamente eficiente. Las características de la resina no se llegan a alterar debido a un movimiento excesivamente energético. Contar con una resina homogéneamente mezclada es indispensable para conseguir un excelente trabajo de impresión. La máquina es silenciosa y dispone de regulador de velocidad de giro.

Alto	103 mm
Ancho	253 mm
Fondo	480 mm
Peso	3.12 kg

p.v.p. 370 €
oferta
333 €
+I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 10 de Abril al 15 de Septiembre 2022 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL LABORATORIO

Calentador por inducción

Ref. 100009



- Con 2 sensores de proximidad

Alto	85 mm
Ancho	90 mm
Fondo	210 mm
Peso	530 gr.

p.v.p. 247,13 €
oferta
193 €
+I.V.A.

Espátulas electrónicas para modelar **cera** digital

Ref. 100007

- 1 espátula y 2 puntas diferentes

Alto	65 mm
Ancho	75 mm
Fondo	120 mm
Peso	650 gr.
Temp.	50-200 °C



p.v.p. 248,67 €
Super oferta
164 €
+I.V.A.

Ref. 100008

- 2 espátulas y 6 puntas diferentes.

Alto	70 mm
Ancho	150 mm
Fondo	120 mm
Peso	1,3 kg
Temp.	50-200 °C



p.v.p. 342,74 €
Super oferta
213 €
+I.V.A.

Calentadores de **cera**

R-080071 y R-080072			
Al. mm	An. mm	Fnd. mm	Peso
70	114	192	1,1 kg



Ref. 080071

1 recipiente

p.v.p. 225,80 €
oferta
176 €
+I.V.A.



Ref. 080072

4 recipientes

p.v.p. 225,80 €
oferta
176 €
+I.V.A.

Calentadores de **inmersión** digital

Ref. 100126

1 recipiente

Alto	70 mm
Ancho	110 mm
Fondo	140 mm
Peso	480 gr.
Temp.	50-120°C



p.v.p. 201,61 €
Super oferta
138 €
+I.V.A.

Ref. 100123

3 recipientes

Alto	74 mm
Ancho	200 mm
Fondo	140 mm
Peso	700 gr.
Temp.	50-120°C



p.v.p. 302,45 €
Super oferta
231 €
+I.V.A.

- Temperatura independiente en cada cuba



Calentador de **Cera**

Gran capacidad

Ref. 080076

- Con cuba teflonada.



Alto	155 mm
Ancho	235 mm
Fondo	205 mm
Peso	1,7 kg
Cap.	1 l.
Temp.	30-100 °C

p.v.p. 478,49 €
oferta
373 €
+I.V.A.

Calentador de **composite**

Ref. 080077



Altura	135 mm
Ancho	97 mm
Fondo	110 mm
Peso	0,742 kg.
Temperaturas	40-50 y 70°C
Diámetro de agujeros	16 mm



Dispositivo para mantener caliente las jeringuillas de composite.

p.v.p. 338,25 €
oferta
264 €
+I.V.A.

Máquina **Soldadora de puntos**

Ref. 100127

La máquina está controlada electrónicamente, lo que prácticamente elimina las chispas que normalmente se producen entre electrodos en las máquinas sin regulación. La potencia puede seleccionarse entre 30 niveles diferentes para adecuarse a los requerimientos de espesor del material que se desea soldar.

- Grosor de la unión: 0,2 mm a 1,8 mm

p.v.p. 621,36 €
oferta
485 €
+I.V.A.



160 mm
335 mm
220 mm
5,500 kg

Paralelómetro

Ref. 050310

Pinza concéntrica, para vástagos de 2 mm.

PIEZAS QUE INCORPORA:

- Cuchilla para cera.
- Varilla analizante.
- Varilla con resalte de 0,25 - 0,50 - 0,75.
- Estuche con minas.



250 mm
168 mm
168 mm
4,153 kg



p.v.p. 370,18 €
oferta
289 €
+I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 10 de Abril al 15 de Septiembre 2022 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL LABORATORIO



Prensa hidráulica

Ref. 030350

Piezas de desgaste construidas en acero bonificado y rectificado

Alto	530 mm
Ancho	230 mm
Fondo	225 mm
Peso	20 Kg.
Long. máx. pistón	25 mm
Potencia máx. recomendada	250 kg /cm ²

p.v.p. 851,41 €
oferta
664 €
+I.V.A.



Inyectora de poliamidas dentales

Ref. 080560

Alto	840 mm
Ancho	240 mm
Fondo	255 mm
Peso	29 kg.
Tensión	230 V 50/60 Hz
Consumo	1.100 W
Presión	6/8 bars

p.v.p. 4.151,25 €
oferta
3.238 €
+I.V.A.



Centrífuga de inducción Vestacast

Ref. 040061

Inox

Alto	360 mm
Ancho	565 mm
Fondo	640 mm
Peso	55,5 kg
Suministro agua	2 l/min (Aprox.)
Potencia fundido	2,6 kW; 100 kHz

p.v.p. 9.241,31 €
oferta
7.208 €
+I.V.A.

- Permite fundir metales hasta los 1.750 °C



Centrífuga CEN motor SM2

Ref. 040064

Inox

Alto	330 mm
Ancho	600 mm
Fondo	560 mm
Peso	40 kg

- Para soplete
- Puede portar cilindros de hasta 100 mm. de diámetro.

p.v.p. 3.301,08 €
oferta
2.575 €
+I.V.A.



Gel-Bat

Ref. 080510

**Inox**

Referencia	080510	080511
Alto	500 mm	465 mm
Ancho	320 mm	330 mm
Fondo	320 mm	385 mm
Peso	15 kg	14 kg
Tensión Aliment. con toma a tierra	230 V 50-60 Hz	230 V 50-60 Hz
Consumo aprox.	700 W	650 W
Velocidad rpm.	70-84	100
Capacidad	6 l.	7 l.

p.v.p. 3.317,74 €
oferta
2.588 €
+I.V.A.

**Inox**

Aneto

Ref. 080512

p.v.p. 3.448,04 €
oferta
2.689 €
+I.V.A.



**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 10 de Abril al 15 de Septiembre 2022 (IVA no incluido)



¡Síguenos en nuestras redes sociales!

www.mestra.es

ESPECIAL LABORATORIO

Micromotor de inducción Black

Ref. 100281 (sin escobillas)



- Sistema control velocidad Mano/Pie.
- Autodiagnostico error.
- Almacenamiento funciones (Trabajo en memoria).

Alto	182 mm
Ancho	96 mm
Fondo	207 mm
Peso	3,9 kg
RPM máx.	50.000
Torque	7,8 N.cm
Potencia	230 W

p.v.p. 949,94 €
oferta
741 €
+I.V.A.

Micromotor de inducción de (Rodilla)

Ref. 100278 B

**NEW**

Alto	240 mm
Ancho	83 mm
Fondo	290 mm
Peso	3,771 kg
RPM máx.	50.000
Torque	7,8 N.cm
Potencia	230 W

p.v.p. 949,94 €
oferta
741 €
+I.V.A.

Micromotor de escobillas

Ref. 100283



- Salida para 2 piezas de mano.
- Giro izquierda/derecha.
- control suave de velocidad manual/pedal
- Protección automática de sobrecarga.

Caja control

Alto	113 mm
Ancho	130 mm
Fondo	190 mm
Peso	1,7 kg
RPM máx.	45.000
Torque	4.0 N.cm
Salida	DC 0-32 V

Pieza de mano

Diámetro	30 mm
Longitud	155 mm
Peso	0,238 Kg

NEW

p.v.p. 509,96 €
oferta
398 €
+I.V.A.

Verticulador Handy Basic

Ref. 130100


Potente herramienta que encaja en multitud de trabajos de prótesis dentales, para elaborar o para diseñar: sobreimplantes, híbridas, prótesis fija, removible, cargado de composites o cerámica, rebases, composturas, prótesis provisionales, etc...

**NEW**

p.v.p. 345,91 €
oferta
311 €
+I.V.A.

Pulidor Electrolítico

Ref. 080490



Tensión de alimentación	230 V. 50/60 Hz
Tensión secundaria	16 V
Intensidad máx. / Disyuntor	10 A
Temporizador	0-30 Min.
Cap. cuba	2 l.
Ø x altura cuba	160 x 145
Peso cuba	1,2 kg



p.v.p. 1.188,29 €
oferta
927 €
+I.V.A.

Pulidor electrolítico Digital

Ref. 100293

- Sólido y de reducidas dimensiones.

NEW

Con sistema integrado de agitación por aire

Altura	145 mm
Ancho	210 mm
Fondo	250 mm
Peso	1,9 kg
Tensión	240 V 50/60 Hz
Consumo	100 W

p.v.p. 689,60 €
oferta
538 €
+I.V.A.

Vaso para chorreado automático de estructuras metálicas

Ref. 050585



p.v.p. 41,06 €
oferta
32 €
+I.V.A.

Ref. 050585 (L) 49 x Ø 33 mm 0,008 kg

Martillo neumático

Ref. 050550



- Ergonómico.
- Ligero.
- Duradero.
- Económico.
- Transmite poca vibración a la mano.
- Incluye 3 cinceles de diferentes tamaños.

Largo	140 mm
Presión utilización	2-6 atm
Tubo conexión	6 mm
Peso	185 gr.

p.v.p. 350,81 €
oferta
274 €
+I.V.A.

**MESTRA**

Oferta válida: Desde el 10 de Abril al 15 de Septiembre 2022 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL LABORATORIO

Perforadora de pines Atlas

Ref. 080610



Alto	300 mm
Ancho	165 mm
Fondo	165 mm
Peso	5 kg
RPM	6000

● Se suministra con 2 fresas:
1,85 mm y 1,95 mm. Øp.v.p. 944,63 €
oferta**737 €**
+I.V.A.

Cortadora de Muñones Ref. 080614



Alto	290 mm
Ancho	223 mm
Fondo	260 mm
Peso	6,310 kg
Potencia	200 W
R.P.M.	6.000
Tensión	220-240 V 50-60 Hz

p.v.p. 1.120,06 €
oferta**874 €**
+I.V.A.

Planchas de base fotopolimerizables rosas

(caja 50 u.)

Con las planchas de base **MESTRA** se confeccionan planchas de mordida para la elaboración de montajes en cera. Debido a su ligera transparencia pueden percibirse marcas en el modelo.p.v.p. 42,16 €
oferta**38 €**
+I.V.A.Espesores: 2,2 - 2,4 Ref. 130320
Espesores: 1,4 Ref. 130322

Megatray Planchas de base fotopolimerizables rosas

(caja 50 u.)

Con las planchas de base **Megatray** se confeccionan planchas de mordida para la elaboración de montajes en cera. Debido a su ligera transparencia pueden percibirse marcas en el modelo.p.v.p. 44,91 €
oferta**40 €**
+I.V.A.Espesores: 2,2 - 2,4 Ref. 130330
Espesores: 1,4 Ref. 130334

Líquido para baño electrolítico (1 y 5 litros)

**Listo para su uso. Apropiado para cualquier aparato de pulido electrolítico.**

Producto de gran calidad. Se ha formulado para reducir al mínimo su toxicidad, cuando se siguen las medidas de seguridad y recomendaciones de uso. Empleándolo junto a baños electrolíticos del tipo dental y/o joyería, la calidad conseguida es excelente. Además, permanece sin degradarse durante muchos ciclos de uso. Su textura viscosa evita las salpicaduras y facilita mucho la limpieza de los restos que se derraman por accidente.

Ref. 130350

p.v.p. 13,20 €
oferta**12 €**
+I.V.A.

Ref. 130351

p.v.p. 56,10 €
oferta**50 €**
+I.V.A.

**MESTRA**


Oferta válida: Desde el 10 de Abril al 15 de Septiembre 2022 (IVA no incluido)

¡Síguenos en nuestras redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL LABORATORIO

Bandeja porta-trabajos


(10 unidades, un color)

Amarillo R-100050
Azul R-100052
Rojo R-100054
Verde R-100056
Blanco R-100058p.v.p. 82,54 €
Oferta
64 €
+I.V.A.

10 unidades

Bandeja porta-trabajos GRANDE


(10 unidades, un color)

Amarillo R-100062
Azul R-100064
Rojo R-100066
Verde R-100068
Blanco R-100069p.v.p. 93,41 €
Oferta
73 €
+I.V.A.

10 unidades

Carro porta-bandejas

R-100048

p.v.p. 373,37 €
Oferta
291 €
+I.V.A.

Carro porta-bandejas

+ (30 u. pequeñas + 20 grandes)
R-100048-50

p.v.p. 727,40 €
Oferta
567 €
+I.V.A.

Carro porta-bandejas

+ (60 u. pequeñas)
R-100048-60

p.v.p. 776,93 €
Oferta
606 €
+I.V.A.

Bandejas porta trabajos (sobremesa) 10 u.


(No compatible con carro R-100048)
(No compatible con barra-soporte R-100060)p.v.p. 27,06 €
Oferta
24 €
+I.V.A.

10 unidades

Cajas para prótesis y ortodoncia

Fabricada en plástico 25 u. surtidas

Ref. 070600




Dimensiones Interiores

Oferta
consultarRef. 070605 Cordón para cajas.
Se suministran: en 6 colores surtidos (25 u.)
1.000 mm largo

Cajas para ortodoncia

Fabricada en plástico 25 u. surtidas

Ref. 070590



Dimensiones Interiores

Oferta
consultar

Lámpara para secado de Zirconio

Ref. 100030

La lámpara de secado para zirconio MESTRA, es una lámpara de rayos infrarrojos con radiación térmica. Sirve para secar las estructuras de zirconia después de la inmersión en el líquido colorante, para evitar la corrosión de las resistencias del horno de sinterización a causa del ácido que contiene el líquido. El tiempo de secado de las estructuras depende del tipo de estructura. Para puentes hasta 5 elementos, se aconseja un tiempo de secado de 45 minutos para los puentes a partir de 5 elementos, 90 minutos. Lámpara fabricada en aluminio.

Oferta lanzamiento
124 €
+I.V.A.

Alto mínimo	560 mm
Alto máximo	705 mm
Ancho	350 mm
Fondo	380 mm
Peso	1,15 Kg.
Material	Aluminio
Tensión	220-240 V 50-60 Hz.
Potencia	275 W

Spray para Escáner de laboratorio Ref. 130355



Indispensable para conseguir un óptimo escaneado, incrementando la resolución de las zonas con peor lectura en un modelo. Color y textura se han formulado para que sea muy nítido a las frecuencias de iluminación.

NEW

Oferta lanzamiento
14 €
+I.V.A.

Compresores de pistón seco

- Duraderos • Silenciosos
- Sin mantenimiento



Ref. 110310
con secador

p.v.p. 1.485,12 €
oferta
1.158 €
+ I.V.A.



Ref. 110340
con secador

p.v.p. 2.197,22 €
oferta
1.714 €
+ I.V.A.



Ref. 110330
sin secador

p.v.p. 1.288,47 €
oferta
1.005 €
+ I.V.A.



Ref. 110300
sin secador

p.v.p. 711,94 €
oferta
555 €
+ I.V.A.

Los compresores con secador también están disponibles con filtro Hepa H14)
Precios consultar Ref. 110310 H y Ref. 110340 H

NEW

R-110300-310 / R-110330-340

Alto	650 mm	750 mm
Ancho	390 mm	680 mm
Largo	390/540 mm	370/480 mm
Peso	30/37 kg.	58/66 kg.
Voltaje	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz
Potencia	750 W	1.500 W
Aire aspirado	152 l/min.	230 l/min.
Caudal efectivo (a 4 bar)	80 l/min.	160 l/min.
R.P.M.	1.400	1.400
Ruido	53 dN	54 dB
Presión	6-8 bar	6-8 bar
Capacidad calderín	30 l.	50 l.

CERTIFICADO por TÜV SÜD
Certificado de tipo N° 12202200491258001
Directiva 2014/29/UE (recipiente a presión)



Lámpara LED
Ref. 100288

- 84 LEDs.
- Temperatura de color, 6.000 - 7.000° K.
- Energía consumida 2 a 21 W.
- Intensidad de luz regulable.
- Vida estimada, 50.000 horas.
- Con pinza para sujeción a la mesa.

p.v.p. 142,85 €
oferta
90 €
+ I.V.A.



Lámpara lupa
Ref. 100287

- 90 LEDs blancos.
- Lente de 3 dióptrías.
- Diámetro lupa 120 mm.
- Con pinza para sujeción a la mesa.

p.v.p. 107,14 €
oferta
76 €
+ I.V.A.

Accesorios para las Ref. 100287 - Ref. 100288




Ref. 100288-02
(Sargento grande)



Ref. 100288-03
(Soporte pared)



Ref. 100288-04
(Soporte mesa atornillable)



Ref. 100288-07
(Soporte sobremesa)



MESTRA
Desde 1945



TALLERES MESTRAITUA S.L.
Txori-Erri Etorbidea, 60 - Tlf. (+34) 944 530 388* - Fax: (+34) 944 711 725
E-mail: info@mestra.es
48150 SONDIKA - BILBAO - (ESPAÑA)
www.mestra.es (+ de 1.000 referencias en catálogo)

Oferta válida: Desde el 10 de Abril al 15 de Septiembre 2022 (IVA no incluido)

ESTAS OFERTAS NO SON ACUMULABLES
El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.
Oferta válida salvo error tipográfico o fin de existencias.