







Turbinas



Contra-ángulos



Higiene bucal



Cirugía



Autoclaves

¡Y mucho más!



Create it

Estimado cliente,

Las nuevas ofertas que estás a punto de descubrir son, como siempre, fruto del compromiso que NSK Dental Spain tiene con los profesionales del sector dental de poner a su disposicion tecnología de primera calidad al mejor precio. Cada oferta es el resultado de nuestra experiencia y nuestro diálogo con los profesionales y nace de nuestra conciencia de las necesidades reales del equipo que trabaja todos los días en la consulta dental cuidando la salud de las personas.

En los últimos dos años, esta experiencia y este conocimiento se han enriquecido con el diálogo que las nuevas herramientas de comunicación ponen al alcance de todos y que en NSK utilizamos para fortalecer aún más nuestro vínculo con distribuidores, pacientes y dentistas.

La novedad más reciente, que desarrolla lo que ya veníamos haciendo en redes sociales como Facebook e Instagram, es la creación de un área de nuestra web específicamente dedicada a promociones e iniciativas especiales. En https://spain.promotion.nsk-dental.com/ podrás encontrar, además del archivo PDF de las Ofertas Especiales, información detallada sobre algunas de estas ofertas y otras iniciativas especiales de NSK Dental Spain.


Solo me queda desearos a vosotros, a vuestro equipo y a vuestras familias todo lo mejor para el 2023.

NSK Dental Spain está a tu lado.


Fernando Valenzuela Managing Director NSK Dental Spain

SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE NSK

El instrumental rotatorio de NSK está diseñado con una doble protección contra infecciones. El Clean Head System (Sistema de Cabezal Limpio) previene la absorción de fluidos dentro del cabezal y la manguera. La válvula Anti-Retorno previene la contaminación del suministro de aqua.











Turbina y Acoplamiento

Contra-ángulo y Micromotor

Todas las piezas de mano de NSK están equipadas con el **Clean Head System** (Sistema de Cabezal Limpio) que previene la absorción de fluidos.

Todos los acoplamientos y micromotores incluyen Sistemas **Anti-retorno.**



La eficacia del Sistema DualDefence ha sido probada y validada por universidades de prestigio, como la Universidad de Washington, la universidad de Umeå en Suecia y la Universidad Nacional de Singapur.



Turbinas

Ti-Max Z

TURBINAS DE TITANIO • CON LUZ (**LED**)



POTENCIA 26W

- Clean Head System (Anti-Retorno)
- Torque: 26W (modelo Z900L)
- Cabezal más pequeño: ø12,5 x Al 13,1 mm
- Velocidad: 320.000~400.000 min
- Cuerpo de Titanio con DURAGRIP
- Spray de Agua Quattro
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Microfiltro
- El modelo Z800L con el cabezal aún más pequeño: ø10,8 x Al 12,1 mm
- 2 AÑOS de Garantía



Conexión NSK MODELO **Z900L**

REF. P1111

Conexión KaVo® MULTIflex® MODELO **Z900KL**

REF. P1113

KaVo® y MULTIflex LUX® son marcas registradas de Kaltenbach & Voight GmbH & Co, Alemania

Ti-Max Z micro

TURBINAS NEUMÁTICAS

POTENCIA 20W

- Cuerpo de Titanio con DURAGRIP
- Óptica de Vidrio Celular
- Rodamientos de Cerámica
- Sistema de Cabezal Limpio
- Para fresas estándar y mini
- Portafresas Push Botton
- Spray Quattro
- 3X-Power System
- Parada rápida
- Fácil cambio de cartucho

TAMAÑO PEQUEÑO. ENORME OPERATIVIDAD



Conexión NSK MODELO Zmicro PTL REF. PA2357001

Conexión KaVo® MULTIflex® MODELO Zmicro KL

REF. PA2358

KaVo® y MULTIflex LUX® son marcas registradas de Kaltenbach & Voight GmbH & Co, Alemania

BUENA ACCESIBILIDAD CON EL CABEZAL MINI EN ÁNGULO DE 100°

La cabeza en forma de ángulo de 100° proporciona un mejor acceso a las zonas posteriores. La minicabeza garantiza un mayor campo de visión. Su diseño se basa en la fisiología de la cavidad bucal: permite trabajar con menor tensión al acceder a las zonas posteriores



EL ÁNGULO DE LA CABEZA PERMITE UN FÁCIL ACCESO

Facilita el trabajo y el acceso sin entrar en contacto con las piezas anteriores al trabajar en las zonas posteriores.

S-Max pico

TURBINA DE ACERO INOXIDABLE • CON LUZ

LA CABEZA MÁS PEQUEÑA DEL MUNDO

- Torque: 9W
- Tamaño del Cabezal: Ø8,6 x Al 9 mm
- Velocidad: 380.000~450.000 min-1
- Spray Simple
- Rodamientos de cerámica
- Sistema de Cabezal Limpio



Escala 1:1



Cabezal-ø: Altura del Cabezal: 9,0mm



Conexión NSK MODELO S-Max pico **REF. P1140**

Conexión KaVo® MULTIflex® MODELO S-Max pico KL REF. **P1142**

KaVo® y MULTIflex LUX® son marcas registradas de Kaltenbach & Voight GmbH & Co, Alemania

Pana-Max2

TURBINAS DE ACERO INOXIDABLE • SIN LUZ

POTENCIA 20W

- Clean Head System (Anti-Retorno)
- Tamaño del Cabezal: ø11,2 x Al 13,4 mm
- Spray Simple
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Fácil cambio del cartucho por el propio usuario

Conexión NSK MODELO Pana-Max2 PTL REF. **P1211**



Conexión KaVo® MULTIflex® MODELO Pana-Max2 KV REF. **P1212**

KaVo® y MULTIflex LUX® son marcas registradas de Kaltenbach & Voight GmbH & Co, Alemania

Pack Pana-Max2 M4

POTENCIA 20W

- Clean Head System (Anti-Retorno)
- Válvula Anti-Retorno
- Tamaño del Cabezal: ø11,2 x Al 13,4 mm
- Spray Simple
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Fácil cambio del cartucho por el propio usuario



2 Turbinas del mismo modelo

Conexión directa MODELO Pana-Max2 M4 **REF. P1154**

1.018€*

ACOPLAMIENTOS (LED)





Acoplamiento para instrumentos NSK MODELO PTL-CL-LED REF. P1001600

Válvula Anti-Retorno

429€*



Acoplamiento para instrumentos KaVo® MODELO KCL-LED REF. P1005600

Válvula Anti-Retorno

612€*

S-Max M

BEST PROMO

TURBINAS DE ACERO INOXIDABLE • CON LUZ



POTENCIA 26W

- Clean Head System (Anti-Retorno)
- Torque: 26W
- Tamaño del Cabezal: ø12,1 x Al 13,3 mm
- Velocidad: 325.000~430.000 min⁻¹
- Cuerpo de Acero Inoxidable
- Spray de Agua Quattro
- Porta-fresas Push Botton
- Rodamientos de cerámica
- Fácil cambio del cartucho por el propio usuario
- 2 AÑOS de Garantía



2 Turbinas del mismo modelo

Conexión KaVo® MULTIflex® MODELO **M900KL** REF. **P1258**

KaVo® y MULTIflex LUX® son marcas registradas de Kaltenbach & Voight GmbH & Co, Alemania

819€*



2 Turbinas del mismo modelo

Conexión NSK MODELO **M900L** REF. **P1254**

819€*

1.850€*

ALTA POTENCIA DE 26W

La estructura interna ha sido completamente rediseñada para una mayor reducción del ruido y las vibraciones, incluyendo el nuevo rotor de alta potencia de 26W. El nuevo diseño del rotor se ha optimizado usando una simulación de flujo de aire rotatorio, alcanzando los 26W de potencia mediante el uso eficiente de la energía de la fuente de aire.

TECNOLOGÍA Y FUNCIÓN



Fácil sustitución del cartucho



Sistema de Cabezal Limpio



Amplia compatibilidad con la mayoria de acoplamientos del mercado.



Spray Quattro

Contra-Ángulos

Ti-Max Z

CONTRA-ÁNGULOS DE TITANIO

- Clean Head System (Anti-Retorno)
- Con Luz
- Multiplicador 1:5
- Spray Quattro (2 tipos de Spray: bruma y chorro)
- Velocidad Máxima: 200.000 mín-1
- Portafresas Push Button
- Rodamientos de Cerámica
- Microfiltro
- 3 AÑOS de Garantía

MODELO **Z95L** REF. **C1034**

949€*



EL MOMENTO DEL CAMBIO



Menos Aerosoles, Menor Riesgo





El spray de aire contribuye de manera significativa a crear aerosoles en los instrumentos dentales. Los contra-ángulos producen mucha menos bruma en comparación con las turbinas y al cambiar el spray de aire en estos instrumentos se genera todavía menos aerosol. Esto significa que los riesgos asociados se reducen considerablemente.

NSK ha inventado el sistema para cambiar el tipo de spray de aire del instrumental rotatorio. Ningún otro fabricante de instrumental rotatorio ofrece esta cómoda y eficaz característica.

Fácil Cambio On/Off de Spray



Cambie en un instante entre chorro de agua (sólo agua) y agua pulverizada (bruma de agua y aire)

Contra-Ángulos

Ti-Max Z

CONTRA-ÁNGULOS DE TITANIO

- Clean Head System (Anti-Retorno) Cuerpo de Titanio con DURAGRIP resistente a arañazos Óptica de Vidrio Celular
- Portafresas Push Botton Microfiltro



0URA 1:4.2 SW NSK Ti-Max Z45L MODELO Z25L **REF.** C1038

- Con Luz
- Transmisión directa 1:1
- 3 AÑOS de Garantía

MODELO Z45L **REF.** C1064

- Con Luz
- Spray Switch
- Multiplicador 1:4,2
- 3 AÑOS de Garantía

Ti-Max X

CONTRA-ÁNGULOS DE TITANIO

- Clean Head System (Anti-Retorno) Cuerpo de Titanio con DURACOAT resistente a arañazos Óptica de Vidrio Celular
- Portafresas Push Botton Microfiltro



DURA 1:5 NSK Ti-Max X95





MODELO X95L REF. C600

- Con Luz
- Multiplicador 1:5
- 2 AÑOS de Garantía

MODELO X95 REF. **C610**

- Sin Luz
- Multiplicador 1:5
- 2 AÑOS de Garantía

MODELO X25L REF. C601

- Con Luz
- Velocidad directa 1:1
- 2 AÑOS de Garantía

1.117€*

MODELO X25 **REF. C611**

- Sin Luz
- Velocidad directa 1:1
- 2 AÑOS de Garantía

Contra-Ángulos

S-Max M

BEST PROMO

CONTRA-ÁNGULOS DE ACERO INOXIDABLE

- Clean Head System (Anti-Retorno)
- Portafresas Push Button
- Rodamientos de Cerámica
- 2 AÑOS de Garantía

2 Contra-Ángulos del mismo modelo

MODELO M25 REF. C1027

• Sin Luz

 Velocidad Directa 1:1
 Spray Simple
 Velocidad Máxima: 40.000 min⁻¹

Para fresas CA (ø2,35)2 AÑOS de Garantía

619€*



2 Contra-Ángulos del mismo modelo

MODELO M25L REF. C1024

• Con Luz

Velocidad Directa 1:1
 Spray Simple
 Velocidad Máxima:
 40.000 min-1

Para fresas CA (ø2,35)
2 AÑOS de Garantía

819€*
_{1.802€*}



2 Multiplicadores del mismo modelo

MODELO **M95** REF. **C1026**

• Sin Luz

 Multiplicador 1:5
 Spray Quattro
 Velocidad Máxima: 200.000 min-1
 Para fresas FG (Ø1,6)
 2 AÑOS de Garantía

819€*



2 Multiplicadores del mismo modelo

MODELO M95L REF. C1023

• Con Luz

 Multiplicador 1:5
 Spray Quattro
 Velocidad Máxima: 200.000 min-1
 Para fresas FG (ø1,6)
 2 AÑOS de Garantía

1.019€*

2.394€



NSK S-Max M65

Pieza de Mano

MODELO M65 REF. H1008

• Sin Luz

• Velocidad directa 1:1

• 2 AÑOS de Garantía

Kit Premium

Turbina de Titanio Con Luz MODELO **Z900L**

REF. **P1111**

Acoplamiento NSK MODELO **PTL-CL-LED**

REF. **P1001600**

Contra-Ángulo de Titanio Con Luz MODELO **X25L** REF. **C601**

1.319€*



Kit Superior

Turbina de Acero Inoxidable

Con Luz

MODELO M900L

REF. **P1254**

Acoplamiento NSK MODELO **PTL-CL-LED**

REF. **P1001600**

Contra-Ángulo de Titanio Sin Luz

MODELO X25 REF. C611

949€



Micromotores

M40 XS



MICROMOTOR ELÉCTRICO

MODELO M40 XS REF. E1135051

- Sistema Anti-Retorno
- Micromotor Eléctrico Ultracompacto
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Funcionamiento silencioso de 60 a 40.000 min⁻¹
- Spray de agua interno

659€*



M40N XS

MICROMOTOR ELÉCTRICO SIN LUZ

MODELO M40N XS REF. E1136051

- Sistema Anti-Retorno
- Micromotor Eléctrico Ultracompacto
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Funcionamiento silencioso de 60 a 40.000 min⁻¹
- Spray de agua interno

489€^{*}



S-Max M205

MICROMOTOR NEUMÁTICO

MODELO S-Max M205 REF. M1007

- Sistema Anti-Retorno
- El Más Pequeño y Ligero del Mundo
- Velocidad máxima: 25.000 min-1
- Giro derecha/izquierda
- Spray de agua interno





Mantenimiento

iCare

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN AUTOMÁTICAS

- Capacidad para cuatro instrumentos: 2 turbinas y 2 conexiones Intra
- Volumen de solución programado según el tipo de pieza de mano (de alta o de baja velocidad)
- Limpieza y lubricación en profundidad con un sencillo funcionamiento
- Función de limpieza de portafresas que garantiza la limpieza y lubricación en profundidad

+

Sistema Automático de Limpieza MODELO **iCare C2** REF. **Y1002787**

2 adaptadores de turbina a elegir

1.779€⁷



iCare+

SISTEMA AUTOMÁTICO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y LUBRICACIÓN PARA INSTRUMENTAL ROTATORIO



- Capacidad para cuatro instrumentos: 2 turbinas y 2 conexiones Intra Apto para instrumental con spray interno y/o externo
- Tres tipos de programas: Limpieza · Desinfección · Lubricación Certificado ISO 15883 y 15883-5

Sistema Automático de Limpieza MODELO **iCare+ C2** REF. **\$102**

MODELO ICARET CZ REF. S IUZ

Solución de limpieza y aclarado MODELO **n.clean** REF. **ACL600**

Solución bactericida, fungicida y virucida

MODELO n.cid REF. ACD600

Aceite de mantenimiento

MODELO Botella 1 L REF. Z016117

2 adaptadores de turbina a elegir

5.599€*



MODELO **n.clean** REF. **ACL600**

153€*



MODELO **n.cid** REF. **ACD600**

153€*



Pana Spray Plus

LUBRIFICANTE DE FORMULACIÓN ESPECIAL PARA PIEZAS DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD Y MOTORES NEUMÁTICOS

- Pana Spray Plus limpia y lubrifica internamente todos los instrumentos rotatorios
- Para piezas de mano de alta y baja velocidad y micromotores neumáticos
- Lubrificante especial con alcohol y silicona

MODELO Pana Spray Plus 500 ml

21,99€*



La aplicación diaria de **Pana Spray Plus** aumentará enormemente la vida de sus piezas de mano Lubrique sus dispositivos antes de cada ciclo de autoclave

Autoclaves

iClave plus

AUTOCLAVE DE CLASE B CON TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA



iClave plus

NSK

MAYOR SEGURIDAD MAYOR CAPACIDAD

MODELO iClave plus REF. Y1003077

• Autoclave de clase B (conforme a la norma EN 13060)

3.599€*
7.963€*



Su exclusivo sistema de calentamiento de tipo Calor Adaptativo permite alcanzar una temperatura uniforme en todo el interior de la cámara evitando dañar los instrumentos

Cámara de 18 litros de capacidad Con un volumen útil equivalente a un autoclave de 24 litros El sistema de bandejas especiales permite introducir un mayor número de piezas

Cámara de cobre para una mayor eficacia térmica Posee una conductividad térmica superior al 25% frente a las cámaras de acero

Purity

PURIFICADOR DE AGUA DE ÓSMOSIS INVERSA

REF. **98018030**

- Sistema totalmente automático
- Proporciona agua de alta calidad para mejorar la esterilización



1.797€*





Contar con agua de alta calidad es esencial para mejorar la calidad de la esterilización. Dispositivo de suministro automático de agua con función de desalinización.

DX425

DESMINERALIZADOR DE AGUA

REF. DEMX010425

- Sistema para la producción de agua desmineralizada
- Dotado de cartuchos de fácil instalación
- · Soporte mural



637€*



Newseal Plus

TERMOSELLADORA

REF. **Z1279001**

• Sella las bolsas de forma automática antes de la esterilización

- Sellado autoajustable de 12 mm
- Señal visual y acústica de sellado
- Cuchilla retráctil
- Portabobinas

539€*



Surgic Pro2

EL NUEVO MICROMOTOR QUIRÚRGICO PARA IMPLANTOLOGÍA

El set completo del Surgic Pro2 incluye:

- Unidad de control
- Pedal de control inalámbrico
- Contra-ángulo
- Micromotor
- Tubo de irrigación (pack de 3) y otros accesorios

POTENCIA



OPERABILIDAD - SEGURIDAD - CONECTIVIDAD

Operabilidad, seguridad y conectividad inalámbrica. Los tres puntos en los que el nuevo Surgic Pro2 marca la diferencia. El micromotor quirúrgico de NSK presenta una extraordinaria innovación. Diseñado para dar a los profesionales el mejor dispositivo y disfrutar de la experiencia de trabajo más efectiva, segura y cómoda. Cualquier motivo es bueno para elegir el Surgic Pro2: el brillante progreso, que te permite dar un paso más.



Operabilidad mejorada gracias al nuevo y más compacto motor. El centro de gravedad más cerca del cabezal del contra-ángulo: más confort, menos fatiga.



Display sensible y seguro gracias a la nueva pantalla plana fácil de limpiar. El panel táctil inteligente ha sido diseñado para responder cuando se utilizan guantes quirúrgicos



Luz LED de color de Alta Resolución para permitirle ver la sangre y las encías como si tuvieran luz natural y, por lo tanto, brindar una mayor visibilidad durante cada intervención, generando una cantidad mínima de calor



Silencio y suavidad gracias a la nueva bomba de irrigación, que proporciona un flujo de irrigación constante mientras se adapta perfectamente al diseño compacto del dispositivo.



Máxima precisión de torque. El sistema de calibración avanzada AHC de NSK ofrece a máxima seguridad en la colocación de implantes.



Precisión y control para mejorar las decisiones a la hora de realizar la carga de un implante. Especialmente en aquellos tratamientos de carga inmediata o pacientes de alto riesao.



Conexión inalámbrica con múltiples dispositivos como el VarioSurg3, el Osseo 100+, el pedal de control inalámbrico y iPad, para mejorar significativamente el alcance de los tratamientos quirúrgicos.



Pedal de control inalámbrico 400 g más ligero que el modelo anterior. Las funciones de selección de flujo de irrigación, selección de programa, dirección de rotación y velocidad de rotación. Además, el pedal puede personalizarse al gusto de cada profesional.

Surgic Pro2

MICROMOTOR QUIRÚRGICO PARA IMPLANTOLOGÍA

MODELO Surgic Pro2 REF. Y1004196

Contenido:

- Unidad de control
- Micromotor sin luz SG80M
- Contra-ángulo **SG20** (Reducción 20:1)
- Pedal de control inalámbrico
- Tubo de irrigación (pack de 3) y otros accesorios

MODELO Surgic Pro2 LED REF. Y1004195



Contenido:

- Unidad de control
- Micromotor con luz LED SGL80M
- Contra-ángulo óptico **X-SG20L** (Reducción 20:1)
- Pedal de control inalámbrico
- Tubo de irrigación (pack de 3) y otros accesorios



Osseo 100

DISPOSITIVO DE MONITORIZACIÓN DE OSTEOINTEGRACIÓN

Osseo 100 mide la estabilidad del implante y la osteointegración para mejorar la toma de decisiones sobre cuándo cargar el implante, una cuestión especialmente importante cuando se aplican protocolos con periodos de tratamiento más breves o se trata a pacientes de alto riesgo. La sencilla operación que mide el ISQ permite planificar con antelación el periodo de carga del implante.

MODELO Osseo 100 REF. Y1004175



MODELO Osseo 100+ REF. Y1004176

1.769€



MulTipegTM REUTILIZABLE

- Compatible con los principales sistemas de implante*
- Titanio de larga duración que no daña los tejidos
- Esterilizable en autoclave aproximadamente 20 veces
- Adaptación óptima a la plataforma
- · Calibración ISQ estándar







 $^{^{\}star}$ Existen differentes modelos de MulTipeg $^{\text{TM}}$ que se adaptan a los distintos sistemas y tipos de implantes. Consulte la lista actualizada de los proveedores.

Surgic Pro

MICROMOTOR PARA IMPLANTOLOGÍA

POTENCIA Hasta 80 Ncm



OPCIÓN 1

Surgic Pro

REF. Y1003587

Incluye:

- Unidad de control
- Micromotor **SG70M**



- 3 contra-ángulos **SG20** (Reducción 20:1)
- Pedal de control
- Tubo de irrigación (pack de 5) y otros accesorios





SG20 REF. C1010

- Sin Luz
- Reducción 20:1

OPCIÓN 2

Surgic Pro

REF. Y1003587

Incluye:

- Unidad de control
- Micromotor SG70M



- Contra-ángulo **SG20** (Reducción 20:1)
- Contra-ángulo **X-SG93** (Multiplicador 1:3)
- Pieza de mano X-SG65 (Velocidad directa 1:1)
- Pedal de control
- Tubo de irrigación (pack de 5) y otros accesorios

6.736€*





SG20 REF. C1010

• Sin Luz

• Reducción 20:1



Contra-Ángulo X-SG93 REF. C1007

• Sin Luz

• Multiplicador 1:3



Pieza de Mano X-SG65

REF. H1038 • Sin Luz

• Velocidad Dir. 1:1

TECNOLOGÍA Y FUNCIÓN



Bomba de irrigación avanzada

La bomba tiene un sistema de tubos de irrigación muy fácil de configurar y su funcionamiento es extremadamente silencioso



Alta precisión de torque

La calibración de la pieza de mano (AHC) exclusiva de NSK garantiza el valor de torque adecuado para cada tratamiento



SGL70M - Micromotor compacto y ligero

De reducido tamaño y peso, para mejorar el equilibrio durante su funcionamiento y disminuir la fatiga del profesional.

OPCIÓN 1

Surgic Pro LED



REF. Y1003586

Incluye:

- Unidad de control
- Micromotor **SGL70M**



- 3 contra-ángulos con luz **X-SG20L** (Reducción 20:1)
- Pedal de control
- Tubo de irrigación (pack de 5) y otros accesorios





Contra-Ángulo X-SG20L REF. C1003

- Con Luz
- Reducción 20:1

OPCIÓN 2

Surgic Pro LED



REF. Y1003586

Incluve:

- Unidad de control
- Micromotor SGL70M



- Contra-ángulo con luz **X-SG20L** (Reducción 20:1)
- Contra-ángulo con luz X-SG93L (Multiplicador 1:3)
- Pieza de mano con luz X-SG65L (Velocidad directa 1:1)
- Pedal de control
- Tubo de irrigación (pack de 5) y otros accesorios

9.076€*



Contra-Ángulo X-SG20L **REF.** C1003

- Con Luz
- Reducción 20:1



Contra-Ángulo X-SG93L **REF.** C1004

- Con Luz
- Multiplicador 1:3



Pieza de Mano X-SG65L REF. H1009

- Con Luz
- Velocidad Dir. 1:1

Surgic Pro2 LED



SISTEMA DE MICROMOTOR **OUIRÚRGICO**



VarioSurg3



SISTEMA ULTRASÓNICO DE CIRUGÍA ÓSEA

Micromotor para Implantología MODELO Surgic Pro2 LED REF. Y1004195

Sistema de Cirugía Ultrasónica MODELO VarioSurg3 (Sin Pedal)

REF. Y1002248

Módulo de enlace MODELO Módulo de Enlace








La Tecnología de Enlace de NSK permite conectar las dos unidades quirúrgicas para su utilización con un solo pedal inalámbrico creando un centro de tratamiento quirúrgico compacto.



Pack Puntas VarioSurg

2 + 1

Puede elegir 3 puntas VarioSurg de cualquier modelo Descuento equivalente al valor de la punta más barata [Oferta no aplicable a kits de puntas]







VarioSurg3

SISTEMA ULTRASÓNICO DE CIRUGÍA ÓSEA

MODELO Vario Surg 3 REF. Y1002726

- Aplicaciones:
 Cirugía Ósea
 Elevación de Seno
 Cirugía Periodontal
 Cirugía Endodóntica
- Tres modos: Cirugía, Endodoncia, Periodoncia (9 programas)
- Modo ráfaga seleccionable
- Intensidad de luz LED regulable
- Modo autolimpieza
- Función de retroalimentación





Incluido:

Kit Básico H-SG1 SG3 SG5 SG6D SG7D SG11





CON DOBLE LUZ

NSK Variosurg 3 LEO



2ª PIEZA DE MANO CON CABLE



Pieza de Mano con cable VarioSurg3 REF. **E1133001**

Varios Combi Pro

DISPOSITIVO PARA TRATAMIENTO PERIODONTAL

2 SISTEMAS EN 1

El equipo se compone de:

- Prophy-System Incluye pieza de mano con boquilla de 60° para profilaxis supragingival
- Polvo FLASHpearl (5 sobres de 15 g)
 Ultrasonidos Incluye pieza de ultrasonidos Varios2 LUX con luz LED
- Tres puntas: G4, G8 y G16
- Pedal de control multifuncional para regular la presión de agua y polvo
- Unidad de control



i7iezo engine®

Motor Ultrasónico de Última Generación

Exclusivo de **NSK**



MODELO Varios2 Lux

REF. **E351050**

Puntas-V Perio-Control

MODELO Kit de Inicio Perio-Control

REF. Y1002606


Kit Perio

TRATAMIENTO PERIODONTAL SUBGINGIVAL

REF. Y1003042

El equipo se compone de:

- Pieza de mano para mantenimiento periodontal y de implantes
- Depósito de polvo y manguera
- Puntas Perio-Mate para bolsas profundas (40 puntas estériles envasadas)
- Polvo de glicina Perio-Mate (1 frasco de 160g)





Varios2 Lux

iPiezo engine®

ESCARIFICADOR MULTIFUNCIONAL ULTRASÓNICO

REF. **E351050**

- Motor iPiezo Engine®, ajuste automático de potencia para tratamiento sin dolor
- Extenso rango de puntas para una amplia gama de usos
- Opción de depósito de agua y agua externa








Puntas-V

KIT DE INICIO PERIO-CONTROL

REF. Y1002606

- Incluye Soporte de Puntas-V: V10
- Llave Tipo-E
- para cambio de Puntas

 Incluye 4 Puntas-V: V-P26L · V-P26R · V-P11L · V-P11R



ULTRASONIDOS



Varios Combi Pro

Surgic Pro MICROMOTOR QUIRÚRGICO PARA IMPI ANTOI OGÍA

DISPOSITIVO PARA TRATAMIENTO PERIODONTAL

2 SISTEMAS EN 1

El equipo se compone de:

- Prophy-System Incluye pieza de mano con boquilla de 60° para profilaxis supragingival
- Polvo FLASHpearl (5 sobres de 15 g)
- · Ultrasonidos incluye pieza de ultrasonidos Varios2 LUX con luz LED
- Tres puntas: G4, G8 y G16
- Pedal de control multifuncional para regular la presión de agua y polvo
- Unidad de control

POTENCIA Hasta 80 Ncm

El set completo del Surgic Pro LED incluye:

- Unidad de control
- Pedal de control
- Contra-ángulo X-SG20L
- Micromotor SGL70M
- Tubo de irrigación (pack de 3) y otros accesorios





Dispositivo para Tratamiento Periodontal MODELO Varios Combi Pro REF. Y1002843



Tratamiento Periodontal Subgingival MODELO Kit Perio REF. Y1003042



2ª Pieza de Mano · Escarificador Ultrasónico MODELO Varios2 Lux

REF. **E351050**



Puntas-V Perio-Control MODELO Kit de Inicio Perio-Control REF. Y1002606



Micromotor para Implantología MODELO Surgic Pro LED REF. Y1003586



Contra-Ángulo MODELO X-SG20L REF. C1003001



Contra-Ángulo MODELO X-SG20L REF. C1003001



Contra-Ángulol MODELO X-SG20L REF. C1003001





Varios Combi Pro + Surgic Pro LED





18.136€

Perio-Mate

ELIMINADOR DE BIOFILM SUPRA Y SUBGINGIVAL

Conexión rápida a la mayoría de los acoplamientos de turbina* Para el tratamiento de bolsas periodontales y periimplantitis La pieza de mano gira 360°

* No incluye conexión directa a manguera (M4 y B2)

Eliminador de película biológica MODELO Perio-Mate

2ª Pieza de Mano

MODELO Pieza de Mano Perio-Mate

REF. T1043010

Perio-Mate Powder · 2 frascos de 160 g MODELO Perio-Mate Powder REF. Y900938

2.096€*





Perio-Mate Powder


REE. Y900938

- Polvo para tratamientos subgingivales con dispositivos neumáticos de pulido
- 2 frascos de 160 g

TECNOLOGÍA Y FUNCIÓN



Boquilla innovadora



Rotación fluida de 360°



Ajuste del volumen de flujo de polvo

iSD900

DESTORNILLADOR PROTÉSICO INALÁMBRICO

MODELO iSD900 REF. Y1001358

- Compatible con los principales sistemas de implantes
- Con calibración de torque (TCS)
- Torque preciso entre 10 y 40 Ncm
- Velocidades de 15, 20 ó 25 min⁻¹



PIEZAS DE MANO



MODELO SGS-ES REF. H264

- Sin Luz
- Velocidad Dir. 1:1

439€*



• Con Luz • Velocidad Dir. 1:1

879€*



MODELO **X-SG65** REF. **H1038**

- Sin Luz
- Velocidad Dir. 1:1

529€′



MODELO X450L REF. P1078

- Con Luz
- Sólo para fresas de 25 mm de largo

779€*
_{1.085€*}



MODELO SGS-E2S REF. H266

- Sin Luz
- Multiplicador 1:2

889€*



MODELO SGA-ES REF. H263

- Sin Luz
- Velocidad Dir. 1:1
- Ángulo de 20°

759€*



MODELO SGA-E2S REF. H265

- Sin Luz
- Multiplicador 1:2
- Ángulo de 20°

969€*

PIEZAS DE MANO · MICROSIERRAS





Reciprocidad 1,8 mm

MODELO SGR2-E REF. SH162

- Sin Luz
- Reducción 3:1

1.189€*





3° Sagital

MODELO SGT2-E REF. SH163

- Sin Luz
- Reducción 3:1

1.489€





17º Oscilación

MODELO SGO2-E REF. SH164

- Sin Luz
- Reducción 3:1

1.589€*

COMPONENTES

Tubos de Irrigación

REF. Y900113

• Juego de 5 tubos







Surgic Pro

Bomba de irrigación avanzada

La bomba tiene un sistema de tubos de irrigación muy fácil de configurar y su funcionamiento es extremadamente silencioso. Compatible con: Surgic Pro, Surgic Pro2 y VarioSurg3

SGX-E20R



SOLUCIONES FÁCILES Y EFICIENTES PARA IMPLANTES ZIGOMÁTICOS Y PTERIGOIDEOS

- Reducción 20:1
- Velocidad máx.: 2,000 min⁻¹
- Torque máx.: 50 Ncm
- · Portafresas giratorio
- Pieza de mano en ángulo
- Sistema de irrigación externo
- Para preparación/colocación de implantes zigomáticos y pterigoideos en cirugía Maxilofacial/cirugía oral

MODELO SGX-E20R **REF. HA1200**

1.807€*

CONTRA-ÁNGULOS · REDUCCIÓN 20:1



MODELO X-SG20L **REF.** C1003

- Con Luz
- Reducción 20:1

1,079€* 1.509€*



MODELO SG20 REF. **C1010**

- Sin Luz
- Reducción 20:1

1.037€*

DESMONTABLE

MODELO X-DSG20L **REF.** C1068

• Con Luz • Reducción 20:1 • Desmontable

1.159€* 1.622€*



MODELO X-DSG20 REF. C1067

• Sin Luz

939€ 1.318€*



MODELO SGMS-ER20i REF. **Y110147**

- Sin Luz
- Reducción 20:1
- Indicador de profundidad

659€ 927€*

ALTA VELOCIDAD

MODELO X-SG93L REF. C1004

• Con Luz • Multiplicador 1:3 • Spray triple

1.079€* 1.516€*



MODELO X-SG93 REF. **C1007**

• Sin Luz

839€ 1.179€*

MODELO Z-SG45L REF. C1107

• Con Luz • Multiplicador 1:3 • Spray triple

1.049€* 1.476€*



MODELO Z-SG45 REF. **C1108**

• Sin Luz

899€* 1.263€*

Sistema Exclusivo NSK

i<mark>?ie</mark>zo engine®

ÚLTIMA GENERACIÓN

Esto hace que el tratamiento se adapte perfectamente







Función de

iPiezo engine® de NSK suministra dependiendo de las condiciones estable, sin perder la potencia,

automático

Para un escarificado uniforme

pasar del sarro blando al duro. iPiezo engine® de la serie Varios,

Higiene Bucal

Varios 970

iPiezo engine®

ULTRASONIDO MULTIFUNCIONAL

- Tres modos de potencia para seleccionar:
 - **G** · General
 - **E** · Endo
 - P · Perio
- Dos depósitos de 400 ml cada uno
- Fácil conexión a la red de agua de la clínica
- Incluye 3 puntas: G4, G8 y G16
- Disponible con luz LED y sin luz



MODELO Varios 970 LED REF. Y1004161

1.629€*

MODELO **Varios 970** REF. **Y1004160**

1.409€*





Varios 370

iPiezo engine®

ULTRASONIDO COMPACTO MULTIFUNCIÓN

- Tres modos de potencia para seleccionar:
 - **G** · General
 - $\textbf{E} \cdot \text{Endo}$
 - P · Perio
- Incluye 3 puntas: G4, G6 y G8
- Sin luz

MODELO **Varios 370** REF. **Y1001340**

729€*



Puntas Varios

1 + 1

Por la compra de cualquier punta **Varios** recibirá otra del mismo modelo

Puede descargar en PDF el Catálogo de Puntas:





Higiene Bucal

NSK Young Smilebox

EL NUEVO Y PRÁCTICO KIT DE HIGIENE BUCAL



299€*



FX57m:

- Contra-Ángulo de pulido sin luz
- Reducción 4:1
- Cuerpo de acero inoxidable
- Con cabezal pequeño para copas y cepillos atornillables



Copa de Pulido Elite Soft

- Diseño especial para reducir salpicaduras
- Pack de 144 unidades



2Tone™

- Revelador de placa con fórmula avanzada de dos colores
- Botella de 59ml



Dry Tips

- Discos absorbentes de saliva
- Pack de 50 unidades



Pasta de Pulido con sabor a menta

- Elimina las manchas, blanquea y pule en un solo paso
- Pack de 125 unidades

CONTRA-ÁNGULOS · REDUCCIÓN 4:1



MODELO FX57m REF. C1054

- Contra-Ángulo Sin Luz · Reducción 4:1
- Cuerpo de Acero Inoxidable
- Con cabezal pequeño para copas y cepillos atornillables

269€[°]



MODELO X55 REF. C618

- Contra-Ángulo Sin Luz · Reducción 4:1
- Cuerpo de Titanio Macizo
- Mecanismo de bloqueo de la punta
- Spray de Agua Simple
- Para puntas EVA con vástago cerrado

569€′

ESCARIFICADORES



MODELO \$970 REF. **T1020**

Sin Luz

819€*

629€^{*}

- Escarificador Neumático
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Frecuencia de oscilación: 5.800~6.200 Hz
- Con anillo de ajuste de potencia a 3 niveles
- Incluye juego de 3 Puntas (\$1, \$2, \$3)



MODELO S970KL REF. T1013

- Escarificador Neumático Con Luz
- Cuerpo de Titanio con DURACOAT
- Frecuencia de oscilación: 5.800~6.200 Hz
- Con anillo de ajuste de potencia a 3 niveles
- Incluye juego de 3 Puntas (S1, S2, S3)
- Conexión Directa a los Acoplamientos KaVo®

KaVo® y MULTIflex LUX® son marcas registradas de Kaltenbach & Voight GmbH & Co, Alemania

839€*



MODELO **AS2000 M4** REF. **T698**

- Escarificador Neumático Sin Luz
- Frecuencia de oscilación: 5.600~5.850 Hz
- Incluye juego de 3 Puntas (S1, S2, S3)

299€*

Higiene Bucal

Prophy-Mate neo

SISTEMA DE BLANQUEAMIENTO DENTAL

Conexión rápida a la mayoría de los acoplamientos de turbina* Acoplamiento sencillo e instantáneo Diseño ligero y flexible

* No incluye conexión directa a manguera (M4 y B2)

Sistema de blanqueamiento dental MODELO **Prophy-Mate neo**

+

2ª Pieza de Mano MODELO **Pieza de Mano Larga** REF. **T797010**

+

Flash Pearl · 4 frascos de 300 g MODELO **Flash Pearl** REF. **Y900698**



Giro fácil y fluido de 360°



Flash Pearl

REF. Y900698

- Polvo de limpieza con perlas de calcio para una limpieza en profundidad sin dañar la superficie del diente
- 4 frascos de 300 g

79€*

TECNOLOGÍA Y FUNCIÓN



Acoplamiento sencillo e instantáneo



Boquillas fácilmente desprendibles con puntas de 60° y 80°



Con las boquillas gemelas originales de NSK se logra una mayor potencia de pulido

iProphy

PIEZA DE MANO INALÁMBRICA PARA PULIDO

Sin pedal de control, **iProphy** inalámbrico permite una mayor libertad y estabilidad para realizar pulidos con una gran precisión. Alcance un nivel superior en su práctica clínica, mejorando el rendimiento diario.

MODELO iProphy REF. Y1500015

829€*

DEVUELVE EL CONTROL A TUS MANOS

Sin pedal de control, el iProphy inalámbrico te da mayor libertad y estabilidad para realizar pulidos de gran control. Lleva al siguiente nivel tu práctica clínica mejorando tu rendimiento gracias al iProphy.



Endodoncia

Kit Endodoncia

Localizador de Ápice MODELO **iPex II** REF. **Y1002208**

REF. Y 100220

Micromotor
MODELO Endo-Mate DT2

REF. Y1004230

Conector MODELO MPAS-F20R REF. Y110046

1.799€*
3.663€*



MODELO X35L REF. C620

• Contra-Ángulo Con Luz • Reducción 10:1 • Giro de 60° • Incluye adaptador QF para limas manuales • Velocidad máxima 4.000 min-1

> 909€* 1.276€*



MODELO X35 REF. C624

• Sin Luz

619€*



MODELO MPAS-F20R REF. Y110046

- Conexión para motores Endo-Mate + iPexII
- Reducción 20:1
- Para mango corto

389€*



MODELO **EX-ENDO 128** REF. **C592**

- Reducción 128:1
- Rotación de 360°
- Para limas de Ni-Ti (ø2,35)
- Cabezal excepcionalmente pequeño

509€*



MODELO **Ti-ENDO** REF. **C589**

- Reducción 128:1
- Rotación de 360°
- Para limas de Ni-Ti (ø2,35)
- Con anillo de ajuste de torque 4 niveles: 0,25-0,5-1,0-3,0 Ncm
- Cabezal excepcionalmente pequeño

799€ 1.113€*

Endodoncia

Endo-Mate DT2

MICROMOTOR PARA ENDODONCIA

REF. Y1004230

- Selección de 9 programas ajustables
- Pieza de mano liviana y confortable
- Control de torque desde 0,1 a 6,5 Ncm
- Gran pantalla LCD
- Función auto-reverse





iPexII

LOCALIZADOR DE ÁPICE AVANZADO

REF. Y1002208

- Medición del conducto radicular de gran precisión
- Controlador **SmartLogic** de nueva generación
- Tres señales acústicas de aviso según la ubicación de la lima en el conducto radicular • Gran pantalla LCD tricolor





Endo-Mate TC2

MICROMOTOR PARA ENDODONCIA

REF. Y1001027

- Inalámbrico
- 5 programas para diferentes tipos de limas
- Control de torque
- Función auto-reverse con señal acústica





Laboratorio

ULTIMATE XL TORQUE

MICROMOTOR DE INDUCCIÓN

REF. Y141471

- Torque potente y estable de 8,7 Ncm
 Velocidad: 1.000~50.000 min⁻¹
- Peso: 215 gramos (sin incluir el cable)

1.439€* 2.381€*

ULTIMATE XL COMPACTO

MICROMOTOR DE INDUCCIÓN

REF. Y141472

- Torque potente y estable de 6,0 Ncm
 Velocidad: 1.000~50.000 min⁻¹
- Peso: 181 gramos (sin incluir el cable)

2.381€*





Laboratorio

PRESTO II

TURBINA NEUMÁTICA SIN LUBRIFICACIÓN

REF. Y150022

- Velocidad: 320.000 min⁻¹
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo





PRESTO AQUA II

TURBINA NEUMÁTICA CON REFRIGERACIÓN POR AGUA

REF. Y150023

- Velocidad: 320.000 min⁻¹
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

1.239€*



PRESTO AQUA LUX

TURBINA NEUMÁTICA CON REFRIGERACIÓN POR AGUA

REF. Y1001151

- Velocidad: 320.000 min⁻¹
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Exclusivo mecanismo anti-polvo

1.609€*



Equipo Dental Móvil

Dentalone

GABINETE DENTAL PORTÁTIL

REF. S9070

Equipado con:

- Jeringa con tres funciones y luz LED
- Micromotor eléctrico con luz LED
- Ultrasonido Varios 170 con luz LED
- Pantalla MultiPad
- Cánula de aspiración
- Compresor
- Depósito incorporado de agua residual

10.599€*



VIVA ace

GABINETE DENTAL LIGERO

REF. Y1003773

- Dimensiones: L 462 × An 298 × Al 284 mm
- Peso de la unidad: 8,6 kg Contenido:
- Set básico VIVA ace
- Kit de micromotor VIVA ace
- Kit de escarificador VIVA ace

8.299€*



VIVA MATE G5 LED

MICROMOTOR AUTÓNOMO CON LUZ

REF. Y1002801

- Batería de hasta 2 horas de autonomía
- Velocidad: 3.000~30.000 min⁻¹


1.539€*



El servicio hace la diferencia







CERCANÍA · RAPIDEZ · EFICIENCIA

La calidad de la tecnología de NSK, líder mundial en la producción de instrumental rotatorio, es indiscutible. El servicio posventa de NSK Dental Spain ha sido diseñado y organizado para ser la continuación natural de esa excelencia y para permitir a los profesionales del sector odontológico disfrutar de la eficiencia de los productos NSK.

Para conseguirlo, cada intervención de mantenimiento es gestionada por un equipo interno de técnicos expertos que ofrecen un asesoramiento y atención personalizada.

Garantizando el uso exclusivamente de piezas originales, herramientas específicas, con un flujo de trabajo que garantiza puntualidad y eficiencia.

TEL: +34 91 626 61 28 E-MAIL: SAT@NSK-SPAIN.ES

RED COMERCIAL DE NSK DENTAL SPAIN

Para cualquier duda o consulta sobre los productos de NSK Dental Spain, puede contactar con su delegado comercial más cercano.

Miguel Camacho

Responsable de Implantología y Grandes Cuentas

camacho@nsk-spain.es móvil: +34 678 72 50 75

Fco. Javier Portela

Galicia, Zamora, Palencia, León, Asturias e Islas Canarias

portela@nsk-spain.es móvil: +34 645 42 69 12

Jose María Castro

Málaga, Granada, Jaen, Almería Ciudad Real, Ceuta y Melilla

castro@nsk-spain.es móvil: +34 678 72 50 32

Gloria Gibbah

Cádiz, Sevilla, Huelva, Córdoba y Extremadura

gibbah@nsk-spain.es móvil: +34 627 75 93 50

João Paulo Costa

Portugal

costa@nsk-spain.es móvil: +351 915 66 32 32

María Jesús Suárez

Responsable de Grandes Cuentas

suarez@nsk-spain.es móvil: +34 636 79 64 64

Miguel Ángel Toribio Madrid, Cuenca, Toledo, Guadalajara,

Salamanca, Segovia, Ávila y Valladolid

toribio@nsk-spain.es móvil: +34 661 36 58 91

Xavier Sentis

Cataluña y Huesca

sentis@nsk-spain.es móvil: +34 650 29 11 46

Óscar Llorente


Comunidad Valenciana, Murcia, Islas Baleares, Albacete y Teruel

llorente@nsk-spain.es móvil: +34 678 72 50 03

Miguel González

País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria, Burgos, Soria y Zaragoza

miguelgonzalez@nsk-spain.es móvil: +34 627 75 92 21



NSK Dental Spain S.A. www.nsk-spain.es Módena, 43 · El Soho-Európolis · 28232 Las Rozas de Madrid

tel: +34 91 626 61 28 · fax: +34 91 626 61 32 · e-mail: info@nsk-spain.es



