

OFERTA ESPECIAL CLÍNICA 2023



MESTRA®

Oferta válida del 1 de abril al 30 de septiembre de 2023 (IVA no incluido)

¡Síguenos en las redes sociales!
www.mestra.es



Aspiración Sirocco S

Incorpora dos etapas de filtrado; un filtro HEPA (recogedor de partículas de alta eficiencia) circular y otro filtro HEPA interior. La unidad cuenta además con un sistema de detección de micromotor externo y con ajuste de potencia en siete niveles diferentes.

Junto a la caja de repaso forma un tandem extremadamente útil y fiable, permitiendo pequeñas operaciones de pulido y repaso.

- Potente motor de inducción
- Intuitivo teclado de tipo táctil
- Facilidad de uso y cambio de filtro
- Amplia pantalla y acceso al interior
- Extraordinariamente silencioso
- LED interior para una iluminación perfecta
- Gran ergonomía de trabajo



Alto	365 mm	Peso	5.5 kg
Ancho	290 mm	Potencia	350 W
Fondo	290 mm	Ruido	55 dB

Sirocco S
+ caja de repaso
Ref. 080534AC

pvp 896,00 €
699 €
+ IVA

Termoconformadora por presión PlastPress



Láminas $\square$ de 126 a 131 mm
Láminas $\circ$ de 125 a 134 mm



Ref. 080544

pvp 1.165,00 €
909 €
+ IVA

La termoconformadora de presión positiva más compacta del mercado.

Mayor fidelidad de copia y menor ruido en comparación con las máquinas de vacío.

Admite placas redondas y cuadradas de hasta 6 mm de espesor.

Debe conectarse directamente a un compresor (entre 3 y 8 bar).

Alto	270 mm
Ancho	235 mm
Fondo	265 mm
Peso	7.5 kg
Potencia	450 W

Termoconformadora de vacío

Máquina de termoconformado para láminas cuadradas y redondas

Láminas $\square$ de 120 a 131 mm
Láminas de $\circ$ 134 mm



Ref. 080542

pvp 806,04 €
629 €
+ IVA

Alto	310 mm
Ancho	275 mm
Fondo	260 mm
Peso	4.6 kg
Potencia	925 W

Láminas de termoconformado



Láminas de termoconformado estándar cuadradas y redondas.

Fabricadas en plásticos de alta calidad con certificados CE como producto sanitario.

No aparece hollín o humos en el calentamiento. La ausencia de material reciclado evita que se desgarren al someterlas a vacío. Disponibles en una gran variedad de espesores y tipos.

Comercializadas en envase metalizado con cierre al vacío.

CE Producto sanitario



Referencia	Tipo	Dureza	Apariencia	Tamaño	Espesor	Cant.
080574	Cristal	Duras	Transparente	126 x 126 mm	0.3 mm	10
080575	Cristal	Duras	Transparente	126 x 126 mm	0.75 mm	5
080576	Cristal	Duras	Transparente	126 x 126 mm	1.0 mm	5
080577	Cristal	Duras	Transparente	126 x 126 mm	1.5 mm	5
080578	Cristal	Duras	Transparente	126 x 126 mm	2.0 mm	5
080579	Lechosa	Duras	Translúcida	126 x 126 mm	0.6 mm	10
080580	Soft	Blandas	Translúcida	131 x 131 mm	1.0 mm	10
080581	Soft	Blandas	Translúcida	131 x 131 mm	1.5 mm	10
080582	Soft	Blandas	Translúcida	131 x 131 mm	2.0 mm	10
080583	Soft	Blandas	Translúcida	131 x 131 mm	3.0 mm	5
080584	Soft	Blandas	Translúcida	131 x 131 mm	4.0 mm	5
080574R	Cristal	Duras	Transparente	$\emptyset$ 125 mm	0.3 mm	10
080575R	Cristal	Duras	Transparente	$\emptyset$ 125 mm	0.75 mm	5
080576R	Cristal	Duras	Transparente	$\emptyset$ 125 mm	1.0 mm	5
080577R	Cristal	Duras	Transparente	$\emptyset$ 125 mm	1.5 mm	5
080579R	Lechosa	Duras	Translúcida	$\emptyset$ 125 mm	0.6 mm	10
080580R	Soft	Blandas	Translúcida	$\emptyset$ 125 mm	1.0 mm	10
080581R	Soft	Blandas	Translúcida	$\emptyset$ 125 mm	1.5 mm	10
080582R	Soft	Blandas	Translúcida	$\emptyset$ 125 mm	2.0 mm	10
080583R	Soft	Blandas	Translúcida	$\emptyset$ 125 mm	3.0 mm	5
080584R	Soft	Blandas	Translúcida	$\emptyset$ 125 mm	4.0 mm	5

Desde
4 €
+ IVA

**MESTRA®**

Oferta válida del 1 de abril al 30 de septiembre de 2023 (IVA no incluido)

¡Síguenos en las redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL CLÍNICA

Termoconformadora por presión



La fuerte presurización permite un moldeado preciso, independientemente del recorte del modelo, así como diversos grosores (0.5 a 4.0 mm) y se pueden usar láminas cuadradas y redondas (127, 125 y 120 mm).

Alto	545 mm
Ancho	410 mm
Fondo	260 mm
Peso	15 kg
Consumo	450 W
Presión	4-6 bar

Ref. 080543

pvp 2.999,54 €

2.340 €

+IVA

Horno de secado para láminas de termoconformado



Alto	310 mm	Peso	8.3 kg
Ancho	340 mm	Consumo	550-650 W
Fondo	450 mm	Temperatura	35-75°C

Un ventilador hace circular el aire caliente para un secado uniforme y eficiente:

- Extrae la humedad y mantiene secas las láminas de termoconformado para evitar la formación de poros.
- Secado de instrumental, de modelos de escayola, etc.
- Seis bandejas de acero inox.
- Carcasa de acero inoxidable.
- Temporizador de 24 horas.

Ref. 080118

pvp 331,67 €

259 €

+IVA

Autoclave de sobremesa D118 clase B (18 litros)



- Componentes internos de alta calidad
- Válvulas ODE, bomba de vacío ULUAK y bomba de agua ULKA
- Ultra silencioso (70 dB)
- Sistema de vacío triple fraccionado con un generador independiente de vapor, que garantiza ciclos de esterilización rápidos y seguros
- Sistema de control de alta precisión para esterilización perfecta (EN13060)
- Autodiagnóstico con códigos de error
- Completamente automático con ciclos de esterilización preprogramados
- Cámara y puerta en acero inoxidable, con acabado de electropulido
- Tanque de agua tipo abierto que permite un fácil llenado y limpieza
- Dispone de impresora



Servicio Técnico Oficial
ICONCLAVE
en España



Ref. 100365

pvp 2.994,67 €

2.852 €

+IVA

MESTRA® by iconCLAVE

Dimensiones cámara	247 x 350 mm
Disyuntor	F16A/400 V
Potencia Nominal	1750 V
Temperatura de esterilización	121/134°C
Temperatura de operación	5-40°C
Capacidad tanque agua destilada	2.5 l
Máximo de humedad relativa	Máx. 80%
Ruido	< 70 dB
Presión de operación	76-106 kPa

Incubadoras biológicas de esporas

Sencillas y fáciles de manejar, resultan imprescindibles para realizar las pruebas necesarias que confirman el adecuado funcionamiento de los aparatos de esterilización.

Ambos tienen cuatro cámaras para poder realizar al mismo tiempo otras tantas verificaciones.

El control electrónico del modelo Élite también alerta de anomalías tales como cortes en el suministro eléctrico para evitar resultados incorrectos.




Modelo Élite
Temperatura regulable
y display digital

Ref. 100370

pvp 383,99 €

300 €

+IVA



Consumo	25 W
Rango de temperatura	57.5 ± 2.5°C / 35 ± 2.5°C




Modelo Practic
Funcional y económico

Ref. 100375

pvp 165,28 €

129 €

+IVA



Consumo	10 W
Rango de temperatura	57.5°C

Imprescindible para confirmar el adecuado funcionamiento del autoclave.

**MESTRA®**

Oferta válida del 1 de abril al 30 de septiembre de 2023 (IVA no incluido)

¡Síguenos en las redes sociales!
www.mestra.es


ESPECIAL CLÍNICA

Carrito móvil eléctrico

- Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco
- Tres bandejas de 40×30 cm
- Dos tomas de corriente
- Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado



Ref. 100305


pvp 380,93 €
297 €
+ IVA

Carrito móvil eléctrico

- Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco
- Tres bandejas de cristal
- Dos tomas de corriente
- Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado



Ref. 100306

pvp 719,73 €
561 €
+ IVA

Carrito móvil eléctrico

- Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco
- Tres bandejas de 29×39.6 cm
- Tres tomas de corriente
- Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado
- Peso soportado por bandeja 5 kg



Ref. 100307

Súper oferta
216 €
+ IVA

Carrito móvil eléctrico

- Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco
- Tres bandejas de 29×39.6 cm
- Tres tomas de corriente
- Un cajón
- Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado
- Peso soportado por bandeja 5 kg



Ref. 100308

Súper oferta
366 €
+ IVA

Baño de ultrasonidos para limpieza de dentaduras

Alimentación 2 pilas AA

*La pila no está incluida



Ref. 100160

Consultar precios



Cortador de gutapercha


NEW

La punta tiene un diseño flexible para que se pueda cortar sin problemas.

Presionando el botón de encendido, la punta se calentará inmediatamente hasta 500°C. Suelte el botón y la punta se enfriará rápidamente.



Ref. 100349

pvp 94,61 €
90 €
+ IVA

Destilador descalcificador

Alto	385 mm
Ancho	250 mm
Fondo	240 mm
Peso	3.4 kg
Capacidad	4 l



Ref. 100210

pvp 294,84 €
230 €
+ IVA

Depósito de agua destilada

Alto	680 mm
Ancho con regulador de presión	255 mm
Diámetro	225 mm
Peso	4.7 kg
Capacidad	18 l



Está fabricado en acero inoxidable con regulador de presión y doble válvula de seguridad

Ref. 080620

pvp 380,47 €
297 €
+ IVA

**MESTRA®**

Oferta válida del 1 de abril al 30 de septiembre de 2023 (IVA no incluido)

¡Síguenos en las redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL CLÍNICA

Mezcladora de alginato

- Fácilmente transportable
- Ergonómica
- Dos velocidades
- Espátula incluida

CE Producto sanitario
MDR 2017/745

Alto	230 mm
Ancho	175 mm
Fondo	250 mm
Peso	3 kg

Ref. 080515

pvp 499,79 €
390 €
+ IVARegalo de 1 taza
valorada en 26,75 €
Ref. 080515-02

Mezcladora automática de alginato

- Cómoda mezcla automática
- Rápida obtención de la mezcla en pocos segundos
- Limpieza fácil de todos los componentes
- Mezcla máxima 80 grs.

Regalo de un depósito
estanco para alginato
valorado en 90,05 €
Ref. 100189305 mm
265 mm
205 mm 17 kg

Ref. 100191

pvp 1.014,74 €
791 €
+ IVA

Localizador de ápices



- Calibración automática
- Pantalla LCD con una imagen clara y precisa
- Con colores diferentes
- Accesorios esterilizables
- Batería recargable

Ref. 100330

Súper oferta
291 €
+ IVA110 mm
80 mm
138 mm 0,4 kg

Cámara intraoral (autofocus)



- Alta resolución con 2 000 000 de píxeles
- Traslado de imágenes por WIFI
- Incluye monitor LCD de 15 pulgadas
- Función auto-enfoque

Ref. 100335

pvp 960,00 €
749 €
+ IVA360 mm
150 mm
308 mm 3 kg

Lámpara de polimerización LED C

- Baterías recargables en la propia base
- Sin cables

CE

0197



Ref. 100320

pvp 291,90 €
228 €
+ IVA

Dimensiones	263 x Ø 23 mm
Peso neto	120 g
Alimentación	100-240 V 50/60 Hz
Salida de luz	850-1000 mW/cm²

Motor endodencia

CE

0120

Alto	215 mm
Ancho	85 mm
Fondo	120 mm
Peso	0,3 kg
Velocidad	100-600 rpm
Torque	1,4 N. cm
Alimentación	Pilas



Ref. 100350

pvp 960,54 €
749 €
+ IVA230 mm
190 mm
240 mm 1,23 kg

Ultrasonidos de sobremesa

CE

0197

D3
Ref. 100313pvp 309,53 €
241 €
+ IVA2 Funciones
Limpieza - Periodoncia
Pieza de mano tipo satelec
Desmontable y autoclavable
con 5 puntas-insertosD5
Ref. 100316pvp 439,19 €
343 €
+ IVA3 Funciones
Limpieza - Periodoncia - Endodencia
Pieza de mano tipo satelec
Desmontable y Autoclavable
con 6 puntas-insertosD7
Ref. 100318Súper oferta
622 €
+ IVA3 Funciones
Limpieza - Periodoncia - Endodencia
Depósito para líquidos o medicamentos
de tratamiento. Pieza de mano tipo
satelec desmontable y autoclavable
a 135° con 8 puntas-insertos

**MESTRA**

Oferta válida del 1 de abril al 30 de septiembre de 2023 (IVA no incluido)

¡Síguenos en las redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL CLÍNICA

Selladora de bolsas automática


NEW

Ref. 080435

pvp 2.782,50 €


2.170 €

+IVA

Rodillo opcional
Ref. 080436

Selladora de bolsas

Alto	210 mm
Ancho	430 mm
Fondo	335 mm
Peso	6.5 kg
Potencia	100 W

Bobinas
no incluidas

Ref. 080433

Súper oferta

265 €

+IVA

- Longitud sellado 305 mm
- Anchura sellado 12 mm

Bolsas para selladoras

con autocierre

Producto Sanitario Clase I
(MDR 2017/745)
Conforme a las normas
ISO 11607-1:2017
y EN 868-5:2009**NEW**Nuevas bolsas 5x9 cm
¡Las más pequeñas
del mercado!

Ref. 080448	5 x 24 cm	Ref. 080454	19 x 36 cm
Ref. 080449	7 x 26 cm	Ref. 080456	25 x 40 cm
Ref. 080450	9 x 26 cm	Ref. 080457	30 x 40 cm
Ref. 080451	5 x 9 cm	Ref. 080458	30 x 45 cm
Ref. 080452	14 x 28 cm	Ref. 080459	5.7 x 13 cm

200 bolsas por paquete

Consultar
precios

Bobinas para selladoras

Ref. 080441	5 cm x 200 m
Ref. 080442	7.5 cm x 200 m
Ref. 080443	10 cm x 200 m
Ref. 080444	15 cm x 200 m
Ref. 080445	20 cm x 200 m
Ref. 080446	25 cm x 200 m
Ref. 080447	30 cm x 200 m

Producto Sanitario Clase I
(MDR 2017/745)
Conforme a las normas
ISO 11607-1:2017
y EN 868-5:2009Consultar
precios

Lámpara de blanqueamiento

- Amplio espectro de iluminación (desde 420 a 472 nm)
- Elevada potencia (hasta 2000 mW/cm²)
- Fácilmente ajustable en altura y orientación
- Su display digital informa de los tiempos, potencia, etc. del proceso de blanqueamiento.
- Incluye mando a distancia, 20 férulas bucales desechables, dos gafas de protección y un retractor labial

Alto	1120 mm
Ancho	820 mm
Fondo	280 mm
Peso	10 kg

Ref. 100340

pvp 808,02 €

630 €

+IVA



Lámpara de blanqueamiento

- Amplio espectro de iluminación
- 3 tipos diferentes de fuentes de luz LED: azul, rojo y rojo + azul
- 5 luces azules desde 430 a 490 nm
- 2 luces rojas de alta potencia 610 a 650 nm
- Potencia de salida luz hasta 2.327 mW/cm²
- 8 luces violetas con efecto de esterilización
- Fabricada en material metálico, de apariencia elegante y fácil de montar
- Tiempo de blanqueo ajustable

Ref. 100341

pvp 886,39 €

691 €

+IVA

NEW

Alto	1700 mm
Ancho	560 mm
Fondo	560 mm
Peso	19 kg



**MESTRA®**

Oferta válida del 1 de abril al 30 de septiembre de 2023 (IVA no incluido)

¡Síguenos en las redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL CLÍNICA

Mini arenadora para uso extraoral



- Granulación del óxido de 50 a 100 micras
- Imprescindible para la limpieza de brackets
- Adecuación de microrretenciones y coronas
- Ajuste de contactos interproximales
- Operaciones de arenado de precisión
- Arenamientos oclusares
- Inlay onlay


Presión de trabajo	4 a 5.5 bares
Granulación de óxido	Hasta 100 micras

Ref. 100122

Súper oferta

130 €


+ IVA



Cabina de repaso Eclipse



- Diseñado y fabricado en España
- Acoplamiento para astillera tipo jeb
- Posición de trabajo ergonómica
- Lámparas LED
- Fácil limpieza


**NEW**

Ref. 080216

pvp 468,30 €

365 €

+ IVA



Baños de ultrasonidos 5.8 y 2.8 litros


- Temperatura regulable
- Incluye cesta de acero inoxidable
- Fabricados en acero inoxidable
- Con válvula de desagüe

Ref. 100152

pvp 579,77 €

452 €

+ IVA



Ref. 100150

pvp 420,40 €

328 €

+ IVA

Baño de ultrasonidos Calipso 4 litros



- Con calentamiento
- Con válvula de desagüe
- Incluye vaso de cristal
- Incluye pinzas limpiafresas
- Incluye cesta de acero inoxidable

Ref. 080422

pvp 1.392,30 €

1.086 €

+ IVA

Alto	220 mm	Peso	4.5 kg
Ancho	425 mm	Capacidad	4 l
Fondo	270 mm	Frecuencia	40 kHz

Baño de ultrasonidos 2.5 y 1.4 litros

Referencia	100140	100141
Alto	204 mm	162 mm
Ancho	314 mm	225 mm
Fondo	243 mm	240 mm
Peso	3.1 kg	1.9 kg
Capacidad	2.1 l	1.1 l



Ref. 100140

pvp 324,14 €

253 €

+ IVA

Ref. 100141

pvp 210,57 €

164 €

+ IVA


**MESTRA®**

Oferta válida del 1 de abril al 30 de septiembre de 2023 (IVA no incluido)

¡Síguenos en las redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL CLÍNICA

Negatoscopios planos

NEW**Consultar precios**

Dimensiones	Área de visión	Área exterior	Uso	Peso
Ref. 100131 DIN A4	300 × 210 mm	360 × 240 × 20 mm	Pared y sobremesa	1.7 kg
Ref. 100132 SRA3	430 × 355 mm	510 × 495 × 50 mm	Pared y sobremesa	3.1 kg
Ref. 100134 DIN A2	580 × 400 mm	700 × 520 × 33 mm	Pared	4 kg

Mezcladora de siliconas

- Apta para el 99% de siliconas



Ref. 100360

pvp 1.192,17 €
930 €
+ IVA

Alto	290 mm
Ancho	170 mm
Fondo	250 + 150 mm
Peso	7.1 kg
Temperatura ambiente	5-40°C
Potencia	150 W
Empuje	450 kg ±10

Mufla para duplicar con alginato


- Con juego reductor de tamaño, para modelos pequeños



Ref. 020206

pvp 119,88 €
94 €
+ IVA

Olla Polimerizadora neumática



Presión máx.	2 bar
Temp. máx.	60°C
Capacidad	6 l

Ref. 030420

pvp 376,59 €
294 €
+ IVA

Calentador de composite

Dispositivo para mantener calientes hasta 8 jeringuillas de composite



Alto	135 mm
Ancho	97 mm
Fondo	110 mm
Peso	0.7 kg
Temperatura	40-50-70°C
Ø agujeros	16 mm



Ref. 080077

pvp 376,48 €
294 €
+ IVA


Mesa de trabajo



- Mesa metálica con encimera de madera
- Silla para puesto de trabajo Ref. 100300
- Pulidora y dos bandejas
- Lámpara LED
- Micromotor

Obsequio:

- Lupa de mesa
- Fresero magnético



Ref. 100301K2

pvp 2.313,15 €
1.804 €
+ IVA

Calentador de placas de cera

Para registros intraorales

- Cuba y tapa de acero inoxidable



Alto	155 mm
Ancho	235 mm
Fondo	205 mm
Peso	1.7 kg
Capacidad	1 l
Temperatura	30-75°C



Ref. 080078

pvp 498,14 €
389 €
+ IVA**Silla para puesto de trabajo**

Permite cuatro regulaciones diferentes

Ruedas con frenado de seguridad (EN 1335-2:2009)

Ref. 100300

pvp 329,61 €
257 €
+ IVA

**MESTRA®**

Oferta válida del 1 de abril al 30 de septiembre de 2023 (IVA no incluido)


¡Síguenos en las redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL CLÍNICA

Recipientes


para esterilización de fresas

Alto	35 mm
Diámetro	70 mm
Peso	0.12 kg

Ref. 070530
Acero inoxidablepvp 51,93 €
41 €
+IVA

Alto	80 mm
Diámetro	90 mm
Peso	0.12 kg

Ref. 070531

pvp 10,40 €
8 €
+IVA

Micromotor portátil

inducción intramático



	100282	Caja control
Alto	20 mm	45 mm
Ancho	20 mm	105 mm
Fondo	155 mm	145 mm
Peso	0.2 kg	0.4 kg
Velocidad	30000 rpm	
Torque	250 gfcm	
Potencia	30 W	

Autonomía 10 h

Ref. 100282

pvp 721,60 €
563 €
+IVA

Gafas de seguridad

Ref. 100014
Válvula ventilaciónpvp 12,24 €
10 €
+IVARef. 100011
Antivahopvp 18,36 €
14 €
+IVARef. 100013
Rayos UVpvp 18,36 €
14 €
+IVARef. 100012
Gran visiónpvp 18,36 €
14 €
+IVA

Protector facial

Soporte abatible
+ 10 láminas

Ref. 100022

Súper oferta
12 €
+IVA

Protector facial

Soporte +
10 láminas

Ref. 100021

Súper oferta
13 €
+IVA

Pulverizadora nebulizadora

Utilizando los productos apropiados se consigue desinfectar eficientemente grandes superficies en apenas unos minutos, hasta 100 m² en tan sólo 10 minutos.

Alto	250 mm
Ancho	335 mm
Largo	570 mm
Peso	2.7 kg
Potencia	1000 W
Tanque	5 l

Ref. 100520

pvp 422,38 €
329 €
+IVA

Sistema de succión extraoral

Reduce en gran medida el riesgo de contaminación cruzada entre profesionales y pacientes y protege la salud respiratoria.



Alto (brazo no incluido)	755 mm
Ancho	330 mm
Fondo	320 mm
Peso (brazo incluido)	30 kg
Potencia	1000 W
Longitud brazo	1.3 m

Ref. 100347

pvp 1.322,24 €
1.118 €
+IVA

**MESTRA®**

Oferta válida del 1 de abril al 30 de septiembre de 2023 (IVA no incluido)

¡Síguenos en las redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL CLÍNICA

Cabina higienizadora UV

Es conocida la eficacia de los rayos ultra violeta para eliminar los gérmenes de cualquier superficie.

Ideal para clínicas y laboratorios.



Ref. 100502

pvp 238,74 €

186 €

+IVA

Alto	300 mm
Ancho	290 mm
Fondo	200 mm
Peso	4,5 kg
Potencia	4 W

Cabina higienizadora UV

Es conocida la eficacia de los rayos ultra violeta para eliminar los gérmenes de cualquier superficie.

Ideal para pequeños objetos: Teléfonos móviles, llaveros, joyas, monedas, etc.

- Muy recomendable para uso personal
- Con función de secado



Ref. 100500

pvp 67,34 €

53 €

+IVA

Alto	120 mm
Ancho	296 mm
Fondo	195 mm
Peso	1 kg
Potencia	150 W

Cabina higienizadora UV

El interior del armario construido totalmente en acero inoxidable de fácil limpieza.

Contiene 10 niveles de bandejas en los que se pueden almacenar instrumentos.

Los elementos depositados serán sometidos a la acción de los rayos UV.



Ref. 100504

pvp 306,08 €

239 €

+IVA

Alto	500 mm
Ancho	350 mm
Fondo	260 mm
Peso	8 kg
Potencia	15 W

Purificador de aire (60-70 m²)

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto, eliminando polvo, gérmenes y suciedad.



Ref. 100514

pvp 520,33 €

406 €

+IVA

Alto	570 mm
Ancho	370 mm
Fondo	265 mm
Peso	8,5 kg
Potencia	72 W

Purificador de aire (30-35 m²)

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto, eliminando polvo, gérmenes y suciedad.



Ref. 100512

pvp 400,34 €

312 €

+ IVA

Alto	536 mm
Ancho	360 mm
Fondo	206 mm
Peso	6,3 kg
Potencia	45 W

Purificador de aire (25 m²)

Actúa sobre el aire viciado de cualquier recinto, eliminando polvo, gérmenes y suciedad.



Ref. 100510

pvp 228,94 €

179 €

+ IVA

Alto	303 mm
Ancho	329 mm
Fondo	170 mm
Peso	4 kg
Potencia	36 W

**MESTRA®**

Oferta válida del 1 de abril al 30 de septiembre de 2023 (IVA no incluido)

¡Síguenos en las redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL CLÍNICA

Articulador semiajustable
tipo arcón + estuche

Ref. 010099

Arquímedes Profesional A7 PLUS

pvp 249,22 €
194 €
+ IVA

Estructura robusta hecha en aluminio, garantizando mayor estabilidad y visibilidad.

- Sistema de estabilización del movimiento de la guía condilar con conexión de silicona
- Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta
- Distancia intercondilar fija (110 mm)
- Regulación del ángulo de Bennet
- Regulación de la guía condilar
- Semiajustable/arcón
- Guía condilar curva
- Traba en céntrica

 MESTRA
by bloartArticulador semiajustable
tipo arcón + estuche


Ref. 010103

Arquímedes Protrusal A7 PLUS E

Súper oferta
285 €
+ IVA

Guías condilares exclusivas en aluminio con ajuste milimétrico.


- Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta
- Sistema estabilizador de los movimientos
- Distancia intercondilar fija (110 mm)
- Sistema de trabamiento bilateral
- Regulación del ángulo de Bennet
- Regulación de la guía condilar
- Semiajustable/arcón
- Guía condilar plana

 MESTRA
by bloartArticulador semiajustable
tipo arcón + estuche
4000 S

Ref. 010107

pvp 298,40 €
233 €
+ IVA

- Distancia intercondilar ajustable (eje expansor)
- Reglaje del ángulo de la guía condilar
- Reglaje del ángulo de Bennet
- Estabilización para los movimientos de articulación (O-ring)
- Semiajustable/arcón
- Guía condilar curva

 MESTRA
by bloartArticulador semiajustable
tipo arcón

Ref. 010098

Arquímedes Junior A7 FIX

pvp 138,93 €
108 €
+ IVA

- Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta
- Sistema de estabilización magnético (embutido) para el movimiento de la guía condilar
- Distancia intercondilar fija (110 mm)
- Ángulo de Bennet fijo en la media 15°
- Guía condilar fija en la media 30°
- Semiajustable/arcón
- Guía condilar curva

 MESTRA
by bloart

Arco facial estándar

Ref. 010102-50

Aparato utilizado para registrar la posición espacial de la arcada dentaria superior del paciente en relación al cráneo y transferir el registro para el articulador.

La transferencia del registro del paciente es realizada fijándose el arco facial completo en el articulador.

pvp 118,52 €
92 €
+ IVA MESTRA
by bloart

CE Producto sanitario



Arco facial élite

Ref. 010100-55


Sistema de articulación y fijación del tenedor que permite un registro más rápido. Conjunto de transferencia que elimina la necesidad del arco en el proceso de montaje de los modelos en el articulador.

Apoyo nasal con altura ajustable juntamente con el indicador infraorbital para un registro aún más preciso.

Sistema de deslizamiento suave (apertura y cerramiento) para facilitar su manejo. Aurículas anatómicas, removibles y esterilizables químicamente.

pvp 246,80 €
193 €
+ IVA MESTRA
by bloart

CE Producto sanitario



**MESTRA®**

Oferta válida del 1 de abril al 30 de septiembre de 2023 (IVA no incluido)

¡Síguenos en las redes sociales!
www.mestra.es

ESPECIAL CLÍNICA

Set Profesional Estándar

Ref. 010102

Articulador A7 PLUS
+ Arco facial estándar
+ Estuche**Súper oferta**
265 €
+ IVA MESTRA
by bio-art

Set Profesional Élite

Ref. 010101

Articulador A7 PLUS
+ Arco facial élite
+ Estuche**Súper oferta**
368 €
+ IVA MESTRA
by bio-art

Set Protrusional Estándar

Ref. 010104

Articulador A7 PLUS-E
+ Arco facial estándar
+ Estuche**Súper oferta**
330 €
+ IVA MESTRA
by bio-art

Set Protrusional Élite

Ref. 010106

Articulador A7 PLUS-E
+ Arco facial élite
+ Estuche**Súper oferta**
450 €
+ IVA MESTRA
by bio-art

Set 4000 S Estándar

Ref. 010107S

Articulador 4000s
+ Arco facial estándar
+ Estuche**Súper oferta**
321 €
+ IVA MESTRA
by bio-art

Set 4000 S Élite

Ref. 010107E

Articulador 4000s
+ Arco facial élite
+ Estuche**Súper oferta**
406 €
+ IVA MESTRA
by bio-art

Compresores de pistón seco



CERTIFICADO por TÜV SÜD
Certificado de tipo
Nº 12202200491258001
Directiva 2014/29/UE
(recipiente a presión)

Familia de compresores integrada por dos tamaños de 80 y 160 litros/minuto a los que se les puede acoplar un secador con purga automática. Funcionamiento extremadamente silencioso (60 dB), sencillo mantenimiento (pistón seco) y excelente fiabilidad. Se suministran con dos manómetros (presión de calderín y de servicio), manorregulador de salida y juego completo de válvulas para el purgado. La presión de servicio puede alcanzar los 8 bares.



pvp 1.652,94 €
1.289 €
+ IVA

Ref. 110310
80 l/min (con secador)



pvp 2.445,50 €
1.907 €
+ IVA


Ref. 110340
160 l/min (con secador)



1. Los modelos con secador están también disponibles con filtro HEPA (H14) Ref. 110310H y Ref. 110340H
2. El filtro de carbón activo Ref. 110300-53 está disponible como accesorio para todos los compresores



Referencia	110310	110340
Alto	650 mm	750 mm
Ancho	390 mm	680 mm
Largo	540 mm	480 mm
Peso	37 kg	66 kg
Potencia	750 W	1500 W
Presión	5-8 bar	5-8 bar
Capacidad calderín	30 l	50 l
Nº Cabezales	1	2



Lámpara
LED

Ref. 100288

Súper oferta
90 €
+IVA

- 84 LEDs grandes
- Temperatura de color 6000 K
- Intensidad de luz regulable táctil
- Con pinza para sujeción a la mesa



Lámpara
lupa

Ref. 100287

Súper oferta
76 €
+IVA

- 90 LEDs blancos
- Lente de 3 dioptrías
- Diámetro lupa 120 mm
- Con pinza para sujeción a la mesa

Accesorios para lámpara y lupa

Ref. 100287
Ref. 100288




Ref. 100288-02
Sargento grande



Ref. 100288-03
Soporte pared



Ref. 100288-04
Soporte mesa atornillable



Ref. 100288-07
Soporte sobremesa



MESTRA
Desde 1945

Txorierri Etorbidea, 60
48150 Sondika (España)
+34 944 530 388
info@mestra.es
www.mestra.es

Oferta válida del 1 de abril al 30 de
septiembre de 2023 (IVA no incluido)
Estas ofertas no son acumulables. Oferta válida salvo
error tipográfico o fin de existencias. El fabricante se
reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID: 1100018003