

OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 1 de junio al 30 de septiembre, 2025



MESTRA

Autoclave icanCLAVE 3F


icanCLAVE 3F es un autoclave superrápido, especial para la esterilización de instrumental sin envolver, que mejora enormemente la tasa de rotación del instrumental quirúrgico y la comodidad de pequeñas operaciones como odontología.

- ✓ Puerto de impresora.
- ✓ Puerto USB
- ✓ Memoria interna.
- ✓ Puerto de impresora de etiquetas de código de barras.
- ✓ Maleta para transportar.



Especificaciones

Voltaje, Frecuencia: 220/110V, 50/60Hz • Volumen cámara: Aprox. 3L
Potencia: 2300 W • Número de bandejas: 1 • Material bandejas: Aluminio
Tamaño bandejas: 178 x 285 mm
Dimensión de la cámara: 192(W) x 45(H) x 285(D)



NORMATIVAS

- ✓ 97/23/EEC Directiva de Equipos a Presión.
- ✓ Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios (MDR).
- ✓ EN 13060 Esterilizadores de vapor de agua pequeños.
- ✓ EN 61326, EN 61000 Compatibilidad electromagnética.
- ✓ EN 61010-1, UL 61010-1 Requisitos de seguridad.
- ✓ EN 61010-2-040, IEC 61010-2-040 Requisitos específicos para esterilizadores de vapor usados para tratamientos de materiales médicos.
- ✓ EN 13485:2012/AC:2012
- ✓ ISO 13485:2003

Servicio Técnico Oficial ICANCLAVE en España.



Servicio Técnico Oficial
icanCLAVE
en España

REF. 100367


OFERTA DE LANZAMIENTO
1.995 € + IVA

Autoclave de sobremesa 18-D clase B (18 litros)

- ✓ Válvulas ODE, bomba de vacío ULUAK y bomba de agua ULKA.
- ✓ Ultra silencioso (70 dB)
- ✓ Sistema de vacío triple fraccionado con un generador independiente de vapor, que garantiza ciclos de esterilización rápidos y seguros.
- ✓ Sistema de control de alta precisión para esterilización perfecta (EN13060).
- ✓ Autodiagnóstico con códigos de error.
- ✓ Completamente automático con ciclos de esterilización preprogramados.
- ✓ Cámara y puerta en acero inoxidable, con acabado de electropulido.
- ✓ Tanque de agua tipo abierto que permite un fácil llenado y limpieza.
- ✓ Dispone de impresora.

Especificaciones

Dimensiones cámara 247x350 mm Potencia Nominal 1750 V
Temperatura de operación 5-40°C Máximo de humedad relativa Máx. 80%
Presión de operación 76-106 kPa Ruido < 70 dB
Disyuntor F16A/400 V Temperatura de esterilización 121/134°C
Capacidad tanque agua destilada 2.5 l



MESTRA®
by **icanCLAVE**



Servicio Técnico Oficial
icanCLAVE
en España

REF. 100365

SÚPER OFERTA
2.852 € + IVA

Aspiración Sirocco S

- ✓ Potente motor de inducción.
- ✓ Facilidad de uso y cambio de filtro.
- ✓ Silencioso.
- ✓ LED interior.




Sirocco S
+ caja de repaso

REF. 080534AC

-22% pvp 896 €
699 € + IVA

Especificaciones

Potencia 350 W Ruido 55 dB



Incubadoras biológicas de esporas


- ✓ Sencillas y fáciles de manejar.
- ✓ Imprescindibles para realizar las pruebas necesarias que confirman el adecuado funcionamiento de los aparatos de esterilización.
- ✓ Ambos tienen cuatro cámaras para poder realizar al mismo tiempo otras tantas verificaciones.



Modelo Élite
Temperatura regulable
y display digital

REF. 100370


-22% pvp 383,99 €
300 € + IVA



Modelo Practic
Funcional y económico

REF. 100375

-22% pvp 165,28 €
129 € + IVA



OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 1 de junio al 30 de septiembre, 2025



Termoconformadora por presión PlastPress


La termoconformadora de presión positiva más compacta del mercado.

Mayor fidelidad de copia y menor ruido en comparación con las máquinas de vacío.

Admite placas redondas y cuadradas de hasta 6 mm de espesor.

Debe conectarse directamente a un compresor (entre 3 y 8 bar).

Láminas $\square$ de 125 a 131 mm
Láminas $\circ$ 125 a 134 mm



Especificaciones

Potencia 450 W

REF. 080544

-22% pvp 1.205,78 €

941 € + IVA

NUEVO


Termoconformadora de vacío

Máquina de termoconformado para láminas cuadradas y redondas.

Láminas $\square$ de 125 a 134 mm
Láminas $\circ$ 125 a 134 mm
(disponible adaptador para $\circ$ 120, no incluido)

Especificaciones

Potencia 925W



REF. 080542

-22% pvp 834,25 €

651 € + IVA


Termoconformadora por presión

La fuerte presurización permite un moldeo preciso, independientemente del recorte del modelo, así como diversos grosores (0.5 a 4.0 mm) y se pueden usar láminas cuadradas y redondas (127, 125 y 120 mm).

Especificaciones

Presión 4-6 bar

Potencia 450W



REF. 080543


-22% pvp 3.104,52 €

2.422 € + IVA

Horno de secado para láminas de termoconformado

Un ventilador hace circular el aire caliente para un secado uniforme y eficiente:

- ✓ Extrae la humedad y mantiene secas las láminas de termoconformado para evitar la formación de poros.
- ✓ Secado de instrumental, de modelos de escayola, etc.
- ✓ Seis bandejas de acero inox.
- ✓ Carcasa de acero inoxidable.
- ✓ Temporizador de 24 horas.



REF. 080118

-22% pvp 343,28 €

268 € + IVA

Láminas de termoconformado

Doble embalaje (interior-exterior). Para todo tipo de usos.

CE Producto sanitario



REFERENCIA	DUREZA	APARIENCIA	Tam. 128 x 128 mm espesor	CANT.	PVP
080563	Duras	Transparente	0.5 mm	25 u.	11€
080564	Duras	Transparente	0.75 mm	25 u.	14,56€
080565	Duras	Transparente	1.0 mm	25 u.	14,56€
080566	Duras	Transparente	1.5 mm	25 u.	18,30€
080567	Duras	Transparente	2.0 mm	25 u.	27€
080568	Blandas	Translúcida	0.5 mm	25 u.	25€
080569	Blandas	Translúcida	1.0 mm	12 u.	6,98€
080570	Blandas	Translúcida	1.5 mm	12 u.	9,27€
080571	Blandas	Translúcida	2.0 mm	12 u.	13,97€
080572	Blandas	Translúcida	3.0 mm	12 u.	17,45€

Láminas de termoconformado



Láminas de termoconformado estándar cuadradas y redondas. Fabricadas en plásticos de alta calidad con certificados CE como producto sanitario.

No aparece hollín o humos en el calentamiento. La ausencia de material reciclado evita que se desgarran al someterlas a vacío.

Comercializadas en envase metalizado con cierre al vacío.

desde
4 € + IVA

REF.	TIPO	DUREZA	APARIENCIA	Tam. 126x126 mm espesor	CANT.	PRECIO OFERTA
080574	Cristal	Duras	Transparente	0.3 mm	10	4€
080575	Cristal	Duras	Transparente	0.75 mm	5	4€
080576	Cristal	Duras	Transparente	1.0 mm	5	4€
080577	Cristal	Duras	Transparente	1.5 mm	5	6€
080578	Cristal	Duras	Transparente	2.0 mm	5	8€
080579	Lechosa	Duras	Translúcida	0.6 mm	10	4€
REF.	TIPO	DUREZA	APARIENCIA	Tam. 131x131 mm espesor	CANT.	PRECIO OFERTA
080580	Soft	Blandas	Translúcida	1.0 mm	10	7€
080581	Soft	Blandas	Translúcida	1.5 mm	10	10€
080582	Soft	Blandas	Translúcida	2.0 mm	10	12€
080583	Soft	Blandas	Translúcida	3.0 mm	5	9€
080584	Soft	Blandas	Translúcida	4.0 mm	5	13€
REF.	TIPO	DUREZA	APARIENCIA	Tam. 0125 mm espesor	CANT.	PRECIO OFERTA
080574R	Cristal	Duras	Transparente	0.3 mm	10	4€
080575R	Cristal	Duras	Transparente	0.75 mm	5	4€
080576R	Cristal	Duras	Transparente	1.0 mm	5	5€
080577R	Cristal	Duras	Transparente	1.5 mm	5	7€
080579R	Lechosa	Duras	Translúcida	0.6 mm	10	5€
080580R	Soft	Blandas	Translúcida	1.0 mm	10	5€
080581R	Soft	Blandas	Translúcida	1.5 mm	10	9€
080582R	Soft	Blandas	Translúcida	2.0 mm	10	9€
080583R	Soft	Blandas	Translúcida	3.0 mm	5	6€
080584R	Soft	Blandas	Translúcida	4.0 mm	5	11€

OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 1 de junio al 30 de septiembre, 2025



Selladora de bolsas automática



575 mm
235 mm
202 mm
-- kg

Rodillo opcional
REF. 080436
200 x 240 x 635 mm
17 kg

REF. 080435
-22% pvp 2.782,50 €
2.170 € + IVA

Selladora de bolsas

✓ Longitud sellado 305 mm
✓ Anchura sellado 12 mm

*Bobinas no incluidas



210 mm
430 mm
335 mm
6,5 kg

REF. 080433
SÚPER OFERTA € 265 € + IVA

Bolsa autoadhesiva para esterilización

Nuevas bolsas 5x9 cm
¡Las más pequeñas del mercado!

Especificaciones

Ref. 080448: 5 x 24 cm	Ref. 080449: 7 x 26 cm
Ref. 080450: 9 x 26 cm	Ref. 080451: 5 x 9 cm
Ref. 080452: 14 x 28 cm	Ref. 080454: 19 x 36 cm
Ref. 080456: 25 x 40 cm	Ref. 080457: 30 x 40 cm
Ref. 080458: 30 x 45 cm	Ref. 080459: 5.7 x 13 cm

Producto Sanitario Clase I (MDR 2017/745)
Conforme a las normas: ISO 11607-1:2017 y EN 868-5:2009

NUEVO

200 bolsas
por paquete

**CONSULTAR
PRECIOS**

Bobinas para selladoras

Especificaciones

Ref. 080441: 5 cm x 200 m
Ref. 080442: 7.5 cm x 200 m
Ref. 080443: 10 cm x 200 m
Ref. 080444: 15 cm x 200 m
Ref. 080445: 20 cm x 200 m
Ref. 080446: 25 cm x 200 m
Ref. 080447: 30 cm x 200 m

Producto Sanitario Clase I (MDR 2017/745)
Conforme a las normas: ISO 11607-1:2017 y EN 868-5:2009


**CONSULTAR
PRECIOS**

Film protector

Este film adhesivo ofrece una solución práctica y efectiva para entornos dentales, proporcionando una capa de protección para instrumentos y materiales.

Cada rollo contiene 1200 adhesivos precortados de 10 x 15 cm.

Color azul.




REF. 080439
OFERTA DE LANZAMIENTO
10 € + IVA

Calentador de composite

Dispositivo para mantener calientes hasta 8 jeringuillas de composite.

Especificaciones

Temperatura 40-50-70°C
Ø agujeros 16 mm



REF. 080077
SÚPER OFERTA
225 € + IVA

Depósito de agua destilada

Está fabricado en acero inoxidable con regulador de presión y doble válvula de seguridad.

Capacidad 18 l



REF. 080620
-22% pvp 393,79 €
307 € + IVA

FABRICADO
MESTRA
ESPAÑA
DISEÑADO

Inox

Destilador descalcificador 4 litros



REF. 100210
-22% pvp 294,84 €
230 € + IVA

OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 1 de junio al 30 de septiembre, 2025



Baños de ultrasonidos 2.8, 3.4 y 5.8 litros

- ✓ Temperatura regulable.
- ✓ Incluye cesta de acero inoxidable.
- ✓ Fabricados en acero inoxidable.
- ✓ Con válvula de desagüe.



5.8 L

REF. 100152

-22% pvp 579,77 €
452 € + IVA




Medidas interiores:
Alto 155 mm
Ancho 298 mm
Fondo 152 mm



3.4 L

REF. 100151

-22% pvp 540 €
421 € + IVA



Medidas interiores:
Alto 100 mm
Ancho 298 mm
Fondo 152 mm



2.8 L

REF. 100150

-22% pvp 420,40 €
328 € + IVA



Medidas interiores:
Alto 100 mm
Ancho 238 mm
Fondo 140 mm

Baño de ultrasonidos Calypso 4 litros




- ✓ Con calentamiento.
- ✓ Con válvula de desagüe.
- ✓ Incluye vaso de cristal.
- ✓ Incluye pinzas limpia fresas (ref. 070520)
- ✓ Incluye cesta de acero inoxidable.

Especificaciones

Cap. cuba 4 l
Frecuencia 40 kHz

REF. 080422

-22% pvp 1.441,03 €
1.124 € + IVA




Ultrasonidos 180 ml con luz UV

NUEVO



Especificaciones

Cap. cuba 180 ml	Frecuencia 42 kHz
Cuba Ø 87*38 mm	Temporizador 5/10 min
Tensión 220 50/60 Hz	Potencia 28 W



REF. 100162
OFERTA DE LANZAMIENTO
47 € + IVA


Baño de ultrasonidos para limpieza de dentaduras



*La pila no está incluida

Especificaciones

Alimentación 2 pilas AA



REF. 100160

CONSULTAR PRECIOS

Baño de ultrasonidos 3 l, 2.5 y 1.4 litros


NUEVO



2.5 L

REF. 100140

-22% pvp 335,48 €
262 € + IVA



3 L

REF. 100142


-22% pvp 218 €
170 € + IVA



1.4 L

REF. 100141

-22% pvp 217,94 €
170 € + IVA



OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 1 de junio al 30 de septiembre, 2025




MESTRA

Mezcladora de alginato

- ✓ Fácilmente transportable.
- ✓ Ergonómica.
- ✓ Dos velocidades.
- ✓ Espátula incluida.

CE Producto sanitario MDR 2017/745



REF. 080515

-22% pvp 517,28 €

403 € + IVA


Regalo de 1 taza valorada en 27,69 € Ref. 080515-02

Mezcladora automática de alginato

- ✓ Cómoda mezcla automática.
- ✓ Rápida obtención de la mezcla en pocos segundos.
- ✓ Limpieza fácil de todos los componentes.
- ✓ Mezcla máxima 80 grs.



Regalo de un depósito estanco para alginato valorado en 93,20 € Ref. 100189




REF. 100191

-22% pvp 1.050,26 €

819 € + IVA

Localizador de ápices

- ✓ Calibración automática.
- ✓ Pantalla LCD con una imagen clara y precisa.
- ✓ Con colores diferentes.
- ✓ Accesorios esterilizables.
- ✓ Batería recargable.



REF. 100330

SÚPER OFERTA 291 € + IVA

Motor endodoncia

Especificaciones

Velocidad 100-600 rpm

Torque 1.4 N. cm

Alimentación Pilas



CE 0120




REF. 100350

SÚPER OFERTA 612 € + IVA

Cámara intraoral con autofocus y acople brazo

- ✓ Pantalla táctil LCD de 21,5 pulgadas.
- ✓ Cámara de alta definición (4K).
- ✓ Autofocus.
- ✓ Grabación de imágenes y video en memoria USB.
- ✓ Código QR para descarga de imágenes por WIFI.
- ✓ Soporte a barra.
- ✓ Sistema Android.
- ✓ Visualización de 1 o 4 imágenes en pantalla.




REF. 100336

-22% pvp 960 €

749 € + IVA

Ultrasonidos de sobremesa

CE 0197



D3


REF. 100313

-22% pvp 320,36 €

250 € + IVA

2 Funciones Limpieza - Periodoncia

Pieza de mano tipo satelec. Desmontable y autoclavable con 5 puntas-insertos




D5

REF. 100316

SÚPER OFERTA 300 € + IVA

3 Funciones Limpieza - Periodoncia - Endodoncia

Pieza de mano tipo satelec. Desmontable y Autoclavable con 6 puntas-insertos.



D7

REF. 100318

SÚPER OFERTA 622 € + IVA

3 Funciones Limpieza - Periodoncia - Endodoncia

Depósito para líquidos o medicamentos de tratamiento. Pieza de mano tipo satelec desmontable y autoclavable a 135° con 8 puntas-insertos.

OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 1 de junio al 30 de septiembre, 2025




Lámpara de blanqueamiento

- ✓ Amplio espectro de iluminación (desde 420 a 472 nm)
- ✓ Elevada potencia (hasta 2000 mW/cm²)
- ✓ Fácilmente ajustable en altura y orientación.
- ✓ Su display digital informa de los tiempos, potencia, etc. del proceso de blanqueamiento.
- ✓ Incluye mando a distancia, 20 férulas bucales desechables, dos gafas de protección y un retractor labial.



REF. 100340

SÚPER OFERTA
490 € + IVA



Lámpara de blanqueamiento

- ✓ Amplio espectro de iluminación.
- ✓ 3 tipos diferentes de fuentes de luz LED: azul, rojo y rojo + azul.
- ✓ 5 luces azules desde 430 a 490 nm.
- ✓ 2 luces rojas de alta potencia 610 a 650 nm.
- ✓ Potencia de salida luz hasta 2.327 mW/cm²
- ✓ 8 luces violetas con efecto de esterilización.
- ✓ Fabricada en material metálico, de apariencia elegante y fácil de montar.
- ✓ Tiempo de blanqueo ajustable.



REF. 100341

-22% pvp 886,39 €
691 € + IVA



Cortador de gutapercha

La punta tiene un diseño flexible para que se pueda cortar sin problemas.

Presionando el botón de encendido, la punta se calentará inmediatamente hasta 500°C. Suelte el botón y la punta se enfriará rápidamente.



REF. 100349

OFERTA DE LANZAMIENTO
90 € + IVA




Mezcladora de siliconas

- ✓ Apta para el 99% de siliconas.



REF. 100360

-22% pvp 1.192,17 €
930 € + IVA




Especificaciones

Empuje 450 kg ± 10	Potencia 150 W
Temp. ambiente 5-40°C	Alimentación 240V-50Hz

Compresores de pistón seco con secador

Familia de compresores integrada por dos tamaños de 80 y 160 litros/minuto que incluye un secador con purga automática. Funcionamiento extremadamente silencioso (60 dB), sencillo mantenimiento (pistón seco) y excelente fiabilidad.

Se suministran con dos manómetros (presión de calderín y de servicio), manorregulador de salida y juego completo de válvulas para el purgado. La presión de servicio puede alcanzar los 8 bares. **No aptos para fresadoras.**



1. La Ref. 110340 está también disponible con filtro HEPA (H14) Ref. 110340H
2. El filtro de carbón activo Ref. 110300-53 está disponible como accesorio para todos los compresores.


CERTIFICADO por TÜV SÜD
Certificado de tipo N° 12202200491258001
Directiva 2014/29/UE (recipiente a presión)



80 l/min
(con secador)

REF. 110310


-22% pvp 1.710,79 €
1.334 € + IVA



160 l/min
(con secador)

REF. 110340

-22% pvp 2.531,09 €
1.974 € + IVA



OFERTA ESPECIAL | Clínica


Del 1 de junio al 30 de septiembre, 2025



Cabina de repaso Eclipse con aspiración incorporada

Caja de similares prestaciones a la cabina de repaso Eclipse (Ref. 080216), pero con la particularidad de integrar su propia unidad de aspiración.

Sus reducidas dimensiones, la hacen ideal en lugares con poco espacio, en los que interesa mantener limpio el entorno sin la necesidad de voluminosos equipos de aspiración. En caso de necesidad, es posible incorporar la máquina a una fuente de aspiración externa.



Delante



Detrás

NUEVO




REF. 080217

-22% pvp 595 €
464 € + IVA

Cabina de repaso Eclipse

- ✓ Acoplamiento para astillera tipo jeb.
- ✓ Posición de trabajo ergonómica.
- ✓ Lámparas LED.
- ✓ Fácil limpieza.



REF. 080216


-22% pvp 484,69 €
378 € + IVA

Mini arenadora para uso extraoral

- ✓ Granulación del óxido de 50 a 100 micras.
- ✓ Imprescindible para la limpieza de brackets.
- ✓ Adecuación de microrretenciones y coronas.
- ✓ Ajuste de contactos interproximales.
- ✓ Operaciones de arenado de precisión.
- ✓ Arenamientos oclusares.
- ✓ Inlay-onlay.



Incluido



Especificaciones


Presión de trabajo 4 a 5,5 bares
Granulación de óxido hasta 100 micras

REF. 100122

SÚPER OFERTA
130 € + IVA

Chorro de arena - 1 vaso Eclipse I

- ✓ Un depósito y una pistola móvil para microchorreado.
- ✓ Soplador.
- ✓ Presión de trabajo 2 a 6 bares.
- ✓ Luz interior LED.
- ✓ 80 l/min



NUEVO




REF. 080221

-22% pvp 870 €
679 € + IVA

Chorro de arena - 1 vaso Plutón

- ✓ Un vaso de alta capacidad.
- ✓ Presión de soplado hasta 6 bares.
- ✓ Cuerpo en acero inoxidable.
- ✓ Luz LED de alta potencia.
- ✓ Amplia visión interior.
- ✓ Consumo de aire: 80 l/min
- ✓ Presión de trabajo: 2-5 atm



NUEVO



Inox

REF. 080254

-22% pvp 877 €
684 € + IVA

Micromotor portátil inducción intramatic

Autonomía 10 h

CAJA CONTROL

Alto 45 mm	Ancho 105 mm
Fondo 145 mm	Peso 0,4 kg

REF. 100282

Alto 20 mm	Ancho 20 mm	Fondo 155 mm
Peso 0,2 kg	Potencia 30W	Torque 250 gf-cm
Velocidad 30000 rpm		




REF. 100282

-22% pvp 746,86 €
583 € + IVA

SENSE A3 Conexión intramatic

- ✓ Motor con escobillas.
- ✓ Control de velocidad manual/pedal.
- ✓ Pedal ON/OFF.
- ✓ Pantalla digital de velocidad.
- ✓ Giro a derecha e izquierda.
- ✓ Función de protección de sobrecarga.
- ✓ Función de aviso de avería.



Especificaciones

Velocidad máx. 35000 rpm	Voltaje 0-33 V
Torque 3.0 N-cm	Pieza de mano Ø 15 x 150 mm
Potencia 70 W	Peso pieza de mano 215 g

REF. 100239

-8,5% pvp 229,50 €
210 € + IVA

NUEVO

OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 1 de junio al 30 de septiembre, 2025



Lupas bio-art
intelligent solutions

OFERTA LANZAMIENTO

NUOVO

Ligera, práctica y con excelente visión clara y panorámica.

Fabricadas con resina CR-39, mayor resistencia contra abrasión y excelente transparencia.

✓ Disponible con aumento de 2,5x ó 3,5x.

✓ Dimensiones del embalaje:
(CxLxH) 25,5 x 16,5 x 3,5 cm.

✓ Peso: 65g.



Aumento 2,5 x
REF. 100076

OFERTA DE LANZAMIENTO
36 € + IVA

Aumento 3,5 x
REF. 100077

OFERTA DE LANZAMIENTO
36 € + IVA

Lupas de aumento

✓ Equipadas con una práctica iluminación para evitar sombras.

✓ Cuatro aumentos diferentes:
1,7X, 2X, 2,5X, 3,5X



REF. 100079

-22% pvp 127,29 €
99 € + IVA

Gafas de seguridad

Válvula ventilación

REF. 100014

-22% pvp 12,67 €

10 € + IVA



Rayos UV

REF. 100013

-22% pvp 19 €

15 € + IVA

Antivaho

REF. 100011

-22% pvp 19 €

15 € + IVA

Gran visión

REF. 100012

-22% pvp 19 €

15 € + IVA

Protector facial

Soporte abatible
+ 10 láminas



REF. 100022

SÚPER OFERTA

12 € + IVA

Protector facial

Soporte + 10 láminas



REF. 100021

SÚPER OFERTA

13 € + IVA

Mufla

para duplicar con alginato

✓ Con juego reductor de tamaño, para modelos pequeños.

Dimensiones interiores



REF. 020206

-22% pvp 124,08 €

97 € + IVA


Vibrador redondo

Ø120 mm

✓ Fabricado en aluminio anodizado y pintado en blanco sobre ventosas adherentes.

✓ Rebaje de 30 mm para introducir la cubeta.

✓ Lleva potenciómetro, conmutador de regulación escalonada de vibraciones de - + y piloto luminoso de marcha.



REF. 080030

-22% pvp 355,38 €

277 € + IVA

Olla Polimerizadora neumática

loox


FABRICADO
MESTRA
ESPAÑA
DISEÑADO

Especificaciones

Presión máx. 2 bar

Temp. máx. 60°C

Capacidad 6 l



Medidas interiores:
Ø 220 x 170 mm alto



Manguera de conexión con cierre automático.

Doble válvula de seguridad

REF. 030420

-22% pvp 384,12 €

300 € + IVA

Calentador de placas de cera


Para registros intraorales.

✓ Cuba y tapa de acero inoxidable.

Especificaciones

Temperatura 30-75°C

Capacidad 1l



REF. 080078

-22% pvp 515,57 €

402 € + IVA

OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 1 de junio al 30 de septiembre, 2025



Carrito

- ✓ Fabricado en acero inoxidable.
- ✓ Bandeja extraíble (495 x 345 mm)




Inox

NUEVO

REF. 100451

SÚPER OFERTA
145 € + IVA



Carrito

- ✓ Fabricado en acero inoxidable.
- ✓ Bandeja extraíble (495 x 345 mm)




Inox


NUEVO

REF. 100452

SÚPER OFERTA
145 € + IVA



Carro para escáner



NUEVO

REF. 100450

-22% pvp 487 €
380 € + IVA

Carrito móvil eléctrico

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- ✓ Tres bandejas.
- ✓ Dos tomas de corriente.
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.




REF. 100305

-22% pvp 380,93 €
297 € + IVA

Carrito móvil eléctrico

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- ✓ Tres bandejas.
- ✓ Tres tomas de corriente.
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.
- ✓ Peso soportado por bandeja 5 kg.




REF. 100307

SÚPER OFERTA
216 € + IVA



Carrito móvil eléctrico

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- ✓ Tres bandejas.
- ✓ Tres tomas de corriente.
- ✓ Un cajón.
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.
- ✓ Peso soportado por bandeja 5 kg.



REF. 100308

SÚPER OFERTA
366 € + IVA



Carrito móvil eléctrico

- ✓ Fabricado en chapa de acero y esmaltado en blanco.
- ✓ Tres bandejas de cristal.
- ✓ Dos tomas de corriente.
- ✓ Cuatro ruedas con desplazamiento suave y equilibrado.



REF. 100306

SÚPER OFERTA
420 € + IVA



Mesa de trabajo

- ✓ Mesa metálica con encimera de madera.
- ✓ Silla para puesto de trabajo Ref. 100300
- ✓ Pulidora y dos bandejas.
- ✓ Lámpara LED.
- ✓ Micromotor.

Obsequio:
✓ Lupa de mesa.
✓ Fresero magnético.

Silla para puesto de trabajo

Cuatro regulaciones diferentes.
Ruedas con frenado de seguridad (EN 1335-2:2009)



REF. 100301K2

-22% pvp 2.394,11 €
1.867 € + IVA

REF. 100300

-22% pvp 341,15 €
266 € + IVA





Articulador semiajustable tipo arcón + estuche Arquímedes Profesional A7 Plus

REF. 010099

-22% pvp 256,70 €
200 € + IVA

Estructura robusta hecha en aluminio, garantizando mayor estabilidad y visibilidad.

- ✓ Sistema de estabilización del movimiento de la guía condilar con conexión de silicona.
- ✓ Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.
- ✓ Distancia intercondilar fija (110 mm)
- ✓ Regulación del ángulo de Bennet.
- ✓ Regulación de la guía condilar.
- ✓ Semiajustable/arcón.
- ✓ Guía condilar curva.
- ✓ Traba en céntrica.



MESTRA
by bio-art



Set Profesional Estándar

REF. 010102

SÚPER OFERTA
265 € + IVA

- ✓ Articulador A7 PLUS
- ✓ Arco estándar
- ✓ Estuche



Set Profesional Élite

REF. 010101

-22% pvp 485,65 €
379 € + IVA

- ✓ Articulador A7 PLUS
- ✓ Arco facial élite
- ✓ Estuche



Articulador semiajustable tipo arcón + estuche Arquímedes Protrusal A7 Plus E

REF. 010103

SÚPER OFERTA
285 € + IVA

Guías condilares exclusivas en aluminio con ajuste milimétrico.

- ✓ Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.
- ✓ Sistema estabilizador de los movimientos.
- ✓ Distancia intercondilar fija (110 mm)
- ✓ Sistema de trabamamiento bilateral.
- ✓ Regulación del ángulo de Bennet.
- ✓ Regulación de la guía condilar.
- ✓ Semiajustable/arcón.
- ✓ Guía condilar plana.



MESTRA
by bio-art



Set Protrusal Estándar

REF. 010104

SÚPER OFERTA
330 € + IVA

- ✓ Articulador A7 PLUS-E
- ✓ Arco estándar
- ✓ Estuche



Set Protrusal Élite

REF. 010106

SÚPER OFERTA
450 € + IVA

- ✓ Articulador A7 PLUS-E
- ✓ Arco facial élite
- ✓ Estuche



Articulador semiajustable tipo arcón + estuche 4000 S

REF. 010107

-22% pvp 307,35 €
240 € + IVA

- ✓ Distancia intercondilar ajustable (eje expansor)
- ✓ Reglaje del ángulo de la guía condilar.
- ✓ Reglaje del ángulo de Bennet.
- ✓ Estabilización para los movimientos de articulación (O-ring)
- ✓ Semiajustable/arcón.
- ✓ Guía condilar curva.



MESTRA
by bio-art



Set 4000 S Estándar

REF. 010107S

-22% pvp 424,11 €
331 € + IVA

- ✓ Articulador 4000S
- ✓ Arco facial estándar
- ✓ Estuche



Set 4000 S Élite

REF. 010107E

-22% pvp 536,19 €
418 € + IVA

- ✓ Articulador 4000S
- ✓ Arco facial élite
- ✓ Estuche



OFERTA ESPECIAL | Clínica

Del 1 de junio al 30 de septiembre, 2025



MESTRA

Articulador tipo arcón Arquímedes Junior A7 Fix

- ✓ Pin de apoyo de la rama superior en posición abierta.
- ✓ Sistema de estabilización magnético (embutido) para el movimiento de la guía condilar.
- ✓ Distancia intercondilar fija (110 mm)
- ✓ Ángulo de Bennet fijo en la media 15°
- ✓ Guía condilar fija en la media 30°
- ✓ Semiajustable/arcón.
- ✓ Guía condilar curva.



REF. 010098

-22% pvp 143,10 €
112 € + IVA



Arco facial Estándar

Aparato utilizado para registrar la posición espacial de la arcada dentaria superior del paciente en relación al cráneo y transferir el registro para el articulador. La transferencia del registro del paciente es realizada fijándose el arco facial completo en el articulador.



REF. 010102-50

-22% pvp 122,08 €
95 € + IVA



CE Producto sanitario

Arco facial Élite

Sistema de articulación y fijación del tenedor que permite un registro más rápido. Elimina la necesidad del arco en el proceso de montaje de los modelos en el articulador.



REF. 010100-55

-22% pvp 254,20 €
198 € + IVA



CE Producto sanitario

Cajas para prótesis y ortodoncia

Fabricadas en plástico.
25 uds. surtidas.



REF. 070600

CONSULTAR PRECIOS
POR CANTIDAD

Cajas para ortodoncia

Fabricadas en plástico.
25 uds. surtidas.



REF. 070590

CONSULTAR PRECIOS
POR CANTIDAD

Cajas para prótesis


Fabricadas en plástico.
100 unidades.

Azul

Ref. 070000

Rosa

Ref. 070001



CONSULTAR PRECIOS
POR CANTIDAD

Cajas para placas de ortodoncia

Azul

Ref. 070002

Verde


Ref. 070006

Verde claro

Ref. 070007

Naranja

Ref. 070008



Fabricadas en plástico de colores.

CONSULTAR PRECIOS
POR CANTIDAD

Cajas para ortodoncia




Fabricadas en plástico.
5 uds. surtidas.

REF. 070622

CONSULTAR PRECIOS
POR CANTIDAD

Cajas para ortodoncia




Fabricadas en plástico.
5 uds. surtidas.

REF. 070618

CONSULTAR PRECIOS
POR CANTIDAD

Cajas para ortodoncia

Fabricadas en plástico.
5 uds. surtidas.




REF. 070616

CONSULTAR PRECIOS
POR CANTIDAD

Caja para prótesis (con escurridera)

Fabricadas en plástico.
4 uds.




REF. 100267

CONSULTAR PRECIOS
POR CANTIDAD

Caja de transporte y limpieza

Fabricada en plástico.




REF. 100265


CONSULTAR PRECIOS
POR CANTIDAD

Cajas con membrana (bolsas de 10 unidades)

- ✓ Diseñadas para el transporte y entrega de elementos de alta calidad.
- ✓ Interior acolchado por una membrana de gran flexibilidad.
- ✓ Fabricadas en material transparente de muy alta resistencia y con cierre de seguridad.
- ✓ Se suministran en bolsas de 10 unidades.



Ref. 100262



Ref. 100263




Ref. 100264


Fabricadas en plástico.

CONSULTAR
PRECIOS
POR CANTIDAD


Cajas con membrana (bolsas de 10 unidades)



Ref. 100259




Ref. 100260




Ref. 100261

CONSULTAR
PRECIOS
POR CANTIDAD

Cajas de transporte



Ref. 100255



Ref. 100256

CONSULTAR
PRECIOS
POR CANTIDAD

Lámpara LED



¡LA MÁS
VENDIDA!

REF. 100288

SÚPER OFERTA
90 € + IVA

- ✓ 84 LEDs grandes.
- ✓ Temperatura de color 6000 K
- ✓ Intensidad de luz regulable táctil.
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.
- ✓ Brazo especialmente rígido.

Lámpara LED




REF. 100289

SÚPER OFERTA
90 € + IVA

- ✓ 90 LEDs grandes.
- ✓ Temperatura de color 6000-7000 K
- ✓ Intensidad de luz regulable táctil.
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.

Lámpara LED



REF. 100290

SÚPER OFERTA
90 € + IVA

- ✓ 117 LEDs.
- ✓ Temperatura de color 5600-6000 K
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.

Lámpara lupa



Lente de 3 dioptrías

REF. 100287



Lente de 5 dioptrías

REF. 100287-5x

SÚPER OFERTA
76 € + IVA

- ✓ 90 LEDs blancos.
- ✓ Diámetro lupa 190 mm
- ✓ Con pinza para sujeción a la mesa.

Lámpara LED



Giro de hasta 180°

REF. 100289V

-28% pvp-150 €
108 € + IVA

- ✓ 140 LEDs.
- ✓ Temperatura color 3000/6500 K
- ✓ 3 tipos de luz: fría, neutra y cálida.
- ✓ Intensidad de luz regulable táctil.
- ✓ Con pinza de sujeción a mesa.



Luz fría
1 hilera



Luz neutra
2 hileras



Luz cálida
1 hilera

NUEVO

Accesorios para lámpara y lupa

REF. 100287 - REF. 100288



Soporte con ruedas

REF. 100288-10

-22% pvp-71 €
57 € + IVA



REF. 100288-02

Sargento grande




REF. 100288-03

Soporte pared



REF. 100288-04

Soporte mesa
atornillable



REF. 100288-07

Soporte sobremesa



MESTRA

Talleres Mestraitua SL
(+34) 944 530 388
info@mestra.es - www.mestra.es
48150 SONDIKA (Spain)

Oferta válida salvo error tipográfico o fin de existencias. El fabricante se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso.



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 1100018003